



# ବୈଶ୍ୱେଷିକ ବ୍ରହ୍ମାବିଦ୍ୟା



# বৈশ্বেশ্বিক রসায়ন

## (Analytical Chemistry)

ডঃ অনিল কুমার দে, এম. এসসি., ডি. ফিল.  
অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ : রসায়ন বিভাগ, বিশ্বভারতী  
এবং

ডঃ অসিত কুমার সেন, এম. এসসি., পি. এইচ. ডি.  
লেকচারার : বিশ্বভারতী

WEST BENGAL LEGISLATURE LIBRARY

Acc. No. 5541.....

Dated 4.11.97.....

CaN No. 542/1.....

Price / Page Rs. 17/-.....

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ  
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা)



**© West Bengal State Book Board**

**October, 1976.**

**Published by Shri Abani Mitra, Chief Executive Officer, West Bengal State Book Board under the Centrally Sponsored Scheme of production of books and literature in regional languages at the University level of the Government of India in the Ministry of Education and Social Welfare (Department of Culture), New Delhi and printed by Surajit C. Das at General Printers & Publishers Pvt. Ltd., 119, Lenin Sarani, Calcutta 700 013.**

## ভূমিকা

বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের প্রারম্ভে বৈজ্ঞানিক রসায়নের (Analytical Chemistry) পরিচিতি খুবই সীমাবদ্ধ ছিল। মাত্রিক বিশ্লেষণের (Quantitative Analysis) দুই শাখা—আয়তনিক (Volumetric) ও তৌলিক (Gravimetric) বিশ্লেষণের মধ্যে সীমারেখা টানা ছিল। অর্থাৎ সে যুগে Classical Analysis বা আদ্র রাসায়নিক বিশ্লেষণের পরীক্ষা-নিরীক্ষা নিয়ে বৈজ্ঞানিক রসায়নের ইতিহাস গড়ে উঠছিল। রিচার্ডস ও ব্যাক্স্টারের (1914) নেতৃত্বে পারমাণবিক ভর নির্ণয়ের নিখুঁত পদ্ধতি, স্মিথ (1907) প্রমুখ রাসায়নিকদের নেতৃত্বে তড়িত বিশ্লেষণ (Electroanalytical) পদ্ধতির উদ্ভাবন বৈজ্ঞানিক রসায়নের ইতিহাসের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় সূচনা করেছিল। নতুন নতুন বিকারক (Reagent) ও রাসায়নিক পদ্ধতি আবিষ্কারের গতিবেগ ক্রমাগত হ্রাস পাওয়ায় বৈজ্ঞানিক রসায়নের ভবিষ্যৎ একরকম অনিশ্চয়তার অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়েছিল। তারপর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যে এবং যুদ্ধোত্তর যুগে বিভিন্ন যান্ত্রিক বিশ্লেষণ (Instrumental Methods of Analysis) পদ্ধতির আবিষ্কার এক রেনাসাঁ প্রবর্তন করল এবং বৈজ্ঞানিক রসায়নকে বিজ্ঞানে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিল।

বৈজ্ঞানিক রসায়নের সংজ্ঞা বিজ্ঞানীমহলে প্রথম নির্ধারিত করেছিলেন 1894 সালে প্রখ্যাত রাসায়নিক Wilhelm Ostwald : “Analytical Chemistry or the art of recognizing different substances and determining their constituents, takes a prominent position among the applications of Science since the questions it enables us to answer arise wherever chemical processes are employed for scientific or technical purposes.” বৈজ্ঞানিক রসায়নের সর্বাধুনিক সংজ্ঞা Ostwald-এর সংজ্ঞার কাছাকাছি—“বিজ্ঞানের একটি বিশেষ শাখা যার মূল উদ্দেশ্য ব্যবহারিক বিশ্লেষণ পদ্ধতির উদ্ভাবন ও উন্নয়ন।” নব নব সমস্যার সমাধানের প্রতিনিয়ত প্রয়াস—নতুন তথ্যের আবিষ্কার, এক শৃঙ্খলাবদ্ধ চিন্তাধারায় রূপায়ণ, নতুন পদ্ধতির উদ্ভাবন এবং পুরাতন পদ্ধতি উন্নয়ন করে নির্দিষ্ট লক্ষ্যপথে পৌঁছানো—এই হচ্ছে বৈজ্ঞানিক রসায়নের প্রাণধর্ম। একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বিষয়টি পরিষ্কার করা যেতে পারে। Mohr পদ্ধতিতে Chloride

ion অনুমাপন (Titration) প্রমাণ  $\text{AgNO}_3$  দ্রবণ ও  $\text{K}_2\text{CrO}_4$  সূচকের সাহায্যে। এই পদ্ধতি কার্যকরী হবে কিনা সিদ্ধান্ত করতে গেলে কয়েকটি তথ্য সঠিকভাবে জানা দরকার—

(1)  $\text{AgCl}$  ও  $\text{Ag}_2\text{CrO}_4$ -এর দ্রাব্যতা গুণফল (Solubility Product), (2) অনুমাপনের pH সীমা— $\text{H}_2\text{CrO}_4$ -এর বিয়োজন ধ্রুবক (Dissociation Constant),  $\text{Ag}_2\text{O}$ ,  $\text{Ag}_2\text{CO}_3$ -এর দ্রাব্যতা গুণফল (3)  $\text{AgCl}$  অধঃক্ষেপের আয়নশোষণ ক্ষমতা (4) Stannous ion-এর মত বিজারক আয়ন উপস্থিত থাকলে তার প্রভাব নির্ধারণ করতে হবে এবং সেজন্য জানা দরকার Stannous ion ও Chromate ion-এর বিক্রিয়া গতি (Kinetics), দ্রুতি আয়নের অর্ধবিক্রিয়া (Half reaction)-এর প্রমাণ বিভব (Standard potential) এবং সংশ্লিষ্ট আয়নগুলির সক্রিয়তা গুণাঙ্ক (Activity Coefficient) ইত্যাদি। ব্যবহারিক বিজ্ঞান হিসাবে বৈজ্ঞানিক রসায়ন সম্পূর্ণভাবে গবেষণা ভিত্তিক এবং বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার (Multidisciplinary) মিলনক্ষেত্র—রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, ভূতত্ত্ববিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা, প্রভৃতি ইত্যাদি। বলাবাহুল্য রসায়নের বিভিন্ন ধারার সম্মিশ্রণও বৈজ্ঞানিক রসায়ন অর্থাৎ এই শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করতে গেলে অজৈব, জৈব ও ভৌত এই তিনটি প্রধান শাখা সম্বন্ধে মৌলিক জ্ঞান থাকা অবশ্য প্রয়োজনীয়।

সাধারণভাবে বলতে গেলে বৈজ্ঞানিক রসায়ন হচ্ছে আঙ্গিক ও মাত্রিক বিশ্লেষণের সমন্বয়। পাশ্চাত্যের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পূর্ণাঙ্গ পাঠ্যক্রম আছে বৈজ্ঞানিক রসায়নের—আদ্র বিশ্লেষণের রসায়ন (Classical or Wet chemical analysis) এবং যান্ত্রিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি (Instrumental Methods of Analysis)। আমাদের দেশে বৈজ্ঞানিক রসায়ন এখনও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে যথাযোগ্য স্থান পায়নি। মাত্র দু-চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পাঠ্যক্রম রয়েছে। স্নাতক পর্যায়ে প্রায় কোনও পাঠ্যক্রম নেই বললেই চলে। এই বিষয়ে পাঠ্যপুস্তকের অভাব রয়েছে বিশেষতঃ ভারতীয় ভাষায়। সেইদিকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উৎসাহে বাংলা ভাষায় এই প্রথম পাঠ্যপুস্তকটি পশ্চিমবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়গুলির বিশেষ প্রয়োজন মেটাতে।

সীমিত পরিসরের মধ্যে এবং সাম্মানিক স্নাতক পর্যায়ের দিকে লক্ষ্য রেখে বৈজ্ঞানিক রসায়নের মৌলিক (Classical) দিকটা পরিষ্কৃত করা হয়েছে এবং আধুনিক অর্থাৎ যান্ত্রিক পদ্ধতি ইত্যাদি বাদ দিতে হয়েছে। এটি অপরিহার্য কারণ আধুনিক বৈজ্ঞানিক রসায়ন আমাদের

বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর মানের উপযোগী। বলাবাহুল্য মৌলিক (Classical) অংশটি বৈশ্লেষিক রসায়নের মূল ভিত্তি যার সঙ্গে ছাত্র-ছাত্রীদের সম্যক পরিচিতি ঘটলে আধুনিক বৈশ্লেষিক রসায়ন করায়ত্ত করতে অসুবিধা হয় না। আর একটি বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে। বৈশ্লেষিক রসায়নে অজৈব রসায়নের ভূমিকা মন্থ্য এবং জৈব রসায়নের ভূমিকা গৌণ। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে স্নাতক পর্যায়ে রসায়নের ব্যবহারিক (Practical) পাঠক্রমে অজৈব রসায়নের গুরুত্ব বেশী। জৈব রসায়নের ব্যবহারিক (Practical) পাঠক্রমের জন্য দরকার পৃথক পদুস্তিকা বা বর্তমান সিরিজের আর একটি খণ্ড। তাই এখানে সীমিত পরিসরের জন্য জৈব রসায়নের বৈশ্লেষিক দিক বাদ দিতে হয়েছে। বর্তমান পাঠ্য-পদুস্তকে বৈশ্লেষিক রসায়নের মৌলিক তত্ত্ব এবং অজৈব আঙ্গিক ও মাত্রিক বিশ্লেষণ পূর্ণাঙ্গভাবে পরিবেশন করা হয়েছে। সাম্মানিক স্নাতক পর্যায়ে এই ধরনের এক খণ্ড পদুস্তকে যাবতীয় প্রয়োজনীয় তথ্য সংকলন পাঠ্য-পদুস্তকের ইতিহাসে এক নতুন বলিষ্ঠ পদক্ষেপ বলা যেতে পারে।

এই পাঠ্যপদুস্তক রচনার পিছনে রয়েছে প্রধান গ্রন্থাকারের বৈশ্লেষিক রসায়নের ক্ষেত্রে দীর্ঘ কুড়ি বছরের গবেষণা ও অধ্যাপনার অভিজ্ঞতা এবং তাঁর প্রাক্তন সহকারী গবেষক ও বর্তমান সহকর্মীর অকুণ্ঠ সহযোগিতা ও পরিশ্রম। প্রকাশনার দায়িত্বভার বহনের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার (West Bengal State Book Board) কে অশেষ ধন্যবাদ জানাই। পরিশেষে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষকে তাঁদের সহযোগিতার জন্য।

বিশ্বভারতী  
অক্টোবর, 1976 }

অনিল কুমার দে  
অসিত কুমার সেন



# সূচীপত্র

## প্রথম ভাগ

### আঙ্গিক ও মাত্রিক বিশ্লেষণের তত্ত্বগত দিক

#### প্রথম অধ্যায় : তড়িৎ বিশ্লেষণ

1—8

1, 1. তড়িৎ বিশ্লেষণ তত্ত্ব ; 1, 2. দ্রবণে আয়নগুলির বিক্রিয়া ;  
1, 3. ভরক্রিয়া সূত্র ; 1, 4. Le chatelier নীতি ; 1, 5.  
সক্রিয়তা ও সক্রিয়তা গুণাংক।

#### দ্বিতীয় অধ্যায় : জলে অ্যাসিড ও ক্ষারকের সাম্য

9—50

2, 1. অ্যাসিড ও ক্ষারক ; 2, 2. উভধর্মী তড়িৎ-বিশ্লেষ্য  
পদার্থ ; 2, 3. অ্যাসিড ও ক্ষারকের শক্তি ; 2, 4. বহু ক্ষারকীয়  
অ্যাসিডের বিশ্লেষণ ; 2, 5. সাধারণ আয়ন প্রভাব ; 2, 6. জলের  
আয়নীয় গুণফল ; 2, 7. হাইড্রোজেন আয়ন প্রতীক, pH ; 2, 8.  
বাফার দ্রবণ ; 2, 9. লবণের জলবিশ্লেষ ; 2, 10. দ্রাব্যতা  
গুণফল।

#### তৃতীয় অধ্যায় : জটিল আয়ন

51—57

3, 1. ব্যবহারিক রসায়নে জটিল আয়ন ; 3, 2. বলর (কিলেট)  
যোগ।

#### চতুর্থ অধ্যায় : অননুমান পদ্ধতি (Titration)

58—88

4, 1. আয়তনিক অথবা অননুমান বিশ্লেষণ তত্ত্ব ; 4, 2. জারণ  
সংখ্যা ; 4, 3. আয়ন-ইলেকট্রন বিক্রিয়া ; 4, 4. ইলেকট্রোড  
পোটেন্সিয়াল ; 4, 5. তুল্যাংকভার ; 4, 6. প্রাথমিক প্রমাণ দ্রব ;  
4, 7. প্রমাণ দ্রবণ প্রস্তুতি ; 4, 8. সূচক ; 4, 9. তৌলিক  
বিশ্লেষণ তত্ত্ব ; 4, 10. অধঃক্ষেপণ পদ্ধতি ; 4, 11. পদার্থের  
কোলেয়েডীয় অবস্থা ; 4, 12. সহ-অধঃক্ষেপণ ; 4, 13. উত্তর-  
অধঃক্ষেপণ ; 4, 14. ডাইজেশন ; 4, 15. অধঃক্ষেপণের শর্তা-  
বলী ; 4, 16. অধঃক্ষেপ যৌতি।

#### পঞ্চম অধ্যায় : মাত্রিক বিশ্লেষণে ভ্রম

89—94

5, 1. সংজ্ঞা ; 5, 2. ভ্রম বিভাগীকরণ ; 5, 3. ভ্রম হ্রস্বীকরণ ;  
5, 4. বাতিলযোগ্য মাপনমান।

## দ্বিতীয় ভাগ

## পরীক্ষা পদ্ধতি

ষষ্ঠ অধ্যায় : অজৈব রসায়নের আঙ্গিক বিশ্লেষণে পরীক্ষা পদ্ধতি 96—109

6, 1. শব্দক বিক্রিয়া ; 6, 2. আর্দ্র বিক্রিয়া ; 6, 3. উন পরিমাণ বিশ্লেষণ ।

সপ্তম অধ্যায় : অজৈব রসায়নের দ্ব্যঙ্গিক বিশ্লেষণে পরীক্ষা পদ্ধতি 110—131

7, 1. বৈশ্লেষিক তুলা ; 7, 2. একটি বৈশ্লেষিক তুলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ; 7, 3. রাসায়নিক তুলার সুবেদিতা ; 7, 4. ওজন ; 7, 5. দোলন পদ্ধতিতে ওজন ; 7, 6. ওজন কার্বে ভ্রম ; 7, 7. তুলার যন্ত্র ও ব্যবহার ; 7, 8. অন্যান্য ধরণের বৈশ্লেষিক তুলা ; 7, 9. সাধারণ যন্ত্রপাতি ; 7, 10. উত্তাপনের যন্ত্রপাতি ; 7, 11. আয়তনের একক ; 7, 12. কাচের পাত্রাদি পরিষ্করণ ; 7, 13. মাপক-কুপী ; 7, 14. ব্ল্যুরেট ; 7, 15. পিপেট ; 7, 16. অধঃক্ষেপণ ; 7, 17. ছাঁকন ; 7, 18. অধঃক্ষেপ ধোঁতি ; 7, 19. অধঃক্ষেপ শব্দককরণ ও জ্বালন ।

## তৃতীয় ভাগ

## আঙ্গিক বিশ্লেষণ

অষ্টম অধ্যায় : অজৈব উপাদানগুলির রীতিবদ্ধ আঙ্গিক বিশ্লেষণ 134—275

8, 1. প্রাথমিক শব্দক পরীক্ষা ; 8, 2. অ্যাসিডীয়মূলক (অ্যানায়ন)গুলির প্রাথমিক পরীক্ষা ; 8, 3. অ্যানায়নগুলির শ্রেণীবিভাগ ; 8, 4. অ্যানায়নগুলির পরীক্ষার জন্য পরীক্ষণীয় লবণের দ্রবণ প্রস্তুতি ; 8, 5. মূল সোডিয়াম কার্বনেট নির্বাচন নিয়ে পরীক্ষা ; 8, 6. ফ্লুওরাইড আয়নের বিক্রিয়া ; 8, 7. ক্লোরাইড আয়নের বিক্রিয়া ; 8, 8. ব্রোমাইড আয়নের বিক্রিয়া ; 8, 9. আয়োডাইড আয়নের বিক্রিয়া ; 8, 10. ক্লোরাইড, ব্রোমাইড এবং আয়োডাইড মিশ্রণের পৃথকীকরণ ও সনাক্তকরণ ; 8, 11. হাইপোক্লোরাইট আয়নের বিক্রিয়া ; 8, 12. ক্লোরেট আয়নের বিক্রিয়া ; 8, 13. রোমেট আয়নের বিক্রিয়া ; 8, 14. আয়োডেট আয়নের বিক্রিয়া ; 8, 15. পারক্লোরেট আয়নের বিক্রিয়া ; 8, 16. ক্লোরাইড, ক্লোরেট এবং পারক্লোরেট মিশ্রণের পৃথকীকরণ এবং সনাক্তকরণ ; 8, 17. আয়োডেট এবং আয়োডাইড মিশ্রণের সনাক্তকরণ ; 8, 18. সালফাইড আয়নের বিক্রিয়া ; 8, 19. সালফাইট আয়নের বিক্রিয়া ; 8, 20. থায়োসালফেট আয়নের বিক্রিয়া ;

৪, ২১. সালফেট আয়নের বিক্রিয়া ; ৪, ২২. সালফাইড, সালফাইট, থায়োসালফেট এবং সালফেট মিশ্রণের সনাক্তকরণ ; ৪, ২৩. কার্বনেট আয়নের বিক্রিয়া ; ৪, ২৪. নাইট্রাইট আয়নের বিক্রিয়া ; ৪, ২৫. নাইট্রেট আয়নের বিক্রিয়া ; ৪, ২৬. থায়োসায়ানোট আয়নের বিক্রিয়া ; ৪, ২৭. ফেরোসায়ানাইড আয়নের বিক্রিয়া ; ৪, ২৮. ফেরিসায়ানাইড আয়নের বিক্রিয়া ; ৪, ২৯. থায়োসায়ানোট, ফেরোসায়ানাইড এবং ফেরিসায়ানাইড মিশ্রণের সনাক্তকরণ ; ৪, ৩০. বোরোট আয়নের বিক্রিয়া ; ৪, ৩১. সিলিকেট আয়নের বিক্রিয়া ; ৪, ৩২. ফসফেট আয়নের বিক্রিয়া ; ৪, ৩৩. ফসফাইট আয়নের বিক্রিয়া ; ৪, ৩৪. হাইপোফসফাইট আয়নের বিক্রিয়া ; ৪, ৩৫. ক্রোমেট আয়নের বিক্রিয়া ; ৪, ৩৬. আর্সেনাইট, আর্সেনেট এবং ফসফেট মিশ্রণের সনাক্তকরণ।

ধাতব আয়নগুলির আর্দ্র পরীক্ষা : ৪, ৩৭. আর্দ্র পরীক্ষার জন্য পরীক্ষণীয় কঠিন বস্তুর দ্রবণ প্রস্তুতি ; ৪, ৩৮. পর্যায়ক্রমে শ্রেণীগতভাবে ধাতব ক্যাটায়নের বিশ্লেষণ ; ৪, ৩৯. শ্রেণীগতভাবে ক্ষারকীয় মূলক (ক্যাটায়ন)গুলির পৃথকীকরণ ; ৪, ৪০. সিলভার আয়নের বিক্রিয়া ; ৪, ৪১. মারকারী (আস) আয়নের বিক্রিয়া ; ৪, ৪২. লেড আয়নের বিক্রিয়া ; ৪, ৪৩. কপার এবং আর্সেনিক শ্রেণীর ধাতব আয়নগুলির বিশ্লেষণ ; ৪, ৪৪. মারকারী (ইক) আয়নের বিক্রিয়া ; ৪, ৪৫. বিসমথ আয়নের বিক্রিয়া ; ৪, ৪৬. কিউপ্রিক আয়নের বিক্রিয়া ; ৪, ৪৭. ক্যাডমিয়াম আয়নের বিক্রিয়া ; ৪, ৪৮. আর্সেনিক (আস) যৌগের বিক্রিয়া ; ৪, ৪৯. আর্সেনিক (ইক) যৌগের বিক্রিয়া ; ৪, ৫০. অ্যান্টিমনি যৌগের বিক্রিয়া ; ৪, ৫১. টিন (আস) আয়নের বিক্রিয়া ; ৪, ৫২. টিন (ইক) আয়নের বিক্রিয়া ; ৪, ৫৩. আয়রন (আস) আয়নের বিক্রিয়া ; ৪, ৫৪. আয়রন (ইক) আয়নের বিক্রিয়া ; ৪, ৫৫. ক্রোমিয়াম (ইক) আয়নের বিক্রিয়া ; ৪, ৫৬. অ্যালুমিনিয়াম আয়নের বিক্রিয়া ; ৪, ৫৭. কোবাল্ট (আস) আয়নের বিক্রিয়া ; ৪, ৫৮. নিকেল আয়নের বিক্রিয়া ; ৪, ৫৯. ম্যাঙ্গানিজ আয়নের বিক্রিয়া ; ৪, ৬০. জিংক আয়নের বিক্রিয়া ; ৪, ৬১. বেরিয়াম আয়নের বিক্রিয়া ; ৪, ৬২. স্ট্রনসিয়াম আয়নের বিক্রিয়া ; ৪, ৬৩. ক্যালসিয়াম আয়নের বিক্রিয়া ; ৪, ৬৪. ম্যাগনেসিয়াম আয়নের বিক্রিয়া ; ৪, ৬৫. সোডিয়াম আয়নের বিক্রিয়া ; ৪, ৬৬. পটাসিয়াম আয়নের বিক্রিয়া ; ৪, ৬৭. অ্যামোনিয়াম আয়নের বিক্রিয়া ; ৪, ৬৮. অদ্রবণীয় লবণের পরীক্ষা ; ৪, ৬৯. অজানা লবণের বিশ্লেষণ।



চতুর্থ ভাগ

মাত্রিক বিশ্লেষণ

নবম অধ্যায় : আন্তর্জনিক বিশ্লেষণ

279—333

- 9, 1. অম্লমিতি এবং ক্ষারমিতি ; 9, 2. প্রমাণ দ্রবণ প্রস্তুতি ;
- 9, 3. মোটামুটি মাত্রার দ্রবণ প্রস্তুতি ; 9, 4. প্রমাণ অক্সালিক অ্যাসিড দ্রবণ নিয়ে NaOH দ্রবণ প্রমিতকরণ ;
- 9, 5. প্রমাণ অক্সালিক অ্যাসিড দ্রবণ নিয়ে HCl দ্রবণ প্রমিতকরণ ; 9, 6. প্রমাণ বোরাক্স দ্রবণ নিয়ে HCl দ্রবণ প্রমিতকরণ ; 9, 7. অম্লমিতি ও ক্ষারমিতিতে অন্যান্য প্রাথমিক প্রমাণ দ্রব ; 9, 8. বেরিয়াম হাইড্রোক্সাইডের প্রমাণ দ্রবণ প্রস্তুতি ;
- 9, 9. বাজারের সোডায়  $\text{Na}_2\text{CO}_3$ -র পরিমাণ নির্ধারণ ; 9, 10. গ্রেসিয়াল আর্সিটিক অ্যাসিডের পরিমাণ নির্ধারণ ; 9, 11.  $\text{H}_2\text{SO}_4$ -র পরিমাণ নির্ধারণ ; 9, 12.  $\text{H}_3\text{PO}_4$ -র পরিমাণ নির্ধারণ ; 9, 13. বোরিক অ্যাসিড এবং বোরাক্স নির্ধারণ ;
- 9, 14. মিশ্রণে NaOH এবং  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  নির্ধারণ ; 9, 15. মিশ্রণে কার্বনেট ও বাইকার্বনেট নির্ধারণ ; 9, 16. অ্যামোনিয়া নির্ধারণ ; 9, 17. অম্লক্ষেপণ অনুমাপন ; 9, 18. প্রমাণ  $\text{AgNO}_3$  দ্রবণ প্রস্তুতি ; 9, 19.  $\text{AgNO}_3$  দ্রবণ প্রমিতকরণ ; 9, 20. ক্লোরাইড নির্ধারণ ; 9, 21. ব্রোমাইড নির্ধারণ ; 9, 22. আয়োডাইড নির্ধারণ ; 9, 23. থায়োসায়ানেট নির্ধারণ ; 9, 24. Volhard পদ্ধতি ; 9, 25. পটাসিয়াম থায়োসায়ানেট দ্রবণ প্রমিতকরণ ; 9, 26. শংকর ধাতুতে সিলভারের পরিমাণ নির্ণয় ; 9, 27. Volhard পদ্ধতিতে ক্লোরাইড নির্ধারণ ; 9, 28. Volhard পদ্ধতিতে ব্রোমাইড ও আয়োডাইড নির্ধারণ ; 9, 29. জারণ-বিজারণ অনুমাপন ; 9, 30. পটাসিয়াম পারঅক্সাডানেট দ্বারা জারণ ; 9, 31. সূচক ; 9, 32. দ্রবণ প্রস্তুতি ; 9, 33. বিধাকারী আয়ন ; 9, 34. দ্রবণ প্রমিতকরণ ; 9, 35. ফেরাস আয়রন নির্ধারণ ; 9, 36. ফেরিক আয়রন নির্ধারণ ; 9, 37. ক্যালসিয়াম নির্ধারণ ; 9, 38. পাইরোলুসাইট আকরিকে  $\text{MnO}_2$ -র পরিমাণ নির্ধারণ ; 9, 39. স্টীলের মধ্যে ম্যাংগানিজের পরিমাণ নির্ধারণ ; 9, 40. হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড নির্ধারণ ; 9, 41.  $\text{Na}_2\text{O}_2$  নির্ধারণ ; 9, 42.  $\text{BaO}_2$  বিশ্লেষণ ; 9, 43.  $\text{KNO}_2$  নির্ধারণ ; 9, 44. পটাসিয়াম ডাইক্রোমেট দ্বারা জারণ ; 9, 45. সূচক ; 9, 46. ফেরাস আয়রন নির্ধারণ ; 9, 47. ফেরিক আয়রন নির্ধারণ ; 9, 48. ক্রোম-আয়রন আকরিকে ক্রোমিয়াম নির্ধারণ ; 9, 49. আয়োডিনমিতি এবং আয়োডাইডমিতি ; 9, 50. সূচক ও অস্ত্রবিন্দু ; 9, 51. স্টার্চ দ্রবণ প্রস্তুতি ; 9, 52.

অনুমাপনে বিষয় ; 9, 53. সোর্ডিয়াম থায়োসালফেট দ্রবণ প্রস্তুতি ; 9, 54. দ্রবণ স্থায়ী ; 9, 55. থায়োসালফেট প্রমিতকরণ ; 9, 56.  $I_2$  ( $N/10$ ) প্রস্তুতি ; 9, 57.  $I_2$  দ্রবণ প্রমিতকরণ ; 9, 58. কপার নির্ধারণ ; 9, 59. ব্রিচিং পাউডার হতে প্রাপ্তিযোগ্য  $Cl_2$ -র পরিমাণ নির্ধারণ ; 9, 60. বেরিয়াম নির্ধারণ ; 9, 61.  $H_2S$  এবং অন্যান্য সালফাইড নির্ধারণ ; 9, 62. জটিল-মিতি ; 9, 63. EDTA অনুমাপনের বিভিন্ন পদ্ধতি ; 9, 64. ধাতব সূচক ; 9, 65. এরিরোক্রোম ব্র্যাক টি ; 9, 66. মিউরেক্স-সাইড ; 9, 67. প্রমাণ EDTA দ্রবণ ; 9, 68. ম্যাগনেসিয়াম নির্ধারণ ; 9, 69. ক্যালসিয়াম নির্ধারণ।

দশম অধ্যায় : ভৌতিক বিশ্লেষণ

334—343

10, 1. সিলভার ; 10, 2. লেড ; 10, 3. আয়রন ; 10, 4. জিংক ; 10, 5. ম্যাঙ্গানীজ ; 10, 6. বেরিয়াম ; 10, 7. ক্যালসিয়াম ; 10, 8. ম্যাগনেসিয়াম ; 10, 9. ক্রোমাইড ; 10, 10. সালফেট।

একাদশ অধ্যায় : মিশ্রণে উপাদানগুলির আন্বিকভাবে পৃথকীকরণ ও 344—353  
পরিমাণ নির্ধারণ

11, 1. আয়রন ও ক্যালসিয়াম ; 11, 2. আয়রন ও কপার ; 11, 3. আয়রন ও ম্যাঙ্গানীজ ; 11, 4. কপার ও জিংক ; 11, 5. সিলভার ও কপার ; 11, 6. ক্যালসিয়াম ও বেরিয়াম ; 11, 7. ক্যালসিয়াম ও লেড ; 11, 8. ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম ; 11, 9. আয়রন ও ক্রোমিয়াম ; 11, 10. আয়রন ও জিংক।

পরিশিষ্ট অংশ : গাঢ় অ্যাসিড ; লঘু অ্যাসিড ; ক্ষারক ; সাধারণ

বিকারক দ্রবণ, পারমাণবিক গুরুত্ব সারণী, পদার্থক বিবরণী 353—358

পরিভাষা নির্ধারিত

359—363




## প্রথম ভাগ

আদিক ও মাত্রিক বিশ্লেষণের তত্ত্বগত দিক



# প্রথম অধ্যায়

## প্রাথমিক পর্যালোচনা



বৈশ্লেষিক রসায়নকে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা যায়—আঙ্গিক এবং মাত্রিক। কি কি মৌলিক উপাদানে কোন বস্তু অথবা বস্তুর মিশ্রণ গঠিত এবং কিভাবে গঠিত পরীক্ষা করে জানবার প্রণালীকে বলা হয় আঙ্গিক বিশ্লেষণ। উপাদানগুলির পরিমাণ নির্ণয় প্রণালীকে বলা হয় মাত্রিক বিশ্লেষণ। কোন বস্তুকে অথবা বস্তুর উপাদানগুলিকে সনাক্ত করতে হলে সেই বস্তুকে অথবা বস্তুর উপাদানগুলিকে কোন পূর্ব পরিচিত রাসায়নিক যোগে রূপান্তরিত করতে হবে। পূর্ব পরিচিত বলতে এটুকু বোঝায় যার আকৃতি এবং প্রকৃতিগত ধর্ম ভালভাবে আমাদের জানা আছে। যে রাসায়নিক দ্রব্যের দ্বারা এই রূপান্তর সম্ভব হয় সেই দ্রব্যকে বলা হয় বিকারক (reagent) এবং এই রূপান্তর সম্ভব হয় রাসায়নিক বিক্রিয়ার (chemical reaction) মাধ্যমে। এই রাসায়নিক বিক্রিয়া যখন কোন দ্রাবকের (solvent) মাধ্যমে হয় তখন সেই প্রণালীকে বলা হয় আর্দ্র বিশ্লেষণ (wet test)। শুষ্ক অবস্থায় যখন এই বিক্রিয়া হয় তখন সেই প্রণালীকে বলা হয় শুষ্ক বিশ্লেষণ (dry test)।

### অজৈব বস্তুগুলির জলীয় দ্রবণে বিক্রিয়া

আঙ্গিক বিশ্লেষণে বিক্রিয়াগুলি সাধারণতঃ অজৈব অ্যাসিড, ক্ষারক (base) এবং লবণগুলির (salt) পরস্পরের মধ্যে ঘটে থাকে। এখানে কেবলমাত্র জলই দ্রাবক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। বিশেষ বিশেষ পরীক্ষায় অন্যান্য দ্রাবকও ব্যবহার করা হয়ে থাকে। সুতরাং জলীয় দ্রবণে রাসায়নিক বস্তুগুলির প্রকৃতিগত এবং ধর্মগত সাধারণ জ্ঞান থাকা দরকার।


## তড়িৎ বিশ্লেষণ

## 1.1. তড়িৎ বিশ্লেষণ তত্ত্ব (Theory of Electrolytic Dissociation)—

যখন কোন রাসায়নিক বস্তু জলে দ্রবীভূত হয়, তখন সেই বস্তুর দ্রবণ (solution) পাওয়া যায়। বস্তুটিকে বলা হয় দ্রাব (solute)। দ্রাবকে দ্রাব দিতে দিতে একসময় দ্রাব আর দ্রবীভূত হয় না। এইরূপ অবস্থায় দ্রবণকে সম্পৃক্ত (saturated) বলা হয়।

কোন দ্রবণের মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহ চালনা করলে সাধারণতঃ দুই প্রকারের ঘটনা ঘটে—(১) দ্রাবের রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে, তখন দ্রাবকে বলা হয় তড়িৎ-বিশ্লেষ্য পদার্থ (electrolyte)। যেমন অ্যাসিড, ক্ষারক এবং লবণ তড়িৎ-বিশ্লেষ্য পদার্থ। (২) দ্রাবের রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে না, তখন দ্রাবকে বলা হয় তড়িৎ-অবিশ্লেষ্য পদার্থ (non-electrolyte)। যেমন, চিনি, গ্লুকোজ, ইথাইল অ্যালকোহল, ইউরিয়া ইত্যাদি। এখন দেখা যাক কি ধরনের রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে। একটি কাচের পাত্রে বিশুদ্ধ জল নিয়ে তার মধ্য দিয়ে তড়িৎ-প্রবাহ চালনা করে দেখা গেল জলের অণুগুলি ক্ষীণ তড়িৎ পরিবাহী (poor conductor of electricity),

## তড়িৎ কোষ





## 1.1 চিত্র—তড়িৎ-বিশ্লেষণ

কিন্তু যখন সেই জলে তড়িৎ-বিশ্লেষ্য পদার্থ মেশানো হয়, তখন তীব্রভাবে জলের মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহিত হয়। শব্দ, তাই না, তড়িৎ-বিশ্লেষ্য

পদার্থ দুইটি বিপরীত ধর্মী আয়নে (ion) বিভক্ত হয়ে যায়—ধনাত্মক আয়ন (cation) ও ঋণাত্মক আয়ন (anion)—একটি হচ্ছে পরাবিদ্যুৎ ধর্মী (electropositive), অপরটি হচ্ছে অপরাবিদ্যুৎ ধর্মী (electronegative)। দ্রবণে তড়িৎ প্রবাহকালীন ক্যাটায়নগুলি ঋণাত্মক তড়িৎদ্বারের অর্থাৎ ক্যাথোডের (cathode) দ্বারা আকৃষ্ট হবে এবং অ্যানায়নগুলি ধনাত্মক তড়িৎদ্বারের অর্থাৎ অ্যানোডের (anode) দ্বারা আকৃষ্ট হবে। অন্যভাবে বলা যায়, ক্যাটায়নগুলি ক্যাথোডে মুক্ত হবে এবং অ্যানায়নগুলি অ্যানোডে মুক্ত হবে। এই ঘটনাকে বলা হয় তড়িৎ-বিশ্লেষণ (electrolysis)।

উদাহরণ হিসাবে ধরা যাক, HCl দ্রবণে তড়িৎ প্রবাহ চালনা করা হল। তখন হাইড্রোজেন আয়ন,  $H^+$  ক্যাথোডে গিয়ে মুক্ত হবে এবং  $H_2$  গ্যাস পাওয়া যাবে। অন্যদিকে ক্লোরাইড আয়ন,  $Cl^-$ , অ্যানোডে গিয়ে মুক্ত হবে এবং  $Cl_2$  গ্যাস পাওয়া যাবে।



তড়িৎ-বিশ্লেষণ পদার্থের বিয়োজন ঘটছে তার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে Arrhenius (1887) তাঁর বিয়োজনবাদ প্রকাশ করেন। তাঁর এই তড়িত-বিশ্লেষণ পদার্থের বিয়োজন তত্ত্বের (Theory of Electrolytic Dissociation) সারমর্ম হচ্ছে:

(1) অ্যাসিড, ক্ষারক অথবা লবণকে যখন জলে দ্রবীভূত করা হয়, তখন অণুগুলি ভেঙে দুই রকমের পদার্থকণা উৎপন্ন হয়—কতকগুলি ধনাত্মক কণা, অপরগুলি সমসংখ্যক ঋণাত্মক কণা। এই সব তড়িতাধান বিশিষ্ট অংশ গুলিকে বলা হয় ‘আয়ন’।



এই বিয়োজন বা আয়ননের মাত্রা নির্ভর করে দ্রবণের লঘুতার উপর। অতি লঘু দ্রবণে আয়নন (ionisation) সম্পূর্ণ হয়েছে বলে ধরা যেতে পারে।

(2) দ্রবণে আয়নগুলি সর্বদাই পরস্পরের সংগে যুক্ত হয়ে অবিয়োজিত অণু তৈরী করে। সুতরাং দ্রবণে উভমুখী বিক্রিয়ার (reversible reaction) ফলে উৎপন্ন আয়নগুলির মধ্যে একটি সাম্য বজায় থাকে এবং সেই সাম্য রাসায়নিক সাম্যসূত্র মেনে চলে।



(3) যখন কোন লবণের দ্রবণে তড়িত প্রবাহ চালনা করা হয়, তখন



ক্যাটায়নগুলি ক্যাথোডের দিকে ছুটে যায় এবং অ্যানায়নগুলি অ্যানোডের দিকে ছুটে যায়।


(4) আয়নগুলি অণুগুলির মতই স্ফুটনাংক বৃদ্ধি করে, হিমাংক হ্রাস করে, বাষ্পচাপ হ্রাস করে এবং অসমোটিক চাপ (Osmotic pressure) তৈরী করে।

1, 2 দ্রবণে আয়নগুলির বিক্রিয়া—আঙ্গিক এবং মাত্রিক উভয় প্রকার বিশ্লেষণে আর্দ্র অবস্থায় রাসায়নিক বস্তুগুলি প্রথমে বিয়োজিত হয়ে যায়, তারপর পরস্পরের সাথে বিক্রিয়া হয়। জলে দ্রবণীয় যে কোন সালফেট যৌগের মধ্যে  $BaCl_2$  দ্রবণ মেশালে  $BaSO_4$ -র সাদা অধঃক্ষেপ (precipitate) পাওয়া যায়। তার কারণ হচ্ছে জলে দ্রবণীয় সালফেট যৌগগুলি বিয়োজিত হয়ে  $SO_4^{2-}$  আয়ন উৎপন্ন হয় এবং  $BaCl_2$  দ্রবণে  $BaCl_2$  যৌগ বিয়োজিত হয়ে  $Ba^{2+}$  আয়ন এবং  $Cl^-$  আয়ন উৎপন্ন হয়। আর্দ্র অবস্থায় যখন  $SO_4^{2-}$  আয়ন  $Ba^{2+}$  আয়নের সংস্পর্শে আসে তখন উভয়ের মধ্যে বিক্রিয়ার ফলে অবিয়োজিত  $BaSO_4$  গঠিত হয়। অবিয়োজিত  $BaSO_4$  জলে অদ্রবণীয় এবং সাদা রঙের। সুতরাং আমরা সাদা অধঃক্ষেপ দেখতে পাই।



এখন (1) নম্বর পরীক্ষানলে  $FeCl_3$ -র জলীয় দ্রবণ এবং (2) নম্বর পরীক্ষানলে  $K_4[Fe(CN)_6]$ -র জলীয় দ্রবণ নেওয়া হল। তারপর  $KCNS$ -র জলীয় দ্রবণ উভয় পরীক্ষানলে কয়েক ফোঁটা মেশান হল।

(1) নম্বর পরীক্ষানলে রক্তলাল রঙীন দ্রবণ তৈরী হবে এবং (2) নম্বর পরীক্ষানলে কোন পরিবর্তন দেখতে পাওয়া যাবে না। তার কারণ হচ্ছে, (1) নম্বর পরীক্ষানলে  $FeCl_3$  বিয়োজিত হয়ে  $Fe^{3+}$  আয়ন উৎপন্ন হয় এবং ঐ  $Fe^{3+}$  আয়ন  $KCNS$  দ্রবণের  $CNS^-$  আয়নের সাথে বিক্রিয়ার ফলে রঙীন  $Fe(CNS)^{2+}$  আয়ন তৈরী হয়। কিন্তু (2) নম্বর পরীক্ষানলে  $K_4[Fe(CN)_6]$  জলে দ্রবীভূত হয়ে  $K^+$  এবং জটিল  $[Fe(CN)_6]^{4-}$  আয়ন উৎপন্ন হয়, মৃদু সরল  $Fe^{3+}$  আয়ন উৎপন্ন হয় না। সেজন্য (2) নম্বর পরীক্ষানলে রঙের পরিবর্তন হয় না।



জল ভিন্ন অন্য কোন দ্রাবকেও একই কথা প্রযোজ্য। যে কোন দ্রাবকে বিক্রিয়া হতে হলে প্রথমে প্রয়োজন যৌগের বিয়োজন। যদি কোন দ্রাবকে যৌগ বিয়োজিত না হয় তাহলে অভীষ্ট বিক্রিয়া হবে না।

1, 3. ভরক্রিয়া সূত্র (*Law of Mass Action*)—বৈজ্ঞানিক রসায়নের তত্ত্বগত দিক বদ্বতে হলে ভরক্রিয়া সূত্র সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানলাভ করা প্রয়োজন।

তবে এখানে প্রাথমিক স্তরে আলোচনা করা হচ্ছে। 1867 সালে Guldberg এবং Waage ভরক্রিয়া সূত্র প্রকাশ করেন। ‘কোন রাসায়নিক বিক্রিয়ার গতিহার একটি নির্দিষ্ট তাপ মাত্রায় বিক্রিয়ক (reactant) দ্রব্যগুলির প্রত্যেকটির সক্রিয় ভরের সাথে সমানুপাতিক।’ বর্তমান আলোচনায় সক্রিয় ভর (active mass) বলতে মোলার গাঢ়তা (molar concentration) বদ্বতে হবে এবং মোলার গাঢ়তা বলতে প্রতি একক আয়তনে গ্রাম-অণুর পরিমাণ বদ্বতে হবে। সুতরাং এই সূত্রকে অন্যভাবে প্রকাশ করা যায়— ‘কোন রাসায়নিক বিক্রিয়ার গতিহার একটি নির্দিষ্ট তাপ মাত্রায় বিক্রিয়ক দ্রব্যগুলির প্রত্যেকটির মোলার গাঢ়তের সাথে সমানুপাতিক’। উভমুখী বিক্রিয়ার সাম্যাবস্থা যথাযথভাবে প্রকাশ করার জন্য একটি সমসত্ত্ব মাধ্যমে (homogeneous system) ভরক্রিয়া সূত্র আলোচনা করা হচ্ছে।

প্রথমেই আলোচনা করা থাক একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় একটি সরল উভমুখী বিক্রিয়া:



A এবং B-র বিক্রিয়া গতিহার তাদের গাঢ়ত্বের সাথে সমানুপাতিক, অর্থাৎ  $v_1 = k_1 \times [A] \times [B]$  (1.6)

$v_1$  = সম্মুখে বিক্রিয়ার গতিহার

$k_1$  = গতিহার গুণাংক (velocity coefficient) = একটি ধ্রুবক।

সাম্যাবস্থায় মোলার গাঢ়তা বোঝান হচ্ছে তৃতীয় বন্ধনীর দ্বারা।

বিপরীত বিক্রিয়ার গতিহার একইভাবে লেখা যায়

$$v_2 = k_2 \times [C] \times [D] \quad (1.7)$$

যেহেতু রাসায়নিক সাম্যাবস্থা গতিশীল (dynamic), কিছুক্ষণের মধ্যেই

যখন সম্মুখ বিক্রিয়ার গতিহার বিপরীত বিক্রিয়ার গতিহারের সাথে সমান হবে, তখন সাম্যাবস্থা আসবে। সুতরাং সাম্যাবস্থায়

$$v_1 = v_2 \quad (1.8)$$


$$\text{অথবা} \quad k_1 \times [A] \times [B] = k_2 \times [C] \times [D] \quad (1.9)$$

$$\text{অথবা} \quad \frac{[C] \times [D]}{[A] \times [B]} = \frac{k_1}{k_2} = K \quad (1.10)$$

$K$ -কে সাম্য ধ্রুবক (equilibrium constant) বলে।

সাম্য ধ্রুবক একটি উভমুখী বিক্রিয়ার বিক্রিয়ক ও উৎপন্ন দ্রব্যগুলির গাঢ়ত্বের মধ্যে সম্পর্ক নির্দেশক। তাপ ও চাপ মাত্রার পরিবর্তনের সাথে এই সাম্য ধ্রুবকের কিছুটা পরিবর্তন ঘটে।

সাধারণভাবে একটি উভমুখী বিক্রিয়া ধরা যাক।



এখানে  $a_1, a_2, a_3, \dots$  এবং  $b_1, b_2, b_3, \dots$  হচ্ছে

বিক্রিয়ক এবং উৎপন্ন অণুগুলির সংখ্যা। সাম্যাবস্থায়

$$\frac{[B_1]^{b_1} \times [B_2]^{b_2} \times [B_3]^{b_3} \times \dots}{[A_1]^{a_1} \times [A_2]^{a_2} \times [A_3]^{a_3} \times \dots} = K \quad (1.12)$$

উদাহরণ হিসাবে ধরা যাক HI-র বিয়োজন:



$$K = \frac{[\text{H}_2] \times [\text{I}_2]}{[\text{HI}]^2} \quad (1.14)$$

একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে সাম্যাবস্থায় পৌঁছবার জন্য বিক্রিয়ার গতিহারের সাথে সাম্য ধ্রুবকের কোন সম্পর্ক নেই। তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে বিক্রিয়ার গতিহার বৃদ্ধি হয়। কিছু বিশেষ বস্তুর উপস্থিতিতে বিক্রিয়ার গতিহার বৃদ্ধি অথবা হ্রাস পেতে দেখা যায়। যে বস্তুর উপস্থিতিতে বিক্রিয়ার গতিহার বৃদ্ধি পায় তাকে বলা হয় ধন-প্রভাবক (positive catalyst) এবং বিক্রিয়ার গতিহার হ্রাস পায় যার উপস্থিতিতে তাকে বলা হয় ঋণ-প্রভাবক (negative catalyst)। চাপ এবং অনেক সময় আলোক রশ্মি বিক্রিয়া সাম্যের উপর প্রভাব বিস্তার করে।

**1.4. Le Chatelier নীতি**—বিক্রিয়া সাম্যের উপর তাপ, চাপ ও বিক্রিয়ক গাঢ়ত্বের প্রভাব বিষয় Le Chatelier নীতি বিশেষ আলোক-

পাত করে। এই নীতি হচ্ছে—সাম্যাবস্থায় কোন সিস্টেম (system) বাইরের অথবা ভিতরের শর্তাবলী যেমন তাপ, চাপ, অথবা বিক্রিয়ক গাঢ় পরিবর্তন করলে সিস্টেম বিক্রিয়াসাম্যের অবস্থান সরিয়ে নিজে এমনভাবে পরিবর্তিত হয় যাতে পরিবর্তন জনিত ফলকে প্রশমিত করা যায়।'

কয়েকটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে।



উপরের বিক্রিয়ায় (1.15) সমীকরণে দেখা যাচ্ছে তাপ উৎপন্ন হচ্ছে অর্থাৎ বিক্রিয়াটি তাপবিকীরক (exothermic)। এক্ষেত্রে তাপমাত্রা বৃদ্ধি করলে বিক্রিয়াসাম্য বামদিকে সরবে এবং  $\text{SO}_3$ -র উৎপন্নের পরিমাণ কমে যাবে। অতএব এক্ষেত্রে উৎপন্ন বৃদ্ধি করতে হলে তাপমাত্রা কমাতে হবে।



দ্বিতীয় বিক্রিয়ার (1.16 সমীকরণ) বিয়োজনের ফলে অণুর সংখ্যা অর্থাৎ আয়তন বৃদ্ধি হচ্ছে। এই বিক্রিয়া যখন সাম্যাবস্থায় আছে, তখন যদি চাপমাত্রা বৃদ্ধি করা হয় তাহলে আয়তন কমানোর জন্য বিক্রিয়াসাম্য বাম দিকে সরবে অর্থাৎ বিপরীত বিক্রিয়া ঘটেবে এবং  $\text{PCl}_5$  বাষ্পের বিয়োজন কমে যাবে। যদি এই সিস্টেমে অতিরিক্ত  $\text{Cl}_2$  গ্যাস প্রয়োগ করা হয়, তাহলে বিক্রিয়ার ডানদিকের বিক্রিয়ক গাঢ় বৃদ্ধি পাবে এবং বিক্রিয়াসাম্য বাম দিকে সরে যাবে। এক কথায় চাপমাত্রা ও  $\text{Cl}_2$ -র গাঢ় বৃদ্ধি করলে  $\text{PCl}_5$  বাষ্পের বিয়োজন কমে যাবে এবং চাপমাত্রা কমালে  $\text{PCl}_5$  বাষ্পের বিয়োজন বৃদ্ধি পাবে। এই সমস্ত ঘটনাই পরীক্ষা করে সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে।

1. 5. সক্রিয়তা ও সক্রিয়তা গুণাংক (*Activity and Activity Coefficient*)—ভরক্রিয়া সূত্র বিষয়ে বর্তমান আলোচনায় যখন আমরা গাণিতিক সিদ্ধান্ত নিয়েছি তখন বিক্রিয়ার অংশ গ্রহণকারী উপাদানগুলির সক্রিয়ভর বলতে বুঝেছি মোলার গাঢ়। কিন্তু বর্তমান তাপগতি (Thermodynamic) রসায়নে সক্রিয়ভর বলতে সঠিকভাবে শুদ্ধ মোলার গাঢ় বোঝায় না, আরও কিছুই গুণফল বোঝায়। সেই আরও কিছু হচ্ছে সক্রিয়তা গুণাংক (activity coefficient)। একটি দৃষ্ট-উপাদান বিশিষ্ট তড়িৎ-বিয়োজ্য পদার্থের সাম্যাবস্থার সঠিকভাবে প্রকাশ করতে হলে

উপাদানগুলির গাঢ়ত্ব বিবেচনা না করে উপাদানগুলির সক্রিয়তা (activity) বিবেচনা করতে হবে:



$$K_a = \frac{a_{A^+} \times a_{B^-}}{a_{AB}} \quad (1.18)$$

এখানে  $a_{A^+}$ ,  $a_{B^-}$  এবং  $a_{AB}$  দ্বারা যথাক্রমে  $A^+$ ,  $B^-$  এবং অবিয়োজিত  $AB$ -র সক্রিয়তাগুলি বোঝায়।  $K_a$ -কে বলা হয় প্রকৃত (true) অথবা তাপগতি বিয়োজন ধ্রুবক (thermodynamic dissociation constant)। G. N. Lewis তাপগতির মাত্রা হিসাবে সক্রিয়তাকে প্রথম বিবেচনা করেন এবং গাঢ়ত্বের সাথে সম্পর্ক রেখে একটি গাণিতিক সমীকরণ রচনা করেন:

সক্রিয়তা = গাঢ়ত্ব  $\times$  সক্রিয়তা গুণাংক

সুতরাং যে কোন মৌলার গাঢ়ত্বে নিম্নলিখিত সমীকরণগুলি লেখা যায়:

$$a_{A^+} = f_{A^+} \times [A^+] \quad (1.19)$$

$$a_{B^-} = f_{B^-} \times [B^-] \quad (1.20)$$

$$a_{AB} = f_{AB} \times [AB] \quad (1.21)$$

এখানে  $f$  দ্বারা সক্রিয়তা গুণাংক বোঝান হচ্ছে।

$$\begin{aligned} \text{অতএব, } K_a &= \frac{a_{A^+} \times a_{B^-}}{a_{AB}} = \frac{f_{A^+} \times [A^+] \times f_{B^-} \times [B^-]}{f_{AB} [AB]} \\ &= \frac{f_{A^+} \times f_{B^-}}{f_{AB}} \times \frac{[A^+] [B^-]}{[AB]} \end{aligned} \quad (1.22)$$

সুতরাং তাপগতি রসায়নে প্রকৃত বিয়োজন ধ্রুবক বলতে যা বোঝায় উপরোক্ত সমীকরণ তা সঠিক ভাবে প্রকাশ করে। ক্ষীণ তড়িৎ-বিশ্লেষ্য পদার্থ নিয়ে যখন ভরক্রিয়া আলোচনা করা হয় তখন উপরোক্ত সমীকরণই যথার্থভাবে রূপদান করতে পারে।

যখন কোন তীব্র তড়িৎ-বিশ্লেষ্য পদার্থ অথবা কোন তড়িৎ-বিশ্লেষ্য পদার্থের গাঢ় দ্রবণ নিয়ে আলোচনা করা হয়, তখন সাম্যধ্রুবকের সঠিকমান পেতে হলে সক্রিয়তা গুণাংক অবশ্যই বিবেচনা করা উচিত। কিন্তু মিশ্র লবণের অথবা মিশ্র তড়িৎ-বিশ্লেষ্য পদার্থের সক্রিয়তা গুণাংক নির্ণয় করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। এই সব ব্যবহারিক প্রতিবন্ধকতা বিবেচনা করে প্রায় সকল ক্ষেত্রেই, বিশেষ করে লঘু দ্রবনের ক্ষেত্রে, সক্রিয়তার পরিবর্তে মৌলার গাঢ়ত্ব প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। এর জন্য যে ভ্রমমাত্রা বৃদ্ধি পায়, তা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নয়।

## দ্বিতীয় অধ্যায়


### জলে অ্যাসিড ও ক্ষারকের সাম্য

#### 2. 1. অ্যাসিড এবং ক্ষারক

1. Arrhenius-তত্ত্ব—এই তত্ত্ব অনুযায়ী কোন রাসায়নিক পদার্থ জলে বিয়োজিত হয়ে যদি ধন-আয়ন (positive ion) হিসাবে কেবলমাত্র হাইড্রোজেন আয়ন উৎপন্ন হয় তাহলে ঐ রাসায়নিক পদার্থকে বলা হয় অ্যাসিড। যেমন,  $\text{HNO}_3$ ,  $\text{HCl}$ ,  $\text{H}_2\text{SO}_4$ , ইত্যাদি অ্যাসিড।




জলে  $\text{H}^+$  অথবা প্রোটন কখনও মুক্ত আয়ন হিসাবে থাকতে পারে না। একটি প্রোটন এক বা একাধিক জলের অণুর সাথে সংযুক্ত থাকে। এখানে একটিমাত্র জলের অণুর সাথে সংযুক্ত অবস্থায় দেখানো হল :






[বিঃ দ্রঃ—জলের অণুর অক্সিজেনে দুই জোড় নিঃসঙ্গ ইলেকট্রন থাকে। এই নিঃসঙ্গ ইলেকট্রন জোড়ের একটি কো-অর্ডিনেট বন্ড দ্বারা মুক্ত প্রোটনের সাথে সংযুক্ত হয়  $[\text{H}-\text{O}:\rightarrow\text{H}^+]$ ।  $\text{H}_3\text{O}^+$ কে বলা হয় হাইড্রোক্সো-নিয়াম অথবা হাইড্রোনিয়াম আয়ন। হাইড্রোজেন বন্ড দ্বারা হাইড্রোনিয়াম আয়ন একাধিক জলের অণুর সাথে সংযুক্ত থাকে]

জলে অ্যাসিড মেশালে এই যে বিয়োজন হচ্ছে তার কারণ জলের অণুর সাথে প্রোটনের সংযুক্ত হবার প্রবল আসক্তি। হাইড্রোক্সোরিক এবং নাইট্রিক অ্যাসিড জলীয় দ্রবণে সম্পূর্ণরূপে বিয়োজিত হয়—হিমাঙ্ক হ্রাস পরীক্ষা করে এই সত্য প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু সালফিউরিক অ্যাসিডের ক্ষেত্রে এই বিয়োজন হয় ধাপে ধাপে। সালফিউরিক অ্যাসিড দ্বি-ক্ষারকীয় অ্যাসিড। সাধারণ দ্রবণে প্রথম  $\text{H}^+$ টি সম্পূর্ণরূপে বিয়োজিত হয় (৯৫ সমীকরণ) এবং অতিলঘু দ্রবণে দ্বিতীয়  $\text{H}^+$ টির বিয়োজন সম্পূর্ণ হয়।




অনুদ্রুপভাবে ফসফোরিক অ্যাসিড (ত্রি-ক্ষারকীয় অ্যাসিড) দ্রবণে লঘুতার সাথে সঙ্গতি রেখে ধাপে ধাপে বিয়োজিত হয়:



পর পর ধাপে ধাপে এই যে বিয়োজন হচ্ছে, তাদের বলা হয় প্রথম বিয়োজন (primary dissociation), দ্বিতীয় বিয়োজন (secondary dissociation) এবং তৃতীয় বিয়োজন (tertiary dissociation)। এই বিয়োজন স্তরগুলির মাত্রা এক নয়। যদি হ্রাসের পর্যায়ক্রমে সাজানো হয় তাহলে প্রথম বিয়োজন > দ্বিতীয় বিয়োজন > তৃতীয় বিয়োজন।

কোন রাসায়নিক পদার্থ জলে বিয়োজিত হয়ে যদি ঋণ-আয়ন (negative ion) হিসাবে কেবলমাত্র হাইড্রোক্সাইড আয়ন উৎপন্ন হয়, তাহলে ঐ রাসায়নিক পদার্থকে বলা হয় ক্ষারক। যেমন,  $\text{NaOH}$ ,  $\text{Ba(OH)}_2$ , ইত্যাদি ক্ষারক।



তাহলে প্রশমন অর্থে বোঝাচ্ছে, হাইড্রোজেন আয়ন হাইড্রোক্সাইড আয়নের সাথে সংযুক্ত হয়ে জলের অণু উৎপাদন করে:



উপরে যে অ্যাসিড ও ক্ষারকের সংজ্ঞা দেওয়া হল তা প্রাচীন ধারণা অনুযায়ী। জলীয় দ্রবণের বৈশিষ্ট্যগুলি যেমন, অ্যাসিড ও ক্ষারকের শক্তি, প্রশমন এবং জলবিশ্লেষ ইত্যাদি ভালভাবে বিশ্লেষণ করতে এই তত্ত্ব বিশেষ কাজে লাগে। কিন্তু জল ভিন্ন অন্যান্য দ্রাবকে অ্যাসিড-ক্ষারক বিক্রিয়া বিশ্লেষণ করা এই তত্ত্ব দ্বারা সম্ভব নয়।


**2. Brönsted-Lowry তত্ত্ব**—1923 সালে Brönsted ও Lowry অ্যাসিড ও ক্ষারক সম্পর্কে মোটামুটি সন্তোষজনক তথ্যাবলী ব্যাখ্যা করেন। তাঁদের মতে—প্রোটন ত্যাগের ক্ষমতাবিশিষ্ট পদার্থমাত্রই অ্যাসিড এবং প্রোটন গ্রাহিতা ধর্মবিশিষ্ট পদার্থমাত্রই ক্ষারক। অ্যাসিড ও ক্ষারক প্রশমন অণু হতে পারে, আবার আয়নও হতে পারে। অ্যাসিড-ক্ষারক বিক্রিয়ার দ্রাবকের প্রয়োজন নাও হতে পারে। নীচে জলীয় দ্রবণে Brönsted তত্ত্ব অনুযায়ী

কিছু অ্যাসিড ও ক্ষারকের তালিকা দেওয়া হল :


অ্যাসিড	ক্ষারক
প্রশম অণু : $\text{HCl}, \text{HNO}_3, \text{H}_2\text{SO}_4, \text{H}_2\text{S}, \text{H}_2\text{O}$	$\text{NH}_3, \text{N}_2\text{H}_4, \text{NH}_2\text{OH}, \text{H}_2\text{O}$
পরাবাহী : $[\text{Al}(\text{H}_2\text{O})_x]^{3+}, \text{NH}_4^+$ (Cationic)	$[\text{Al}(\text{H}_2\text{O})_{x-1}(\text{OH})]^{2+}$
অপরাবাহী : $\text{HSO}_4^-, \text{H}_2\text{PO}_4^-$ (Anionic)	$\text{Cl}^-, \text{OH}^-, \text{SO}_4^{2-}$

উপরের তত্ত্ব অনুযায়ী কোন পদার্থকে অ্যাসিড অথবা ক্ষারক হিসাবে প্রকাশ করতে নিম্নলিখিত বিক্রিয়া সমীকরণগুলি লেখা যেতে পারে :

অ্যাসিড  $\rightleftharpoons$  অনুবন্ধ ক্ষারক + প্রোটন



ক্ষারক + প্রোটন  $\rightleftharpoons$  অনুবন্ধ অ্যাসিড



এই সমীকরণগুলি অনুসন্ধান্ত অনুযায়ী লেখা হয়েছে। প্রকৃত বিক্রিয়া এরূপ নাও হতে পারে। যাহোক, উপরের সমীকরণ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, প্রোটন  $A_1$ -র কাছ থেকে  $B_1$ -এর কাছে যাচ্ছে এবং  $A_2$ -র কাছ থেকে  $B_2$ -এর কাছে যাচ্ছে। উপরের সমীকরণ দুটি যদি যোগ করে লেখা যায় :



অ্যাসিড (1) + ক্ষারক (2)  $\rightleftharpoons$  অ্যাসিড (2) + ক্ষারক (1)

ক্ষারক (1) ও অ্যাসিড (2) যথাক্রমে অ্যাসিড (1) ও ক্ষারক (2) এর অনুবন্ধ জোড় (Conjugate pair)। অ্যাসিড (1) যত বেশী তীব্র হবে এবং অ্যাসিড (2) যত বেশী ক্ষীণ হবে, উপরের বিক্রিয়াটি তত বেশী ডান দিকে প্রসারিত হবে এবং সম্পূর্ণ হবে। প্রশমন অর্থে এখানে বোঝাচ্ছে যে, প্রোটন অ্যাসিডের কাছ থেকে ক্ষারকের কাছে যাচ্ছে। তীব্র অ্যাসিড অতি সহজেই প্রোটন ত্যাগ করে এবং তীব্র ক্ষারক অতি সহজেই প্রোটন গ্রহণ করে। ক্ষীণ অ্যাসিডের প্রোটন ত্যাগের ক্ষমতা তীব্র অ্যাসিডের থেকে কম। অনুবন্ধভাবে বলা যায়, ক্ষীণ ক্ষারকের প্রোটন গ্রহণের ক্ষমতা তীব্র ক্ষারকের থেকে অনেক কম। এর থেকে সহজেই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, তীব্র অ্যাসিড অথবা ক্ষারকের অনুবন্ধ ক্ষারক অথবা অ্যাসিড ক্ষীণ হবে



এবং ক্ষীণ অ্যাসিড অথবা ক্ষারকের অনুবন্ধ ক্ষারক অথবা অ্যাসিড তীব্র হবে।

এতক্ষণ আমরা জলীয় দ্রবণে অ্যাসিড এবং ক্ষারক সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। জল ভিন্ন অন্যান্য দ্রাবকেও, যেমন তরল  $\text{NH}_3$ ,  $\text{HF}$ ,  $\text{SO}_2$  ইত্যাদি, Brönsted তত্ত্ব অনুযায়ী অ্যাসিড-ক্ষারক বিক্রিয়া ঘটে। দ্রাবকের প্রোটন দায়িকা (proton donor) ও প্রোটন গ্রাহীতা (proton acceptor) শক্তির উপর নির্ভর করছে দ্রাবকের অ্যাসিডীয় এবং ক্ষারকীয় ধর্ম। এই হিসাবে দ্রাবককে মোটামুটি চারভাগে ভাগ করা যায়:

অ্যাসিডীয় (Protogenic) দ্রাবক: প্রোটন ত্যাগ করবার স্পৃহা আছে। যেমন  $\text{HF}$ ,  $\text{H}_2\text{SO}_4$ ,  $\text{CH}_3\text{COOH}$ ,  $\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$  ইত্যাদি।

ক্ষারকীয় (Protophilic) দ্রাবক: প্রোটন গ্রহণ করবার স্পৃহা আছে।

যেমন—  $\text{NH}_3$ ,  $\text{N}_2\text{H}_4$ , অ্যামিনগুলি, ইত্যাদি।

অ্যামফিপ্রোটিক (Amphiprotic) দ্রাবক: প্রোটন ত্যাগ অথবা গ্রহণ করবার স্পৃহা আছে।



যেমন— জল, অ্যালকহল ইত্যাদি।

অ্যাপ্রোটিক (Aprotic) দ্রাবক: প্রোটন ত্যাগ অথবা গ্রহণ করবার স্পৃহা নেই।

যেমন—  $\text{C}_6\text{H}_6$ ,  $\text{CHCl}_3$ ,  $\text{CCl}_4$  ইত্যাদি।

সমস্ত কিছু বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা এখানে সম্ভব নয়। সেজন্য এখন দু-একটা উদাহরণ দিয়ে এই প্রসঙ্গ শেষ করবো।

ইউরিয়া (urea) যখন তরল অ্যামোনিয়াম (ক্ষারকীয় দ্রাবক) দ্রবীভূত হয়, তখন অ্যাসিডের মত কাজ করে। আবার যখন অনান্দ্র (anhydrous) ফরমিক অ্যাসিডে (অ্যাসিডীয় দ্রাবক) দ্রবীভূত হয়, তখন তীব্র ক্ষারকের মত কাজ করে।




অ্যাসিড (1) + ক্ষারক (2)  $\rightleftharpoons$  ক্ষারক (1) + অ্যাসিড (2)

নাইট্রিক অ্যাসিড জলে তীব্র অ্যাসিডের কাজ করে, আবার তরল হাইড্রোজেন ক্লোরাইডে ক্ষারকের মত কাজ করে।




গ্লেসিয়াল  $\text{CH}_3\text{COOH}$  হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডে ক্ষারকের মত কাজ করে। আবার তরল অ্যামোনিয়াম তীব্র অ্যাসিডের মত কাজ করে।





বৈশ্লেষিক দিক বিচার করলে অ্যাসিড-ক্ষারক তত্ত্ব হিসাবে Brönsted তত্ত্ব খুবই মূল্যবান। কিন্তু প্রোটন বিহীন পদার্থের অ্যাসিড-ক্ষারক বিক্রিয়া এই তত্ত্বের দ্বারা বিশ্লেষণ করা যায় না।

৩. দ্রাবক মাধ্যমে অ্যাসিড-ক্ষারক তত্ত্ব—দ্রাবকগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে আয়নিত হয়— এই অনুমানের ভিত্তিতে Frankland দ্রাবক মাধ্যমে অ্যাসিড-ক্ষারক তত্ত্বের অবতারণা করেন ১৯০৫ সালে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, জল এবং তরল  $\text{SO}_2$  নিম্নলিখিতভাবে আয়নিত হয় :





কোন পদার্থ দ্রাবকের মধ্যে দ্রাবক ক্যাটায়ন গাঢ়ত্ব বৃদ্ধি করলে ঐ দ্রাবকে পদার্থটিকে অ্যাসিড বলা হয় এবং দ্রাবকের মধ্যে দ্রাবক অ্যানায়ন গাঢ়ত্ব বৃদ্ধি করলে ঐ দ্রাবক পদার্থটিকে ক্ষারক বলা হয়। যেমনঃ  $\text{HCl}$  এবং  $\text{NaOH}$  জলে যথাক্রমে অ্যাসিড এবং ক্ষারক ;  $\text{SOCl}_2$  এবং  $\text{Na}_2\text{SO}_3$  তরল  $\text{SO}_2$  দ্রাবকে যথাক্রমে অ্যাসিড এবং ক্ষারক। প্রশমন অর্থে এখানে বোঝাচ্ছে, দ্রাবক ক্যাটায়ন দ্রাবক অ্যানায়নের সাথে সংযুক্ত হয়ে দ্রাবকের অণু উৎপন্ন করে।



প্রোটনযুক্ত এবং প্রোটনহীন উভয় দ্রাবকের অ্যাসিড-ক্ষারক বিক্রিয়া এই তত্ত্বের দ্বারা বিশ্লেষণ করা যায়, কিন্তু আয়নিত হয় না এমন দ্রাবকে যেমন  $\text{C}_6\text{H}_6$ ,  $\text{CHCl}_3$  ইত্যাদিতে এই তত্ত্ব প্রয়োগ করা যায় না।

4. **Lewis তত্ত্ব**—অ্যাসিড পদার্থ একজোড়া ইলেকট্রন গ্রহণ করে এবং ক্ষারক পদার্থ একজোড়া ইলেকট্রন দান করে কোভ্যালেন্ট বন্ড তৈরী করে। এখানে প্রশমন অর্থে বোঝাচ্ছে, অ্যাসিড ও ক্ষারক মিলিত হয়ে একটি কোভ্যালেন্ট বন্ড তৈরী হওয়া। তাঁর মত অনুযায়ী অ্যাসিড-ক্ষারক বিক্রিয়ার সাথে প্রোটনের কোন সম্পর্ক নেই। বিষয়টি পরিষ্কার করার জন্য নিম্নলিখিত উদাহরণগুলি দেওয়া হল:



সুতরাং যদি মিথাইল ভায়োলেট সূচক হিসাবে ব্যবহার করা হয়, তাহলে  $\text{BF}_3$  অথবা  $\text{BCl}_3$  অ্যাসিড থ্যালিক অ্যানহাইড্রাইড ক্ষারক দ্বারা ক্লোরোবেঞ্জিন দ্রাবকে অনুমাপন (titration) করা যায়। অনুদ্রুপভাবে  $\text{AlCl}_3$  অ্যাসিড  $\text{C}_6\text{H}_5\text{N}$  ক্ষারক দ্বারা ক্লোরোফর্ম দ্রাবকে অনুমাপন করা যায়। সূচকের রঙের পরিবর্তন হয় অ্যাসিডীয় মাধ্যমে হলুদ হতে ক্ষারকীয় মাধ্যমে বেগুনি।

এই তত্ত্বের গুণাবলী হচ্ছে—(1) প্রোটনহীন যৌগের অ্যাসিড-ক্ষারক বিক্রিয়া বিশ্লেষণ করতে পারে; (2) ধাতব অক্সাইডগুলির ক্ষারকীয় ধর্ম এবং অধাতু অক্সাইডগুলির অ্যাসিডীয় ধর্ম বিশ্লেষণ করতে পারে; (3) এই তত্ত্ব অনুসারে অনেক বাষ্পীয় বিক্রিয়াকে এবং উচ্চ তাপমাত্রায় দ্রাবকবিহীন বিক্রিয়াকে প্রশমন পদ্ধতি বলা হয়। এই তত্ত্বের ত্রুটিগুলি হচ্ছে—(1) এক জোড়া ইলেকট্রন গ্রহণ করে অথবা দান করে কোভ্যালেন্ট বন্ড তৈরী করলেই অ্যাসিড-ক্ষারক বিক্রিয়া হবে একথা সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়; (2) অ্যাসিড ও ক্ষারক শক্তির কোন সঙ্গতিপূর্ণ ভ্রম নেই; (3) ধাতু দ্বারা হাইড্রোজেন মুক্ত করাকে অ্যাসিড-ক্ষারক বিক্রিয়া বলে না (Lewis মত অনুসারে)। অবশ্য এইসব ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও এই তত্ত্ব অ্যাসিড-ক্ষারক বিশ্লেষণে বিশেষ উপযোগী। Bjerrum (1947) সংজ্ঞার মাধ্যমে Brönsted এবং Lewis তত্ত্বের সংযোগ ঘটিয়েছেন এইভাবে :

অ্যাসিড=প্রোটনদাতা অথবা একজোড়া ইলেকট্রনগ্রাহীতা

ক্ষারক=প্রোটনগ্রাহীতা অথবা একজোড়া ইলেকট্রনদাতা


উপরোক্ত চারটি তত্ত্বের প্রত্যেকের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে এবং কোন একটি তত্ত্ব দ্বারা সকল প্রকার অ্যাসিড-ক্ষারক বিক্রিয়া বিশ্লেষণ করা যায় না।

5. খর এবং মৃদু অ্যাসিড এবং ক্ষারক (*Hard and Soft acids and bases*)—Lewis তত্ত্ব অনুযায়ী অ্যাসিড-ক্ষারক বিক্রিয়া সাধারণভাবে লেখা হয়




অ্যাসিড            ক্ষারক    অ্যাসিড-ক্ষারক যৌগ অথবা  
কোড্যালেন্টযৌগ

প্রতিস্থাপন প্রক্রিয়ায় অ্যাসিড ও ক্ষারকের তুলনামূলক শক্তি নির্ণয় করা যেতে পারে :



দুইটি ভিন্ন ধর্মী অ্যাসিডকে ( $H^+$ ,  $CH_3Hg^+$ ) নির্দিষ্টভাবে ধরা হয় এবং বিভিন্ন ক্ষারকের  $H^+$  অথবা  $CH_3Hg^+$ -র সাথে সংযুক্ত হবার আসক্তি কতখানি পরীক্ষা করে দেখা হয়।



উপরের বিক্রিয়া (২.৩৩ সমীকরণ) থেকে জানা যায় যে N, O, F (উদাহরণ  $OH^-$ ,  $F^-$  ইত্যাদি) আছে এমন সব ক্ষারকের  $\log K$ -র মান ক্ষুদ্র অর্থাৎ এইসব ক্ষারকের  $H^+$ -র সাথে সংযুক্ত হবার আসক্তি বেশী এবং P, S, I, Br, Cl ইত্যাদি আছে এমন সব ক্ষারকের  $\log K$ -র মান বৃহৎ অর্থাৎ এইসব ক্ষারকের  $CH_3Hg^+$ -র সাথে সংযুক্ত হবার আসক্তি বেশী। উপরোক্ত বিক্রিয়ার (২.৩৩ সমীকরণ) সাম্য ধ্রুবক পরিমাপ করে খর ও মৃদু ক্ষারকের একটি তালিকা প্রস্তুত করা যায়।

খর ক্ষারক (*Hard bases*)—ইলেকট্রন ধরে রাখার অধিক (উচ্চ) ক্ষমতা-সম্পন্ন ক্ষারক : অধিক electronegativity সম্পন্ন, অল্প (নিম্ন) polarizability সম্পন্ন এবং সহজে জারিত হয় না এমন দাতা-পরমাণু (donor atoms) দ্বারা গঠিত এইসব ক্ষারক। যেমন,  $H_2O$ ,  $OH^-$ ,  $F^-$ ,  $Cl^-$ ,  $NO^-$  ইত্যাদি।

মৃদু ক্ষারক (*Soft bases*)—ইলেকট্রন ধরে রাখার অল্প (নিম্ন) ক্ষমতা-সম্পন্ন ক্ষারক : নিম্ন electronegativity সম্পন্ন, উচ্চ polarizability

সম্পন্ন এবং সহজে জারিত হয় এমন দাতা-পরমাণু দ্বারা গঠিত এইসব ক্ষারক। যেমন,  $I^-$ ,  $SCN^-$ ,  $S_2O_8^{2-}$ ,  $R_2S$  (alkyl=R) ইত্যাদি।

সীমা রেখা (Border line) একই দাতা নাইট্রোজেন পরমাণু যদি অসম্পূর্ণ হয়, তাহলে ইলেকট্রনগুলি সহজে ত্যাগ করে। যেমন,  $C_5H_5N$ ,  $Br^-$ ,  $SO_3^{2-}$ ,  $N_2$ , ইত্যাদি।

অনুদ্রুপভাবে খর এবং মৃদু অ্যাসিডের তালিকা প্রস্তুত করা যায়। যে সকল অ্যাসিডের খর ক্ষারকের সাথে সংযুক্ত হবার আসক্তি প্রবল ( $H^+$ -র মত) তাদেরকে বলা হয় খর অ্যাসিড এবং যে সকল অ্যাসিডের মৃদু ক্ষারকের সাথে সংযুক্ত হবার আসক্তি প্রবল ( $CH_3Hg^+$ -র মত) তাদেরকে বলা হয় মৃদু অ্যাসিড।



খর অ্যাসিড (Hard acids)—উচ্চ ইলেকট্রনাকর্ষী ক্ষমতা সম্পন্ন অ্যাসিডঃ উচ্চ electronegativity সম্পন্ন এবং নিম্ন polarizability সম্পন্ন অর্থাৎ ক্ষুদ্রাকার উচ্চ ধন-আধানযুক্ত (positive charge) এবং নিঃসঙ্গ ইলেকট্রন জোড় (lone pair) নাই এমন গ্রহীতা পরমাণু (acceptor atom) দ্বারা গঠিত এই সব অ্যাসিড। যেমন,  $H^+$ ,  $Li^+$ ,  $Na^+$ ,  $Mg^{2+}$ ,  $Co^{3+}$  ইত্যাদি।

মৃদু অ্যাসিড (Soft acids)—নিম্ন ইলেকট্রনাকর্ষী ক্ষমতা সম্পন্ন অ্যাসিডঃ নিম্ন electronegativity সম্পন্ন এবং উচ্চ polarizability সম্পন্ন অর্থাৎ বৃহদাকার, নিম্ন ধন-আধানযুক্ত এবং নিঃসঙ্গ ইলেকট্রন জোড় আছে এমন গ্রহীতা পরমাণু দ্বারা গঠিত এইসব অ্যাসিড। যেমন,  $Ag^+$ ,  $Cu^+$ ,  $Hg^+$ ,  $Cl$ ,  $O$  ইত্যাদি।

সীমা রেখা— $Fe^{2+}$ ,  $Co^{2+}$ ,  $Ni^{2+}$ ,  $Cu^{2+}$  ইত্যাদি।


HSAB নীতি (Principle of HSAB)ঃ খর অ্যাসিড খর ক্ষারকের সাথে সংযুক্ত হতে চায় এবং মৃদু অ্যাসিড মৃদু ক্ষারকের সাথে সংযুক্ত হতে চায়।

2. 2. উভধর্মী তড়িৎ-বিশ্লেষ্য পদার্থ বা অ্যাম্ফোলাইট (Amphoeteric Electrolytes or Ampholytes)—এমন অনেক পদার্থ আছে যারা অ্যাসিড ও ক্ষারক উভয়ভাবেই দ্রবীভূত করতে পারে, তাদেরকে অ্যাম্ফোলাইট বলে, যেমন,  $Al(OH)_3$ ।



2. 3. অ্যাসিড ও ক্ষারকের শক্তি (Strengths of Acids and Bases)—আঙ্গিক প্রথান্ন অ্যাসিড ও ক্ষারকের শক্তি নির্ভর করে তাদের বিয়োজনের

মাধ্যম উপর। অ্যাসিড কতখানি প্রোটন ত্যাগ করতে পারে তার উপর নির্ভর করছে অ্যাসিডের শক্তি এবং ক্ষারক কতখানি প্রোটন গ্রহণ করতে পারে তার উপর নির্ভর করছে ক্ষারকের শক্তি। কিন্তু অ্যাসিড এবং ক্ষারকের শক্তি কিছুটা মাত্রিক হবে যদি অ্যাসিড এবং ক্ষারকের শক্তি পরিমাপ করি বিচ্ছিন্ন সাম্যের মাধ্যমে। মনে কর, HA একটি যে কোন সাধারণ একক্ষারকীয় অ্যাসিড। তার বিয়োজন হবে



$$\text{এবং বিচ্ছিন্ন সাম্য ধ্রুবক, } K' = \frac{[H_3O^+][A^-]}{[HA][H_2O]} \quad (2.37)$$

যখন  $[H_3O^+] = 1$ ,  $K' =$  অ্যাসিডের শক্তি পরিমাপক।


২.৩৭ সমীকরণের হারে আছে  $[H_2O]$ ।  $[H_2O]$ -র অর্থ হচ্ছে তরল জলের অণুর গাঢ়ত্ব (৫৫.৫ মোল/লিটার, সাধারণ আয়তনিক গাঢ়ত্বের মাপ অনুসারে)। যখন দ্রবণ অতিলঘু, তখন  $[H_2O]$ কে ধ্রুবক ধরা যেতে পারে। তাহলে (২.৩৭) সমীকরণ এইভাবে লেখা যেতে পারে

$$K'' = \frac{[H_3O^+][A^-]}{[HA]} \quad (2.38)$$

$H_3O^+$ -র পরিবর্তে জটিলতা কমানোর জন্য লেখা হয়  $H^+$ , কিন্তু মনে রাখতে হবে  $H^+$ -র অর্থ হচ্ছে সোদক (Hydrated) প্রোটন। সুতরাং (২.৩৮) নম্বর সমীকরণকে লেখা হয়

$$K_a = \frac{[H^+][A^-]}{[HA]} \quad (2.39)$$

এখানে অ্যাসিড বিয়োজন ধ্রুবক বা আয়নন ধ্রুবক (acid dissociation constant or ionisation constant)  $K_a$  উপরোক্ত অ্যাসিডের শক্তি পরিমাপক। বিভিন্ন অ্যাসিডের  $K_a$  মান থেকে তাদের আপেক্ষিক তীব্রতা মাপা যায়। যদি HA জৈব অথবা অজৈব একক্ষারীয় অ্যাসিড হয় তাহলে  $K_a$  তার আয়নন ধ্রুবক। যদি HA অ্যানায়ন হয়, যেমন  $H_2PO_4^-$ , তাহলে




$$\text{এবং সাম্য ধ্রুবক } K_a = \frac{[H^+][HPO_4^{2-}]}{[H_2PO_4^-]}$$

$K_a$ -কে বলা হয় ফসফোরিক অ্যাসিডের দ্বিতীয় বিয়োজন ধ্রুবক। যদি HA ক্যাটায়ন অ্যাসিড হয়, যেমন,  $NH_4^+$ , তাহলে



$$K_a = \frac{[NH_3][H^+]}{[NH_4^+]} = NH_4^+ \text{ অ্যাসিডের শক্তি পরিমাপক।}$$

আমরা জানি যে কোন অ্যাসিডের বিক্রিয়া সাধো অনুবন্ধ ক্ষারক থাকবেই, সুতরাং আলাদাভাবে ক্ষারকের শক্তি সম্বন্ধে আলোচনা করা অনাবশ্যক। অ্যামোনিয়া এবং অ্যামিনগুলির জলীয় দ্রবণ কেন ক্ষারকীয় হচ্ছে তা সহজেই উপলব্ধি করা যাবে যদি Brönsted তত্ত্ব অনুযায়ী আলোচনা করা যায়।



ক্ষারকীয় বিয়োজন ধ্রুবক

$$K_b = \frac{[NH_4^+][OH^-]}{[NH_3]} \quad (2.40)$$

এখানে  $[NH_3]$  = অ্যামোনিয়ার মোট গাঢ়ত্ব (অ্যামোনিয়া মিশ্রিত  $NH_3$  হিসাব থাকে,  $NH_4OH$ -র প্রকৃত অস্তিত্বের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই)।  $K_b$  ক্ষারকের শক্তি পরিমাপক। যে ক্ষারকের  $K_b$  যত বেশী সে ক্ষারক তত তীব্র।  $K_a$  এবং  $K_b$  সাম্য ধ্রুবক বলেই তাপমাত্রা ও দ্রাবকের প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। যেহেতু  $[H^+] \times [OH^-] = K_w$  = জলের আয়নীয় গুণফল (ionic product of water) (২.৪০) সমীকরণের ডানদিকে লব ও হরকে  $[H^+]$  দ্বারা গুণ করে পাওয়া যাবে

$$\begin{aligned} K_b &= \frac{[NH_4^+] \times [H^+] \times [OH^-]}{[NH_3] \times [H^+]} = \frac{K_w}{\frac{[NH_3] \times [H^+]}{[NH_4^+]}} \\ &= \frac{K_w}{K_a} \end{aligned} \quad (2.41)$$

বিভিন্ন অ্যাসিড ও ক্ষারকের শক্তিমাত্রার তারতম্য হয় দশের বহুগুণ বেশী। সেজন্য সাধারণতঃ  $K_a$  এবং  $K_b$ -র মান  $pK$  মান হিসাবে প্রকাশ করা হয়।

$$pK = -\log_{10} K \quad (2.42)$$

$$\text{অর্থাৎ } pK_a = -\log_{10} K_a \quad (2.43)$$

$$\text{এবং } pK_b = -\log_{10} K_b \quad (2.44)$$

অতএব  $pK_a$  যত বেশী হবে, সেই অ্যাসিড তত ক্ষীণ হবে এবং অনুবন্ধ

কারক তত তীর হবে। অন্তর্দৃপভাবে বলা হয়  $pK_b$  যত বেশী হবে, সেই কারক তত ক্ষীণ হবে এবং অন্তর্দৃপ অ্যাসিড তত তীর হবে। অ্যাসিড যদি ক্ষীণ হয়, তাহলে Ostwald-র লঘুতা সূত্র (Ostwald dilution Law) অনুযায়ী

$$K_a = \frac{\alpha^2}{(1-\alpha)V} \quad (2.45)$$

$\alpha$  = সাম্যাবস্থায় বিয়োজন অংক

$V$  = লিটার পরিমাপে দ্রবণের আয়তন

যেহেতু অ্যাসিড ক্ষীণ,  $(1-\alpha) \cong 1$

$$\therefore \alpha^2 = K_a V$$

$$\text{অথবা} \quad \alpha = \sqrt{K_a V} \quad (2.46)$$

অ্যাসিডের লঘুতা যদি জানা থাকে, তাহলে দুটি ক্ষীণ অ্যাসিডের ক্ষেত্রে পাওয়া যাবে

$$\alpha_1 = \sqrt{K_1 V}$$

এবং

$$\alpha_2 = \sqrt{K_2 V}$$

অথবা

$$\alpha_1/\alpha_2 = \frac{\sqrt{K_1}}{\sqrt{K_2}} \quad (2.47)$$

অর্থাৎ যে কোন দুটি ক্ষীণ অ্যাসিডের বিয়োজনের মাত্রা একই লঘুতায় তাদের বিয়োজন ধ্রুবকের বর্গমূলের সাথে সমানুপাতিক (proportional)।

2.1. তালিকা। 25° সে. তাপমাত্রায় বিয়োজন ধ্রুবক

এককারকীয় অ্যাসিড

অ্যাসিড	$K_a$	$pK_a$
ফরমিক অ্যাসিড	$1.77 \times 10^{-4}$	3.75
অ্যাসেটিক অ্যাসিড	$1.76 \times 10^{-5}$	4.75
প্রোপায়োনিক অ্যাসিড	$1.34 \times 10^{-5}$	4.87
বোরিক অ্যাসিড	$5.80 \times 10^{-10}$	9.24
নাইট্রাস অ্যাসিড	$4.60 \times 10^{-4}$	3.34
মনোক্লোরো অ্যাসেটিক অ্যাসিড	$1.50 \times 10^{-3}$	2.82
বেনজোইক অ্যাসিড	$6.37 \times 10^{-5}$	4.20
ফেনল	$1.30 \times 10^{-10}$	9.88



## দ্বি-কারকীয় অ্যাসিড

অ্যাসিড	$K_1$	$pK_1$	$K_2$	$pK_2$
হাইড্রোক্সেন সালফাইড	$9 \cdot 10 \times 10^{-8}$	7.04	$1 \cdot 20 \times 10^{-15}$	14.92
সালফিউরাস অ্যাসিড	$1 \cdot 70 \times 10^{-2}$	1.77	$1 \cdot 00 \times 10^{-7}$	7.00
সালফিউরিক অ্যাসিড	—	—	$1 \cdot 15 \times 10^{-2}$	1.94
কার্বনিক অ্যাসিড	$4 \cdot 31 \times 10^{-7}$	6.37	$5 \cdot 61 \times 10^{-11}$	10.25
অক্সালিক অ্যাসিড	$5 \cdot 90 \times 10^{-2}$	1.23	$6 \cdot 40 \times 10^{-5}$	4.19
সার্কসিনিক অ্যাসিড	$6 \cdot 63 \times 10^{-5}$	4.18	$2 \cdot 54 \times 10^{-6}$	5.60
$\alpha$ -টার্টারিক অ্যাসিড	$1 \cdot 04 \times 10^{-3}$	2.98	$4 \cdot 55 \times 10^{-4}$	3.34


## ত্রি-কারকীয় অ্যাসিড

অ্যাসিড	$K_1$	$pK_1$	$K_2$	$pK_2$	$K_3$	$pK_3$
ফসফরিক অ্যাসিড	$7 \cdot 52 \times 10^{-3}$	2.12	$6 \cdot 23 \times 10^{-8}$	7.21	$5 \cdot 00 \times 10^{-13}$	12.30
সাইট্রিক অ্যাসিড	$9 \cdot 20 \times 10^{-4}$	3.04	$2 \cdot 69 \times 10^{-5}$	4.57	$1 \cdot 34 \times 10^{-6}$	5.87
আসেনিক অ্যাসিড	$5 \cdot 00 \times 10^{-3}$	2.30	$4 \cdot 0 \times 10^{-5}$	4.40	$6 \cdot 00 \times 10^{-10}$	9.22

## ক্ষারক

	$K_b$	$pK_b$
অ্যামোনিয়া	$1 \cdot 79 \times 10^{-5}$	4.75
মিথাইল অ্যামিন	$4 \cdot 38 \times 10^{-4}$	3.46
ইথাইল অ্যামিন	$5 \cdot 60 \times 10^{-4}$	3.25
ট্রাই ইথাইল অ্যামিন	$6 \cdot 40 \times 10^{-4}$	3.19
অ্যানিলিন	$4 \cdot 0 \times 10^{-10}$	9.40
পিরিডিন	$2 \cdot 0 \times 10^{-9}$	8.70
কুইনোলিন	$6 \cdot 0 \times 10^{-10}$	9.22

2. 4. বহু-কারকীয় অ্যাসিডের বিয়োজন (*Dissociation of Polybasic Acids*)—যখন একটি ক্ষারকীয় অ্যাসিড জলে দ্রবীভূত হয়, তখন বিভিন্ন হাইড্রোক্সেন পরমাণুগুলি বিভিন্ন মাত্রায় বিয়োজিত হয় অর্থাৎ অ্যাসিডটি স্তরে স্তরে বিয়োজিত হয়। মনে কর  $H_2A$  একটি দ্বি-কারকীয় অ্যাসিড। তাহলে তার প্রথম বিয়োজন ও দ্বিতীয় বিয়োজন নিম্নলিখিত সমীকরণ দ্বারা প্রকাশ করা হয়।



যদি দ্বিষ্কারকীয় অ্যাসিড ক্ষীণ হয়, তাহলে ভরক্রিয়া সূত্র প্রয়োগ করে আমরা প্রথম বিয়োজন ধ্রুবক  $K_1$  এবং দ্বিতীয় বিয়োজন ধ্রুবক  $K_2$  নিম্নলিখিত সমীকরণের দ্বারা পাব

$$K_1 = \frac{[H^+][HA^-]}{[H_2A]} \quad (2.50)$$

$$K_2 = \frac{[H^+][A^{2-}]}{[HA^-]} \quad (2.51)$$

প্রত্যেক বিয়োজন স্তরের নিজস্ব আয়নন ধ্রুবক আছে এবং তাদের মান থেকে একটি বিশেষ গাঢ়ত্রে অ্যাসিডটির ঐ স্তরে আয়ননের মাত্রা জানা যায়। প্রথম বিয়োজন সম্পূর্ণ হলে পর দ্বিতীয় বিয়োজন সূত্র হবে।  $K_1$   $K_2$ -র থেকে যত বেশী বড় হবে, দ্বিতীয় বিয়োজনের মাত্রা তত কম হবে এবং দ্ব্যণ্ট খুব বেশী লঘু হলে পর দ্বিতীয় বিয়োজন সূত্র হবে। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে কোন বহু ক্ষারকীয় অ্যাসিডে নির্দিষ্ট লঘুতা পর্যন্ত বিয়োজন সংক্রান্ত ধর্মের ব্যাপারে এক ক্ষারকীয় অ্যাসিডের মত কাজ করবে।

$H_3A$  যদি ত্রিষ্কারকীয় অ্যাসিড হয়, তাহলে অনুরূপভাবে প্রথম বিয়োজন ধ্রুবক  $K_1$ , দ্বিতীয় বিয়োজন ধ্রুবক  $K_2$  এবং তৃতীয় বিয়োজন ধ্রুবক  $K_3$  পাওয়া যাবে।

$$H_3A \rightleftharpoons H^+ + H_2A^-, \quad K_1 = \frac{[H^+][H_2A^-]}{[H_3A]} \quad (2.52)$$

$$H_2A^- \rightleftharpoons H^+ + HA^{2-}, \quad K_2 = \frac{[H^+][HA^{2-}]}{[H_2A^-]} \quad (2.53)$$

$$HA^{2-} \rightleftharpoons H^+ + A^{3-}, \quad K_3 = \frac{[H^+][A^{3-}]}{[HA^{2-}]} \quad (2.54)$$


2, 5. সাধারণ আয়ন প্রভাব (*Common Ion Effect*)—মনে কর  $BA$  একটি ক্ষীণ তড়িৎ-বিশ্লেষ্য পদার্থ। জলে মেশালে  $BA$  আংশিক বিয়োজিত হবে এবং বিক্রিয়াটি উভমুখী হবে




$$\text{সাম্য ধ্রুবক } K_b = \frac{[B^+][A^-]}{[BA]} \quad (2.56)$$

এইসাম্যাবস্থা সাম্য সূত্র মেনে চলে। এখন যদি জলীয় দ্রবণে এমন একটি তরীয় তড়িৎ-বিশ্লেষ্য পদার্থ যোগ করা হয় যা বিয়োজিত হয়ে  $B^+$

আয়নের গাঢ়তা বাড়িলে দেখে তাহলে (২.৫৬) ভগ্নাংশের লব বেড়ে যাবে। কিন্তু  $K_b$  ধ্রুবক হওয়ার সমানুপাতিকহারে  $A^-$  আয়নের গাঢ়তা কমে যাবে অর্থাৎ (২.৫৫) সমীকরণের বিক্রিয়া সাম্য ডানদিক থেকে বামদিকে প্রসারিত হবে। অনুরূপভাবে  $A^-$  আয়নের গাঢ়তা বাড়ালে  $B^+$  আয়নের গাঢ়তা কমে যাবে। উৎপন্ন আয়নের সাথে সাধারণ (Common) নয় এমন আয়ন যোগ করলে বিক্রিয়া সাম্য ঠিক থাকবে, কোনদিকে প্রসারিত হবে না। সুতরাং ক্ষীণ তড়িৎ-বিশ্লেষ্য পদার্থের দ্রবণে একটি সাধারণ আয়ন যোগ করলে বিয়োজনের মাত্রা কমে যায়। একেই বলে সাধারণ আয়ন প্রভাব। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়,  $NH_4OH$  একটি ক্ষীণ তড়িৎ-বিশ্লেষ্য পদার্থ।



যদি ঐ দ্রবণে  $NH_4Cl$  যোগ করা হয় তাহলে  $NH_4Cl$  সম্পূর্ণরূপে বিয়োজিত হয়ে সাধারণ আয়ন  $NH_4^+$ -র গাঢ়তা বাড়িলে দেখে। তখন  $NH_4OH$ -র বিয়োজন সাম্য ডানদিক থেকে বামদিকে প্রসারিত হয় অর্থাৎ বিয়োজন কমে যায়। অনুরূপভাবে অ্যাসিটেট আয়ন যোগ করলে সাধারণ আয়ন প্রভাবে  $CH_3COOH$ -র বিয়োজন কমে যায়।



উদাহরণ ১. একলিটার ০.২ মোলার অ্যাসেটিক অ্যাসিড দ্রবণে ০.২ গ্রাম অণু অনার্দ সোডিয়াম অ্যাসিটেট মেশালে অ্যাসেটিক অ্যাসিডের বিয়োজন মানের কিরূপ পরিবর্তন হবে?  $25^\circ\text{C}$ । উক্তায় অ্যাসেটিক অ্যাসিডের বিয়োজন ধ্রুবক  $K = 1.82 \times 10^{-5}$ ।

আমরা ভরক্রিয়া সমীকরণ থেকে জানি

$$K = \frac{[H^+][CH_3COO^-]}{[CH_3COOH]} = \frac{\alpha^2 c}{1 - \alpha} = 1.82 \times 10^{-5}$$

যেহেতু  $\alpha$ -র মান একের তুলনায় অনেক কম, সেজন্য  $(1 - \alpha)$  কে আমরা ১ ধরতে পারি। অতএব

$$\alpha = \sqrt{\frac{K}{c}} = \sqrt{\frac{1.82 \times 10^{-5}}{0.2}} = \sqrt{91 \times 10^{-6}} = 9.539 \times 10^{-3}$$

অতএব ০.২ মোলার অ্যাসেটিক দ্রবণে

$$[H^+] = [CH_3COO^-] = 0.009539 \times 0.2 = 0.0018$$

$$\text{এবং } [CH_3COOH] = 0.2 - 0.0018 = 0.1982$$

যেহেতু সোডিয়াম অ্যাসিটেট লবণ, সুতরাং সম্পূর্ণরূপে বিয়োজিত হয় এবং সাধারণ আয়ন প্রভাব অনুসারে অ্যাসেটিক অ্যাসিডের বিয়োজন কমিয়ে দেয় অর্থাৎ দ্রবণে হাইড্রোজেন আয়নের গাঢ়তা কমে যায়। সুতরাং আমরা লিখতে পারি দ্রবণে অ্যাসিটেট আয়নের গাঢ়তা শূন্যদ্বারা সোডিয়াম অ্যাসিটেট বিয়োজন জনিত অর্থাৎ  $0.2$  গ্রাম অণু। এখন যদি  $\alpha'$  অ্যাসিডের নতুন বিয়োজন অঙ্ক হয়, তাহলে  $[H^+] = \alpha'c = 0.2\alpha'$  এবং  $[CH_3COOH] = (1 - \alpha')c = 0.2$

যেহেতু  $\alpha'$ -র মান খুবই কম। আমরা ভরক্রিয়া সমীকরণ থেকে লিখতে পারি

$$\frac{[H^+][CH_3COO^-]}{[CH_3COOH]} = \frac{0.2\alpha' \times 0.2}{0.2} = 1.82 \times 10^{-5}$$

$$\text{অথবা } \alpha' = \frac{1.82 \times 10^{-5}}{0.2} = 0.91 \times 10^{-4}$$

$$\text{এবং } [H^+] = \alpha'c = 0.91 \times 10^{-4} \times 0.2 = 1.82 \times 10^{-5}$$

অতএব দেখা যাচ্ছে যে, একলিটার  $0.2$  মোলার অ্যাসেটিক অ্যাসিড দ্রবণে  $0.2$  গ্রাম অণু অনাদ্র সোডিয়াম অ্যাসিটেট মেশালে অ্যাসেটিক অ্যাসিডের বিয়োজন  $1.8\%$  থেকে কমে গিয়ে হয়  $0.018\%$  এবং হাইড্রোজেন আয়ন গাঢ়তা  $1.8 \times 10^{-5}$  থেকে কমে গিয়ে হয়  $1.82 \times 10^{-5}$ ।

উদাহরণ ২. একলিটার  $H_2S$  সম্পৃক্ত জলীয় দ্রবণে একলিটার  $0.4$  মোলার  $HCl$  দ্রবণ মেশালে সালফাইড আয়ন গাঢ়ত্বের কিরূপ পরিবর্তন হবে?  $25^\circ$  সে. উষ্ণতায়  $H_2S$ -র বিয়োজন ধ্রুবক  $K_1 = 9.1 \times 10^{-8}$  এবং  $K_2 = 1.2 \times 10^{-15}$ ।

$25^\circ$  সে. উষ্ণতায় ও সাধারণ চাপমাত্রায়  $H_2S$ -র সম্পৃক্ত জলীয় দ্রবণ প্রায়  $0.1$  মোলার হয়। ভরক্রিয়া সমীকরণ থেকে আমরা জানি

$$K_1 = \frac{[H^+][HS^-]}{[H_2S]} = 9.1 \times 10^{-8} \quad (i)$$

$$\text{এবং } K_2 = \frac{[H^+][S^{2-}]}{[HS^-]} = 1.2 \times 10^{-15} \quad (ii)$$

$K_2$ -র ক্ষুদ্রমান থেকে বোঝা যায় যে, দ্বিতীয় বিয়োজন অর্থাৎ  $[S^{2-}]$  খুবই কম। সেজন্য  $H_2S$ -র প্রথম বিয়োজন মানকে বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং  $[H^+]$  ও  $[HS^-]$  কার্যক্ষেত্রে একই ধরা হয় অর্থাৎ  $[H^+] = [HS^-]$ ।

(১) সমীকরণ থেকে পাওয়া যায়

$$[H^+] = [HS^-] = \sqrt{9.1 \times 10^{-8} \times 0.1} = 9.539 \times 10^{-5}$$

$$\text{এবং } [S^{2-}] = \frac{1.2 \times 10^{-15} \times [HS^-]}{[H^+]} = 1.2 \times 10^{-15}$$

এখন HCl মেশাবার পর

$$[HS^-] = \frac{9.1 \times 10^{-8} \times [H_2S]}{[H^+]} = \frac{9.1 \times 10^{-8} \times 0.1}{0.2} = 4.55 \times 10^{-8}$$

$$\text{এবং } [S^{2-}] = \frac{1.2 \times 10^{-15} \times [HS^-]}{[H^+]} = \frac{1.2 \times 10^{-15} \times 4.55 \times 10^{-8}}{0.2} = 2.73 \times 10^{-22}$$

সদুত্তরাং দ্রবণে  $[H^+]$ -র মান  $9.5 \times 10^{-5}$  মোলার থেকে 0.2 মোলার পরিবর্তন করার ফলে সালফাইড আয়ন গাঢ়ত্ব  $1.2 \times 10^{-15}$  থেকে কমে গিয়ে হয়  $2.73 \times 10^{-22}$ ।

উদাহরণ 3. একলিটার 0.1 মোলার অ্যামোনিয়া দ্রবণে 53.5 গ্রাম  $NH_4Cl$  মেশালে অ্যামোনিয়ার বিয়োজন মানের কিরূপ পরিবর্তন হবে? অ্যামোনিয়ার বিয়োজন ধ্রুবক  $= 1.8 \times 10^{-5}$ ।

0.1 মোলার অ্যামোনিয়া দ্রবণে  $\alpha = \sqrt{1.8 \times 10^{-5} \times 0.1} = 0.013$   
অতএব,  $[OH^-] = 0.0013$ ,  $[NH_4^+] = 0.0013$  এবং  $[NH_3] = 0.0987$ । মনে কর  $NH_4Cl$  মেশাবার পর অ্যামোনিয়ার নতুন বিয়োজন অঙ্ক হচ্ছে  $\alpha'$ ।

তাহলে  $[OH^-] = \alpha'c = 0.1\alpha'$  এবং  $[NH_3] = (1 - \alpha')c = 0.1$

(যেহেতু  $\alpha'$ -র মান খুবই কম)। এখন  $K$  হচ্ছে ধ্রুবক, অতএব অ্যামোনিয়া দ্রবণে  $NH_4Cl$  লবন মেশাবার পর স্কারক থেকে উৎপন্ন  $[NH_4^+]$  কমে যাবে এবং অবিয়োজিত অ্যামোনিয়ার গাঢ়ত্ব বেড়ে যাবে। এখন 53.5 গ্রাম  $NH_4Cl = 1$  গ্রাম অণু  $NH_4Cl$ , তাহলে  $[NH_4^+] \cong 1$  আমরা ভরক্রিয়া সমীকরণ থেকে লিখতে পারি

$$\frac{[NH_4^+][OH^-]}{[NH_3]} = \frac{1 \times 0.1\alpha'}{0.1} = 1.8 \times 10^{-5}$$

অথবা  $\alpha' = 1.8 \times 10^{-5}$

এবং  $[OH^-] = \alpha'c = 1.8 \times 10^{-6}$

অতএব একলিটার ০.১ মোলার  $\text{NH}_4\text{OH}$  দ্রবণে এক গ্রামতুল্যাক  $\text{NH}_4\text{Cl}$  মেশালে  $\text{NH}_4\text{OH}$ -র বিয়োজন মান ১.৩৫% থেকে কমে গিয়ে ০.০০১৮% হয় এবং  $[\text{OH}^-]$  ০.০০১৩ থেকে কমে গিয়ে ০.০০০০০১৮ হয়।

## ২. ৬. জলের আয়নীয় গুণফল (Ionic Product of Water)

১৮৯৪ সালে Kohlrausch এবং Heidweiller পরীক্ষা করে দেখতে পেলেন যে, বিশুদ্ধ জলের মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহ চালনা করলে খুব সামান্য পরিমাণে হলেও তড়িৎ বিশ্লেষণ হয়। জল তাহলে অবশ্যই অল্প-মাত্রায় বিয়োজিত হয় :



( $\text{H}^+$  আয়ন মৃদু থাকে না, হাইড্রোনিয়াম আয়ন হিসাবে থাকে)

এখন ভরক্রিয়া সূত্র অনুযায়ী জলের বিয়োজন ধ্রুবক বা আয়নন ধ্রুবক পাওয়া যাবে।

$$K = \frac{a_{\text{H}^+} \times a_{\text{OH}^-}}{a_{\text{H}_2\text{O}}} = \frac{[\text{H}^+] \times [\text{OH}^-]}{[\text{H}_2\text{O}]} \times \frac{f_{\text{H}^+} \times f_{\text{OH}^-}}{f_{\text{H}_2\text{O}}} \quad (2.57)$$

এখানে  $a$ =সক্রিয়তা;  $[\ ]$ =গাঢ়ত্ব;  $f$ =সক্রিয়তা গুণাঙ্ক

জল খুব সামান্য পরিমাণে আয়নিত হয়। সুতরাং আয়ন গাঢ়ত্বগুণি খুব কম। অতএব  $f_{\text{H}^+} = f_{\text{OH}^-} = f_{\text{H}_2\text{O}} = 1$  ধরা যেতে পারে। তাহলে (২.৫৭) সমীকরণ হবে

$$K = \frac{[\text{H}^+] \times [\text{OH}^-]}{[\text{H}_2\text{O}]} \quad (2.58)$$

বাস্তবিক পক্ষে সামান্য বিয়োজনের ফলে  $[\text{H}_2\text{O}]$ -র বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় না, সুতরাং  $[\text{H}_2\text{O}]$  ধ্রুবক ধরা যেতে পারে। তাহলে (২.৫৮) সমীকরণ হবে

$$[\text{H}^+] \times [\text{OH}^-] = K \times [\text{H}_2\text{O}] = K_w = \text{ধ্রুবক} \quad (2.59)$$

$K_w$ -কে বলা হয় জলের আয়নীয় গুণফল। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে, জল যখন বিশুদ্ধ হবে এবং জলীয় দ্রবণ যখন অতিলঘু হবে তখনই কেবল  $K_w$  ধ্রুবক হবে। গাঢ় দ্রবণে  $K_w$  ধ্রুবক হবে না। কিন্তু সক্রিয়তা গুণাঙ্ক পরিমাপ করা খুবই কঠিন কাজ বলে কার্ষতঃ  $K_w$ -কে ধ্রুবক ধরে নেওয়া হয়।

এখানে মনে রাখা দরকার যে,  $K_w$  তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীল।  $25^\circ$  সে. তাপমাত্রার বিশুদ্ধ জলের  $K_w = 1.0 \times 10^{-14}$  ধরা হয় এবং  $100^\circ$  সে. তাপমাত্রায়  $K_w = 1.0 \times 10^{-12}$ ।

হাইড্রোজেন আয়ন ও হাইড্রোক্সিল আয়নের গাঢ়ত্ব গ্রাম-আয়ন প্রতি লিটার হিসাবে প্রকাশ করা হয়।

$$\text{এখন } [H^+] \times [OH^-] = K_w = 0.1 \times 10^{-14}$$

$$\text{যেহেতু } [H^+] = [OH^-], \text{ অতএব } [H^+]^2 = 1.0 \times 10^{-14}$$

$$\text{অথবা } [H^+] = [OH^-] = 1.0 \times 10^{-7} \text{ গ্রাম-আয়ন প্রতি লিটার (} 25^\circ \text{ সে.)।}$$

## 2. 7. হাইড্রোজেন আয়ন প্রতীক, pH

যদি কোন দ্রবণে  $[H^+] = [OH^-]$  হয়, তাহলে দ্রবণটিকে প্রশম দ্রবণ (neutral solution) বলা হয়। যদি  $[H^+] > 10^{-7}$  হয়, তাহলে দ্রবণটিকে বলা হয় অ্যাসিডীয় (acidic); যদি  $[H^+] < 10^{-7}$  হয়, তাহলে দ্রবণটিকে বলা হয় ক্ষারকীয় (basic)।

অনেক রাসায়নিক বিক্রিয়া  $[H^+]$  অথবা  $[OH^-]$ -র উপর নির্ভর করে, সুতরাং তাদের গাঢ়ত্ব জানার প্রয়োজন হয়। বারংবার হাইড্রোজেন আয়ন বা হাইড্রোক্সিল আয়নের গাঢ়ত্ব গ্রাম-আয়ন প্রতি লিটার হিসাবে প্রকাশ করা অসুবিধাজনক। সেই জন্য 1909 সালে Sørensen pH ক্রমের প্রবর্তন করেন। pH-র গাণিতিক সংজ্ঞা এই রকম:

$$pH = -\log_{10} [H^+] = \log_{10} \frac{1}{[H^+]} \quad (2.60)$$

$$\text{অথবা } [H^+] = 10^{-pH} \quad (2.61)$$

অর্থাৎ pH হচ্ছে হাইড্রোজেন আয়ন গাঢ়ত্বের ঋণাত্মক লগারিদম (logarithm)। অনুদ্রুপভাবে বলা যায়,

$$pOH = -\log_{10} [OH^-] = \log_{10} \frac{1}{[OH^-]} \quad (2.62)$$

$$\text{অথবা } [OH^-] = 10^{-pH} \quad (2.63)$$

এই পদ্ধতির সুবিধা এই যে, যদি দ্রবণটি  $[H^+]$  অনুযায়ী এক মোলার হতে  $[OH^-]$  অনুযায়ী এক মোলার গাঢ়ত্ব সীমার মধ্যে থাকে, তাহলে যে কোন পরিমাণ অ্যাসিডীয় অথবা ক্ষারকীয় হোক না কেন, pH ক্রমে 0 থেকে 14 পর্যন্ত ধন-সংখ্যা (positive numbers) দ্বারা প্রকাশ করা যায়।

যেমন, একটি প্রশম দ্রবণের  $[H^+] = 10^{-7}$ , অতএব প্রশম দ্রবণটির pH হবে 7; একটি 1(N) অ্যাসিড দ্রবণের  $[H^+] = 10^0$  অতএব দ্রবণটির pH হবে 0; একটি 1(N) ক্ষারকীয় দ্রবণের  $[OH^-] = 10^0$  অতএব

$[H^-] = \frac{K_w}{[OH^-]} = \frac{1.0 \times 10^{-14}}{10^0} = 1.0 \times 10^{-14}$  এবং দ্রবণটির pH হবে 14; অর্থাৎ দ্রবণের pH 7 হলে দ্রবণটি হবে প্রশম, দ্রবণের  $pH > 7$  হলে দ্রবণটি হবে ক্ষারকীয়, দ্রবণের  $pH < 7$  হলে দ্রবণটি হবে অ্যাসিডীয়।


এখন আমরা জানি,  $[H^+] = [OH^-] = K_w = 10^{-14}$

অথবা এইভাবে লেখা যায়,  $\log [H^+] + \log [OH^-] = \log K_w = -14$

অর্থাৎ  $pH + pOH = pK_w = 14$  (2.64)

এই সমীকরণ যে কোন লঘু দ্রবণে  $25^\circ$  সে. তাপমাত্রায় প্রযোজ্য।

এখন যদি 0 থেকে 14 পর্যন্ত pH মানের একটি ক্রম আঁকা যায়, তাহলে 0 থেকে 7 পর্যন্ত অ্যাসিডক্রম এবং 7 থেকে 14 পর্যন্ত ক্ষারকক্রম পাওয়া যাবে।



একটি উদাহরণ দিলে জিনিষটি বেশ পরিষ্কার হয়।

**উদাহরণ**— $1.2 \times 10^{-4}$ (N) অ্যাসিড এবং  $2.5 \times 10^{-5}$  (N) ক্ষারকের pH নির্ণয় কর।

$1.2 \times 10^{-4}$ (N) অ্যাসিডে  $[H^+] = 1.2 \times 10^{-4}$  গ্রাম আয়ন/লিটার  
 অতএব  $pH = -\log 1.2 \times 10^{-4} = 4 - \log 1.2$   
 $= 4 - 0.0792 = 3.92$



$2.5 \times 10^{-5} (N)$  ক্ষারকে  $[OH^-] = 2.5 \times 10^{-5}$  গ্রাম আয়ন/লিটার

$$\text{এখন } [H^+] = \frac{K_w}{[OH^-]} = \frac{10^{-14}}{2.5 \times 10^{-5}} = \frac{1}{2.5} \times 10^{-9}$$


$$\text{অতএব } pH = -\log \frac{1}{2.5} \times 10^{-9} = 9 + \log 2.5$$

$$= 9 + 0.3979 = 9.40$$

## ২.৪. বাফার দ্রবণ (Buffer Solution)

কোন দ্রবণে সামান্য পরিমাণ অ্যাসিড অথবা ক্ষারক যোগ করলে  $[H^+]$ -র বেশ খানিকটা পরিবর্তন হয় অর্থাৎ দ্রবণটির pH মানের পরিবর্তন হয়। কিন্তু কতকগুলি ক্ষীণ অ্যাসিড ও তার একটি লবণের দ্রবণে অথবা ক্ষীণ ক্ষারক ও তার একটি লবণের দ্রবণে সামান্য অ্যাসিড অথবা ক্ষারক যোগ করলে আশানুরূপ pH মানের পরিবর্তন হয় না। অর্থাৎ ঐ সকল দ্রবণের হাইড্রোজেন আয়ন গাঢ় হ্রাস-বৃদ্ধি রোধ করার ক্ষমতা আছে। এইরূপ  $[H^+]$  হ্রাস-বৃদ্ধি রোধ করার ক্ষমতাব্যবস্থাপিত দ্রবণকে বাফার দ্রবণ বলা হয়। যেমন ক্ষীণ অ্যাসিড  $CH_3COOH$  ও তার লবণ  $CH_3COONa$  মিশ্রণ, ক্ষীণ ক্ষারক  $NH_4OH$  ও তার লবণ  $NH_4Cl$  মিশ্রণ, ইত্যাদি।

বাফার ক্রিয়া (buffer action) বদ্বারা হলে প্রথমে একটি ক্ষীণ অ্যাসিড ও তার লবণ মিশ্রণের বিক্রিয়া সাম্য আলোচনা করা প্রয়োজন। মনে কর  $CH_3COOH$  ও  $CH_3COONa$  মিশ্রণ বাফার দ্রবণ হিসাবে নেওয়া হয়েছে,



তারমধ্যে সামান্য পরিমাণ HCl যোগ করা হল। HCl তীব্র অ্যাসিড এবং দ্রবণে সম্পূর্ণরূপে বিয়োজিত হয়।



ঐ  $H^+$  তৎকালে (২.৬৫) সমীকরণ থেকে প্রাপ্ত  $CH_3COO^-$ -র সাথে যুক্ত হয়




এবং অবিয়োজিত ক্ষীণ অ্যাসিড,  $CH_3COOH$ , উৎপন্ন করে। সাধারণ আয়ন প্রভাবে  $CH_3COOH$ -র বিয়োজনমাত্রা খুবই কম। সুতরাং HCl থেকে দ্রবণে যতগুলি  $H^+$  উৎপন্ন হল, তাহার সমস্তই অ্যাসিটেট আয়নের সাথে বিক্রিয়া ঘটে দ্রবণটিকে  $H^+$  প্রভাব মূল্য করল অর্থাৎ দ্রবণের pH একই রইল। মনে কর যদি HCl-র পরিবর্তে NaOH যোগ করা হয়। তাহলে  $NaOH \rightleftharpoons Na^+ + OH^-$  বিয়োজিত হলে দ্রবণে  $[OH^-]$

বৃদ্ধি করবে বলে আশা করা যায়। কিন্তু ঐ  $\text{OH}^-$  তৎক্ষণাৎ অবিয়োজিত  $\text{CH}_3\text{COOH}$ -র সাথে বিক্রিয়া ঘটিয়ে অ্যাসিটেট আয়ন ও প্রশম জলের অণু উৎপন্ন করে।





(২.৬৮) সমীকরণ থেকে বোঝা যায়  $\text{CH}_3\text{COOH}$  দ্রবণটিকে  $\text{OH}^-$  প্রভাব থেকে মুক্ত করল অর্থাৎ দ্রবণের pH বাড়ল না, একই থাকল।

এবার ক্ষীণ ক্ষারক  $\text{NH}_4\text{OH}$  ও তার লবণ  $\text{NH}_4\text{Cl}$  মিশ্রণের বাফার-ক্রিয়া ব্যাখ্যা করা যাক। মনে কর,  $\text{NH}_4\text{OH}$  ও  $\text{NH}_4\text{Cl}$  মিশ্রণ বাফার দ্রবণ হিসাবে নেওয়া হয়েছে।



এখন ঐ বাফার দ্রবণে সামান্য পরিমাণ  $\text{HCl}$  যোগ করলে ঐ  $\text{H}^+$  তৎক্ষণাৎ অবিয়োজিত ক্ষীণ ক্ষারক  $\text{NH}_4\text{OH}$ -র সাথে বিক্রিয়া ঘটিয়ে অ্যামোনিয়াম আয়ন ও প্রশম জলের অণু উৎপন্ন করে। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে ক্ষীণ ক্ষারক  $\text{NH}_4\text{OH}$  দ্রবণটিকে  $\text{H}^+$  প্রভাব হতে মুক্ত করে এবং দ্রবণের pH কমে যায় না।  $\text{HCl}$ -র পরিবর্তে যদি  $\text{NaOH}$  যোগ করা হয়, তাহলে ঐ  $\text{OH}^-$  আয়ন  $\text{NH}_4\text{Cl}$  বিয়োজন জনিত  $\text{NH}_4^+$  আয়নের সাথে তৎক্ষণাৎ বিক্রিয়া ঘটিয়ে অবিয়োজিত ক্ষীণ ক্ষারক  $\text{NH}_4\text{OH}$  উৎপন্ন করে :



এর থেকে বোঝা যায়,  $\text{NH}_4^+$  আয়ন দ্রবণটিকে  $\text{OH}^-$  প্রভাব থেকে মুক্ত করে এবং দ্রবণের pH বাড়তে দেয় না।

অন্যান্য বাফার দ্রবণের ক্ষেত্রেও একই বিক্রিয়া পদ্ধতিতে দ্রবণের pH অপরিবর্তিত থাকে। খুব বেশী ব্যবহৃত বাফার দ্রবণ হচ্ছে :

(ক)  $\text{ClCH}_2\text{COOH} + \text{CH}_3\text{COONa}$ ; (খ)  $\text{KHC}_4\text{H}_4\text{O}_6$  (পটােসিয়াম হাইড্রোজেন টারট্রেট সম্পৃক্ত দ্রবণ); (গ)  $\text{KHC}_8\text{H}_4\text{O}_4$  (পটােসিয়াম হাইড্রোজেন থ্যালাট) (ঘ)  $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{CH}_3\text{COONa}$ ; (ঙ)  $\text{KH}_2\text{PO}_4 + \text{Na}_2\text{HPO}_4, 12 \text{H}_2\text{O}$ ; (চ)  $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7, 10 \text{H}_2\text{O}$ ; (ছ)  $\text{NH}_4\text{Cl} + \text{NH}_4\text{OH}$ .

বাফার দ্রবণে pH নির্ণয় করবার জন্য (২.৬৭) সমীকরণ থেকে আমরা পাচ্ছি।

$$K_a = \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-] \times [\text{H}^+]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]} \quad (2.69)$$

$$\text{অথবা } [\text{H}^+] = \frac{K_a \times [\text{CH}_3\text{COOH}]}{[\text{CH}_3\text{COO}^-]}$$

$$\text{অথবা } \text{pH} = \text{pK}_a + \log \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]}$$

$$\text{অথবা } \text{pH} = \text{pK}_a + \log \frac{[\text{লবণ}]}{[\text{অ্যাসিড}]} \dots\dots\dots (2.70)$$

এই সমীকরণ (Henderson's Equation) দ্বারা যে কোন বাফার দ্রবণের pH নির্ণয় করা যায়।  $\text{pK}_a$  ধ্রুবক। সুতরাং বাফার দ্রবণের pH লবণ ও অ্যাসিড গাঢ়ত্বের অনুপাতের উপর নির্ভর করে। এই অনুপাত যদি 1 হয়, তাহলে  $\text{pH} = \text{pK}_a$ । এই অনুপাত যদি 10 হয়, তাহলে  $\text{pH} = \text{pK}_a + 1$ , আর যদি এই অনুপাত  $\frac{1}{10}$  হয়, তাহলে  $\text{pH} = \text{pK}_a - 1$ । সাধারণতঃ লবণ ও অ্যাসিড গাঢ়ত্বের অনুপাত 0.1 থেকে 10 মধ্যে থাকে, অর্থাৎ যে কোন বাফার দ্রবণের pH মান  $\text{pK}_a + 1$  থেকে  $\text{pK}_a - 1$  পর্যন্ত হতে পারে।

## 2.2. তালিকা: কতকগুলি বিশেষ বাফার দ্রবণ

ক্রমিক সংখ্যা	বাফার দ্রবণ	pH সীমা (range)
1.	পটাসিয়াম হাইড্রোজেন থ্যালোট-হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড	2.2—3.8
2.	অ্যাসেটিক অ্যাসিড-অ্যামোনিয়াম অ্যাসিটেট	4.0—6.0
3.	ডাইসোডিয়াম হাইড্রোজেন ফসফেট-পটাসিয়াম হাই- ড্রোজেন ফসফেট	5.3—8.0
4.	পটাসিয়াম হাইড্রোজেন থ্যালোট-সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড	4.0—6.2
5.	বোরিক অ্যাসিড-সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড	7.8—10
6.	অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড-অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড	8.5—10

**উদাহরণ 1.** 0.5 মোলার অ্যাসেটিক অ্যাসিড এবং 0.5 মোলার সোডিয়াম অ্যাসিটেট মিশ্রিত এক লিটার দ্রবণে 1 মিঃ লিঃ 10 মোলার HCl মেশালে দ্রবণটির pH কত হবে?  $\text{pK} = 4.74$

HCl দ্রবণে সম্পূর্ণরূপে বিয়োজিত হয়। সুতরাং অ্যাসিড হতে  $[\text{H}^+]$

পাচ্ছি  $\frac{10}{1000} = 0.01$  গ্রাম আয়ন/লিটার। এখন 0.01 মোল  $\text{H}^+$ , 0.01

মোল অ্যাসিটেট আয়নের সাথে মিলিত হয়ে 0.01 মোল অবিয়োজিত  $\text{CH}_3\text{COOH}$  উৎপন্ন করে। কাজেই আমরা মেশাবার পর পাচ্ছি

$$[\text{CH}_3\text{COOH}] = 0.5 + 0.01 = 0.51 \text{ মোল}$$

$$[\text{CH}_3\text{COO}^-] = 0.5 - 0.01 = 0.49 \text{ মোল}$$

যেহেতু দ্রবণের আয়তন = 1 লিটার

অতএব,  $[\text{CH}_3\text{COOH}] = 0.51$  মোলার

এবং  $[\text{CH}_3\text{COO}^-] = 0.49$  মোলার

$$\text{এখন, } \text{pH} = \text{pK} + \log \frac{[\text{লবণ}]}{[\text{অ্যাসিড}]}$$

$$= 4.74 + \log \frac{0.49}{0.51} = 4.74 - 0.017$$

$$= 4.72$$

**উদাহরণ 2.** 0.5 মোলার অ্যাসেটিক অ্যাসিড এবং 0.5 মোলার সোডিয়াম অ্যাসিটেট মিশ্রিত 100 মি.লি. দ্রবণে 0.001 মোল (গ্রাম অণু)  $\text{NaOH}$  মেশালে দ্রবণটির pH কত হবে?  $\text{pK} = 4.74$

100 মি.লি. মিশ্রিত দ্রবণে প্রথম অবস্থায় 0.05 মোল  $\text{CH}_3\text{COOH}$  এবং 0.05 মোল  $\text{CH}_3\text{COO}^-$  আছে এবং 0.001 মোল  $\text{OH}^-$  মেশালে তুল্যক পরিমাণ  $\text{CH}_3\text{COOH}$  অ্যাসিটেট আয়নে পরিবর্তিত হবে। কাজেই আমরা মেশাবার পর পাচ্ছি

$$[\text{CH}_3\text{COOH}] = 0.05 - 0.001 = 0.049 \text{ মোল}$$

$$[\text{CH}_3\text{COO}^-] = 0.05 + 0.001 = 0.051 \text{ মোল}$$

যেহেতু দ্রবণের আয়তন = 100 মি.লি. = 0.1 লিটার

অতএব,  $[\text{CH}_3\text{COOH}] = 0.49$  মোলার

এবং  $[\text{CH}_3\text{COO}^-] = 0.51$  মোলার

$$\text{এখন, } \text{pH} = \text{pK} + \log \frac{[\text{লবণ}]}{[\text{অ্যাসিড}]} = 4.74 + \log \frac{0.51}{0.49}$$

$$= 4.74 + 0.017 = 4.76$$

## 2. 9. লবণের জলবিচ্ছেদ (*Hydrolysis of Salts*)

লবণের জলবিচ্ছেদ বলতে গেলে Brönsted অ্যাসিড-ক্ষারক সমীকরণের একটি সহজ প্রয়োগ:



অ্যামোনিয়াম লবণের জলবিশ্লেষ সমীকরণ তার Brönsted অ্যাসিড হিসাবে  $\text{NH}_4^+$  আয়নের শক্তি নির্ণয় সমীকরণ একই



এবং প্রকৃতপক্ষে এখানে অ্যাসিড ধ্রুবক  $K_a$  এবং অ্যামোনিয়াম লবণের জলবিশ্লেষ ধ্রুবক (hydrolysis constant) একই। ক্ষীণ অ্যাসিডের লবণের জলবিশ্লেষ অনুরূপ ভাবে বিশ্লেষণ করা যায়। যেমন ধর, সোডিয়াম অ্যাসিটেট দ্রবণে বিক্রিয়া সাম্য হবে



এবং জলবিশ্লেষ ধ্রুবক,  $K_b$  হবে

$$K_b = \frac{[\text{CH}_3\text{COOH}][\text{OH}^-]}{[\text{CH}_3\text{COO}^-]} = \frac{[\text{OH}^-]}{[\text{CH}_3\text{COO}^-]/[\text{CH}_3\text{COOH}]} \\ = \frac{[\text{H}^+][\text{OH}^-]}{[\text{H}^+][\text{CH}_3\text{COO}^-]/[\text{CH}_3\text{COOH}]} = \frac{K_w}{K_a} \quad (2.74)$$

এখানে  $K_a$  হচ্ছে  $\text{CH}_3\text{COOH}$ -র বিয়োজন ধ্রুবক।

লবণগুলিকে মোটামুটি চারটি প্রধান ভাগে ভাগ করা চলে:

(i) তীব্র অ্যাসিড ও তীব্র ক্ষারকের মিশ্রণে উৎপন্ন লবণ, যেমন  $\text{HCl}$

(ii) ক্ষীণ অ্যাসিড ও তীব্র ক্ষারকের মিশ্রণে উৎপন্ন লবণ, যেমন  $\text{CH}_3\text{COONa}$


(iii) তীব্র অ্যাসিড ও ক্ষীণ ক্ষারকের মিশ্রণে উৎপন্ন লবণ, যেমন  $\text{NH}_4\text{Cl}$

(iv) ক্ষীণ অ্যাসিড ও ক্ষীণ ক্ষারকের মিশ্রণে উৎপন্ন লবণ, যেমন  $\text{CH}_3\text{COONH}_4$

এই লবণগুলির যে কোন একটিকে জলে দ্রবীভূত করলে দ্রবণটি প্রশম হবে, অথবা অ্যাসিডীয় হবে, অথবা ক্ষারকীয় হবে এবং কি হবে তা নির্ভর করবে লবণটির প্রকৃতির উপর। সাধারণতঃ জলের অণুর সাথে বিক্রিয়ার ফলে এমন ঘটনা ঘটে। এই বিক্রিয়া হয় অল্প পরিমাণে এবং উভমুখীভাবে। এই বিক্রিয়ার ফলে অতি অল্প পরিমাণে মূল অ্যাসিড অথবা ক্ষারক অথবা উভয়ই উৎপন্ন হয়। এই ঘটনাকে বলা হয় জল-বিশ্লেষ।

(i) MA যদি তীব্র অ্যাসিড HA ও তীব্র ক্ষারক BOH মিশ্রণ হতে উৎপন্ন হয়, তাহলে দ্রবণটি প্রশম দ্রবণ হবে, কারণ অ্যাসিড ও ক্ষারক

উভয়েই সমান ভাবে বিয়োজিত হবে। যেমন



(ii) মনে কর MA একটি ক্ষীণ অ্যাসিড HA এবং তীব্র ক্ষারক BOH মিশ্রণ হতে উৎপন্ন লবণ। লবণটি জলে সম্পূর্ণরূপে বিয়োজিত হয়ে যায় :




এই  $\text{A}^-$ -র আয়ন অল্প বিয়োজিত জলের  $\text{H}^+$  আয়নের সাথে যুক্ত হয়ে ক্ষীণ অ্যাসিড HA উৎপন্ন করে :




আমরা জানি জলের অণু বিয়োজিত হয়ে  $\text{H}^+$  ও  $\text{OH}^-$  উৎপন্ন করে




এখন (২.৭৭) সমীকরণ হতে  $\text{H}^+$  যদি সরিয়ে নেওয়া হয়, তাহলে Le Chatelier's নীতি অনুযায়ী আরও  $\text{H}_2\text{O}$  অণু বিয়োজিত হবে এবং বিক্রিয়াসাম্য ডানদিকে প্রসারিত হবে অর্থাৎ দ্রবণে  $\text{OH}^-$  আয়নের গাঢ়তা ক্রমশঃ বেড়ে যাবে এবং দ্রবণটি ক্ষারকীয় হবে। যেমন



(iii) MA যদি তীব্র অ্যাসিড HA ও ক্ষীণ ক্ষারক BOH মিশ্রণ হতে উৎপন্ন হয়, তাহলে ঠিক বিপরীত ঘটনা ঘটবে। লবণের  $\text{M}^+$  আয়ন জলের  $\text{OH}^-$  আয়নের সাথে যুক্ত হয়ে ক্ষীণ ক্ষারক MOH উৎপন্ন করবে এবং এই বিক্রিয়া চলতে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত না বিক্রিয়াসাম্য বজায় হয় :



দ্রবণে তখন  $[\text{H}^+]$  ক্রমশঃ বাড়তে থাকবে এবং দ্রবণটি অ্যাসিডীয় হবে। যেমন



(iv) MA যদি ক্ষীণ অ্যাসিড HA ও ক্ষীণ ক্ষারক BOH মিশ্রণ হতে উৎপন্ন হয়, তাহলে দ্রবণটি অ্যাসিড ও ক্ষারকের বিয়োজন ধ্রুবক  $K_a$  ও  $K_b$  উপর নির্ভর করে এবং তাদের মান অনুযায়ী দ্রবণটি প্রশম, অ্যাসিডীয়, অথবা ক্ষারকীয় হবে। যেমন




$$pK_a = pK_b = 4.75$$



$$pK_a < pK_b$$

নীচে তিন শ্রেণীর লবণের জল-বিশ্লেষ বর্ণনা করা হল:

(ক) ক্ষীণ অ্যাসিড ও তীব্র ক্ষারকের লবণ (Salt of a weak acid and a strong base)—দ্রবণে MA লবণের বিক্রিয়াসাম্য হয়



ভরক্রিয়া সূত্র প্রয়োগ করে পাওয়া যায়:

$$K_b = \frac{a_{\text{OH}^-} \times a_{\text{HA}}}{a_{\text{A}^-}} = \frac{[\text{OH}^-] \times [\text{HA}]}{[\text{A}^-]} \times \frac{f_{\text{OH}^-} \times f_{\text{HA}}}{f_{\text{A}^-}} \quad (2.82)$$

এখানে  $K_b$  = জলবিশ্লেষ ধ্রুবক,  $a$  = সক্রিয়তা,  $f$  = সক্রিয়তা গুণাঙ্ক, এবং  $[\ ]$  = আয়ন গাঢ়ত্ব। দ্রবণটি অতি লঘু ধরা হয়, সেজন্য  $a_{\text{H}_2\text{O}}$  ধ্রুবক। অতি লঘু দ্রবণে আয়নীয় শক্তি (ionic strength) খুব কম। সুতরাং সক্রিয়তার পরিবর্তে আয়ন গাঢ়ত্ব ধরা যেতে পারে। তাহলে (২.৪২) সমীকরণ হবে।

$$K_b = \frac{[\text{OH}^-] \times [\text{HA}]}{[\text{A}^-]} \quad (2.83)$$


(২.৪৩) সমীকরণের ডানদিকে লব ও হরকে  $[\text{H}^+]$  দ্বারা গুণ কর, তাহলে

$$\begin{aligned} K_b &= \frac{[\text{H}^+] \times [\text{OH}^-]}{1} \times \frac{[\text{HA}]}{[\text{H}^+] \times [\text{A}^-]} \\ &= K_w \times \frac{1}{K_a} = \frac{K_w}{K_a} \end{aligned} \quad (2.84)$$

উভয়পক্ষের ঋণাত্মক logarithm নিলে

$$pK_b = pK_w - pK_a \quad (2.85)$$

জল-বিশ্লেষ ধ্রুবক এ ক্ষেত্রে জলের আয়নীয় গুণকল ও অ্যাসিডের বিশ্লেজন ধ্রুবকের অনুপাত মাত্র। যেহেতু  $K_a$  এবং  $K_w$  তাপমাত্রার সাথে পরিবর্তিত হয়,  $K_h$  তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীল অর্থাৎ লবণের জল-বিশ্লেষ অঙ্ক (degree of hydrolysis) তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে। মনে কর জল-বিশ্লেষ অঙ্ক  $\alpha$  এবং  $[MA] = c$  গ্রাম মোল/লিটার, তাহলে সাম্যাবস্থায়



$$1 - \alpha \qquad \qquad \alpha \qquad \alpha$$

$$\text{এখন } [OH^-] = \alpha c$$

$$[HA] = \alpha c$$

$$\text{এবং } [A^-] = (1 - \alpha) c$$

$$(2.83) \text{ সমীকরণ থেকে, } K_h = \frac{\alpha^2 c^2}{(1 - \alpha)} \quad \frac{\alpha^2 c}{1 - \alpha} \quad (2.86)$$

$$\alpha \text{ যদি খুব কম হয়, } 1 - \alpha \cong 1 \text{ এবং } K_h = \alpha^2 c$$

$$\text{অথবা } \alpha = \sqrt{\frac{K_h}{c}} \quad (2.87)$$

$$\text{অতএব } [OH^-] = \alpha \cdot c = \sqrt{\frac{K_h}{c}} \times c, \quad \sqrt{\frac{K_w}{K_a}} \times$$

$$\text{আমরা জানি } [H^+] \times [OH^-] = K_w$$


$$\text{অথবা } [H^+] = \frac{K_w}{[OH^-]} = \frac{K_w}{\sqrt{\frac{K_h}{c}}} \times c = \sqrt{\frac{K_w \times K_a}{c}}$$

$$\text{অথবা } pH = \frac{1}{2} pK_w + \frac{1}{2} pK_a + \frac{1}{2} \log c \quad (2.88)$$

$$= 7.0 + \frac{1}{2} pK_a + \frac{1}{2} \log c \quad (25^\circ \text{ সে. উষ্ণতায়}) \quad (2.89)$$

এখানে দ্রবণের  $pH > 7$ , কাজেই দ্রবণটি ক্ষারকীয় হবে।

(খ) তীব্র অ্যাসিড ও ক্ষীণ ক্ষারকের লবণ (Salt of a strong acid and a weak base) — দ্রবণে লবণের বিক্রিয়া সাম্য হয়



আগের (ক) শ্রেণীর লবণের মতই ভরক্রিয়া সূত্র থেকে পাওয়া যায়

$$K_h = \frac{[H^+] \times [MOH]}{[M^+]} \\ = \frac{[H^+] [OH^-]}{[M^+] [OH^-] / [MOH]} = \frac{K_w}{K_b} \quad (2.91)$$



$K_b$  = ক্ষারকের বিরোজন ধ্রুবক

(২.৯০) সমীকরণ থেকে

$$[\text{MOH}] = [\text{H}^+]$$

$$\text{অতএব } K_b = \frac{[\text{H}^+]^2}{[\text{M}^+]} = \frac{[\text{H}^+]^2}{c} = \frac{K_w}{K_b}$$


$$\text{অথবা } [\text{H}^+] = \sqrt{c \times \frac{K_w}{K_b}}$$

$$\text{অথবা } \text{pH} = \frac{1}{2} \text{p}K_w - \frac{1}{2} \text{p}K_b - \frac{1}{2} \log c \quad (2.92)$$

$$= 7.0 - \frac{1}{2} \text{p}K_b - \frac{1}{2} \log c \quad (2.93)$$

এখানে দ্রবণের  $\text{pH} < 7$ , দ্রবণটি অ্যাসিডীয় হবে।

(গ) ক্ষীণ অ্যাসিড ও ক্ষীণ ক্ষারকের লবণ (Salt of a weak acid and a weak base) দ্রবণে লবণের বিক্রিয়া সাম্য হয়



$$1 - \alpha \quad 1 - \alpha \quad \alpha \quad \alpha$$

আগের লবণগদ্যলির মতই ভরক্রিয়া সূত্র থেকে পাওয়া যায়

$$K_b = \frac{[\text{MOH}] \times [\text{HA}]}{[\text{M}^+] \times [\text{A}^-]} \quad \dots\dots (2.95)$$

$$= \frac{[\text{MOH}] \times [\text{HA}]}{[\text{M}^+] \times [\text{A}^-]} \times \frac{K_w}{K_w} \quad (\text{উপরে ও নীচে } K_w \text{ দ্বারা গুণ কর})$$

$$= \frac{K_w}{\frac{[\text{M}^+] \times [\text{OH}^-]}{[\text{MOH}]} \times \frac{[\text{A}^-] \times [\text{H}^+]}{[\text{HA}]}} \quad \{ \because K_w = [\text{H}^+] \times [\text{OH}^-] \}$$

$$\text{অথবা } K_b = \frac{K_w}{K_b \times K_a} \quad (2.96)$$

$$\text{অথবা } \text{p}K_b = \text{p}K_w - \text{p}K_b - \text{p}K_a \quad (2.97)$$

$$\text{আমরা জানি } [\text{H}^+] = [\text{A}^-] = (1 - \alpha) c$$

$$\text{এবং } [\text{MOH}] = [\text{HA}] = \alpha c$$

অতএব (২.৯৫) সমীকরণ থেকে

$$K_b = \frac{\alpha^2 c^2}{(1 - \alpha)^2 c^2} = \frac{\alpha^2}{(1 - \alpha)^2} \quad (2.98)$$

$$\text{অথবা } \alpha = \frac{\sqrt{K_h}}{(1+\sqrt{K_h})} \quad (2.99)$$

$$\text{এখন, } K_a = \frac{[H^+] \times [A^-]}{HA}$$

$$\begin{aligned} \text{অথবা } [H^+] &= K_a \times \frac{[HA]}{[A^-]} = K_a \frac{\alpha c}{(1-\alpha)c} = K_a \frac{\alpha}{(1-\alpha)} \\ &= K_a \sqrt{K_h} = K_a \sqrt{\frac{K_w}{K_b \times K_a}} = \sqrt{\frac{K_w \times K_a}{K_b}} \end{aligned}$$

$$\text{অথবা } pH = \frac{1}{2} pK_w + \frac{1}{2} pK_a - \frac{1}{2} pK_b \quad (2.100)$$

যদি  $K_a = K_b$  হয়, যেমন অ্যামোনিয়াম অ্যাসিটেট,

তাহলে,  $pH = \frac{1}{2} pK_w = 7.0$

এবং দ্রবণটি তখন প্রশম হবে।

যদি  $K_a > K_b$  হয়, যেমন অ্যামোনিয়াম ফরমেট,  $pH < 7$  এবং দ্রবণটি অ্যাসিডীয় হবে।

যদি  $K_a < K_b$  হয়, যেমন অ্যামোনিয়াম প্রোপায়োনেট,  $pH > 7$  এবং দ্রবণটি ক্ষারকীয় হবে।

উদাহরণ 1. 0.05 মোলার সোডিয়াম ফরমেট দ্রবণের pH কত?

2. 1. তালিকা থেকে আমরা পাই  $pK_{HCOOH} = 3.75$

$$\begin{aligned} \text{এখন } pH &= \frac{1}{2} pK_w + \frac{1}{2} pK_{HCOOH} + \frac{1}{2} \log c \\ &= 7.0 + 1.875 + \frac{1}{2} (-1.30) \\ &= 8.23 \end{aligned}$$

উদাহরণ 2. সাধারণ উষ্ণতায় 0.1 মোলার সোডিয়াম বেনজোয়েট দ্রবণের

(1) জলবিশ্লেষ ধ্রুবক, (2) জলবিশ্লেষ অঙ্ক, (3) pH কত?

দেওয়া আছে  $K_{C_6H_5COOH} = 6.37 \times 10^{-5}$

$$K_h = \frac{1.0 \times 10^{-14}}{6.37 \times 10^{-5}} = 1.57 \times 10^{-10}$$

$$\begin{aligned} (2.87) \text{ সমীকরণ থেকে } \alpha &= \sqrt{\frac{K_h}{c}} = \sqrt{\frac{1.57 \times 10^{-10}}{0.1}} \\ &= \sqrt{1.57 \times 10^{-9}} \\ &= 3.962 \times 10^{-5} \\ &= 0.003962\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{pH} &= \frac{1}{2} \text{pK}_w + \frac{1}{2} \text{pK}_a + \frac{1}{2} \log c \\
 &= 7.0 + \frac{1}{2} \times 4.2 + \frac{1}{2} (-1) \\
 &= 7.0 + 2.1 - \frac{1}{2} \\
 &= 8.6
 \end{aligned}$$

উদাহরণ ৪. সাধারণ উষ্ণতায় ০.০৫ মোলার  $\text{NH}_4\text{Cl}$  দ্রবণের (১) জল-বিশ্লেষ গুণক, (২) জলবিশ্লেষ অঙ্ক এবং (৩) pH কত?  $K_b = 1.8 \times 10^{-5}$ ।

$$K_h = \frac{K_w}{K_b} = \frac{1.0 \times 10^{-14}}{1.8 \times 10^{-5}} = 5.6 \times 10^{-10}$$

$$\alpha = \sqrt{\frac{K_h}{c}} = \sqrt{\frac{5.6 \times 10^{-10}}{0.05}} = 1.058 \times 10^{-4}$$

$$\begin{aligned}
 \text{pH} &= \frac{1}{2} \text{pK}_w - \frac{1}{2} \text{pK}_b' - \frac{1}{2} \log c \\
 &= 7.0 - 2.37 - \frac{1}{2} (-1.30) \\
 &= 7.0 - 2.37 + 0.65 = 5.28
 \end{aligned}$$

উদাহরণ ৪. সাধারণ উষ্ণতায় ০.১M অ্যামোনিয়াম ফরমেট দ্রবণের জল-বিশ্লেষ অঙ্ক কত?

$$\begin{aligned}
 \text{দেওয়া আছে } K_a &= 1.77 \times 10^{-4} \\
 \text{এবং } K_b &= 1.8 \times 10^{-5}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (2.96) \text{ সমীকরণ থেকে } K_h &= \frac{K_w}{K_a \times K_b} \\
 &= \frac{1.0 \times 10^{-14}}{1.77 \times 10^{-4} \times 1.8 \times 10^{-5}} \\
 &= 3.14 \times 10^{-6}
 \end{aligned}$$

$$(2.99) \text{ সমীকরণ থেকে } \alpha = \frac{\sqrt{K_h}}{(1 + \sqrt{K_h})}$$

যেহেতু  $K_h$ -র মান একের থেকে অনেক কম, আমরা লিখতে পারি

$$\begin{aligned}
 \alpha &= \sqrt{K_h} = \sqrt{3.14 \times 10^{-6}} \\
 &= 1.77 \times 10^{-3}
 \end{aligned}$$

$$\text{অর্থাৎ } \alpha = 0.177\%$$

## 2. 10. দ্রাব্যতা গুণকল (Solubility Product)

$\text{AgCl}$ ,  $\text{PbCl}_2$ ,  $\text{BaSO}_4$  ইত্যাদি জলে আংশিক দ্রবণীয় লবণ (দ্রাব্যতা

<0.001 গ্রাম অণু/লিটার)। এই সকল লবণের সম্পৃক্ত দ্রবণে নিম্ন-লিখিত সাম্য বজায় থাকে:



কঠিন

এখন শূন্য  $\text{AgCl}$ -র কথা ধরা যাক। এই অবস্থায়  $\text{Ag}^+$  এবং  $\text{Cl}^-$  আয়নের মোলার গাঢ়ত্বের গুণফল একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় ধ্রুবক হবে।

$$[\text{Ag}^+] \times [\text{Cl}^-] = \text{ধ্রুবক} \quad (2.104)$$

কঠিন অবস্থায় পদার্থের অ্যাকটিভিটি (এখানে গাঢ়ত্ব)=1 ধরা হয়। তাহলে  $[\text{AgCl}]$  একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় ধ্রুবক। অতএব ভরক্রিয়া সূত্র অনুসারে

$$\begin{aligned} [\text{Ag}^+] \times [\text{Cl}^-] &= K \times [\text{AgCl}] = \text{ধ্রুবক} \\ &= S_{\text{AgCl}} = \text{দ্রাব্যতা গুণফল} \end{aligned} \quad (2.105)$$

অনুরূপভাবে বলা যায়,

$$[\text{Pb}^{2+}] \times [\text{Cl}^-]^2 = S_{\text{PbCl}_2} = \text{দ্রাব্যতা গুণফল} \quad (2.106)$$

$$\text{এবং } [\text{Ba}^{2+}] \times [\text{SO}_4^{2-}] = S_{\text{BaSO}_4} = \text{দ্রাব্যতা গুণফল} \quad (2.107)$$

অতএব, কোন দ্রাবের দ্রাব্যতা গুণফল হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় ঐ দ্রাবের সম্পৃক্ত দ্রবণে উৎপন্ন আয়নগুলির মোলার গাঢ়ত্বের গুণফল। সাধারণভাবে লেখা যায়:



কঠিন

যেহেতু  $[\text{AB}]$  একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় ধ্রুবক,

$$\text{দ্রাব্যতা গুণফল} = [\text{A}^+] \times [\text{B}^-] = K \times [\text{AB}] = S_{\text{AB}} \quad (2.109)$$

$S_{\text{AB}}$  কে  $\text{AB}$ -র দ্রাব্যতা গুণফল বলে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, কোন দ্রাবের দ্রাব্যতা গুণফল ঐ দ্রাবের সম্পৃক্ত দ্রবণে উৎপন্ন আয়নগুলির মোলার গাঢ়ত্বের সাথে সম্বন্ধযুক্ত।  $\text{AB}$  লবণের দ্রবণীয়তা যদি  $c$  মোলার হয়, আমরা জানি

$$\begin{aligned} [\text{A}^+] &= [\text{B}^-] = [\text{AB}] = c \\ \therefore S_{\text{AB}} &= [\text{A}^+] \times [\text{B}^-] = c^2 \end{aligned} \quad (2.110)$$

দ্রাব্যতা গুণফল এখানে দ্রবণীয়তার বর্গের (দ্বিতীয় ঘাতের) সমান। আবার দ্রবণীয়তা তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে। অতএব দ্রাব্যতা গুণফলও তাপমাত্রার উপর নির্ভর করবে। যদিও গাঢ় বহুভাবে প্রকাশ করা যায়, তবু দ্রাব্যতা গুণফলের ক্ষেত্রে দ্রবণ গাঢ় মোলার এককে (গ্রাম অণু/লিটার) এবং আয়ন গাঢ় প্রতি লিটারে গ্রাম আয়ন এককে প্রকাশ করা হয়। এখানে দ্রবণ যদিও আদর্শ (ideal) নয়, আয়নগুণের সক্রিয়তার পরিবর্তে গাঢ় লেখা হয়েছে অর্থাৎ সক্রিয়তা এবং গাঢ় একই ধরা হয়েছে।

এখন, ধরা যাক,  $A_x B_y$  জলে আংশিক দ্রবণীয় একটি কঠিন সাধারণ দ্বিযৌগিক লবণ দ্রবণে  $x$  সংখ্যক  $A^{y+}$  আয়ন এবং  $y$  সংখ্যক  $B^{x-}$  আয়ন উৎপন্ন করে:



$$\text{তাহলে, দ্রাব্যতা গুণফল} = [A^{y+}]^x \times [B^{x-}]^y = S_{A_x B_y} \quad (2.112)$$

উদাহরণ হিসাবে  $AgCl$ -র অধঃক্ষেপণ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক।  $AgCl$ -র দ্রাব্যতা গুণফল  $25^\circ$  সে. তাপমাত্রায়

$$S_{AgCl} = [Ag^+] \times [Cl^-] = 1.5 \times 10^{-10}$$

এখন মনে কর  $0.1$  মোলার সিলভার আয়ন দ্রবণে  $0.01$  মোলার  $HCl$  দ্রবণ যোগ করা হল। তাহলে আয়ন গাঢ়ের গুণফল দাঁড়াচ্ছে  $[Ag^+] \times [Cl^-] = 0.1 \times 0.01 = 1 \times 10^{-3}$ । যেহেতু  $1 \times 10^{-3} > 1.5 \times 10^{-10}$ , আয়ন গাঢ়ের গুণফল দ্রাব্যতা গুণফলকে অতিক্রম করবে এবং  $Ag^+ + Cl^- \rightarrow AgCl$  বিক্রিয়া সাম্য ডান দিকে প্রসারিত হবে। ফলে  $AgCl$  অধঃক্ষেপণ হতে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত না আয়ন গাঢ়ের গুণফল কমে গিয়ে দ্রাব্যতা গুণফলের সমান হচ্ছে অর্থাৎ  $[Ag^+] \times [Cl^-] = 1.5 \times 10^{-10}$  হচ্ছে। এই অবস্থায়  $AgCl$ -র অধঃক্ষেপণ গতিহার  $= AgCl$ -র দ্রবীভবনের গতিহার।

দ্রাব্যতা গুণফলের নীতি—যখন আয়ন গাঢ়ের গুণফল দ্রাব্যতা গুণফলকে অতিক্রম করে তখনই অধঃক্ষেপণ হয় এবং যখন আয়ন গাঢ়ের গুণফল দ্রাব্যতা গুণফলের থেকে কম করা হয় তখন অধঃক্ষেপ দ্রবীভূত হয়ে যায়। এখানে একটা কথা মনে রাখা দরকার যে, দ্রাব্যতা গুণফল কেবলমাত্র স্বল্প দ্রবণীয় কঠিন লবণের সম্পৃক্ত দ্রবণের সাথে সম্বন্ধযুক্ত। দ্রবণে অপর কোন লবণের গাঢ় যদি  $0.2-0.3$  মোলারের বেশী না হয়, তাহলে দ্রাব্যতা

গুণফলের উপর ঐ লবণের প্রভাব অগ্রাহ্য করা হয়। কিন্তু যদি দ্রবণে অপর লবণটির গাঢ়তা ০.১ মোলারের বেশী হয়, তাহলে দুই প্রকার সম্ভাবনা দেখা দেয়। (১) অপর লবণটি বিরোজিত হয়ে সাধারণ (Common) আয়ন উৎপন্ন করে। (২) অপর লবণটি বিরোজিত হয়ে সাধারণ আয়ন উৎপন্ন করে না। যদি সাধারণ আয়ন উৎপন্ন হয়, তাহলে দ্রবণে একটি আয়নের গাঢ়তা বেড়ে যাবে। যেহেতু দ্রাব্যতা গুণফল ধ্রুবক, অতএব স্বির্যোগিক লবণের একটি আয়নের গাঢ়তা বাড়লে, অপর আয়নের গাঢ়তা কমতে হবে, অর্থাৎ বিরোজন সাম্য বামদিকে প্রসারিত হয়ে লবণটির দ্রবণীয়তা কমিয়ে দেবে। কিন্তু যদি সাধারণ আয়ন উৎপন্ন না হয়, তাহলে দ্রবণে স্বির্যোগিক লবণের কোন আয়নেরই গাঢ়তা বাড়বে না, পরন্তু দ্রবণে মোট আয়ন গাঢ়তা (ionic strength) বেড়ে যাবে। Debye-Hückel তত্ত্ব অনুযায়ী আমরা জানি যে তাতে উভয় আয়নের সক্রিয়তা গুণাংক (activity coefficient) কমে যাবে। কারণ  $\log f_i = -AZ^2i\sqrt{I}$ , এখানে  $f_i$  = সক্রিয়তা গুণাংক,  $A$  = ধ্রুবক,  $Z_i$  = আয়নের যোজ্যতা,  $I$  = আয়নীয় শক্তি অর্থাৎ দ্রবণে তড়িৎ ক্ষেত্রের পরিমাপক (ionic strength)।

এখন  $[A^+] \times [B^-] \times f_{A^+} \times f_{B^-} = \text{ধ্রুবক}$

সুতরাং আংশিক দ্রবণীয় লবণটির দ্রবণীয়তা বেড়ে যাবে। এইভাবে তড়িৎ বিশ্লেষণ পদার্থ যোগে দ্রবণীয়তা বৃদ্ধিকে বলা হয় লবণ প্রভাব (salt effect)। এবার উদাহরণ স্বরূপ ধরা যাক  $PbSO_4$  একটি আংশিক দ্রবণীয় স্বির্যোগিক লবণ।  $PbSO_4$ -র সম্পৃক্ত দ্রবণে যদি  $H_2SO_4$  অথবা  $(NH_4)_2SO_4$  অথবা  $Pb(NO_3)_2$  যোগ করা হয়, তাহলে  $PbSO_4$ -র দ্রবণীয়তা কমে যাবে। কিন্তু যদি  $KNO_3$  অথবা  $NaCl$  যোগ করা হয় তাহলে দ্রবণীয়তা বৃদ্ধি পাবে। আবার স্বির্যোজী অথবা দ্বির্যোজী আয়ন যোগ করা হয়, তাহলে দ্রবণীয়তা আরও বেশী বৃদ্ধি পাবে।

এখানে একটি কথা মনে রাখা দরকার যে—একই দ্রবণে লবণ প্রভাব (Salt effect) সাধারণ আয়ন প্রভাবকে (Common ion effect) নাকচ করে অর্থাৎ দ্রবণটি দুই প্রভাব হতে এক সংগে মিলিত হয়।

আঙ্গিক বিশ্লেষণে যখন দ্রবণে অধঃক্ষেপণ হয়, তখন দ্রাব্যতা গুণফলের কার্যকারিতা বিশেষভাবে উপলব্ধি করা যায়। অল্প দ্রবণীয় লবণের দ্রবণে আয়নগুলির সাথে অদ্রবণীয় লবণের একটি সাম্য বজায় থাকে। এই সাম্যাবস্থান আয়ন গাঢ়ত্বের গুণফল হচ্ছে ঐ লবণের দ্রাব্যতা গুণ-

ফলের সাথে সমান। যদি পরীক্ষাকালীন দ্রবণে আয়ন গাঢ়ত্বের গুণফল দ্রাব্যতাগুণফলের সমান না হয় তাহলে সিস্টেমটি নিজেকে এমনভাবে ঠিক করে নেবে যাতে ঐ গুণফল দুটি সমান হয়। ধর, কোন লবণের দ্রবণে সাধারণ আয়ন যোগ করে দ্রবণে আয়ন গাঢ়ত্বের গুণফল দ্রাব্যতা গুণফল থেকে বেশী করা হল, তাহলে কঠিন লবণের অধঃক্ষেপণ ঘটিলে সিস্টেমটি দ্রবণে আয়ন গাঢ়ত্ব কমিয়ে ফেলবে এবং আগের সাম্যাবস্থা ফিরিয়ে আনবে। ধর, কোন লবণের দ্রবণে যে কোন প্রকারে (জটিল লবণ তৈরী করে অথবা ক্ষীণ ভিড়িং বিশ্লেষ্য পদার্থ তৈরী করে) আয়ন গাঢ়ত্বের গুণফল কমিয়ে ফেলা হল, তাহলে লবণটির অদ্রবণীয় অংশ হতে কিছু অংশ দ্রবীভূত করে সিস্টেমটি দ্রবণে আয়ন গাঢ়ত্ব বাড়াতে যতক্ষণ পর্যন্ত না দ্রাব্যতা গুণফলের সমান হয়, অথবা লবণটি সম্পূর্ণ দ্রবীভূত হবে। যেমন  $PbCl_2$  অধঃক্ষেপের মধ্যে গাঢ়  $HCl$  মেশালে  $PbCl_4^{2-}$  জটিল যৌগ তৈরী হয় এবং  $PbCl_2$  অধঃক্ষেপ দ্রবীভূত হয়ে যায়।

## 2. 3. তালিকা—ল্যাবোরেটরীর তাপমাত্রায় দ্রাব্যতা গুণফল

লবণ	দ্রাব্যতা গুণফল	লবণ	দ্রাব্যতা গুণফল
AgBr	$7.7 \times 10^{-18}$	Fe(OH) <sub>2</sub>	$4.8 \times 10^{-16}$
AgCl	$1.5 \times 10^{-10}$	Fe(OH) <sub>3</sub>	$3.8 \times 10^{-38}$
AgI	$0.9 \times 10^{-16}$	FeS	$4.0 \times 10^{-19}$
Ag <sub>3</sub> (PO <sub>4</sub> )	$1.8 \times 10^{-18}$	Hg <sub>2</sub> Cl <sub>2</sub>	$3.5 \times 10^{-18}$
Ag <sub>2</sub> S	$1.6 \times 10^{-49}$	Hg <sub>2</sub> I <sub>2</sub>	$1.2 \times 10^{-28}$
Ag <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	$7.7 \times 10^{-5}$	HgS	$4.0 \times 10^{-54}$
Al(OH) <sub>3</sub>	$8.5 \times 10^{-28}$	MgCO <sub>3</sub>	$1.0 \times 10^{-5}$
BaCO <sub>3</sub>	$8.1 \times 10^{-9}$	Mg(OH) <sub>2</sub>	$3.4 \times 10^{-11}$
BaC <sub>2</sub> O <sub>4</sub>	$1.7 \times 10^{-7}$	Mg(NH <sub>4</sub> )PO <sub>4</sub>	$2.5 \times 10^{-18}$
BaCrO <sub>4</sub>	$1.6 \times 10^{-10}$	MnS	$1.4 \times 10^{-15}$
BaSO <sub>4</sub>	$9.2 \times 10^{-11}$	Mn(OH) <sub>2</sub>	$7 \times 10^{-15}$
Bi <sub>2</sub> S <sub>3</sub>	$1.6 \times 10^{-72}$	NiS	$1.4 \times 10^{-24}$
CaCO <sub>3</sub>	$4.8 \times 10^{-9}$	PbCl <sub>2</sub>	$2.4 \times 10^{-4}$
CaC <sub>2</sub> O <sub>4</sub>	$2.6 \times 10^{-9}$	PbCrO <sub>4</sub>	$1.8 \times 10^{-14}$
CaF <sub>2</sub>	$3.2 \times 10^{-11}$	PbI <sub>2</sub>	$8.7 \times 10^{-9}$
CaSO <sub>4</sub>	$2.3 \times 10^{-4}$	Pb <sub>3</sub> (PO <sub>4</sub> ) <sub>2</sub>	$1.5 \times 10^{-32}$
CdS	$1.4 \times 10^{-28}$	PbS	$5.0 \times 10^{-29}$

লবণ	দ্রাব্যতা গুণফল	লবণ	দ্রাব্যতা গুণফল
CoS	$3.0 \times 10^{-28}$	PbSO <sub>4</sub>	$2.2 \times 10^{-8}$
Co(OH) <sub>2</sub>	$1.6 \times 10^{-18}$	SrCO <sub>3</sub>	$1.6 \times 10^{-9}$
Cr(OH) <sub>3</sub>	$3.0 \times 10^{-29}$	SrC <sub>2</sub> O <sub>4</sub>	$5.0 \times 10^{-8}$
CuS	$1.0 \times 10^{-44}$	SrSO <sub>4</sub>	$2.8 \times 10^{-7}$
CuCNS	$1.6 \times 10^{-11}$	ZnS	$1.0 \times 10^{-23}$
		Zn(OH) <sub>2</sub>	$4.5 \times 10^{-17}$

রাসায়নিক বিশ্লেষণে দ্রাব্যতা গুণফল (*Solubility product in chemical analysis*)—রাসায়নিক বিশ্লেষণে দ্রাব্যতা গুণফলের গুরুত্ব অনেকখানি। আগেই আমরা জেনেছি—আয়ন গাঢ়ত্বের গুণফল যখন দ্রাব্যতা গুণফলকে অতিক্রম করে তখনই কেবল অধঃক্ষেপণ সূচক হয়। এখানে কয়েকটি কথা মনে রাখা দরকার। প্রথম কথা হচ্ছে—দ্রাব্যতা গুণফল সাম্যাবস্থা বোঝালেও সাম্যাবস্থায় পৌঁছবার জন্য বিক্রিয়ার গতি সম্বন্ধে কোন আলোকপাত করে না। অধঃক্ষেপণ হতে হলে দ্রাব্যতা গুণফল অবশ্যই অতিক্রম করা প্রয়োজন, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে তৎক্ষণাৎ অধঃক্ষেপণ সম্পূর্ণ হয়ে। বস্তুতপক্ষে কম মাত্রায় (5 মিঃ গ্রাঃ প্রতি 100 মি.লি.) কতকগুলি অদ্রবণীয় লবণের যেমন BaSO<sub>4</sub>, Mg(NH<sub>4</sub>)PO<sub>4</sub>, ইত্যাদি, অধঃক্ষেপণ সম্পূর্ণ হতে 12 থেকে 48 ঘণ্টা সময় লাগে। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে—যেহেতু দ্রাব্যতা গুণফল আয়ন গাঢ়ত্বের গুণফল এবং ধ্রুবক, অতএব দ্রবণে যে কোন একটি আয়নের গাঢ়ত্ব বাড়িয়ে অপরটির গাঢ়ত্ব একটি নির্দিষ্ট সীমা পৰ্যন্ত কমানো যেতে পারে, তবে অপর আয়নটিকে দ্রবণ হতে সম্পূর্ণরূপে সরিয়ে ফেলা যায় না। অবশ্য এতে আয়নটির মাত্রিক (তৌলিক) বিশ্লেষণ কিছদ্ব ইতর বিশেষ হয় না। তৃতীয় কথা হচ্ছে—পরীক্ষাকালে দ্রবণে কোন আয়নের অধঃক্ষেপ ফেলতে হলে তুল্যাক অন্দপাতের চেয়ে কিছদ্ব বেশী বিকারক যোগ করা হয়। তাতে অধঃক্ষেপের পরিমাণ বেড়ে যায় না, পরন্তু বিকারক দ্রবণ খুব বেশী যোগ করা হলে লবণ প্রভাব ফলে অথবা জটিল আয়ন তৈরীর ফলে কিছদ্বটা অধঃক্ষেপ দ্রবীভূত হয়ে যেতে পারে। সেজন্য অধঃক্ষেপণের জন্য সামান্য বেশী বিকারক দ্রবণ যোগ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়।

আঙ্গিক বিশ্লেষণে পরবর্তী গ্রুপ হতে I গ্রুপ ক্লোরাইড পৃথকীকরণ—

I গ্রুপে মোট তিনটি ধাতব আয়ন আছে। এরা সকলেই ক্লোরাইডরূপে অধঃক্ষিপ্ত হয়। এখন প্রশ্ন হতে পারে কেন এই তিনটি মাত্র ধাতব আয়ন



ক্লোরাইড রূপে অধঃক্ষিপ্ত হয়? এই প্রশ্নের সমাধান পেতে হলে প্রথমে জানতে হবে সমস্ত ধাতব আয়নগুলির ক্লোরাইড লবণের দ্রাব্যতা গুণফল। এখানে সুবিধার জন্য দ্রাব্যতা গুণফল,  $S$ -র পরিবর্তে  $pS (= -\log S)$  লেখা হল। দ্রাব্যতা গুণফল যত কম হবে,  $pS$  মান তত বেশী হবে।

$$pS_{Hg_2Cl_2} = 17.46 ; pS_{AgCl} = 9.82 ; pS_{PbCl_2} = 3.62.$$

অন্যান্য ধাতব ক্লোরাইডগুলি জলে অতিশয় দ্রবণীয়। সেজন্য দ্রাব্যতা গুণফল খুব বেশী এবং সহজে অতিক্রম করতে পারে না। এই তিনটি লবণের মধ্যে  $Hg_2Cl_2$ -র দ্রাব্যতা গুণফল কম, এবং সহজেই অতিক্রম করতে পারে। তারপর হচ্ছে  $AgCl$  লবণের দ্রাব্যতা গুণফল এবং এই দ্রাব্যতা গুণফলও সহজেই অতিক্রান্ত হতে পারে। সেজন্য এই দুটি লবণের অধঃক্ষেপণ সম্পূর্ণ হয়। কিন্তু  $PbCl_2$  লবণের দ্রাব্যতা গুণফল এদের থেকে বেশী। সেজন্য সম্পূর্ণ অধঃক্ষেপণ হয় না, আংশিক হয়। তাছাড়া, তাপমাত্রা বাড়লে দ্রাব্যতা গুণফলও বাড়ে। তাই আমরা দেখি গরম করলে  $PbCl_2$  দ্রবীভূত হয়ে যায়। আমরা আগে দেখেছি সাধারণ আয়ন প্রভাবে জটিল লবণ তৈরী হলে, লবণটি দ্রবীভূত হয়ে যায়। এক্ষেত্রেও  $HCl$ -র পরিমাণ বেশী হলে এই তিনটি ধাতব আয়নই জটিল ক্লোরাইড বোঁগ তৈরী করে এবং দ্রবীভূত হয়ে যায়। সুতরাং I গ্রুপ অধঃক্ষেপণের সময়  $HCl$ -র শক্তিমাত্র ঠিক রাখা প্রয়োজন।

আঙ্গিক বিশ্লেষণে III B গ্রুপ হতে II (A, B) গ্রুপকে পৃথকীকরণ

—II(A, B) গ্রুপে মোট ৪টি এবং III B গ্রুপে ৪টি ধাতব আয়ন আছে। এরা সকলেই সালফাইডরূপে অধঃক্ষিপ্ত হয়। তবে বৈশিষ্ট্য হচ্ছে II গ্রুপ ধাতব আয়নগুলি ০.৩ মোলার  $HCl$ -র উপস্থিতিতে সম্পূর্ণ  $H_2S$  দ্বারা অধঃক্ষিপ্ত হয়, কিন্তু এই অবস্থায় III B ধাতব আয়নগুলি অধঃক্ষিপ্ত হয় না, দ্রবণে থেকে যায়। সুতরাং ছাঁকন কাগজ (filter paper) দ্বারা দ্রবণটি ছেঁকে নিলে দুটি গ্রুপের ধাতব আয়নগুলি পৃথক হয়ে যায়। III B গ্রুপের ধাতব আয়নগুলি পৃথক করার পর  $NH_4Cl + NH_4OH$ -র উপস্থিতিতে সম্পূর্ণ  $H_2S$  দ্বারা অধঃক্ষিপ্ত হয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে—কেন কেবলমাত্র II গ্রুপের ধাতব আয়নগুলি  $HCl$ -র উপস্থিতিতে সালফাইড অধঃক্ষেপ দেয়? কেন III B গ্রুপের ধাতব আয়নগুলির সালফাইড অধঃক্ষেপ পেতে হলে দ্রবণটিতে  $NH_4Cl$  ও  $NH_4OH$  মিশিয়ে ক্ষারীয় করতে হয়? এই প্রশ্নের সমাধান ঐ ধাতব আয়নগুলির সালফাইড লবণের


দ্রাব্যতা গুণফলের মান থেকে পাওয়া যাবে। এখানে স্দবিধার জন্য দ্রাব্যতা গুণফল, S-র পরিবর্তে  $pS (= -\log S)$  লেখা হল।

$$pS_{HgS} = 52.5; pS_{PbS} = 29.0; pS_{Bi_2S_3} = 71.8;$$


$$pS_{CuS} = 37.4; pS_{CdS} = 27.9; pS_{ZnS} = 23;$$

$$pS_{MnS} = 14.9; pS_{CoS} = 25.5; pS_{As_2S_3} = 23.9$$

আমরা জানি দ্রাব্যতা গুণফল, S, যত কম হবে,  $pS$  তত বেশী হবে। আমরা উপরের তালিকা থেকে দেখি II গ্রুপের সালফাইডগুলির  $pS$  III B গ্রুপের সালফাইডগুলির  $pS$  থেকে বেশী। সুতরাং II গ্রুপ সালফাইডগুলির অধঃক্ষেপণ আগে হবে। এখন যদি সাধারণ আয়ন  $H^+$ -র প্রভাব দ্বারা ক্ষীণ অ্যাসিড  $H_2S$ -র বিয়োজন  $H_2S \rightleftharpoons H^+ + HS^-$




একটি বিশেষ পর্যায়ে সীমায়িত রাখা হয় তাহলে III B গ্রুপ সালফাইডগুলির দ্রাব্যতা গুণফল অতিক্রম করবে না অর্থাৎ অধঃক্ষেপণ হবে না, কেবলমাত্র II গ্রুপ সালফাইডগুলির দ্রাব্যতা গুণফল অতিক্রম করবে অর্থাৎ অধঃক্ষেপণ হবে। এখন II গ্রুপের  $HgS$  এবং III B গ্রুপের  $ZnS$ -কে বিশেষভাবে আলোচনার জন্য ধরা যাক। আমরা জানি  $H_2S$  একটি ক্ষীণ অ্যাসিড, আয়নিত হয় এই ভাবে:



$$K_1 = 9.1 \times 10^{-8}$$



$$K_2 = 1.2 \times 10^{-15}$$



এবং

$$K_{H_2S} = \frac{[H^+]^2 [S^{2-}]}{[H_2S]} = K_1 \times K_2 = 1 \times 10^{-22}$$

$$\text{অতএব } [S^{2-}] = \frac{1 \times 10^{-22} \times [H_2S]}{[H^+]^2} = \frac{1 \times 10^{-22} \times 0.1}{[H^+]^2}$$

$$= \frac{1 \times 10^{-23}}{[H^+]^2} \text{ মোলার}$$

(সাধারণ তাপমাত্রায় জলে  $H_2S$ -র দ্রবণে  $[H_2S] \approx 0.1$  মোলার)

যেহেতু  $S^{2-}$  আয়ন গাঢ়  $H^+$  আয়ন গাঢ়ত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক,  $H^+$  আয়ন গাঢ়ত্ব কমাতে অথবা বাড়ালে  $[S^{2-}]$  বাড়বে অথবা কমবে।

এখন ধরা যাক, দ্রবণে  $[H^+] = 0.3$  মোলার

$$\text{তাহলে } [S^{2-}] = \frac{1 \times 10^{-23}}{(0.3)^2} = 1.1 \times 10^{-22} \text{ মোলার}$$

মনে কর, দ্রবণে Hg এবং Zn আছে প্রতি লিটারে 5 গ্রাম। তাহলে দ্রবণে Hg-র গাঢ়ত্ব হয়  $\frac{5}{200.6}$  মোলার অথবা  $2.5 \times 10^{-2}$  মোলার এবং দ্রবণে Zn-র গাঢ়ত্ব হয়  $\frac{5}{65.4}$  মোলার অথবা  $7.6 \times 10^{-2}$  মোলার।

$$[H^{2+}] \times [S^{2-}] = [2.5 \times 10^{-2}] \times [1.1 \times 10^{-22}] \\ = 2.75 \times 10^{-24} \gg S_{HgS}$$

$$\text{এবং } [Zn^{2+}] \times [S^{2-}] = [7.6 \times 10^{-2}] \times [1.1 \times 10^{-22}] \\ = 8.36 \times 10^{-24} < S_{ZnS}$$

এক্ষণে দেখা যাচ্ছে  $S_{HgS}$  মান অতিক্রম করেছে, সুতরাং HgS অধঃক্ষেপণ সম্পূর্ণ হয়, কিন্তু  $S_{ZnS}$  মান অতিক্রম করে নাই, সুতরাং এখানে ZnS অধঃক্ষেপণ সূর্য হবে না। কিন্তু যদি দ্রবণে  $NH_4Cl$  ও  $NH_4OH$  মিশিয়ে দ্রবণটি ক্ষারীয় করা হয় ( $H^+$  আয়ন গাঢ়ত্ব কমানো হয়) তাহলে দ্রবণে  $H_2S$ -র বিয়োজনমাত্রা বেড়ে যায়। ধরা যাক ক্ষারীয় দ্রবণে  $[H^+]$  কমে গিয়ে হয়েছে  $1 \times 10^{-8}$  মোলার তাহলে দ্রবণে

$$[S^{2-}] = \frac{1 \times 10^{-22}}{(1 \times 10^{-8})^2} = 1 \times 10^{-7} \text{ মোলার}$$

$$\text{এখন } [Zn^{2+}] \times [S^{2-}] = [7.6 \times 10^{-2}] \times [1 \times 10^{-7}] \\ = 7.6 \times 10^{-9} \gg S_{ZnS}$$

এখন ZnS মান অতিক্রম করেছে, অতএব ZnS অধঃক্ষেপণ সম্পূর্ণ হবে। এই প্রসঙ্গে একটা কথা আলোচনা করার প্রয়োজন। তালিকা থেকে দেখা যায়  $pS_{CdS}$  III B গ্রুপ সালফাইডগুলির  $pS$  মানের খুব কাছাকাছি। সুতরাং দ্রবণে  $[H^+]$ -র ভারতম্য হলেই CdS-র সাথে III B গ্রুপ সালফাইডগুলির সহ-অধঃক্ষেপণ (Co-precipitation) হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

আগিক বিশ্লেষণে পরবর্তী গ্রুপ হাইড্রোক্সাইড থেকে III A গ্রুপ হাইড্রোক্সাইড গুলির পৃথকীকরণ।

$$pS_{Fe(OH)_3} = 37.4; \quad pS_{Al(OH)_3} = 22.1; \quad pS_{Cr(OH)_3} = 28.5; \\ pS_{Co(OH)_2} = 17.8; \quad pS_{Ni(OH)_2} = 17.1; \quad pS_{Zn(OH)_2} = 17.0; \\ pS_{Mn(OH)_2} = 13.4; \quad pS_{Mg(OH)_2} = 10.5$$

উপরের তালিকা থেকে বুঝতে পারা যাচ্ছে যে, III A গ্রুপ হাইড্রোক্সাইড-

গন্ধিল্ল pS মান পরবর্তী গ্রুপের অপর হাইড্রোক্সাইডগুলির pS মান থেকে অনেক বেশী। সুতরাং III A গ্রুপ হাইড্রোক্সাইডগুলির অধঃক্ষেপণ আগে হবে। অধঃক্ষেপণ বিকারক হিসাবে  $\text{NH}_4\text{OH}$  দ্রবণ ব্যবহার করা হয়।



আমরা জানি  $\text{NH}_4\text{OH}$  একটি ক্ষীণ ক্ষারক। এখন যদি  $\text{NH}_4\text{OH}$  এর বিয়োজন একটি বিশেষ পর্ষায় সীমায়িত রাখতে হয় অর্থাৎ  $\text{OH}^-$  গাঢ়ত্ব সীমায়িত রাখতে হয়, তাহলে সাধারণ আয়ন,  $\text{NH}_4^+$ , দ্রবণে যোগ করতে হবে। সাধারণত  $\text{NH}_4\text{Cl}$  লবণ যোগ করা হয়



$\text{NH}_4\text{Cl}$  তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ, সুতরাং দ্রবণে সম্পূর্ণরূপে বিয়োজিত হয় এবং  $\text{NH}_4\text{OH}$ -র বিয়োজন সাম্যকে সাধারণ আয়ন প্রভাব দ্বারা বাম দিকে প্রসারিত করে। আমরা দেখেছি (২, ৫. পরিচ্ছেদ, উদাহরণ, ৩.) এক লিটার ০.১ মোলার অ্যামোনিয়া দ্রবণে এক গ্রাম তুল্যাক  $\text{NH}_4\text{Cl}$  মেশালে অ্যামোনিয়ার বিয়োজন মান কমে যায় এবং  $[\text{OH}^-]$  ০.০০১৩ থেকে কমে গিয়ে  $1.8 \times 10^{-5}$  হয়। আঙ্গিক পরীক্ষাকালে সাধারণত দ্রবণে  $[\text{NH}_4^+]$  হয় ৩.০ মোলার, সুতরাং  $[\text{OH}^-]$  আরও কমে যাবে।

$$[\text{OH}^-] = \frac{K_b \times [\text{NH}_3]}{[\text{NH}_4^+]} = \frac{1.8 \times 10^{-5} \times 0.1}{3} \\ = 6.0 \times 10^{-7} \text{ মোলার}$$

এই অল্প মাত্রার  $\text{OH}^-$  গাঢ়ত্বে III A গ্রুপ হাইড্রোক্সাইডগুলির দ্রাব্যতা গুণফল অতিক্রম করে এবং অধঃক্ষেপণ সম্পূর্ণ হয়, কিন্তু পরবর্তী গ্রুপ হাইড্রোক্সাইডগুলির দ্রাব্যতা গুণফল অত কম  $\text{OH}^-$  গাঢ়ত্বের জন্য অতিক্রম করতে পারে না, এবং সেজন্য অধঃক্ষেপণ হয় না। -উদাহরণস্বরূপ  $\text{Fe}(\text{OH})_3$  ও  $\text{Mg}(\text{OH})_2$ -র অধঃক্ষেপণ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। যদি আইরন ও ম্যাগনেসিয়াম প্রত্যেকের দ্রবণে আয়ন গাঢ়ত্ব হয়  $3.0 \times 10^{-2}$  মোলার, তাহলে

$$[\text{Fe}^{3+}] \times [\text{OH}^-]^3 = [3 \times 10^{-2}] \times [6 \times 10^{-7}]^3 \\ = 6.6 \times 10^{-21}$$

$$\text{অর্থাৎ } [\text{Fe}^{3+}] \times [\text{OH}^-]^3 \gg S_{\text{Fe}(\text{OH})_3}$$

$$\text{এবং } [\text{Mg}^{2+}] \times [\text{OH}^-]^2 = [3 \times 10^{-2}] \times [6 \times 10^{-7}]^2 \\ = 1.1 \times 10^{-14}$$

$$\text{অর্থাৎ } [\text{Mg}^{2+}] \times [\text{OH}^-]^2 \ll S_{\text{Mg}(\text{OH})_2}$$

অতএব 3.0 মোলার  $\text{NH}_4\text{Cl}$ -র উপস্থিতিতে  $\text{Fe}(\text{OH})_3$ -র অধঃক্ষেপণ সম্পূর্ণ হয়, কিন্তু  $\text{Mg}(\text{OH})_2$ -র অধঃক্ষেপণ সূর্য হয় না।

আংশিক অধঃক্ষেপণ ও দ্রাব্যতা গুণফল (*Fractional precipitation and Solubility product*)—মনে কর একটি দ্রবণে এমন দুটি অ্যানায়ন মিশ্রণ আছে যে একটি বিকারকের দ্বারা দুটি অ্যানায়নই অধঃক্ষিপ্ত হয়। যেমন কোন একটি দ্রবণে ক্লোরাইড আয়ন ও আয়োডাইড আয়নের মিশ্রণ আছে। তারমধ্যে  $\text{Hg}_2(\text{NO}_3)_2$  দ্রবণ যোগ করলে কোনটি আগে অধঃক্ষিপ্ত হবে  $\text{Hg}_2\text{I}_2$  অথবা  $\text{Hg}_2\text{Cl}_2$ ? দ্বিতীয় লবণটির অধঃক্ষেপণ সূর্য হওয়ার আগে প্রথম লবণটির অধঃক্ষেপণ কতখানি সম্পূর্ণ হবে?

আমরা 2, 3. তালিকা থেকে জানি,  $\text{Hg}_2\text{I}_2$  ও  $\text{Hg}_2\text{Cl}_2$ -র দ্রাব্যতা গুণফল  $1.2 \times 10^{-28}$  ও  $3.5 \times 10^{-18}$

$$\text{অর্থাৎ } [\text{Hg}_2^{2+}] \times [\text{I}^-]^2 = 1.2 \times 10^{-28} \quad (2.113)$$

$$[\text{Hg}_2^{2+}] \times [\text{Cl}^-]^2 = 3.5 \times 10^{-18} \quad (2.114)$$

যেহেতু  $\text{Hg}_2\text{I}_2$ -র দ্রাব্যতা গুণফল কম, সুতরাং  $\text{Hg}_2\text{I}_2$  প্রথমে অধঃক্ষিপ্ত

হবে। যখন  $[\text{Hg}_2^{2+}] > \frac{S_{\text{Hg}_2\text{Cl}_2}}{[\text{Cl}^-]^2}$  হবে, তখনই  $\text{Hg}_2\text{Cl}_2$  অধঃক্ষেপণ


সূর্য হবে এবং একই সংকে অধঃক্ষিপ্ত হবে। যখন  $\text{Hg}_2\text{Cl}_2$  অধঃক্ষেপণ সূর্য হবে, তখন  $\text{Hg}_2^{2+}$  আয়নের সাথে উভয় লবণের সাম্য বজায় থাকবে অর্থাৎ

$$[\text{Hg}_2^{2+}] = \frac{S_{\text{Hg}_2\text{I}_2}}{[\text{I}^-]^2} = \frac{S_{\text{Hg}_2\text{Cl}_2}}{[\text{Cl}^-]^2} \quad (2.115)$$

$$\begin{aligned} \text{এবং } \frac{[\text{I}^-]^2}{[\text{Cl}^-]^2} &= \frac{S_{\text{Hg}_2\text{I}_2}}{S_{\text{Hg}_2\text{Cl}_2}} = \frac{1.2 \times 10^{-28}}{3.5 \times 10^{-18}} \\ &= \frac{1}{2.9 \times 10^{10}} \end{aligned} \quad (2.116)$$

অতএব দ্রবণে আয়োডাইড আয়ন ও ক্লোরাইড আয়নের গাঢ়ত্বের বর্গের অনুপাত এক হাজার কোটির একভাগ হবে, তখনই  $\text{Hg}_2\text{Cl}_2$  অধঃক্ষেপণ সূর্য হবে।

উদাহরণ 1.  $Pb_3(PO_4)_2$ -র দ্রাব্যতা গুণফল  $1.5 \times 10^{-32}$ ; তাহলে  $Pb_3(PO_4)_2$ -র দ্রাব্যতা প্রতি লিটারে কত গ্রাম হবে?



যদি দ্রাব্যতা = S মোল/লিটার হয়, তাহলে আমরা জানি

$$S_{Pb_3(PO_4)_2} = [Pb^{2+}]^3 [PO_4^{3-}]^2 = (3S)^3 \times (2S)^2 \\ = 108 S^5 = 1.5 \times 10^{-32}$$

$$\text{অতএব } S = 1.7 \times 10^{-7} \quad \text{মোল/লিটার} \\ = 6.1 \times 10^{-5} \quad \text{গ্রাম/লিটার}$$

উদাহরণ 2. 0.25 মোলার HCl দ্রবণে প্রচুর পরিমাণে  $H_2S$  প্রবাহিত করে অধঃক্ষেপণের পর দ্রবণে ক্যাডমিয়াম আয়নের সর্বোচ্চ গাঢ়তা মান কত হবে? দেওয়া আছে  $S_{CdS} = 5.5 \times 10^{-25}$ ।

$$\text{এখন } 0.25 \text{ (M) HCl দ্রবণে } [S^{2-}] = 1.7 \times 10^{-22} \text{ মোল/লিটার} \\ [Cd^{2+}] \times [S^{2-}] = 5.5 \times 10^{-25}$$

$$\text{অতএব } [Cd^{2+}] = \frac{5.5 \times 10^{-25}}{[S^{2-}]} = \frac{5.5 \times 10^{-25}}{1.7 \times 10^{-22}} \\ = 3.2 \times 10^{-3} \quad \text{মোল/লিটার}$$

উদাহরণ 3. 0.02 মোলার KI দ্রবণে  $PbI_2$ -র দ্রাব্যতা কত?

$$\text{দেওয়া আছে } S_{PbI_2} = 8.3 \times 10^{-9}$$



$$S_{PbI_2} = [Pb^{2+}] \times [I^-]^2 = 8.3 \times 10^{-9}$$

মনে কর  $PbI_2$ -র দ্রাব্যতা S গ্রাম মোল/লিটার

$$\text{তাহলে } [Pb^{2+}] = S; [I^-] = 2S + 0.02$$


$$\text{অতএব } S(2S + 0.02)^2 = 8.3 \times 10^{-9}$$

$$\text{এখন } 2S \text{-কে গণ্য না করে, } S(0.02)^2 = 8.3 \times 10^{-9}$$

$$\text{অর্থাৎ } S = 2.1 \times 10^{-9} \text{ মোল/লিটার}$$

উদাহরণ 4. যদি 50 মি.লি.  $5 \times 10^{-4}$  মোলার  $Ca(NO_3)_2$  দ্রবণ 50

মি. লি.  $2 \times 10^{-4}$  মোলার NaF দ্রবণে মেশানো হয়, তাহলে কি  $\text{CaF}_2$  অধঃক্ষিপ্ত হবে?  $S_{\text{CaF}_2} = 1.7 \times 10^{-10}$



$$[\text{Ca}^{2+}] = \frac{5 \times 10^{-4}}{100} \times 50 = 2.5 \times 10^{-4} \text{ মোলার}$$

$$[\text{F}^-] = \frac{2 \times 10^{-4}}{100} \times 50 = 1 \times 10^{-4} \text{ মোলার}$$

$$\begin{aligned} \text{এখন } [\text{Ca}^{2+}] \times [\text{F}^-]^2 &= (2.5 \times 10^{-4}) \times (1 \times 10^{-4})^2 \\ &= 2.5 \times 10^{-12} < S_{\text{CaF}_2} \end{aligned}$$

আমরা এখানে দেখছি  $\text{CaF}_2$ -র দ্রাব্যতা গুণফল অতিক্রম করতে পারে নাই। সেজন্য  $\text{CaF}_2$  অধঃক্ষিপ্ত হবে না।


## তৃতীয় অধ্যায়

### জটিল আয়ন (Complex Ions)


#### 3. 1. ব্যবহারিক রসায়নে জটিল আয়ন

ব্যবহারিক রসায়নে জটিল আয়নের গুরুত্ব অপরিসীম। এক বা একাধিক সরল ধাতব আয়নের সাথে একাধিক সরল অ্যানায়ন অথবা প্রশম অণুর মিলনের ফলে জটিল আয়ন উৎপন্ন হয়। এখানে কতকগুলি উদাহরণ দিয়ে আলোচনা করা হল।


(ক) যখন  $\text{AgNO}_3$  দ্রবণে  $\text{KCN}$  দ্রবণ যোগ করা হয়—প্রথমে  $\text{AgCN}$ -র সাদা অধঃক্ষেপ পাওয়া যায়,



কারণ দ্রবণে  $\text{AgCN}$ -র দ্রাব্যতা গুণফলের মান অতিক্রম করে। কিন্তু বেশী পরিমাণ  $\text{KCN}$  দ্রবণ যোগ করলে ঐ সাদা অধঃক্ষেপ দ্রবীভূত হয় এবং জটিল আয়ন উৎপন্ন হয়।



উক্ত দ্রবণে  $\text{H}_2\text{S}$  গ্যাস চালনা করলে কালো  $\text{Ag}_2\text{S}$ -র অধঃক্ষেপ পাওয়া যায় অর্থাৎ ঐ জটিল আয়ন বিয়োজিত হয়:



(3.3) সমীকরণে ভরক্রিয়া সূত্র প্রয়োগ করে আমরা ঐ জটিল আয়নের বিয়োজন ধ্রুবক অথবা অস্থায়িত্ব ধ্রুবক (instability constant) পাই।


সাধারণ তাপমাত্রায়

$$K_1 = \frac{[\text{Ag}^+] \times [\text{CN}^-]^2}{[\text{Ag}(\text{CN})_2^-]} = 1.0 \times 10^{-21} \quad (3.4)$$

দ্রবণে  $\text{CN}^-$  আয়নের পরিমাণ বেশী আছে—একথা মনে রেখে এবং (3.3) সমীকরণ দেখে আমরা সহজেই উপলব্ধি করতে পারি যে দ্রবণে  $[\text{Ag}^+]$  খুবই কম এবং এত কম যে  $S_{\text{AgCN}}$  মান অতিক্রম করতে পারে না। এখানে সাধারণ আয়ন দ্বারা জটিল আয়ন উৎপন্ন হল।



(খ) এখন কঠিন  $\text{AgCl}$ -র অ্যামোনিয়া দ্রবণে দ্রবণীয়তা সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক।



জটিল আয়নের বিয়োজন হয় এইভাবে:








এবং অস্থায়িত্ব ধ্রুবক,


$$K_1 = \frac{[\text{Ag}^+] \times [\text{NH}_3]^2}{[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+]} = 6.8 \times 10^{-8} \quad (3.8)$$

(3.8) সমীকরণ দেখে সহজে বোঝা যায় যে, দ্রবণে জটিল আয়নের বিয়োজন জনিত  $[\text{Ag}^+]$  খুবই কম।

জটিল আয়নের বিয়োজন ধ্রুবকের মান তার স্থায়িত্ব ধ্রুবক মানের বিপরীত (reciprocal)। বিয়োজন ধ্রুবক যত কম হবে, জটিল আয়নের স্থায়িত্ব তত বেশী হবে। ব্যবহারিক রসায়নে জটিল আয়ন তৈরী করে দ্রুত ধাতব আয়নকে পৃথক করা যায়। হয় দ্রুত ধাতব আয়নের মধ্যে একটি জটিল আয়ন তৈরী করে, অপরিষ্কার করে না, নতুবা উভয়েই জটিল আয়ন উৎপন্ন করে এবং একটি জটিল আয়নের স্থায়িত্ব মান অপরিষ্কার অপেক্ষা কম। যেমন দ্রবণে কপার হতে ক্যাডমিয়াম পৃথক করার জন্য ঐ দ্রবণে  $\text{KCN}$  যোগ করে প্রথমে দ্রুত জটিল সায়ানাইড আয়ন তৈরী করা হয়:





কিন্তু  $[\text{Cd}(\text{CN})_4]^{2-}$  আয়নের স্থায়িত্ব মান  $[\text{Cu}(\text{CN})_4]^{3-}$  আয়নের স্থায়িত্ব মান থেকে কম (3.1 তালিকা)। সুতরাং এখন ঐ মিশ্রণে  $\text{H}_2\text{S}$  গ্যাস চালনা করা হয়, তখন কপারের জটিল আয়ন ভেঙে না, কিন্তু ক্যাডমিয়ামের জটিল আয়ন ভেঙে যায় এবং হলুদ  $\text{CdS}$  অধঃক্ষেপ পাওয়া যায়:




যদিও  $S_{O_{4s}} < S_{O_{4s}}$  (২.৩ তালিকা), জটিল সায়ানাইড আয়নের স্থায়িত্ব মান বেশী থাকার জন্য  $CuS$ -র অধঃক্ষেপণ হয় না।

এবার আমরা কিছু জটিল হাইড্রোক্সাইড যৌগের বিষয় আলোচনা করব। কিছু উভমণী ধাতব আয়ন আছে (২.২. পরিচ্ছেদ) যারা অ্যাসিড ও ক্ষারক উভয়ের সঙ্গেই বিক্রিয়া করে এবং জটিল যৌগ উৎপন্ন করে। যেমন  $Al^{3+}$ ,  $Zn^{2+}$ ,  $Sn^{2+}$ ,  $Sn^{4+}$ ,  $Pb^{2+}$ ,  $Pb^{4+}$ , ইত্যাদি। এই সকল ধাতব আয়নগুলি তীব্র ক্ষারক  $NaOH$ -র সাথে মিলিত হয়ে জটিল হাইড্রোক্সাইড যৌগ উৎপন্ন করে। যখন  $NaOH$  দ্রবণ ধীরে ধীরে  $Al_2(SO_4)_3$  দ্রবণে মেশান হয় তখন প্রথমে একটি সাদা  $Al(OH)_3$  অধঃক্ষেপ পাওয়া যায়। অতিরিক্ত  $NaOH$  দ্রবণ মেশালে অধঃক্ষেপ দ্রবীভূত হয়ে যায় এবং একটি জটিল যৌগ সোডিয়াম অ্যালুমিনেট,  $Na[Al(OH)_4]$ , উৎপন্ন হয়:





ক্রোমিক হাইড্রোক্সাইড অনুরূপ জটিল যৌগ উৎপন্ন করে:




কিন্তু আইরন হাইড্রোক্সাইড অনুরূপ জটিল যৌগ উৎপন্ন করে না। সেজন্য আঙ্গিক বিশ্লেষণে IIIA গ্রুপে হাইড্রোক্সাইড জটিল যৌগ উৎপন্ন করে  $Fe^{3+}$  আয়ন থেকে  $Al^{3+}$  ও  $Cr^{3+}$  আয়নকে পৃথক করা হয়।

কয়েকটি জটিল সায়ানাইড যৌগের ব্যবহার সম্বন্ধে আমরা আগেই আলোচনা করেছি। এখানে আরও কয়েকটি জটিল সায়ানাইড যৌগের উল্লেখ করব। এদের মধ্যে পটাসিয়াম ফেরো সায়ানাইড আমাদের বেশী পরিচিত। ফেরাস সায়ানাইড দ্রবণে  $KCN$  দ্রবণ মেশালে পটাসিয়াম ফেরো সায়ানাইড অর্থাৎ ফেরো সায়ানাইড আয়ন উৎপন্ন হয়:




(৩.২০) সমীকরণের বিক্রিয়া সাম্য ডানদিকেই বেশী প্রসারিত হয় এবং ফেরো সায়ানাইড আয়নের  $K_1$  খুব কম। এত কম যে  $K_4[Fe(CN)_6]$  দ্রবণে  $Fe^{2+}$  আয়ন অথবা  $CN^-$  আয়নের উপস্থিতি এখনও পর্যন্ত কোন উপায়ে নির্ণয় করা যায় নাই। এক কথায় এই জটিল আয়নটি

খুবই স্থায়ী। অপর জটিল সামানাইড যৌগগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত যৌগগুলি উল্লেখযোগ্য :







জটিল হ্যালাইড যৌগগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য :





অ্যানায়ন-বিনিময়ী রেজিনের (Anion-exchange resin) সাহায্যে আমরা এদের পরস্পরের থেকে পৃথক করতে পারি। সুতরাং ধাতব আয়ন পৃথকীকরণে জটিল যৌগে রূপান্তর বিশেষ কাজে লাগে।

$\text{Co}^{3+}$ ,  $\text{Cu}^{2+}$ ,  $\text{Cd}^{2+}$ ,  $\text{Zn}^{2+}$ , ইত্যাদি অ্যামোনিয়া অথবা জৈব-অ্যামিনগুলির সাথে মিলিত হয়ে জটিল অ্যামিন যৌগ উৎপন্ন করে :




বর্তমানকালে EDTA অর্থাৎ ইথিলিনডাইঅ্যামিন টেট্রা অ্যাসেটিক অ্যাসিড বৈশ্লেষিক রসায়নবিদগণের কাছে সুপরিচিত। সাধারণতঃ এই অ্যাসিডের ডাই সোডিয়াম লবণ ব্যবহার করা হয় এবং জলীয় দ্রবণে  $\text{H}_2\text{Y}^{2-}$  আয়ন হিসাবে থাকে। সাধারণতঃ ধাতব আয়নগুলির সাথে 1 : 1 জটিল যৌগ উৎপন্ন করে।  $\text{M}^{2+}$  ক্যাটায়নের সাথে বিক্রিয়াটি লেখা হয় এই ভাবে :



আয়তনিক বিকারক (Volumetric reagent) হিসাবে আয়তনিক বিশ্লেষণে খুবই কাজে লাগে এবং অধিকাংশ ধাতব আয়নই এই বিকারক দ্বারা অনুমাপন (titration) করা হয়।

ইহা ছাড়া আরও অনেক জৈব অ্যাসিড ও হাইড্রোক্সিল যৌগ আছে, যেমন

অক্স্যালিক, সাইট্রিক, টারটারিক অ্যাসিড এবং গ্লিসারিক, শর্করা (Sugar), ইত্যাদি কতকগুলি ধাতব আয়নের ( $\text{Cu}^{2+}$ ,  $\text{Fe}^{3+}$ ,  $\text{Al}^{3+}$ ,  $\text{Cr}^{3+}$ , ইত্যাদি) সাথে জটিল যৌগ উৎপন্ন করে।




অনেক সময় বৈশ্লেষিক রসায়নে জটিল আয়ন তৈরীর পদ্ধতিকে অবদমনের (masking) কাজে লাগানো হয়। অবদমনকারক (masking agent) হচ্ছে এমন একটি বিকারক যা পরীক্ষাকালে বিঘ্নকারী ধাতব আয়নগুলির সাথে জটিল যৌগ উৎপন্ন করে ঐ আয়নগুলিকে নিজেস্ব বিক্রিয়া থেকে অবদমিত করে রাখে অর্থাৎ কার্যক্ষেত্রে অনেক সময় দাতা (donor) অণুকে অথবা আয়নকে অবদমনকারক হিসাবে ব্যবহার করা হয়। যেমন, ফ্লুরোরাইড আয়ন  $\text{Fe}^{3+}$ ,  $\text{Al}^{3+}$  ইত্যাদি জটিল ফ্লোরো আয়ন উৎপাদনে সক্ষম ধাতব আয়নকে অবদমিত করে, টারট্রেট আয়ন  $\text{Cu}^{2+}$ ,  $\text{Fe}^{3+}$ ,  $\text{Nb}^{5+}$ , ইত্যাদি জটিল টারট্রেট আয়ন উৎপাদনে সক্ষম ধাতব আয়নকে অবদমিত করে, ইত্যাদি।

### 3. 1. তালিকা জটিল আয়নের অস্থায়িত্ব ধ্রুবক (Instability constants)


$[\text{Ag}(\text{CN})_2]^- \rightleftharpoons \text{Ag} + 2\text{CN}^-$	$1.0 \times 10^{-21}$
$[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+ \rightleftharpoons \text{Ag}^+ + 2\text{NH}_3$	$6.8 \times 10^{-8}$
$[\text{Ag}(\text{S}_2\text{O}_3)_2]^{3-} \rightleftharpoons \text{Ag}^+ + 2\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$	$1.0 \times 10^{-13}$
$[\text{Cu}(\text{CN})_4]^{3-} \rightleftharpoons \text{Cu}^+ + 4\text{CN}^-$	$5.0 \times 10^{-28}$
$[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+} \rightleftharpoons \text{Cu}^{2+} + 4\text{NH}_3$	$4.6 \times 10^{-14}$
$[\text{Cd}(\text{NH}_3)_4]^{2+} \rightleftharpoons \text{Cd}^{2+} + 4\text{NH}_3$	$2.5 \times 10^{-7}$
$[\text{Cd}(\text{CN})_4]^{2-} \rightleftharpoons \text{Cd}^{2+} + 4\text{CN}^-$	$1.4 \times 10^{-17}$
$[\text{CdI}_4]^{2-} \rightleftharpoons \text{Cd}^{2+} + 4\text{I}^-$	$5.0 \times 10^{-7}$
$[\text{HgCl}_4]^{2-} \rightleftharpoons \text{Hg}^{2+} + 4\text{Cl}^-$	$6.0 \times 10^{-17}$
$[\text{HgI}_4]^{2-} \rightleftharpoons \text{Hg}^{2+} + 4\text{I}^-$	$5.0 \times 10^{-31}$
$[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+} \rightleftharpoons \text{Co}^{3+} + 6\text{NH}_3$	$2.2 \times 10^{-34}$
$[\text{Zn}(\text{NH}_3)_4]^{2+} \rightleftharpoons \text{Zn}^{2+} + 4\text{NH}_3$	$2.6 \times 10^{-10}$
$[\text{Zn}(\text{CN})_4]^{2-} \rightleftharpoons \text{Zn}^{2+} + 4\text{CN}^-$	$2.0 \times 10^{-17}$

3. 2. **বলয় যৌগ অথবা কিলেটযৌগ (Chelate Compounds)**—  
 বৈশ্লেষিক রসায়নে বলয়কারী (Chelating) বিকারকগুলির মূল্য  
 অপরিমিত। ইহারা ধাতব আয়নের আয়তনিক (Volumetric) ও তৌলিক  
 (gravimetric) বিশ্লেষণে খুবই ব্যবহৃত হয় এবং বিষাকারী আয়ন  
 অপসারণের জন্য অবদমনকারক হিসাবে বহু বৈশ্লেষিক পদ্ধতিতে বিশেষ  
 উপযোগী। সেজন্য এখানে সংক্ষেপে বলয় যৌগের উল্লেখ প্রয়োজন মনে  
 করি। যদি কোন একটি কো-অর্ডিনেটিং গ্রুপ, (Co-ordinating  
 group) একাধিক কো-অর্ডিনেশন সংখ্যা (Co-ordination number)  
 পূরণ করে একটি ধাতব আয়নের সাথে বলয়াকার জটিল যৌগ তৈরী করে,  
 তাহলে ঐ কো-অর্ডিনেটিং গ্রুপকে বলা হয় বলয়কারী গ্রুপ (Chelating  
 group), এবং উৎপন্ন যৌগকে বলা হয় বলয় যৌগ। একটি বলয়যৌগে  
 একাধিক বলয়কারী বিকারক থাকতে পারে এবং একাধিক ধাতব আয়নও  
 থাকতে পারে। ঐ বলয়কারী বিকারকে সাধারণত অ্যাসিডীয় এবং/অথবা  
 ক্ষারকীয় গ্রুপ থাকে। ঐ সকল বিকারকের অ্যাসিডীয় গ্রুপের হাই-  
 ড্রোজেন আয়ন (যেমন,  $-SH$ ,  $-OH$ ,  $=NH$ ,  $-COOH$ ) একটি  
 ধাতব আয়ন দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয় এবং তখন ঐ সকল বিকারকে  
 অবস্থিত N, O, অথবা S-র মত দাতা পরমাণু ধাতব আয়নের সাথে  
 কো-অর্ডিনেশন বন্ডদ্বারা বলয় তৈরী করে। কতকগুলি বহু পরিচিত  
 উদাহরণ নীচে দেওয়া হল:

ডাইমিথাইল গ্রাইঅক্সাইমের (dimethyl glyoxime),  
 মধ্যে আছে সক্রিয় গ্রুপ  $=NOH$ ; ইহা নিকেলের সাথে বিক্রিয়া করে  
 সুন্দর লাল রঙের অধঃক্ষেপ দেয়:




বহু ধাতব আয়নের সাথে বিক্রিয়া করে অক্সিন (oxine) কেলাসিত অধঃক্ষেপ অক্সিনেট (oxinate) তৈরী করে।




ম্যাগনেসিয়াম অক্সিনেট  
(Magnesium oxinate)

অন্যান্য উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হচ্ছে: কুপ্‌ফেরন (Cupferron) সক্রিয় গ্রুপ,  $O=N-N-O$ ,  $\alpha$ -নাইট্রোসো- $\beta$ -ন্যাপথল ( $\alpha$ -nitroso- $\beta$ -naphthol) সক্রিয় গ্রুপ,  $O=N-C\equiv C-O$ ,  $O$ -ফেন্যানথ্রোলীন (O-phenanthroline) সক্রিয় গ্রুপ,  $N-C-C-N$ , ইথিলিনডাই-অ্যামিন টেট্রাঅ্যাসিটিক অ্যাসিড (ethylenediamine tetraacetic acid), ইত্যাদি।



আইরন (III) কুপ্‌ফেরেট  
(Iron (III) —Cupferrate)



কোবাল্ট (III)  $\alpha$ -নাইট্রোসো- $\beta$ -ন্যাপথল  
(Cobalt (III) — $\alpha$ -nitroso- $\beta$ -naphthol)

## চতুর্থ অধ্যায়

### অনুমাণন পদ্ধতি (Titration)

4. 1. আয়তনিক, অথবা অনুমাণন বিশ্লেষণ তত্ত্ব (Theory of volumetric, or titrimetric Analysis)—কোন দ্রবণের নির্দিষ্ট আয়তনে দ্রাবের পরিমাণ জানা থাকলে উহাকে প্রমাণ দ্রবণ (standard solution) বলা হয়। একটি নির্দিষ্ট আয়তনে কোন পরীক্ষাধীন দ্রবণের সাথে প্রমাণ দ্রবণের মাত্রিক বিক্রিয়া ঘটিয়ে প্রমাণ দ্রবণের আয়তন নির্ণয় দ্বারা পরীক্ষাধীন দ্রবণে দ্রাবের পরিমাণ পরিমাপ করাই হল এই পদ্ধতির কার্যক্রম।

প্রমাণ দ্রবণ সাধারণতঃ একটি মাত্রাংকিত (graduated) বুয়েট (burette) হতে যোগ করা হয়। মাত্রিক বিক্রিয়ার সমাপ্তি মূহূর্ত পর্যন্ত প্রমাণ দ্রবণ যোগ করার এই পদ্ধতিকে বলা হয় অনুমাণন (titration)। এই বিক্রিয়ার সমাপ্তিস্থলকে বলা হয় তুল্যতা বিন্দু (equivalence point) অথবা তত্ত্বীয় অন্তবিন্দু (theoretical end point)। নিম্নমানুসারে এই সমাপ্তিস্থল সাধারণতঃ ঠিক করা হয় খালি চোখে নির্ভুল ভাবে বিক্রিয়ার কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করে। অনেক সময় প্রমাণ দ্রবণ রঙীন হলে, যেমন  $\text{KMnO}_4$ , তার রঙের পরিবর্তন লক্ষ্য করা হয়। তবে সাধারণতঃ একটি সূচক হিসাবে উপযোগী বিকারক দ্রবণে মিশিয়ে ঐ সূচকের রঙের পরিবর্তন লক্ষ্য করা হয়। রঙের এই পরিবর্তন স্থলকে অনুমাণন বিশ্লেষণে অন্তবিন্দু (end point) বলে।

আদর্শ অনুমাণনে তত্ত্বীয় অন্তবিন্দু ও রঙ পরিবর্তন জনিত অন্তবিন্দু এক হওয়া উচিত। কিন্তু কার্যকালে তা হয় না, সামান্য তফাৎ থেকে যায়; ইহাকে বলা হয় অনুমাণন ভ্রম (titration error)।

আয়তনিক (অনুমাণন) বিশ্লেষণ করা সম্ভবপর যদি বিক্রিয়াগুলি নিম্নলিখিত শর্তাবলী মেনে চলে:


(ক) পরীক্ষাধীন দ্রাবের দ্রবণের সাথে প্রমাণ দ্রবণের (বিকারক) বিক্রিয়া তুল্যাংক অনুপাতে সম্পূর্ণ হবে। বিক্রিয়াটি সরল হবে ও রাসায়নিক সমীকরণ দ্বারা প্রকাশ করা যাবে।

(খ) বিক্রিয়াটি অতি দ্রুতগতিতে অগ্রসর হবে এবং তৎক্ষণাৎ সম্পূর্ণ হবে। অনেক সময় অনুঘটক (catalyst) যোগে বিক্রিয়ার গতি দৃষ্টি করা হয়।



(গ) তুল্যতা অথবা অন্তবিবন্ধিতে দ্রবণের কিছু ভৌত (physical) অথবা রাসায়নিক (chemical) ধর্মের পরিবর্তন স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা সম্ভব হবে।

(ঘ) এমন একটি সূচক পেতে হবে যার ভৌত ধর্মের পরিবর্তন (রঙ অথবা অধঃক্ষেপ) বিক্রিয়াটির অন্তবিবন্ধু নির্দেশ করবে।  
আয়তনিক (অনুমাণন) বিশ্লেষণে বিক্রিয়াগুণি প্রধানতঃ চার ভাগে ভাগ করা হয়ঃ

1. প্রথমণ বিক্রিয়া, অথবা অম্লমিতি এবং ক্ষারমিতি (Neutralisation reactions, or Acidimetry and alkalimetry)—এই অনুমাণনে মৃদু ক্ষারকের সাথে অথবা ক্ষীণ অ্যাসিডের লবণের জল-বিশ্লেষ জনিত উৎপন্ন ক্ষারকের সাথে প্রমাণ অ্যাসিডের বিক্রিয়া (acidimetry) হয়। মৃদু অ্যাসিডের সাথে, অথবা ক্ষীণ ক্ষারকের লবণের জল-বিশ্লেষ জনিত উৎপন্ন অ্যাসিডের সাথে প্রমাণ ক্ষারকের বিক্রিয়াও (alkalimetry) এই অনুমাণনের মধ্যে গণ্য করা হয়। এই বিক্রিয়ায়  $H^+$  আয়ন  $OH^-$  আয়নের সাথে মিলিত হয়ে জল উৎপন্ন করে। যেমন,



2. জটিল আয়ন বিক্রিয়া, অথবা জটিলমিতি (Complex formation reactions, or Complexometry)—এই বিক্রিয়ায় আয়নগুণি মিলিত হয়ে ( $H^+$  এবং  $OH^-$  বাদ দিয়ে) দ্রবণীয় সামান্য বিয়োজিত জটিল আয়ন অথবা যৌগ উৎপন্ন করে। যেমন,



(এখানে  $H_2Y^{2-} =$  ডাই সোডিয়াম EDTA)

3. অধঃক্ষেপণ বিক্রিয়া (Precipitation reactions)—এই বিক্রিয়ায় আয়নগুণি মিলিত হয়ে ( $H^+$  এবং  $OH^-$  বাদ দিয়ে) একটি সরল অধঃক্ষেপ উৎপন্ন করে। যেমন,




4. জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া (Oxidation-reduction reactions)—জারণ পদ্ধতি (oxidation) বলতে আমরা বুঝি (i) অক্সিজেন সংযোগ, (ii)





হাইড্রোজেন বিয়োগ, অথবা এককথায় ইলেকট্রন ত্যাগ (স্থানান্তর)।





উদাহরণ:





অনুদ্রুপভাবে, বিজারণ পদ্ধতি (reduction) বলতে আমরা বুঝি (i) হাইড্রোজেন সংযোগ, (ii) অক্সিজেন বিয়োগ, অথবা এক কথায় ইলেকট্রন গ্রহণ। উদাহরণ:



প্রাচীন ধারণা অনুযায়ী জারণ-বিজারণ সংজ্ঞা (i) এবং (ii) তে সীমাবদ্ধ ছিল। যেমন, কপারকে ক্লোরিনের সাথে উত্তপ্ত করলে কপার জারিত হয়, আবার ধাতব অক্সাইডের সাথে অন্য ধাতুর বিক্রিয়া হচ্ছে বিজারণ পদ্ধতি। এই সমস্ত ঘটনাকে প্রাচীন সংজ্ঞা (i) এবং (ii) অনুযায়ী বিশ্লেষণ করা যায় না। এ ক্ষেত্রে বর্তমান ইলেকট্রনীয় ধারণা খুব কাজে লাগে এবং সহজে এই সমস্ত ঘটনাকে সরলভাবে বিশ্লেষণ করতে পারে। যেমন, কপার ও ক্লোরিনের বিক্রিয়ায় কপার পরমাণু দুটি ইলেকট্রন ত্যাগ করে।



ধাতব অক্সাইডের সাথে অন্য ধাতুর বিক্রিয়াকারী ধাতব অক্সাইড অর্থাৎ ধাতব আয়ন ইলেকট্রন গ্রহণ করে।




উপরের আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট যে জারণ ও বিজারণ বিক্রিয়া পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক, একটি বিক্রিয়া ঘটলে তবে অন্যটি সাথে সাথে ঘটবে। যেমন, কপার ও ক্লোরিনের বিক্রিয়াকারী কপার জারিত হয়েছে এবং ঐ সাথে ক্লোরিন বিজারিত হয়েছে। আইরন অক্সাইডের সাথে Al ধাতুর বিক্রিয়াকারী অ্যালুমিনিয়াম জারিত হয়েছে ও আইরন বিজারিত হয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত এবং এই বিক্রিয়াকারী ইলেকট্রন স্থানান্তরিত হয় মাত্র। ইংরাজীতে এই সমস্ত বিক্রিয়াকে *oxidation-reduction* অথবা সংক্ষেপে *redox* বিক্রিয়া বলে। আমরা বাংলাতে জারণ-বিজারণ অথবা রেডক্স বিক্রিয়া বলব।

যে বস্তুর পরমাণু অথবা আয়ন বিক্রিয়াকালে ইলেকট্রন গ্রহণ করে, তাকে জারক দ্রব্য (*oxidizing agent*) বলে এবং যে পরমাণু অথবা আয়ন ইলেকট্রন গ্রহণ করে, তাকে বিজারক দ্রব্য (*reducing agent*) বলে।

4. 2. জারণ সংখ্যা (*oxidation number*)—কতকগুলি বিক্রিয়াকারী ইলেকট্রন স্থানান্তর স্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত নয়। যেমন, হাইড্রোজেন ক্লোরিনের সাথে যুক্ত হয়ে আংশিকভাবে কোভ্যালেন্ট বন্ড তৈরী করে এবং এখানে ইলেকট্রন স্থানান্তর স্পষ্ট নয়। অ্যাসিডীয় দ্রবণে  $\text{Fe(II)}$  দ্বারা  $\text{KMnO}_4$ -র বিজারণ আরও জটিলতাপূর্ণ। এসব ক্ষেত্রে জারণ অবস্থা অথবা জারণ সংখ্যার প্রয়োগ বিক্রিয়াটিকে সহজভাবে বোঝাতে সাহায্য করে। জারণ অবস্থা (*oxidation state*) বলতে বোঝায় কোন মৌলিক পদার্থে আরোপিত কার্ভিকর আধান (*effective charge*)। হ্যাঁ-ধর্মী (*positive*) জারণ অবস্থা (সংখ্যা) বলতে বোঝায়, কয়টি ইলেকট্রন ক্যাটায়নের সাথে যোগ করলে প্রশম পরমাণু পাওয়া যায়। অনুরূপভাবে, না-ধর্মী (*negative*) জারণ অবস্থা (সংখ্যা) বলতে বোঝায়, কয়টি ইলেকট্রন অ্যানায়ন হতে সরালে প্রশম পরমাণু পাওয়া যায়। প্রশম পরমাণুর জারণ সংখ্যা শূন্য (*Zero*)। সুতরাং  $\text{H}_2 - \text{Cl}_2$  বিক্রিয়াকারী

ক্লোরিনের জারণ সংখ্যা = -1, অতএব ক্লোরিন বিজারিত হয়, এবং হাইড্রোজেনের জারণ সংখ্যা = +1, অতএব হাইড্রোজেন জারিত হয়। অনুরূপভাবে, অ্যাসিডীয় দ্রবণে  $\text{KMnO}_4$ -র বিক্রিয়ায় Mn-র জারণ সংখ্যা +7 থেকে +2-তে পরিবর্তিত হয়, অতএব Mn এই বিক্রিয়ায় বিজারিত হয়, এবং Fe-র জারণ সংখ্যা +2 থেকে +3-তে বর্ধিত হয়, অতএব Fe জারিত হয়। অর্থাৎ জারণ প্রক্রিয়ায় জারণ সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং বিজারণ প্রক্রিয়ায় জারণ সংখ্যা হ্রাস পায়।



গ্যাসীয় অবস্থায় HCl অণু হচ্ছে কোভ্যালেন্ট যৌগ, সুতরাং HCl হতে তড়িতাধান যুক্ত পরমাণু গ্যাসীয় অবস্থায় পাওয়া যায় না। প্রকৃতপক্ষে, কোভ্যালেন্ট যৌগের পরমাণুগুলি আয়নিত হয় না, সেজন্য তড়িতাধানযুক্ত হয় না, কিন্তু জারণ সংখ্যা সহজে বোঝানোর জন্য কোভ্যালেন্ট যৌগে (Covalent compound) প্রতিটি পরমাণুর উপর কার্যকর আধান আরোপ করা হয়ে থাকে।



দ্রবণে  $\text{KMnO}_4$  আয়নিত হয়ে  $\text{K}^+$  আয়ন এবং  $\text{MnO}_4^-$  অ্যানায়ন উৎপাদন করে,  $\text{Mn}^{+7}$  অথবা  $\text{O}^{2-}$  আধানযুক্ত পরমাণু উৎপাদিত হয় না।  $\text{MnO}_4^-$  অ্যানায়নে Mn পরমাণু এবং O পরমাণুর জারণ সংখ্যা সহজে বোঝানোর জন্যই Mn পরমাণুর উপর +7 কার্যকর আধান এবং O পরমাণুর উপর -2 কার্যকর আধান আরোপ করা হয়েছে, যাতে সমষ্টিগত ভাবে  $\text{MnO}_4^-$  অ্যানায়নের -1 তড়িতাধান বজায় থাকে।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে, জারণ সংখ্যা একটি মিথ্যা আরোপিত (fictitious) সংখ্যা, যা রাসায়নিক সমীকরণ সহজে মেলানোর জন্য এবং কোন মৌলের জারিত অথবা বিজারিত অবস্থার একটি ক্রম নির্দেশ করবার জন্য ব্যবহৃত হয়।


#### 4. 3. আয়ন-ইলেকট্রন বিক্রিয়া (Ion-electron Reactions):—

আধুনিক রসায়নে জারণ-বিজারণ বিক্রিয়াগুলি আয়ন-ইলেকট্রন পদ্ধতিতে লেখা হয়। এই বিক্রিয়াগুলি দুটি স্তরে ভাগ করে লেখা হয়—একটি স্তরে জারণ বিক্রিয়া, অপরস্তরে বিজারণ বিক্রিয়া। যেমন, অ্যাসিডীয়

দ্রবণে  $K_2Cr_2O_7$ -র সাথে  $Fe(II)$ -র বিক্রিয়া:



অনুন্নপভাবে লেখা যায়  $H_2SO_4$  দ্রবণে  $KMnO_4$ -র সাথে  $H_2C_2O_4$ -র বিক্রিয়া:



#### 4. 4. ইলেকট্রোড পোটেন্সিয়াল (*Electrode Potentials*):—

যখন একটি জিংক দণ্ড  $ZnSO_4$  দ্রবণে ডুবিয়ে দেওয়া হয় তখন জিংক আয়ন ও জিংকদণ্ডের পৃষ্ঠদেশ (Surface) উভয়ের মধ্যে একটা পোটেন্সিয়াল পার্থক্য সৃষ্টি হয়। এই পোটেন্সিয়াল পার্থক্যকে ইলেকট্রোড পোটেন্সিয়াল বলে। যখনই কোন ধাতবদণ্ড সেই ধাতব আয়নের সংস্পর্শে আসে তখনই এই ইলেকট্রোড পোটেন্সিয়াল সৃষ্টি হয়।



সাধারণ ভাবে লেখা যায়



Nernst সমীকরণ অনুসারে ইলেকট্রোড পোটেন্সিয়াল,  $E$ , পাওয়া যায় ( $25^\circ$  সে. তাপমাত্রায়):

$$E = E^\circ + \frac{RT}{nF} \ln [M^{n+}] = E^\circ + \frac{0.059}{n} \log [M^{n+}] \quad (4.21)$$

এখানে  $E^\circ$  = প্রমাণ ইলেকট্রোড পোটেন্সিয়াল (Standard electrode potential)

$R$  = গ্যাস ধ্রুবক



$T$  = পরম উষ্ণতা

$n$  = ইলেকট্রন সংখ্যা

$F$  = 1 Faraday

যখন  $[M^{n+}] = 1$ , তখন  $E = E^\circ$

বৃদ্ধি। উপরের ক্রমাঙ্ক অনুসারে ধাতুর বিজারণ পোটেনসিয়াল যত ঋণাত্মক হবে, ধাতুর বিজারণ ক্ষমতা তত বৃদ্ধি পাবে। সুতরাং ক্রমাঙ্কের একেবারে নীচে থাকবে লিথিয়াম ধাতু এবং লিথিয়াম ধাতু হচ্ছে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী বিজারক। ক্রমাঙ্ক অনুসারে নিম্নস্থিত ধাতু উপরিস্থিত ধাতুকে তার দ্রবণ হতে প্রতিস্থাপিত করে। এর থেকে বোঝা যায়, কেন কপার সালফেট দ্রবণে আয়রন ধাতু দ্রবীভূত হয় এবং কপারকে প্রতিস্থাপিত করে, অর্থাৎ কপার দ্রবণমুক্ত হয়ে ধাতু-হিসাবে তলায় জমা হয়। কারণ, বিদ্যুৎরাসায়নিক ক্রমাঙ্কে আয়রন ধাতু কপার ধাতুর নীচে থাকে। অনুরূপভাবে বলা যায়, জিংক ধাতু সিলভার নাইট্রেট দ্রবণে দ্রবীভূত হয়ে সিলভার ধাতুকে প্রতিস্থাপিত করে এবং সিলভার ধাতু হিসাবে তলায় জমা হয়।



চলিত বিদ্যুৎ রাসায়নিক নিয়মানুসারে একথা মনে রাখা উচিত যে, যখন অপর অর্ধসেল হবে প্রমাণ হাইড্রোজেন ইলেকট্রোড তখন একটি নির্দিষ্ট ইলেকট্রোডযুক্ত অর্ধসেলের প্রকৃত E.M.F. হবে  $E^{\circ}$ । প্রমাণ বিজারণ পোটেনসিয়াল তালিকা (4.1 সারণী) থেকে জানা যায় যে, বরধাতু (noble metal) গুলির (Au, Hg, ইত্যাদি) বিজারণ পোটেনসিয়াল ধনাত্মক এবং প্রমাণ হাইড্রোজেন ইলেকট্রোডের সাথে যুক্ত হলে বর ধাতুগুলি ধনাত্মক ইলেকট্রোড হিসাবে এবং হাইড্রোজেন ইলেকট্রোড ঋণাত্মক ইলেকট্রোড হিসাবে কাজ করে, অর্থাৎ বর ধাতুগুলি দ্রবণ হতে মুক্ত হয় ( $\text{H}^{+}$  আয়ন দ্রবণে বর ধাতুগুলিকে প্রতিস্থাপিত করে)। কিন্তু বিদ্যুৎরাসায়নিক ক্রমাঙ্কে হাইড্রোজেনের নীচে থাকা ধাতুগুলির বিজারণ পোটেনসিয়াল ঋণাত্মক; সুতরাং প্রমাণ হাইড্রোজেন ইলেকট্রোডের সাথে যুক্ত হলে ঐ ধাতুগুলি ঋণাত্মক ইলেকট্রোড হিসাবে এবং হাইড্রোজেন ইলেকট্রোড ধনাত্মক ইলেকট্রোড হিসাবে কাজ করে, অর্থাৎ ঐ ধাতুগুলি দ্রবণে অবস্থিত হাইড্রোজেন আয়নকে বিজারিত করে এবং  $\text{H}_2$  গ্যাস মুক্ত হয়।


উপরোক্ত আলোচনা হতে এ কথা পরিষ্কার বোঝা যায় যে, বিদ্যুৎ-রাসায়নিক ক্রমাঙ্ক ধাতুগুলির বিদ্যুৎ রসায়ন তত্ত্ব বঝতে খুবই সাহায্য করে। এ ছাড়াও, ইলেকট্রোডবন্ডের  $E^{\circ}$  মান থেকে একটি সেলের (তড়িৎ কোষ) E.M.F. সহজে অংক কষে বের করা যায়। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, জিংক-কপার সেলের (Daniell cell) E.M.F. হবে 0.34—

(-0.762) = +1.102 ভোল্ট। এখানে কপার ধনাত্মক ইলেকট্রোড (Anode) এবং জিংক ঋণাত্মক ইলেকট্রোড (Cathode) হিসাবে কাজ করে। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি রেডক্স পোটেন্সিয়ালের পরিবর্তন ঘটায়:

(ক) অধঃক্ষেপণ—কোন বিক্রিয়ায় অধঃক্ষেপণ হলে ঐ দ্রবণ মিশ্রণে কোন বিশেষ আয়নের গাঢ়তা কমে যায়, ফলে রেডক্স পোটেন্সিয়াল পরিবর্তিত হয়ে যায়। ফেরোসায়ানাইডের উপস্থিতিতে জিংক ফেরোসায়ানাইড অধঃক্ষিপ্ত করে জিংক নির্ধারণকালে এই পদ্ধতির সাহায্য নিতে হয়। জিংক ফেরোসায়ানাইড সামান্য অ্যাসিডীয় মাধ্যমে (pH=0) অদ্রবণীয়, কিন্তু জিংক ফেরোসায়ানাইড দ্রবণীয়। মনে কর, দ্রবণে ফেরি—এবং ফেরোসায়ানাইড উভয় আয়নই বর্তমান, তাহলে ঐ দ্রবণের পোটেন্সিয়াল হবে:

$$E = 0.60 + 0.06 \log \frac{[\text{Fe}(\text{CN})_6^{3-}]}{[\text{Fe}(\text{CN})_6^{4-}]}$$

এখন ঐ দ্রবণে জিংক আয়ন যোগ করা হল, তাহলে জিংক ফেরোসায়ানাইড অধঃক্ষিপ্ত হবে:




অর্থাৎ দ্রবণ হতে ফেরোসায়ানাইড আয়ন গাঢ়তা কমে যাবে এবং দ্রবণের পোটেন্সিয়াল অন্তর্বিন্দুর কাছাকাছি দ্রুত বেড়ে যাবে। বিক্রিয়াসম্য নিম্নলিখিত ভাবে প্রকাশ করা যায়:

$$[\text{Fe}(\text{CN})_6^{4-}]^2 [\text{Zn}^{2+}]^3 [\text{K}^+]^3 = S$$


$$\begin{aligned} \text{এবং } E &= 0.60 + 0.06 \log \left[ \frac{[\text{Fe}(\text{CN})_6^{3-}] [\text{Zn}^{2+}]^{\frac{3}{2}} [\text{K}^+]}{\sqrt{S}} \right] \\ &= C + 0.09 \log [\text{Zn}^{2+}] \end{aligned}$$

এখানে C = ধ্রুবক।

(খ) জটিল আয়ন বিক্রিয়া—এই ধরনের বিক্রিয়ায় দ্রবণের পোটেন্সিয়াল পরিবর্তিত হয়। EDTA-র উপস্থিতিতে জারণ দ্বারা Co(II) নির্ধারণে এই পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া হয়। সাধারণভাবে Co(II) খুবই ক্ষীণ বিজারক দ্রব্য, সেজন্য কোন প্রমাণ জারক দ্রবণ দ্বারা Co(II) অনুমান করা যায় না।




EDTA, Co(II) এবং Co(III) উভয়ের সাথে জটিল আয়ন উৎপন্ন করে :



সুতরাং EDTA-র উপস্থিতিতে Co(II)-কে Ce(IV) দ্রবণ দ্বারা অনুমাপন করা যায়।

(গ) pH পরিবর্তন—বিক্রিয়াসাম্যে যদি  $\text{H}^{+}$  থাকে, তাহলে দ্রবণের পোটেনসিয়াল অবশ্যই pH-র উপর নির্ভর করবে :



কার্যকালে দেখা যায় অধিকাংশ দ্রবণের পোটেনসিয়াল pH নির্ভরশীল। ক্ষীণ অ্যাসিড অথবা ক্ষারকের বিক্রিয়ায় দ্রবণের পোটেনসিয়াল একটি নির্দিষ্ট pH সীমা পর্যন্ত pH নির্ভরশীল নয়, কিন্তু ঐ pH সীমার বাইরে pH নির্ভরশীল হয়। যেমন, অ্যাসিডীয় দ্রবণে



এবং ক্ষারকীয় দ্রবণে



4. 5, তুল্যাংকভার (*Equivalent weights*)—কোন মৌলিক পদার্থের যত ভাগ ওজন 1.008 ভাগ হাইড্রোজেন, 8 ভাগ অক্সিজেন অথবা 35.5 ভাগ ক্লোরিনের সাথে যুক্ত হতে পারে অথবা বৈশিষ্ট্য পদার্থ হতে ঐ সমস্ত মৌলের ঐ সমস্ত ওজনকে প্রতিস্থাপন করতে পারে, সেই ওজনজ্ঞাপক সংখ্যাটিকে সেই মৌলিক পদার্থের তুল্যাংকভার বলা হয়। ইহাকে গ্রাম ওজনে প্রকাশ করলে গ্রাম তুল্যাংক (gram equivalent) পাওয়া যায়। গ্রাম ওজনে প্রকাশিত আণবিক ওজনকে গ্রাম-অণু (gram-molecule) বলে।

দ্রবণ গাঢ়তা (Concentration of solutions) কোন দ্রাবের (solute) একটি অণুর সংযুতি-সম্ভেক্ত অনুযায়ী ওজনকে ফরমুলা ওজন বলা হয়। গ্রাম ওজনে প্রকাশিত ফরমুলা ওজন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এক গ্রাম-অণুর সমান। যেমন, HCl-র এক ফরমুলা ওজন = 36.5 গ্রাম,  $\text{H}_2\text{SO}_4$ -র এক ফরমুলা ওজন = 98 গ্রাম, ইত্যাদি। এক ফরমুলা ওজন বিকারক এক লিটার দ্রবণে থাকলে ঐ দ্রবণকে বলা হয় ফরম্যাল দ্রবণ (formal) অথবা মোলার দ্রবণ (molar)। যেমন,  $(1 + 35.5) = 36.5$  গ্রাম HCl, অর্থাৎ এক ফরমুলা ওজন HCl জলে দ্রবীভূত করে দ্রবণের আয়তন এক লিটার করলে 1 ফরম্যাল (1F) অথবা 1 মোলার

(1M) HCl দ্রবণ পাওয়া যাবে। সস্কেতের পূর্বে 'F' লিখে করম্যাক্স দ্রবণ বোঝান হয় এবং 'M' লিখে মোলার দ্রবণ বোঝান হয়।

দ্রবণের গাঢ়তা অন্য উপায়েও প্রকাশ করা যায়। কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ আয়তনের দ্রবণে নির্দিষ্ট পরিমাণ ওজনের বিকারক দ্রবীভূত থাকলে, তা গাঢ়তা মাত্রায় (Concentration by Weight) প্রকাশ করা যায়। যেমন, এক লিটার আয়তনের দ্রবণে যদি ২.৫ গ্রাম NaOH দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে, তাহলে দ্রবণের গাঢ়তা হবে ২.৫ গ্রাম NaOH/লিটার।

এক লিটার দ্রবণে এক গ্রাম তুল্যাংক বিকারক থাকলে ঐ দ্রবণকে তুল্যা-দ্রবণ অথবা নরম্যাক্স দ্রবণ (normal solution) বলে। সস্কেতের পূর্বে "N" লিখে তুল্যা-দ্রবণ বোঝান হয় অর্থাৎ দ্রবণের তুল্যাংক মাত্রা (normality) বোঝান হয়। (N) HCl অর্থাৎ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের তুল্যা-দ্রবণ। HCl-র তুল্যাংকভার ৩৬.৫ এবং উহার তুল্যা-দ্রবণের এক লিটারে ৩৬.৫ গ্রাম HCl থাকবে। কোন কোন সময় এক লিটার দ্রবণে এক গ্রাম-তুল্যাংকের পরিবর্তে এর কোন ভগ্নাংশ পরিমাণ বিকারক থাকে। সেই সকল দ্রবণের নাম মাত্রানুযায়ী দেওয়া হয়। যেমন, একটি বিকারক দ্রবণের এক লিটারে যদি এক গ্রাম-তুল্যাংকের একশত ভাগের একভাগ থাকে, তাহলে ঐ দ্রবণকে শতাংশ তুল্যা-দ্রবণ (centinormal solution) বলা হয় এবং লেখা হয় ০.০১ (N) দ্রবণ। অনুরূপভাবে লেখা হয়

$$\text{অর্ধ-তুল্যা-দ্রবণ} = ০.৫ (N) \text{ অথবা } \left(\frac{N}{2}\right)$$

$$\text{দশাংশ-তুল্যা-দ্রবণ} = ০.১ (N) \text{ অথবা } \left(\frac{N}{10}\right)$$

$$\text{তিন দশাংশ-তুল্যা-দ্রবণ} = ০.৩ (N) \text{ অথবা } \left(\frac{3N}{10}\right)$$

$$\text{সহস্রাংশ-তুল্যা-দ্রবণ} = ০.০০১ (N) \text{ অথবা } \left(\frac{N}{1000}\right) \text{ ইত্যাদি।}$$

তুল্যাংকভারের সঠিক সংজ্ঞা নির্ণয় করা খুব কঠিন কাজ। কারণ একই বিকারকের তুল্যাংকভার ভিন্ন ভিন্ন বিক্রিয়া অনুসারে ভিন্ন হবে। সেজন্য বিক্রিয়া অনুসারে বিকারকের তুল্যাংকভার সম্বন্ধে নীচে আলোচনা করা হল:

(ক) প্রশমন বিক্রিয়া—অ্যাসিডের যত ভাগ পরিমাণ ওজনে এক ভাগ (সূক্ষ্ম হিসাবে ১.০০৮) প্রতিস্থাপনীর হাইড্রোজেন থাকে, সেই পরিমাণকে অ্যাসিডের তুল্যাংকভার বলে। যেমন, ৩৬.৫ ভাগ HCl হতে




একভাগ হাইড্রোজেন পাওয়া যায়। অতএব  $\text{HCl}$ -র তুল্যাংকভার =  $36.5$  এবং গ্রাম-তুল্যাংক =  $36.5$  গ্রাম।  $\text{H}_2\text{SO}_4$ -র 98 ভাগ হতে 2 ভাগ হাইড্রোজেন প্রতিস্থাপন করা যায়। অতএব  $\text{H}_2\text{SO}_4$ -র তুল্যাংকভার =  $\frac{98}{2} = 49$ ; এবং গ্রাম-তুল্যাংক = 49 গ্রাম।

অর্থাৎ অ্যাসিডের গ্রাম-তুল্যাংক =  $\frac{\text{অ্যাসিডের ফরমুলা ওজন}}{\text{অ্যাসিডের ক্ষার গ্রাহিতা}}$

অনুরূপভাবে, ক্ষারকের গ্রাম-তুল্যাংক =  $\frac{\text{ক্ষারকের ফরমুলা ওজন}}{\text{ক্ষারকের অ্যাসিড গ্রাহিতা}}$

লবণের ভিতর যে ধাতুটি থাকে তার তুল্যাংকভার যত ভাগ পরিমাণ লবণে থাকবে, তাই লবণের তুল্যাংকভার হবে। যেমন,  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  লবণের ফরমুলা ওজন 106 এবং এতে 46 ভাগ  $\text{Na}$  আছে। এখন  $\text{Na}$ -র তুল্যাংকভার = 23, অতএব 23 ভাগ  $\text{Na}$  53 ভাগ  $\text{Na}_2\text{CO}_3$ -তে আছে অর্থাৎ  $\text{Na}_2\text{CO}_3$ -র গ্রাম তুল্যাংক = 53 গ্রাম।

(খ) জটিল আয়ন বিক্রিয়া ও অধঃক্ষেপণ বিক্রিয়া—1 গ্রাম আয়ন এক-যোজী ক্যাটায়ন  $\text{M}^+$  (1.008 গ্রাম হাইড্রোজেনের তুল্যাংক), অথবা  $\frac{1}{2}$  গ্রাম আয়ন দ্বিযোজী ক্যাটায়ন  $\text{M}^{2+}$ , অথবা  $\frac{1}{3}$  গ্রাম আয়ন ত্রিযোজী ক্যাটায়ন  $\text{M}^{3+}$ , ইত্যাদি যতভাগ পরিমাণ ওজনের বিকারকের মধ্যে থাকে, সেই পরিমাণকে এক্ষেত্রে বিকারকের তুল্যাংকভার বলে। পারমাণবিক ওজনকে যোজ্যতা দ্বারা ভাগ করলে ক্যাটায়নের তুল্যাংকভার পাওয়া যায়। যদি কোন বিকারকের ঐ ক্যাটায়নের সাথে বিক্রিয়া হয় তাহলে বিকারকের যত-ভাগ পরিমাণ ওজন একতুল্যাংক ক্যাটায়নের সাথে বিক্রিয়া করে, সেই পরিমাণকে বিকারকের তুল্যাংকভার বলে। যেমন,  $\text{Ag}^+$  আয়ন অনুমাপনে  $\text{KCN}$ -র তুল্যাংকভার হয় 2 মোল



অধঃক্ষেপণ বিক্রিয়ায় লবণের এক ফরমুলা ওজনকে বিক্রিয়ক আয়নের মোট যোজ্যতা দ্বারা ভাগ করলে ঐ লবণের তুল্যাংকভার পাওয়া যায়। যেমন, ক্লোরাইড আয়নের অনুমাপনে  $\text{AgNO}_3$  লবণের তুল্যাংকভার হচ্ছে  $\text{AgNO}_3$ -র আণবিক ওজন।


(গ) জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া—জারক অথবা বিজারক দ্রবের এক ফরমুলা ওজন দ্বারা গৃহীত অথবা এক ফরমুলা ওজন হতে মূল্য মোট ইলেকট্রন

সংখ্যা দ্বারা ঐ দ্রবের ফরমুলা ওজনকে ভাগ করলে তাদের তুল্যাংকভার পাওয়া যায়।

জারণ সংখ্যা (oxidation number) দ্বারাও জারক ও বিজারক দ্রবের তুল্যাংকভার জানা যায়। জারক অথবা বিজারক দ্রবের প্রতি ফরমুলা ওজনে জারণ সংখ্যা যে কয় একক কমে বা বাড়ে সেই জারণ সংখ্যা দ্বারা ঐ দ্রবের ফরমুলা ওজনকে ভাগ করলে দ্রবের তুল্যাংকভার পাওয়া যায়।


নীচে কতকগুলি উদাহরণ দেওয়া হল:

(1) অ্যাসিডীয় মাধ্যমে  $\text{KMnO}_4$ -র বিক্রিয়া:



এখানে মোট 5 টি ইলেকট্রন বিনিময় ঘটেছে।



$$\therefore \text{তুল্যাংকভার} = \frac{\text{K MnO}_4}{5}$$



এখানে Mn-র জারণ সংখ্যা +7 থেকে +2 তে পরিবর্তিত হয়েছে অর্থাৎ জারণ সংখ্যার পরিবর্তন হয়েছে =  $7 - 2 = 5$

$$\text{অতএব তুল্যাংকভার} = \frac{\text{K MnO}_4}{5}$$

(2) লব্ধ  $\text{H}_2\text{SO}_4$  মাধ্যমে  $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ -র বিক্রিয়া:





$$\therefore \text{জারণ সংখ্যার পরিবর্তন} = 12 - 6 = 6$$

$$\text{অতএব, তুল্যাংকভার} = \frac{\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7}{6}$$

এখানে ইলেকট্রন বিনিময় হচ্ছে মোট 6 টি। তাই তুল্যাংকভার =  $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7/6$

(3) অ্যাসিডীয় মাধ্যমে অক্সালিক অ্যাসিডের জারণ:



$$\therefore \text{জারণ সংখ্যার পরিবর্তন} = 4 - 4 = 0$$

$$\text{অতএব তুল্যাংকভার} = \frac{H_2C_2O_4}{2}$$

এখানে ইলেকট্রন বিনিময় হচ্ছে ২ টি।

$$\therefore \text{তুল্যাংকভার} = H_2C_2O_4/2$$

তুল্যাংকভার নির্ধারণে ইলেকট্রন বিনিময় সংখ্যার উপর গুরুত্ব দেওয়া সমীচীন।

4. 6. প্রাথমিক প্রমাণ দ্রব (Primary Standard Substances)—যে সমস্ত কঠিন দ্রব নিম্নলিখিত শর্তগুলি পূরণ করবে তাদেরকে প্রাথমিক প্রমাণ দ্রব হিসাবে গণ্য করা হবে:

(1) সহজে বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যাবে, বেশী দিন রাখা যাবে, এবং সহজে শব্দ করা সম্ভব হবে (সাধারণতঃ  $110^\circ - 120^\circ$  সে. তাপমাত্রায়)।

(2) ওজন করবার সময় বায়ুর সংস্পর্শে এসে পরিবর্তিত হবে না [অর্থাৎ জলাকর্ষী হবে না, সহজে বায়ুর দ্বারা জারিত হবে না অথবা  $CO_2$ -র সাথে বিক্রিয়া হবে না]।

(3) মোট অপদ্রব্যের (impurities) উপস্থিতি  $< 0.01\%$  হবে।

(4) তুল্যাংকভার বেশী হতে হবে তাহলে ওজন জনিত ভ্রম (error) কম হবে।

(5) দ্রাবকে (সাধারণতঃ জলে) সহজে দ্রবীভূত হবে।

(6) প্রমাণ দ্রবের সাথে বিক্রিয়া তুল্যাংক অনুপাতে তৎক্ষণাৎ সম্পূর্ণ হবে।

কার্যকালে আদর্শ প্রাথমিক প্রমাণ দ্রব পাওয়া খুবই দৃষ্কর। সুতরাং মোটামুটি ভাবে উপরের শর্তাবলী মেনে চললেই তাকে প্রাথমিক প্রমাণ দ্রব হিসাবে ব্যবহার করা হয়। প্রাথমিক প্রমাণ দ্রব হিসাবে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত বিকারকগুলি ব্যবহার করা হয়:

অ্যাসিড-কারক বিক্রিয়া—সোডিয়াম কার্বনেট  $Na_2CO_3$ , বোরাক্স  $Na_2B_4O_7$ , পটাসিয়াম হাইড্রোজেন থ্যালাট  $KH(C_8H_4O_4)$ , সাক্সিনিক অ্যাসিড  $H_2(C_4H_4O_4)$ , ইত্যাদি।

জটিল আয়ন বিক্রিয়া—সিলভার, সিলভার নাইট্রেট, সোডিয়াম ক্লোরাইড, পটাসিয়াম ক্লোরাইড, ইথিলিনডাইঅ্যামিনটেট্রাঅ্যাসিটেট ডাইহাইড্রেট ডাইসোডিয়াম লবণ ও ইহার অনাদ্র লবণ, ইত্যাদি।

অধঃক্ষেপণ বিক্রিয়া—সিলভার, সিলভার নাইট্রেট, সোডিয়াম ক্লোরাইড, পটাসিয়াম ক্লোরাইড, ইত্যাদি।

**অ্যায়ন-বিজারণ বিক্রিয়া**—পটােসিয়াম ডাইক্রোমেট  $K_2Cr_2O_7$ , পটােসিয়াম ব্রোমেট  $KBrO_3$ , পটােসিয়াম আয়োডেট  $KIO_3$ , পটােসিয়াম বাই-আয়োডেট  $KH(IO_3)_2$  আয়োডিন  $I_2$ , সোডিয়াম অক্সালেট  $Na_2C_2O_4$ , ইত্যাদি।

4. 7. **প্রমাণ দ্রবণ প্রস্তুতি (Preparation of Standard Solution)**—  
প্রাথমিক প্রমাণ দ্রবের তুল্যাংক পরিমাণ নিয়ে দ্রবকে (সাধারণতঃ পাতিত জলে) দ্রবীভূত করা হয় এবং একটি নির্দিষ্ট আয়তনে দ্রবণের আয়তন ঠিক রাখা হয়। ঠিক এক তুল্যাংক অথবা তার ভগ্নাংশ পরিমাণ বিকারক ওজন করা সম্ভব নয়। সেজন্য কার্যকালে তুল্যাংক পরিমাণের কিছু বেশী নিয়ে দ্রবীভূত করা হয়, তারপর নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রবক (পাতিত জল) দ্বারা দ্রবণকে লঘু করে প্রয়োজনীয় তুল্য-দ্রবণ প্রস্তুত করা হয়।  
মনে কর,

$V_1$  মি. লি. = আদি দ্রবণের আয়তন

$V_2$  মি. লি. = লঘু দ্রবণের আয়তন

$N_1$  = আদি দ্রবণের তুল্যাংক মাত্রা (normality)

$N_2$  = লঘু দ্রবণের তুল্যাংক মাত্রা

$$\text{তাহলে, } V_2 N_2 = V_1 N_1 \quad (4.23)$$

$$\text{অথবা } V_2 = \frac{V_1 N_1}{N_2} \text{ মি.লি.} \quad (4.24)$$

এখন  $(V_2 - V_1)$  মি.লি. পাতিত জল আদি দ্রবণে যোগ করলে  $(N_2)$  তুল্যাংক মাত্রার দ্রবণ তৈরী হবে।

অনেক সময় বিকারক প্রাথমিক প্রমাণ দ্রব হিসাবে গণ্য হয় না। তখন সেই বিকারকের আন্দাজ মত মাত্রার দ্রবণ প্রস্তুত করতে হয়, তারপর কোন প্রমাণ দ্রবণের দ্বারা অনুমাণন বিশ্লেষণ করে উক্ত বিকারক দ্রবণটির মাত্রা ঠিক করা হয়।

**উদাহরণ 1.** 0.1 (N) মাত্রার 1000 মি.লি. দ্রবণ প্রস্তুত করতে 0.25 (N) মাত্রার কত মি.লি. দ্রবণ প্রয়োজন হবে?

$$V_1 = ? \quad V_2 = 1000 \text{ মি.লি.}$$

$$N_1 = 0.25 \quad N_2 = 0.1$$

আমরা জানি,  $V_1 N_1 = V_2 N_2$


$$\therefore V_1 = \frac{V_2 N_2}{N_1} = \frac{1000 \times 0.1}{0.25} = 400 \text{ মি.লি.}$$

অতএব 0.25 (N) মাত্রার 400 মি.লি. দ্রবণে দ্রাবক মিশিয়ে লঘু করে 1000 মি.লি. আয়তন করলে 0.1(N) মাত্রার দ্রবণ পাওয়া যাবে।

আন্তর্জনিক (অনুমাণ) পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করলে খুব সহজেই কম সময়ের মধ্যে নির্ভুল ভাবে (1000 ভাগে 1 ভাগ) ফললাভ করা যায়। জটিল যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয় না। ব্যুরেট (burette), পিপেট (pipette), মাত্রাংকিত কুপী (measuring flask); ইত্যাদি সহজ যন্ত্রপাতির সাহায্যে অনায়াসে বিশ্লেষণ সম্পন্ন হয়।

4. 8. সূচক (Indicators)—সূচকগুলি হচ্ছে জৈব অ্যাসিড অথবা ক্ষারক যৌগগুলি অনুমাণের সময় রঙের পরিবর্তন ঘটিয়ে অন্তবিন্দু (end point) নির্দেশ করে। বিভিন্ন প্রকৃতির অনুমাণের জন্য বিভিন্ন প্রকারের সূচক আছে: অ্যাসিড-ক্ষারক (অথবা প্রশমন) সূচক, রেডক্স (redox) অথবা জারণ-বিজারণ সূচক, এবং অন্তর্ধারণ অথবা অ্যাডসরপশন (adsorption) সূচক।

1. অ্যাসিড-ক্ষারক সূচক—যে কোন অ্যাসিড সূচক দ্রবণে একটি বিক্রিয়া সাম্য রচনা করে:



অ্যাসিডীয় রঙ      ক্ষারকীয় রঙ

অবিয়োজিত সূচকের (HIn) রঙ এবং বিয়োজিত সূচকের (In<sup>-</sup>) রঙ আলাদা। অ্যাসিডীয় মাধ্যমে সূচকের উপরোক্ত আয়নন হয় না এবং সৌজন্য সূচকের অ্যাসিডীয় রঙ হবে, কিন্তু ক্ষারকীয় মাধ্যমে উপরোক্ত আয়নন হয় এবং সূচকের রঙ হবে ক্ষারকীয় রঙ। সাম্যাবস্থায় (4.25) সমীকরণ থেকে লেখা যায়:

$$K_{\text{In}} = \frac{[\text{H}^+][\text{In}^-]}{[\text{HIn}]} \quad (4.26)$$

এখানে,  $K_{\text{In}}$ -কে সূচক ধ্রুবক (indicator constant) বলা হয়।

$$(4.26) \text{ হতে } [\text{H}^+] = \frac{[\text{HIn}]}{[\text{In}^-]} K_{\text{In}}$$

$$\text{অথবা } \text{pH} = \text{p}K_{\text{In}} + \log \frac{[\text{In}^-]}{[\text{HIn}]} \quad (4.27)$$

$\text{p}K_{\text{In}}$ -কে সূচক একসপোনেন্ট (indicator exponent) বলা হয়।

$$\text{প্রশমন বিন্দুতে } [\text{In}^-] = [\text{HIn}]$$

$$\text{অতএব } \text{pH} = \text{p}K_{\text{In}} \quad (4.28)$$

অর্থাৎ প্রত্যেক সূচকের প্রশমন বিন্দু (50 % বিয়োজন) একটি নির্দিষ্ট pH মানে হবে এবং এই pH মান বিভিন্ন সূচকের বিভিন্ন হবে।


#### 4. 2. সারণী : অ্যাসিড-ক্ষারক সূচকের তালিকা

সূচকের নাম	প্রকৃতি	রাসায়নিক নাম	pH-ক্রান্ত- বাবধান	অ্যাসিডীয়	ক্ষারকীয়
মিথাইল অরেন্জ (Methyl Orange)	ক্ষারক	ডাইমিথাইল বেনজিন সোডিয়াম সালফোনেট	3.1—4.4	লাল	হলদে-কমলা
মিথাইল রেড (Methyl red)	ক্ষারক	O-কার্বোক্সি বেনজিন অ্যাজো ডাইমিথাইল-অ্যানিলিন	4.2—6.3	লাল	হলদে
ফেনলথলিন্ uolphthalein)	অ্যাসিড	—	8.0—9.8	বর্ণহীন	লাল
লিটমাস (Litmus)	—	অ্যাজোনিটামিন	7.0	লাল	নীল

$pH = pK_{In} \pm 1$ , এই pH মানের মধ্যে সূচকের রঙের পরিবর্তন ভাল বোঝা যাবে। এই pH ব্যবধানের (range) মধ্যে বিয়োজিত সূচকের  $[In^-]$  মান হবে 9% হতে 91% অর্থাৎ সূচকের পরিবর্তন হচ্ছে 91% অ্যাসিডীয় আকার (form) থেকে 91% ক্ষারকীয় আকারে। এই pH ব্যবধানকে বলা হয় সূচকের রূপান্তরব্যবধান (transition interval)।

অবিয়োজিত সূচক ও সূচক অ্যানায়নের এই যে রঙের পরিবর্তন তার কারণ হচ্ছে,  $HIn$  অণুর টটোমেরিক (tautomeric) রূপান্তর এবং ভিন্ন রঙের কুইনোনয়েড (quinonoid) আকার গ্রহণ। এই অবস্থায়  $HIn$  অণু সম্পূর্ণরূপে আয়নিত হয়ে যায়। ফেনলথলিন ও মিথাইল অরেনজ্ এই দুটি সূচকের রূপান্তর নীচে উদাহরণ হিসাবে দেখানো হল:

### ফেনলথলিন




(4.29)


অ্যাসিডীয় আকার  
(lactone)  
বর্ণহীন

ক্ষারকীয় আকার  
(quinonoid)  
লাল

মিথাইল অরেনজ



অ্যাসিডীয় আকর (লাল)




ক্ষারীয় আকর (হলদে - কমলা)

(4.30)

এখন বিভিন্ন প্রকারের অনুমাণন এবং সূচক নির্ধারণ সম্বন্ধে আলোচনা করা হবে।

I. অ্যাসিড-ক্ষারক অনুমাণন (Acid-base titration)—কোন অনুমাণনের জন্য কোন সূচকটি ব্যবহার করা হবে সেটি ঠিক করা হয় সেই



4.1 চিত্র—অ্যাসিড-ক্ষারক অনুমাণন




অনুমানের তুল্যতা-বিন্দু (equivalence point) অথবা অন্তর্বিন্দু (end point) কাছাকাছি pH-র পরিবর্তন দেখে। একটি তীব্র অ্যাসিডের যেমন HCl, সাথে একটি তীব্র ক্ষারকের, যেমন NaOH, অনুমানের { প্রত্যেকে, ধর, 0.1(N) } সময় pH-মানের পরিবর্তন হয় pH 5 থেকে pH 9 (অন্তর্বিন্দু থেকে  $\pm 0.1\%$  মধ্যে)। সুতরাং যে সূচকের পরিবর্তনের মধ্যবর্তী সীমা হচ্ছে pH 5 থেকে pH 9, সেই সূচকেই এই অনুমানের উপযুক্ত বলে বিবেচনা করা হবে। এই সমস্ত সূচকের নাম হচ্ছে মিথাইল রেড, মিথাইল অরেন্জ, ইত্যাদি। কিন্তু যখন একটি ক্ষীণ অ্যাসিডের, যেমন  $\text{CH}_3\text{COOH}$ , সাথে একটি তীব্র ক্ষারকের, যেমন NaOH, অনুমান { প্রত্যেকে 0.1(N) } হয়, তখন pH-মানের পরিবর্তন হয় pH 8 থেকে pH 10 (অন্তর্বিন্দু থেকে  $\pm 0.1\%$  মধ্যে)। অন্তর্বিন্দুতে pH মান হচ্ছে pH 8.9 অর্থাৎ দ্রবণটি তখন ক্ষারকীয়। সুতরাং ফেনলথলিনকে ( $pK = 9.0$ ) এক্ষেত্রে উপযুক্ত সূচক বলে গণ্য করা হবে। মিথাইল অরেন্জ, মিথাইল রেড, ইত্যাদি সূচকগুলির অ্যাসিডীয় দ্রবণে রঙের পরিবর্তন হয়। অতএব এক্ষেত্রে তাদের সূচক হিসাবে ব্যবহার করা ঠিক হবে না। বিভিন্ন অ্যাসিড-ক্ষারক { প্রত্যেকেই 0.1(N) } অনুমানের জন্য ব্যবহারযোগ্য সূচকের একটি ছোট তালিকা নীচে দেওয়া হল।


অনুমান	pH পরিবর্তন অন্তর্বিন্দু হতে $\pm 1\%$	উপযুক্ত সূচক
(ক) তীব্র অ্যাসিড-তীব্র ক্ষারক	5—9	মিথাইল রেড, ফেনল রেড, ফেনলথলিন, ব্রোমো- থাইমল ব্লু।
(খ) ক্ষীণ অ্যাসিড-তীব্র ক্ষারক	8—10.5	ফেনলথলিন, থাইমল ব্লু, থাইমলথলিন।
(গ) তীব্র অ্যাসিড-ক্ষীণ ক্ষারক	3—6	মিথাইল অরেন্জ, মিথা- ইল ইরোমো, মিথাইল রেড, ব্রোমোক্রিজল গ্রীন।
(ঘ) ক্ষীণ অ্যাসিড-ক্ষীণ ক্ষারক *	7	মিশ্র সূচক (যেমন, মিথা- ইল রেড—মিথিলীন ব্লু)।

\*[অন্তর্বিন্দুর কাছাকাছি pH পরিবর্তন খুব ধীরে ধীরে হয় এবং একটি মাত্র সূচক দ্বারা অন্তর্বিন্দুতে হঠাৎ রঙের পরিবর্তন হয় না। সেজন্য মিশ্র সূচক (mixed indicators) ব্যবহার করা হয়।]


**II. অধঃক্ষেপণ অনুমান (Precipitation titration)**—এই পদ্ধতিতে অনুমানের সময় অধঃক্ষেপণ হয়। প্রমাণ (standard) সিলভার নাইট্রেট দ্রবণ (argentimetry) দ্বারা অথবা মারকিউরিক ক্লোরাইড দ্রবণ (mercurimetry) দ্বারা সমস্ত হ্যালাইডগুলির অনুমান হচ্ছে এই পদ্ধতির বিশেষ উদাহরণ।



অনুরূপভাবে,



রৌপমিতি (argentimetry) অনুমানে অ্যাডসরপশান অথবা অন্তর্ধৃতি সূচক (adsorption indicator) সাধারণতঃ ব্যবহার করা হয়। ফ্লোরেসিন (fluorescein), ডাইক্লোরোফ্লোরেসিন (dichlorofluorescein), এয়োসিন (eosin), ইত্যাদি ক্ষীণ জৈব অ্যাসিড গুলিকে অন্তর্ধৃতি সূচক হিসাবে ব্যবহার করা হয়। অধঃক্ষেপের (এখানে,  $\text{AgCl}$ ) উপরিভাগে সূচক অ্যানায়ন শক্তভাবে অন্তর্ধৃত হয় এবং অন্তর্বিন্দুর ঠিক পরেই অর্থাৎ অন্তর্বিন্দু অতিক্রম করার সঙ্গে সঙ্গেই সামান্য পরিমাণ অতিরিক্ত সিলভার আয়নের সাথে যুক্ত হয়ে লাল রঙের  $\text{Ag-fluoresceinate}$  তৈরী করে। ( $\text{Fl}^-$  = চিত্রে ফ্লোরেসিন আয়ন : 4.2 নং চিত্র)




(ফ্লোরেসিন আয়ন)

একটি বিষয়ে অন্তর্ধৃতি সূচক অন্যান্য সূচক হতে পৃথক। সেটি হচ্ছে, অন্তর্ধৃতি সূচকের রঙের পরিবর্তন দ্রবণে হয় না, কেবলমাত্র অধঃক্ষেপের (কোলয়েড) পৃষ্ঠদেশে (surface) হয়।


প্রথম অথবা দ্বিতীয় দ্রবণে ফ্লোরেসিন সূচক ব্যবহার করে ক্লোরাইডের অনুমান করা হয়। সামান্য অ্যাসিডীয় দ্রবণে ডাইক্লোরোফ্লোরেসিন সূচক ব্যবহার করলে আরও ভাল ফল পাওয়া যায়।

অ্যাসিডীয় দ্রবণে এলোসিন সূচক ব্যবহার করে ব্রোমাইড, আয়োডাইড, এবং থায়োসায়ানোয়েটের অনুমাপন করা হয়। এলোসিন সূচক হিসাবে অম্ল-বিশুদ্ধে খুব স্পষ্টভাবে রঙের পরিবর্তন ঘটে।



4.2 চিত্র

III. জারণ-বিজারণ অনুমাপন (*Redox titrations*)—এই পদ্ধতিতে বিজারক দ্রব্য হতে জারক দ্রব্যে ইলেকট্রন স্থানান্তর হয়।



কোন বিক্রিয়ায় জারণ অথবা বিজারণ ক্রিয়ার তীব্রতা পরিমাপ করা হয় উহার বিজারণ পোটেনসিয়াল (Reduction Potential) অথবা জারণ পোটেনসিয়াল (Oxidation Potential) দ্বারা।

সাধারণভাবে লেখা যায় :



এখন Nernst সমীকরণ থেকে বিজারণ পোটেনসিয়াল,  $E$ , লেখা হয়

$$E = E^\circ + \frac{0.06}{n} \log \frac{[\text{Ox}]}{[\text{Red}]}, \quad 25^\circ \text{ সে. তাপমাত্রায়} \quad (4.36)$$

এখানে  $E^\circ$  = প্রমাণ (standard) অথবা নর্মাণ পোটেনসিয়াল।


জারণ-বিজারণ অনুমাপনে জারণ পোটেনসিয়ালের পরিবর্তন মাপা হয় এবং অনুমাপন লেখচিত্র (curve) দেখে উপযুক্ত সূচক নির্ধারণ করা হয়।

জারণ-বিজারণ সূচক এই অনুমাণে ব্যবহার করা হয়। ইহারা জৈব রঞ্জকের (organic dyestuffs) উপাদান এবং ইহাদের জারিত আকারের রঙ এবং বিজারিত আকারের রঙ ভিন্ন।



জারিত

বিজারিত



এ কথা মনে রাখা দরকার যে, সূচক জৈব রঞ্জকের জারণ পোটেন্সিয়ালের মান বিক্রিয়াকারী জারকের জারণ পোটেন্সিয়াল এবং বিক্রিয়াকারী বিজারকের জারণ পোটেন্সিয়ালের মাঝামাঝি হওয়া দরকার।

$\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$  দ্বারা  $\text{Fe(II)}$  দ্রবণের অনুমাণ এখন আলোচনা করা যাক এবং দেখা যাক কেন ডাইফিনাইলঅ্যামিন (diphenylamine) অথবা ইহার সালফোনিক অ্যাসিড যৌগ সূচক হিসাবে এই অনুমাণে ব্যবহার করা হয়।



এবং জারণ-বিজারণ সিস্টেম:  $\text{Fe}^{2+}, \text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} \parallel \text{Fe}^{3+}, \text{Cr}^{3+}$

তুল্যতা বিন্দুতে (equivalence point) জারণ পোটেন্সিয়াল নিম্নলিখিতভাবে পাওয়া যায়:

$$\begin{aligned}
 E &= \frac{1}{7} (E^\circ_{\text{Fe}} + 6 E^\circ_{\text{Cr}}) = \frac{1}{7} (0.76 + 7.98) \\
 &= 1.25 \text{ ভোল্ট}
 \end{aligned}$$

ডাইফিনাইলঅ্যামিন সালফোনিক অ্যাসিডকে ( $E^\circ = +0.76$ ) সূচক হিসাবে ব্যবহার করার জন্য উপরোক্ত জারণ-বিজারণ সিস্টেমের পোটেন্সিয়াল 1.25 থেকে কমিয়ে 0.76-র কাছাকাছি আনতে হবে এবং ইহা করা হয় ডাইক্রোমেট দ্রবণ দ্বারা অনুমাণ করার পূর্বেই দ্রবণে ফসফোরিক অ্যাসিড,  $\text{H}_3\text{PO}_4$ , যোগ করে।  $\text{Fe}^{3+}$  আয়নের সাথে ফসফোরিক

অ্যাসিড শক্তিশালী জটিল যৌগ  $[Fe(HPO_4)]^+$  উৎপন্ন করে দ্রবণ হতে মুক্ত  $Fe^{3+}$  আয়ন গাঢ় ক্রমিয়ে দেয় এবং সেজন্য  $E^\circ$  কমে যায়।

জারণ-বিজারণ সূচকের আর একটি উদাহরণ হচ্ছে ফেরোইন (ferroin) অর্থাৎ O-ফিনানথ্রোলীন  $Fe(II)$ -জটিল যৌগ। ইহার রঙের পরিবর্তন হয় গাঢ় লাল হতে গাঢ় নীল (+ 1.14 ভোল্ট) এবং ইহা সেরিক সালফেট অনুরূপে (cerimetry) বহুল ব্যবহৃত।

#### 4. 9. তৌলিক বিশ্লেষণ তত্ত্ব (Theory of Gravimetric Analysis)—

সাধারণতঃ কোন নির্দিষ্ট ওজনে পরীক্ষাধীন বস্তুর মিশ্রণ হতে ঐ মৌলিক পদার্থ অথবা মূলককে (radical) তাদের স্থায়ী (stable), বিদিত সংঘটিতি (known composition) সম্পন্ন এবং তৌলনীয় (weighable) যৌগে রূপান্তরিত করে অধঃক্ষেপ করা হয়, তারপর দ্রবণে অন্যান্য আয়ন হতে বিশুদ্ধ অবস্থায় পৃথক করে ও শুষ্ক করে (যেমন  $BaSO_4$  অথবা  $AgCl$ ) ওজন করা হয়। অনেক সময় পৃথক করার পর উত্তপ্ত করে তৌলনীয় যৌগে রূপান্তরিত করা হয় ( $MgNH_4PO_4 \rightarrow Mg_2P_2O_7$ )। যৌগের সংকেত ও আণবিক ওজন থেকে অংক কবে ঐ পদার্থ অথবা মূলকের ওজন (পরিমাণ) ঠিক করা হয়। এই ধরনের মাত্রিক বিশ্লেষণকে বলা হয় তৌলিক বিশ্লেষণ (gravimetric analysis)। কোন আয়ন অথবা মূলকের মাত্রিকভাবে পৃথকীকরণের জন্য নানা পদ্ধতি আছে তাদের মধ্যে অন্যতম অধঃক্ষেপণ ও উদ্ভাবীকরণ (volatilization) পদ্ধতির আলোচনা এখানে করা হবে।

4. 10. অধঃক্ষেপণ পদ্ধতি—নিম্নলিখিত শর্তাবলী পূরণ হলেই এই পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ কৃতকার্য হবে:

(ক) অধঃক্ষেপ প্রায় সম্পূর্ণরূপে অদ্রবণীয় হবে (দ্রবণীয়তা  $< 0.2$  মি. গ্রা./লিটার)।

(খ) অধঃক্ষেপের ভৌত প্রকৃতি এমন হবে যাতে সহজে দ্রবণ হতে ছোঁকে নিয়ে পৃথক করা যায় এবং দ্রবণীয় অপদ্রব্যগুণি (impurities) সহজে ধুয়ে নিয়ে দূর করা যায়।

(গ) অধঃক্ষেপকে বিশুদ্ধ বিদিত সংঘটিতি সম্পন্ন যৌগে রূপান্তরিত করা হয়।

অধঃক্ষেপণ পদ্ধতিতে মাত্রিক বিশ্লেষণ করতে হলে পদার্থের কোলয়েডীয় (Colloidal) অবস্থা সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। সেজন্য সংক্ষেপে পদার্থের কোলয়েডীয় অবস্থা বিষয়ে এখানে আলোচনা করা হল। কোল-

কোলয়েডীয় অবস্থা বলতে আমরা বুঝব দ্রবণ ও অধঃক্ষেপের মধ্যবর্তী অবস্থা।

4, 11. পদার্থের কোলয়েডীয় অবস্থা (*The colloidal state of matter*)—কোন পদার্থকণার আকার (ব্যাস) যদি  $0.1\mu$  থেকে  $1m\mu$  ( $1\mu = 10^{-3}$  মি. মি.) এর মধ্যে হয় তাহলে তাকে কোলয়েড (Colloid) কণা বলে। সাধারণ ছাঁকন কাগজে (filter paper)  $10\mu$  পর্যন্ত ব্যাসবদ্ধ পদার্থ কণা ছাঁকা যায় অর্থাৎ ছাঁকন কাগজের উপরে থাকে। সুতরাং কোলয়েড কণা ছাঁকন কাগজের উপরে ধরা পড়বে না, দ্রবণের মত কাগজের ছিদ্রগুলির মধ্য দিয়ে বের হয়ে যাবে।

যদি একটি শক্তিশালী রশ্মি আনুভূমিকভাবে (horizontally) কোলয়েড দ্রবণের মধ্য দিয়ে চালনা করা হয় এবং দ্রবণটিকে পতিত রশ্মি (incident light) থেকে সমকোণে দেখা হয়, তাহলে একটি বিক্ষিপ্ত রশ্মি (scattered light) চোখে পড়বে। এই ঘটনাকে বলা হয় টিন্ড্যাল অধিভাব (Tyndall effect)। সাধারণ দ্রবণে টিন্ড্যাল ঘটনা ঘটে না।

অজৈব রাসায়নিক বিশ্লেষণে কোলয়েড কণার যে সমস্ত প্রকৃতিগত ধর্মের সম্মুখীন হতে হয় তাদের তালিকা দেওয়া হল:

(ক) ইহারা টিন্ড্যাল অধিভাব ঘটায়।

(খ) বিশ্লেষণ (dialysis) দ্বারা ইহাদের প্রকৃত দ্রবণ (true solution) থেকে পৃথক করা যায়।

(গ) ইহারা তড়িৎ আধান বহন করে। যখন ইহাদের দ্রবণে তড়িৎ প্রবাহ চালনা করা হয়, তখন কণাগুলি কোন একটি ইলেকট্রোডের দিকে যেতে সুরু করে।

(ঘ) ইহাদের উপরিতলের (surface) আয়তন বৃহৎ।


আমাদের সুবিধার জন্য কোলয়েড কণাকে দু'টি গ্রুপে ভাগ করা যায়—দ্রাবকাতংকী (lyophobic) ও দ্রাবকাসক্ত (lyophilic)। নীচে এই দু'টি গ্রুপের পার্থক্য সংক্ষেপে আলোচনা করা হল:

ধর্ম	দ্রাবকাতংকী সল (sol)	দ্রাবকাসক্ত সল
1. ঘনত্ব ও প্রতিসরণাংক (refractive index)	মিশ্রণ সূত্র মেনে চলে।	মিশ্রণ সূত্র মেনে চলে না।
2. সান্দ্রতা (viscosity)	দ্রাবকের মতই। যেমন, ধাতব সল, সিলভার হ্যালাইড সল, ইত্যাদি।	দ্রাবক থেকে অনেক বেশী। যেমন, সিলিক অ্যাসিড সল, স্ট্যানিক অক্সাইড সল, ইত্যাদি।

৩. জঙ্কন (coagulation)	একমুখী, তড়িত বিশ্লেষ্য পদার্থযোগে সহজেই হয়।	উভমুখী, জলাকর্ষী পদার্থযোগে হয়।
৪. অণুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে	কণাগুলি অনেক সময় দেখা যায়।	কোন সময়েই দেখা যায় না।
৫. জেল গঠন (gel formation)	প্রায়ই হয় না, কোন কোন ক্ষেত্রে হয়, যেমন, $Fe_2O_3$ , $Al_2O_3$ সলের জেল হয় তড়িত বিশ্লেষ্য পদার্থ যোগে।	খুব সহজেই জেল গঠন হয়।
৬. সলকণার তড়িত-বাহিতা	নির্দিষ্ট চিহ্নবদ্ধ তড়িত আধান থাকে, কেবলমাত্র বিশেষ পদ্ধতি দ্বারা পরিবর্তন করা যায়।	সহজেই তড়িত আধান পরিবর্তিত হয়— অ্যাসিডীয় মাধ্যমে ধনাত্মক ও ক্ষারকীয় মাধ্যমে ঋণাত্মক।

কোন অধঃক্ষেপকে অপর কোন পদার্থের সাহায্যে কোলয়েডে পরিণত করাকে পেপটাইজেশন (peptisation) বলে এবং এই পদ্ধতিতে যে পদার্থের সাহায্য নেওয়া হয় তাকে পেপটাইজিং এজেন্ট (peptising agent) বলে। যেমন,  $Cu_2Fe(CN)_6$ -র সদ্য প্রস্তুত অধঃক্ষেপকে  $K_4Fe(CN)_6$ -র লঘু দ্রবণে যোগ করে নাড়লেই  $Cu_2Fe(CN)_6$  সল পাওয়া যায়।  $K_4Fe(CN)_6$ -কে পেপটাইজিং এজেন্ট বলে।

দ্রাব্যতাংকী কোলয়েড কণা পৃষ্ঠদেশে (surface) একই প্রকার (same) আয়ন নির্ণয়ী শোষণ (selective adsorption) করে নিজে স্থায়ী হয়। যেমন, যখন  $FeCl_3$  থেকে আর্দ্রবিশ্লেষ দ্বারা  $Fe(OH)_3$  সল তৈরী করা হয়, তখন  $Fe(OH)_3$  সল দ্রবণে অবস্থিত অতিরিক্ত  $Cl^-$  অথবা  $OH^-$  আয়ন তার পৃষ্ঠদেশে নির্ণয়ী শোষণ করে ঋণাত্মক আধান-বদ্ধ হয় এবং বিচ্ছুরণ মাধ্যমে (dispersion medium) অবস্থিত মৃদু সমতুল্য ধনাত্মক আয়নগুলি ( $Fe^{3+}$  অথবা  $H^+$ ) তার চার ধারে ঘিরে থাকে।



\*[সাধারণভাবে যে কোন কোলয়েড দ্রবণ সল (sol) নামে পরিচিত।]

এখানে বিচ্ছিন্ন-মাধ্যমে অবস্থিত ধন-আয়নকে\* বলা হয় প্রতি আয়ন (counter ions)। এইভাবে পৃষ্ঠদেশে অবস্থিত আয়ন তার সমতুল্য প্রতি আয়নকে আকর্ষণ করে এবং একটি তড়িত দ্বিস্তর (electrical double layer) সৃষ্টি হয়। যদি এই তড়িত দ্বিস্তর কোন প্রকারে ভেঙে দেওয়া যায় তাহলে কোলয়েড কণা অধঃক্ষিপ্ত হবে। সাধারণতঃ পৃষ্ঠদেশে নির্ণয়ী শোষিত আয়নের বিপরীত আধানযুক্ত আয়ন (তড়িত বিশ্লেষ্য পদার্থ) যোগ করে এই দ্বিস্তর ভেঙে ফেলা হয়। যেমন,  $\text{Fe(OH)}_3$  কোলয়েড দ্রবণে কিছু  $\text{Al}^{3+}$  {  $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$  } আয়ন মেশালে  $\text{Fe(OH)}_3$  অধঃক্ষিপ্ত হবে। এই অধঃক্ষেপণের জন্য যে লিখিত পরিমাণ তড়িত বিশ্লেষ্য পদার্থের প্রয়োজন তাকে তণ্ডনমূল্য (coagulation value) বলা হয়।

কোন দ্রাবকাতংকী সলের সাথে দ্রাবকাসত্ত্ব সল মেশালে সাধারণতঃ আধানগুলি প্রশমনের ফলে অধঃক্ষেপণ হয়, কিন্তু যদি সামান্য পরিমাণ দ্রাবকাসত্ত্ব সল মেশানো হয় তাহলে দ্রাবকাতংকী সলের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ দ্রাবকাসত্ত্ব সল দ্রাবকাতংকী সলকে তণ্ডনের হাত থেকে রক্ষা করছে। সেজন্য এখানে দ্রাবকাসত্ত্ব কোলয়েডকে রক্ষাকারী কোলয়েড (protective colloid) বলা হয়।

এখন দেখা যাচ্ছে যে প্রতিটি অধঃক্ষেপণের সময় অধঃক্ষেপের পৃষ্ঠদেশে কিছু ভিন্ন আয়ন (অপদ্রব্য) শোষিত হয়ে থেকে যায়। জল দ্বারা ধূস্রে নেবার সময় বেশ কিছু অপদ্রব্য মুক্ত হয় এবং সেগুলি দূর করা সম্ভব হয়। কিন্তু নতুন বাধা এসে দেখা দেয়। তড়িত বিশ্লেষ্য পদার্থের পরিমাণ তণ্ডনমূল্য অপেক্ষা কমে গেলে পেপটাইজেশন প্রক্রিয়ার কিছু পরিমাণ অধঃক্ষেপ কোলয়েডে পরিণত হয়। যেমন, ক্লোরোঅ্যাসিটেট বাফার দ্রবণে  $\text{ZnS}$  অধঃক্ষেপণ ঘটালে ছাঁকনের সময় লব্ধ  $\text{H}_2\text{S}$ -জল দ্বারা অধঃক্ষেপ ধূস্রে নিতে হয়, বিশুদ্ধ জল দ্বারা এখানে ধোয়া চলে না। যদি ধোয়া হয় তাহলে কিছু পরিমাণ  $\text{ZnS}$  কোলয়েড কণা পরিণত হবে এবং দ্রবণের সাথে মিশে যাবে। সেজন্য সর্বদাই অধঃক্ষেপ উপযুক্ত দ্রবণ দ্বারা ধুতে হয় যাতে মাত্রিক বিশ্লেষণের পরবর্তী স্তরে বিঘ্ন না ঘটায়।

4. 12. সহ-অধঃক্ষেপণ (Co-precipitation)—যখন কোন দ্রবণে অধঃক্ষেপণ হয় তখন ঐ অধঃক্ষেপ বিশুদ্ধ হতে পারে, অথবা নাও হতে পারে।

\*[যখনকি আয়নকে সংক্ষেপে ধন আয়ন ও ঋণাত্মক আয়নকে ঋণ আয়ন বলা যেতে পারে।]



এ অধঃক্ষেপে কিরূপ পরিমাণ অপদ্রব্য থাকবে তা নির্ভর করে কোন অবস্থায় অধঃক্ষেপণ হয়েছে এবং কি ধরনের অধঃক্ষেপ হয়েছে তার উপর। দ্রবণে দ্রবীভূত পদার্থ অধঃক্ষেপের সাথে মিশে থাকলে তাকে লব্ধ-অধঃক্ষেপণ বলা হয়। সহ-অধঃক্ষেপণ দু'রকমে হতে পারে: (১) অধঃক্ষেপের পৃষ্ঠদেশে শোষিত অবস্থায় থাকে, (২) কেলাস গঠনের (crystal growth) সময় অন্তর্ভুক্ত অবস্থায় থাকে। প্রথম প্রকারের ঘটনা ঘটে যখন জেলির মত অধঃক্ষেপ হয়। যেমন,  $\text{Ca}^{2+}$  আয়নের উপস্থিতিতে  $\text{Fe}(\text{OH})_3$  অধঃক্ষেপণ (জেলির মত) হলে  $\text{Ca}^{2+}$  আয়নের সহ-অধঃক্ষেপণ হয়। সেজন্য জেলির মত অধঃক্ষেপ হলে অন্ততঃ দু'বার অধঃক্ষেপণ করে অধঃক্ষেপকে বিশুদ্ধ করতে হয়। দ্বিতীয় প্রকারের উদাহরণ হল দ্রবণে  $\text{KMnO}_4$ -র উপস্থিতিতে  $\text{BaSO}_4$  অধঃক্ষেপণ।  $\text{KMnO}_4$  অন্তর্ভুক্ত অবস্থায় থাকে।

4. 13. উত্তর-অধঃক্ষেপণ (Post-precipitation)—বাহিত অধঃক্ষেপ গঠনের পর ঐ পৃষ্ঠদেশে ভিন্ন লবণের অধঃক্ষেপণ হলে তাকে বলা হয় উত্তর-অধঃক্ষেপণ। সামান্য দ্রবণীয় লবণের উপস্থিতিতে ঐ ঘটনা ঘটে। যেমন  $\text{Ca}^{2+}$  আয়নের উপস্থিতিতে  $\text{Ba}^{2+}$  আয়নের সালফেট হিসাবে অধঃক্ষেপণ, ক্যালসিয়াম সালফেট বেরিয়াম সালফেটের পৃষ্ঠদেশে ক্রমশ জমতে থাকে।  $\text{Mg}^{2+}$  আয়নের উপস্থিতিতে  $\text{Ca}^{2+}$  আয়নের অক্সালেট হিসাবে অধঃক্ষেপণ ঘটালে একই প্রকারে ম্যাগনেসিয়াম অক্সালেটের উত্তর-অধঃক্ষেপণ হয়।

4. 14. ডাইজেশন (Digestion)—দ্রবণে উপযুক্ত বিকারক মেশানোর পর অধঃক্ষেপকে ঐ দ্রবণে সাধারণ তাপমাত্রায় ১২ থেকে ২৪ ঘণ্টা মত রাখা হয়। অনেক সময় জলগাহে (water bath) কিছুক্ষণ গরম করতে হয়। এই প্রক্রিয়াকে ডাইজেশন বলে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে—অধঃক্ষেপণ সম্পূর্ণ করা এবং বড় আকারের কেলাস গঠন করা যাতে সহজে তাড়াতাড়ি ছেঁকে নেওয়া যায়। এই পদ্ধতিতে সহ-অধঃক্ষেপণ জনিত অপদ্রব্যগুলিকে সহজে মৃদু ও দ্রবীভূত করা যায়।

4. 15. অধঃক্ষেপণের শর্তাবলী—অধঃক্ষেপণের সময় মোটামুটি নিম্নলিখিত নিয়মগুলি মেনে চলা হয়:

- (১) সাধারণতঃ লঘু দ্রবণে উত্তপ্ত (বিশেষ ক্ষেত্রে শীতল) অবস্থায় অধঃক্ষেপণ করা হয়।
- (২) ধীরে ধীরে এবং সর্বক্ষণ নাড়তে নাড়তে বিকারক দ্রবণ মেশানো হয়। প্রয়োজনের একটু বেশী বিকারক দিতে হয়।

(৩) কেলোসিত অধঃক্ষেপ হলে জলগাহে নির্দিষ্ট সময়মত ডাইজেশন করা হয়।

(৪) উপরোক্ত লঘু দ্রবণ দ্বারা অধঃক্ষেপ ধুয়ে নেওয়া হয়।

(৫) প্রয়োজন হলে অধঃক্ষেপ উপরোক্ত দ্রাবকে দ্রবীভূত করে পুনরায় অধঃক্ষেপণ করা হয়।

4, 16. অধঃক্ষেপ ধোঁতি (*Washing of the precipitate*)—যখন কোন দ্রবণে অধঃক্ষেপণ করা হয় তখন ঐ দ্রবণে একাধিক পদার্থ দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। সুতরাং দ্রবীভূত পদার্থ কিছু কিছু অধঃক্ষেপের পৃষ্ঠদেশে লেগে থাকা স্বাভাবিক এবং এই ধোঁতি পদ্ধতির উদ্দেশ্য হচ্ছে ঐ সমস্ত লেগে থাকা পদার্থগুলির যতদূর সম্ভব অপসারণ। কোন দ্রবণ ব্যবহার করা হবে তা নির্ভর করে অধঃক্ষেপের রাসায়নিক ধর্ম ও দ্রবনীয়তার উপর। বিশুদ্ধ জল দ্বারা সাধারণতঃ ধোঁয়া হয় না, কারণ অধঃক্ষেপের আংশিক পেরটাইজেশন হবার সম্ভাবনা থাকে। অধঃক্ষেপের সাথে সাধারণ আয়ন (common ion) থাকে এবং সহজে উল্কারী এমন তড়িৎ বিশ্লেষণ পদার্থের লঘু দ্রবণ দ্বারা অধঃক্ষেপ ধুয়ে নেওয়া হয়। এই সব কারণে, অ্যামোনিয়াম লবণ, অ্যামোনিয়া দ্রবণ এবং লঘু অ্যাসিড সচরাচর ব্যবহার করা হয়। পরিস্রুত (filtrate) নিয়ে যদি বিশ্লেষণ করতে হয় তাহলে ধুয়ে নেওয়ার জন্য দ্রবণ ঠিক করা আরও সীমায়িত হয় যাতে পরবর্তী স্তরে ঐ দ্রবণ প্রতিক্রিয়া না হয়। অপদ্রব্য ধুয়ে নেওয়ার জন্য লক্ষিত পরিমাণ দ্রবণ ব্যবহার করা হয়। সাধারণতঃ বারে বারে অল্প পরিমাণ দ্রবণ দ্বারা ধোঁয়া হয়।

একবারে বেশী পরিমাণ দ্রবণ দিয়ে ধুলে যেটুকু অপদ্রব্য দূর হয়, সমান পরিমাণ দ্রবণ দিয়ে অল্প অল্প দ্রবণ ঢেলে বারবার ধুলে তার চাইতে অনেক বেশী পরিমাণ অপদ্রব্য অপসারিত হয়। অংক কষে এ কথার মর্ম সহজেই উপলব্ধি করা যায়। যখন অপদ্রব্যগুলি অধঃক্ষেপের গায়ে সাধারণভাবে লেগে থাকে, তখন আদর্শ অবস্থায় নিম্নলিখিত সমীকরণ ভালভাবে কার্যকরী হয়:

$$m_n = m_0 \left( \frac{u}{u+v} \right)^n$$

এখানে,  $m_n$  =  $n$ -বার ধোবার পর অপদ্রব্যের গাঢ়তা

$m_0$  = ধোবার পূর্বে অপদ্রব্যের গাঢ়তা

$u$  = অধঃক্ষেপ ধোবার পর যেটুকু ধোঁতি দ্রবণ অধঃক্ষেপের সাথে

থেকে যায়। ইহা মি.লি. এককে প্রকাশ করা হয়।

$\psi =$  প্রতিবার ধোবার জন্য ঘোঁতি দ্রবণের আয়তন। ইহা মি. লি. এককে প্রকাশ করা হয়।

এখন, যদি  $u = 1$  মি. লি. এবং  $\psi = 9$  মি. লি. হয়, তাহলে তিন বার ধোবার পর অপদ্রব্যের গাঢ়ত্ব সহস্রাংশ ( $10^{-3}$ ) কমে যায়। একবারে যদি ৯৭ মি. লি. ঘোঁতি দ্রবণ ব্যবহার করা হয় তাহলে অপদ্রব্যের গাঢ়ত্ব মাত্র দশাংশ পরিমাণ কমে।

## পঞ্চম অধ্যায়

### মাত্রিক বিশ্লেষণে ভ্রম (*Errors in Quantitative Analysis*)

5, 1. সংজ্ঞা—যখন আমরা নির্ভুল ভাবে কোন পদ্ধতির দ্বারা কোন পরিমাণ মাপার চেষ্টা করি, তখন আমরা বারংবার একই পদ্ধতিতে মাপে দেখি একই ফল পাচ্ছি কিনা এবং দেখা যায় যে প্রতিটি ফল এক হচ্ছে না, কম বেশী কাছাকাছি হচ্ছে। তখন আমরা সর্বাধিক সম্ভাব্য (most probable) ফল হিসাবে প্রতিটি ফলের গড় (mean) নিয়ে থাকি। কিন্তু এই গড় মান পরম মান,  $\mu$ , (true value) নাও হতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে এদের পার্থক্য কম হয়, কোন কোন ক্ষেত্রে বেশী হয়। পরম মান থেকে মাপন মানের  $\epsilon$ , (measured value) পার্থক্যকে মাত্রিক বিশ্লেষণে পরম ভ্রম (absolute error) বলে।

পরম ভ্রমকে পরম মান দ্বারা ভাগ করলে আপেক্ষিক ভ্রম (relative error) পাওয়া যায় এবং ইহা সচরাচর সহস্রকরা (p.p.t) অথবা শতকরা (%) হিসাবে প্রকাশ করা হয়। মনে কর সংকর ইম্পাতে ক্রোমিয়াম ধাতুর পরম মান হল 30.11 এবং বিশ্লেষণ করে পাওয়া গেল 30.14; তাহলে

$$\text{পরম ভ্রম হচ্ছে } 0.03 \text{ এবং আপেক্ষিক ভ্রম হচ্ছে } \frac{0.03 \times 100}{30.11} = 0.99\%$$

(অথবা সহস্র করা 0.99 ভাগ)।

কোন পরিমাণের পরম মান বিশ্লেষণ করে ঠিক করা যায় না, সেজন্য সর্বাধিক সম্ভাব্য ফলের সাথে মাপন মানের তুলনা করা হয়। মান নির্ণয়ে নির্ভুলতা (accuracy) ঠিক করা হয় পরম ভ্রম দ্বারা। পরম ভ্রম যত কম হবে নির্ভুলতা তত বেশী হবে। পরম ভ্রম শূন্য হলে মান পরম নির্ভুল অথবা সর্বাধিক সম্ভাব্য বলা হবে।

মাত্রিক বিশ্লেষণে ফলাফলের গাণিতিক গড়  $\bar{x}$ , (arithmetical mean) নেওয়া হয়, তারপর ঐ গড়মান থেকে প্রত্যেক মাপন মানের ভ্রম মাত্রা,  $S_i$ , (deviation) কত অংক কবে বের করা হয় এবং অবশেষে ঐ ভ্রম মাত্রার গড়,  $d$ , (mean deviation) নেওয়া হয়।

$$d = \frac{\sum S_i}{n} \quad (5.1)$$

$\sum Si$  = প্রত্যেক ভ্রম মাত্রার মোট যোগফল।

$n$  = মাপন সংখ্যা

ভ্রম মাত্রার গড়কে গাণিতিক গড়মান দ্বারা ভাগ করলে আপেক্ষিক ভ্রম মাত্রার গড়,  $D_R$ , পাওয়া যায় এবং শতকরা অথবা সহস্রকরা হিসাবে প্রকাশ করা হয়।

$$D_R = \frac{\sum Si}{\bar{S} \times n} \times 100 \quad (5.2)$$

উদাহরণ—সংকর ইস্পাত বিশ্লেষণ করে দেখা গেল তার মধ্যে শতকরা 30.22, 30.14, 30.08, 30.02, 30.11 ক্রোমিয়াম থাকে। এখন ভ্রম মাত্রার গড় ও আপেক্ষিক ভ্রম মাত্রার গড় কত?

$$\begin{aligned} \text{গাণিতিক গড়} &= \frac{30.22 + 30.14 + 30.08 + 30.02 + 30.11}{5} \\ &= 30.11 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ভ্রম মাত্রার গড়} &= \frac{0.11 + 0.03 + 0.03 + 0.09 + 0.00}{5} \\ &= 0.05 \end{aligned}$$

$$\text{অতএব, আপেক্ষিক ভ্রম মাত্রার গড়} = \frac{0.05 \times 100}{30.11}$$

অর্থাৎ হাজারে 1.7 ভাগ

মাত্রিক বিশ্লেষণে বারংবার যদি একই ফল পাওয়া যায় তাহলে বলব মাপনে যথার্থতা (precision) আছে। নির্ভুলতা দ্বারা মাপন ঠিক হয়েছে কিনা জানা যাবে, আর যথার্থতা দ্বারা জানা যাবে মাপনে বারংবার একই ফল পাওয়া গেছে কিনা।

এখন আমরা যদি  $n$  সংখ্যক ফলাফল বিবেচনা করি এবং তাদের পর পর  $s_1, s_2, s_3, \dots, s_{n-1}, s_n$  এই ভাবে চিহ্ন দিয়ে লিখি, তাহলে গাণিতিক গড় পাওয়া যাবে নিম্নলিখিত সূত্র হতে:

$$\bar{S} = \frac{s_1 + s_2 + s_3 + \dots + s_{n-1} + s_n}{n} \quad (5.3)$$

এবং প্রমাণ ভ্রমমাত্রা (standard deviation),  $D_s$ , পাওয়া যাবে:

$$\begin{aligned} D_s &= \sqrt{\frac{(s_1 - \bar{s})^2 + (s_2 - \bar{s})^2 + \dots + (s_n - \bar{s})^2}{n-1}} \\ &= \sqrt{\frac{\sum (s_i)^2}{n-1}} \quad (5.4) \end{aligned}$$

এখন সংকর ইম্পাত বিশ্লেষণের ফলাফল থেকে প্রমাণ ভ্রমমাত্রা কত হয় দেখা যাক।

$$D_s = \sqrt{\frac{(0.11)^2 + (0.03)^2 + (0.03)^2 + (0.09)^2 + 0}{5-1}}$$

$$= 0.072$$

এই সংখ্যা গড়মানকে বেশী বিশ্বাসযোগ্য করে তোলে। অবশ্য এ কথার অর্থ এই নয় যে, পরম মান অবশ্যই  $30.11 - 0.072$  থেকে  $30.11 + 0.072$  সীমার মধ্যে থাকবে। অনেকেই প্রমাণ ভ্রমমাত্রার স্বিগুন সংখ্যা ব্যবহার করে থাকেন যাতে সীমা রেখাটা বড় এবং ঐ সীমার মধ্যে পরম মান থাকার সম্ভাবনাটা আরও বেশী হয়। এই রীতি অনুসারে পূর্বোক্ত উদাহরণ যদি আলোচনা করা হয় তাহলে  $30.11 - 0.144 (= 29.966)$  থেকে  $30.11 + 0.144 (= 30.254)$ -র মধ্যে পরম মান থাকার সম্ভাবনা খুব বেশী হয়।

একই পরিমাণ পদার্থের বারংবার বিশ্লেষণ করে যে বিশ্লেষণ মান পাওয়া যায় তাদের মধ্যবর্তী মানকে (median value) অনেকে সর্বাধিক সম্ভাব্য মান হিসাবে বিবেচনা করেন এবং গাণিতিক গড় নেওয়ার প্রয়োজন মনে করেন না। আমরা যদি সংকর ইম্পাত বিশ্লেষণের ফলাফল আলোচনা করি তাহলে দেখি  $30.11$  হচ্ছে মধ্যবর্তী মান। এর থেকে বেশী দুটি ফলাফল সংখ্যা আছে এবং এর থেকে কম দুটি ফলাফল সংখ্যা আছে অর্থাৎ বহু সংখ্যক ফলাফল মানের মধ্যে মধ্যবর্তী মান হবে এমন সংখ্যা যার থেকে বেশী এবং কম সমান সংখ্যক ফলাফল মান আছে।

5. 2. ভ্রম বিভাগীকরণ (Classification of errors)—বিশ্লেষণ কালে যে সব ভ্রম হয়, সেগুলি কি ভাবে ঘটেছে তার উপর নির্ভর করে ভ্রম-গুলিকে প্রধান দুই ভাগে ভাগ করা হয়: (1) নিরন্তর ভ্রম (Constant errors), (2) আকস্মিক ভ্রম (accidental errors)।

1. নিরন্তর ভ্রম—একটু যত্নসহকারে বিশ্লেষণ করলে এই ধরনের ভ্রম-গুলি সহজে কমবেশী এড়ানো যায় অথবা এদের মান নির্ণয় করা যায়। নিরন্তর ভ্রমগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত গুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য:

(i) ব্যক্তিগত ভ্রম (personal errors)—প্রত্যেক বিশ্লেষণকারীর ব্যক্তিগত ত্রুটিজন্য এই ধরনের ভ্রম হয়ে থাকে। যেমন, কিছু ব্যক্তি আছেন যারা অন্তর্বিবন্দিতে হঠাৎ রঙের পরিবর্তন ঠিক ধরতে পারেন না, অথবা তুল্যদণ্ডে ওজন নিতে ভুল করেন, ইত্যাদি।

(ii) যান্ত্রিক ভ্রম (instrumental errors)—বিশ্লেষণকালে ব্যবহৃত


ঘটটিপূর্ণ বস্তুপাতি হতে এই ধরনের ভ্রম হয়ে থাকে। যেমন, ব্যুরেট, পিপেট, ইত্যাদি আয়তনিক কাচপাত্রের আয়তন মাত্রা যদি ঠিক না থাকে, তুলার ওজন যদি ঘটটিপূর্ণ হয়, তাহলে আয়তনিক ভ্রম হওয়া স্বাভাবিক।

(iii) বিকারক ভ্রম (Reagent errors)—বিকারকের মধ্যে অপদ্রব্য থাকলে, বিকারকের সাথে পাত্রের বিক্রিয়া ঘটলে, এই ধরনের ভ্রম হয়ে থাকে।

(iv) পদ্ধতিগত ভ্রম (Errors of method)—বিশ্লেষণ পদ্ধতি যদি ঘটটিপূর্ণ হয় অথবা পদ্ধতি অনুসারে ঠিকমত যদি না করা হয়, তাহলে এই ধরনের ভ্রম হয়ে থাকে। যেমন, অনুমাপন বিশ্লেষণে অ্যাসিড অথবা ক্ষারক প্রয়োজন মত বোঝা না করার জন্য বিক্রিয়া সম্পূর্ণ হয় নাই, অথবা পার্শ্ব বিক্রিয়া (side reaction) ঘটেছে, ইত্যাদি। সহ-অধঃক্ষেপণ, উত্তর-অধঃক্ষেপণ, বিবোজন, ইত্যাদি ধরনের ভ্রম তৌলিক বিশ্লেষণে ঘটে থাকে।

(v) অনুপাত ভ্রম (Proportional error)—প্রমাণ বিকারকে (standard reagent) যদি অপদ্রব্য থাকে তাহলে প্রমাণ দ্রবণও (standard solution) ঘটটিপূর্ণ হবে এবং এই ধরনের ভ্রমমাত্রার পরমমান নির্ভর করে বিকারকের মাত্রার উপর।

২. আকস্মিক ভ্রম—একজন ব্যক্তি অধিক বহু সহকারে একই পদ্ধতি অনুসারে পর পর কতকগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ফলাফলগুলি সব এক (same) হচ্ছে না, কিছু আলাদা হচ্ছে। বিশ্লেষণ সংখ্যা যদি অনেক বেশী করা হয় এবং ফলাফলগুলি ভ্রমমাত্রা (deviations)



একটি লেখ চিত্রে সাজানো যায়, তাহলে নিম্নরূপ একটি লেখ চিত্র (5.1 নং চিত্র) পাওয়া যায়। এই লেখ চিত্র থেকে জানা যায় যে, (ক) অল্প মাত্রার ভ্রমগুলি বারংবার ঘটে, (খ) বেশী মাত্রার ভ্রমগুলি অর্পেকাকৃত কম ঘটে,

এক (গ) একই মাত্রার ধন ও ঋণ (positive and negative) ভ্রমগুলি একই অনুপাতে ঘটবার সম্ভাবনা থাকে।

৫. ৩. ভ্রম হ্রাসীকরণ (*Minimisation of errors*)—নিম্নলিখিত যে কোন পদ্ধতিতে কিছু ভ্রম হ্রাস করা সম্ভব:

(i) ভ্রম সংশোধন—প্রমাণ (standard) বস্তুপাতির সাহায্যে সাধারণ বস্তুপাতির ভ্রম সংশোধন করাকে বলা হয় ক্যালিব্রেশন (*calibration*) অথবা বস্তুপাতি প্রমিত করণ। বিশ্লেষণের পূর্বে সর্বপ্রকার বস্তুপাতি প্রমিত করণ প্রয়োজন।

(ii) শূন্যস্থান মাপন (*Blank determination*)—কোন পদার্থের মাপনের সময় একই পদ্ধতি অনুসারে একই বিকারক দ্বারা ব্যবহার করে শুদ্ধমাত্র যে পদার্থটি মাপা হচ্ছে সেই পদার্থটি যোগ না করে পাশাপাশি আর একটি পরীক্ষাকার্য চালাবার পদ্ধতিকে শূন্যস্থান মাপন বলা হয়। পরীক্ষাকালে ব্যবহৃত বিকারকগুলি হতে অথবা ব্যবহৃত পাত্র হতে কোন অপদ্রব্যের সংমিশ্রণ ঘটলে এই উপায়ে তা সংশোধন করা হয়। এই পদ্ধতিতে যে অংকফল পাওয়া যায় তা আসল মাপনের অংকফল হতে বাদ দেওয়া হয়। তবে এই অংকফল যদি মাত্রাছাড়া হয় অর্থাৎ খুব বেশী হয় তাহলে এই উপায়ে সংশোধন করলেও ফলাফলের নির্ভুলতা ও যথার্থতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকে।

(iii) তুলনামূলক মাপন (*Comparative determination*)—কোন অজ্ঞাত বস্তুর কোন একটি উপাদানের পরিমাণ যথাসম্ভব নির্ভুলভাবে নির্ণয় করার জন্য পাশাপাশি এমন পরিচিত প্রমাণ বস্তু (*standard substance*) নেওয়া হয় যার মধ্যে প্রায় একই পরিমাণের ঐ উপাদান আছে। তারপর একই পরীক্ষা প্রণালী অনুসারে উভয় বস্তুকেই বিশ্লেষণ করা হয়। অজ্ঞাত বস্তুকে ঐ উপাদানের পরিমাণ (ওজন) নিম্নলিখিত সূত্র থেকে গণনা করা হয়:

$$\frac{\text{অজ্ঞাত বস্তুর ফলাফল}}{\text{প্রমাণ বস্তুর ফলাফল}} = \frac{\text{অজ্ঞাত বস্তুতে উপাদানের ওজন}}{\text{প্রমাণ বস্তুতে উপাদানের ওজন}}$$

(iv) দুই বা ততোধিক প্রমাণ পদ্ধতির ব্যবহার (*Use of two or more standard methods*)—কতকগুলি ক্ষেত্রে কোন বস্তুর পরিমাণ নির্ণয়ে নির্ভুলতা যাচাই করার জন্য ঐ বস্তুকে বিভিন্ন প্রমাণ পদ্ধতির সাহায্যে বিশ্লেষণ করা হয়। যেমন, কপার আয়ন  $\text{Cu}^{2+}$  হিসাবে তৌলিক বিশ্লেষণ করা যায়, আবার আয়োডোমেট্রিক (*iodometric*) পদ্ধতিতে



আন্তর্জনিক বিশ্লেষণ করা যায়, আবার যান্ত্রিক বিশ্লেষণ (instrumental analysis) দ্বারাও মাপা যায়। এই তিন প্রকার অথবা দুই প্রকার বিশ্লেষণ পদ্ধতি দ্বারা কপার আয়নের পরিমাণ নির্ণয়ে নিভুলতা যাচাই করা যায়।

(৩) পুনরাবৃত্তি মাপন (Repeated determination)—ফলাফলের যথার্থতা (Precision) ঠিক করার জন্য একই পদ্ধতিতে বারংবার বিশ্লেষণ করা হয়।

৫. ৪. বাতিলযোগ্য মাপন মান (Rejection of measurements)—অনেক সময় একই পরিমাণ বস্তুর বিশ্লেষণ ফলাফলগুলির মধ্যে দু-একটি মান সংখ্যা অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়, কারণ তাদের মান অন্যান্যগুলির থেকে অনেকটা তফাৎ হয়ে যায়। সাধারণতঃই তখন মনে ইচ্ছা জাগে ঐ অবিশ্বাস্য মান সংখ্যাগুলিকে বাতিল করার, তারপর গাণিতিক গড় নেওয়ার। গাণিতিক সম্ভাব্যতার দৃষ্টিকোণ থেকে এই বাতিলকরণ ঠিক হয়েছে, কি হয় নাই, তা স্থির করার বিভিন্ন নিয়মের ব্যবহার আছে।

একটি নিয়ম অনুসারে সন্দেহজনক মান সংখ্যাগুলিকে প্রথমে বাতিল করা হয় এবং বাকী মান সংখ্যাগুলির গাণিতিক গড় ও ভ্রম মাত্রার গড় ঠিক করা হয়। যদি  $S_i \geq 4d$  হয় অর্থাৎ সন্দেহজনক মান সংখ্যার ভ্রমমাত্রা যদি ভ্রমমাত্রার গড়মানের চতুর্গুণ অপেক্ষা বেশী অথবা সমান হয় তাহলে ঐ সন্দেহজনক সংখ্যার বাতিলকরণ গাণিতিক নিয়মানুসারে যথার্থ বলে বিবেচিত হবে।

# ଦ୍ଵିତୀୟ ଭାଗ

## ପରୀକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି

## ষষ্ঠ অধ্যায়

অজৈব রসায়নের আঙ্গিক বিশ্লেষণে পরীক্ষা পদ্ধতি

(*Experimental Technique of Qualitative Inorganic Analysis*)

বিশ্লেষণকালে পরীক্ষণীয় বস্তুর মাত্রা বিভিন্ন হতে পারে। সেজন্য বস্তুর পরিমাণের উপর নির্ভর করে বিশ্লেষণকে তিনটি প্রধান পর্যায়ে ভাগ করা হয়:

(ক) প্রমাণ পরিমাণ বিশ্লেষণ (Macro analysis)—এই বিশ্লেষণে মোট বস্তুর পরিমাণ হয় ০.৫ থেকে ২.০ গ্রাম এবং দ্রবণের আয়তন হয় প্রায় ২০ — ৫০ মিলি।

(খ) উন-পরিমাণ বিশ্লেষণ (Semimicro analysis)—এই বিশ্লেষণে বস্তুর নিম্ন মাত্রা হয় ০.০২ গ্রাম এবং দ্রবণের আয়তন হয় ১ — ২ মিলি।

(গ) লেশ পরিমাণ বিশ্লেষণ (Micro analysis)—এই বিশ্লেষণে মোট বস্তুর পরিমাণ ০.০১ গ্রাম অথবা তারও কম হয়।

এই বিভাগীকরণ অতিস্পষ্ট সীমারেখা দ্বারা চিহ্নিত নয়, তবে মোটামুটিভাবে একটা সীমারেখা টানা হয়েছে।


## বিশ্লেষণ রীতি

### ৬. ১. শুষ্ক বিক্রিয়া (Dry reaction)

১. তাপ বিক্রিয়া (Action of heat)—কাচের ছোট পরীক্ষানলে (৪×২ সে.মি.) সাধারণতঃ এই পরীক্ষা করা হয়। সামান্য পরিমাণ কঠিন বস্তু পরীক্ষানলে নিয়ে বুনসেন দীপে উত্তপ্ত করা হয়। বস্তুটি গলে যেতে পারে, বিয়োজিত (decomposed) হতে পারে, উর্ধ্বপাতিত (sublimed) হতে পারে, রঙের পরিবর্তন হতে পারে, অথবা নির্দিষ্ট ধর্মযুক্ত গ্যাস নির্গত হতে পারে।



২. ফুৎকার শিখার (Blowpipe flame) পরীক্ষা—এই পরীক্ষার জন্য প্রায় পাঁচ সে.মি. লম্বা উজ্জ্বল বুনসেন শিখার প্রয়োজন। বাঁকনের মধ্যটি শিখার ঠিক বাইরে রেখে আস্তে আস্তে ফুৎ দিলে কিছুরকিছু শিখা পাওয়া যায় (৬, ১ নং চিত্র) এবং ফুৎকার শিখার অন্তরতর শংকু (inner

cone) দিয়ে পরীক্ষণীয় বস্তুটিকে উত্তপ্ত করা হয়। জারক শিখা পেতে হলে বাকিনলের মূখ্যটি শিখার এক-তৃতীয়াংশ ভিতরে রেখে বেশ জোরে ফুঁ দিতে হয় এবং ফুঁৎকার শিখার অগ্রভাগ (extreme tip) দিয়ে পরীক্ষণীয়






6.1 চিত্র


বস্তুটিকে উত্তপ্ত করা হয়। এই পরীক্ষা করার জন্য একটি কাঠকয়লার খণ্ড নেওয়া হয় এবং ছুঁরি দ্বারা তার মধ্যে একটি ছোট গর্ত করা হয়। পরীক্ষণীয় বস্তু ঐ গর্তে নেওয়া হয় এবং প্রয়োজন মত জারক অথবা বিজারক শিখায় উত্তপ্ত করা হয়।



প্রয়োজন হলে পরীক্ষণীয় বস্তুটিকে ম্লিগ্ধূর্ণ পরিমাণ অনাদ্র সোডিয়াম কার্বনেটের (অথবা সমপরিমাণ সোডিয়াম কার্বনেট ও পটাসিয়াম কার্বনেট মিশ্রণ) সাথে মেশান হয় এবং পুনরায় কাঠকয়লার ম্লিতীয় গর্তে নিয়ে বিজারক শিখায় উত্তপ্ত করা হয়। সোডিয়াম কার্বনেট দেওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে খাতব লবণকে উত্তপ্ত করে প্রথমে কার্বনেটে, তারপর অক্সাইডে রূপান্তরিত করা—যাতে বিজারণ ক্রিয়া সহজে সম্পন্ন হয়। উপরন্তু  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  বিগলক (flux) হিসাবে কাজ করে এবং গলিত অবস্থায় নীচে ঢাকা খাতুর দানা গুলিকে জারণক্রিয়া থেকে রক্ষা করে। সোডিয়াম কার্বনেটের সাথে সমপরিমাণ পটাসিয়াম কার্বনেট মেশালে মিশ্রণের গলনাংক কমে যায় এবং তাতে কাজের সুবিধা হয়।



এইভাবে পরীক্ষাকার্য শেষ হবার পর যদি অগলনীয় সাদা অবশেষ থাকে তাহলে ঐ অবশেষের উপর এক অথবা দুই ফোঁটা লব্ধ কোবাল্ট নাইট্রেট দ্রবণ মিশিয়ে বাকিনলের জারক শিখায় উত্তপ্ত করা হয়।




অগলনীয় সাদা

অবশেষ



নীল

3. দীপ শিখায় পরীক্ষা (Flame tests)—দীপ শিখায় পরীক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করার পূর্বে দীপ শিখা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন। দীপ শিখা দুই প্রকারের হয়—(1) দীপ্ত শিখা, এবং (2) দীপ্তিহীন শিখা (6, ২নং চিত্র)।



৬.২ চিত্র

বায়ু নিরন্তরক ঘূর্ণিয়ে বায়ুর প্রবেশম্ভার সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দিলে দীপ্ত শিখার (Luminous flame) সৃষ্টি হয় এবং বায়ুর প্রবেশম্ভার

উন্মুক্ত করে দিলে দীপ্তিহীন শিখার (Non-luminous flame) সৃষ্টি হয়।

এই শিখাকে চারটি মণ্ডলে ভাগ করা যায়:

(i) ভিতরের অন্ধকার মণ্ডল, ক গ খ, (Dark inner zone)—এই অংশে গ্যাসের কোন দহন হয় না।

(ii) ঘননীল মণ্ডল, ক ঘ খ গ, (Inner blue zone)—অন্ধকার মণ্ডলের চারপাশে এই মণ্ডল এবং এই অংশে আংশিক দহনের ফলে কার্বন মনোক্সাইড উৎপন্ন হয়। ভিতরের অন্ধকার মণ্ডল ও ঘন নীল মণ্ডলের সংযোগ স্থল হচ্ছে নিম্ন বিজারক মণ্ডল (Lower reducing zone)।


(iii) উজ্জ্বল দীপ্ত মণ্ডল, ক চ খ ঘ, (Bright luminous zone)—এই অংশে গ্যাসের আংশিক দহন হয় এবং সোনালী হলুদ রঙের শিখা দেখা যায়। গ্যাসের কার্বন এই অংশে বিযুক্ত হয়। এই মণ্ডলকে বলা হয় উচ্চ বিজারক মণ্ডল (Upper reducing zone) এবং এই সোনালী শিখাকে বলা হয় বিজারক শিখা (Reducing flame)। যখন বায়ু-নিয়ন্ত্রক ঘূরিয়ে বায়ুর প্রবেশ স্ফার আংশিক উন্মুক্ত করা হয় তখন অধিক অক্সিজেনের উপস্থিতিতে গ্যাসের আংশিক দহন আর হয় না। সেজন্য উজ্জ্বল দীপ্ত মণ্ডল ছোট হয়ে ঘন নীল মণ্ডলের সাথে মিশে যায়, পৃথক করে বোঝা যায় না।

(iv) নীলাভ মণ্ডল, ক ছ খ চ, (Blue non-luminous zone)—দীপ্ত মণ্ডলে চারপাশে এই মণ্ডলে বায়ুর সংযোগে গ্যাসের দহন সম্পূর্ণ হয়। এই শিখাকে বলা হয় জারক শিখা (Oxidising flame)। যখন বায়ু-নিয়ন্ত্রক ঘূরিয়ে বায়ুর প্রবেশ স্ফার বন্ধ করা হয় তখন এই শিখা এত ছোট হয়ে যায় যে প্রায় দেখা যায় না এবং এই শিখার সাহায্যে কাজ করাও যায় না। বায়ুর প্রবেশস্ফার উন্মুক্ত করে দিলে এই শিখার আয়তন বেড়ে যায় এবং এই শিখাকে কাজে লাগানো হয়। দীপনের মৃথের কাছে নীচের অংশে এই শিখার উত্তাপ কম থাকে এবং ঐ অংশকে বলা হয় নিম্ন তাপ মণ্ডল (Lower temperature zone)। এই শিখার মাঝামাঝি জায়গায় উত্তাপ সবচেয়ে বেশী থাকে এবং এই অংশকে বলা হয় উচ্চ তাপ মণ্ডল (Hottest portion of flame)। এই শিখার অগ্রভাগকে বলা হয় উচ্চ জারক মণ্ডল (Upper oxidising zone) এবং নীচের অংশকে বলা হয় নিম্ন জারক মণ্ডল (Lower oxidising zone)।

এখন আমরা দীপ শিখা পরীক্ষা বিষয়ে আলোচনা করব। আমরা জানি ধাতব ক্লোরাইডগুলি দীপ্তিহীন শিখায় উদ্ভাসী এবং বিশেষ বিশেষ রঙানি


শিখার সৃষ্টি করে। সেজন্য দীপ শিখা পরীক্ষায় একটি 5 সে.মি. লম্বা (0.03 — 0.05 মি.মি. ব্যাস) সরু প্লাটিনামের তার নিয়ে একটি ছোট কাচদণ্ডের এক প্রান্তে লাগিয়ে নেওয়া হয়। এই কাচদণ্ডটি হাতল হিসাবে কাজ করে। একটি ঘড়ি কাচে (watch glass) গাড় হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড নেওয়া হয়, তারপর প্লাটিনামের তারটি ঐ অ্যাসিডে চুবিয়ে দীপ্তিহীন শিখার উচ্চতাপ মণ্ডলে ধরা হয়। এইভাবে কয়েকবার শিখায় ধরলে তারটি পরিষ্কার হয়ে যায়। পরিষ্কার প্লাটিনাম তার দীপ্তিহীন শিখায় ধরলে কোন রঙীন শিখা তৈরী হয় না। সুতরাং রঙীন শিখা না হলে বুঝতে হবে তারটি ধাতব আয়ন মুক্ত হয়েছে এবং এখন এই তার দ্বারা কোন পরীক্ষণীয় বস্তু দীপ শিখায় পরীক্ষা করা চলবে। তারটি প্রথমে গাড় HCl-এ ভিজিয়ে নেওয়া হয়, তারপর তারটিকে পরীক্ষণীয় বস্তুর সংস্পর্শে আনা হয়। বস্তুর দৃ-একটি দানা ঐ ভিজে তারে লেগে যায়। এখন তারটিকে দীপ্তিহীন শিখার নিম্ন জ্বারক মণ্ডলে ধরা হয় এবং শিখার রঙ ও বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা হয়। উদ্বায়ী ধাতব ক্লোরাইডগুলি উচ্চ তাপে ভেঙ্গে যায় এবং যথার্থ ধাতব পরমাণু তাদের নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য-যুক্ত বর্ণালী (spectra) তৈরী করে।

4. সোহাগা-গুটিকা পরীক্ষা (Borax bead test)—আগে দীপশিখা পরীক্ষায় আলোচনা করা হয়েছে ঐ রকম একটি প্লাটিনাম তার নেওয়া হয় এবং আগায় একটি ছোট বলয় (loop) তৈরী করা হয়। তারের বলয়টিকে প্রথমে বুনসেনদীপে উত্তপ্ত করে লাল করা হয়, তারপর খুব তাড়াতাড়ি গুড়া সোহাগার মধ্যে রাখা হয়। কিছু পরিমাণ সোহাগা ( $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ ) ঐ তারের বলয়ের চারপাশে লেগে যায়। এখন বলয়টি দীপ্তিহীন শিখার উচ্চ তাপ মণ্ডলে ধরলে প্রথমে কেলাস জল (water of crystallization) হারিয়ে সোহাগার খই তৈরী হয়, তারপর ধীরে ধীরে কাচের মত স্বচ্ছ বর্ণহীন গুটিকায় পরিণত হয়।



উত্তপ্ত অবস্থায় গুটিকাটি পরীক্ষণীয় বস্তুর দৃ-একটি দানার সংস্পর্শে রাখা হয়। প্রথমে দানা সহ গুটিকাটি নিম্ন বিজারক শিখায় ধরা হয়, ভিতরের অক্ষকার মণ্ডলে ঠান্ডা করা হয় এবং গুটিকার রঙ লক্ষ্য করা হয়।

তারপর নিম্ন জারক শিখায় ধরা হয়, বাইরে এনে ঠাণ্ডা করা হয় এবং পুনরায় গুঁটিকার রঙ লক্ষ্য করা হয়। কপার, ক্রোমিয়াম, ম্যাঙ্গানীজ, আইরন, কোবাল্ট এবং নিকেল লবণ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রঙীন গুঁটিকা তৈরী করে। রঙীন ধাতব বোরোট তৈরী হয় বলে আমরা রঙীন গুঁটিকা দেখতে পাই। ধাতুর বিভিন্ন জারক অবস্থার জন্য জারক ও বিজারক শিখায় একই ধাতুর ভিন্ন রঙের গুঁটিকা দেখতে পাই। উদাহরণ হিসাবে কপার লবণের কথা ধরা যাক। জারক শিখায় কপার লবণের সাথে কিউপ্রিক মেটাবোরেট উৎপন্ন হয় :



কিউপ্রিক মেটাবোরেট


(নীল)




অরথোবোরেট

বিজারক শিখায় দ্রুতকমের বিক্রিয়া হতে পারে :


(i) রঙীন কিউপ্রিক বোরোট বিয়োজিত হয়ে বর্ণহীন কিউপ্রাস মেটাবোরেট উৎপন্ন হয়।



(ii) কিউপ্রিক বোরোট বিয়োজিত হয়ে ধাতব কপারে পরিণত হয় এবং গুঁটিকা অস্বচ্ছ লাল রঙের দেখায়।



অনেকে মনে করেন ধাতব মেটাবোরেট সোডিয়াম মেটাবোরেটের সাথে সংযুক্ত হয়ে জটিল বোরোট তৈরী করে।



5. মাইক্রোকস্মিক গুঁটিকা পরীক্ষা (Microcosmic bead test) —

সোহাগার পরিবর্তে মাইক্রোকস্মিক লবণ,  $\text{Na}(\text{NH}_4)\text{HPO}_4 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ , নিয়ে অনুরূপ গুঁটিকা পরীক্ষা করা যায়। স্বচ্ছ বর্ণহীন যে গুঁটিকা পাওয়া যায় তার মধ্যে থাকে সোডিয়াম মেটাফসফেট :





এই সোডিয়াম মেটাফসফেট ধাতব অক্সাইডের সাথে মিলিত হয়ে স্বচ্ছ রঙীন গদাটিকা উৎপন্ন করে। সোহাগা গদাটিকার মত আইক্লোকস্মিক গদাটিকা ধাতব লরণের একই প্রকার স্বচ্ছ রঙীন গদাটিকা উৎপন্ন করে:



সোহাগা গদাটিকার থেকে এই গদাটিকার রঙ বেশী উজ্জ্বল হওয়ার জন্য অনেকে এই গদাটিকা পরীক্ষা বেশী পছন্দ করেন। তবে অ্যাসিডীয় অক্সাইডগুলি বিশেষ করে সিলিকা,  $\text{SiO}_2$ , এই গদাটিকায় দ্রবীভূত হয় না। কোন সিলিকেট নিয়ে উত্তপ্ত করলে সিলিকা বিয়োজিত হয়ে ঐ গদাটিকার উপর ভাসতে থাকে অর্থাৎ গলিত অবস্থায় আমরা তথাকথিত সিলিকা কংকাল (skeleton) দেখতে পাই। সিলিকার উপস্থিতি নির্ণয়ে এই বিক্রিয়া পদ্ধতি কাজে লাগানো হয়:



তবে মনে রাখা দরকার যে কিছু সিলিকেট এই গদাটিকায় দ্রবীভূত হয়ে যায়। সুতরাং সিলিকা কংকাল না দেখতে পেলেই সিলিকা (সিলিকেট) অনুপস্থিত একথা ঠিক নয়।

## 6. 2. আর্দ্র বিক্রিয়া (Wet reactions)

আগিক বিশ্লেষণে বেশিরভাগ বিক্রিয়া আর্দ্র অবস্থায় ঘটে অর্থাৎ পরীক্ষণীয় বস্তুর দ্রবণ নিয়ে বিশ্লেষণ করা হয় এবং বিশ্লেষণকালে রঙের পরিবর্তন, অধঃক্ষেপণ, অথবা কোন গ্যাসের নির্গমন লক্ষ্য করা হয়। পরবর্তী অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। এখানে শুধু পরীক্ষা পদ্ধতি বিষয়ে প্রয়োজনীয় আলোচনা করা হচ্ছে।

আর্দ্র পরীক্ষাকালে সাধারণতঃ পরীক্ষা-নল ( $15 \times 2$  সে.মি.), বীকার (50, 100, 200 মি.লি.), শংকু কুপী (conical flask) (50, 100 মি.লি.), পর্সেলীন খপ্পর (porcelain basin) (50, 100 মি.লি.), ফানেল, পরিমাণ মত লম্বা কাচের সরু দণ্ড ও নল (4 মি.মি. ব্যাস), ইত্যাদি কাচের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়। কাচের নল ও দণ্ড ব্যবহার করার পূর্বে অগ্নিভাগটি বুনসেন দীপে উত্তপ্ত করে খোঁচ বিহীন করে নেওয়া হয়। বর্তমানে কাচের জলকুপী (wash bottle) পরিবর্তে পলিথিনের বোতল ব্যবহার করা হয়।

অধঃক্ষেপণ—অধঃক্ষেপণ সম্পূর্ণ করার জন্য দ্রবণে কিশিৎ অধিক বিকারক


দ্রবণ মেশাতে বলা হয়। কতখানি বিকারক দ্রবণ মেশাতে হবে বুঝতে না পারলে প্রথমে প্রমাণ আয়তনের বিকারক দ্রবণ মেশাতে হয়, তারপর ছাঁকন কাগজে ছেঁকে নিয়ে পরিমিতের সাথে আরও কয়েক ফোঁটা বিকারক দ্রবণ মিশিয়ে দেখতে হয় আরও অধঃক্ষেপণ হচ্ছে কিনা। যদি অধঃক্ষেপণ হয় তাহলে আরও কিছু পরিমাণ বিকারক দ্রবণ মেশাতে হয়। একবারে প্রয়োজনের খুব বেশী পরিমাণ বিকারক মেশালে জটিল আয়ন উৎপন্ন করে আংশিক অধঃক্ষেপণ হতে পারে। তাছাড়া অম্বা বিকারক দ্রব্য নষ্ট করা উচিত নয়।

হাইড্রোজেন সালফাইড সহযোগে অধঃক্ষেপণ—আণবিক বিশ্লেষণে এই প্রক্রিয়ার বিশেষ গুরুত্ব আছে। দুভাবে এই প্রক্রিয়া সমাপন করা হয়ঃ (1) বদ-বদ পদ্ধতি (bubbling method), (2) চাপ পদ্ধতি (pressure method)।

1. বদ-বদ পদ্ধতি—যদিও সচরাচর বদ-বদ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়ে থাকে আমরা এই পদ্ধতিকে সমর্থন করব না প্রধানতঃ দুটি কারণে—(ক) অ্যাসিডীয় মাধ্যমে বদ-বদ গারে  $H_2S$  গ্যাস খুব অল্প মাত্রায় শোষিত হয় এবং বেশীর ভাগ গ্যাস কাজে না লেগে অম্বা নষ্ট হয়; (খ)  $H_2S$  গ্যাস খুব বিষাক্ত এবং এই নষ্ট গ্যাস আবহাওয়াকে বিষাক্ত করে তোলে।

এই পদ্ধতিতে একটি খোলা বীকারে অথবা পরীক্ষানলে পরীক্ষণীয় দ্রবণ নেওয়া হয় এবং তার মধ্য দিয়ে বদ-বদ আকারে  $H_2S$  গ্যাস চালনা করা হয়।

2. চাপ পদ্ধতি—এই পদ্ধতি সকলেই সমর্থন করেন। বদ-বদ পদ্ধতির সাথে এই পদ্ধতির তফাৎ কেবল এই পদ্ধতিতে খোলা বীকারের পরিবর্তে ছিপি দ্বারা বন্ধ শংকুকুপী অথবা পরীক্ষা-নল ব্যবহার করা হয় (6.3 নং চিত্র)। কিছুক্ষণ  $H_2S$  গ্যাস চালনা করার পর বদ-বদ বন্ধ হয়ে যায়।




6.3 চিত্র

তখন বুঝতে হবে যে দ্রবণটি  $H_2S$  গ্যাস দ্বারা সম্পৃক্ত হয়েছে এবং অধঃক্ষেপণ সম্পূর্ণ হয়েছে।

অধঃক্ষেপ ছাঁকন, ধোঁতি, স্থানান্তরিতকরণ, শুষ্কীকরণ, ইত্যাদি প্রক্রিয়া মাত্রিক বিশ্লেষণে পরীক্ষা পদ্ধতি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে (সপ্তম অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

### 6. 3. উন-পরিমাণ বিশ্লেষণ (Semimicro Analysis)


উন-পরিমাণ বিশ্লেষণে পরীক্ষা পদ্ধতি সবই সাধারণ বিশ্লেষণের মতই, কেবলমাত্র দ্রবণ হতে অধঃক্ষেপ পৃথক করার জন্য ছাঁকনের পরিবর্তে সেন্ট্রিফিউজ (centrifuge) ব্যবহার করা হয় এবং অল্প মাত্রায় পরীক্ষণীয় দ্রবণ ও বিকারক ব্যবহার করার জন্য ছোট আকারের কাচের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয় (6.4 নং চিত্র); যেমন, পরীক্ষা-নল,  $7.5 \times 1$  সে.মি. (4 মি.লি.) এবং  $10 \times 1.2$  সে.মি. (8 মি.লি.); বীকার (5, 10,



6.4 চিত্র

20 মি.লি.); বিকারক বোতল (50, 100 মি.লি.); ইত্যাদি। ছোট পাত্রে সামান্য পরিমাণ দ্রবণ নিয়ে কাজ করতে হলে প্রতিটি পরীক্ষাস্তরে বিশেষ যত্ন নেওয়া ও সাবধান হওয়া প্রয়োজন। প্রয়োজন অনুসারে পদ্ধতির ইতর বিশেষ পরিবর্তন সাপেক্ষ এবং এটা নির্ভর করে ব্যক্তিগত সাধারণ বুদ্ধির উপর। যেমন, বাষ্পীভবন প্রক্রিয়ার উত্তপ্ত করার সময় ছোট দীপ (semimicro burner) ব্যবহার করতে হবে এবং উত্তপ্ত করার সময় পাত্র হতে দ্রবণ যাতে ছিটকিয়ে না পড়ে তার জন্য মাঝে মাঝে দীপ শিখা সরিয়ে নিরে আসতে হবে। সবচেয়ে নিরাপদ হচ্ছে অ্যাজবেসটস (asbestos) পাতের পরিবর্তে ছোট জলগাহ (water bath) ব্যবহার করা।

১. সেন্ট্রিফিউজ—উন-পরিমাণ বিশ্লেষণে দ্রবণ হতে অধঃক্ষেপ পৃথক করার জন্য ফিলটার কাগজ দ্বারা ছাঁকন প্রণালী অনুসরণ করা হয় না। তার পরিবর্তে সেন্ট্রিফিউজ ব্যবহার করে সহজে কম সময়ে পৃথক করা হয়। সাধারণতঃ হাত-সেন্ট্রিফিউজ (hand centrifuge) ব্যবহার করা হয়। পরীক্ষাকালে অধঃক্ষেপসহ দ্রবণ একটি ছোট সেন্ট্রিফিউজ-নলে ( $7.5 \times 1$  সে.মি.) নেওয়া হয় এবং অনুরূপ আর একটি সেন্ট্রিফিউজ-নলে ঐ দ্রবণের সমপরিমাণ ওজনে জল নেওয়া হয়। তারপর নল দুটিকে পরস্পর বিপরীত দিকে অবস্থিত খাতু নির্মিত খোলে (bucket) রাখা হয় এবং কিছুক্ষণ ঘোরানো হয়। ঘোরাবার পর থামলে নলটিকে খোল থেকে বের করে দেখা যায় যে, অধঃক্ষেপ ঐ নলের একদম নীচে স্থিতিয়ে গেছে। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় অপকেন্দ্রণ (centrifugation)। এরপর কৈশিক ড্রপারের (capillary dropper) সাহায্যে উপরের স্বচ্ছ দ্রবণ সরিয়ে ফেলা হয়। খুব যত্ন সহকারে এটি করতে হয়। বাম হাতে সেন্ট্রিফিউজ-নলটি সামান্য কাত করে ধরতে হয়, ডান হাতে থাকে ড্রপারের রাবার বোঁটা (rubber teat)। বোঁটার চাপ দিলে হাওয়া বের হয়ে আসে, তারপর ধীরে ধীরে ড্রপারের কৈশিক প্রান্তটি দ্রবণের মধ্যে কিছুটা



৫.৫ চিত্র

ঢুকিয়ে দেওয়া হয় (৫.৫-নং চিত্র)। ধীরে ধীরে চাপ কম করলে দ্রবণের কিছু অংশ ড্রপারের ভিতর ঢোকে। তখন কৈশিক প্রান্তটি দ্রবণের আরও

নীচে নিরেে ষাওয়া হয় এবং ধীরে ধীরে চাপ কমিয়ে দ্রবণটি ড্রপারের ভিতর নেওয়া হয়। এই ভাবে খুব বল্প সহকারে শুদ্ধদ্রাৱ দ্রবণটি সেন্টিফিউজ-নল থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়। অধঃক্ষেপ ঐ নলের নীচেই পড়ে থাকে। প্রয়োজন অনুসারে জল অথবা অন্য দ্রাবক দিয়ে অধঃক্ষেপ ধুয়ে নেবার পর অধঃক্ষেপ নির্দিষ্ট দ্রাবকে দ্রবীভূত করা হয়, অথবা জল কিংবা অন্য দ্রাবক মিশিয়ে নাড়া দিয়ে অন্য পাত্রে স্থানান্তরিত করা হয়। ছোট নিকেলের চামচ দিয়েও অধঃক্ষেপ স্থানান্তরিত করা হয়।


অপকেন্দ্রণের কতকগুলি সূবিধা আছেঃ (ক) অল্প দ্রাৱ্য অধঃক্ষেপ হলেও সহজে দেখা যায় ও বোঝা যায়, আপেক্ষিক পরিমাণও অনুমান করা যায়।

(খ) সহজে ভালভাবে এবং অল্প সময়ে অধঃক্ষেপ ধুয়ে নেওয়া যায়।

(গ) কম সময় লাগে।

(ঘ) গাঢ় অ্যাসিড, ক্ষারক অথবা অন্য ক্ষয়কর (corrosive) দ্রাবকের উপস্থিতিতে সহজে কাজ করা যায়।

রক্ষাকারী ধাতু নির্মিত খোলসহ একটি ছোট দ্র-নল বিশিষ্ট হাত-সেন্টিফিউজ (৫.৫ নং চিত্র) যদি ঠিকমত তৈরী করা হয় তাহলে প্রতি



৫.৫ চিত্র

মিনিটে দুই থেকে তিন হাজার বার ঘুরবে। সেন্টিফিউজের মাথাটা যে মধ্যবর্তী দন্ডের উপর ভর দিয়ে ঘোরে ঐ দন্ডের অগ্রভাগে একটি স্ক্রু পের্চিয়ে রাখা ভাল, তাহলে খোলসহ মাথাটা আর বের হলে আসতে পারে না এবং দুর্ঘটনা ঘটবার অবকাশ থাকে না। হাত-সেন্টিফিউজ অল্প ব্যয়ে সন্তোষজনক ফল দেয়।

যখন হাত-সেন্সিট্রিফিউজ ব্যবহার করা হবে, তখন নিম্নলিখিত মন্তব্য-  
গুলি স্মরণ রাখা উচিত :

(ক) নল দুটি একই আকারের ও ওজনের হবে।

(খ) পরীক্ষণীয় দ্রবণ দিয়ে নলটি কখনই সম্পূর্ণ ভর্তি করা উচিত নয়;  
অন্ততঃ এক সেন্টিমিটার বেন খালি থাকে।

(গ) ঘোরাবার পূর্বে অপর নলটিও দ্রবণের সমপরিমাণ জল দিয়ে ভর্তি  
করতে হবে।


(ঘ) প্রথমে ধীরে স্বচ্ছন্দভাবে (smoothly) ঘোরান আরম্ভ করতে হয়,  
তারপর হাতল ঘূরিয়ে সর্বোচ্চ বেগ আনতে হয়। হাতলটি সরিয়ে নিলে  
বেগ আপনা থেকেই কমে আসে এবং এক সময় একেবারে থেমে যায়। হাত  
দিয়ে বেগ কমানো উচিত নয়। এতে নলে ও দ্রবণে কাঁপন লাগে, অধঃক্ষেপ  
আবার নাড়া খেয়ে ছাড়িয়ে পড়ে এবং অনেক সময় নলটি ভেঙে যায়।

(ঙ) কানা ভাঙা অথবা ফাটা সেন্সিট্রিফিউজ-নল কখনও ব্যবহার করা  
উচিত নয়।

2. অধঃক্ষেপ ধৌতি (Washing of precipitates)—অধঃক্ষেপের সাথে  
কিছু পরিমাণ দ্রবণ (অন্যান্য আয়ন) সর্বদাই থেকে যায়, সেজন্য অধঃক্ষেপ  
ধুয়ে নেওয়া প্রয়োজন, নতুবা দ্রবণে অবস্থিত অন্যান্য আয়নগুলি পরীক্ষা-  
কার্কে বিঘ্ন ঘটাবে। সাধারণতঃ ধুয়ে নেওয়ার জন্য দ্রাবক হিসাবে জল  
অথবা লঘু বিকারক সহ জল (সাধারণ আয়ন প্রভাব) অথবা কোন তড়িত  
বিশ্লেষ্য পদার্থের (যেমন, অ্যামোনিয়াম লবণ) লঘু দ্রবণ ব্যবহার করা হয়।  
বিশুদ্ধ জল অনেক সময় কোলয়েডীয় দ্রবণ তৈরী করে (পেপ্‌টাইজেশন)।  
কার্কে বিঘ্ন ঘটাবে। সাধারণতঃ ধুয়ে নেওয়ার জন্য দ্রাবক হিসাবে জল  
অথবা উপযুক্ত দ্রবণ মেশানো হয় এবং প্লাটিনাম তার অথবা সরু কাচদণ্ড  
দ্বারা নেড়ে দেওয়া হয়। অপর নলে সম পরিমাণ জল ভর্তি করে সমভার  
করা হয় এবং অপকেন্দ্রণ করা হয়। উপরের স্বচ্ছ দ্রবণ কৈশিক ড্রপার  
দ্বারা সরিয়ে ফেলে অধঃক্ষেপ ধুয়ে নেওয়ার কাজ পুনরায় অনুসরণ করা  
হয়। দ্র-একবার পুনরাবৃত্তি করলে পরের স্তরে বিঘ্ন ঘটবার আশংকা  
থাকে না।

3. দ্রবণ উত্তাপন—সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে দ্রবণ উত্তপ্ত করার জন্য অল্প তাপের  
প্রয়োজন হয়। সেজন্য সাধারণতঃ ছোট জলগাহ ব্যবহার করা হয়। যেখানে  
কম সময়ে বাষ্পীভবন প্রয়োজন, কেবলমাত্র সেখানেই উন্মুক্ত শিখায় উত্তপ্ত  
করা হয়। এখানে ব্‌ফুটন-নল (boiling tube) ব্যবহার করা হয়। যদি  
বাষ্পীভবন প্রক্রিয়ায় শূন্য করার প্রয়োজন হয় তাহলে মর্দচি (crucible)

(5—10 মি.লি.) ব্যবহার করা যেতে পারে। মর্দাটিকে উত্তপ্ত করার জন্য সরাসরি ছোট দীপ শিখা ব্যবহার করা যায় অথবা বায়ুগাহের (air bath) সাহায্য নিতে হয়। দীপশিখা দ্বারা সরাসরি উত্তপ্ত করতে হলে অভ্যস্ত হইতের প্রয়োজন। বায়ুগাহ তৈরীর জন্য একটা 30 মি.লি. নিকেল মর্দা অথবা 50 মি.লি. পাইরেক্স বীকার নেওয়া হয়। তার উপর নাইক্লোম অথবা সিলিকা ত্রিকোণ (triangle) রাখা হয়। ঐ ত্রিকোণের উপর দ্রবণসহ মর্দাচি বসিয়ে নীচের নিকেল মর্দাচি অথবা বীকারকে ছোট দীপশিখা দ্বারা উত্তপ্ত করা হয় (6.7 নং চিত্র)। বাষ্পীভবনের সময় ক্ষয়কারী গ্যাস নির্গত




6.7 চিত্র

হলে ধূম-প্রকোষ্ঠে (fume cupboard) এই প্রক্রিয়াটুকু সমাধান করতে হয়।

4. গ্যাস সমূহের সনাক্তিকরণ (Identification of gases)—বহু অ্যানায়ন আছে (যেমন, কার্বনেট, সালফাইড, সালফাইট, থায়োসালফেট এবং হাইপোক্লোরাইট) যাদের উপযুক্ত বিকারকের সাথে মিশিয়ে উত্তপ্ত করলে বিয়োজিত হয়ে যায় এবং উন্মায়ী গ্যাস নির্গত হয়। তাদের সনাক্তিকরণের জন্য উপযুক্ত যন্ত্রপাতির ছবি দেওয়া হল (6.8 নং চিত্র)।

একটি ভেলভেট ছিপি ফুটো করে একটি 4 সে.মি. লম্বা সরু কাচের নল তার মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়। একটি সরু ছাঁকন কাগজের ফালি (strip) প্রয়োজনীয় বিকারক দ্রবণে সিক্ত করে ঐ কাচ নল মধ্যে ঝুলিয়ে রাখা হয়। তারপর ছিপিটি পরীক্ষানলে এঁটে দেওয়া হয়। প্রয়োজন হলে কিছু কাচের পশম (glass wool) অথবা তুলার আঁশ সরু নলের নিম্ন প্রান্তে রাখা হয় যাতে পরীক্ষানলের তরল পদার্থ সরু নলের বিকারক সিক্ত কাগজের সংস্পর্শে না আসে। সিক্ত কাগজের পরিবর্তে যদি তরল বিকারক দ্রবণ ব্যবহার করতে হয় তাহলে শোষণ পিপেটের



৬·৪ চিত্র

(absorption pipette) ন্যায় বাঁকানলের প্রয়োজন হয়। বাঁকানলটি ছিপি দ্বারা পরীক্ষানলের সাথে যুক্ত হয়। দৃ-তিন ফোঁটা তরল বিকারক ঐ বাঁকানলে নিলেই কাজ হয়।  $\text{SO}_2$  গ্যাস সনাক্তিকরণের সময় অ্যাসিডীয়  $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$  সিল্ক কাগজ সবুজ হয়ে যায়।

5. স্পট প্লেট (Spot plate)—পর্সেলীন অথবা উজ্জ্বল সাদা কাচের তৈরী স্পটপ্লেট বাজারে পাওয়া যায়। এই স্পটপ্লেটে অনেকগুলি গোলাকার ছোট ছোট গর্ত থাকে। ঐ গর্তে দ্রবণ ও বিকারক মিশিয়ে পরীক্ষা করা হয়। সাধারণতঃ দ্রুততরুরূপে প্রতিপন্ন করার জন্য স্পটপ্লেটে পরীক্ষাকার্য সমাধান করা হয়।

6. বিন্দু বিক্রিয়া কাগজ (Spot test paper)—নরম, বিশুদ্ধ এবং বহু-ছিদ্রযুক্ত কাগজ হলে ভাল হয়। Whatman No. 120 অথবা অনুরূপ ছাঁকন কাগজ সাধারণতঃ ব্যবহার করা হয়। কাগজটি বহু ছিদ্রযুক্ত হওয়ার জন্য রঙীন অধঃক্ষেপ বেশী ছড়িয়ে পড়তে পারে না, অল্প স্থানে গাঢ় রঙীন বিন্দু তৈরী হয়।




## সপ্তম অধ্যায়

### অজৈব রসায়নের মাত্রিক বিশ্লেষণে পরীক্ষা পদ্ধতি

#### (Experimental Technique of Quantitative Analysis)

7. 1. বৈশ্লেষিক তুলা (*The analytical balance*)—বৈশ্লেষিক রসায়ন-বিদগণের কাছে এটি একটি অত্যাবশ্যক যন্ত্র। সুতরাং এই যন্ত্রের গঠন, প্রয়োজনীয় ব্যবহার ও যন্ত্রের বিষয় সংবন্ধে প্রত্যেক রসায়ন ছাত্রের সম্যক অবহিত হওয়া প্রয়োজন। বাজারে নানা ধরনের তুলা পাওয়া যায়, এবং তাদের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে গঠনের ও সূবেদিতার (Sensitivity)। বৈশ্লেষিক তুলায় সর্বোচ্চ 200 গ্রাম ও সর্বনিম্ন 1 মিলি গ্রাম সাধারণতঃ মাপা যায়।

তুলা বলতে আমরা বুঝি একটি দৃঢ়ভাবে গঠিত অত্যন্ত হাল্কা সম-ভূমিক দণ্ড (lever) ক খ গ দ্বারা ঠিক মধ্য স্থলে, খ, প্রিজম আকারের একটি ক্ষুর-ধারের (knife edge) উপর স্থাপিত। ঐ কেন্দ্রীয় ক্ষুর-ধার হতে সমদূরে তুলাদণ্ডের দুই প্রান্তে ক, গ, প্রিজম আকারের ক্ষুর-ধারের উপর দুটি তুলা-পাত্র (scale-pan) ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে।



7.1 চিত্র

মনে কর বামদিকের তুলা-পাত্রে  $M_1$  ভরের বস্তু রাখা হল; তখন নির্দেশক (pointer), ন, ডানদিকে সরে যাবে। নির্দেশককে নির্দিষ্ট জায়গায় আনতে হলে ডানদিকের তুলাপাত্রে সমভরের বাটখারা  $M_2$  (bodies of known mass) চাপাতে হবে।

সাম্যাবস্থায় আমরা জানি

$$F_1 \times d_1 = F_2 \times d_2$$

$$(6.21)$$

এখানে  $F_1 = \text{'ক' বিন্দুতে বল (force)}$

$F_2 = \text{'গ' বিন্দুতে বল}$

$d_1 = \text{ক থ দূরত্ব}$

$d_2 = \text{খ গ দূরত্ব}$

যেহেতু 'খ' হচ্ছে ক থ গ রেখার মধ্য বিন্দু

অতএব  $d_1 = d_2$  এবং  $F_1 = F_2$

কিন্তু আমরা জানি মাধ্যাকর্ষণ সূত্র অনুযায়ী

$$F_1 = M_1g \quad (6.22)$$

$$\text{এবং } F_2 = M_2g \quad (6.23)$$


এখানে  $g = \text{মাধ্যাকর্ষণ জনিত ত্বরণ}$

সত্যিকথা বলতে কি  $F_1$  এবং  $F_2$  হচ্ছে দুই তুলাপাত্রে পরম ওজন (true weights)। কিন্তু

$$\frac{F_1}{F_2} = \frac{M_1g}{M_2g} = \frac{M_1}{M_2} \quad (6.24)$$

অর্থাৎ যে কোন জায়গায় ওজন হচ্ছে ভরের (mass) সমানুপাতিক এবং কোন বস্তুর ভর  $g$ -র উপর নির্ভরশীল নয়। বৈশ্লেষিক রসায়নে আমরা কোন পদার্থের অথবা বস্তুর ভর নির্ণয় করি, ওজন নির্ণয় করি না।

7, 2. একটি বৈশ্লেষিক তুলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ—একটি আধুনিক বৈশ্লেষিক তুলার ছবি পর পৃষ্ঠায় দেওয়া হল (7.2 নং চিত্র)। একটি দৃঢ়ভাবে গঠিত অত্যন্ত হালকা সমভূমিক দণ্ডের মধ্যস্থল অকীকে (agate) গঠিত প্রিজম আকারের একটি ক্ষুরধারের উপর থেকে তার ভারসাম্য বজায় রাখে। তুলা যখন ক্লিয়াশীল হয় তখন ক্ষুরধার আবার কেন্দ্রীয় থামের উপর একটি অকীক-ফলকে থাকে। কেন্দ্রীয় ক্ষুরধার হতে সমদূরত্বে তুলাদণ্ডের দুই প্রান্তে আরও দুটি অকীকে তৈরী প্রান্তিক ক্ষুরধার থাকে। এই প্রান্তিক ক্ষুরধার দুটি রেকাবের সাহায্যে দুটি তুলাপাত্র ধরে রাখে। রেকাবটি একটি অকীক-ফলকের মাধ্যমে প্রান্তিক ক্ষুরধারের উপর ঝুলে থাকে। একটি লম্বা সূচাকার নির্দেশক তুলাদণ্ডের মধ্যস্থলে নীচের দিকে উল্লম্বভাবে (vertical) সংলগ্ন থাকে। তুলা ব্যবহার করার সময় নির্দেশকের সূচাগ্র ভাগটি থামের (pillar) পাদদেশে অনুভূমিক (horizontal) ভাবে স্থাপিত একটি ক্ষুদ্র মাপনীর (scale) উপর দুলতে থাকে এবং তুলাদণ্ডের সমভূমিক অবস্থান হতে বিচ্যুতির পরিমাণ নির্দেশ করে। সমতলকারী তিনটি ক্ষুর সাহায্যে তুলাকে সমভূমিক করা হয়। সমভূমিক হয়েছে কিনা দেখা হয় থামের পাশে ঝুলান একটি



৭.২ চিত্র

ওলনদাড়ির সাহায্যে অথবা থামের তল সংলগ্ন একটি স্পিরিট লেভেলের সাহায্যে। আমাদের দেশে কলেজের পরীক্ষাগারে সাধারণতঃ দুই ধরনের বৈশ্লেষিক তুলা ব্যবহার করা হয়ে থাকে—(১) Bunge (বুঙ্গে) এবং (২) Sartorius (সারটোরিয়াস)।

বুঙ্গে তুলার সমগ্র তুলাদণ্ড 100 টি সমভাগে বিভক্ত এবং 5 মি.গ্রা. আরোহীর (rider) সাহায্যে 10 মিলি গ্রামের কম ওজন মাপা হয়। আরোহীকে শূন্য চিহ্নে রাখার প্রয়োজন হয় না। আরোহী বলতে সাধারণতঃ প্লাটিনাম অথবা গোল্ড ধাতু নির্মিত নির্দিষ্ট ওজনের ছোট তার খণ্ডকে বোঝায়। তুলাদণ্ডের ঠিক উপরে অথবা পাশে খাটান একটি সরু ধাতবদণ্ড থাকে। এই ধাতবদণ্ডকে বাহক (carrier) বলে। বাহকের সাহায্যে আরোহীকে তুলাদণ্ডের যে কোন চিহ্নিত অংশের উপর রাখা যায়। তুলার ভারকেন্দ্র (centre of gravity) সরিয়ে স্বেদিতা (sensitivity) ঠিক করার জন্য উৎকৃষ্ট ধরনের তুলায় নির্দেশকের সাথে একটি ছোট ওজন সংযুক্ত থাকে। তুলাদণ্ডের দুই প্রান্তে দুটি নিয়ন্ত্রণকারী স্ক্রু থাকে। এই স্ক্রুর সাহায্যে নির্দেশককে মাপনীর কেন্দ্র বিন্দুতে নিয়ে আসা হয় এবং তুলাদণ্ডকে অনুভূমিক করা হয়।

পরীক্ষাগারে অধিকাংশ সময় কোন বস্তুর পরম ভর (true mass) মাপা হয় দুটি ওজনের তুলনা করে, সরাসরি ভর মাপার প্রয়োজন হয় না। যে সব ক্ষেত্রে ওজন কার্য আরম্ভ করার পূর্বে তুলাদণ্ডকে অত্যন্ত সঠিকভাবে অনুভূমিক করার প্রয়োজন হয় না, কারণ বিয়োগ করার সময় একই ভ্রম নাকচ হয়ে যায়।

কোন বস্তু অথবা ওজন (বাটখারা) তুলাপাত্রে রাখবার সময় অথবা তুলাপাত্র হতে সরাবার সময় তুলাদণ্ডকে রোধকের উপর রেখে প্রথমে গতিহীন করা উচিত, নতুবা ক্ষুদ্রধারগদূলি কম সময়ে নষ্ট হয়ে যায় এবং তুলার স্দবেদিতা শীঘ্র কমে যায়। তুলার সম্মুখদিকে খাটান বড় ক্ষুদ্র সাহায্যে এই রোধকগদূলি উল্লম্বভাবে নড়ান হয়। যখন তুলা ক্রিয়াশীল নয়, তখন তুলাদণ্ড ও তুলাপাত্র তাদের নিজ নিজ রোধকের উপর স্থির থাকে এবং অকীকের ক্ষুদ্রধার ফলক হতে সামান্য বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। কিন্তু তুলা ব্যবহার করার সময় ক্ষুদ্র ঘূর্ণিয়ে রোধকগদূলি নীচে নামিয়ে ফেলা হয় এবং তখন তুলাদণ্ড ও তুলাপাত্র বিনা বাধায় ক্ষুদ্রধারের উপর দুলতে থাকে।

নিম্নলিখিত শর্তাবলী পূরণ করলে তুলাকে বিশ্লেষণের কাজে লাগানো যাবে:

(ক) তুলা নিখুঁত হবে এবং একই বস্তু বারংবার ওজন করলে মান একই থাকবে।

(খ) তুলা অবশ্যই স্থায়ী হবে অর্থাৎ দোলনের পর তুলাদণ্ড অবশ্যই অনুভূমিক অবস্থায় ফিরে আসবে।

(গ) তুলা স্দবেদী হবে অর্থাৎ 0.1 মি.গ্রা. বস্তুর ওজনের পার্থক্য নির্দেশ করবে।

7. 3. রাসায়নিক তুলার স্দবেদিতা (*Sensitivity of the chemical balance*)—মনে কর, তুলা পাত্রে সামান্য বেশী ভার,  $w$ , রাখা হল, এবং তার ফলে তুলাদণ্ডটি সাম্যাবস্থা থেকে  $\alpha$  কোণে বিচ্যুত হল; তাহলে তুলার স্দবেদিতা হবে  $\frac{\tan \alpha}{w}$ । সামান্য বেশী ভার (সাধারণতঃ 1 মি.গ্রা.)

চাপালে খুব ছোট কোণ তৈরী করে। সেজন্য ব্যবহারিক ক্ষেত্রে স্দবেদিতা বলতে বোঝায় তুলা পাত্রে 1 মি.গ্রা. চাপালে নির্দেশক সাম্যাবস্থা থেকে মাপনীর কত ঘর সরে গেল।

তুলার স্দবেদিতা তুলাদণ্ডের দৈর্ঘ্যের ( $d$ ) সমানুপাতিক, তুলাদণ্ডের ওজনের ( $W$ ) ব্যস্তানুপাতিক। তুলাদণ্ডের অবলম্বন বিন্দু (point of support) হতে ভারকেন্দ্র পর্যন্ত দৈর্ঘ্যের ( $h$ ) ব্যস্তানুপাতিক। তাহলে লেখা যেতে পারে

$$\frac{\tan \alpha}{w} = \frac{d}{Wh} \quad (6.25)$$


তুলার স্দবেদিতা ভার বৃদ্ধির সাথে অল্প মাত্রায় কমতে থাকে।

7, 4. ওজন (*Weights*)—যখন আমরা তুলার সাহায্যে কোন বস্তুর ভর বা ওজন ঠিক করি তখন কতকগুলি প্রমাণ ভরের (*mass*) বস্তুর প্রয়োজন হয়। এই প্রমাণ ভরের বস্তুগুলিকে বলা হয় ওজন অথবা বাটখারা। বিজ্ঞান বিষয়ে কাজের সমতা রাখার জন্য আন্তর্জাতিক মেট্রিক পদ্ধতিতে (*International Metric System*) ওজন এবং পরিমাপ করা হয়। প্রমাণ ওজনের মূল ভিত্তি হচ্ছে আন্তর্জাতিক কিলোগ্রামের আদিরূপ। 4° সে. উষ্ণতায় 1000 গ্রাম বিশুদ্ধ জলের সমান ওজনের প্লাটিনাম-ইরিডিয়াম সংকর ধাতুর ভরকে (*mass*) 1887 খৃস্টাব্দে প্যারিসে আন্তর্জাতিক ওজন ও পরিমাপ সংস্থা (*International Bureau of Weights and Measures*) আন্তর্জাতিক কিলোগ্রামের আদিরূপ হিসাবে গ্রহণ করেন। আমাদের দেশে *National Physical Laboratory (N.P.L.)*, Delhi-তে প্রমাণ ওজন যাচাই (*calibrate*) করা হয়।

আন্তর্জাতিক কিলোগ্রামের সহস্র ভাগের এক ভাগকে এক গ্রাম (*gram*) বলা হয় এবং বস্তুর ভরের একক (*unit*) হিসাবে গণ্য করা হয়। অনুরূপভাবে ভাগ করে অথবা গুণ করে মেট্রিক পদ্ধতিতে অন্যান্য প্রমাণ ওজন (বাটখারা) ঠিক করা হয়েছে।

একটি সাধারণ ওজন বাস্কে (7,3. নং চিত্র) নিম্নোক্ত এক প্রস্থ ওজন (বাটখারা) থাকে: গ্রামে ব্যক্ত—100, 50, 20, 20, 10, 5, 2, 2, 1, এবং মিলি গ্রামে ব্যক্ত—500, 200, 200, 100, 50, 20, 20, 10 এবং একটি অথবা দুটি আরোহী (*rider*)। 1 গ্রাম হতে 100 গ্রাম ওজনগুলি (অল্প দামের) নির্দাগ ইস্পাত অথবা নিকেল-ক্রোমিয়াম সংকর ধাতু দ্বারা সাধারণতঃ তৈরী হয়। আংশিক ওজনগুলি অর্থাৎ 1 গ্রাম হতে কম ওজনগুলি প্লাটিনাম, প্লাটিনাম-ইরিডিয়াম, গোল্ড, ইত্যাদি ধাতু অথবা সংকর ধাতু দ্বারা তৈরী হয়। এই ওজনগুলি কখনও হাত দিয়ে স্পর্শ করা উচিত নয়, ওজন বাস্কে প্রদত্ত চিম্টার (*forcep*) সাহায্যে স্থানান্তরিত করতে হয়।

7, 5. দোলন পদ্ধতিতে ওজনকরণ (*Weighing by the method of swings*)—কোন বস্তু তুলায় ওজন করার পূর্বে তুলাদণ্ড সমভূমিক আছে কিনা দেখতে হয়। সামনের স্ক্রু ঘুরিয়ে তুলাদণ্ড ও তুলাপাত্রকে রোধক-মুক্ত করে নির্দেশকের সূচাগ্রভাগে লক্ষ্য রাখতে হয়। নির্দেশক যদি মাপনীর শূন্য দাগ হতে উভয়দিকে সমসংখ্যক দাগ পর্যন্ত দুলতে থাকে, তাহলে তুলাদণ্ড সমভূমিক আছে ধরা হয়। যদি তা না হয়, তাহলে নিয়ন্ত্রণকারী স্ক্রুর সাহায্যে তা করা হয়। আগেই বলেছি—পার্থক্য



৭.৪ চিত্র

পদ্ধতিতে ওজন করা হলে তুলাদণ্ডকে অত্যন্ত সঠিক ভাবে সমভূমিক করার জন্য সচেষ্ট হবার প্রয়োজন নেই। তারপর তুলাকে রোধকের সাহায্যে বিরাম অবস্থায় রেখে বাম দিকের তুলা পায়ে (কেন্দ্রস্থানে) ওজন করবার বস্তুকে রাখা হয় এবং ডান দিকে তুলা পায়ে (কেন্দ্রস্থানে) ওজন-গুলি রীতিবদ্ধ (systematic) অনুসারে চাপান হয়। তুলাপায়ে আরও ওজন চাপাবার বা নামাবার পূর্বে তুলাদণ্ড ও তুলাপায়ে রোধকহীন করে দেখা হয়। প্রথমে বস্তুর থেকে সামান্য বেশী ভরের ওজন ওজন-বাক্স থেকে চিমটার সাহায্যে নিয়ে ডানদিকের তুলাপায়ে রাখা হয়। তারপর তুলার রোধক সাবধানে অল্প একটু মৃদু করে দেখা হয় নির্দেশক কোন দিকে যাচ্ছে। যদি ওজন বস্তুর থেকে ভারী হয় তাহলে ঐ ওজনকে সরিয়ে তার পরবর্তী কম ওজন ডানদিকের তুলাপায়ে রাখা হয়, কিন্তু যদি ওজন বস্তুর থেকে সামান্য হাল্কা হয়, তাহলে ঐ ওজন তুলাপায়ে থাকে এবং তার থেকে পরবর্তী হাল্কা ওজন আরও চাপানো হয়। এইভাবে রীতিবদ্ধ প্রণালীতে ক্রমান্বয়ে গ্রাম ওজন ও মিলি গ্রাম ওজন ডানদিকের তুলাপায়ে প্রয়োজন অনুসারে চাপানো অথবা নামানো হয়। সবচেয়ে হাল্কা ওজন 10 মি.গ্রা. পর্যন্ত ব্যবহার করা হয়। তারপরেও

হাল্কা ওজন প্রয়োজন হলে আরোহীর সাহায্য নিতে হয়। তুলাদণ্ডে অংকিত মাপনীর দাগগুলির উপর ক্রমানুসারে আরোহীকে রেখে এবং তুলা রোধক-মুক্ত করে বারংবার চেষ্টার দ্বারা মাপনীর ঈপ্সিত দাগটি খুঁজে বের করতে হয়, সেখানে আরোহীকে রাখলে নির্দেশকের নিম্নপ্রান্ত শূন্য চিহ্নের উভয়দিকে সমসংখ্যক দাগ পর্যন্ত বাধাহীনভাবে দোলে।

এই ভাবে ওজনকার্য সমাধা হলে তুলাকে বিরাম অবস্থায় রেখে ডান-দিকের তুলাপায়ে চাপানো ওজনগুলির মান ও আরোহীর অবস্থান খাতায় লিখতে হয়। আরোহীর অবস্থান থেকে তুলা অনুসারে আরোহীর মান বের করা হয়। যেমন, বদঙ্গে তুলায় আরোহী যদি পঞ্চাশতম দাগের উপর থাকে তাহলে আরোহীর মান হবে  $50 \times 0.0001$  অথবা  $0.0050$  গ্রাম। অন্যভাবে বলা যায়, বদঙ্গে তুলায় দাগ সংখ্যাকে  $0.0001$  দ্বারা গুণ করলে আরোহীর মান পাওয়া যায়। অনুরূপভাবে সারটোরিয়াস তুলায় দাগ সংখ্যাকে  $0.0002$  দ্বারা গুণ করলে আরোহীর মান গ্রাম এককে পাওয়া যায়।

মাত্রিক বিশ্লেষণে বিকারক দ্রবণ প্রস্তুত করার জন্য সাধারণতঃ চূর্ণ পদার্থ তোলন-বোতলের (weighing bottle) মধ্যে নিয়ে ওজন করা হয়। তোলন-বোতল হল ঘসা কাচের ছিপি সহ পাতলা দেওয়ালের একটি ছোট কাচের বোতল। প্রথমে বিকারকচূর্ণ দ্বারা প্রায় অর্ধপূর্ণ তোলন-বোতল সঠিকভাবে ওজন করা হয়; তারপর ঈপ্সিত পরিমাণ বিকারকচূর্ণ কোন উপযোগী পাত্রে (ফানেল সজ্জিত মাপক কুপী) অপসারিত করা হয় এবং পুনরায় অবশিষ্ট চূর্ণ সহ তোলন-বোতল সঠিকভাবে ওজন করা হয়। প্রথম ওজন ও দ্বিতীয় ওজনের পার্থক্য থেকে জানা যায় ঠিক কত পরিমাণ বিকারক চূর্ণ পাত্রে নেওয়া হয়েছে।

7. 6. ওজন কার্যে ভ্রম (Errors in weighing)—নিম্নলিখিত কারণে ভ্রম হয়ে থাকে:

- (1) একই বস্তু বারংবার ওজন করার সময় বস্তু অথবা পাত্রের অবস্থার পরিবর্তন ঘটলে,
- (2) তুলাদণ্ডের দৈর্ঘ্য কেন্দ্রীয় ক্ষুরধারের দুই পাশে সমান না হলে,
- (3) ওজনগুলির এবং বস্তুর বাতাসে ভেসে থাকার ক্ষমতা অর্থাৎ বায়ুর প্লবতা (buoyancy of the air) জনিত ফলে,
- প্লবতা (buoyancy of the air) জনিত কারণে, এবং
- (4) ওজনগুলি ঘৃটিপূর্ণ হলে।

7. 7. তুলায় যত্ন ও ব্যবহার—(ক) ধূলিকণা ও আর্দ্রতার হাত হতে তুলাকে

রক্ষা করার জন্য এবং বায়ু প্রভাবে ওজন করবার অসুবিধা দূর করার জন্য প্রতিতুলিত (counterpoised) ও সহজে ওঠানো নামানো যায় এরূপ কাচের শার্সি-বদ্ধ আধারে তুলা রাখা হয়।

(খ) যথা সম্ভব যান্ত্রিক কম্পনমুক্ত সদৃগঠিত তাকের উপর তুলা রাখা উচিত।

(গ) ক্রিয়াহীন অবস্থায় তুলাদণ্ড ও তুলাপাত্র রোধকের উপর স্থির থাকবে এবং আধারের শার্সি-গুলি বন্ধ থাকবে। সম্পূর্ণ আধারটি পলিথিনের ঢাকনা দ্বারা আবদ্ধ রাখা উচিত।

(ঘ) কোন বস্তু উত্তপ্ত করার পর ওজন করতে হলে বস্তুটিকে প্রথমে তুলার উষ্ণতায় ঠান্ডা করতে হয়, তারপর ওজন করতে হয়। সাধারণতঃ উত্তপ্ত করার পর শোষকাধারে (desiccator) বস্তুটিকে রেখে 30 থেকে 40 মিনিট অপেক্ষা করলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।

(ঙ) কোন রাসায়নিক বস্তু তুলা পাত্রে সরাসরি নেওয়া উচিত নয়। হয় তোলা-বোতল, অথবা ছোট বীকার, অথবা অন্য কোন পাত্রে নিয়ে ওজন করতে হয়। তরল, উষ্ণায়ী এবং জলাকর্ষী পদার্থ ছিপিযুক্ত তোলা-বোতলে নিয়ে ওজন করা উচিত।

(চ) ওজন কার্য সমাধা হলে পর কোন বস্তু অথবা ওজন তুলাপাত্রে ফেলে রাখা উচিত নয়।

7, 8. অন্যান্য ধরনের বৈশেষিক তুলা—পূর্ববর্ণিত তুলা ছাড়াও পরীক্ষাগারে অন্যান্য ধরনের তুলা সাধারণ ও সূক্ষ্ম কাজের জন্য ব্যবহার হয়ে থাকে। তাদের মধ্যে দু-একটি কথা এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে:


(ক) দোলনহীন তুলা (Aperiodic balance)—দোলনযুক্ত তুলায় ওজন করতে সাধারণতঃ সময় বেশী লাগে। অল্প সময়ে অনেকগুলি ওজন করা যায় দোলনহীন তুলায়। দোলনহীন তুলায় বায়ু স্থানান্তরিত করণের সাহায্যে অল্প সময়ের মধ্যে (প্রায় 10—15 সেকেন্ড) তুলাদণ্ডের দোলন বন্ধ করা হয় (air-damping), কিন্তু তুলা ক্রিয়াশীল থাকে। তুলার সুবোধিতা এতে কমে যায় না।

(খ) এক-পাত্রযুক্ত তুলা (Single pan balance)—সাধারণ দুই পাত্রযুক্ত তুলার মতই কাজ করে, কেবল ওজনগুলি হাতল-নিয়ন্ত্রিত (knob controlled) এবং ভিতরে থাকে। এগুলি তড়িত-পরিচালিত হয় এবং সম্মুখে আলোকিত মাপনীর (scale) সাহায্যে ওজনের মান লিপিবদ্ধ করা হয়।



### 7. 9. সাধারণ বস্তুপাতি

(ক) শোষকাধার (Desiccator)—শুদ্ধ আবহাওয়ার কোন বস্তু অনেক দিন রাখার জন্য ঢাকনা সহ কাচের পাত্র। একটি সাধারণ শোষকাধারের ছবি দেওয়া হল (7.4. নং চিত্র)। শুষ্কীকরণের জন্য শোষকাধারের নীচের অংশে নিরুদনকারী (dehydrating agent) বস্তু, যেমন অনার্দ্র ক্যাল-সিয়াম ক্লোরাইড, সিলিকা জেল, গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড, ইত্যাদি রাখা



7.4 চিত্র

হয়। উপরের ও নীচের অংশের সংযোগস্থলে একটি তারজালি রেখে ছিদ্র-যুক্ত ও মর্দাচ রাখবার ব্যবস্থা সম্পন্ন পর্সেলীনের তাক রাখা হয়। কোন আর্দ্র বস্তু অনার্দ্র করার জন্য অথবা শুষ্ক আবহাওয়ার ঠান্ডা করার জন্য ঐ তাকের উপর কোন খোলা পাত্রে রাখা হয়। মনে রাখতে হবে, কোন বস্তুর জলীয় বাষ্প চাপ (vapour pressure) যদি নিরুদনকারী বস্তুর জলীয় বাষ্প চাপ অপেক্ষা কম হয় তাহলে ঐ বস্তুকে উক্ত নিরুদনকারীর সাহায্যে শোষকাধারে শুষ্ক করা সম্ভব হবে না।

তৌলিক বিশ্লেষণে মর্দাচ (crucible) ঠান্ডা করার জন্য শোষকাধার ব্যবহার করা হয়। উত্তপ্ত লাল মর্দাচকে প্রথমে এক মিনিট কাল বাইরে রেখে ঠান্ডা করা হয়, তারপর শোষকাধারের ঢাকনা সরিয়ে মর্দাচকে পর্সেলীনের তাকে রাখা হয়। 5—10 সেকেন্ড পরে শোষকাধারের ঢাকনা বন্ধ করে দেওয়া হয়। শোষকাধারে অবস্থিত বায়ু উত্তপ্ত হয়ে যাতে বর্ধিত হতে পারে, তারজন্য 5—10 সেকেন্ড অপেক্ষা করা হয়। নতুবা যতশীঘ্র সম্ভব শোষকাধারের ঢাকনা বন্ধ করা উচিত। অধিকক্ষণ খোলা অবস্থায় থাকলে বাইরের আর্দ্রবায়ু শোষকাধারে ঢুকে ধাবে এবং নিরুদনকারী বস্তুর কার্যক্ষমতা অল্প সময়ে শেষ হয়ে গিয়ে কাজের ক্ষতি করবে। সাধারণতঃ 30 থেকে 40 মিনিটকাল শোষকাধারে থাকলে পরীক্ষাগারের উষ্ণতায় এসে যায়। মর্দাচ শোষকাধার থেকে বের করবার সময় শোষকাধারের ঢাকনা স্বল্পসহকারে ধীরে ধীরে সরাতে হয়, নতুবা আংশিক বায়ুশূন্য শোষকাধারের হঠাৎ হাওয়া ঢুকে মর্দাচতে রাখা বস্তু ফেলে দিতে পারে।

(খ) বায়ু-শূন্য শোষকাধার (Vacuum desiccator)—সাধারণ শোষকাধারের মতই, তবে ঢাকনার সাথে রোধকসহ একটি কাচের নল লাগানো থাকে। তড়িত-চালিত পাম্পের সাহায্যে ঐ নলের মধ্য দিয়ে শোষকাধারের ভিতরের বায়ু বের করে নেওয়া হয়। অল্প সময়ে শূন্যকীর্ণের জন্য অথবা উদ্বায়ী জৈবদ্রাবক সরিয়ে ফেলার জন্য বায়ু-শূন্য শোষকাধার ব্যবহার করা হয়।

(গ) কাচের সাধারণ পাত্র (Glass vessels)—মাত্রিক বিশ্লেষণে পাইরেক্স (pyrex) কাচের পাত্র (বীকার, শংকুকূপী, ইত্যাদি) ব্যবহার করলে ভাল হয়। বিকারকের আক্রমণ, যান্ত্রিক আঘাত ও তাপের পরিবর্তন জনিত ক্ষয়-ক্ষতির সম্ভাবনা পাইরেক্স কাচের পাত্র ব্যবহার করলে কম থাকে। ইদানীং পাইরেক্স কাচের পাত্র দৃঢ়মূল্য ও দৃঢ়প্রাপ্য হওয়ান্ন করনিং (corning) কাচের পাত্র বহুল ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

বীকার—250, 400 ও 500 মি.লি. আয়তনের ব্যবহার করা হয়। চণ্ডদুগ্ধ (spout) বীকার ব্যবহার করা উচিত।

শংকুকূপী (conical flask)—250 ও 500 মি.লি. আয়তনের ব্যবহার করা হয়।

ফানেল—60° কোনযুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। মাত্রিক বিশ্লেষণে 5.5, 7 এবং 9 সে.মি. ব্যাসযুক্ত ফানেল ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ব্যুরেট ভর্তি করার জন্য এবং মাপক কূপীতে (measuring flask) বিকারক স্থানান্তরিত করার জন্য ছোট দণ্ডের ফানেল বেশী উপযোগী।

(ঘ) পর্সেলীনের পাত্র (Porcelain vessels)—অনেকক্ষেপে ধরে উত্তপ্ত তরল পদার্থ নিয়ে কাজ করবার জন্য পর্সেলীনের পাত্র বিশেষ উপযোগী। লঘু ক্ষারকীয় দ্রবণে কাচের থেকে পর্সেলীনের ক্ষয় রোধক ক্ষমতা বেশী। অবশ্য পর্সেলীনের উৎকর্ষের মানের উপর নির্ভর করে ক্ষয়রোধক ক্ষমতা।

মাত্রিক বিশ্লেষণে অধঃক্ষেপ উত্তপ্ত করে ভস্মীভূত করার জন্য পর্সেলীন মৃচি প্রায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সামান্য পরিমাণ কঠিন পদার্থ উত্তপ্ত করার জন্যও এটি ব্যবহৃত হয়। এর দাম কম এবং উচ্চতাপ (1200° সে.) সহ্য করার ক্ষমতাও আছে। কেবল ক্ষারকীয় পদার্থ নিয়ে উচ্চতাপে কাজ করা যায় না।

(ঙ) সিলিকার পাত্র (Silica vessels)—স্বচ্ছ ও অনচ্ছ দুই প্রকারের পাওয়া যায়। অনচ্ছ পাত্রের দাম কম এবং সচরাচর পরীক্ষাগারে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। পর্সেলীন পাত্রের চেয়ে এর কতকগুলি সুবিধা আছে :

(ক) প্রসারাক কম থাকায় তাপ সংঘাত (heat shock) রোধ করার ক্ষমতা।

বেশী, (খ) হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড এবং উচ্চতাপে ফসফোরিক অ্যাসিড ছাড়া সাধারণতঃ অন্যান্য অ্যাসিডে আক্রান্ত হয় না এবং (গ) পাইরোসালফেট গলন (fusion) কাজে পর্সেলীন পাত্র অপেক্ষা এই পাত্রের ক্ষয় রোধক ক্ষমতা বেশী। তবে কতকগুলি অসুবিধাও আছেঃ (ক) ক্ষারকীয় পদার্থ নিয়ে কাজ করা যায় না, (খ) সাধারণ কাচের থেকে বেশী ভঙ্গুর, এবং (গ) গরম ও ঠাণ্ডা করতে বেশী সময় লাগে।

সিলিকার মৃচি  $1500^{\circ}$  সে. পর্যন্ত তাপ সহ্য করতে পারে। জলীয় বাষ্প কম শোষণ করে, সেজন্য পর্সেলীন মৃচির চেয়ে সিলিকার মৃচি অধঃক্ষেপ ভস্মীকরণের কাজে বেশী সমাদৃত।

(চ) প্রাটিনামের পাত্র—বিশুদ্ধ প্রাটিনামের গলনাংক বেশ উচ্চ ( $1770^{\circ}$  সে.) এবং প্রায় সকল প্রকার বিকারকের একক উপস্থিতিতে নিষ্ক্রিয় থাকে। হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড নিয়ে কাজ করার সময় প্রাটিনামের মৃচি অপরিহার্য। গলিত ক্ষারকীয় কার্বনেট কিছু ক্ষতি করতে পারে না। উৎকৃষ্ট তাপ পরিবাহিতার (heat conduction) জন্য অল্প সময়ে গরম ও ঠাণ্ডা করা যায়। প্রাটিনামের মৃচি খুবই সামান্য পরিমাণ জলীয় বাষ্প শোষণ করে।

সাবধানতা (Precautions):—(1) অন্য ধাতুর সংস্পর্শে রেখে প্রাটিনামের মৃচি উত্তপ্ত করা উচিত নয়। অ্যাজবেস্টস্ চাদর অথবা সিলিকা দ্রিকোণের উপর রেখে উত্তপ্ত করতে হয়।

(2) কার্বন এবং দীপ্ত শিখার দ্বারা প্রাটিনাম আক্রান্ত হয়, সেজন্য অধঃক্ষেপসহ ছাঁকন কাগজ প্রাটিনাম মৃচিতে নিয়ে উন্মুক্ত শিখার ভস্মীভূত করা উচিত নয়।

(3) জারক পদার্থের উপস্থিতিতে ক্ষারক প্রাটিনাম ক্ষয় করে।

(ছ) নিকেলের পাত্র—সোডিয়াম পারক্সাইড গলনের জন্য নিকেলের মৃচি ব্যবহার করা হয়। নিকেল বাতাসে বিজারিত হয়ে অক্সাইডে রূপান্তরিত হয়। সেজন্য নিকেল মৃচি ওজন কাজে ব্যবহার করা হয় না।

(জ) প্লাস্টিকের পাত্র—বর্তমানে উন্নত ধরনের প্লাস্টিকের পাত্র পাওয়া যায়। হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড দ্রবণ নিয়ে কাজ করার জন্য প্রাটিনামের পাত্রের পরিবর্তে এগুলির ব্যবহার বর্তমানে বেশী। পলিথিনের নল দ্বারা তৈরী ব্দুরেট, রেজিন স্তম্ভ (resin column), ইত্যাদির ব্যবহার বৈজ্ঞানিক রসায়নের ক্ষেত্রে প্রসারতা ঘটিয়েছে।

সাধারণ উচ্চতায় পলিথিনের উৎকৃষ্ট ক্ষয়রোধক ক্ষমতা আছে; সাধারণ রাসায়নিক বিকারক, জল, গাঢ় ক্ষারক, গাঢ় হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, গাঢ়

কিসফোরিক অ্যাসিড, গাঢ় হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড এবং লঘু নাইট্রিক অ্যাসিড দ্বারা পলিথিন আক্রান্ত হয় না। কেবল মাত্র পারক্লোরিক অ্যাসিড পলিথিনকে আক্রমণ করে এবং জৈব দ্রাবক পলিথিনের পায়ে নিয়ে কাজ করা যায় না।

### 7, 10. উত্তাপনের যন্ত্রপাতি (*Heating apparatus*)

(ক) দীপ (Burners)—বস্তুকে উত্তপ্ত শিখায় উত্তপ্ত করার জন্য বিভিন্ন ধরনের দীপ ব্যবহার করা হয়। তাদের মধ্যে বুনসেন (Bunsen) ও মেকার (Meker) দীপের নাম উল্লেখযোগ্য। প্রাটিনামের মর্দচিত 850—1000° সে. তাপে ও পর্সেলীন মর্দচিত 700—800° সে. তাপে বুনসেন দীপের সাহায্যে উত্তপ্ত করা যায়। মেকার দীপের সাহায্যে আর একটু বেশী তাপমাত্রা তোলা যায়—প্রাটিনাম মর্দিচ (900—1200° সে.) এবং পর্সেলীন মর্দিচ (800—900° সে.)।

(খ) তড়িৎ-চুল্লী (Electric furnace)—ভস্মীকরণের জন্য বুনসেন অথবা মেকার দীপ অপেক্ষা তড়িৎ-চুল্লীর ব্যবহার বেশী জনপ্রিয়। তড়িৎ চালিত আচ্ছাদিত চুল্লী (muffle furnace) বেশী ব্যবহৃত হয়। তাপ-মাত্রা কমানো বাড়ানো যায় এবং নিয়ন্ত্রণ করা যায়। সর্বোচ্চ তাপ 1200° সে. কাজে লাগানো যায়।

(গ) জল গাহ ও বালুকা গাহ (water bath and sand bath)—অল্প তাপে উত্তপ্ত করার জন্য এগুলি ব্যবহার করা হয়। মাত্রিক বিশ্লেষণে দ্রবণকে না ফুটিয়ে গাড় করার জন্য, অধঃক্ষেপ হতে অতিরিক্ত বিকারক বিমর্দিতকরণের জন্য (digestion), ইত্যাদি প্রয়োজনে এগুলি ব্যবহার করা হয়।

(ঘ) গরম-তাওয়া (Hot plate)—তড়িৎের সাহায্যে উত্তপ্ত করা হয় এবং তাপমাত্রা কমানো-বাড়ানো যায়। 100° থেকে 450° সে. পর্যন্ত তাপ কাজে লাগানো যায়। অল্প সময়ের মধ্যে দ্রবণ বাষ্পীভূত করে গাড় করা যায়।

(ঙ) বায়ু-চুল্লী (Air oven)—সাধারণতঃ 110° থেকে 180° সে. তাপে উত্তপ্ত করার জন্য এগুলি ব্যবহার করা হয়। বুনসেন দীপ অথবা তড়িত দ্বারা উত্তপ্ত করা হয়। প্রয়োজন অনুসারে তাপ-স্থাপক (thermostat) প্রক্রিয়াকার তাপ নিয়ন্ত্রণ করা হয়। অ্যাসিডীয় বাষ্প অথবা ক্ষয়কারী গ্যাস নির্গত হলে তড়িত চালিত বায়ু-চুল্লী ব্যবহার করা উচিত নয়। সাধারণতঃ অধঃক্ষেপ অথবা কোন কঠিন বস্তু নির্দিষ্ট তাপে শুষ্কীকরণের জন্য এগুলি ব্যবহার করা হয়।

আয়তনিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি (*Technique of volumetric analysis*)

7, 11. আয়তনের একক (*unit of volume*)— $4^{\circ}$  সে. তাপমাত্রায় জলের ঘনত্ব হয় সবথেকে বেশী। এই অবস্থায় ও সাধারণ চাপে এক কিলোগ্রাম (বাস্তবস্থান্য অবস্থায় ওজন) জলের আয়তনকে বলা হয় এক লিটার (litre)। এক লিটারের এক হাজার ভাগের এক ভাগকে বলা হয় এক মিলিলিটার (millilitre)—সংক্ষেপে মি. লি.। এক সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা সম্পন্ন একটি ঘনকের আয়তনকে বলা হয় এক ঘন সেন্টিমিটার (cubic centimetre)। সুতরাং এক মিলিলিটার ও এক ঘন সেন্টিমিটারের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য থেকে যায়, যদিও সেই পার্থক্য খুবই সামান্য (প্রতি দশ লক্ষ ভাগে আটশ ভাগ) এবং মাত্রিক বিশ্লেষণে ভ্রম-সীমার (limits of error) মধ্যে থেকে যায়। এক মিলিলিটার ও এক ঘন সেন্টিমিটারের মধ্যে সম্বন্ধটাকে নিম্নোক্ত রাশি দ্বারা প্রকাশ করা যায় :

$$1000 \text{ মি.লি.} = 1000 \cdot 028 \text{ ঘন সেন্টিমিটার}$$

এই পদ্যুতকে আয়তনকে মি.লি. এককে প্রকাশ করা হবে। তাপমাত্রার সাথে আয়তনের পরিবর্তন ঘটে। সেজন্য কাচের পাত্রের গায়ে আয়তনের সাথে তাপমাত্রার উল্লেখ থাকা বাঞ্ছনীয়। সাধারণতঃ  $20^{\circ}$  সে. অথবা  $25^{\circ}$  সে. তাপমাত্রায় আয়তনের উল্লেখ থাকে।

7, 12. কাচের পাত্রাদি পরিষ্করণ—কাজ আরম্ভ করবার পূর্বে পাত্রগুলি পরিষ্কার না থাকলে পরিষ্কার করে নেওয়া প্রয়োজন। পরিষ্কার করার জন্য বাজারের সোডা এবং ক্রমিক অ্যাসিড ( $\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 + \text{H}_2\text{SO}_4$ ) ব্যবহার করা হলে থাকে। পাত্র জল দ্বারা ধুঁলে ফোঁটা ফোঁটা জল যদি পাত্রের গায়ে লেগে না থাকে, তাহলে বন্ধুতে হবে পাত্রটি পরিষ্কার আছে।

7, 13. মাপক কুপী (*Measuring flask*)—ন্যাসপাতি (pear) আকারের গোলতলা ও লম্বা গলা বিশিষ্ট কাচের পাত্র ( $7.5$  নং চিত্র)। ঘসা কাচের ছিপি দ্বারা এর মুখ বন্ধ থাকে। লম্বা গলার মাঝামাঝি অথবা নিম্নাংশের চারিধারে একটা পাতলা দাগ খোদাই করা থাকে। ঐ দাগটি একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় ( $20^{\circ}$  সে. অথবা  $25^{\circ}$  সে.) ঐ কুপীর আয়তনের মাপ নির্দেশ করে। সুতরাং ঐ দাগ বরাবর কোন দ্রবণ কুপীতে ভর্তি করলে ঐ দ্রবণের একটি নির্দিষ্ট আয়তন পাওয়া যায়। কেবল ভর্তি করার শেষ পর্যায়ে দেখতে হবে যে ঐ দাগ দ্রবণের দ্বারা গঠিত অর্ধচন্দ্রকের (meniscus) সাথে স্পর্শ-রেখা (tangent) তৈরী করেছে। ঐ দাগের সমতলে চোখ রেখে এটি লক্ষ্য করতে হবে, নতুবা লম্বন-ভ্রম (parallax-error) হতে পারে। সাধারণ আয়তনিক বিশ্লেষণে  $250$  মি.লি.,  $500$

মি.লি. এবং 1000 মি.লি. আয়তনের মাপক কপী বেশী ব্যবহৃত হয়ে থাকে।




7.5 চিত্র

7, 14. ব্যুরেট (Burette)—সিলিন্ডার জাতীয় অংশাংকিত লম্বা কাচের নল দ্বারা তৈরী (7.6 নং চিত্র ক)। নলের ব্যাস অংশাংকিত অংশের সর্বত্র অবশ্যই সমান হবে। ব্যুরেটের নীচের অংশ সরু এবং রোধনীযুক্ত (Stop-cock)। এই রোধনীর নীচের অংশ আরও ছুঁচালো হওয়ায় রোধনী আংশিক মদুস্ত করলে ব্যুরেটে রাখা দ্রবণ ছোট ছোট ফোঁটায় নীচে পড়ে। সাধারণ ব্যুরেটের ধারণ ক্ষমতা 25 মি.লি. অথবা 50 মি.লি. হয়ে থাকে এবং প্রত্যেক এক মি.লি. আয়তনকে সমান দশ ভাগে ভাগ করা থাকে। সুক্ষ্ম কাজের জন্য কম আয়তনের আরও সুক্ষ্মভাবে বিভক্ত ব্যুরেট বাজারে পাওয়া যায়।

কোন বিকারক দ্রবণ ব্যুরেটে ভর্তি করার পূর্বে পরিষ্কার ব্যুরেটটি 5 মি.লি. ঐ দ্রবণ দ্বারা ধুয়ে নিতে হয়। প্রয়োজন হলে দুবার ঐ ভাবে ধুয়ে নেওয়া হয় এবং দ্রবণটি ফেলে দেওয়া হয়। দ্রবণ দ্বারা ধোয়ার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন ব্যুরেটের ভিতরের প্রতিটি অংশ ঐ দ্রবণের সংস্পর্শে আসে। তারপর রোধনী বন্ধ রেখে সম্পূর্ণ ব্যুরেটটি দ্রবণ দ্বারা ভর্তি করা হয় এবং রোধনী খুলে নীচের অংশের বাতাস সরিয়ে দ্রবণ পূর্ণ করা হয়। ঐ সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন ব্যুরেটের কোন অংশে বদবদদের আকারে বায়ু ঢুকে না থাকে। যদি ঢুকে থাকে তাহলে তাকে দূর না করা পর্যন্ত কাজ আরম্ভ করা যাবে না। এর পর রোধনী নিয়ন্ত্রণ করে ব্যুরেট স্থিতি দ্রবণ ফোঁটায় ফোঁটায় একটি বীকারে ফেলে কমাতে হয় যাতে ব্যুরেটের শূন্য দাগ দ্রবণ দ্বারা গঠিত অর্ধচন্দ্রকের সাথে স্পর্শ রেখা তৈরী করে। অনুমাপনের সময় রোধনী খুলে প্রয়োজনীয় আয়তনের বিকারক দ্রবণ

ফোটার ফোটার ডেলে নেওয়া হয়। অনুমাপন শেষে দ্রবণের অর্ধচন্দ্রকের সাথে যে দাগ স্পর্শ রেখা তৈরী করেছে সেই দাগের পাঠ নিতে হয়। দ্বিতীয়বার অনুমাপনের সময় শূন্য চিহ্ন পর্যন্ত ব্যুরেট পুনরায় ভর্তি করে নেওয়া হয়। অবশ্য কম আয়তনের ব্যুরেট দ্রবণ একবারের অনুমাপনে লাগলে প্রতিবারে ব্যুরেট ভর্তি করার প্রয়োজন হয় না। কাজ হচ্ছে গেলে সঙ্গে সঙ্গে প্রথমে কলের জলে পরে পাতিত জলে ব্যুরেট ধুয়ে রাখা



### 7.6 চিত্র

উচিত। কাজ করার সময় ব্যুরেট-বন্ধনীর সাহায্যে ব্যুরেট উর্ধ্বাধভাবে (vertical) রাখা হয়, রোধনী নীচের দিকে থাকে। কাজ শেষে উল্টাভাবে রেখে আসা উচিত।

ব্যুরেট রোধনী ভালভাবে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য রোধনীতে মাঝে মাঝে ভেজলীন (vaseline) লাগানো প্রয়োজন। Schellbach ব্যুরেটের পিছন দিকে একটি লম্বা নীল রঙের দাগ থাকে, আর তার দৃপাশে সাদা রঙের প্রলেপ থাকে। দাগ পাঠ করবার সুবিধার জন্য এ ধরনের ব্যুরেট তৈরী করা হয়।

7. 15. পিপেট (pipette)—পিপেট দু'প্রকারের পাওয়া যায়:

- (1) সাধারণ বা স্থানান্তরন পিপেট (transfer pipette),
- (2) অংশায়িত পিপেট (graduated pipette)।

স্থানান্তরন পিপেটের মধ্যস্থলে একটি কাচের বলব থাকে, তার দৃ

পাশে দুটি সরু কাচের নল লাগানো থাকে। উপরের সরু নলকে বলা হয় শোষণ-নল (suction tube) এবং নীচের সরু নলকে বলা হয় পরিত্যাগ-নল (delivery tube)। পরিত্যাগ-নলের নীচের অংশ জেটের (jet) মত ছুঁচালো আকারের হয়। বাল্‌বের সামান্য উপরে শোষণ-নলে একটি দাগ খোদাই করা থাকে (7.6 নং চিত্র খ)। 50, 25, 10 ইত্যাদি মি.লি. ধারণ ক্ষমতা বিশিষ্ট স্থানান্তরণ পিপেট বাঁজারে পাওয়া যায়। একটি পিপেট দ্বারা কেবলমাত্র একটি নির্দিষ্ট আয়তনের দ্রবণ মেপে নেওয়া চলতে পারে। বিভিন্ন আয়তনের দ্রবণ নেওয়ার জন্য বিভিন্ন ধারণ ক্ষমতা বিশিষ্ট পিপেট ব্যবহার করা হয়।

অংশাংকিত পিপেটের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র একটি পিপেট দ্বারা ই বিভিন্ন আয়তনের দ্রবণ নেওয়া যেতে পারে, কারণ অংশাংকিত পিপেট ব্যুরেটের মত সিলিন্ডার জাতীয় অংশাংকিত কাচের নল দ্বারা তৈরী (7.6 নং চিত্র গ)। দ্রবণের আয়তন যখন নিখুঁতভাবে মেপে নেওয়ার প্রয়োজন হয় তখন ব্যুরেট ব্যবহার করা হয়, এবং দ্রবণের আয়তন যখন মোটামুটিভাবে মেপে নিলে কাজ চলে তখন অংশাংকিত পিপেট ব্যবহার করা হয়।

পিপেট ব্যবহার করার সময় পরিষ্কার পিপেট প্রথমে নির্দিষ্ট দ্রবণ দ্বারা ধুয়ে নিতে হয়। এ কাজটি করার জন্য পিপেটের নিম্নপ্রান্ত দ্রবণের মধ্যে রেখে শোষণ-নলে মুখ দিয়ে অল্প পরিমাণ দ্রবণ টেনে নিতে হয় এবং শোষণ-নলের মুখ তর্জনী আঙ্গুল দ্বারা নিমেষের মধ্যে বন্ধ করে দ্রবণ হতে বিচ্ছিন্ন করে পিপেটকে অনুভূমিক করা হয়। অনুভূমিক অবস্থায় তর্জনী (আঙ্গুল) সরিয়ে নিয়ে দু-হাতের আঙ্গুল দ্বারা পিপেটকে চারি-ধারে ঘোরান হয় যাতে বাল্‌বের ভিতরের অংশ ঐ দ্রবণ দ্বারা ভালভাবে ধুয়ে নেওয়া হয়। এরপর পিপেটকে উল্লম্বভাবে ধরে সমস্ত দ্রবণই পরিত্যাগ-নলের মধ্য দিয়ে বের করে ফেলে দেওয়া হয়। পুনরায় পিপেটের নিম্ন প্রান্ত নির্দিষ্ট (একই) দ্রবণের মধ্যে রেখে মুখ দিয়ে ঐ দ্রবণ টেনে নেওয়া হয় যাতে শোষণ-নলে খোদাই করা দাগের থেকে ২ সে.মি. উপর পর্যন্ত ঐ দ্রবণ উঠে যায় এবং আগের মতই তর্জনী দ্বারা মুখ বন্ধ করে দ্রবণ হতে পিপেটকে বিচ্ছিন্ন করা হয়। তবে ঐ দ্রবণের পাত্রের উপর উল্লম্বভাবে পিপেটকে রাখা হয় এবং তর্জনী সামান্য আলগা করে শোষণ-নলস্থিত দ্রবণ ধীরে ধীরে ঐ দাগ পর্যন্ত এমনভাবে নামিয়ে আনা হয় যাতে ঐ দাগ দ্রবণের অর্ধচন্দ্রকের সাথে স্পর্শরেখা তৈরী করে। এখন নির্দিষ্ট পাত্রে পিপেট হতে দ্রবণ পরিত্যাগ-নলের মধ্য দিয়ে ঢেলে নেওয়া হয়। পিপেটের আয়তন অনুসারে ঢেলে নিতে সময় লাগে ২০ থেকে ৪০



সেকেন্ড। দ্রবণ বীকারে পড়া শেষ হলে গেলে পিপেটটির অগ্রভাগ বীকারের দেয়ালে স্পর্শ করে পিপেটটি উপর দিকে টেনে নিতে হয়। পিপেটের জেট মুখে যে এক ফোঁটা দ্রবণ থেকে যায়, তাকে অন্যকোন উপায়ে বের করে নেওয়ার প্রয়োজন নেই, কারণ ঐ অবস্থাতেই পিপেটের ধারণ ক্ষমতা ক্রমাঙ্কিত করা (calibrate) হয়েছে।

**তৌলিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি (Technique of gravimetric analysis)**—আয়তনিক ও তৌলিক উভয় প্রকার বিশ্লেষণে যে সকল সাধারণ (common) যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয় তাদের বিবরণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি আগেই আমরা আলোচনা করেছি। কেবলমাত্র তৌলিক বিশ্লেষণে যে সকল পরীক্ষা পদ্ধতির প্রয়োগ হয়ে থাকে, শুদ্ধ তাদেরই আলোচনা এখানে করা হবে।

তৌলিক বিশ্লেষণে নিম্নোক্ত প্রক্রিয়াগুণি বিশেষভাবে অবলম্বন করা হয় : (ক) অধঃক্ষেপণ, (খ) ছাঁকন, (গ) অধঃক্ষেপ ধোঁতি এবং (ঘ) অধঃক্ষেপ শুষ্ককরণ, জ্বালন এবং ওজনকরণ।

**7, 16. অধঃক্ষেপণ (Precipitation)**—অধঃক্ষেপণের জন্য শর্তাবলী আগেই আলোচনা করা হয়েছে (ষষ্ঠ অধ্যায়, 6.2)। সাধারণতঃ পাইরেক্স অথবা কর্নিং কাচের বীকারে অধঃক্ষেপ ফেলা হয় এবং পিপেট অথবা ড্রপারের সাহায্যে অধঃক্ষেপক (precipitant) ধীরে ধীরে বীকারের গা বেয়ে এবং দ্রবণ সর্বক্ষণ নাড়তে নাড়তে ঢালা হয়। অধঃক্ষেপ স্থির হয়ে যাওয়ার পর আরও কয়েক ফোঁটা অধঃক্ষেপ মিশিয়ে দেখতে হয় আর অধঃক্ষেপ পড়ছে কিনা। পরিমিত অতিরিক্ত (moderate excess) অধঃক্ষেপক মেশানো উচিত। বড় বড় কেলাস গঠন করার জন্য ও অধঃক্ষেপণ সম্পূর্ণ করার জন্য ডাইজেশন করা হয়।

**7, 17. ছাঁকন (Filtration)**—এই প্রক্রিয়ার সাহায্যে অধঃক্ষেপকে জনক-দ্রবণ (mother liquor) হতে মাত্রিকভাবে পৃথক করা হয়। পৃথক করার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন অধঃক্ষেপ এবং ছাঁকনি (Filtering medium) সম্পূর্ণরূপে দ্রবণমুক্ত হয়। ছাঁকনি হিসাবে আমরা সাধারণতঃ ব্যবহার করে থাকি : (1) মাত্রিক ছাঁকন কাগজ, (2) বিশুদ্ধ asbestos স্তরযুক্ত ছাঁকন মাদুর (filter mat), এবং (3) সুক্ষ্ম ছিদ্রতলক মর্দাচি (sintered bed crucible)।


**ছাঁকন কাগজ**—অধঃক্ষেপের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে কি ধরনের ছাঁকনি ব্যবহার করা হবে। যেমন, আঁঠাল (gelatinous) অধঃক্ষেপ হলে, অথবা অধঃক্ষেপকে উচ্চতাপে ভস্মীভূত করতে হলে মাত্রিক ছাঁকন কাগজ ব্যবহার

করা হয়ে থাকে। 9 সে.মি. এবং 11 সে.মি. ব্যাসের গোলাকার মাত্রিক ছাঁকন কাগজ সাধারণ পরীক্ষাগারে ব্যবহার করা হয়। মাত্রিক ছাঁকন কাগজ ভস্মীভূত করলে ভস্মের ওজন খুবই কম থাকে। 11 সে.মি. ব্যাসের মাত্রিক ছাঁকন কাগজের ভস্মের ওজন কখনই 0.0001 গ্রামের বেশী হওয়া উচিত নয়। যদি বেশী হয় তাহলে ভস্মাবশেষের ওজন হতে ঐ ভস্মের ওজন অবশ্যই বাদ দিতে হবে। তিন প্রকারের ছিদ্রমানযুক্ত (degree of porosity) মাত্রিক ছাঁকন কাগজ তৈরী করা হয়। কোম্পানী বিশেষে তাদের নাম ও সংকেত বিভিন্ন। এখানে শুদ্ধ “Whatman” ছাঁকন কাগজের উল্লেখ করা হল। ক্ষুদ্রতম আকৃতির অধঃক্ষেপের জন্য Whatman no. 42 ছাঁকন কাগজ ব্যবহার করা হয়। মাঝামাঝি আকারের অধঃক্ষেপের জন্য Whatman no. 41 এবং আঁঠাল ও বৃহৎ আকারের অধঃক্ষেপের জন্য Whatman no. 40 ছাঁকন কাগজ ব্যবহৃত হয়। ছাঁকন কাগজের ছিদ্রমান অনুসারে ছাঁকনের গতি হার নির্ভর করে।

যতদূর সম্ভব  $60^\circ$ -র কাছাকাছি শঙ্কুযুক্ত এবং 15 সে.মি. লম্বা দণ্ডযুক্ত ফানেল ছাঁকন কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে পারে। শুকনো ছাঁকন কাগজ প্রথমে দুই ভাগে এবং তারপর চারভাগে ভাঁজ করতে হয়। এখন ভাঁজ এমনভাবে খোলা হয় যাতে তিন ভাঁজ একদিকে থাকে, এক ভাঁজ অপর দিকে থাকে এবং  $60^\circ$  কোণ বিশিষ্ট শঙ্কু তৈরী হয়। তারপরে ঐ কাগজের শঙ্কুকে পাতিত জল দ্বারা ভালভাবে ভিজিয়ে ফানেলের গায়ে এমনভাবে সেন্টে দিতে হয় যাতে ছাঁকন কাগজ ও ফানেলের মধ্যে কোন বৃদ্ধবৃদ্ধ না থাকে। ঐ অবস্থায় ফানেলের দণ্ডনলটি জলপূর্ণ থাকে। এখন ফানেলটিকে একটি লৌহদণ্ডে খাটানো বলয়ের উপর ধীরে ধীরে এমনভাবে রাখা হয় যেন ফানেলের দণ্ডনলটি নীচে পরিষ্কৃত (filtrate) ধরবার জন্য রাখা পরিষ্কার বীকারের গা সবেমাত্র স্পর্শ করে। একটি কাচদণ্ডকে হেলান অবস্থায় ছাঁকন কাগজের শঙ্কুর তিন ভাঁজ অংশের ঠিক উপরে ধরে অধঃক্ষেপ সহ দ্রবণ ঢালতে হয় এবং লক্ষ্য রাখতে হয় যেন কেবলমাত্র তিন ভাঁজ অংশের উপরই দ্রবণটি পড়ে (7.7 নং চিত্র)। ছাঁকনের সময় ঐ ছাঁকন কাগজ কখনও সম্পূর্ণরূপে যেন দ্রবণ দ্বারা ভর্তি না হয়; দ্রবণের উপরিতল সর্বদাই ঐ কাগজের উপর প্রান্ত হতে 5—10 মি.মি. নীচে রাখতে হয়। যদি বীকারের তলদেশে কিছু অধঃক্ষেপ জমে থাকে, তাহলে কাচদণ্ডটি বীকারের চণ্ডুর উপর রেখে বীকারটিকে কাত করে ধরে পাতিত জলের ফোয়ারার সাহায্যে অধঃক্ষেপকে ধুয়ে ফানেলের উপর টেনে আনতে হয়। এ সত্ত্বেও যদি কিছু অধঃক্ষেপ কণা বীকারের গায়ে লেগে থাকে তাহলে

রবারের সরু নল দ্বারা প্রান্তটাকা কাচের দণ্ড অর্থাৎ প্রক্ষালকের (police-man) সাহায্য নিতে হয়।

**ছাঁকন মণ্ড (Filter pulp)**—আঁঠাল ও ক্ষুদ্রকণা বিশিষ্ট অধঃক্ষেপ সাধারণ ছাঁকন কাগজের ছিদ্রগুলির মধ্য বন্ধ করে দেয়, সেজন্য ঐ অধঃক্ষেপ ঠিকভাবে ছেকে ধুয়ে নেওয়ার জন্য Dittrich (1904) প্রথম ছাঁকন মণ্ড ব্যবহার করেন। ছাঁকন মণ্ড তৈরী করা খুব সোজা এবং পরীক্ষাগারে



7.7 চিত্র

ছাত্ররা সহজেই তৈরী করে নিতে পারেঃ মাত্রিক ছাঁকন কাগজ প্রথমে ছোট ছোট খণ্ড করে ছিঁড়ে নেওয়া হয়, তারপর একটি শংকু কুপীতে নিয়ে পাতিত জল দ্বারা কিছুক্ষণ সিক্ত করে জোড়ে বাঁকালে কাগজ খণ্ডগুলির আঁশ পেজা তুলোর মতো বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। বিচ্ছিন্ন অংশের ঐ কাগজ-দলাকে ছাঁকন-মণ্ড বলে। পরিমাণ মত ছাঁকন মণ্ড নিয়ে অধঃক্ষিপ্ত দ্রবণে ঠিক ছাঁকবার পূর্বে মিশিয়ে দেওয়া হয়, তারপর অধঃক্ষেপ ছেকে নেওয়া হয়।

**ছাঁকন-মাদুর**—ছাঁকনের কাজে F. A. Gooch (1878) প্রথম বিশুদ্ধ asbestos স্তরযুক্ত ছাঁকন-মাদুর ব্যবহার করেন। তিনি সচ্ছিন্ন প্রাটিনাম মর্টার তলদেশে asbestos স্তর ব্লিছিয়ে ছাঁকন-মাদুর তৈরী করেন। পরে সচ্ছিন্ন পর্সেলীন ও সিলিকা মর্টার সাহায্যে ছাঁকন-মাদুর তৈরী করা হয়। Gooch-র নাম অনুসারে এই ধরনের ছাঁকন মাদুরকে গুচ-মর্টার (Gooch crucible) বলে।

প্রাটিনাম মাদুর সহ প্রাটিনাম মর্টারকে C. E. Munroe-র নাম অনুসারে মুনরো মর্টার (Munroe crucible) বলে।

—বর্তমানে স্থায়ী স্ফুটন ছিদ্রের স্তরযুক্ত মর্চির আমদানীতে ছাঁকন-মাদ্যুরের ব্যবহার কমে গেছে, সেইজন্য বিস্তারিত আলোচনা করা হল না। (ছাঁকন প্রণালী পরবর্তী পরিচ্ছেদে দেওয়া হল)।

স্থায়ী স্ফুটন ছিদ্র তলক মর্চি (Sintered bed crucible)—এ ক্ষেত্রে গদ্য মর্চির মত প্রতিবার ছাঁকন মাদ্যুর তৈরী করে নিতে হয় না, স্থায়ী স্ফুটন ছিদ্রের স্তরযুক্ত চাক্তি মর্চির তলদেশে স্থায়ীভাবে লাগানো থাকে। ঐ চাক্তির ছিদ্রমান 1, 2, 3 এবং 4 সাংকেতিক সংখ্যা দ্বারা প্রকাশ করা হয়। 1, 2, 3 এবং 4 নং চাক্তির ছিদ্রগুলির ব্যাস হচ্ছে যথাক্রমে  $100-120\mu$  (micron),\*  $40-50\mu$ ,  $20-30\mu$  এবং  $5-10\mu$ । 4 নং চাক্তির মর্চি ক্ষুদ্র আকারের অধঃক্ষেপ ছাঁকনের পক্ষে উপযোগী এবং 3 নং চাক্তির মর্চি মাঝারি আকারের অধঃক্ষেপের জন্য ব্যবহৃত হয়। সাধারণতঃ 30 মি.লি. ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন মর্চি ব্যবহার করা হলে থাকে।

কাচের sintered bed মর্চির উপকারিতা হচ্ছে: (1) HF অ্যাসিড এবং উষ্ণ ও গাঢ় ক্ষারক ছাড়া অন্যান্য রাসায়নিক বিকারক কোন ক্ষতি করে না; (2)  $100-150^\circ$  সে. তাপে শুষ্ক করে নির্দিষ্ট ওজনে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়; (3) সহজে পরিষ্কার করা যায়।

তিন ধরনের sintered bed মর্চি পাওয়া যায়: (ক) কাচের, (খ) সিলিকার এবং (গ) পর্সেলীনের। এদের পার্থক্য শুধু মর্চি তৈরীর মশলায়। সিলিকা এবং পর্সেলীন মর্চি  $1000^\circ$  সে. পর্যন্ত উত্তপ্ত করা যায়। পাইরেক্স কাচের মর্চিকে  $200^\circ$  সে. তাপের বেশী উত্তপ্ত করা উচিত নয়। পর্সেলীন মর্চিকে ধীরে ধীরে উত্তপ্ত করতে হয়, নতুবা ফেটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। বায়ুচুষ্মীতে শুষ্ক করে এ গুলিকে নির্দিষ্ট ওজনে ফিরিয়ে আনা হয়।

অধঃক্ষেপ সহ দ্রবণ ছাঁকবার পূর্বে দেখে নেওয়া উচিত অধঃক্ষেপকণা চাক্তির ছিদ্রগুলি বন্ধ করে ফেলবে কিনা। যদি সেরূপ সন্দেহ হয় তাহলে sintered bed মর্চি ব্যবহার না করে অন্য উপায়ে ছেকে নেওয়া উচিত। স্থায়ী sintered bed মর্চি পরিষ্কার করার সময় প্রথমে জল দিয়ে ঝাঁকিয়ে যতখানি সম্ভব কঠিন পদার্থ সরিয়ে ফেলা হয়, তারপর উপযুক্ত দ্রাবকে অবশিষ্ট কঠিন পদার্থ দ্রবীভূত করে নেওয়া হয়। জল পাম্পের সাহায্যে শোষণ করে চাক্তির ছিদ্রগুলি উপযুক্ত দ্রাবক দ্বারা ভালভাবে পরিষ্কার করে নেওয়া হয়। নতুন মর্চি হলে প্রথমে গাঢ় HCl

\*  $1 \text{ micron} = 1\mu = 10^{-6}$  মিটার

স্বারা, পরে জল স্বারা পরিষ্কার করে নেওয়া হয়। গলিত বাইসালফেট স্বারা এ ধরনের মৃচি পরিষ্কার করা উচিত নয়।

পরিষ্কার sintered bed মৃচি বারুচক্রীতে শুদ্ধ করে প্রথমে নির্দিষ্ট ওজনে ফিরিয়ে আনা হয়। তারপর এ মৃচির চারধারে একটা চওড়া রবারের নল এমনভাবে পরান হয় যাতে মৃচির নীচের অংশ রবারের নল স্বারা ঢাকা না পড়ে এবং ছাঁকনের সময় পরিস্রুত যেন রবারের সংস্পর্শে না আসে। রবারের নলটি পরাবার পূর্বে পাতিত জল স্বারা ভিজিয়ে নিলে ভালভাবে বারু-নিরোধক হয়। এখন এই মৃচিকে গুদ্র ফানেলের (Gooch funnel) উপর রাখা হয় এবং গুদ্র ফানেলটি একছিদ্রযুক্ত রবার-ছিপির সাহায্যে 500 মিলি. ছাঁকন কুপীর (filter flask) উপর এমনভাবে রাখা হয় যেন পরিস্রুত গুদ্র ফানেল হতে সরাসরি ছাঁকন কুপীতে পড়ে। সেজন্য ফানেলের নলমুখটি ছাঁকন কুপীর পার্শ্বনলের থেকে এক ইঞ্চি নীচে থাকে, তাহলে শোষণ জনিত আকর্ষণে পরিস্রুত ছাঁকন কুপীর বাইরে চলে আসবে না। বিপরীত শোষণের (back suction) ফলে কলের জল যাতে ছাঁকন কুপীতে ঢুকে না যায় সেজন্য আর একটি অনদ্রুপ ছাঁকন কুপী রবার নলের সাহায্যে পূর্বোক্ত ছাঁকন কুপীর সাথে যুক্ত করা হয় এবং শেষোক্ত ছাঁকন কুপীর সাথে জল-পাম্প লাগান হয়।

7, 18. অধঃক্ষেপ ধোঁতি (*Washing of precipitates*)—এক বা একাধিক দ্রবণীয় ধোঁগের উপস্থিতিতে সাধারণতঃ অধঃক্ষেপণ করা হয়। যে তাপে অধঃক্ষেপকে শুদ্ধ করা হয়, সেই তাপে ঐ ধোঁগ উদ্ভাস্য না হলে অধঃক্ষেপ হতে ঐ ধোঁগকে অবশ্যই পৃথক করা প্রয়োজন। সেজন্য অধঃক্ষেপকে ছাঁকনের পর উপযুক্ত দ্রাবক অথবা দ্রবণ স্বারা ধুয়ে নেওয়া হয়। কোন অধঃক্ষেপই পরম অদ্রবণীয় (absolutely insoluble) নয়, অতএব যতদূর সম্ভব কম আয়তনের ধোঁতি-দ্রবণ (washing liquid) ব্যবহার করা উচিত। প্রথমে অল্পমাত্রায় ধোঁতি-দ্রবণ নিয়ে বারংবার ধুয়ে নিয়ে শেষে একবার কিংবা দুবার বেশী পরিমাণ ধোঁতি-দ্রবণ ব্যবহার করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। অধঃক্ষেপ যদি অধিক উষ্ণ ধোঁতি-দ্রবণে অদ্রবণীয় থাকে, তাহলে অল্প উষ্ণ ধোঁতি-দ্রবণ ব্যবহার করা যেতে পারে। আদর্শ ধোঁতি-দ্রবণের নিম্নলিখিত গুণগুণি থাকা প্রয়োজনঃ

- (1) অপদ্রব্য সহজে দ্রবীভূত করে, কিন্তু অধঃক্ষেপ নির্লিপ্ত থাকে।
- (2) অধঃক্ষেপের উপর বিচ্ছুরণী প্রভাব (dispersive action) থাকবে না।
- (3) অধঃক্ষেপের সাথে রাসায়নিক বিক্রিয়া হয় না।
- (4) যে তাপে অধঃক্ষেপ শুদ্ধ করা হয়, সেই তাপে সহজে উদ্ভাস্য হয়।

(5) এমন কোন পদার্থ মেশান থাকবে না যা পরবর্তীভাবে পরিম্লভ নিয়ে বিশ্লেষণ কালে বিঘ্ন ঘটায়।

(অন্যান্য মন্তব্যের জন্য ষষ্ঠ অধ্যায়, 6-8 দেখ)

7, 19. অধঃক্ষেপ শুষ্ককরণ ও জ্বালান (*Drying and ignition of precipitates*)—অধঃক্ষেপ ছেকে ধুয়ে নেওয়ার পর ওজন করার পূর্বে একটি নির্দিষ্ট সংঘৃতি সম্পন্ন হওয়া দরকার। পরবর্তী প্রক্রিয়া নির্ভর করছে কি ধরনের ছাঁকনি ব্যবহার করা হয়েছে এবং অধঃক্ষেপের প্রকৃতির উপর। এই পদক্ষেপকে কেবলমাত্র শুষ্ক করার প্রয়োজন হলে *sintered bed* মর্দচি ব্যবহার করা হবে এবং ভস্মীভূত করার প্রয়োজন হলে ছাঁকন কাগজ ব্যবহার করা হবে।

ছাঁকন কাগজ ব্যবহার করলে সাধারণ মর্দচির মধ্যে নিয়ে তা ভস্মীভূত করা হয়। এক্ষেত্রে সিলিকা মর্দচি অথবা পর্সেলীন মর্দচি প্রয়োজন বোধে ব্যবহার করা হয়। যে তাপে অধঃক্ষেপকে উত্তপ্ত করে ভস্মীভূত করা হবে, সেই তাপে প্রথমে মর্দচিকে উত্তপ্ত করে নির্দিষ্ট ওজনে আনা হয় এবং শোষকাধারে ঠান্ডা করে ওজন দেখে নেওয়া হয়। অধঃক্ষেপসহ ছাঁকন কাগজ যত্ন সহকারে ফানেল হতে বিচ্ছিন্ন করে ঐ ছাঁকন কাগজ দ্বারা ই অধঃক্ষেপ মর্দে ফেলা হয়। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন ছাঁকন কাগজ ছিঁড়ে না যায়। এখন ছাঁকন কাগজের মোড়কটি একটি ওজন জানা নির্দিষ্ট মর্দচিতে রাখা হয় এবং মর্দচিটি ঢাকনা সহ আংশিক খোলা ও একটুখানি কাত অবস্থায় সিলিকা ত্রিকোণের (*silica triangle*) সাহায্যে লোহার তেপায়া দণ্ডের (*tripod stand*) উপর রাখা হয়। মর্দচির ঢাকনার উপর ছোট শিখা ফেলে প্রথমে জলীয় বাষ্প দূর করা হয়, তারপর শিখা একটু বড় করলে ছাঁকন কাগজটি ধীরে ধীরে অগ্নিতে পরিণত হয়। কাগজকে কখনও প্রজ্বলিত হতে দেওয়া উচিত নয়। যদি প্রজ্বলিত হয়, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে মর্দচি ঢাকনা চাপা দিলে আগুন নিভে যায়। কাগজ সম্পূর্ণ-রূপে অগ্নিতে পরিণত হলে পর শিখাকে মর্দচির নীচে রাখা হয়। সমস্ত কার্বন পর্দে যাওয়ার পর মর্দচিকে প্রয়োজনীয় সর্বোচ্চ তাপ দ্বারা উত্তপ্ত করা হয়। এই সমস্ত করতে প্রায় একঘণ্টা সময় লাগে।

ভস্মীকরণ শেষে দীপ শিখাকে সরিয়ে নেওয়া হয় এবং 1—2 মিনিট পর ঢাকনা সহ মর্দচিটি শোষকাধারে রাখা হয়। 25 থেকে 30 মিনিট সময় ঠান্ডা হতে লাগে। তারপর ঢাকনা সহ মর্দচিটি ওজন করা হয়। পুনরায় মর্দচিকে আগের মত তাপে উত্তপ্ত করা হয় 30 মিনিট, শোষকাধারে ঠান্ডা করা হয় আগের মত এবং ওজন করা হয়। মর্দচির ওজন স্থির নির্দিষ্ট না হওয়া পর্যন্ত বারংবার মর্দচিকে উত্তপ্ত করতে হয়।



ତୃତୀୟ ଭାଗ  
ଆନ୍ତରିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ



## অষ্টম অধ্যায়

### আঙ্গিক বিশ্লেষণ (Qualitative Analysis)

#### অজৈব উপাদানগুলির রীতিবদ্ধ আঙ্গিক বিশ্লেষণ (Systematic Qualitative Inorganic Analysis)

প্রত্যেকটি বিশ্লেষণকে তিন ভাগে ভাগ করা হয় :

1. প্রাথমিক পরীক্ষা—এর মধ্যে থাকবে প্রাথমিক ভাবে শব্দক পরীক্ষা, অ্যামোনিয়ামের জন্য পরীক্ষা [উদ্বারী বস্তু দেখলে  $\text{NaOH}$  দ্রবণ দিয়ে পরীক্ষা করা] এবং লব্ধ ও গাঢ়  $\text{H}_2\text{SO}_4$  দিয়ে অ্যানায়নের জন্য শব্দক পরীক্ষা।
2. অ্যাসিডীয় মূলকগুলির (অ্যানায়নগুলির) আর্দ্র পরীক্ষা।
3. ধাতব আয়নগুলির (ক্যাটায়নগুলির) আর্দ্র পরীক্ষা।

পরীক্ষণীয় বস্তুর আকৃতি ও প্রকৃতি ভাল করে লক্ষ্য করা উচিত : বস্তুটি নির্দিষ্ট আকারবদ্ধ (কেলাস), না অনিয়তাকার (পাউডার), নতুবা উভয়ের মিশ্রণ; চন্দ্রক দ্বারা আকর্ষিত হয় কিনা; কোন রঙ অথবা বিশেষ গন্ধ আছে কিনা, ইত্যাদি। যদি লক্ষ্যণীয় কিছু থাকে খাতায় লিখে রাখা দরকার। নীচে কিছু রঙীন যৌগের তালিকা দেওয়া হল :

লাল— $\text{Pb}_3\text{O}_4$  ;  $\text{HgO}$  ;  $\text{HgI}_2$  ;  $\text{HgS}$  ;  $\text{Sb}_2\text{S}_3$  ;  $\text{CrO}_3$  ;  $\text{Cu}_2\text{O}$  .

রক্তবেগুনী—ক্রোম অ্যালাম ; পারম্যাংগানেট

লালাড কমলা—ডাইক্রোমেট

ফিকে লাল—সোদক অবস্থায় ম্যাঙ্গানীজ ও কোবাল্ট লবণ

হলুদ— $\text{CdS}$  ;  $\text{As}_2\text{S}_3$  ;  $\text{SnS}_2$  ;  $\text{PbI}_2$  ;  $\text{HgO}$  (অধঃক্ষিপ্ত) ; সাধারণ ক্রোমেট ;

ফেরিক ক্লোরাইড ও নাইট্রেট

লবুজ— $\text{Cr}_2\text{O}_3$  ;  $\text{Cr}(\text{OH})_3$  ; ফেরাস লবণগুলি ; নিকেল লবণগুলি ;  $\text{CrCl}_3$  ,  $6\text{H}_2\text{O}$  ;  $\text{CuCl}_2$  ,  $2\text{H}_2\text{O}$  ;  $\text{CuCO}_3$  ;  $\text{K}_2\text{MnO}_4$  .

নীল—নিরুদক কোবাল্ট লবণগুলি ; সোদক কিউপ্রিক লবণগুলি

বাদামী— $\text{PbO}_2$  ;  $\text{CdO}$  ;  $\text{Fe}_3\text{O}_4$  ;  $\text{Ag}_3\text{AsO}_4$  ;  $\text{SnS}$  ;  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  ;  $\text{Fe}(\text{OH})_3$  .

কালো— $\text{PbS}$  ;  $\text{CuS}$  ;  $\text{CuO}$  ;  $\text{HgS}$  ;  $\text{MnO}_2$  ;  $\text{FeS}$  ;  $\text{Co}_3\text{O}_4$  ;  $\text{CoS}$  ;  $\text{NiS}$  ;  $\text{Ni}_2\text{O}_3$  ;  $\text{Ag}_2\text{S}$  .

অনেক সময় দ্রবণের রঙ মূল্যবান তথ্য হিসাবে কাজের সহায়তা করে,

সেজন্য লব্ধ দ্রবণে ধাতুর সোদক ক্যাটারনের রঙের তালিকা নীচে দেওয়া হল :

লাল—কপার (ইক্); সবুজ—নিকেল, ফেরাস, ক্রোমিয়াম (ইক্), ম্যাঙ্গানেট;  
হলুদ—ক্রোমেট, ফেরিক; কমলা—ডাইক্রোমেট; রক্ত বেগুনী—পার-  
ম্যাঙ্গানেট; ফিকে লাল—কোবাল্ট, ম্যাঙ্গানীজ।

### 8. 1. প্রাথমিক শুষ্ক পরীক্ষা (Preliminary dry tests)

নিম্নলিখিত শুষ্ক পরীক্ষাগুলি ক্রমানুযায়ী করতে হবে :

(1) পরীক্ষা নলে উত্তপ্ত করণ; (2) বিশিষ্ট বালব্-নল পরীক্ষা; (3) কাঠি  
কয়লার জারণ, বিজারণ ও কোবাল্ট নাইট্রেট পরীক্ষা; (4) সোহাগা-  
গুটিকা পরীক্ষা; (5) দীপ শিখা পরীক্ষা; (6) অন্যান্য পরীক্ষা।

এই পরীক্ষাগুলি করবার পূর্বে যে কঠিন বস্তু বা মিশ্রিত উপাদান  
পরীক্ষা করবার জন্য দেওয়া হয়েছে সে গুলি গুঁড়া অবস্থায় না থাকলে  
থলে গুঁড়া করে নিতে হবে।

(1) পরীক্ষানলে উত্তপ্ত করা : পরীক্ষার জন্য প্রাপ্ত বস্তু (5 মিলি গ্রাম)  
একটি শুষ্ক পরীক্ষানলের তলদেশে এমনভাবে নাও যাতে ঐ গুঁড়া পরীক্ষা-  
নলের গায়ে লেগে না থাকে। পরীক্ষা নলটিকে প্রায় অনুভূমিক রেখায়  
দীপ শিখার উপর ধর। তারপর ধীরে ধীরে সাবধানে উত্তপ্ত কর। যখন  
তাপমাত্রা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকবে, তখন যদি কিছু পরিবর্তন লক্ষিত  
হয় সারণী অনুসারে খাতায় লিখে রাখ।

### 8. 1. সারণী

#### নিরীক্ষা (Observation)

#### অনুমান (Inference)

(ক) বস্তুর রঙ পরিবর্তন হচ্ছে :

1. কালো হয়ে যায়, কোন গন্ধ নেই।

1. Cu, Mn এবং Ni লবণ-  
গুলি

2. গরম অবস্থায় হলুদ, ঠান্ডা অবস্থায়  
সাদা।

2. ZnO এবং অনেক Zn  
লবণ

3. গরম অবস্থায় হলুদে বাদামী, ঠান্ডা  
অবস্থায় হলুদ।

3. SnO<sub>2</sub> অথবা Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>

4. অল্প গরম অবস্থায় হলুদ, বেশী গরম  
অবস্থায় বাদামী, ঠান্ডা অবস্থায় হলুদ।

4. PbO এবং কিছু Pb  
লবণ

নিরীক্ষা (Observation)	অনুমান (Inference)
৫. গরম অবস্থায় বাদামী, ঠান্ডা অবস্থায় বাদামী।	৫. $\text{CdO}$ এবং কিছ, $\text{Cd}$ লবণ
৬. গরম অবস্থায় লাল থেকে গাঢ় লাল (কালচে), ঠান্ডা অবস্থায় লালভ বাদামী	৬. $\text{Fe}_2\text{O}_3$
(খ) উৎক্ষেপ তৈরী হচ্ছে:	১. $\text{HgCl}_2$ , $\text{HgBr}_2$ , $\text{Hg}_2\text{-Cl}_2$ , অ্যামোনিয়াম হ্যালাইড-গ্দাল, $\text{As}_2\text{O}_3$ , $\text{Sb}_2\text{O}_3$
১. সাদা উৎক্ষেপ।	২. $\text{HgS}$
২. কালো উৎক্ষেপ; কাঁচের দণ্ড দিয়ে ঘষলে লাল হয়ে যায়।	৩. আয়োডন
৩. নীলাভ কালো উৎক্ষেপ সহ বেগুনী গ্যাস।	৪. $\text{S}$ , $\text{As}_2\text{S}_3$ , $\text{HgI-}$ (কাঁচের দণ্ড দিয়ে ঘষলে লাল হয়ে যায়)
৪. হলদে উৎক্ষেপ।	৫. মারকারী লবণ থেকে মুক্ত $\text{Hg}$
৫. ছাই রঙের উৎক্ষেপ, ঘষলে তরল মার-কারীর বভূল পাওয়া যায়।	৬. আর্সেনিক লবণ থেকে মুক্ত $\text{As}$
৬. কালচে ছাই রঙের উৎক্ষেপ রসুনেন্ন গন্ধ।	
(গ) গ্যাস অথবা বাষ্প নির্গত হয়:	
১. জল নির্গত হয়, লিটমাস কাগজ দিয়ে পরীক্ষা কর:	১. সঞ্চিত জলীয় বাষ্প অথবা কেলাস জলের উপস্থিতি
(i) ক্ষারীয় জল।	(i) অ্যামোনিয়াম লবণ
(ii) অ্যাসিডীয়	(ii) সহজে বিয়োজিত শক্তি-শালী অ্যাসিডের লবণ
২. বাদামী ধূম নির্গত হয় ( $\text{NO}_2$ ); নীল লিটমাস কাগজ লাল হয়ে যায়।	২. ভারী ধাতুর নাইট্রেট, নাইট্রাইট অথবা ব্রমাইড
(i) শ্বাস রোধ করে, ফ্লোরেসিন (fluorescein) কাগজ লাল হয়ে যায়।	(i) ব্রমাইড (সহজে বিয়ো-জিত অথবা জারকদ্রব্য উপ-স্থিত থাকলে

নিরীক্ষা (Observation)

অনুমান (Inference)

৩. বেগুনী ধূম নির্গত হয়, ঠান্ডা অংশে কালো কেলাস ঘনীভূত হয়।

৩. আয়োডাইড

৪. ক্লোরিন গ্যাস (পীতাম্ব) নির্গত হয়, শ্বাস রোধ করে (বিষাক্ত); লিটমাস কাগজ বিবর্ণ হয়ে যায়, KI-স্টার্চ কাগজ নীল হয়ে যায়।

৪. সহজে বিয়োজিত ক্লোরাইড, অথবা জারকদ্রব্য উপস্থিত থাকলে

৫. অ্যামোনিয়া গ্যাস নির্গত হয় (ঝাঁকালো গন্ধ); লাল লিটমাস কাগজ নীল হয়, মার-কিউরাস নাইট্রেট কাগজ কালো হয়।

৫. অ্যামোনিয়াম লবণ অথবা জটিল অ্যামিন যৌগ

৬.  $H_2S$  গ্যাস নির্গত হয় (ডিঙ্ক পচা গন্ধ), লেড-অ্যাসিটেট কাগজ কালো হয়; ক্যাড-মিয়াম-অ্যাসিটেট কাগজ হলদে হয়।

৬. সালফাইড

৭.  $SO_2$  গ্যাস নির্গত হয়, গন্ধক পোড়া গন্ধ, নাক জ্বালা করে,  $K_2Cr_2O_7$  সবুজ হয়, ফুকসিন (fuchsin) দ্রবণ বর্ণহীন হয়।

৭. সালফাইট; থায়োসালফেট, কিছদ সালফেট

৮. ফসফিন ( $PH_3$ ) গ্যাস নির্গত হয়, পচা মাছের গন্ধ (বিষাক্ত); সহজে আগুন জ্বলে ওঠে (সাবধান!)।

৮. ফসফাইট এবং হাইপো-ফসফাইট

৯.  $CO_2$  গ্যাস নির্গত হয়, চুনের জল (lime-water) ঘোলা করে।

৯. কার্বোনেট; বাইকার্বোনেট

১০.  $(CN)_2$  গ্যাস নির্গত হয়; খুবই বিষাক্ত; বিশিষ্ট গন্ধ আছে, আগুনে পড়ে বেগুনী শিখা তৈরী করে।

১০. ভারী ধাতুর সায়ানাইড;  $K_3Fe(CN)_6$

(ঘ) গরম করলে গলে যায়, ঠান্ডা করলে পুনরায় কঠিন হয়।

(ঘ) ক্ষার ও মৃৎক্ষার ধাতুর লবণ; লেড ক্লোমেট; হ্যালাইড

(২) বিশিষ্ট বালব-নল পরীক্ষা—যদি আগের পরীক্ষায় সাদা উৎক্ষেপ দেখা যায়, তাহলে নমুনার কিছদ অংশ (৫ মি.গ্রা.) চতুর্দণ আয়তনের (২০

মি.গ্রা.) নিরুদক  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  ও অর্ধেক আয়তনের (২ মি.গ্রা.)  $\text{KCN}^*$ -র সাথে মেশাও, তারপর একটি বালব-নলের তলদেশে এমনভাবে নাও যেন নলের গায়ে না লাগে। ধীরে ধীরে উত্তপ্ত করে পরিবর্তন লক্ষ্য কর এবং সারণী অনুসারে খাতায় লিখে রাখ।

## ৪. ২. সারণী

নিরীক্ষা (Observation)	অনুমান (Inference)
১. ছাই রঙের ধাতুর প্রলেপ (বাইরের দিক আয়নার মত), কাচদণ্ড দিয়ে নাড়লে বতুল পাওয়া যায়।	১. মারকারী লবণ
২. কাল্চে বাদামী রঙের প্রলেপ (আয়নার মত)। শূন্য $\text{H}_2\text{S}$ গ্যাস চালিত করে উত্তপ্ত করলে হলুদ হয়ে যায়।	২. আর্সেনিক লবণ
৩. $\text{NH}_3$ গ্যাস নির্গত হয়।	৩. অ্যামোনিয়াম লবণ

(৩) কাঠকয়লায় জারক-শিখা পরীক্ষা (Heating on charcoal with oxidising flame) :

(ক) এক খণ্ড কাঠকয়লার উপরে একটি ছোট গর্ত কর ৫ মি.গ্রা. নমুনা বস্তু ঐ গর্তে নাও এবং বাঁক-নলের সাহায্যে জারক শিখায় উত্তপ্ত কর।

## ৪. ৩. সারণী

নিরীক্ষা (Observation)	অনুমান (Inference)
১. চটপট্ শব্দ করে লাফায়।	১. কেলাস-লবণ (যেমন, $\text{NaCl}$ , $\text{KCl}$ , প্রভৃতি)
২. বেশী উত্তপ্ত করলে বস্তুটি জ্বলে ওঠে।	২. নাইট্রেট, নাইট্রাইট, ক্লোরেট, পারক্লোরেট আয়োডেট জাতীয় অক্সিজেন সমৃদ্ধ যৌগ

\*  $\text{KCN}$  না মিশিয়ে মারকারী ও অ্যামোনিয়াম লবণের পরীক্ষা করলে একই ফল পাওয়া যায়।

**নিরীক্ষা (Observation)**

**অনুমান (Inference)**

৩. সহজেই গলে যায় ও কাঠকয়লার ভিতর প্রবেশ করে।

৩. ক্ষার ও কিছু মৃৎক্ষার ধাতুর লবণ

৪. সাদা ধূম নির্গত হয়।

৪. Hg, As, Sb এবং অ্যামোনিয়াম যৌগ

৫. বস্তুটি গলে না এবং সাদা ভাস্কর অথবা বহিঃস্তর যুক্ত অবশেষ।

৫. নীচের (খ) পরীক্ষা কর।

(খ) কাঠকয়লায় সোডিয়াম কার্বনেট সহযোগে বিজারণ (Heating on charcoal with reducing flame) :

নমুনা বস্তুটির কিছু অংশ (৫ মি.গ্রা.) নাও, স্বেদন (10 মি.গ্রা.)  $\text{Na}_2\text{CO}_3$ -র সাথে মেশাও। তারপর কাঠকয়লার ছোট গর্তে রাখ, এক ফোঁটা জল দিয়ে ভিজিয়ে নাও, এবং বাঁক-নলের বিজারক শিখায় উত্তপ্ত কর।

**৪. ৪. সারণী**

**নিরীক্ষা (Observation)**

**অনুমান (Inference)**

১. বহিঃস্তর সহ ধাতু

(i) বহিঃস্তর হলুদ, নরম ধাতু, হাতুরা দিয়ে আঘাত করলে পাতের মত চ্যাপ্টা হয়ে যায়, কাগজে দাগ কাটে।

(i) লেড যৌগ

(ii) বহিঃস্তর হলুদ, ভগ্নদ্র ধাতু।

(ii) বিসম্মাথ যৌগ

(iii) বহিঃস্তর সাদা উষ্মারী, সাদা ও ভগ্নদ্র ধাতু।

(iii) অ্যান্টিমনি যৌগ

২. বহিঃস্তর বিহীন ধাতু

(i) উজ্জ্বল নরম ধাতু,  $\text{HNO}_3$ -এ দ্রবণীয়। ঐ দ্রবণে লব্ধ  $\text{HCl}$  মেশালে সাদা দধির মত অধঃক্ষেপ পাওয়া যায়। অধঃক্ষেপ অতিরিক্ত  $\text{NH}_4\text{OH}$ -এ দ্রবণীয়।

(i) সিলভার যৌগ



(ii) সাদা ধাতুর ছোট ছোট কণা, সহজে পাওয়া যায় না,  $\text{KCN}$  মিথিয়ে উত্তপ্ত করলে সহজে পাওয়া যায়।

(ii) টিন যৌগ

(iii) লাল রঙের ধাতব ফলক।

(iii) কপার যৌগ

নিরীক্ষা (Observation)	অনুমান (Inference)
(iv) ধূসরাভ কাল ধাতব কণা, চন্দ্রক আকর্ষণ করে।	(iv) আয়রন, কোবাল্ট, নিকেল যৌগ
3. ধাতু বিহীন বহিঃস্তর	
(i) সাদা, গরম অবস্থায় হ্রদ।	(i) জিংক যৌগ
(ii) সাদা, রসদনের গন্ধ।	(ii) আর্সেনিক যৌগ
(iii) বাদামী।	(iii) ক্যাডমিয়াম যৌগ
4. উত্তপ্ত অবস্থায় সাদা, ভাস্কর ও অগলনীয়।	4. বেরিয়াম, স্ট্রনসিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম ও জিংক যৌগ। নীচের (গ) পরীক্ষা কর।






(ষষ্ঠ অধ্যায়, 6.1 পরিচ্ছেদ দেখ)

(গ) কোবাল্ট নাইট্রেট পরীক্ষা (cobalt nitrate tests) :


কাঠকরলায় সোডিয়াম কার্বনেট সহযোগে বিজারণ করে {8.1 পরিচ্ছেদ, (3) খ 4 দেখ} প্রাপ্ত অগলনীয় সাদা অবশেষের উপর এক অথবা দুই ফোঁটা কোবাল্ট নাইট্রেট দ্রবণ দাও এবং জারক শিথায় বাঁক-নলে উত্তপ্ত কর। [বেশী কোবাল্ট নাইট্রেট দ্রবণ মেশালে সমস্ত বস্তুটি কাল হয়ে যাবে এবং পরীক্ষাটি বাতিল করতে হবে]।

## 8. 5. সারণী

নিরীক্ষা (Observation)	অনুমান (Inference)
1. অগলনীয় নীল অবশেষ	1. অ্যালুমিনিয়াম যৌগ
2. গলনীয় নীল অবশেষ	2. ফসফেট, আর্সেনেট, বোরেট এবং সিলিকেট যৌগ
3. সবুজ অবশেষ	3. জিংক যৌগ
4. ফিকে গোলাপী অবশেষ	4. ম্যাগনেসিয়াম যৌগ
5. ধূসর বর্ণের অবশেষ	5. ক্যালসিয়াম, স্ট্রনসিয়াম ও বেরিয়াম যৌগ




সবুজ (Rinmann's green)



(ফিকে গোলাপী)



নীল (Thenard's blue)



(নীল)

(ষষ্ঠ অধ্যায়, 6.1 পরিচ্ছেদ দেখ)

#### (4) সোহাগা-গুটিকা পরীক্ষা (Borax bead tests) :

পরীক্ষণীয় বস্তু যদি রঙীন হয় অথবা রঙীন উপাদানের মিশ্রণ হয়, তাহলে এই পরীক্ষা প্রয়োজন।

প্রথমে প্লাটিনাম তারের আগায় একটি ছোট রিং তৈরী করে দীপ্তিহীন দীপ শিখায় উত্তপ্ত কর এবং উত্তপ্ত অবস্থায় সোহাগার গুঁড়ায় ঠেকিয়ে নাও, তারপর ঐ শিখায় ধর। প্রয়োজন হলে দু-তিন বার এ রকম কর যতক্ষণ না একটি স্বচ্ছ ও বর্ণহীন সোহাগার গুটিকা তৈরী হয়। তখন ঐ গরম গুটিকা প্রাপ্ত পরীক্ষণীয় বস্তুর একটি কিংবা দুটি দানার সংস্পর্শে আন এবং দীপের বিজারক শিখায় ধরে থাক যতক্ষণ পর্যন্ত না দানাগুটালি মিশে যায়। গরম ও ঠাণ্ডা অবস্থায় ঐ গুটিকার রঙ লক্ষ্য কর।



বিজারক শিখায় কাজ শেষ হলে ঐ গুটিকাই জারক শিখায় ধরে অনুরূপ পরীক্ষা কর।

### 8. 6. সারণী


জারক শিখা	বিজারক শিখা	অনুমান
1. গরম ও ঠাণ্ডা অবস্থায় গাঢ় নীল	1. গরম ও ঠাণ্ডা অবস্থায় গাঢ় নীল	1. কোবাল্ট বৌগ
2. গরম ও ঠাণ্ডা অবস্থায় পামা সবুজ	2. গরম ও ঠাণ্ডা অবস্থায় পামা সবুজ	2. ক্রোমিয়াম বৌগ
3. গরম অবস্থায় সবুজ, ঠাণ্ডা হলে নীল	3. অনচ্ছ (opaque) লাল	3. কপার বৌগ




জারক শিখা	বিজারক শিখা	অনুমান
4. গরম অবস্থায় লাল, ঠান্ডা হলে হলুদ	4. গরম ও ঠান্ডা অবস্থায় সবুজ	4. আয়রন যৌগ
5. গরম ও ঠান্ডা অবস্থায় লালান্ধ বেগুনী	5. গরম ও ঠান্ডা অবস্থায় বর্ণহীন	5. ম্যাঙ্গানীজ যৌগ
6. ঠান্ডা অবস্থায় লালান্ধ	6. ঠান্ডা অবস্থায় অনচ্ছদ	6. নিকেল যৌগ




(গাঢ় নীল)



(সবুজ)



(নীল)



(হলুদ)

(ষষ্ঠ অধ্যায়, 6.1 পরিচ্ছেদ দেখ)

সোহাগা-গন্ধটিকার পরিবর্তে মাইক্রোকসমিক লবণের ( $\text{Na NH}_4 \text{H PO}_4$ ) গন্ধটিকায় উপরোক্ত পরীক্ষাগন্ধিল করা সম্ভব। রঙীন গন্ধটিকার উপর সাদা অনচ্ছ কণা থাকলে বন্ধিতে হবে নমুনার মিশ্রণে সিলিকেট আছে।  $\text{SnO}_2$  দ্রবীভূত হতে দেরী হয়, সেজন্য অনেক সময় সিলিকেটের সাথে ভুল হতে পারে। মাইক্রোকসমিক লবণের গন্ধটিকায় সিলিকেটের এই পরীক্ষা অনেকেই অনুমোদন করেন।

(5) দীপ শিখা পরীক্ষা (Flame tests) :

একটি ছোট ঘড়ি-কাচে কিছু গাঢ় ও বিশুদ্ধ  $\text{HCl}$  নাও। একটি পরিষ্কার প্লাটিনাম তারের অগ্রভাগ ঐ  $\text{HCl}$ -এ চুর্বিয়ে বুনসেন দীপের দীপ্তিহীন শিখায় ধরে দেখ শিখা বর্ণহীন। তারপর ঐ প্লাটিনাম তার পুনরায়  $\text{HCl}$ -এ সিক্ত করে প্রাপ্ত পরীক্ষণীয় বস্তুর কয়েকটি কণার সংস্পর্শে রাখ এবং পরে দীপ্তিহীন শিখায় গোড়ায় ধর। শিখার রঙ প্রথমে খালি চোখে, পরে একজোড়া নীল কোবাল্ট কাচ-ফলকের ভিতর দিয়ে লক্ষ্য কর।

(ষষ্ঠ অধ্যায়, 6.1 পরিচ্ছেদ দেখ)

## 8. 7. সারণী



খালি চোখে	নীল কাচের ভিতর দিয়ে	অনুমান
1. স্থির উজ্জ্বল সোনালী হলদ	1. বর্ণহীন	1. সোডিয়াম
2. নীল-লোহিত	2. ঘোর লাল	2. পটাসিয়াম
3. স্বল্প স্থায়ী পীতভ লাল	3. ফিকে সবুজ	3. ক্যালসিয়াম
4. স্থির ঘোর লাল	4. রক্ত বর্ণহীন	4. স্ট্রনসিয়াম
5. পীতভ সবুজ	5. নীলাভ সবুজ	5. বেরিয়াম
6. সবুজের মাঝখানে নীল	6. বর্ণহীন	6. কপার
7. সবুজ (স্বল্প স্থায়ী)	..	7. বোরোট
8. ফিকে নীলাভ সবুজ, সাপের জিভের মত শিখা	..	8. টিন
9. নীলাভ-শ্বেত	..	9. লেড, আর্সে- নিক, অ্যান্টিমনি, বিসমাথ

### (6) অন্যান্য পরীক্ষা:


(ক) Mn এবং Cr ধাতুর উপস্থিতি গলন-পরীক্ষা (Fusion test) দ্বারা অনুমান করা যায়। সোহাগা-গুট্টিকা পরীক্ষায় Cr এবং/অথবা Mn অনুমান করলে প্রাপ্ত পরীক্ষণীয় বস্তুর কিছু পরিমাণ (5 মি.গ্রা.) সম-পরিমাণ  $KNO_3$  এবং দ্বিগুণ পরিমাণ  $Na_2CO_3$ -র সাথে মিশিয়ে অল্পপাত অথবা ভাঙা পর্সেলীনের মর্টার উপর নিয়ে গলাও। গলিত অবশেষ ঠাণ্ডা অবস্থায় সবুজ হলে ম্যাঙ্গানীজ, হলদ হলে ক্রোমিয়াম বোঝায়।  $Na_2CO_3$ -র গুট্টিকা পরীক্ষা করেও Cr এবং Mn-র উপস্থিতি ধরা যায়। Cr এবং Mn একত্রে মেশানো থাকলে ম্যাঙ্গানেটের সবুজ রঙ ক্রোমেটের হলদ রঙকে প্রচ্ছন্ন করে ফেলে।

বিঃ দ্রঃ—(1) লেড, আর্সেনিক, অ্যান্টিমনি, বিসমাথ, কপার ও টিন ধাতুর লবণ প্রাটিনাম নষ্ট করে।

(2) ফসফেটের উপস্থিতিতে Ba, Sr, Ca-র পরীক্ষা—লবণের HCl দ্রবণে সম্পূর্ণ  $(NH_4)_2SO_4$  দ্রবণ মেশাও  $\rightarrow$  Pb, Ba, Sr এবং Ca সালফেট হিসাবে অধঃক্ষিপ্ত হবে।  $CH_3COONH_4$  দ্রবণ মিশিয়ে Pb পৃথক করে নাও, তারপর Ba, Sr এবং Ca-র জন্য দীপ শিখায় পরীক্ষা কর।





সবুজ ম্যাঙ্গানেন্ট লব্ধ  $\text{CH}_3\text{COOH}$ -এ দ্রবীভূত করলে পারম্যাঙ্গানেটের রক্ত বেগুনী দ্রবণ পাওয়া যায়:



(খ) অ্যামোনিয়াম মূলকের পরীক্ষা—প্রাপ্ত বস্তুর কিছু অংশ (10 মি.গ্রা.) পরীক্ষা-নলে নিয়ে ২ মি.লি. লব্ধ  $\text{NaOH}$  দ্রবণ মিশিয়ে গরম কর। অ্যামোনিয়াম কাঁকালো গন্ধ বের হবে। লাল লিটমাস কাগজ ও মারকিউরাস নাইট্রেট কাগজ দিয়ে পরীক্ষা কর।

$\text{NH}_3$  গ্যাস অনুমান করলে, ঐ নির্গত গ্যাস পাতিত জলের মধ্যে চালিত কর। তারপর ঐ দ্রবণে নেস্‌লারের বিকারক (Nessler's reagent) মেশাও। বাদামী অধঃক্ষেপ পাওয়া যাবে।



(গ) টিনের প্রতিপ্রভা (fluorescence) পরীক্ষা:

একটি ছোট বীকারে পরীক্ষণীয় কঠিন বস্তু কিছু নাও, 6N-HCl ও বিশুদ্ধ\* (টিন বিহীন) জিংক খণ্ড মেশাও। একটি কাচের পরীক্ষা-নলে অর্ধেক ঠান্ডা জল ভর্তি করে বাইরের প্রান্তটা ঐ মিশ্রনে ডুবাও এবং সঙ্গে সঙ্গে বুনসেন দীপশিখার উপর (শিখা হতে ২-৩ মি.মি. বাইরে) ধর। নীল প্রতিপ্রভা পরীক্ষা-নলের গা থেকে নির্গত হবে। পরীক্ষা-নলের ভিতর রাখা ঠান্ডা জল গরম হয়ে গেলে ফেলে দিয়ে পুনরায় ঠান্ডা জল নিয়ে পরীক্ষা করতে হবে।

৪. ২. অ্যাসিডীয় মূলকগুলির (অ্যানায়নগুলির) প্রাথমিক পরীক্ষা:

(1) লব্ধ  $\text{H}_2\text{SO}_4$ -এ বিক্রিয়া (লব্ধ  $\text{HCl}$  প্রয়োগ করা যেতে পারে):  
একটি পরীক্ষা-নলে ০.১ গ্রাম পরীক্ষণীয় বস্তু নাও, ২ মি.লি. ২N- $\text{H}_2\text{SO}_4$

\* বাজারে প্রাপ্ত জিংক খণ্ডে সাধারণতঃ টিন থাকে। সেজন্য পাশাপাশি পরীক্ষণীয় বস্তু না মিশিয়ে বস্তুহীন (blank) পরীক্ষা করা প্রয়োজন।

লোশাও। ঠান্ডা অবস্থায় এবং প্রয়োজন হলে সামান্য গরম অবস্থায় বিক্রিয়া লক্ষ্য কর।

### ৪. ৪. সারণী

নিরীক্ষা	অনুমান	বিক্রিয়া সমীকরণ
১. ঠান্ডা অবস্থায় বৃদ্ধবৃদ্ধন; বর্ণহীন ও গন্ধহীন গ্যাস নিগত হয়; ঐ গ্যাস স্বচ্ছ চুনের জলকে ঘোলা করে।	১. কার্বনেট অথবা বাইকার্বনেট	$1. \text{CO}_3^{2-} + 2\text{H}^+ = \text{CO}_2 \uparrow + \text{H}_2\text{O}$ $\text{Ca}(\text{OH})_2 + \text{CO}_2 = \text{CaCO}_3 \downarrow + \text{H}_2\text{O}$
২. বর্ণহীন গ্যাস নিগত হয়, শ্বাস রোধ করে, গন্ধক পোড়া গন্ধ, অ্যাসিডীয় ডাইক্লোমেট সিন্ত কাগজকে সবুজ করে, ফুকসিন দ্রবণকে বর্ণহীন করে।	২. সালফাইট এবং থায়োসালফেট	$2. \text{SO}_3^{2-} + 2\text{H}^+ = \text{SO}_2 \uparrow + \text{H}_2\text{O}$ $\text{S}_2\text{O}_3^{2-} + 2\text{H}^+ = \text{SO}_2 \uparrow + \text{S} \downarrow + \text{H}_2\text{O}$ $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 2\text{H}^+ + 3\text{SO}_2 = 2\text{Cr}^{3+} + 3\text{SO}_4^{2-} + \text{H}_2\text{O}$ <p style="text-align: center;">(সবুজ)</p>
(i) গন্ধকের অধঃক্ষেপণ হয় (ii) গন্ধকের অধঃক্ষেপণ হয় না	(i) থায়োসালফেট (ii) সালফাইট	
৩. লালভ-বাদামী গ্যাস নিগত হয়, স্টার্চ-আয়োডাইড সিন্ত কাগজকে নীল করে।	৩. নাইট্রাইট	$3. 3\text{NO}_2^- + 2\text{H}^+ = \text{NO}_3^- + 2\text{NO} + \text{H}_2\text{O}$ $2\text{NO} + \text{O}_2 = 2\text{NO}_2 \uparrow$ $2\text{I}^- + \text{NO}_2 + \text{H}_2\text{O} = \text{I}_2 + \text{NO}_2 + 2\text{OH}^-$
৪. পীতভ-সবুজ গ্যাস নিগত হয়, শ্বাস রোধ করে, লিটমাস কাগজ বর্ণহীন করে, স্টার্চ-আয়োডাইড সিন্ত কাগজ নীল হয়	৪. হাইপোক্লোরাইট	$4. 2(\text{OCl})^- + 4\text{H}^+ = \text{Cl}_2 \uparrow + 2\text{H}_2\text{O}$ $2\text{I}^- + \text{Cl}_2 = \text{I}_2 + 2\text{Cl}^-$

নিরীক্ষা	অনুমান	বিক্রিয়া সমীকরণ
5. বর্ণহীন গ্যাস নির্গত হয়*, পচাডিমের গন্ধ, অ্যাসিডীয় ডাইক্রোমেট সিন্ত কাগজ সবুজ হয়, লেড অ্যাসিটেট অথবা সোডিয়াম প্লাম্বাইট $[Pb(ONa)_2]$ সিন্ত কাগজ কাল হয়	5. সালফাইড	$5. S^{2-} + 2H^+ = H_2S \uparrow$ $Cr_2O_7^{2-} + 14H^+ + 3S^{2-} = 2Cr^{3+} + 3S \downarrow + 7H_2O$ (সবুজ) $Pb^{2+} + S^{2-} = PbS$ (কাল)
6. বর্ণহীন গ্যাস নির্গত হয়, পচা বাদামের গন্ধ ( $C_6H_5CHO$ -র মত), অত্যন্ত বিস্মাক্ত। $NaOH$ দ্রবণে সিন্ত কাগজ পরীক্ষা-নলের মুখে চেপে ধর দুই মিনিট, তারপর ঐ সিন্ত জালগায় এক ফোটা $FeSO_4$ দ্রবণ দাও, গরম কর, এবং দু-ফোটা $6N-HCl$ দাও। কাগজ নীল হলে বদ্বাতে হবে সায়ানাইড অবশ্যই আছে।	6. সায়ানাইড, দ্রব-ণীয় ফেরি-ও ফেরো-সায়ানাইড	$6. CN^- + H^+ = HCN \uparrow$ $Fe^{2+} + 2OH^- = Fe(OH)_2$ $Fe(OH)_2 + 2CN^- = Fe(CN)_2 + 2OH^-$ $Fe(CN)_2 + 4CN^- = Fe(CN)_6^{4-}$
7. ফোটাতে দ্রবণ হলুদ হয়, $SO_2$ গ্যাস নির্গত হয় (ফুক-সিন দ্রবণ বর্ণহীন হয়, ডাই-ক্রোমেট সিন্ত কাগজ সবুজ হয়)।	7. থায়োসায়ানোট	$7. SCN^- + 2H^+ + H_2O = NH_4^+ + COS$ $2COS + 3O_2 = 2CO_2 \uparrow + 2SO_2 \uparrow$

### (২) গাড় $H_2SO_4$ -এ বিক্রিয়া:

একটি পরীক্ষা-নলে 0.1 গ্রাম পরীক্ষণীয় বস্তু নাও, 2 মি.লি. গাড়  $H_2SO_4$  মেশাও এবং সামান্য গরম করে বিক্রিয়া লক্ষ্য কর। [পরীক্ষণীয় বস্তুর মধ্যে ক্রোরেট অথবা পারম্যাঙ্গানেট থাকলে উত্তপ্ত অবস্থায় ভয়ানক বিস্ফোরণ ঘটতে পারে]।

\*  $As_2O_3$  এবং  $Sb_2O_3$  বেশী পরিমাণে থাকলে, অথবা অন্য কোন কারণে  $H_2S$  গ্যাস অনেক সময় ভালভাবে নির্গত হয় না, তখন  $Zn$  ধাতুর টুকরো দু-একটা মেশালে  $H_2S$  গ্যাস ভালভাবে নির্গত হয়।

৪, ৯. দারশী

নিরীক্ষা	অনুমান	বিক্রিয়া সমীকরণ
1. বর্ণহীন গ্যাস নির্গত হয়, বাঁঝালো গন্ধ, $\text{NH}_4\text{OH}$ সিক্ত কাচ দণ্ড পরীক্ষা-নলের মধ্যে ধরলে সাদা ধূম নির্গত হয়, পরীক্ষণীয় বস্তুর মধ্যে জারক দ্রব্য* থাকলে অথবা $\text{MnO}_2$ মেশালে $\text{Cl}_2$ গ্যাস নির্গত হয় এবং $\text{KI}$ -স্টার্চ সিক্ত কাগজকে নীল করে।	1. ক্লোরাইড	$1. \text{NaCl} + \text{H}_2\text{SO}_4 = \text{NaHSO}_4 + \text{HCl}$ $\text{MnO}_2 + 4\text{HCl} = \text{Cl}_2 \uparrow + \text{MnCl}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$
2. বর্ণহীন গ্যাস নির্গত হয়, বাঁঝালো গন্ধ, পরীক্ষা-নলে দ্রবণটি তৈলাক্ত মনে হয়, একটি কাচ দণ্ডে এক ফোঁটা জল নিয়ে পরীক্ষা-নলের মধ্যে ধরলে স্বচ্ছ জলের ফোঁটা ঘোলাটে হয়ে যায়। পরীক্ষা শেষে পরীক্ষা-নলের গায়ে ঘষা দাগ দেখা যায়।	2. ক্লোরাইড	$2. \text{F}^- + \text{H}^+ = \text{HF}$ $4\text{HF} + \text{SiO}_2 = \text{SiF}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$ $3\text{SiF}_4 + 4\text{H}_2\text{O} = 2\text{H}_2\text{SiF}_6 + \text{Si}(\text{OH})_4$
3. ফিকে লালান্ড-বাদামী $\text{HBr}$ ও $\text{Br}_2$ গ্যাস নির্গত হয়, বাঁঝালো গন্ধ, পরীক্ষা-নলে $\text{MnO}_2$ মেশালে গ্যাসের রঙ গাঢ় হয়। ফ্লোরোসিন কাগজ লাল করে, $\text{CS}_2$ দ্রবণ হলদে হয়।	3. ব্রোমাইড ও ব্রোমেট	$3. \text{KBr} + \text{H}_2\text{SO}_4 = \text{KHSO}_4 + \text{HBr}$ $\text{HBr} + \text{H}_2\text{SO}_4 = \text{Br}_2 \uparrow + \text{SO}_2 \uparrow + 2\text{H}_2\text{O}$ $\text{MnO}_2 + 2\text{KBr} + 3\text{H}_2\text{SO}_4 = \text{Br}_2 \uparrow + 2\text{KHSO}_4 + \text{MnSO}_4 + \text{H}_2\text{O}$
4. বেগুনী গ্যাস নির্গত হয়, পরীক্ষা-নলে $\text{MnO}_2$ মেশালে গ্যাসের রঙ গাঢ় হয়, $\text{CS}_2$ দ্রবণ বেগুনী হয়।	4. আয়োডাইড	$4. \text{HI} + \text{H}_2\text{SO}_4 = \text{I}_2 \uparrow + \text{SO}_2 \uparrow + 2\text{H}_2\text{O}$




\* ক্রোমেট থাকলে  $\text{Br}_2$ -র মত বাদামী গ্যাস নির্গত হয়। তখন ঐ গ্যাস লব্ধ  $\text{NaOH}$  দ্রবণে চালিত কর এবং লেড অ্যাসিটেট ও অ্যাসিটিক অ্যাসিড মেশাও।  $\text{PbCrO}_4$ -র হলদে অধঃক্ষেপ পাওয়া যাবে। পারক্রোমিক অ্যাসিড পরীক্ষাও করা চলে।

নিরীক্ষা	অনুমান	বিক্রিয়া সমীকরণ
5. কাঁকালো $\text{HNO}_3$ গ্যাস নিগত হয়, অনেক সময় বাদামী $\text{NO}_2$ গ্যাসও নিগত হয়, তাম্রা কুচি মেশালে বাদামী রঙ আরও গাঢ় হয়	5. নাইট্রেট [ যদি নাইট্রাইট না থাকে ]	$5. \text{NaNO}_3 + \text{H}_2\text{SO}_4 = \text{NaHSO}_4 + \text{HNO}_3$ $4\text{HNO}_3 = 4\text{NO}_2 \uparrow + \text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ $\text{Cu} + 4\text{HNO}_3 = \text{Cu}(\text{NO}_3)_2 + 2\text{NO}_2 \uparrow + 2\text{H}_2\text{O}$
6. বিশিষ্ট গন্ধ বস্তু হলদে $\text{ClO}_2$ গ্যাস ঠান্ডা অবস্থায় নিগত হয়, গরম করলে কাচ ফাটোর চিড়চিড় শব্দ হয়, বিস্ফোরণ হতে পারে।	6. ক্লোরেট	$6. 3\text{KClO}_3 + 3\text{H}_2\text{SO}_4 = 2\text{ClO}_2 \uparrow + \text{HClO}_4 + 3\text{KHSO}_4 + \text{H}_2\text{O}$
7. সশব্দে রক্ত বেগুনী গ্যাস নিগত হয়, বিস্ফোরণ ভয়ানক হতে পারে।	7. পারম্যাংগানেট	$7. 2\text{KMnO}_4 + \text{H}_2\text{SO}_4 = \text{K}_2\text{SO}_4 + \text{Mn}_2\text{O}_7 + \text{H}_2\text{O}$
8. $\text{CO}$ গ্যাস নিগত হয়	8. সায়ানাইড, ফেরি-ও ফেরো সায়ানাইড*	$8. \text{KCN} + 2\text{H}_2\text{SO}_4 + 2\text{H}_2\text{O} = 2\text{CO} \uparrow + \text{K}_2\text{SO}_4 + (\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$
9. ঠান্ডা অবস্থায় হলদে দ্রবণ, গরম করলে $\text{COS}$ , $\text{SO}_2$ ও $\text{S}$ তৈরী হয়।	9. থায়োসায়ানেট	$9. \text{লব্ধ } \text{H}_2\text{SO}_4\text{-র মতই বিক্রিয়া হয়।}$
10. $\text{Br}_2$ এবং $\text{O}_2$ গ্যাস নিগত হয়।	10. ব্রোমেট	$10. 4\text{HBrO}_3 = 2\text{Br}_2 \uparrow + 5\text{O}_2 \uparrow + 2\text{H}_2\text{O}$

\* যদি পরীক্ষণীয় বস্তুর মধ্যে, সায়ানাইড, ফেরো সায়ানাইড এবং ফেরি সায়ানাইড থাকে, তাহলে ক্যাটায়নগুলি পৃথকীকরণের পূর্বে পরীক্ষণীয় বস্তুকে গাঢ়  $\text{H}_2\text{SO}_4$  মিশিয়ে ফেটাতে হবে এবং উপরোক্ত অ্যানায়নগুলিকে বিরো-জিত করে নষ্ট করতে হবে।




(৩) বোরোট, ফসফেট, ফ্লোরাইড ও সিলিকেট থাকলে ক্যাটারনগদাল প্রেক্ষণ-গতভাবে পৃথক করার পদক্ষেপই এদের তাড়ানো দরকার, নইলে বাষ্পায়িত হইবে। সেজন্য উপরিউক্ত অ্যানায়নগদাল আছে কিনা জানা প্রয়োজন। ফ্লোরাইড থাকলে গাঢ়  $H_2SO_4$  পরীক্ষায় ধরা পড়বে। ফসফেট আছে কিনা I ও II গ্রুপের পৃথক হওয়ার পর অ্যামোনিয়াম মলিবডেট বিকারক দ্রবণ দিয়ে পরীক্ষা করতে হবে। সুতরাং এখন ফসফেটের জন্য পরীক্ষার প্রয়োজন নেই। এখন শুধু জানতে হবে বোরোট ও সিলিকেট আছে কিনা।

(ক) বোরোটের জন্য পরীক্ষা: (i) একটি পরীক্ষা-নলে 0.1 গ্রাম পরীক্ষণীয় বস্তু নাও (পরীক্ষা-নলের মধ্যে যেন না লেগে থাকে), ২ মিলি. গাঢ়  $H_2SO_4$  ও 5 মিলি.  $CH_3OH$  মেশাও। মিশ্রণটি ফোটাও এবং ঐ পরীক্ষা-নলের মধ্যে আগুন ধরিয়ে দাও। যদি বোরোট থাকে, উল্লেখ্য মিথাইল বোরোট  $B(OCH_3)_3$  সবুজ শিখায় পড়বে।



যদি  $H_3BO_3$  হিসাবেই থাকে, তাহলে  $H_2SO_4$  মেশাবার প্রয়োজন নেই।

(ii) পরীক্ষণীয় বস্তুর সাথে  $CaF_2$  গুঁড়া ও গাঢ়  $H_2SO_4$  মিশিয়ে লেই তৈরী কর। তারপর কাচদণ্ডের আগায় সেই লেই কিছুটা লাগিয়ে বুনসেন দীপ শিখার ঠিক বাইরে ধর—লেই সবুজ শিখায় পড়বে।





(খ) সিলিকেটের জন্য পরীক্ষা: একটি সীসার (লেড) মর্চিতে 0.2 গ্রাম পরীক্ষণীয় বস্তু নাও, 0.1 গ্রাম  $CaF_2$ -র গুঁড়া এবং 5 ফোটা গাঢ়  $H_2SO_4$  মেশাও। তারপর মর্চিটি ঢাকনা দিয়ে ঢাক। ঢাকনার উপর একটা ছোট ফুটো থাকবে। মর্চিকে সাবধানে অল্প গরম করলে সেই ফুটো দিয়ে  $SiF_4$  গ্যাস বের হয়ে আসবে। একটা প্লাটিনাম তারের রিং তৈরী করে তার মধ্যে এক ফোটা জল নিয়ে ঐ ফুটোর উপর ধরলে স্বচ্ছ জলের ফোটা ঘোলাটে হয়ে যাবে।

বিঃ দ্রঃ—যদি সিলিকো ফ্লোরাইড থাকে, তাহলে  $CaF_2$  মেশাবার প্রয়োজন নেই, অর্থাৎ যদি  $CaF_2$  না মিশিয়ে উপরিউক্ত পরীক্ষা করে ফল পাওয়া যায় তাহলে বুঝতে হবে সিলিকো ফ্লোরাইড আছে।



জলের ঐ ঘোলাটে ফোঁটা নিয়ে অ্যামোনিয়াম মলিবডেট-বেনজিডিন পরীক্ষা অথবা অ্যামোনিয়াম মলিবডেট-স্ট্রনাস ক্রোমাইড পরীক্ষা করে আরও নিভুলভাবে সিলিকেটের উপস্থিতি প্রমাণ করা যায়।



অ্যাসিডিক মূলকগুলির (অ্যানায়ন) আর্দ্র পরীক্ষা (Wet tests for acid radicals)

### ৪. ৩. অ্যানায়নগুলির শ্রেণীবিভাগ

প্রকৃতপক্ষে অ্যানায়নগুলির শ্রেণীগতভাবে অথবা প্রত্যেকটির পৃথকীকরণের কোন রীতিবদ্ধ বিশ্লেষণ এখন পর্যন্ত কেহ উল্লেখ করেন নাই। নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে কতকগুলি বিক্রিয়া অবশ্য অ্যানায়নগুলির উপস্থিতি সম্বন্ধে ভাল আভাস (indication) দেয় এবং পরবর্তী স্তরে প্রত্যেক অ্যানায়নের জন্য নির্দিষ্ট বিকারকের সাহায্য নিতে হয় এবং তাদের উপস্থিতি সপ্রমাণ করতে হয়। অ্যানায়নগুলির প্রাথমিক পরীক্ষা সম্বন্ধে আগেই আলোচনা করা হয়েছে। এখন কিছু বিশেষ পরীক্ষার কথা আলোচনা করব, তারপর প্রত্যেক অ্যানায়নের আর্দ্র বিক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করব।

বিভিন্ন সিলভার ও বেরিয়াম লবণের দ্রবণীয়তার বিচারে অ্যানায়নগুলির একটা মোটামুটি শ্রেণী বিভাগ করা হল:

(ক)  $\text{AgNO}_3$  দ্রবণ সাদা অথবা হলুদ অধঃক্ষেপ দেয়, লব্ধ  $\text{HNO}_3$ -এ অদ্রবণীয়,  $\text{BaCl}_2$  দ্রবণ কোন অধঃক্ষেপ দেয় না:  $\text{Cl}^-$ ,  $\text{Br}^-$ ,  $\text{I}^-$ ,  $\text{CNS}^-$

(খ)  $\text{AgNO}_3$  দ্রবণ সাদা অথবা কাল অধঃক্ষেপ দেয়, লব্ধ  $\text{HNO}_3$ -এ দ্রবণীয়,  $\text{BaCl}_2$  দ্রবণ কোন অধঃক্ষেপ দেয় না:  $\text{NO}_2^-$ ,  $\text{S}^{2-}$

(গ)  $\text{AgNO}_3$  দ্রবণ ও  $\text{BaCl}_2$  দ্রবণ উভয়ে অধঃক্ষেপ দেয়, লব্ধ  $\text{HNO}_3$ -এ দ্রবণীয়:  $\text{CO}_3^{2-}$ ,  $\text{SO}_3^{2-}$ ,  $\text{BO}_3^{3-}$ ,  $\text{PO}_4^{3-}$  ( $\text{Ag}_3\text{PO}_4$ , হলুদ),  $\text{AsO}_3^{3-}$  ( $\text{Ag}_3\text{AsO}_3$ , হলুদ),  $\text{AsO}_4^{3-}$  ( $\text{Ag}_3\text{AsO}_4$ , চকোলেট),  $\text{CrO}_4^{2-}$  ( $\text{Ag}_2\text{CrO}_4$ , লাল),  $\text{SiO}_3^{2-}$  ( $\text{Ag}_2\text{SiO}_3$ , কমলা),  $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$

গরম করলে ভেঙে যায়

( $\text{Ag}_2\text{S}_2\text{O}_3$ , সাদা)  $\longrightarrow$   $\text{Ag}_2\text{S}$ , কাল)।

(ঘ)  $\text{BaCl}_2$  দ্রবণ অধঃক্ষেপ দেয়,  $\text{AgNO}_3$  দ্রবণ অধঃক্ষেপ দেয় না:  $\text{SO}_4^{2-}$  (গাড়  $\text{HCl}$ -এ অদ্রবণীয়),  $\text{F}^-$  (গাড়  $\text{HCl}$ -এ দ্রাব্য)।

(ঙ)  $\text{BaCl}_2$  দ্রবণ ও  $\text{AgNO}_3$  দ্রবণ উভয়ে অধঃক্ষেপ দেয় না:  $\text{NO}_3^-$ ,  $\text{ClO}_3^-$ ,  $\text{ClO}_4^-$ ,  $\text{MnO}_4^-$

#### ৪. ৪. অ্যানায়নগুলির পরীক্ষার জন্য পরীক্ষণীয় লবণের দ্রবণ প্রস্তুতি :

পরীক্ষণীয় লবণ যদি পাতিত জলে\* দ্রবণীয় হয় তাহলে ঐ দ্রবণ নিয়ে সরাসরি অ্যানায়নগুলির আদ্র পরীক্ষা করা যায়, কিন্তু পরীক্ষণীয় লবণ যদি জলে দ্রবণীয় না হয় তাহলে ঐ লবণের দ্বিগুণ পরিমাণ কঠিন  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  মিশিয়ে পাতিত জল দ্বারা 10 মিনিট ফোটাতে হয়। একটি পর্সেলীন পাত্রে অথবা ছোট বীকারে এ কাজ করা হয়। ফুটন্ত দ্রবণের আয়তন কমে গেলে পাতিত জল মিশিয়ে আয়তন ঠিক রাখা হয়। বিপারিত-বর্ত বিয়োজনের ফলে (double decomposition) গুরু ধাতুর কার্বনেট, ক্ষারকীয় কার্বনেট এবং কোন কোন ক্ষেত্রে হাইড্রোক্সাইড অধঃক্ষিপ্ত হয় এবং পরীক্ষণীয় লবণে অবস্থিত অ্যানায়নগুলি সোডিয়াম লবণ রূপে দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। অন্যভাবে, পরীক্ষণীয় লবণ কঠিন  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  সহ গলন ক্রিয়ার (fusion reaction) পরে কিছু পরিমাণ পাতিত জল মিশিয়ে গরম করে নিলে একই প্রকার ফল পাওয়া যায়। উন-পরিমাণ বিশ্লেষণে প্লাটিনাম তারের বলয়ে  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  গুটিকা দ্বারা গলন ক্রিয়া করা যায়।

এরপর ছাঁকন কাগজের সাহায্যে অথবা অপকেন্দ্র প্রক্রিয়ায় অধঃক্ষেপ হতে দ্রবণকে পৃথক করা হয়।

এই দ্রবণকে “সোডিয়াম কার্বনেট নিষ্কাশন” ( $\text{Na}_2\text{CO}_3$  extract) বলে।

দ্রবণে অতিরিক্ত  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  দ্রবীভূত থাকায় দ্রবণ খুবই ক্ষারকীয় হয়, সেজন্য দ্রবণকে দু-ভাগে ভাগ করে নেওয়া হয়। একভাগ দ্রবণ নিয়ে “প্রশমিত সোডিয়াম কার্বনেট নিষ্কাশন” তৈরী করা হয় : ক্রমান্বয়ে একটু-একটু করে লঘু  $\text{HNO}_3(+)$  মিশিয়ে দ্রবণকে সামান্য অ্যাসিডীয় করা হয় (লিটমাস কাগজ) এবং গরম করে সমস্ত  $\text{CO}_2$  দ্রবণ হতে বিতাড়িত করতে হয়। এখন ঠান্ডা করে ফোটা ফোটা লঘু  $\text{NH}_4\text{OH}$  মিশিয়ে দ্রবণকে সামান্য ক্ষারকীয় (লিটমাস কাগজ) করা হয় এবং দ্রবণ ফুটিয়ে অতিরিক্ত  $\text{NH}_4\text{OH}$  তাড়িয়ে দেওয়া হয়।

কিছু ধাতব আয়ন ( $\text{Pb}$ ,  $\text{Al}$ ,  $\text{Cr}$ ,  $\text{Zn}$ ,  $\text{As}$ ,  $\text{Sb}$ ,  $\text{Sn}$  ইত্যাদি)  $\text{Na}_2\text{CO}_3$

\* অ্যানায়নগুলির আদ্র বিশ্লেষণের সময় দ্রবণ তৈরীর জন্য কলের জল ব্যবহার করা উচিত নয়। সর্বদাই পাতিত জল ব্যবহার করা উচিত। কলের জলে ক্লোরিন মেশানো থাকতে পারে।

† নাইট্রাইট ও নাইট্রেটের পরীক্ষা করার সময় লঘু  $\text{H}_2\text{SO}_4$  দিয়ে প্রশমন করা হয়।

সহ কোটাবার সময় সম্পূর্ণ অথবা আংশিকভাবে দ্রবীভূত হয়। প্রশমন প্রক্রিয়াকালে ঐ সকল ধাতুগুলির অধঃক্ষিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যদি প্রশমনকালে অধঃক্ষেপণ হয়, তাহলে ছাকিন দ্বারা তা পৃথক করে নেওয়া হয়।

জলে অদ্রবণীয় সালফাইড, সালফাইট ও থায়োসালফেট থাকলে প্রশমিত সোডিয়াম কার্বনেট নিৰ্ঘাস নিয়ে তাদের আর্দ্র পরীক্ষা করা চলে না, মূল সোডিয়াম কার্বনেট নিৰ্ঘাস নিয়ে বিশেষভাবে পরীক্ষা করতে হয়; কারণ প্রশমিত করার সময় তারা বিযোজিত হয়ে যায়।

### ৪. ৫. মূল সোডিয়াম কার্বনেট নিৰ্ঘাস নিয়ে পরীক্ষা :

(i) প্রথম ভাগ দ্রবণে দ-ফোটা টাটকা তৈরী সোডিয়াম নাইট্রোপ্রুসাইড দ্রবণ মেশান হয়—রক্ত বেগুনী রঙের দ্রবণ—সালফাইড।

(ii) দ্বিতীয় ভাগ দ্রবণে লঘু HCl মেশান হয়—গন্ধক পোড়া গন্ধ\*, সালফার অধঃক্ষেপ—থায়োসালফেট বিশেষভাবে পরীক্ষা ৪, ২০. পরিচ্ছেদ দেখ।

প্রশমিত সোডিয়াম কার্বনেট নিৰ্ঘাস নিয়ে ক্রমান্বয়ে  $\text{AgNO}_3$ ,  $\text{BaCl}_2$ ,  $\text{CaCl}_2$  ও  $\text{FeCl}_3$  দ্রবণ মিশিয়ে পরীক্ষা করা হয়।  $\text{AgNO}_3$  ও  $\text{BaCl}_2$  দ্রবণ মিশিয়ে অ্যানায়নগুলির শ্রেণীবিন্যাস আগেই আলোচনা করা হয়েছে। এখন শব্দ  $\text{CaCl}_2$  ও  $\text{FeCl}_3$  দ্রবণ মিশিয়ে কয়েকটি পরীক্ষার উল্লেখ করব :

- (1) প্রশমিত দ্রবণ +  $\text{FeCl}_3$  দ্রবণ—নীল অধঃক্ষেপ— $\text{H}_4\text{Fe}(\text{CN})_6$
- (2) প্রশমিত দ্রবণ +  $\text{H}_2\text{SO}_4$  +  $\text{FeCl}_3$  দ্রবণ—নীল অধঃক্ষেপ— $\text{H}_3\text{Fe}(\text{CN})_6$
- (3) প্রশমিত দ্রবণ +  $\text{FeCl}_3$  দ্রবণ—রক্তলাল দ্রবণ, HCl মেশালে নষ্ট হয় না,  $\text{HgCl}_2$  দ্রবণ মেশালে নষ্ট হয়ে যায়— $\text{HCNS}$
- (4) প্রশমিত দ্রবণ +  $\text{CaCl}_2$  দ্রবণ—সাদা অদ্রবণীয় অধঃক্ষেপ, ছেকে শব্দ করে গাঢ়  $\text{H}_2\text{SO}_4$  মিশিয়ে ফ্লোরাইডের পরীক্ষা কর— $\text{HF}$

প্রাথমিক স্তরে ঐ শব্দ ও আর্দ্র পরীক্ষা অ্যানায়নগুলির উপস্থিতি নির্ণয়ে খুবই সহায়তা করে। অ্যানায়নগুলির উপস্থিতি সপ্রমাণ করার



\* এখানে  $\text{CO}_2$  খুব বেশী থাকার জন্য গন্ধক পোড়া গন্ধ ভাল পাওয়া যায় না, অথবা অ্যাসিডীয় ডাইক্রোমেট কাগজ সবুজ করে না। শব্দ থায়োসালফেট আছে কিনা আভাস পাওয়া যায়।

জন্য এরপর প্রত্যেক অ্যানায়নের জন্য বিশেষ পরীক্ষা করা হয়। একাধিক একই শ্রেণীর অ্যানায়ন মিশ্রণে থাকলে বিশেষ বিকারকের সাহায্যে তাদের পৃথক করা হয়। এই সমস্ত পরীক্ষাগুলি পরবর্তী স্তরে দেওয়া হল।

### 8. 6. $F^-$ , ফ্লোরাইড আয়নের বিক্রিয়া


$NaF$  অথবা  $NH_4F$  ব্যবহার কর:

1. গাঢ়  $H_2SO_4$ : 0.05 গ্রাম পরীক্ষণীয় বস্তুর সাথে 0.1 গ্রাম  $SiO_2^*$  এবং 3—4 ফোঁটা গাঢ়  $H_2SO_4$  মিশিয়ে একটু গরম কর। একটা সরু কাচ-নলে এক ফোঁটা জল নিয়ে নির্গত গ্যাসের উপর ধর। জলের ফোঁটা অনচ্ছ ও আঁঠাল হয়ে যায়, নির্গত  $SF_4$  গ্যাস জলের সংস্পর্শে জল বিশ্লেষের ফলে আঁঠাল  $H_4SiO_4$  উৎপন্ন করে।



মন্তব্য:  $Al$  এবং  $B$  থাকলে বিষয় ঘটতে পারে।

2. নীল বেনজিডিন (Benzidine) পরীক্ষা: 1নং পরীক্ষা অনুসারে



সিলিসিক এবং ফ্লোসিলিসিক অ্যাসিড তৈরী কর। তারপর ঐ জলের ফোঁটা জল দ্বারা ধুয়ে একটা ছোট মর্চিতে নাও, ২ ফোঁটা অ্যামোনিয়াম মলিবডেট বিকারক দ্রবণ মেশাও, এবং গরম কর যতক্ষণ পর্যন্ত না বৃদ্ধবৃদ্ধন আরম্ভ হয়। ঠান্ডা কর, এক ফোঁটা বেনজিডিন দ্রবণ ও কয়েক ফোঁটা সম্পূর্ণ সোডিয়াম অ্যাসিটেট দ্রবণ মেশাও। নীল রঙের দ্রবণ পাওয়া যাবে।

সুবেদিতা—1 মাইক্রোগ্রাম  $F^-$ । গাঢ়তা সীমা—1:50,000


বিকারক দ্রবণ: বেনজিডিন দ্রবণ—10%  $CH_3COOH$  দ্রাবকে 1% দ্রবণ।

অ্যামোনিয়াম মলিবডেট—1.5 গ্রাম বিকারক 30 মি.লি. জলে দ্রবীভূত করে (কিছু পরিমাণ  $NH_4OH$  যোগ কর) 10 মি.লি. গাঢ়  $HNO_3$  মধ্যে ঢেলে দাও।

\* কাচ-নলে এই পরীক্ষা করলে  $SiO_2$  মেশাবার প্রয়োজন হয় না। কাচ-নল থেকেই  $HF$  গ্যাস  $SiO_2$  গ্রহণ করে।

**মন্তব্য:** সিলিসিক এবং স্লোসিলিসিক অ্যাসিড অ্যামোনিয়াম মলিবডেটের সাথে বিক্রিয়া করে সিলিকো-মলিবডিক অ্যাসিড  $H_4[SiMo_{12}O_{40}]$  উৎপন্ন করে। অ্যাসিটিক অ্যাসিড দ্রবণে বেনজিডিনকে সিলিকো-মলিবডিক অ্যাসিড (মলিবডিক অ্যাসিড পারে না) জারিত করে একটা নীল রঙের রঞ্জন তৈরী করে; একই সাথে নীল মলিবডেনাম (Molybdenum blue) তৈরী হয়।

3.  $CaCl_2$  দ্রবণ: সাদা  $CaF_2$  অধঃক্ষেপ, লঘু  $HCl$ -এ কিছু দ্রবণীয়।



4. জারকোনিয়াম—অ্যালিজারিন সালফোনেট পরীক্ষা: স্পট্ প্লেটে ২ ফোটা পরীক্ষণীয় দ্রবণ ও এক ফোটা বিকারক দ্রবণ মেশাও। বিকারক দ্রবণের রঙ লাল থেকে হলুদ হয়ে যায়। বিকারক শোষিত ছাঁকন কাগজে এই পরীক্ষা করা যায়।

সুবেদিতা—৪ মাইক্রোগ্রাম। গাঢ় সীমা—1 : 6250

বিকারক দ্রবণ: 0.7 গ্রাম সোডিয়াম অ্যালিজারিন সালফোনেট এক লিটার জলে দ্রবীভূত কর। 3.5 গ্রাম  $ZrO(NO_3)_2$  এক লিটার জলে দ্রবীভূত কর। পরীক্ষা করার ঠিক আগেই একই আয়তনে ঐ দুই দ্রবণকে মেশান হয়।


বিকারক শোষিত ছাঁকন কাগজ তৈরীর জন্য অ্যালকোহলে বিকারক দ্রবীভূত করতে হয়।

**মন্তব্য:** জারকোনিয়াম লবণ  $Na$ -অ্যালিজারিন সালফোনেটের সাথে লাল lake তৈরী করে। ক্লোরাইড আয়ন জারকোনিয়ামের জটিল  $ZrF_6^{2-}$  তৈরী করে এবং লাল রঙ হলুদ হয়ে যায়।

8. 7.  $Cl^-$ , ক্লোরাইড আয়নের বিক্রিয়া

$NaCl$  ব্যবহার কর:

1. গাঢ়  $H_2SO_4$ : কঠিন লবণ সহ গরম করলে বর্ণহীন  $HCl$  গ্যাস নির্গত হয়, নীল লিটমাস কাগজ লাল হয়ে যায়,  $NH_4OH$  সিক্ত কাচের দণ্ড ধরলে  $NH_4Cl$ -র সাদা ধূমে উৎপন্ন হয়।




2.  $MnO_2$  + গাঢ়  $H_2SO_4$ : কঠিন লবণ সহ সামান্য গরম করলে  $Cl_2$  গ্যাস নির্গত হয়, পীতাম্ব রঙ, শ্বাস রোধ করে,  $KI$ -স্টার্চ সিক্ত কাগজকে নীল করে।



3. ক্রোমিয়াম ক্লোরাইড পরীক্ষা: একটি পরীক্ষা-নলে কয়েকটা দানা

পরীক্ষণীয় লবণ নাও, কিছু  $K_2Cr_2O_7$  গুঁড়া যোগ কর এবং ২—৩ ফোঁটা গাঢ়  $H_2SO_4$  মিশিয়ে পরীক্ষা-নলের মূখ্য ছিপি দিয়ে বন্ধ করে দাও। ছিপির মধ্যে থাকবে সরু বাঁকানো কাচের নল। বাঁকানো কাচনলের অন্য-মূখ্যটা আর একটা পরীক্ষা-নলে রাখা লঘু  $NaOH$  দ্রবণের মধ্যে চোবানো থাকবে। এখন পরীক্ষণীয় কস্তুর মিশ্রণকে উত্তপ্ত করলে গাঢ় লাল ক্রোমিল ক্রোরাইড  $CrO_2Cl_2$  নির্গত হয়ে কাচনলের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে  $NaOH$  দ্রবণে দ্রবীভূত হবে এবং হলুদ রঙের দ্রবণ ( $Na_2CrO_4$ ) উৎপন্ন করবে। এই ক্রোমেট দ্রবণ  $H_2SO_4$  দ্বারা অ্যাসিডীয় করে ডাইফিনাইল কার্বাজাইড বিকারক (৪, ৫৫ পরিচ্ছেদ, ৫নং বিক্রিয়া দেখ) দ্রবণ দ্বারা পরীক্ষা করা হয়—বেগুনী রঙের দ্রবণ পাওয়া যায়। এই ক্রোমেট দ্রবণ নিয়ে  $CH_3COOH$  দ্বারা অ্যাসিডীয় করে  $Pb(CH_3COO)_2$  দ্রবণ মেশালে হলুদ  $PbCrO_4$  অধঃক্ষেপ পাওয়া যাবে (৪, ৪২ পরিচ্ছেদ, ৩নং বিক্রিয়া দেখ)।




সুবেদিতা—১.৫ মাইক্রোগ্রাম। গাঢ় সীমা—১: ৩৩,০০০

বিকারক দ্রবণ: ১% ডাইফিনাইল কার্বাজাইড অ্যালকোহলীয় দ্রবণ (ব্রোমাইড থাকলে কিছু ফেনল মেশান হয়)।


মন্তব্য:  $F^-$  একই প্রকার  $CrO_2F_2$  উৎপন্ন করে।  $NO_2^-$  এবং  $NO_3^-$  থাকলে  $NOCl$  তৈরী করে বিষ্য ঘটায়,  $Br^-$  এবং  $BrO_3^-$  থাকলে ব্রোমিন গ্যাস নির্গত হয়,  $I^-$  থাকলে  $I_2$  নির্গত হয়।  $HgCl_2$  এবং  $Hg_2Cl_2$  এই ধরনের বিক্রিয়া ঘটায় না।  $PbCl_2$ ,  $AgCl$ ,  $SbCl_3$  এবং  $SnCl_2$  থাকলে আংশিক বিক্রিয়া হয়।

ব্রোমাইড ও আয়োডাইডের উপস্থিতিতে ক্রোমিল ক্রোরাইড পরীক্ষা: পরীক্ষণীয় লবণ কিছু  $PbO_2$  এবং লঘু  $CH_3COOH$ -র সাথে মিশিয়ে উত্তপ্ত করলে আয়োডিন গ্যাস নির্গত হয়। সমস্ত আয়োডিন বের হয়ে গেলে পর কঠিন অবশেষ নিয়ে ক্রোমিল ক্রোরাইড পরীক্ষা করা হয়।

৪.  $AgNO_3$  দ্রবণ: সাদা দীঘর ন্যায়  $AgCl$  অধঃক্ষেপ, রোদে রাখলে বিয়োজিত হয়, লঘু  $HNO_3$ -এ অদ্রবণীয়, লঘু  $NH_4OH$  দ্রবণে দ্রবণীয়।




জটিল অ্যামিন দ্রবণে লঘু  $HNO_3$  মেশালে পুনরায়  $AgCl$  অধঃক্ষেপণ হয়।




৪. ৪.  $\text{Br}^-$ , ব্রোমাইড আয়নের পরীক্ষা:

$\text{KBr}$  ব্যবহার কর :

১. গাঢ়  $\text{H}_2\text{SO}_4$  : কঠিন ব্রোমাইড লবণে গাঢ়  $\text{H}_2\text{SO}_4$  মেশালে প্রথমে লালচে বাদামী দ্রবণ তৈরী হয়, তারপর ঐ দ্রবণকে উত্তপ্ত করলে  $\text{HBr}$  গ্যাস সহ বাদামী  $\text{Br}_2$  গ্যাস নির্গত হয়। ঝাঁকালো গন্ধ।





২.  $\text{MnO}_2$  + গাঢ়  $\text{H}_2\text{SO}_4$  : কঠিন লবণ সহ সামান্য গরম করলে লালচে বাদামী  $\text{Br}_2$  গ্যাস নির্গত হয়। এই নির্গত গ্যাস ফ্লোরেসিন কাগজ লাল করে,  $\text{CS}_2$  দ্রবণ হলুদ করে।



৩. ক্লোরিন-জল : পরীক্ষণীয় দ্রবণে ক্লোরিন-জল মিশিয়ে কিছু  $\text{CS}_2$  সহ ঝাঁকালে  $\text{CS}_2$ -স্তর বাদামী হয়ে যায়।



৪.  $\text{AgNO}_3$  দ্রবণ : ফিকে হলুদ দধির ন্যায়  $\text{AgBr}$  অধঃক্ষেপ, লঘু  $\text{HNO}_3$  দ্বারা অদ্রবণীয়, লঘু  $\text{NH}_4\text{OH}$  দ্রবণে আংশিক দ্রবণীয়, গাঢ়  $\text{NH}_4\text{OH}$  দ্রবণে সম্পূর্ণ দ্রবণীয়।



৫. ফ্লোরেসিন পরীক্ষা : পরীক্ষা-নলে পরীক্ষণীয় কঠিন লবণ নাও, কিণ্ডিং  $\text{PbO}_2$  এবং  $\text{CH}_3\text{COOH}$  মিশিয়ে গরম কর। ফ্লোরেসিন কাগজ নিয়ে নির্গত  $\text{Br}_2$  গ্যাসের মধ্যে ধর। ফ্লোরেসিন কাগজ লাল হয়ে যায়।

স্দর্বেদিতা—২ মাইক্রোগ্রাম। গঢ়ত্ব সীমা—1 : 25,000

বিকারক কাগজ : 1:1 অ্যালকোহল মিশিয়ে সম্পূর্ণ ফ্লোরেসিন দ্রবণ তৈরী কর। ঐ দ্রবণে ছাঁকিন কাগজ সিক্ত করে শুষ্কিয়ে নিলে বিকারক কাগজ তৈরী হয়।

স্মৃত্যব্য :  $\text{Cl}^-$  বিঘ্ন ঘটায় না,  $\text{I}^-$  একই ধরনের বিক্রিয়া ঘটায় সেজন্য ক্ষারকীয় দ্রবণে  $\text{KMnO}_4$  দ্বারা  $\text{I}^-$ -কে  $\text{IO}_3^-$ -তে রূপান্তরিত করে নিতে হয়।

৬. ফুক্সিন্ পরীক্ষা : আগের যে কোন পদ্ধতি দ্বারা নির্গত  $\text{Br}_2$  গ্যাস মধ্যে ফুক্সিন্ সালফাইট কাগজ ধরলে নীল অথবা রক্ত বেগুনি রঙ দেখতে পাওয়া যায়।

স্ফটিকিত—3.2 মাইক্রোগ্রাম। গাঢ় সীমা—1:15,000



বিকারক কাগজ : 0.1% ফুক্সিন দ্রবণ  $\text{NaHSO}_3$  দ্বারা বর্ণহীন করা হয়। এই দ্রবণে সিল্ট ছাঁকিন কাগজ ব্যবহার করা হয়।

মন্তব্য :  $\text{Cl}^-$  এবং  $\text{I}^-$  বিঘ্ন ঘটায় না।


8. 9,  $\text{I}^-$ , আয়োডাইড আয়নের বিক্রিয়া:

**KI** ব্যবহার কর :


1. গাঢ়  $\text{H}_2\text{SO}_4$  : কঠিন লবণ সহ গরম করলে রক্ত বেগুনী  $\text{I}_2$  গ্যাস নির্গত হয়, স্টার্চ দ্রবণ সিল্ট কাগজ নীল হয়।




2.  $\text{MnO}_2$  + গাঢ়  $\text{H}_2\text{SO}_4$  : কঠিন লবণ সহ গরম করলে  $\text{I}_2$  গ্যাস নির্গত হয়।



3. ক্লোরিন-জল : পরীক্ষণীয় দ্রবণে এই বিকারক দ্রবণ মিশিয়ে কিছু  $\text{CS}_2$  সহ ঝাঁকালে  $\text{CS}_2$ -স্তর রক্ত বেগুনী হয়ে যায়।



4.  $\text{AgNO}_3$  দ্রবণ : ফিকে হলুদ  $\text{AgI}$  অধঃক্ষেপ, লব্ধ  $\text{HNO}_3$  এবং  $\text{NH}_4\text{OH}$ -এ অদ্রবণীয়।



8, 10. ক্লোরাইড, ব্রোমাইড এবং আয়োডাইড মিশ্রণের পৃথকীকরণ ও সনাক্তকরণ :

$\text{Na}_2\text{CO}_3$ -নির্বাচন নাও,  $\text{HCl}$  মিশিয়ে ভালভাবে অ্যাসিডীয় কর, তারপর কিছু ক্লোরিন-জল মেশাও এবং এই মিশ্রণে  $\text{CCl}_4$  যোগ করে ঝাঁক। রক্ত বেগুনী  $\text{CCl}_4$ -স্তর হলে বুঝতে হবে আয়োডাইড আছে। ক্রমান্বয়ে ক্লোরিন-জল মিশিয়ে এবং ঝাঁকিয়ে আয়োডাইডকে সম্পূর্ণরূপে আয়োডেটে রূপান্তরিত কর, তাহলে  $\text{CCl}_4$  স্তর আর রক্ত বেগুনী থাকবে না, বর্ণহীন হবে যদি ব্রোমাইড না থাকে; ব্রোমাইড থাকলে  $\text{CCl}_4$  স্তর লালাভ বাদামী রঙের হবে।

এই ভাবে পরীক্ষা করে যদি জানা যায় যে, ব্রোমাইড এবং আয়োডাইড উভয়ে উপস্থিত আছে, তাহলে পরীক্ষণীয় দ্রবণ ( $\text{Na}_2\text{CO}_3$ -নির্বাচন)  $\text{CH}_3\text{COOH}$  মিশিয়ে অ্যাসিডীয় করে  $\text{PbO}_2$  যোগ করে উত্তপ্ত করলে  $\text{Br}_2$  এবং  $\text{I}_2$  উভয়েই নির্গত হয়ে দুরীভূত হবে। এখন এই দ্রবণ ছেকে





নিম্নে  $\text{AgNO}_3$  দ্রবণ ও  $\text{HNO}_3$  মিশ্রিত দ্রবণে ক্লোরাইডের উপস্থিতি সপ্রমাণ করা হয়।

অন্যভাবে, প্রথমে  $\text{Na}_2\text{CO}_3$ -নির্বাস লব্ধ  $\text{H}_2\text{SO}_4$  দ্বারা অ্যাসিডীয় করে নিম্নে ফেরিক অ্যামোনিয়াম সালফেট সহযোগে ফোটালে  $\text{I}_2$  গ্যাস নিগর্ত হয়। সমস্ত  $\text{I}_2$  বের হয়ে গেলে দ্রবণে কয়েকটা  $\text{KMnO}_4$  দানা মিশিয়ে পুনরায় ফোটান হয়—তখন  $\text{Br}_2$  গ্যাস নিগর্ত হয়। এইভাবে সমস্ত  $\text{Br}_2$  গ্যাস বের হয়ে গেলে পর দ্রবণটি ছেকে নিম্নে  $\text{AgNO}_3$  দ্রবণ মিশিয়ে পরীক্ষা করা হয়। যদি সাদা  $\text{AgCl}$  অধঃক্ষেপ হয়, তাহলে বন্ধুতে হবে দ্রবণে ক্লোরাইড আছে।

8, 11.  $\text{ClO}^-$ , হাইপোক্লোরাইট আয়নের বিক্রিয়া:

$\text{NaOCl}$  ব্যবহার কর:


1. লব্ধ  $\text{HCl}$ : দ্রবণটি হলুদ রঙের হয়ে যায়, বৃদ্ধবৃদ্ধন আরম্ভ হয়,  $\text{Cl}_2$  গ্যাস বের হতে থাকে।  $\text{Cl}_2$  গ্যাস স্টার্চ— $\text{KI}$  সিল্ক কাগজকে নীল করে।



2. স্টার্চ— $\text{KI}$  সিল্ক কাগজ: লব্ধ ক্ষারকীয় দ্রবণে  $\text{I}_2$  মুক্ত হয়ে বিকারক কাগজকে নীল করে।



3.  $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$  দ্রবণ: ফোটালে বাদামী  $\text{PbO}_2$  অধঃক্ষেপ।




4.  $\text{AgNO}_3$  দ্রবণ: সাদা  $\text{AgCl}$  অধঃক্ষেপ।


8, 12.  $\text{ClO}_3^-$ , ক্লোরেট আয়নের বিক্রিয়া



$\text{KClO}_3$  ব্যবহার কর:

1. গাঢ়  $\text{H}_2\text{SO}_4$  (সাবধান, বিপদ!)—কঠিন লবণ বিযোজিত হয়ে  $\text{ClO}_2$  গ্যাস সৃষ্টি করে এবং গাঢ়  $\text{H}_2\text{SO}_4$ -এ দ্রবীভূত হয়ে কমলা রঙের দ্রবণ উৎপন্ন করে। গরম করলে বিস্ফোরণ ঘটার সম্ভাবনা থাকে। অল্প গরম করলে চিড় চিড় শব্দ হয়।




2.  $\text{AgNO}_3$  দ্রবণ: কোন অধঃক্ষেপণ হয় না। পরীক্ষণীয় দ্রবণ  $\text{H}_2\text{SO}_3$  অথবা  $\text{NaNO}_2$  দ্রবণ দ্বারা বিজারিত করে নিলে পর  $\text{AgNO}_3$ -র সাথে সাদা  $\text{AgCl}$  অধঃক্ষেপ দেয়।





3.  $\text{FeSO}_4$  দ্রবণ: লঘু  $\text{H}_2\text{SO}_4$  মাধ্যমে বিজারিত হয়ে ক্লোরাইড তৈয়ার করে ( $\text{KClO}_4$  হতে পার্শ্বক্য)।




4.  $\text{KI}$  দ্রবণ: লঘু খনিজ অ্যাসিডের উপস্থিতিতে  $\text{I}_2$  মুক্ত হয়। যদি  $\text{CH}_3\text{COOH}$  ব্যবহার করা হয়, তাহলে  $\text{I}_2$  মুক্ত হয় না (আয়োডেট হতে পার্শ্বক্য)।

5. ইনডিগো পরীক্ষা ( $\text{C}_{16}\text{H}_{10}\text{O}_2\text{N}_2$ ): গাঢ়  $\text{H}_2\text{SO}_4$ -এ বিকারক দ্রবণ নিয়ে পরীক্ষণীয় দ্রবণে মেশাও যতক্ষণ না দ্রবণের ফিকে নীল রঙ হয়। লঘু  $\text{H}_2\text{SO}_3$  ফোঁটা ফোঁটা যোগ কর, নীল রঙ অদৃশ্য হয়ে যাবে।


8, 13.  $\text{BrO}_3^-$ , ব্রোমেট আয়নের বিক্রিয়া:

$\text{KBrO}_3$  ব্যবহার কর:

1. গাঢ়  $\text{H}_2\text{SO}_4$ :  $\text{Br}_2$  এবং  $\text{O}_2$  উভয়ে নির্গত হয়।




2.  $\text{AgNO}_3$  দ্রবণ: পরীক্ষণীয় লবণের গাঢ় দ্রবণ হতে সাদা কেলাসযুক্ত  $\text{AgBrO}_3$  অধঃক্ষেপ, গরম জলে ও লঘু  $\text{NH}_4\text{OH}$ -এ দ্রবণীয়।



যদি  $\text{AgBrO}_3$  অধঃক্ষেপকে  $\text{H}_2\text{SO}_3$  দ্বারা বিজারিত করা হয় তাহলে  $\text{AgBr}$  লঘু  $\text{NH}_4\text{OH}$ -এ দ্রবণীয় হবে না, গাঢ়  $\text{NH}_4\text{OH}$ -এ দ্রবণীয় হবে (আয়োডেট হতে পার্শ্বক্য)।

3.  $\text{HBr}$ : পরীক্ষণীয় দ্রবণ  $\text{KBr}$ -র সাথে মিশিয়ে লঘু  $\text{H}_2\text{SO}_4$  দ্বারা অ্যাসিডীয় করলে  $\text{Br}_2$  মুক্ত হয়।



4.  $\text{MnSO}_4$ -বেনজিডিন পরীক্ষা: ছোট পরীক্ষা-নলে খানিকটা পরীক্ষণীয় দ্রবণ নাও ২ ফোঁটা  $\text{MnSO}_4$  দ্রবণ মেশাও, ২-৩ মিনিট গরম কর, ঠাণ্ডা কর, কয়েক ফোঁটা বেনজিডিন বিকারক এবং কয়েক দানা  $\text{CH}_3\text{COONa}$  যোগ কর। নীল রঙের দ্রবণ হলে বদ্বাতে হবে ব্রোমেট আছে।

সুবেদিতা—৩০ মাইক্রোগ্রাম। গাঢ় সীমা—1:২,500

বিকারক দ্রবণ: ২N- $\text{H}_2\text{SO}_4$ -এ ২%  $\text{MnSO}_4$  দ্রবীভূত কর। ০.০৫ গ্রাম বেনজিডিন 10 মি.লি. গ্লেসিয়াল  $\text{CH}_3\text{COOH}$ -এ দ্রবীভূত কর এবং জল

মিশিয়ে 100 মি. লি. আয়তন কর। প্রয়োজন হলে ছেকে নাও।

মন্তব্য:  $\text{ClO}_3^-$  এবং  $\text{IO}_3^-$  বিঘ্ন ঘটায় না।



8, 14.  $\text{IO}_3^-$ , আয়োডেট আয়নের বিক্রিয়া

$\text{KIO}_3$  ব্যবহার কর:

1. গাঢ়  $\text{H}_2\text{SO}_4$ : বিজারক দ্রবের অনুপস্থিতিতে কোন বিক্রিয়া হয় না।  $\text{FeSO}_4$  মেশালে  $\text{HI}$  উৎপন্ন হয়।


$$\text{HIO}_3 + 6\text{FeSO}_4 + 3\text{H}_2\text{SO}_4 = \text{HI} + 3\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 + 3\text{H}_2\text{O}$$
  
 $\text{HI}$  এবং  $\text{HIO}_3$  মিশ্রণে  $\text{I}_2$  মুক্ত হয়।

2.  $\text{AgNO}_3$  দ্রবণ: সাদা দধির মত  $\text{AgIO}_3$  অধঃক্ষেপ, লঘু  $\text{NH}_4\text{OH}$ -এ দ্রবণীয়।



এ জটিল দ্রবণ  $\text{H}_2\text{SO}_3$  দ্বারা বিজারিত হলে ফিকে হলুদ  $\text{AgI}$  অধঃক্ষেপ দেয়, গাঢ়  $\text{NH}_4\text{OH}$ -এ অদ্রবণীয় ( $\text{BrO}_3^-$  হতে পার্থক্য)।

3.  $\text{KI}$  দ্রবণ: পরীক্ষণীয় দ্রবণ  $\text{KI}$  মিশিয়ে  $\text{CH}_3\text{COOH}$  দ্বারা অ্যাসিডীয় করলে  $\text{I}_2$  মুক্ত হয়।



4. হাইপোক্সফোরাস অ্যাসিড-স্টার্চ দ্রবণ পরীক্ষা: প্রথম পরীক্ষণীয় দ্রবণ এক ফোঁটা স্পট প্লেটে নাও, এক ফোঁটা স্টার্চ দ্রবণ ও এক ফোঁটা লঘু হাইপোক্সফোরাস অ্যাসিড মেশাও। অস্থায়ী নীল রঙ উৎপন্ন হয়।

সুবেদিতা—1 মাইক্রোগ্রাম। গাঢ়তা সীমা—1:50,000

মন্তব্য: হাইপোক্সফোরাস অ্যাসিড আয়োডেটকে শীঘ্র বিজারিত করে  $\text{I}_2$  তৈরী করে, কিন্তু খুব ধীরে ধীরে  $\text{I}_2$ -কে বিজারিত করে  $\text{I}^-$  তৈরী করে।

5.  $\text{NH}_4\text{CNS}$  দ্রবণ: অ্যাসিডীয় দ্রবণে  $\text{I}_2$  মুক্ত হয়।




সুবেদিতা—3 মাইক্রোগ্রাম। গাঢ়তা সীমা—1:12,000

8, 15.  $\text{ClO}_4^-$ , পারক্লোরেট আয়নের বিক্রিয়া


$\text{NaClO}_4$  ব্যবহার কর:

1. গাঢ়  $\text{H}_2\text{SO}_4$ : বিক্রিয়াটি উপলব্ধি করা যায় না।



2.  $\text{KCl}$  দ্রবণ: সাদা  $\text{KClO}_4$  অধঃক্ষেপ, অ্যালকোহলে অদ্রবণীয়।

$\text{NH}_4\text{Cl}$  দ্রবণ একই প্রকার অধঃক্ষেপ দেয়।



3.  $\text{AgNO}_3$  দ্রবণ : কোন অধঃক্ষেপণ হয় না।

4.  $\text{BaCl}_2$  দ্রবণ : কোন অধঃক্ষেপণ হয় না।

5.  $\text{FeSO}_4$  দ্রবণ :  $\text{ClO}_4^-$ -বিজারিত হয় না ( $\text{ClO}_3^-$  হতে পার্শ্বক্য)।

8, 16. ক্লোরাইড, ক্লোরেট এবং পারক্লোরেট মিশ্রণের পৃথকীকরণ এবং সনাক্তকরণ :

পৃথক পৃথক ভাবে প্রত্যেক অ্যানায়নকে পরীক্ষা করে সপ্রমাণ করতে হবে। “ $\text{Na}_2\text{CO}_3$ -নির্বাস” কে তিন ভাগে ভাগ কর :

(i) ক্লোরাইড— $\text{HNO}_3$  দ্বারা অ্যাসিডীয় করে দ্রবণ হতে  $\text{CO}_2$  তাড়িয়ে দাও।  $\text{AgNO}_3$  দ্রবণ যোগ কর, সাদা  $\text{AgCl}$  অধঃক্ষেপ হলে বুঝতে হবে ক্লোরাইড আছে।  $\text{AgClO}_3$  এবং  $\text{AgClO}_4$  জলে দ্রবণীয়।

(ii) ক্লোরেট— $\text{HNO}_3$  দ্বারা অ্যাসিডীয় করে,  $\text{AgNO}_3$  দ্রবণ যোগ করে অধঃক্ষিপ্ত  $\text{AgCl}$  ছেকে নাও। এখন দ্রবণে ক্লোরাইড মূল্য  $\text{NaNO}_2$  এবং অতিরিক্ত  $\text{AgNO}_3$  দ্রবণ যোগ কর। সাদা  $\text{AgCl}$  অধঃক্ষেপ হলে বুঝতে হবে ক্লোরেট আছে।

(iii) পারক্লোরেট—দ্রবণে  $\text{H}_2\text{SO}_4$  মিশিয়ে গরম কর; (ক্লোরেট বিজারিত হয়ে ক্লোরাইডে পরিণত হয়) দ্রবণকে ফুটিয়ে অতিরিক্ত  $\text{SO}_2$  তাড়িয়ে দাও এবং  $\text{Ag}_2\text{SO}_4$  দ্রবণ যোগ করে অধঃক্ষিপ্ত  $\text{AgCl}$  ছেকে নাও। এরপর  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  দ্রবণ মিশিয়ে অতিরিক্ত সিলভার সরিয়ে ফেল। পরিস্রুত দ্রবণ বাষ্পীভবন প্রক্রিয়ায় শুষ্ক করে অল্প তাপে উত্তপ্ত কর। পারক্লোরেট বিয়োজিত হয়ে ক্লোরাইড উৎপন্ন করে। জলে ঐ ক্লোরাইড দ্রবীভূত করে  $\text{AgNO}_3$  দ্রবণ ও লঘু  $\text{HNO}_3$  মিশিয়ে পরীক্ষা কর।

8, 17. আয়োডেট এবং আয়োডাইড মিশ্রণের সনাক্তকরণ :

আয়োডেট এবং আয়োডাইড মিশ্রণে লঘু অ্যাসিড যোগ করলে  $\text{I}_2$  মূল্য হয়। একা আয়োডেট অথবা একা আয়োডাইড থাকলে লঘু অ্যাসিডের মিশ্রণে  $\text{I}_2$  মূল্য হয় না।



“প্রশমিত  $\text{Na}_2\text{CO}_3$ -নির্বাস”—নিম্নে ক্লোরিন-জল ও  $\text{CS}_2$  মিশিয়ে আয়োডাইডের উপস্থিতি আগে জেনে নাও। যদি আয়োডাইড থাকে তাহলে প্রশমিত দ্রবণে  $\text{Ag}_2\text{SO}_4$  দ্রবণ মিশিয়ে অধঃক্ষিপ্ত  $\text{AgI}$  ছেকে নাও। এরপর  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  দ্রবণ যোগ করে অতিরিক্ত  $\text{Ag}^+$  আয়ন সরিয়ে ফেল।

SO<sub>2</sub> গ্যাস দ্রবণে চালিত করে আরোডেটকে আরোডাইডে রূপান্তরিত কর, অতিরিক্ত SO<sub>2</sub> উত্তপ্ত করে তাড়িয়ে দাও। তারপর AgNO<sub>3</sub> দ্রবণ ও লব্ধ HNO<sub>3</sub> মেশাও। ফিকে হলুদ AgI অধঃক্ষেপ প্রমাণ করে দ্রবণে আরোডেট আছে।


8, 18. S<sup>2-</sup>, সালফাইড আয়নের বিক্রিয়া

Na<sub>2</sub>S, 9H<sub>2</sub>O ব্যবহার কর:


1. লব্ধ H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>: বর্ণহীন গ্যাস, পচা ডিমের গন্ধ, ডাইক্রোমেট সিল্ড কাগজ সবুজ হয়, লেড অ্যাসিটেট কাগজ কাল হয়।




কাল



2. AgNO<sub>3</sub> দ্রবণ: কাল Ag<sub>2</sub>S অধঃক্ষেপ, লব্ধ HNO<sub>3</sub>-এ দ্রবণীয়।




3. সোডিয়াম নাইট্রোপ্রুসাইড দ্রবণ: ক্ষারকীয় মাধ্যমে অস্থায়ী রক্ত-বেগুনী দ্রবণ।



সুবেদিতা—1 মাইক্রোগ্রাম। গাঢ় সীমা=1:50,000

বিকারক দ্রবণ: 1% জলীয় দ্রবণ টাটকা তৈরী করে নিতে হয়।

4. NaN<sub>3</sub> + I<sub>2</sub> পরীক্ষা: স্পট প্লেটে এক ফোঁটা NaN<sub>3</sub> দ্রবণ এবং এক ফোঁটা I<sub>2</sub> দ্রবণ নাও। এক ফোঁটা পরীক্ষণীয় দ্রবণ অথবা কঠিন লবণ যোগ কর। সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধবৃদ্ধন আরম্ভ হবে এবং আরোডিনের রঙ অদৃশ্য হবে।



সুবেদিতা—0.3 মাইক্রোগ্রাম। গাঢ় সীমা—1:1,66,000

বিকারক দ্রবণ: NaN<sub>3</sub> দ্রবণ—2.5% জলীয় দ্রবণ।


I<sub>2</sub> দ্রবণ—12.7 গ্রাম I<sub>2</sub> 10% KI দ্রবণে দ্রবীভূত কর।

মন্তব্য: NaN<sub>3</sub> এবং I<sub>2</sub>-র মধ্যে বিক্রিয়া খুবই মন্ডর গতিতে হয়, কিন্তু সালফাইডের উপস্থিতিতে বিক্রিয়াগতি দ্রুত হয়। অদ্রবণীয় সালফাইডের ক্ষেত্রেও এই বিক্রিয়া ঘটে। S<sub>2</sub>O<sub>8</sub><sup>2-</sup> এবং CNS<sup>-</sup> বিষয় ঘটায়। এদের উপস্থিতিতে CdCO<sub>3</sub> মিশিয়ে CdS অধঃক্ষেপ পৃথক করে নেওয়া হয় এবং তারপর CdS নিয়ে এই পরীক্ষা করা হয়।



### 8, 19. $\text{SO}_3^{2-}$ , সালফাইট আয়নের বিক্রিয়া

$\text{Na}_2\text{SO}_3$ ,  $7\text{H}_2\text{O}$  ব্যবহার কর :


1. লব্ধ  $\text{H}_2\text{SO}_4$  অথবা লব্ধ  $\text{HCl}$  : কঠিন লবণ নিয়ে বিকারক মিশিয়ে গরম করলে বর্ণহীন গ্যাস  $\text{SO}_2$  নির্গত হয়, শ্বাসরোধ করে, গন্ধক পোড়া গন্ধ, অ্যাসিডীয় ডাইক্রোমেট সিন্ত কাগজ সবুজ হয়, ফুকসিন দ্রবণ বর্ণহীন হয়।




2.  $\text{AgNO}_3$  দ্রবণ : সাদা কেলাসযুক্ত  $\text{Ag}_2\text{SO}_3$  অধঃক্ষেপ, অতিরিক্ত সালফাইট থাকলে জটিল দ্রবণ  $\text{Na}[\text{Ag}(\text{SO}_3)]$  উৎপন্ন করে দ্রবীভূত হয়।




এই জটিল দ্রবণকে গরম করলে  $\text{Ag}$  ধাতু অধঃক্ষিপ্ত হয়।



3.  $\text{BaCl}_2$  দ্রবণ : সাদা  $\text{BaSO}_3$  অধঃক্ষেপ, লব্ধ  $\text{HCl}$ -এ দ্রবণীয়। ঐ দ্রবণ  $\text{Br}_2$ -জল মিশিয়ে গরম করলে সালফাইট জারিত হয়ে সালফেট উৎপন্ন করে এবং  $\text{BaSO}_4$  অধঃক্ষেপ দেয়।  $\text{BaSO}_4$  অধঃক্ষেপ গাঢ় হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডে অদ্রবণীয়।



4. নাইট্রোপ্রুসাইড পরীক্ষা : কয়েক ফোঁটা সালফাইট দ্রবণ নাও, এবং দ্র. ফোঁটা 1% নাইট্রোপ্রুসাইড দ্রবণ মেশাও। একফোঁটা সম্পৃক্ত  $\text{ZnSO}_4$  দ্রবণ যোগ করলে গোলাপী-লাল রঙের দ্রবণ পাওয়া যায়। এক ফোঁটা  $\text{K}_4\text{Fe}(\text{CN})_6$  দ্রবণ মেশালে লাল রঙ আরও বেশী গাঢ় হয়।



সুবেদিতা—3.5 মাইক্রোগ্রাম। গাঢ়তা সীমা—1 : 14,000


মন্তব্য : অ্যাসিডীয় দ্রবণে রঙ অদৃশ্য হয়ে যায়।  $\text{S}_2\text{O}_8^{2-}$  বিঘ্ন ঘটায় না।  $\text{S}^{2-}$  থাকলে  $\text{CdCO}_3$  মিশিয়ে আগে পৃথক করে নিতে হয়।

### 8, 20. $\text{S}_2\text{O}_8^{2-}$ , থায়োসালফেট আয়নের বিক্রিয়া


$\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_8$ ,  $5\text{H}_2\text{O}$  ব্যবহার কর :

1. লব্ধ  $\text{HCl}$  : দ্রবণে অ্যাসিড মেশালেই সালফার অধঃক্ষেপণ হয়,

গরম করলে  $\text{SO}_2$  গ্যাস নির্গত হয়, ফুকসিন দ্রবণকে বর্ণহীন করে।






2.  $\text{I}_2$  দ্রবণ : বর্ণহীন করে।




সোডিয়াম টেট্রা-থায়োনেট

3.  $\text{AgNO}_3$  দ্রবণ : সাদা  $\text{Ag}_2\text{S}_2\text{O}_3$  অধঃক্ষেপ, থায়োসালফেট বেশী থাকলে অধঃক্ষেপ দ্রবীভূত হয়, গরম করলে জল-বিশ্লেষের ফলে কাল  $\text{Ag}_2\text{S}$  হয়ে যায়।



4.  $\text{FeCl}_3$  দ্রবণ : অস্থায়ী গাঢ় রক্তবেগুনী দ্রবণ পাওয়া যায়, কিছুক্ষণ পর দ্রবণ বর্ণহীন হয়ে যায়।




5.  $\text{NaN}_3 + \text{I}_2$  দ্রবণ পরীক্ষা : সালফাইডের মত একই বিক্রিয়া ঘটে (8, 18 পরিচ্ছেদ, 4নং বিক্রিয়া দেখ)।

8, 21.  $\text{SO}_4^{2-}$ , সালফেট আয়নের বিক্রিয়া



$\text{Na}_2\text{SO}_4$ ,  $10\text{H}_2\text{O}$  ব্যবহার কর :

1.  $\text{BaCl}_2$  দ্রবণ : সাদা  $\text{BaSO}_4$  অধঃক্ষেপ, গাঢ়  $\text{HCl}$ -এ অদ্রবণীয়।



2.  $\text{AgNO}_3$  দ্রবণ : গাঢ় পরীক্ষণীয় দ্রবণে সাদা  $\text{Ag}_2\text{SO}_4$  অধঃক্ষেপ।

3. সোডিয়াম নাইট্রোপ্রুসাইড পরীক্ষা : কঠিন লবণ,  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  ও কাঠ-কয়লার গুড়া মিশিয়ে প্রাটিনাম তারে নিয়ে গলাও, তারপর জলে দ্রবীভূত করে সোডিয়াম নাইট্রোপ্রুসাইড দ্রবণ যোগ কর। রক্তবেগুনী দ্রবণ



4.  $\text{BaSO}_4 + \text{KMnO}_4$  পরীক্ষা : ছোট পরীক্ষা-নলে কয়েক ফোঁটা দ্রবণ নাও; এক ফোঁটা  $\text{KMnO}_4$  দ্রবণ ও এক ফোঁটা  $\text{BaCl}_2$  দ্রবণ যোগ কর। সাদা  $\text{BaSO}_4$  অধঃক্ষেপ পারম্যাঙ্গানেটকে অস্তিত্ব করে বেগুনী হয়ে যায়। এখন কয়েক ফোঁটা অক্সালিক অ্যাসিড মেশালে দ্রবণটি বর্ণহীন হয়, কিন্তু অধঃক্ষেপ বেগুনী থাকে।

স্বেদিতা—২.৫ মাইক্রোগ্রাম। গাঢ় সীমা—1 : 20,000

8, 22. সালফাইড, সালফাইট, থায়োসালফেট এবং সালফেট মিশ্রণের  
সম্ভাব্যকরণ : “ $\text{Na}_2\text{CO}_3$ -নির্ধারক” ব্যবহার করা হয়।

অতিরিক্ত  $\text{CdCO}_3$  অথবা  $\text{PbCO}_3$  কঠিন লবণ মিশিয়ে ঝাঁকাও এবং হাঁক।

অবশেষ : হলুদ  $\text{CdS}$  (অথবা কাল  $\text{PbS}$ ) + অতিরিক্ত  $\text{CdCO}_3$ ।

পরিষ্কৃত :  $\text{BaCl}_2$  দ্রবণ যোগ কর  
এবং হাঁক।

লঘু  $\text{CH}_3\text{COOH}$   
মিশিয়ে ডাইজেন্ট  
কর।

অবশেষ :  $\text{BaSO}_3$  +  $\text{BaSO}_4$   
থাকতে পারে। লঘু  $\text{HCl}$  মিশিয়ে  
নাড় এবং হাঁক।

পরিষ্কৃত : দুই ভাগ  
কর। (i) এক ভাগে  
লঘু  $\text{HCl}$  মিশিয়ে  
অ্যাসিডীয় কর—  
সালফার অধঃক্ষেপ  
সহ  $\text{SO}_3$ -র গন্ধ।  
থা য়ো সা ল ফে ট  
আছে। (ii) অপর-  
ভাগ +  $\text{AgNO}_3$   
দ্রবণ  $\rightarrow$  প্রথমে  
সাদা অধঃক্ষেপ,  
গরম করলে কাল  
হয়ে যায়।  
থা য়ো সা ল ফে ট  
প্রমাণিত হল।

হলুদ  $\text{CdS}$  অবশেষ  
সালফাইড আছে।



অবশেষ :  $\text{BaSO}_4$ ,  
সাদা, গাঢ়  $\text{HCl}$ -এ  
সম্পূর্ণ দ্রবণীয় নয়।  
সালফেট আছে।

পরিষ্কৃত :  $\text{Br}_2$ -  
জল মেশাও, ব্রোমি-  
নের রঙ অদৃশ্য হয়,  
গরম কর। সাদা  
 $\text{BaSO}_4$  অধঃক্ষেপ  
সালফাইড আছে।

8, 23.  $\text{CO}_3^{2-}$ , কার্বনেট আয়নের বিক্রিয়া


$\text{Na}_2\text{CO}_3$ ,  $10\text{H}_2\text{O}$  ব্যবহার কর :

1. লঘু  $\text{HCl}$  অথবা লঘু  $\text{H}_2\text{SO}_4$  : বিয়োজিত হয়ে বৃদ্ধবৃদ্ধন আরম্ভ  
হয়, একটু গরম করলে বর্ণহীন, গন্ধহীন গ্যাস  $\text{CO}_2$  নির্গত হয়, স্বচ্ছ  
চুনের জল ঘোলা করে, অতিরিক্ত  $\text{CO}_2$  চালিত করলে পুনরায় স্বচ্ছ  
হয়ে যায়।






2.  $\text{BaCl}_2$  দ্রবণ: সাদা  $\text{BaCO}_3$  অধঃক্ষেপ, খনিজ অ্যাসিডে দ্রবণীয়।






3.  $\text{AgNO}_3$  দ্রবণ: সাদা  $\text{Ag}_2\text{CO}_3$  অধঃক্ষেপ,  $\text{NH}_4\text{OH}$  এবং  $\text{HNO}_3$ -এ দ্রবণীয়।




8, 24.  $\text{NO}_2^-$ , নাইট্রাইট আয়নের বিক্রিয়া

$\text{NaNO}_2$  ব্যবহার কর:



1. লব্ধ  $\text{HCl}$ : বাদামী  $\text{NO}_2$  ধূম নির্গত হয়।



2.  $\text{KI}$  দ্রবণ: লব্ধ  $\text{CH}_3\text{COOH}$  অথবা লব্ধ  $\text{H}_2\text{SO}_4$  মাধ্যমে  $\text{I}_2$  মুক্ত হয় এবং স্টার্চ দ্রবণকে নীল করে।



3.  $\text{FeSO}_4$  দ্রবণ: প্রথমে গাঢ়  $\text{FeSO}_4$  দ্রবণ  $2\text{N-CH}_3\text{COOH}$  মিগিয়ে অ্যাসিডীয় করা হয়, তারপর ধীরে ধীরে নাইট্রাইট দ্রবণ যোগ করা হয়। একটা বাদামী বলয় সংযোগ স্থলে তৈরী হয়। সাবধানে না করলে সমস্ত দ্রবণটাই বাদামী হয়ে যায়। নাইট্রেট থাকলে একই প্রকার বলয় তৈরী হয়, তবে সেক্ষেত্রে গাঢ়  $\text{H}_2\text{SO}_4$  যোগ করা প্রয়োজন।




বাদামী

সুবেদিতা—৪ মাইক্রোগ্রাম। গাঢ়তা সীমা—1:25,000

মন্তব্য: উপরোক্ত অবস্থায়  $\text{NO}_3^-$  বিঘ্ন ঘটায় না, আরোডাইড, রোমাইড অথবা রঙীন দ্রবণ হলে বিঘ্ন ঘটায়। যে সমস্ত অ্যানায়ন আয়রনের সাথে রঙীন যোগ তৈরী করে তাদের উপস্থিতিতে বিঘ্ন ঘটে।

4. ডায়াজোটাইজেশন বিক্রিয়া (Diazotisation reaction): লব্ধ  $\text{CH}_3\text{COOH}$  মেশান দ্রবণ এক ফোঁটা স্পট প্লেটে নাও, এক ফোঁটা সালফ্যুরিক অ্যাসিড বিকারক দ্রবণ মেশাও। এখন এক ফোঁটা  $\alpha$ -ন্যাপথল অ্যামিন অথবা অন্য কোন জৈব অ্যামিন যোগ কর। লাল রঞ্জক পাওয়া যায়।



সুর্বেদিতা—0.01 মাইক্রোগ্রাম। গাঢ় সীমা—1 : 5,000,000



বিকারক দ্রবণ : (i) 0.5 গ্রাম সালফ্য্যানিলিক অ্যাসিড 30 মি.লি. গ্লেসিয়াল  $\text{CH}_3\text{COOH}$ -এ দ্রবীভূত কর, তারপর 75 মি.লি. জল মেশাও।  
(ii) 0.1 গ্রাম  $\alpha$ -ন্যাপথল অ্যামিন 70 মি.লি. জলে গরম করে দ্রবীভূত কর। ঠাণ্ডা করে 30 মি.লি.  $\text{CH}_3\text{COOH}$  মেশাও।

মন্তব্য : বিকারক দ্রবণ রাখার পর রঙীন হয়ে গেলে গুঁড়া Zn মিশিয়ে ঝাঁকাও, এবং ছেকে নাও। Fe(III) থাকলে 20% টারটারিক অ্যাসিড মিশিয়ে পরীক্ষা কর। প্রথমে সালফ্য্যানিলিক অ্যাসিডের সাথে নাইট্রোস অ্যাসিডের ডায়াজোটাইজেশন বিক্রিয়া হয়, তারপর যে কোন জৈব অ্যামিনের সাথে বৃদ্ধি হয়ে লাল রঞ্জক তৈরী করে।

## 8, 25. $\text{NO}_3^-$ , নাইট্রেট আয়নের বিক্রিয়া


$\text{NaNO}_3$  ব্যবহার কর :

1. গাঢ়  $\text{H}_2\text{SO}_4$  + তাগার কুচি : গরম করলে বাদামী  $\text{NO}_2$  গ্যাস নির্গত হয়।




2. Al চূর্ণ + NaOH দ্রবণ : গরম করলে  $\text{NH}_3$  গ্যাস নির্গত হয়।  $\text{NH}_3$  গ্যাস  $\text{Hg}_2(\text{NO}_3)_2$  দ্রবণ সিন্ধু কাগজকে কাল করে। দ্রবণে অ্যামোনিয়াম লবণ থাকলে NaOH দ্রবণ মিশিয়ে ফোটাতে  $\text{NH}_3$  গ্যাস বের হয়ে

যাবে, তারপর Al চূর্ণ অথবা Zn চূর্ণ মিশিয়ে গরম করতে হবে।






দ্রবণে নাইট্রাইট থাকলে ইউরিয়া ও লঘু HCl মিশিয়ে গরম করতে হবে, তাহলে নাইট্রাইট বিয়োজিত হয়ে যান।



সায়ানাইড, থায়োসায়ানেট, ফেরোসায়ানাইড এবং ফেরিসায়ানাইড থাকলে বিজারিত হয়ে  $\text{NH}_3$  গ্যাস নির্গত হয়।  $\text{Ag}_2\text{SO}_4$  দ্রবণ মিশিয়ে তাদের আগে সরিয়ে ফেলতে হবে। দ্রবণে As যৌগ থাকলে  $\text{AsH}_3$  উৎপন্ন করে এবং  $\text{Hg}_2(\text{NO}_3)_2$  দ্রবণকে কাল করে। এস্থলে ভেজা লাল লিটমাস কাগজ নীল হয় কিনা এই দেখে  $\text{NH}_3$  সনাক্ত করতে হবে। দ্রবণে  $\text{ClO}_3^-$ ,  $\text{Br}^-$ ,  $\text{I}^-$  থাকলে এই পরীক্ষা উপযোগী।

3. **বলয় পরীক্ষা:** প্রথমে টাটকা তৈরী  $\text{FeSO}_4$  দ্রবণ মেশাও, তারপর ধীরে ধীরে পরীক্ষানলের গা বেয়ে গাঢ়  $\text{H}_2\text{SO}_4$  ঢাল। সংযোগস্থলে বাদামী বলয় তৈরী হবে। দ্রবণে নাইট্রাইট থাকলে ইউরিয়া মিশিয়ে বিয়োজিত করতে হবে। লঘু  $\text{H}_2\text{SO}_4$  প্রশমিত “ $\text{Na}_2\text{CO}_3$  নির্বাসে”  $\text{Ag}_2\text{SO}_4$  দ্রবণ মিশিয়ে ছেকে নিলে অনেক বিঘ্নকারী দ্রব হয়।




4. **ডায়াজো বিক্রিয়া:** অ্যাসিটিক অ্যাসিড দ্রবণে গুঁড়া Zn মিশিয়ে নাইট্রেট দ্রবণকে বিজারিত করা হয়, তারপর ডায়াজো বিক্রিয়া ঘটানো হয় (নাইট্রাইট আয়নের 4নং বিক্রিয়া দেখ)। দ্রবণে নাইট্রাইট থাকলে আগেই তা লঘু অ্যাসিটিক অ্যাসিড সহ ইউরিয়া মিশিয়ে বিয়োজিত করা হয়।


8, 26.  $\text{CNS}^-$ , থায়োসায়ানেট আয়নের বিক্রিয়া

KCNS ব্যবহার কর:


1. গাঢ়  $\text{H}_2\text{SO}_4$ : ঠান্ডা অবস্থায় হলুদ দ্রবণ তৈরী করে, গরম করলে বিক্রিয়া তীব্র হয়।



2.  $\text{AgNO}_3$  দ্রবণ: সাদা দধির মত  $\text{AgCNS}$  অধঃক্ষেপ,  $\text{HNO}_3$ -এ অদ্রবণীয়,  $\text{NH}_4\text{OH}$ -এ দ্রবণীয়।




AgCNS-কে N-NaCl দ্রবণ মিশিয়ে ফোটাতে AgCl অধঃক্ষেপণ হয় এবং এই প্রক্রিয়ার সাহায্যে অন্যান্য হ্যালাইড হতে থায়োসায়ানটকে পৃথক করা হয়। ছেকে নিয়ে পরিস্ফুট লব্ধ HCl মিশিয়ে অ্যাসিডীয় করা হয়। তারপর FeCl<sub>3</sub> দ্রবণ মেশালে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রক্তলাল দ্রবণ পাওয়া যায়।



লাল


3. FeCl<sub>3</sub> দ্রবণ: রক্তলাল দ্রবণ, NH<sub>4</sub>F, HgCl<sub>2</sub> এবং অক্সালেট মেশালে বর্ণহীন হয়।




8, 27. [Fe(CN)<sub>6</sub>]<sup>4-</sup>, ফেরোসায়ানাইড আয়নের বিক্রিয়া

K<sub>4</sub>Fe(CN)<sub>6</sub>, 3H<sub>2</sub>O ব্যবহার কর:

1. গাঢ় H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>: গরম করলে সম্পূর্ণরূপে বিয়োজিত হয় এবং CO গ্যাস নির্গত হয়। CO গ্যাস নীল শিখায় জ্বলে।



2. AgNO<sub>3</sub> দ্রবণ: সাদা Ag<sub>4</sub>[Fe(CN)<sub>6</sub>] অধঃক্ষেপ, NH<sub>4</sub>OH-এ অদ্রবণীয় (ফেরিসায়ানাইড হতে পার্থক্য)।



3. FeCl<sub>3</sub> দ্রবণ: অ্যাসিডীয় অথবা প্রশম দ্রবণে প্রদর্শনীয় নীল (Prussian blue) অধঃক্ষেপ (8, 54 পরিচ্ছেদ, 3 নং বিক্রিয়া দেখ)।




স্দবেদিভা—1.3 মাইক্রোগ্রাম। গাঢ়তা সীমা—1 : 4,00,000


8, 28. [Fe(CN)<sub>6</sub>]<sup>3-</sup>, ফেরিসায়ানাইড আয়নের বিক্রিয়া

K<sub>3</sub>[Fe(CN)<sub>6</sub>] ব্যবহার কর:

1. গাঢ় H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>: কঠিন লবণ সহ গরম করলে সম্পূর্ণরূপে বিয়োজিত হয় এবং CO গ্যাস নির্গত হয়।



2.  $\text{AgNO}_3$  দ্রবণ: কমলা-লাল  $\text{Ag}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$  অধঃক্ষেপ,  $\text{NH}_4\text{OH}$ -এ দ্রবণীয় (ফেরোসানানাইড হতে পার্থক্য)।



3.  $\text{FeSO}_4$  দ্রবণ: গাঢ় নীল অধঃক্ষেপ (8, 53 পরিচ্ছেদ, 3 নং বিক্রিয়া দেখ)।

4.  $\text{FeCl}_3$  দ্রবণ: বাদামী রঙের দ্রবণ (8, 54 পরিচ্ছেদ, 4 নং বিক্রিয়া দেখ)।

8, 29. থায়োসানানেট, ফেরোসানানাইড এবং ফেরিসানানাইড মিশ্রণের সনাক্তকরণ

$\text{Na}_2\text{CO}_3$ -নির্যাস  $\text{HCl}$  মিশিয়ে অ্যাসিডীয় কর, গরম করে  $\text{CO}_2$  তাড়িয়ে দাও, তারপর ঠান্ডা করে  $\text{FeCl}_3$  দ্রবণ মেশাও, ছাঁক


↓  
অবশেষ: প্রদ্রশীয় নীল অধঃক্ষেপ। ফেরোসানানাইড।

↓  
পরিষ্কৃত: পরিষ্কৃত নিয়ে ইথার মিশিয়ে ঝাঁকাও।  
(i) ইথার দ্রবণ লাল হয়ে যায়।  
থায়োসানানেট।  
(ii) জলীয় দ্রবণের স্তর পৃথক করে নাও,  $\text{SnCl}_2$  দ্রবণ মেশাও।  
গাঢ় নীল অধঃক্ষেপ।  
ফেরিসানানাইড।

8, 30.  $\text{BO}_3^{3-}$  ( $\text{B}_4\text{O}_7^{2-}$ ,  $\text{BO}_2^-$ ), বোরোট আয়নের বিক্রিয়া

$\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7$ , 10  $\text{H}_2\text{O}$  ব্যবহার কর:

1. গাঢ়  $\text{H}_2\text{SO}_4$  + মিথাইল অথবা ইথাইল অ্যালকোহল: কঠিন লবণ সহ গরম করলে উদ্ভাসী মিথাইল বোরোট  $\text{B}(\text{OCH}_3)_3$  নির্গত হয়। পরীক্ষা-নলের মূখে কাচনল সহ ছিপি লাগান থাকলে কাচনলের মূখ দিয়ে মিথাইল বোরোট বের হয়ে আসে। এখন কাচনলের মূখে আগুন ধরালে মিথাইল বোরোট সবুজ শিখায় জ্বলবে (8, 2 পরিচ্ছেদ, (3) ক (i) বিক্রিয়া দেখ)।



একমাত্র বোরোটই এই ধরনের পরীক্ষায় সাড়া দেয়। কপার, বেরিয়াম এবং ফ্লোরাইড বিঘ্ন ঘটায় না।

2. **টারমেরিক কাগজ (turmeric):** টারমেরিক কাগজে এক ফোঁটা বোরোটের HCl দ্রবণ নাও, এবং 100° সে. তাপে শুষ্ক কর। লাল রঙের বিন্দু তৈরী হয়, KOH দ্রবণে সিক্ত করলে কালচে হয়ে যায়।

সুবেদিতা—0.02 মাইক্রোগ্রাম। গাঢ় সীমা—1 : 2500,000


**বিকারক কাগজ:** একভাগ টারমেরিক পাউডার হয় ভাগ 60% অ্যালকোহলে মিশিয়ে নাড়া হয়, তারপর ছেঁকে নেওয়া হয়। ছাঁকন কাগজ ঐ দ্রবণে ভিজিয়ে অন্ধকারে শুকানো হয় এবং রঙীন বোতলে রাখা হয়।

**মন্তব্য:** জারক দ্রব্য ক্রোমেট, ক্লোরেট, নাইট্রাইট, ইত্যাদি টারমেরিক কাগজকে বর্ণহীন করে।


8, 31.  $\text{SiO}_3^{2-}$ , সিলিকেট আয়নের বিক্রিয়া

$\text{Na}_2\text{SiO}_3$  ব্যবহার কর:

1. **লব্ধ HCl:** সিলিকেট দ্রবণে লব্ধ HCl যোগ করলে, বিশেষ করে ফোঁটালে, আঁঠাল মেটাসিলিসিক অ্যাসিডের অধঃক্ষেপণ হয়। গাঢ় HCl-এ এই অধঃক্ষেপ অদ্রবণীয়।





2.  **$\text{NH}_4\text{Cl}$  অথবা  $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$  দ্রবণ:** আঁঠাল মেটাসিলিসিক অ্যাসিডের অধঃক্ষেপ। আগ্নিক বিশ্লেষণে সিলিকা পৃথক না করলে IIIA 'গ্রুপে' অধঃক্ষেপণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।



3. **মাইক্রোকস্মিক গুঁটিকা পরীক্ষা:** (8, 1 পরিচ্ছেদ, 4নং পরীক্ষা 156 পৃষ্ঠা দেখ)।

4.  **$\text{CaF}_2$  + গাঢ়  $\text{H}_2\text{SO}_4$ :** সীসার তৈরী মর্দচিত্তে এই পরীক্ষা করা হয়। মর্দচিত্তর ঢাকনাতে একটা ছোট ফুটো থাকে। পরীক্ষণীয় লবণ,  $\text{CaF}_2$  ও গাঢ়  $\text{H}_2\text{SO}_4$  সীসার মর্দচিত্তে মিশিয়ে নেওয়া হয়, তারপর মর্দচিত্তর ঢাকনা ঢাকা দিয়ে অ্যাসবেস্টাস চাদরের উপরে রাখা হয় এবং ছোট শিখার গরম করা হয়। উদ্বায়ী  $\text{SiF}_4$  গ্যাস ঢাকনার ফুটো দিয়ে বের হয়ে আসে। এখন ঐ ফুটোর ঠিক উপরে প্লাটিনাম তারে এক ফোঁটা জল নিয়ে ধরলে জলের ফোঁটা অনচ্ছ ও আঁঠাল হয়ে যায় (8, 2 পরিচ্ছেদ (3) খ পরীক্ষা দেখ)।



5. অ্যামোনিয়াম মলিবডেট-বেনজিডিন পরীক্ষা:—স্পট প্লেটে এক ফোঁটা সিলিকেটের দ্রবণ নাও অথবা 4নং পরীক্ষায় প্রাপ্ত অনচ্ছ জলের ফোঁটা নাও। এক ফোঁটা অ্যামোনিয়াম মলিবডেট দ্রবণ মিশিয়ে গরম কর, তারপর ঠান্ডা করে এক ফোঁটা বেনজিডিন অ্যাসিটেট দ্রবণ এবং এক ফোঁটা সম্পৃক্ত সোডিয়াম অ্যাসিটেট দ্রবণ মেশাও। নীল রঙের দ্রবণ পাওয়া যাবে।

সুবেদিতা—0.1 মাইক্রোগ্রাম। গাঢ়ত্ব সীমা—1 : 500,000

বিকারক দ্রবণ: (i) অ্যামোনিয়াম মলিবডেট দ্রবণ—4 গ্রাম বিকারক 4 মি.লি. গাঢ়  $\text{NH}_4\text{OH}$  এবং 6 মি.লি. জলে দ্রবীভূত কর। 12 গ্রাম  $\text{NH}_4\text{-NO}_3$  ও জল মিশিয়ে দ্রবণের আয়তন 100 মি.লি. কর।

(ii) বেনজিডিন বিকারক—0.05 বিকারক 10 মি.লি.  $\text{CH}_3\text{COOH}$ -এ দ্রবীভূত করে জল মিশিয়ে 100 মি.লি. আয়তন কর।

মন্তব্য: ফসফেট ও আর্সেনেট বিঘ্ন ঘটায়, কিন্তু 4নং পরীক্ষায় প্রাপ্ত সিলিসিক অ্যাসিড নিয়ে পরীক্ষা করলে কেহ বিঘ্ন ঘটায় না।

6. অ্যামোনিয়াম মলিবডেট + স্ট্যানাল ক্লোরাইড: 4নং পরীক্ষায় প্রাপ্ত সিলিসিক অ্যাসিড দ্র. ফোঁটা  $\text{NaOH}$  দ্রবণে মেশাও, এক ফোঁটা অ্যামোনিয়াম মলিবডেট দ্রবণ এবং এক ফোঁটা  $\text{SnCl}_2$  দ্রবণ যোগ কর। প্রয়োজন হলে  $\text{NaOH}$  দ্রবণ মিশিয়ে স্ফারকীয় কর। “মলিবডেনাম নীল” পাওয়া যাবে।


8, 32.  $\text{PO}_4^{3-}$ , ফসফেট আয়নের বিক্রিয়া

$\text{Na}_2\text{HPO}_4$ , 12  $\text{H}_2\text{O}$  দ্রবণ ব্যবহার কর:

1.  $\text{AgNO}_3$  দ্রবণ: হলদে  $\text{Ag}_3\text{PO}_4$  অধঃক্ষেপ, লঘু  $\text{HNO}_3$  এবং  $\text{NH}_4\text{OH}$ -এ দ্রবণীয়।



2.  $\text{BaCl}_2$  দ্রবণ: সাদা  $\text{BaHPO}_4$  অধঃক্ষেপ, লঘু  $\text{HCl}$  ও  $\text{CH}_3\text{-COOH}$ -এ দ্রবণীয়।





3. ম্যাগনেসিয়া মিশ্রণ (Magnesia mixture) অথবা ম্যাগনেসিয়াম নাইট্রেট মিশ্র দ্রবণ:  $\text{MgCl}_2$ ,  $\text{NH}_4\text{Cl}$  এবং  $\text{NH}_4\text{OH}$  এর জলে দ্রবীভূত মিশ্রণকে ম্যাগনেসিয়া মিশ্রণ বলে।  $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2$ ,  $\text{NH}_4\text{NO}_3$  এবং  $\text{NH}_4\text{-OH}$  মিশ্রণকে ম্যাগনেসিয়াম নাইট্রেট মিশ্র দ্রবণ বলে। উপরোক্ত যে কোন দ্রবণ নিয়ে ফসফেট দ্রবণে মিশিয়ে প্রয়োজন অনুসারে  $\text{NH}_4\text{OH}$  যোগ করলে সাদা কেলাসবদ্ধ অধঃক্ষেপ হয়।



আর্সেনেট একই ধরনের  $[Mg(NH_4)AsO_4, 6H_2O]$  অধঃক্ষেপ দেয়। অধঃক্ষেপ ছেকে নিয়ে ছাঁকন কাগজের উপর  $AgNO_3$  দ্রবণ ও লঘু  $CH_3COOH$  মেশালে ফসফেট অধঃক্ষেপ হলদে হয় ( $Ag_3PO_4$ ) এবং আর্সেনেট অধঃক্ষেপ লালাভ-বাদামী হয় ( $Ag_3AsO_4$ )।

4. অ্যামোনিয়াম মলিবডেট দ্রবণ: ফসফেট দ্রবণ, বিকারক দ্রবণ ও  $HNO_3$  মিশিয়ে ঝাঁকালে অথবা  $<40^\circ$  সে. তাপে গরম করলে হলদে অ্যামোনিয়াম ফসফোমলিবডেট অধঃক্ষেপণ হয়।





[ বাজারে প্রাপ্ত অ্যামোনিয়াম মলিবডেটের সংকেত হচ্ছে  $(NH_4)_6Mo_7O_{24}$  ]

আর্সেনেট একই ধরনের অধঃক্ষেপ দেয়। সিলিকেট হলদে দ্রবণ তৈরী করে। টারটারিক অ্যাসিড মেশালে এরা বিঘ্ন ঘটতে পারে না।


8, 33.  $HPO_3^{2-}$ , ফসফাইট আয়নের বিক্রিয়া

$Na_2HPO_3, 5H_2O$  ব্যবহার কর:

1.  $AgNO_3$  দ্রবণ: ঠাণ্ডা অবস্থায় প্রথমে সাদা  $Ag_2HPO_3$  অধঃক্ষেপ, কিছুক্ষণের মধ্যে বিজারিত হয়ে কাল হয়। গরম করলে  $Ag$ -র কাল অধঃক্ষেপ পাওয়া যায়।





2.  $CuSO_4$  দ্রবণ: ফিকে নীল  $CuHPO_3$  অধঃক্ষেপ (হাইপোফসফাইট হতে পার্থক্য)।



8, 34.  $H_2PO_2^-$ , হাইপোফসফাইট আয়নের বিক্রিয়া

$NaH_2PO_2, H_2O$  ব্যবহার কর:



1.  $AgNO_3$  দ্রবণ: সাদা  $AgH_2PO_2$  অধঃক্ষেপ, ঠাণ্ডা অবস্থায় ধীরে ধীরে কাল হয়ে যায়, গরম করলে দ্রুত কাল হয়।



2.  $CuSO_4$  দ্রবণ: ঠাণ্ডা অবস্থায় কোন অধঃক্ষেপণ হয় না, গরম করলে



লাল  $\text{CuH}$  অধঃক্ষেপণ হয়। অধঃক্ষেপে গাঢ়  $\text{HCl}$  মেশালে  $\text{H}_2$  গ্যাস বের হয় (ব্দব্দব্দন হয়)।




3. অ্যামোনিয়াম মলিবডেট দ্রবণ: লঘু  $\text{H}_2\text{SO}_4$  মাধ্যমে “মলিবডেনাম নীল” উৎপন্ন হয় (ফসফাইট হতে পার্থক্য)।


8, 35.  $\text{CrO}_4^{2-}$ , ক্রোমেট আয়নের বিক্রিয়া

$\text{K}_2\text{CrO}_4$  ব্যবহার কর:

1.  $\text{BaCl}_2$  দ্রবণ: ফিকে হলুদ  $\text{BaCrO}_4$  অধঃক্ষেপ, লঘু  $\text{CH}_3\text{COOH}$ -এ অদ্রবণীয়,  $\text{HCl}$ -এ দ্রবণীয়।



2.  $\text{AgNO}_3$  দ্রবণ: লালাভ-বাদামী  $\text{Ag}_2\text{CrO}_4$  অধঃক্ষেপ,  $\text{CH}_3\text{COOH}$ -এ অদ্রবণীয়, লঘু  $\text{HNO}_3$  ও  $\text{NH}_4\text{OH}$ -এ দ্রবণীয়।



3. পারক্রেমিক অ্যালিড বিক্রিয়া: (8, 55 পরিচ্ছেদ, 4নং বিক্রিয়া দেখ)।

4. ডাইফিনাইল কার্বাজাইড বিকারক: (8, 55 পরিচ্ছেদ, 5নং বিক্রিয়া দেখ)।

8, 36. আর্সেনাইট, আর্সেনেট এবং ফসফেট মিশ্রণের সনাক্তকরণ

প্রশ্ন  $\text{Na}_2\text{CO}_3$ -নির্বাস + ম্যাগনেসিয়া মিশ্রণ, গরম কর এবং ছাঁক

↓  
অবশেষ: সাদা অধঃক্ষেপ, লঘু  $\text{HCl}$  মিশিয়ে দ্রবীভূত কর,  $\text{SO}_2$  চালিত করে বিজারিত কর,  $\text{SO}_2$  গ্যাস গরম করে তাড়িয়ে দাও,  $\text{H}_2\text{S}$  চালিত কর, ছাঁক

↓  
পরিদ্রুত:  $\text{HCl}$  মেশাও,  $\text{H}_2\text{S}$  চালিত কর। হলুদ অধঃক্ষেপ।  
আর্সেনাইট

↓  
অবশেষ: হলুদ অধঃক্ষেপ, আর্সেনেট

↓  
পরিদ্রুত: অ্যামোনিয়াম মলিবডেট দ্রবণ মিশিয়ে পরীক্ষা কর। ফসফেট

জাতক আয়নগগুলির আর্দ্র পরীক্ষা (*wet test for basic radicals*)

৪, ৩৭. আর্দ্র পরীক্ষার জন্য পরীক্ষণীয় কঠিন বস্তুর দ্রবণ প্রস্তুতকরণ : পরীক্ষণীয় বস্তু যদি গুঁড়া অবস্থায় না থাকে, তাহলে প্রথমে গুঁড়া করে নাও। তারপর পর্সেলীন খপ্পরে অথবা বীকারে ঐ গুঁড়া ১ গ্রাম নিয়ে পর্যায়ক্রমে (১) জল, (২) লঘু  $\text{HCl}$ , (৩) ঘাঢ়  $\text{HCl}$  এবং (৪) অম্লরাজ ( $\text{HNO}_3 : \text{HCl} = 1 : 3$ ) মিশিয়ে প্রথমে ঠান্ডা অবস্থায় পরে প্রয়োজন হলে ফুটিয়ে দ্রবণ তৈরী করার চেষ্টা কর। পরীক্ষণীয় বস্তু সাধারণতঃ বিভিন্ন উপাদানের মিশ্রণ। সেজন্য কোন একটি উপাদান একটি বিশেষ দ্রাবকে দ্রবণীয় হলে মিশ্রণটি আংশিকভাবে দ্রবণীয় হবে। মিশ্রণটি আংশিকভাবে দ্রবণীয় কিনা বদ্বতে হলে ঐ দ্রবণের কয়েক ফোঁটা একটি ঘড়ি কাঁচে ছেঁকে নিয়ে মৃদু শিখায় বাষ্পীভবন করতে হবে—যদি অবশেষ থাকে তাহলে আংশিকভাবে দ্রবণীয়, যদি অবশেষ না থাকে তাহলে সম্পূর্ণভাবে অদ্রবণীয়। এইভাবে মিশ্রণটি সম্পূর্ণরূপে দ্রবীভূত করতে হবে। যদি অম্লরাজেও দ্রবীভূত না হয়, তাহলে বদ্বতে হবে মিশ্রণটির মধ্যে অদ্রবণীয় উপাদান আছে। তখন ঐ অবশেষ নিয়ে অদ্রবণীয় অজৈব লবণের বিশেষ বিশ্লেষণ পদ্ধতি অনুসারে পরীক্ষা করতে হবে।

পর্যায়ক্রমে (১), (২), (৩) এবং (৪) দ্রাবকে দ্রবণ তৈরী করে পৃথকভাবে প্রত্যেকটি দ্রবণ নিয়ে বিশ্লেষণ করা চলে। তাতে বিশ্লেষণকালে জটিলতা কম হয় এবং কি কি প্রকারের লবণ দিয়ে পরীক্ষণীয় বস্তুর মিশ্রণটি তৈরী করা হয়েছে সে সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা জন্মে। কিন্তু প্রত্যেকটি দ্রবণ নিয়ে পৃথকভাবে বিশ্লেষণ করতে হলে অধিক সময়ের প্রয়োজন হতে পারে।

পৃথকভাবে দ্রবণ তৈরী করার পর একসাথে মিশিয়ে বিশ্লেষণ করা যায়। কিন্তু মেশাবার আগে অল্প পরিমাণ দ্রবণ পরস্পরের সাথে মিশিয়ে দেখতে হবে কোন অধঃক্ষেপণ হয় কিনা। যদি কোন অধঃক্ষেপণ না হয় তাহলেই একসাথে মেশান চলবে। যদি কোন একটি দ্রবণ মেশালে অধঃক্ষেপণ হয়, তাহলে ঐ দ্রবণটির পৃথকভাবে বিশ্লেষণ করতে হবে। বাকীগুলি একসাথে মিশিয়ে বিশ্লেষণ করা যাবে।

নাইট্রিক অ্যাসিড অথবা অম্লরাজ দ্রাবক হিসাবে ব্যবহৃত হলে বাষ্পীভূত করে দ্রাবকটিকে তাড়াতে হবে এবং অবশেষ নিয়ে জলে অথবা লঘু  $\text{HCl}$ -এ দ্রবণ তৈরী করে বিশ্লেষণ করতে হবে।

ঘাঢ়  $\text{HCl}$ -এ দ্রবণ তৈরী হলে নির্দিষ্ট পরিমাণ জল মিশিয়ে দ্রবণে অ্যাসিডের তীব্রতা (*strength*) ঠিক রাখতে হবে।

৪; 38. পর্যায়ক্রমে শ্রেণীগতভাবে ধাতব ক্যাটায়নের (কারকীয় মূলকের) বিশ্লেষণ।

শ্রেণীগতভাবে কারকীয় মূলকগুলির বিভাগীকরণঃ ধাতুগুলির উপস্থিতি নির্ধারণ করবার জন্য ধাতব আয়নগুলিকে ছয়টি শ্রেণীতে বা গ্রুপে ভাগ করা হয়—সিলভার শ্রেণী অথবা I গ্রুপ, কপার এবং আর্সেনিক শ্রেণী অথবা II গ্রুপ, আয়রন শ্রেণী অথবা IIIA গ্রুপ, জিংক শ্রেণী অথবা IIIB গ্রুপ, ক্যালসিয়াম শ্রেণী অথবা IV গ্রুপ, স্কারীয় শ্রেণী অথবা V গ্রুপ। প্রত্যেকটি শ্রেণীর (গ্রুপের) নির্দিষ্ট বিকারক (reagent) আছে। সেই বিকারকের সাথে বিক্রিয়ার ফলে ঐ শ্রেণীর প্রত্যেকটি ধাতব আয়ন অধঃক্ষিপ্ত হয়। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক, প্রত্যেক ধাতব আয়ন মিশ্রিত একটি দ্রবণের সাথে ঠান্ডা অবস্থায় লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (3—4N) প্রয়োজনের কিছু বেশী মেশান হল, অমনি সঙ্গে সঙ্গে সিলভার ক্লোরাইড, লেড ক্লোরাইড ও মারকিউরাস ক্লোরাইড লবণগুলির সাদা অধঃক্ষেপ দেখা যাবে, কারণ উপরোক্ত ক্লোরাইড লবণগুলি ঠান্ডা অবস্থায় লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের (0.3—0.5N) উপস্থিতিতে দ্রবীভূত হয় না। এই অবস্থায় অন্যান্য ধাতব আয়নগুলি দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। সেইজন্য সিলভার, লেড ও মারকারী (আস্) ধাতব আয়নদের I গ্রুপে রাখা হয়। লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডকে I গ্রুপের বিকারক বলা হয়। অনুরূপভাবে নির্দিষ্ট গ্রুপ বিকারকের (group reagent) মিশ্রণে অবশিষ্ট ধাতব আয়নগুলির অধঃক্ষেপ লক্ষ্য করে তাদের বিভিন্ন শ্রেণীতে বা গ্রুপে ভাগ করা হয়। সাধারণভাবে বলা যায় বিভিন্ন ক্লোরাইড, সালফাইড, হাইড্রোক্লোরাইড এবং কার্বনেট লবণের দ্রবণীয়তার উপর ভিত্তি করে এই ভাগ করা হয়েছে। বিভিন্ন গ্রুপের সারমর্ম একটি ছকে দেওয়া হল।

৪; 39. শ্রেণীগতভাবে কারকীয় মূলকগুলির (ক্যাটায়ন) পৃথকীকরণঃ শ্রেণীগতভাবে কারকীয় মূলকগুলিকে পৃথক করতে হলে শ্রেণীগত বিকারকের সাহায্য নিতে হয়। শ্রেণীগত বিকারক ঐ শ্রেণীর ধাতব আয়নের সাথে বিক্রিয়ার ফলে নির্দিষ্ট অ্যাসিডীয় অথবা স্কারীয় দ্রবণে অদ্রবণীয় লবণ তৈরী করে। একটি শ্রেণীগত বিকারক তার অগ্রবর্তী শ্রেণীর ধাতব আয়নগুলি হতে নিজ শ্রেণীর ধাতব আয়নগুলিকে পৃথক করতে পারে না, কিন্তু তার পরবর্তী সমস্ত শ্রেণীর ধাতব আয়নগুলি হতে নিজ শ্রেণীর ধাতব আয়নগুলিকে পৃথক করতে পারে। সুতরাং প্রথমে সিলভার শ্রেণীকে তাদের শ্রেণীগত বিকারক ঠান্ডা ও লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সাহায্যে পরবর্তী শ্রেণীগুলি হতে পৃথক করতে হবে। তারপর কপার ও

# 8, 10. সারণী

ক্রোমিয়াম গ্রুপের প্রথম সারণী

মতব

সারণী বা গ্রুপ	প্রশ্নগত বিকারক	ধাতব আয়নগুলি	অধঃক্ষেপগুলির সংকেত	ক্রোমিয়াম গ্রুপের প্রথম সারণী
সিলভার গ্রুপ	I HCl	$Ag^+$ , $Pb^{2+}$ , $Hg_2^{2+}$	$AgCl$ , $PbCl_2$ , $Hg_2Cl_2$	ক্রোমিয়াম গ্রুপের প্রথম সারণী
কপার ও অর্সেনিক গ্রুপ	II A + B H <sub>2</sub> S	$Hg^{2+}$ , $Pb^{2+}$ , $Bi^{3+}$ , $Cu^{2+}$ , $Cd^{2+}$ , $As^{3+}$ , $Sb^{3+}$ , $Sn^{2+}$ , $Sn^{4+}$	$HgS$ , $PbS$ , $Bi_2S_3$ , $CuS$ , $CdS$ , $As_2S_3$ , $Sb_2S_3$ , $SnS$ , $SnS_2$	ক্রোমিয়াম গ্রুপের প্রথম সারণী
আয়রন গ্রুপ	III A গ্রুপ $NH_4Cl$ + লব্ধ $NH_4OH$	$Al^{3+}$ , $Cr^{3+}$ , $Fe^{3+}$	$Al(OH)_3$ , $Cr(OH)_3$ , $Fe(OH)_3$	ক্রোমিয়াম গ্রুপের প্রথম সারণী
জিংক গ্রুপ	III B $NH_4Cl + NH_4OH$ + $H_2S$	$Co^{2+}$ , $Ni^{2+}$ , $Mn^{2+}$ , $Zn^{2+}$	$CoS$ , $NiS$ , $MnS$ , $ZnS$	ক্রোমিয়াম গ্রুপের প্রথম সারণী
ক্যালসিয়াম গ্রুপ	IV, গ্রুপ $NH_4Cl + NH_4OH$ + $(NH_4)_2CO_3$ সম্পূর্ণ দ্রবণ	$Ba^{2+}$ , $Sr^{2+}$ , $Ca^{2+}$	$BaCO_3$ , $SrCO_3$ , $CaCO_3$	ক্রোমিয়াম গ্রুপের প্রথম সারণী
কার্যকর গ্রুপ	V কোন নির্দিষ্ট প্রশ্ন- গত বিকারক নেই	$Mg^{2+}$ , $Na^+$ , $K^+$ , $NH_4^+$	—	ক্রোমিয়াম গ্রুপের প্রথম সারণী

আর্সেনিক শ্রেণীকে তাদের শ্রেণীগত বিকারকের সাহায্যে পরবর্তী শ্রেণী-গুণিত হতে পৃথক্ করতে হবে। এইভাবে পর্যায়ক্রমে অগ্রবর্তী শ্রেণীকে পৃথক্ করার পর পরবর্তী শ্রেণীকে নিয়ে পরীক্ষা করতে হবে।

কিছু অ্যাসিডীয় মূলক এইভাবে পর্যায়ক্রমে পৃথকীকরণে বাধা দান করে। এই সব বাধাদানকারী অ্যাসিডীয় মূলকদের উপস্থিতিতে I এবং II গ্রুপকে পরবর্তী অন্যান্য গ্রুপ হতে একই নিয়মে পর্যায়ক্রমে পৃথক করা সম্ভব, কিন্তু IIIA গ্রুপকে পরবর্তী অন্যান্য গ্রুপ (যেমন IIIB, IV এবং V) হতে পৃথক্ করা সাধারণ পদ্ধতিতে সম্ভব নয়, তারজন্য প্রয়োজন বিশেষ পদ্ধতির। তার কারণ হচ্ছে, ঐ সব অ্যাসিডীয় মূলক পরবর্তী শ্রেণীর ক্ষারকীয় মূলকদের সাথে বিক্রিয়ার স্বারা অ্যামোনিয়া দ্রাবকের মাধ্যমে অদ্রবণীয় লবণ তৈরী করে এবং আয়ন শ্রেণীর অদ্রবণীয় লবণের সাথে মিশে যায়। সেজন্য সর্বোত্তম প্রয়োজন I এবং II গ্রুপকে পৃথক্ করার পর এইসব বাধাদানকারী অ্যাসিডীয় মূলকদের অপসারণ, তারপর সাধারণ পদ্ধতিতে IIIA গ্রুপ এবং তার পরবর্তী গ্রুপের পৃথকীকরণ। বিশেষ পদ্ধতি স্বারা এই সব বাধাদানকারী অ্যাসিডীয় মূলকদের অপসারণ পরবর্তী স্তরে বর্ণনা করা হয়েছে (8.11; 8.12 এবং 8.13 সারণী দেখ)।

সাধারণ পদ্ধতিতে ক্ষারকীয় মূলকদের শ্রেণীগতভাবে পৃথকীকরণের ছক 180 পৃষ্ঠায় দেওয়া হল।


পরীক্ষা করবার জন্য যে লবণের শুষ্ক মিশ্রণ দেওয়া হয়, তার মধ্যে অ্যামোনিয়াম লবণ আছে কিনা দেখবার জন্য ধাতব আয়নগুলিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে পৃথক করার পূর্বে ঐ লবণ মিশ্রণের কিছু অংশ (10 মি.গ্রা.) নিয়ে NaOH দ্রবণের সাথে মিশিয়ে পরীক্ষা করা প্রয়োজন।

সোডিয়াম ও পটাসিয়াম লবণ থাকলে দীপশিখার রঙ দেখে পূর্বেই অনুমান করা সম্ভব হয়। তবে বাধাদানকারী অ্যাসিডীয় মূলক, বিশেষ করে ফসফেট, থাকলে দীপশিখার রঙ খালি চোখে ভাল বোঝা যায় না।

শ্রেণীগতভাবে এবং এককভাবে পৃথক করার সময় প্রত্যেকটি আয়নের বিক্রিয়া সম্বন্ধে ভাল জ্ঞান থাকা আবশ্যিক। নতুবা বিষয়টি ঠিকমত উপলব্ধি করা যাবে না। “কেন হল”? এর উত্তর অঙ্করেই থেকে যাবে। এ সম্বন্ধে আলোকপাত করার জন্য পরবর্তী পৃষ্ঠায় প্রত্যেকটি ধাতব আয়নের (ক্ষারকীয় মূলকের) বিভিন্ন বিকারকের সাথে বিক্রিয়া বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

$\text{NH}_4\text{OH}$  বিকারক প্রকৃতপক্ষে  $\text{NH}_3$  গ্যাসের জলীয় দ্রবণ। অবিয়োজিত

কারক  $\text{NH}_4\text{OH}$ -র অস্তিত্ব আছে কিনা সন্দেহজনক। অ্যামোনিয়া দ্রবণের কারকীয় ধর্ম



সহজে বদ্বতে হলে Lowry-Brönsted তত্ত্ব জানা দরকার।

জটিলতা কমানোর জন্য বিক্রিয়া সমীকরণে হাইড্রোনিয়াম আয়নের  $[\text{H}_3\text{O}^+]$  পরিবর্তে  $\text{H}^+$  লেখা হয়েছে। হাইড্রোজেন আয়ন  $\text{H}^+$  অথবা প্রোটন জলীয় দ্রবণে মদ্র্ত অবস্থায় থাকে না, জলের অন্তর সাথে বদ্র্ত অবস্থায় থাকে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে,  $\text{NH}_3$  দ্রবণে  $\text{H}_2\text{S}$  গ্যাস চালিত করলে প্রধানতঃ অ্যামোনিয়াম হাইড্রোসালফাইড  $\text{NH}_4\text{HS}$  তৈরী হয়। ঐ দ্রবণে  $(\text{NH}_4)_2\text{S}$ -র অস্তিত্ব সন্দেহজনক।

সাধারণ আম্লিক বিশ্লেষণে পরীক্ষা-নল, বীকার, শংকু-কপী (conical flask) প্রভৃতি ব্যবহার করা হয়। পরীক্ষাকার্ষকালীন প্রত্যেকের মতদ্রর সম্ভব কম আয়তনের ও কম পরিমাণের বিকারক ব্যবহার করা উচিত।

## ৪, 11, গারনী

### শ্রেণীভিত্তিকভাবে কারকীয় মূলকদের পৃথকীকরণের হুক

পরীক্ষা করবার জন্য ৫ মি.লি. ঠান্ডা দ্রবণ নাও, কয়েক ফোঁটা ঠান্ডা ও লব্ধ  $\text{HCl}$  (1) দ্রবণ মেশাও, যদি সাদা অধঃক্ষেপ দেখা তাহলে যতক্ষণ নতুন সাদা অধঃক্ষেপ তৈরী হয় ততক্ষণ আরও বেশী ঠান্ডা ও লব্ধ  $\text{HCl}$  ক্রমাগত মেশাও। ছাঁক এবং অল্প পাতিত জল দিয়ে সাদা অধঃক্ষেপ ধুয়ে নাও। ধোয়া জল দ্রবণের সাথে মেশাও।

পরিম্নত: 3%  $\text{H}_2\text{O}_2$  দ্রবণ মেশাও (২)।  $\text{HCl}$ -র গাঢ় ঠিক কর যেন  $0.3\text{N}$  (3) হয়।  $80-90^\circ \text{C}$  তাপমাত্রায় গরম কর ও  $\text{H}_2\text{S}$  গ্যাস প্রবাহিত করে সম্পূর্ণ কর। প্রয়োজন হলে উচ্চ তাপে (4)  $\text{H}_2\text{S}$  গ্যাস চালিত কর। ছাঁক ও অল্প জল দিয়ে ধুয়ে নাও। পরিম্নত দ্রবণ পুনরায় গরম কর এবং  $\text{H}_2\text{S}$  গ্যাস চালিত কর। যদি অধঃক্ষেপ হয় পুনরায় ছেঁকে নাও।

পরিম্নত: পার্সেলীন খপরে অথবা ছোট বাকারে নাও, এবং বাষ্পীভবন প্রক্রিয়ায় দ্রবণের আয়তন 10 মি.লি. কর। এই সঙ্গে  $\text{H}_2\text{S}$  গ্যাসও দ্রবীভূত হবে [লেড অ্যাসিটেট কাগজ দ্বারা পরীক্ষা করে দেখ]। 1-2 মি.লি. গাঢ়  $\text{HNO}_3$  মেশাও (৫) এবং উত্তপ্ত করে শুষ্ক কর।

যদি বোরট ও ফ্লোরাইড উপস্থিত থাকে (6) তাহলে ঐ অবশিষ্ট লবণ 5-10 মি.লি. গাঢ়  $\text{HCl}$  সহযোগে বারংবার বাষ্পীভবন কর।

যদি শুষ্ক বোরট থাকে, ফ্লোরাইড না থাকে, তাহলে ঐ অবশিষ্ট লবণ ৫ মি.লি. মিথাইল অ্যালকোহল ( $\text{CH}_3\text{OH}$ )+10 মি.লি. গাঢ়  $\text{HCl}$  সহযোগে জলগায়েহর উপর রেখে বাষ্পীভবন কর (7)।

1.5 মি.লি. লব্ধ  $\text{HCl}$  মেশাও, গরম কর। সিলিকেট উপস্থিত থাকলে অধঃক্ষেপ পাওয়া যাবে (8), ছেঁকে নাও।

ফসফেট আছে কিনা পরীক্ষার জন্য 2 মি.লি. ঐ পরিম্নত (সিলিকেট না থাকলে, ঐ দ্রবণ) নিয়ে 3 মি.লি. অ্যামোনিয়াম মলিবডেট দ্রবণের সাথে মেশাও, তারপর 2 মি.লি. গাঢ়  $\text{HNO}_3$  দাও এবং  $40^\circ \text{C}$  সে. তাপমাত্রায় গরম কর: হলুদ রঙের অধঃক্ষেপ হলে বুঝতে হবে ফসফেট আছে। যদি ফসফেট থাকে (9) তাহলে ফসফেট অ্যানায়ন সম্পূর্ণরূপে অপসারণ করতে হবে (8,12 এবং 8,13)।

### অধঃক্ষেপ

এর মধ্যে থাকতে পারে

I গ্রুপ।

$\text{PbCl}_2$ —সাদা

$\text{Hg}_2\text{Cl}_2$ —সাদা

$\text{AgCl}$ —সাদা

সিল ভার শ্রেণী

উপস্থিত। 8,14 অথবা

8,15 সারণী অনুযায়ী

পরীক্ষা কর।

### অধঃক্ষেপ

রঙনি। এর মধ্যে থাকতে

পারে IIA গ্রুপ।

$\text{Hg}_2\text{S}$ —কাল

$\text{PbS}$ —কাল

$\text{Bi}_2\text{S}_3$ —কাল

$\text{CuS}$ —কাল

$\text{CdS}$ —হলুদ

IIIB গ্রুপ।

$\text{As}_2\text{S}_3$ —হলুদ

$\text{Sb}_2\text{S}_3$ —কমলা

$\text{SnS}_2$ —হলুদ

ক পা র-আ সের নি ক

শ্রেণী উপস্থিত। 8,16

অথবা 8,17; 8,18

অথবা 8,19 অথবা 8,20

সারণী অনুযায়ী

বাস কক্ষকে না থাকে তাহলে ২ গ্রাম  $\text{NH}_4\text{Cl}$  লবণ মেশাও, প্রয়োজন হলে গরম কর, তারপর লবণ  $\text{NH}_4\text{OH}$  দ্রবণ ধীরে ধীরে মেশাও যতক্ষণ না সমগ্র দ্রবণটি ক্ষারীয় হয় (লিটমাস কাগজ দিয়ে পরীক্ষা কর)। ২ মি.লি.  $\text{NH}_4\text{OH}$  দ্রবণ বেশী দাও, একটু গরম কর এবং শীঘ্র ছেকে নাও।

#### অধঃক্ষেপ

এর মধ্যে থাকতে পারে  
 IIIA গ্রুপ।  
 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ —বাদামী  
 $\text{Cr}(\text{OH})_3$ —সবুজ  
 $\text{Al}(\text{OH})_3$ —সাদা  
 আয়রন শ্রেণী উপস্থিত।  
 ৪.২১ অথবা  
 সারণী অ ন্দ যা য়ী  
 পরীক্ষা কর।

#### অধঃক্ষেপ

এর মধ্যে থাকতে পারে  
 IIIB গ্রুপ।  
 $\text{CoS}$ —কাল  
 $\text{NiS}$ —কাল  
 $\text{MnS}$ —বেগুনী  
 $\text{ZnS}$ —সাদা  
 জিংক শ্রেণী উপস্থিত।  
 ৪.২৩ অথবা  
 সারণী অ ন্দ যা য়ী  
 পরীক্ষা কর।

পরিষ্কৃত (11) : পর্সেলীন খপরে অথবা বীকারে  
 নাও, লব্ধ  $\text{CH}_3\text{COOH}$  (1২) দাও, বাষ্পীভবন করে  
 ভিজ়ে ময়দার মত কর। ঠাণ্ডা করে ৩ মি.লি. গাঢ়  
 $\text{HNO}_3$  দাও এবং পুনরায় বাষ্পীভবন করে শুষ্ক  
 কর। তারপর আরও উত্তপ্ত করে উষ্মারী অ্যামোনিয়াম  
 লবণ (13) তড়িয়ে দাও। ঠাণ্ডা করে ৩ মি.লি. লব্ধ  
 $\text{HCl}$  ও 10 মি.লি. জল মেশাও। গরম কর ও  
 প্রয়োজন হলে ছেকে নাও, ২.5 মি.লি. 10%  $\text{NH}_4\text{Cl}$   
 দ্রবণ মেশাও,  $\text{NH}_4\text{OH}$  দ্রবণ দিয়ে সমগ্র দ্রবণটি  
 ক্ষারীয় কর (লিটমাস কাগজ), তারপর সম্পূর্ণ  
 $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$  দ্রবণ কিছু বেশী মেশাও, কাচের দণ্ড দিয়ে  
 নাড়তে থাক এবং 50—60° সে. তাপে গরম কর পাঁচ  
 মিনিট (14)। ছাঁক ও গরম জল দিয়ে ধুয়ে নাও।



#### অধঃক্ষেপ

এর মধ্যে থাকতে পারে  
 IV গ্রুপ।  
 $\text{BaCO}_3$ —সাদা  
 $\text{SrCO}_3$ —সাদা  
 $\text{CaCO}_3$ —সাদা  
 ক্যালসিয়াম শ্রেণী  
 উপস্থিত। ৪.২5 অথবা  
 ৪.২6 সারণী অনুযায়ী  
 পরীক্ষা কর।

পরিষ্কৃত (15) : বাষ্পীভবন  
 করে ভিজ়ে ময়দার মত কর।  
 ৩ মি.লি. গাঢ়  $\text{HNO}_3$  দিয়ে  
 সমস্ত অবশিষ্ট এক জয়গায়  
 জড়া কর এবং পুনরায়  
 উত্তপ্ত করে  $\text{HNO}_3$  ও উষ্মারী  
 অ্যামোনিয়াম লবণ তড়িয়ে  
 দাও। অবশিষ্ট সাদা পদার্থ  
 প্রমাণ করে V গ্রুপ অর্থাৎ  
 ক্ষারীয় শ্রেণী উপস্থিত।  
 ৪.২7 অথবা ৪.২৪ সারণী  
 অনুসারে পরীক্ষা কর।



**টীকা:** (1) যে লবণ পরীক্ষা করবার জন্য নেওয়া হয়েছে তা যদি লব্ধ  $\text{HCl}$ -এ সম্পূর্ণরূপে দ্রবীভূত হয়ে যায় তাহলে বুঝতে হবে  $\text{Ag}^+$  এবং  $\text{Hg}_2^{2+}$  আয়ন নেই। যদি  $\text{Pb}^{2+}$  থাকে, তাহলে গরম অবস্থায় সম্পূর্ণ দ্রবীভূত হবে, কিন্তু ঠান্ডা করলে অধঃক্ষেপ পাওয়া যাবে। I গ্রুপে  $\text{Pb}^{2+}$  পৃথক করতে না পারলে আবার II গ্রুপে  $\text{PbS}$  অধঃক্ষেপ পাওয়া যাবে। যদি  $\text{HCl}$ -র গাঢ় বেশী হয়, তাহলে সিলভার ও লেড জটিল ক্লোরো আয়ন তৈরী করে দ্রবীভূত হতে পারে।



প্রশাসিত দ্রবণে অথবা অল্প অ্যাসিডীয় দ্রবণে  $\text{HCl}$  মেশালে অনেক সময় অধঃক্ষেপ দেখা যায় যদিও I গ্রুপ তখন অনুপস্থিত। নিম্নলিখিত কারণে ইহা ঘটে থাকে:

(ক) অ্যান্টিমনি, বিসমাথ ও টিন লবণের জলীয় দ্রবণ  $\text{HCl}$ -র সাথে অদ্রবণীয় অক্সিক্লোরাইড তৈরী করে। অবশ্য বেশী  $\text{HCl}$ -র উপস্থিতিতে আবার দ্রবীভূত হয়ে যায়।

(খ) যখন অ্যাসিড গাঢ়, তখন বোরিক অ্যাসিডের আংশিক অধঃক্ষেপ হতে পারে।

(গ) দ্রবণে দ্রাবের পরিমাণ বেশী হলে অর্থাৎ দ্রবণ গাঢ় হলে অধঃক্ষেপ হতে পারে, যেমন  $\text{NaCl}$ ,  $\text{BaCl}_2$ , প্রভৃতি।

(ঘ) সিলিকেট থাকলে জেলির মত সিলিসিক অ্যাসিডের আংশিক অধঃক্ষেপ হতে পারে।

(ঙ) আর্সেনিক, অ্যান্টিমনি ও টিনের থায়োলবণগুলি  $\text{HCl}$ -র সাথে বিক্রিয়ার ফলে অদ্রবণীয় সালফাইড তৈরী করে।

(চ) থায়োসালফেট থাকলে  $\text{HCl}$ -র সাথে বিক্রিয়ার ফলে  $\text{SO}_2$  গ্যাস বের হয় এবং সাদা সালফারের অধঃক্ষেপণ হয়।

(২) যদি IIA গ্রুপ হতে IIB গ্রুপকে পৃথক করবার জন্য  $\text{KOH}$  দ্রবণ ব্যবহার করা হয়, তাহলে  $\text{H}_2\text{O}_2$  দিয়ে  $\text{Sn}^{2+}$  কে  $\text{Sn}^{4+}$ -তে জারিত করতে হবে কারণ  $\text{SnS}$  আংশিকভাবে  $2\text{N-KOH}$  দ্রবণে দ্রবণীয়। প্রয়োজনের অতিরিক্ত  $\text{H}_2\text{O}_2$  গরম করার সময় ভেঙে নষ্ট হয় যাবে। কিন্তু যদি  $(\text{NH}_4)_2\text{Sx}$  দ্রবণ পৃথক করার জন্য ব্যবহার করা হয়, তাহলে  $\text{H}_2\text{O}_2$  মেশাবার প্রয়োজন নেই।  $(\text{NH}_4)_2\text{Sx}$  নিজেই  $\text{SnS}$  কে জারিত করে  $\text{SnS}_2$  করবে। যদি আর্সেনাইট থাকে, তাহলে  $\text{H}_2\text{O}_2$  মেশাবে না।  $(\text{NH}_4)_2\text{Sx}$  দ্রবণ ব্যবহার করবে।

(3)  $H_2S$  গ্যাস চালিত করার পূর্বে দ্রবণে  $HCl$ -র গাঢ় 0.3N-র কাছাকাছি ঠিক করে নেওয়া দরকার। যদি  $HCl$ -র গাঢ় বেশী হয় তাহলে লেড, ক্যাডমিয়াম ও টিনের অধঃক্ষেপ আংশিক হবে; যদি  $HCl$ -র গাঢ় কম হয় তাহলে HIB গ্রুপ সালফাইড অধঃক্ষেপ এখানেই হতে পারে। দ্রবণে অ্যাসিড গাঢ় এই ভাবে ঠিক করা যায়ঃ এক ফোঁটা মিথাইল ভায়োলেট (0.1% জলীয় দ্রবণ) সূচক দ্রবণ মেশাও এবং প্রয়োজন অনুসারে লঘু  $HCl$  অথবা  $NH_4OH$  ফোঁটা ফোঁটা মিশিয়ে দ্রবণের রঙ পীতাসবুজ (yellow-green) কর। অন্যভাবে, 5 মি.লি.  $N-CH_3COONa$  + 10 মি.লি.  $N-HCl$  বাফার দ্রবণ (pH 0.5) প্রয়োগ করলে মোটামুটি ভাল ফল পাওয়া যায়।

(4) সাধারণতঃ কোন দ্রবণের মধ্যে  $H_2S$  গ্যাস চালিত করা হয় বৃন্দবৃন্দের আকারে। কিন্তু একথা মনে রাখা দরকার যে, অ্যাসিডীয় দ্রবণে  $H_2S$  গ্যাসের দ্রবণীয়তা কম থাকায় বেশীর ভাগ  $H_2S$  কাজে না লেগে নষ্ট হয় এবং  $H_2S$  গ্যাস খুবই দূষিত। সেজন্য অধিক চাপে  $H_2S$  গ্যাস চালিত করলে গ্যাস নষ্ট হবে কম এবং অধঃক্ষেপণ সম্পূর্ণ হবে শীঘ্র।

যদি কোন জ্বরক দ্রব্য থাকে (আর্সেনেট, পারম্যাংগানেট, ডাইক্রোমেট, ইত্যাদি) তাহলে  $H_2S$  গ্যাস চালিত করার সঙ্গে সঙ্গে কলয়েডীয় সালফারের অধঃক্ষেপ দেখতে পাবে এবং/অথবা দ্রবণের রঙের পরিবর্তন হবে। তখন গরম দ্রবণের মধ্যে  $H_2S$  গ্যাস চালনা করার পূর্বে  $SO_2$  গ্যাস চালিত করে বিজারণ সম্পূর্ণ কর এবং দ্রবণটিকে ফুটিয়ে অতিরিক্ত  $SO_2$  গ্যাস তাড়িয়ে দাও ( $K_2Cr_2O_7$  কাগজ দিয়ে পরীক্ষা কর)।  $SO_2$  থেকে গেলে  $H_2S$ -র সাথে বিক্রিয়ার ফলে সালফারের অধঃক্ষেপণ হবে। আর্সেনেট থাকলে প্রথমে তা  $H_2S$  দ্বারা আর্সেনাইট হয়ে তারপর  $As_2S_3$  অধঃক্ষেপণ হয়। এইজন্য অধঃক্ষেপণ ধীরে ধীরে হয়। সেজন্য  $SO_2$  দ্বারা বিজারণ করলে আর্সেনাইটে রূপান্তরিত হয় এবং  $As_2S_3$  অধঃক্ষেপণ শীঘ্র সম্পূর্ণ হয়। কিন্তু দ্রবণে যদি  $Pb$ ,  $Sr$  এবং  $Ba$  থাকে, তাহলে আংশিক ভাবে এদের অদ্রবণীয় সালফেট তৈরী হবে কারণ  $H_2SO_4$ -কে বাতাসে গরম করলে কিছু  $H_2SO_4$ -এ রূপান্তরিত হয়। এই অধঃক্ষেপ নিয়ে আলাদাভাবে পরীক্ষা করে খাতব আয়নের সন্ধান করা যেতে পারে।

বেশী পরিমাণ গাঢ়  $HCl$  দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে  $H_2S$  গ্যাস চালনা করে বিজারণ করতে অনেকে অনুমোদন করেন। অ্যালকোহল ও  $HCl$  মিশিয়ে ফোঁটালেও বিজারণ হবে।

(5) ফেরাস লবণ অ্যামোনিয়া দ্বারা আংশিকভাবে পৃথক হয়। গাঢ়

$\text{HNO}_3$  দিয়ে গরম করলে ফেরাস ফেরিকে রূপান্তরিত হয় এবং Fe পৃথকীকরণ সম্পূর্ণ হয়।

(৬) ক্ষারীয় দ্রবণে IIIB, IV গ্রুপ এবং ম্যাগনেসিয়াম বোরোট এবং ক্লোরাইড অদ্রবণীয়। সেজন্য IIIA গ্রুপের সাথে এদের অধঃক্ষেপণ হবে। বাষ্পীভবন প্রক্রিয়ায় বাষ্পের সাথে  $\text{H}_3\text{BO}_3$  এবং HCl-র সাথে HF দ্রব হয়।

(৭) বোরিক অ্যাসিড,  $\text{H}_3\text{BO}_3$ , একা থাকলে উন্সার্নী মিথাইল বোরোট,  $\text{B}(\text{OCH}_3)_3$  হিসাবে শীঘ্র তাড়ান সহজ হবে।

(৮) সিলিকেট এখানে না সরালে  $\text{Al}(\text{OH})_3$ -র সাথে ভুল হবে। বারংবার গাড় HCl সহযোগে বাষ্পীভবন করলে অদ্রবণীয় সিলিকাতে পরিণত হবে এবং পৃথক করতে সুবিধা হবে।


(৯) IIIA, IIIB ও IV গ্রুপের ধাতুগুলির এবং Mg-র ফসফেট জলে এবং ক্ষারীয় মাধ্যমে অদ্রবণীয়। সুতরাং এখানে এসব ধাতুগুলির অধঃক্ষেপ হতে পারে। ফসফেট পৃথকীকরণের জন্য ৪.১২ এবং ৪.১৪ সারণী দেখ।

(১০) ক্ষারীয় মাধ্যমে  $\text{H}_2\text{S}$ -র দ্রবণীয়তা বেশী। বেশীক্ষণ ধরে  $\text{H}_2\text{S}$  গ্যাস চালিত করলে আংশিকভাবে কলয়েডীয় NiS তৈরী হবে।  $\text{CH}_3\text{COOH}$  মাধ্যমে  $\text{H}_2\text{S}$  গ্যাস চালিত করলে এই অসুবিধা দূর হতে পারে।

(১১) IIIB গ্রুপের পৃথকীকরণের পর পরিস্ফুট যদি রঙীন ও ঘোলাটে হয়, তাহলে বুঝতে হবে কলয়েডীয় NiS ছাঁকন কাগজের ভিতর দিয়ে চলে এসেছে। তখন  $\text{CH}_3\text{COOH}$  মিশিয়ে অ্যাসিডীয় মাধ্যম করে নিয়ে ফোটাতে NiS ঘনীভূত হবে এবং অধঃক্ষেপ পাওয়া যাবে। ছাঁকন কাগজ টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে জলে ফোটাতে কাগজের মণ্ড বা লেই তৈরী হবে। ছাঁকবার পূর্বে দ্রবণের মধ্যে সেই কাগজের মণ্ড মিশিয়ে ছাঁকলে বর্ণহীন স্বচ্ছ পরিস্ফুট পাওয়া যায়।


(১২) পরিস্ফুট শীঘ্র অ্যাসিডীয় করে নিয়ে ফোটাতে  $\text{H}_2\text{S}$  দ্রবীভূত হবে। দেরী করলে অ্যামোনিয়াম সালফাইড বাতাস হতে অক্সিজেন গ্রহণ করে জারিত হবে এবং অ্যামোনিয়াম সালফেট তৈরী হবে। তখন Ba এবং /অথবা Sr থাকলে অদ্রবণীয় সালফেট অধঃক্ষেপণ হবে।

(১৩) অ্যামোনিয়াম আয়ন অ্যাসিডধর্মী হওয়ার দরুন নিম্নলিখিত বিক্রিয়া ঘটেবে:



তাহলে প্রথমতঃ কার্বনেট আয়নের গাঢ়ত্ব কমে যাবে, দ্বিতীয়তঃ জলে দ্রবণীয় Ba, Sr এবং Ca-র বাইকার্বনেট তৈরী হবে। তখন আংশিক অধঃক্ষেপণ হবে।

গাঢ়  $\text{HNO}_3$  কম তাপমাত্রায়  $\text{NH}_4\text{Cl}$  লবণের বিয়োজন ঘটায় :




উত্তপ্ত করার সময় অন্যান্যভাবে চটপট শব্দ করে লাফিয়ে অথবা ছিটকে পড়ে নষ্ট না হয় সেদিকে লক্ষ রাখা দরকার

(14) দ্রবণটি  $50^\circ$  সে. তাপমাত্রায় গরম করলে যদি কোন বাইকার্বনেট লবণ তৈরী হয়ে থাকে তাহলে ভেঙে যাবে :



কিন্তু দ্রবণটি ফোটাতে নিম্নলিখিত বিক্রিয়া ঘটবে :



(15) অল্পমাত্রায়  $\text{CaCO}_3$ ,  $\text{SrCO}_3$  এবং  $\text{BaCO}_3$ -র দ্রবণীয়তা থাকার দরুন IV গ্রুপের পরিষ্রুতের মধ্যে চলে আসবে এবং Mg বলে ভুল হবে। সেজন্য IV গ্রুপের পরিষ্রুত কিছু  $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$  দ্রবণ ও  $(\text{NH}_4)_2\text{C}_2\text{O}_4$  দ্রবণ সহযোগে গরম করতে হবে। যদি অধঃক্ষেপ দেখা যায় ছেকে পৃথক করতে হবে। তাহলে আর ভুল হবার সম্ভাবনা থাকবে না।

8, 11 সারণী অনুসারে পরীক্ষা করে যদি ফসফেট পাওয়া যায়, তাহলে নিম্নলিখিত নির্দেশ অনুসারে বিশ্লেষণ করে ফসফেট অপসারণ করতে হবে।

### 8, 12. সারণী, ফসফেট অপসারণ

(অ্যানিটেট বাফার— $\text{FeCl}_3$  পদ্ধতি) (1)

দ্রবণের মধ্যে  $\text{NH}_4\text{Cl}$  ও সামান্য বেশী  $\text{NH}_4\text{OH}$  মেশালে যদি অধঃক্ষেপণ হয় (২) তাহলে ফোঁটা ফোঁটা লঘু  $\text{HCl}$  যথাক্রমে সম্ভব মিশিয়ে সেই অধঃক্ষেপ দ্রবীভূত কর। আয়রন আছে কিনা দেখবার জন্য 1 মি.লি.

এ প্রবণ নিয়ে  $K_4Fe(CN)_6$  প্রবণ মিশিয়ে পরীক্ষা কর, তারপর ফেলে দাও। বাকী প্রবণের মধ্যে ঠান্ডা অবস্থায় ফোঁটা ফোঁটা লঘু  $NH_4OH$  মেশাও যতক্ষণ না প্রবণটি যৎসামান্য ক্ষারীয় (3) হয় (লিটমাস কাগজ)। তারপর 3 মি.লি. লঘু  $CH_3COOH$  (1 : 1) এবং 10 মি.লি. সম্পূর্ণ অ্যামোনিয়াম অ্যাসিটেট প্রবণ মেশাও (pH 4.6)। যদি কোন অধঃক্ষেপ এখানে দেখতে পাও, তাহলে উপেক্ষা কর। প্রবণ যদি লালাভ-বাদামী রঙের (4) না হয় তাহলে প্রবণটি কাচদণ্ড দিয়ে নাড়তে নাড়তে প্রথম  $FeCl_3$  প্রবণ ফোঁটা ফোঁটা মেশাও যতক্ষণ পর্যন্ত না প্রবণটির রঙ ফিকে লাল (5) হয় এবং সমগ্রটির রঙ দুধ মিশ্রিত চায়ের মত হয়। জল মিশিয়ে প্রবণের আয়তন 150 মি.লি. কর এবং মাঝে মাঝে নাড়া দিয়ে 3 মিনিট ফোঁটাও, তারপর গরম অবস্থায় ছাঁক।

অধঃক্ষেপ: এর মধ্যে থাকতে পারে Fe, Al এবং Cr-র ফসফেট, ক্ষারকীয় অ্যাসিটেট, (6) এবং  $Fe(OH)_3$ । 8, 21 সারণী অনুযায়ী পরীক্ষা কর।

পরিষ্কৃত: বাষ্পীভবন করে প্রবণের আয়তন 20 মি.লি. কর। 0.5 গ্রাম  $NH_4Cl$  ও সামান্য বেশী লঘু  $NH_4OH$  মেশাও। যদি অধঃক্ষেপ হয়, ছাঁক।

অধঃক্ষেপ: পরিষ্কৃত: IIIB, IV বাতিল কর। এবং V গ্রুপের বিশ্লেষণ কর।

টীকা: (1) এই পদ্ধতির মূলগত তত্ত্বকথা হচ্ছে যে,

(ক)  $FePO_4$ ,  $AlPO_4$  এবং কিছুটা  $CrPO_4$  লঘু  $CH_3COOH$  —  $CH_3COONH_4$  বাফার প্রবণে গরম অবস্থায় অদ্রবণীয়, কিন্তু IIIB ও IV গ্রুপের ধাতব ফসফেটগুলি এবং ম্যাগনেসিয়াম ফসফেট উক্ত বাফার প্রবণে দ্রবণীয়।  $PO_4^{3-}$  আয়নের সাথে  $H^+$  আয়ন এবং ধাতব আয়নগুলির যুক্ত হবার প্রতিযোগিতা থাকায় ধাতব ফসফেটগুলির দ্রবণীয়তায় তারতম্য ঘটে।

(খ)  $FeCl_3$  প্রবণ নিম্নলিখিত কারণে ব্যবহার করা হয়েছে:



(i) ফেরিক আয়ন ফসফেট আয়নের সমবোজী বিপরীত ধর্মী আয়ন।

(ii) ফেরিক আয়নকে II গ্রুপের পরিষ্কৃতে সহজে ধরা যায়।

(iii)  $FePO_4$  অ্যাসিটিক অ্যাসিড মাধ্যমে সবচেয়ে কম দ্রবণীয়।

(iv) ফেরিক আয়ন রঙীন হওয়ার প্রবণে ফেরিক আয়নের উপস্থিতি সহজে খালি চোখে দেখা যায়।

(৭) ফেরিক আয়ন সহজে ক্ষারকীয় অ্যাসিটেট হিসাবে এবং  $\text{Fe}(\text{OH})_3$  হিসাবে অপসারণ করা যায়।



কিন্তু সমীকরণগুলি উভমুখী হওয়ার দরুন ঠান্ডা অবস্থায় বিক্রিয়া-গতি বিপরীতমুখী হয়।

(২) সোডিয়াম, পটাসিয়াম ও অ্যামোনিয়াম ফসফেট থাকলে অধঃক্ষেপ পাওয়া যাবে না। ফসফেটের উপস্থিতিতে রঙীন শিখা পরীক্ষায় সোডিয়াম ও পটাসিয়াম ভাল বোঝা যায় না। সেজন্য ফসফেট অপসারণ করে শিখা পরীক্ষা করতে হবে। তবে উপরোক্ত সারণী অনুসারে ফসফেট অপসারণ না করে এইভাবে করঃ—সামান্য ক্ষারীয় দ্রবণে  $\text{FeCl}_3$  দ্রবণ মেশাও।  $\text{FePO}_4$ -র অধঃক্ষেপ ছাঁকন কাগজ দিয়ে ছেঁকে নাও। পরিস্রুত বাষ্পীভবন প্রক্রিয়ায় শুকিয়ে নাও এবং শুষ্ক অবশেষ গাড়  $\text{HNO}_3$  দিয়ে উত্তপ্ত করার পর সোডিয়াম ও পটাসিয়ামের জন্য শিখা পরীক্ষা কর।

(৩) অতিরিক্ত  $\text{NH}_4\text{OH}$  সহযোগে IIIB গ্রুপের ধাতব আয়নগুলি জটিল আয়ন তৈরী করে এবং দ্রবীভূত হয়ে যায়।

(৪) যদি পরীক্ষণীয় দ্রবণের মধ্যে আয়রন থাকে, তাহলে লালাভ-বাদামী রঙের অধঃক্ষেপণ হবে। আরও প্রশম  $\text{FeCl}_3$  দ্রবণ মেশাতে হবে কিনা এইভাবে পরীক্ষা করে দেখঃ পরিস্রুতের কিছু অংশ + গাড়  $\text{HNO}_3$  + অ্যামোনিয়াম মলিবডেট দ্রবণ, গরম কর, যদি হলুদ অধঃক্ষেপণ হয় বন্ধিতে হবে ফসফেট সম্পূর্ণ অপসারণ হয় নাই, আরও  $\text{FeCl}_3$  দ্রবণ মেশাতে হবে। যদি হলুদ অধঃক্ষেপণ না হয়, তাহলে আর  $\text{FeCl}_3$  দ্রবণ মেশাতে হবে না।

(৫) রঙীন অধঃক্ষেপ থাকার জন্য দ্রবণের রঙ বোঝা যাবে না। সেজন্য কিছুটা ছেঁকে নিয়ে দ্রবণের রঙ দেখ, অথবা দ্রবণটিতে  $\text{NH}_4\text{OH}$  মিশিয়ে দেখ কোন রঙীন অধঃক্ষেপণ হয় কিনা।  $\text{FeCl}_3$  দ্রবণের পরিমাণ খুব বেছী হয়ে গেলে  $\text{FePO}_4$  অধঃক্ষেপ কিছুটা দ্রবীভূত হয়ে যাবে।

(৬) কোন দ্রবণে যদি  $\text{Fe}$ ,  $\text{Al}$  এবং  $\text{Cr}$  আয়ন থাকে এবং সেই দ্রবণ  $\text{CH}_3\text{COONH}_4$  মিশিয়ে জল দিয়ে লব্ধ করে ফোটাতে ক্ষারকীয় আয়রন অ্যাসিটেট সম্পূর্ণরূপে এবং ক্ষারকীয় অ্যালুমিনিয়াম অ্যাসিটেট আংশিকভাবে অধঃক্ষিপ্ত হবে।  $\text{Cr}$  একাকী থাকলে ক্ষারকীয় ক্রোমিয়াম অ্যাসিটেট হিসাবে অধঃক্ষিপ্ত হবে না। তবে  $\text{Fe}$  এবং  $\text{Al}$  সংগে থাকলে বেশ কিছুটা সহ অধঃক্ষেপণ হবে।

## 8, 13. সারণী: ফসফেট অপসারণ

(জ্যারকোনিয়াম নাইট্রেট পদ্ধতি)

10 মি.লি. (1) দ্রবণ নাও এবং উপযুক্ত পরিমাণ গাঢ় HCl অথবা জল ঢেলে HCl-র গাঢ় 1N-এ ঠিক রাখ (২)। 1 গ্রাম  $\text{NH}_4\text{Cl}$  মেশাও, তারপর ধীরে ধীরে নাড়তে নাড়তে জ্যারকোনিল নাইট্রেট দ্রবণ (৩) মেশাও যতক্ষণ পর্যন্ত না অধঃক্ষেপণ শেষ হয় (৪)। শক্ত পরীক্ষা-নলে অথবা ছোট বীকারে দ্রবণটি নাও, কিছু কাগজের মন্ড (৫) মেশাও, এবং ফোটাও (সাবধান যেন ছিটকে না পড়ে)। তারপর ছাঁকন কাগজে ছাঁক। ২ মি.লি. গরম জল দিয়ে অধঃক্ষেপ ধুয়ে নাও।

অধঃক্ষেপ: ফেলে দাও (জ্যারকোনিয়াম অথবা জ্যার- কোনিল-ফস- ফেট)	পরিম্নত (৬): 0.5 গ্রাম $\text{NH}_4\text{Cl}$ মিশিয়ে $\text{NH}_4\text{OH}$ দ্রবণ এমনভাবে দাও যাতে প্রয়োজনের কিছু বেশী হয় এবং ২—৩ মিনিট ফোটাও। ছাঁক।
	<div data-bbox="284 764 668 1076">অধঃক্ষেপ: IIIA গ্রুপ এবং অতিরিক্ত জ্যারকোনিয়াম। ৪.২১ অথবা ৪.২২ সারণী অনুযায়ী পরীক্ষা কর। জ্যারকোনিয়াম আয়রনের সাথে থাকবে, তবে KCNS অথবা <math>\text{K}_4\text{Fe}(\text{CN})_6</math> দ্রবণ দিয়ে আয়রন পরীক্ষার অসুবিধা ঘটবে না।</div> <div data-bbox="668 764 960 1076">পরিম্নত: পর্যায়ক্রমে IIIB, IV এবং V গ্রুপের বিশ্লেষণ কর।</div>

টীকা: (1) প্রয়োজন হলে বাষ্পীভবন প্রক্রিয়ার দ্রবণের আয়তন কমিয়ে 10 মি.লি. কর।

(২) HCl-র গাঢ় 1N-র বেশী হলে জ্যারকোনিয়াম ফসফেটের অধঃক্ষেপণ সম্পূর্ণ হবে না।

(৩) জ্যারকোনিল নাইট্রেট বিকারক দ্রবণ: 6.5 মি.লি. গাঢ়  $\text{HNO}_3$ -এ 10 গ্রাম জ্যারকোনিল নাইট্রেট \* [ $\text{ZrO}(\text{NO}_3)_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ] মেশাও, তারপর জল দিয়ে 100 মি.লি. আয়তন কর। কাচদণ্ড দিয়ে সর্বদাই নাড়তে থাক এবং ফোটাও। ২৪ ঘণ্টা রেখে দাও, তারপর উপর থেকে স্বচ্ছ দ্রবণ ঢেলে নাও।

\* বাজারে প্রাপ্ত জ্যারকোনিল নাইট্রেট লবণে অনেক সময় কিছু আয়রন অপদ্রব্য (impurity) হিসাবে থাকে।

(4) বিকারক প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশী হলে কলয়েডীয় দ্রবণ তৈরী হবে।

(5) কলয়েডীয় দ্রবণ তৈরী হওয়ার সম্ভাবনা থাকার জন্য এবং ছাঁকন প্রক্রিয়া দ্রুততর করার জন্য ছাঁকন কাগজের মণ্ড মেশাতে হয়।

(6) ফসফেট সম্পূর্ণরূপে অপসারিত হয়েছে কিনা দেখবার জন্য পরিস্রুতের কিছদ অংশ নিয়ে জ্যাকোনিয়ল নাইট্রেট বিকারক মিশিয়ে পরীক্ষা করা উচিত।

### 8, 14. সারণী: সিলভার প্রেশীর ধাতব আয়নগুলির বিশ্লেষণ

ছাঁকন কাগজের উপর সাদা অধঃক্ষেপ (1) অতি লঘু HCl দিয়ে অল্প একটু ধুয়ে নাও। ঐ অধঃক্ষেপ জলসহ একটি ছোট বীকারে নাও, উত্তপ্ত করে ফোটাও এবং গরম অবস্থায় ছাঁক।

অধঃক্ষেপ:  $Hg_2Cl_2$  ও  $AgCl$  থাকতে পারে। গরম জল দিয়ে অধঃক্ষেপ ভালভাবে ধুয়ে নাও। তারপর অল্প গরম লঘু  $NH_4OH$  অধঃক্ষেপের উপর ঢাল।

অধঃক্ষেপ (4): ছাঁকন কাগজের উপর কাল অবশেষ ( $Hg + NH_2HgCl$ ) মারকারী আছে।

পরিস্রুত:  $Ag(NH_3)_2Cl$  দ্রবণ (3) থাকতে পারে। লঘু  $HNO_3$  মিশিয়ে দ্রবণটি অ্যাসিডীয় কর। দই-র মত সাদা  $AgCl$  অধঃক্ষেপ। সিলভার আছে।





পরিস্রুত:  $PbCl_2$  দ্রবণ (2) থাকতে পারে। পরিস্রুত করেকটি ভাগে ভাগ কর:

(i) এক টি ভাগে  $K_2CrO_4$  দ্রবণ মেশাও—হলুদ  $PbCrO_4$  অধঃক্ষেপ, লঘু অ্যাসিটিক অ্যাসিডে অদ্রবণীয়।

লেড আছে।

(ii) বাকী দ্রবণ নিয়ে লেড আয়নের অন্যান্য পরীক্ষাগুলি কর।

মন্তব্য: (1)  $AgCl$  ও  $Hg_2Cl_2$  লঘু HCl দ্রবণে অদ্রবণীয়।  $PbCl_2$  লঘু HCl দ্রবণে আংশিক দ্রবণীয়। অন্যান্য গ্রুপের ধাতব ক্লোরাইডগুলি দ্রবণীয়।








## 8. 40. সিলভার আয়নের বিক্রিয়া

$\text{AgNO}_3$ -র জলীয় দ্রবণ ব্যবহার কর:



1. লব্ধ  $\text{HCl}$ : দই-র মত সাদা অধঃক্ষেপ,  $\text{HNO}_3$ -এ অদ্রবণীয় কিন্তু অতিরিক্ত  $\text{NH}_4\text{OH}$ -এ দ্রবণীয়। এই দ্রবণ  $\text{HNO}_3$  মিশিয়ে অ্যাসিডীয় করলে পুনরায় সাদা অধঃক্ষেপ পাওয়া যায়।




$\text{AgCl}$  অধঃক্ষেপ  $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$  দ্রবণে দ্রবণীয়:



2.  $\text{KI}$  দ্রবণ: ফিকে হলুদ অধঃক্ষেপ,  $\text{HNO}_3$ -এ এবং  $\text{NH}_4\text{OH}$ -এ অদ্রবণীয়,  $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$  দ্রবণে দ্রবণীয়।



3.  $\text{K}_2\text{CrO}_4$  দ্রবণ:  $\text{Ag}_2\text{CrO}_4$ -র লাল অধঃক্ষেপ,  $\text{CH}_3\text{COOH}$ -এ অদ্রবণীয়, কিন্তু  $\text{HNO}_3$ -এ এবং  $\text{NH}_4\text{OH}$ -এ দ্রবণীয়।




রঙীন দাগ পরীক্ষা: এক ফোঁটা পরীক্ষণীয় দ্রবণ ঘড়ি কাচে নাও, এক ফোঁটা অ্যামোনিয়াম কার্বনেট দ্রবণ মিশিয়ে কাচ দশু দিয়ে নাড়  $[\text{Pb}$  এবং  $\text{Hg}$  (আস) অদ্রবণীয় কার্বনেট তৈরী করবে]। এক ফোঁটা স্বচ্ছ দ্রবণ ওখান থেকে নিয়ে বিন্দু-বিক্রিয়া কাগজে (drop reaction paper) রাখ, তারপর এক ফোঁটা  $\text{K}_2\text{CrO}_4$  দ্রবণ মেশাও। একটা লাল রঙের রিং পাওয়া যাবে।

সুবেদিতা—২ মাইক্রোগ্রাম। গাঢ় সীমা—1: 25,000.

বিকারক দ্রবণ:  $\text{N-CH}_3\text{COOH}$  দ্রাবকে 1%  $\text{K}_2\text{CrO}_4$  দ্রবণ।


4.  $\text{H}_2\text{S}$ : কাল  $\text{Ag}_2\text{S}$  অধঃক্ষেপ, জলে এবং  $\text{NH}_4\text{OH}$  দ্রবণে অদ্রবণীয়, কিন্তু উষ্ণ লব্ধ  $\text{HNO}_3$ -এ দ্রবণীয়।



5.  $\text{NaOH}$  দ্রবণ:  $\text{Ag}_2\text{O}$ -র কালচে বাদামী অধঃক্ষেপ, অতিরিক্ত বিকারকে অদ্রবণীয়।




6. অ্যামোনিয়া দ্রবণ:  $\text{Ag}_2\text{O}$ -র কালচে বাদামী অধঃক্ষেপ, অতিরিক্ত বিকারকে দ্রবণীয়।




8, 41. মারকারী (আস্) আয়নের বিক্রিয়া

$\text{Hg}_2(\text{NO}_3)_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$  দ্রবণ ব্যবহার কর:

1. লব্ধ  $\text{HCl}$ :  $\text{Hg}_2\text{Cl}_2$ -র (calomel) সাদা অধঃক্ষেপ, গরম জলে এবং ঠান্ডা লব্ধ অ্যাসিডে অদ্রবণীয়, কিন্তু অম্লরাজে (aqua regia) দ্রবণীয়। অম্লরাজ  $\text{Hg}_2^{2+}$  আয়নকে জারিত করে  $\text{Hg}^{2+}$  আয়নে পরিণত করে এবং  $\text{HgCl}_2$  জলে দ্রবণীয়।



$\text{Hg}_2\text{Cl}_2$ -র সাদা অধঃক্ষেপ  $\text{NH}_4\text{OH}$ -র সংস্পর্শে কাল হয়ে যায়:




অ্যামিনো কাল

মারাকডারক


ক্লোরাইড

(সাদা)


2.  $\text{NaOH}$  দ্রবণ:  $\text{Hg}_2\text{O}$ -র কাল অধঃক্ষেপ, অতিরিক্ত বিকারকে অদ্রবণীয়।




3. অ্যামোনিয়া দ্রবণ: কাল অধঃক্ষেপ (অ্যামিনো-মারকিউরিক লবণ এবং মারকারী ধাতুর ছোট ছোট কণা)।



4.  $\text{KI}$  দ্রবণ: পীতভ-সবুজ বর্ণের  $\text{Hg}_2\text{I}_2$  অধঃক্ষেপ, অতিরিক্ত বিকারকে দ্রবণীয়। পটাসিয়াম মারকিউরী-আয়োডাইড  $\text{K}_2[\text{HgI}_4]$  এবং ছোট ছোট মারকারী কণা পাওয়া যায়।




5.  $\text{K}_2\text{CrO}_4$  দ্রবণ: ঠান্ডা অবস্থায় বাদামী  $\text{Hg}_2\text{CrO}_4$  অধঃক্ষেপ, গরম করলে লাল হয়ে যায়।



6.  $H_2S$ : তৎক্ষণাত্  $HgS$  এবং  $Hg$ -র কাল অধঃক্ষেপ ( $Hg^{2+}$  আয়ন হতে পার্শ্বক্য)।



7.  $SnCl_2$  দ্রবণ: অতিরিক্ত বিকারকে  $Hg$ -র কালচে অধঃক্ষেপ।




8.  $KNO_2$  দ্রবণ:  $Hg$ -র কালচে অধঃক্ষেপ ( $Hg^{2+}$  আয়ন হতে পার্শ্বক্য)।

রঙীন দাগ পরীক্ষা—এক ফোঁটা অতি লঘু অ্যাসিডীয় দ্রবণ বিন্দু বিক্রিয়া কাগজে নাও এবং এক ফোঁটা গাঢ়  $KNO_2$  দ্রবণ যোগ কর। একটি কাল দাগ সৃষ্টি হবে। রঙীন আয়ন থাকলে বাদামী রঙের দাগ মনে হয়, কিন্তু জল দিয়ে ধুয়ে নিলে কেবল মাত্র কাল দাগ থাকে।



8. 42. লেড আয়নের বিক্রিয়া

$Pb(NO_3)_2$  দ্রবণ ব্যবহার কর:



1. লঘু  $HCl$ : ঠাণ্ডা অবস্থায়  $PbCl_2$ -র সাদা অধঃক্ষেপ, গরম করলে দ্রবীভূত হয়ে যায়, ঠাণ্ডা করলে সূচের ন্যায় সাদা কেলাস পাওয়া যায়।




গাঢ়  $HCl$ -র উপস্থিতিতে  $PbCl_2$  দ্রবীভূত হয়ে যায় (জটিল আয়ন উৎপন্ন হয়)।




2.  $KI$  দ্রবণ: হলুদ বর্ণের  $PbI_2$  অধঃক্ষেপ, গরম করে ফোঁটালে পরিমিত পরিমাণে দ্রবণীয়, ঠাণ্ডা করলে সোনালী চুম্বকি রূপে (golden spangle) দৃষ্টিগোচর হয়। অতিরিক্ত বিকারকে অধঃক্ষেপ দ্রবণীয় (জটিল আয়ন উৎপন্ন হয়)।




3.  $K_2CrO_4$  দ্রবণ: হলুদ বর্ণের  $PbCrO_4$  অধঃক্ষেপ,  $CH_3COOH$  ও  $NH_4OH$ -এ অদ্রবণীয়, কিন্তু  $HNO_3$  এবং ক্ষারকীয় হাইড্রোক্সাইডে দ্রবণীয়।




4. লব্ধ  $H_2SO_4$ : সাদা  $PbSO_4$  অধঃক্ষেপ, অতিরিক্ত বিকারকে অদ্রবণীয়, গাঢ়  $CH_3COONH_4$  দ্রবণে দ্রবণীয়।




5.  $H_2S$ : কাল  $PbS$  অধঃক্ষেপ,  $(NH_4)_2S$  দ্রবণে অদ্রবণীয়, উষ্ণ লব্ধ  $HNO_3$ -এ দ্রবণীয়।



6.  $NaOH$  দ্রবণ: সাদা  $Pb(OH)_2$  অধঃক্ষেপ, অতিরিক্ত বিকারকে দ্রবণীয়।




7. বেনজিডিন (Benzidine)  $H_2N$ -- $NH_2$  : এক

ফোঁটা পরীক্ষণীয় দ্রবণ বিন্দু বিক্রিয়া কাগজে নাও, ২-৩ বার যথাক্রমে ২ ফোঁটা  $3N-NaOH$  এবং এক ফোঁটা সম্পৃক্ত  $Br_2$  দ্রবণ (জলীয়) মেশাও, ২ ফোঁটা 1:1 অ্যামোনিয়া দ্রবণ যোগ কর, তারপর ছোট দীপ শিখার উপর কাগজটা ধরে অতিরিক্ত অ্যামোনিয়া তাড়িয়ে দাও। এখন ২ ফোঁটা বেনজিডিন দ্রবণ যোগ করলে একটি নীল রঙের দাগ পাওয়া যাবে।


সুবেদিতা—1 মাইক্রোগ্রাম। গাঢ় সীমা—1: 50,000

বিকারক দ্রবণ—10% অ্যাসিটিক অ্যাসিডে 0.05% বেনজিডিন।

মন্তব্য:  $PbO_2$  জারক হিসাবে বেনজিডিনকে জারিত করে তথাকথিত বেনজিডিন নীল (benzidine blue) তৈরী করে।  $Bi$ ,  $Ce$ ,  $Mn$ ,  $Co$ ,  $Ni$ ,  $Ag$  এবং  $Tl$  আয়নগুলির সাথে একই ধরনের বিক্রিয়া ঘটে, তবে ক্ষারকীয় নিৰ্বাস (extract) নিয়ে পরীক্ষা করলে (প্লামবাইট দ্রবণ,  $Na_2[PbO_2]$ ) কেবল মাত্র  $Tl$  বিঘ্ন ঘটায়।  $Pb^{2+}$  আয়ন সোডিয়াম হাইপোব্রোমাইট,  $NaOBr$  দ্বারা জারিত হয়, অতিরিক্ত  $NaOBr$  অ্যামোনিয়ার সাহায্যে বিনষ্ট করা হয়।



## 8. ডাইফিনাইলথায়োক্যার্বাজোন অথবা ডিথিজোন



ছোট পরীক্ষানলে 1 মি.লি. প্রশম অথবা লঘু ক্ষারকীয় দ্রবণ নাও, কয়েক দানা KCN মেশাও, এবং তারপর 2 ফোঁটা বিকারক যোগ কর। 30 সেকেন্ড ঝাঁকালে সবুজ বিকারক লাল হয়ে যায়।

সুবেদিতা—0.1 মাইক্রোগ্রাম। গাঢ় সীমা—1 : 1,250,000

বিকারক দ্রবণ: 100 মি.লি.  $\text{CCl}_4$  অথবা  $\text{CHCl}_3$  দ্রাবকে 2—5 মি.গ্রা. ডিথিজোন। দ্রবণ অবস্থায় রাখা যায় না।

মন্তব্য: প্রশম অথবা ক্ষারকীয় দ্রবণে ইটের মত লাল জটিল লবণ তৈরী হয়। ভারী ধাতু (Ag, Cu, Hg, Cd, Sb, Ni, Zn ইত্যাদি) বিঘ্ন ঘটায় কিন্তু সায়ানাইড আয়নের উপস্থিতিতে বিঘ্ন ঘটায় না। Zn-র জন্য অতিরিক্ত NaOH দ্রবণ প্রয়োজন।

## 8. 15. সারণী (উন-পরিমাণ): সিজডারশ্রেণীর ধাতব আয়নগুলির বিশ্লেষণ

4 মি.লি. সেন্টিফিউজ নলে 1 মি.লি. পরীক্ষণীয় দ্রবণ নাও এবং 3—4 ফোঁটা\* লঘু HCl যোগ করে মেশাও। অপকেন্দ্রণ কর। ড্রপার পিপেট দ্বারা উপরের স্বচ্ছ দ্রবণ অন্য একটি পরীক্ষানলে সরিয়ে নাও এবং এক ফোঁটা লঘু HCl মিশিয়ে দেখ আর অধঃক্ষেপণ হয় কিনা। যদি অধঃক্ষেপণ না হয়, দ্রবণটিকে আলাদাভাবে রাখ। সেন্টিফিউজ নলে অধঃক্ষেপকে 5 ফোঁটা লঘু HCl দ্বারা ধুয়ে নাও এবং অপকেন্দ্রণ কর। উপরের স্বচ্ছ দ্রবণ সরিয়ে ফেলে দাও। অধঃক্ষেপের (1) মধ্যে থাকতে পারে  $\text{PbCl}_2$ ,  $\text{Hg}_2\text{Cl}_2$  এবং  $\text{AgCl}$ । 2 মি.লি. গরম জল যোগ কর এবং অধঃক্ষেপসহ নলটিকে ফুটন্ত জলগাহের মধ্যে 3—4 মিনিট রাখ এবং নাড়তে থাক। তাড়াতাড়ি অপকেন্দ্রণ কর। উপরের স্বচ্ছ দ্রবণ কৈশিক ড্রপারের সাহায্যে অধঃক্ষেপ হতে পৃথক করে অন্য একটি সেন্টিফিউজ নলে নাও।

\* এই কইয়ের মধ্যে সমতা রাখবার জন্য সব সময়ই এক ফোঁটা = 0.05 মি.লি. ধরা হবে।

**অধঃক্ষেপ:**  $\text{Hg}_2\text{Cl}_2$  ও  $\text{AgCl}$  থাকতে পারে। কিছু অদ্রবীভূত অবস্থায়  $\text{PbCl}_2$  থাকতে পারে।  $\text{PbCl}_2$  পৃথক করার জন্য 1 মি.লি. গরম জল মেশাও, এবং অধঃক্ষেপ সহ নলটি ফুটন্ত জলগাহের মধ্যে ২ মিনিট রাখ, তারপর অপকেন্দ্রন করে উপরের স্বচ্ছ দ্রবণ ফেলে দাও। অধঃক্ষেপের মধ্যে 1 মি.লি. গরম লঘু  $\text{NH}_4\text{OH}$  মেশাও, নাড়, অপকেন্দ্রন কর।

**স্বচ্ছ দ্রবণ:**  $\text{PbCl}_2$  (২) থাকতে পারে। 2 ফোঁটা  $\text{CH}_3\text{COONH}_4$  দ্রবণ এবং 1 ফোঁটা  $\text{K}_2\text{CrO}_4$  দ্রবণ যোগ কর। হলুদবর্ণের  $\text{PbCrO}_4$  অধঃক্ষেপ, লঘু অ্যাসিটিক অ্যাসিডে অদ্রবণীয়। লেড আছে।

<p><b>অধঃক্ষেপ (৪):</b> কাল (<math>\text{Hg} + \text{NH}_2\text{HgCl}</math>) মারকারী আছে।</p>	<p><b>স্বচ্ছ দ্রবণ (৩):</b> লঘু <math>\text{HNO}_3</math> যোগ করে দ্রবণটি অ্যাসিডীয় কর (*)। সাদা <math>\text{AgCl}</math> অধঃ- ক্ষেপ। সিলভার আছে।</p>
--	--

**মন্তব্য:** (1), (২), (3) এবং (4) 189 পৃষ্ঠায় মন্তব্য দেখ।

### 8, 43. কপার এবং আর্সেনিক শ্রেণীর ধাতব আয়নগুলির বিশ্লেষণ

0.3N-HCl দ্রবণ হতে  $\text{H}_2\text{S}$  বিক্রিয়ার ফলে এই দুই শ্রেণীর ধাতব আয়নগুলি সালফাইড অধঃক্ষেপ দেয় (দ্রাব্যতা গুণফল দেখ)। আর্সেনিক, অ্যান্টিমনি ও টিন সালফাইডগুলি অ্যামোনিয়াম সালফাইড ও পটাসিয়াম হাইড্রোক্সাইড উভয় দ্রবণে দ্রবীভূত হয়ে যায়, কিন্তু বাকী ধাতব সালফাইডগুলি কার্শ্বে দ্রবীভূত হয় না। এই দ্রবণীয়তার উপর ভিত্তি করে II গ্রুপের ধাতব আয়নগুলিকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। কপার শ্রেণীতে (IIA গ্রুপ) আছে মারকারী (ইক), লেড, বিসমাথ, কপার এবং ক্যাডমিয়াম—এই পাঁচটি ধাতব আয়ন এবং আর্সেনিক শ্রেণীতে (IIB গ্রুপ) আছে আর্সেনিক, অ্যান্টিমনি ও টিন—এই তিনটি ধাতব আয়ন।

\* অ্যাসিডীয় অথবা ক্ষারকীয় দ্রবণ সর্বদাই লিটমাস কাগজ অথবা অন্য কোন সূচক দ্বারা দেখা উচিত।

### ৪. 16. সারণী: কপার স্ট্রেশনার দাতব ভারনগদুলির বিশ্লেষণ

একটি ছুঁচালো কাচগ্লেডের সাহায্যে ছাঁকন কাগজ ছিদ্র করে সালফাইড অধঃক্ষেপ (1) অল্পমাত্রায় গাতিত জল দ্বারা ধুয়ে নীচে রাখা ছোট বীকারে নাও, 5 মি.লি. হলুদ অ্যামোনিয়াম সালফাইড দ্রবণ (2) যোগ কর, 50—60° সে. তাপমাত্রায় 2—3 মিনিট গরম কর এবং ছাঁক। লব্ধ (1:100)  $(\text{NH}_4)_2\text{S}$  দ্রবণ দিয়ে অধঃক্ষেপ একবার ধুয়ে নাও।

**অধঃক্ষেপ:**  $\text{HgS}$ ,  $\text{PbS}$ ,  $\text{Bi}_2\text{S}_3$ ,  $\text{CuS}$  এবং  $\text{CdS}$  থাকতে পারে। অধঃক্ষেপ একটি বীকারে নাও, তারপর 5 মি.লি. মত লব্ধ (1:3)  $\text{HNO}_3$  (3) মেশাও, কয়েক মিনিট গরম করে ফোটাও, ছাঁক, এবং একটু জল দিয়ে ধুয়ে নাও।

**পরিদ্রব্য:** IIB গ্রুপ দাতব আয়ন থাকতে পারে। 8,16 সারণী দেখ।

**অধঃক্ষেপ:** কাল  $\text{HCl}$  ( $\text{HgS}$ )। গাঢ় এবং  $\text{Br}_2$  দ্রবণ (জলীয়) ফোঁটা মিশিয়ে দ্রবীভূত কর। গরম করে অতিরিক্ত  $\text{Br}_2$  তিড়িয়ে দাও। জল মিশিয়ে আমতন দ্রবণ কর তারপর  $\text{SnCl}_2$  দ্রবণ যোগ কর। সাদা অধঃক্ষেপ অতি রিঙ্ক বিকারকে কালচে হয়ে যায়।

সারকারী আছে।

**পরিদ্রব্য:**  $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ ,  $\text{Bi}(\text{NO}_3)_3$ ,  $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$  এবং  $\text{Cd}(\text{NO}_3)_2$  থাকতে পারে। সামান্য পরিমাণ পরিদ্রব্য নিয়ে লব্ধ  $\text{H}_2\text{SO}_4 + \text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$  মিশিয়ে দেখ সাদা  $\text{PbSO}_4$  অধঃক্ষেপ হয় কিনা। যদি অধঃক্ষেপ হয় তাহলে বুঝতে হবে লেড আছে। তখন সমগ্র পরিদ্রব্যের মধ্যে লব্ধ  $\text{H}_2\text{SO}_4$  (4) মিশিয়ে ধূম-প্রকোষ্ঠে (fume chamber) গাঢ় কর যতক্ষণ পর্যন্ত না ট্রাগাট সাদা ধূম নির্গত হয়। ঠান্ডা কর, জল মিশিয়ে লব্ধ কর এবং ছাঁক। একটু

**অধঃক্ষেপ:** সাদা  $\text{NH}_4\text{OH}$  (5) মেশাও এবং ছাঁক।

**অধঃক্ষেপ:** সাদা  $\text{Bi}(\text{OH})_3$  জল দিয়ে ধুয়ে নাও, তারপর সোডিয়াম ফ্লোয়াইট দ্রবণ অধঃক্ষেপের উপর ঢাল। অধঃক্ষেপ কাল হয়ে যায়।

বিলম্ব আছে।

**পরিদ্রব্য:**  $\text{Cu}^{2+}$  এবং  $\text{Cd}^{2+}$  আয়ন থাকতে পারে। যদি বর্ণহীন হয়, তাহলে  $\text{Cu}^{2+}$  থাকবে না। তখন  $\text{Cd}^{2+}$ -র জন্য সরাসরি  $\text{H}_2\text{S}$  দ্বারা পরীক্ষা কর। যদি পরিদ্রব্য নীল বর্ণের হয়, তাহলে পরিদ্রব্যত্বে দ্র. ভাগে ভাগ কর:













(৬) এক ভাগে লব্ধ  $\text{CH}_3\text{COOH}$  মিশিয়ে অ্যাসিডীয় কর, তারপর  $\text{K}_4\text{Fe}(\text{CN})_6$  দ্রবণ মেশাও (৬)। লালভ বাদামী  $\text{Cu}_2\text{Fe}(\text{CN})_6$  অধঃক্ষেপ।

(৭) অপর ভাগের নীল রঙ অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত ফোঁটা ফোঁটা লব্ধ  $\text{KCN}$  দ্রবণ মেশাও। এখন  $\text{H}_2\text{S}$  চালিত কর। হলুদ  $\text{CdS}$  অধঃক্ষেপ (7)।

কপার আছে।

ক্যাডমিয়াম আছে।

মন্তব্য: (1)  $\text{HgS}$ ,  $\text{PbS}$ ,  $\text{Bi}_2\text{S}_3$ ,  $\text{CuS}$  এবং  $\text{CdS}$  লব্ধ  $\text{HCl}$  দ্রবণে অদ্রবণীয়।




8, 44.  $\text{Hg}^{2+}$ , মারকারী (ইক) আয়নের বিক্রিয়া

$\text{HgCl}_2$  দ্রবণ ব্যবহার কর:

1.  $\text{H}_2\text{S}$ : প্রথমে সাদা, তারপর যথাক্রমে হলুদ, বাদামী এবং সর্বশেষে কাল  $\text{HgS}$  অধঃক্ষেপ পাওয়া যায় [মারকারী (আস) হতে পার্থক্য]।




(সাদা)



(কাল)


লব্ধ  $\text{HNO}_3$ , ক্ষারকীয় হাইড্রোক্সাইড এবং  $(\text{NH}_4)_2\text{S}_x$  দ্রবণে  $\text{HgS}$  অদ্রবণীয়, কিন্তু অম্লরাজে  $\text{HgS}$  দ্রবণীয়।



জারমান





2. NaOH দ্রবণ : প্রথমে লালভ-বাদামী, অতিরিক্ত বিকারকে হলুদ HgO অধঃক্ষেপ।



3.  $\text{NH}_4\text{OH}$  : সাদা  $\text{NH}_2\text{HgCl}$  অধঃক্ষেপ [মারকারী (আস্) হতে পার্থক্য]।  $\text{Hg}(\text{NH}_2)\text{Cl}$ -কে “অগলনীয় শ্বেত অধঃক্ষেপ” বলে।




4. KI দ্রবণ : হলুদ থেকে লাল  $\text{HgI}_2$  অধঃক্ষেপ, অতিরিক্ত বিকারকে দ্রবণীয়।




ঐ জটিল দ্রবণ KOH মাধ্যমে Nessler's বিকারক হিসাবে খ্যাত এবং দ্রবণে অ্যামোনিয়াম উপস্থিতি নির্ধারণ করে।


5. কপার (তামা) : ঝকঝকে তামার পাত  $\text{HgCl}_2$  দ্রবণে কিছুক্ষণ রাখলে ছাই রঙের পাতলা মারকারীর আবরণ পড়ে, ঘষলে সাদা রূপোর (Silver) মত চক্‌চক্ করে।



6.  $\text{SnCl}_2$  দ্রবণ : প্রথমে সাদা  $\text{Hg}_2\text{Cl}_2$  অধঃক্ষেপ, অতিরিক্ত বিকারকে কালচে হয়ে যায়।



(সাদা)



(কাল)

রঙীনদাগ পরীক্ষা : বিন্দু বিক্রিয়া কাগজে এক ফোঁটা পরীক্ষণীয় দ্রবণ নাও, এক ফোঁটা অ্যানিলিন ( $\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2$ ) ও এক ফোঁটা  $\text{SnCl}_2$  দ্রবণ মেশাও। মারকারীর কাল দাগ পাওয়া যাবে।

সুবেদিতা—1 মাইক্রোগ্রাম। গাঢ় সীমা—1 : 50,000

বিকারক দ্রবণ : গাঢ় HCl-এ 5%  $\text{SnCl}_2$

মন্তব্য : বেশী পরিমাণ Ag থাকলে বিঘ্ন ঘটায়। অ্যানিলিন pH ঠিক রাখতে।

7. কোবাল্ট অ্যাসিটেট—অ্যামোনিয়াম থায়োসায়ানেট : মারকারী (II) লবণের দ্রবণে গাঢ় কোবাল্ট অ্যাসিটেট ও কিছু কঠিন  $\text{NH}_4\text{CNS}$  মেশালে গাঢ় নীল বর্ণের  $\text{CO}[\text{Hg}(\text{CNS})_4]$  কেলাস পাওয়া যায়।


**সূক্ষ্ম পরীক্ষা :** স্পট প্লেটে (Spot plate) এক ফোঁটা পরীক্ষণীয় দ্রবণ নাও, যথাক্রমে কয়েকটি  $\text{NH}_4\text{CNS}$  কেলাস ও কিছ, কঠিন কোবাল্ট অ্যাসিটেট মেশাও। নীল রঙ পাওয়া যাবে।

সংবেদিতা—0.5 মাইক্রোগ্রাম। গাড়ি সীমা—1 : 100,000

8, 45.  $\text{Bi}^{3+}$ , বিসমাথ আয়নের বিক্রিয়া.


$\text{Bi}(\text{NO}_3)_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$  দ্রবণ ব্যবহার কর। ঘোলাটে হলে কিছ,  $\text{HNO}_3$  মিশিয়ে নাও :

1.  $\text{H}_2\text{S}$ : গাড় বাদামী  $\text{Bi}_2\text{S}_3$  অধঃক্ষেপ, ঠাণ্ডা লঘু অ্যাসিড ও  $(\text{NH}_4)_2\text{S}_x$  দ্রবণে অদ্রবণীয়, উত্তপ্ত লঘু  $\text{HNO}_3$  ও উত্তপ্ত গাড়  $\text{HCl}$ -এ দ্রবণীয়।




2.  $\text{NH}_4\text{OH}$ : সাদা ক্ষারকীয় লবণের অধঃক্ষেপ, অতিরিক্ত বিকারকে অদ্রবণীয়।


3.  $\text{NaOH}$  দ্রবণ: ঠাণ্ডা অবস্থায় সাদা  $\text{Bi}(\text{OH})_3$  অধঃক্ষেপ, ফোঁটালে হলুদ হয়ে যায়।




4.  $\text{KI}$  দ্রবণ: গাড় বাদামী  $\text{BiI}_3$  অধঃক্ষেপ, অতিরিক্ত বিকারকে দ্রবণীয়।



5. সোডিয়াম স্ট্যানাইট দ্রবণ: ঠাণ্ডা অবস্থায় সূক্ষ্ম কাল  $\text{Bi}$  কণিকার অধঃক্ষেপ।




**বিকারক দ্রবণ:**  $\text{SnCl}_2$  দ্রবণে  $\text{NaOH}$  দ্রবণ মেশালে প্রথমে সাদা অধঃক্ষেপ হয়, অতিরিক্ত  $\text{NaOH}$  মেশালে অধঃক্ষেপ যখন সবেমাত্র দ্রবীভূত হয়, তখন ঐ দ্রবণকে বিকারক দ্রবণ হিসাবে কাজে লাগানো হয়।



**সম্ভব:**  $\text{Ag}$ ,  $\text{Cu}$  এবং  $\text{Hg}$  বিঘ্ন ঘটায়।

6. জল : যখন এক অথবা দুই ফোঁটা বিসমাথ লবণের দ্রবণ এক বীকার জলে ফেলা হয় তখন অনূরূপ ক্ষারকীয় লবণের সাদা অধঃক্ষেপ (দুঃস্বাদ শূন্য জ্যোতি) পাওয়া যায়। এই অধঃক্ষেপ টারটারিক অ্যাসিড ( $Sb^{3+}$  হতে পার্থক্য) ও ক্ষারকীয় হাইড্রোক্সাইডে ( $Sn^{2+}$  হতে পার্থক্য) অদ্রবণীয়, কিন্তু খনিজ লব্ধ অ্যাসিডে দ্রবণীয়।



7. থায়োইউরিয়া ( $NH_2 \cdot CS, NH_2$ ) : লব্ধ  $HNO_3$ -র উপস্থিতিতে গাঢ় হলুদ রঙ। স্পট প্লেটে অথবা বিবৃদ্ধ বিক্রিয়া কাগজে এই পরীক্ষা করা যায়।

সুবেদিতা—6 মাইক্রোগ্রাম। গাঢ়তা সীমা—1 : 30,000



বিকারক দ্রবণ : 10% জলীয় দ্রবণ।

মস্তব্য :  $Hg(I)$ ,  $Ag$ ,  $Sb$ ,  $Fe(III)$  এবং  $Cr(VI)$  বিঘ্ন ঘটায়।


8. 46.  $Cu^{2+}$ , কিউপ্ৰিক আয়নের বিক্রিয়া

$CuSO_4, 5H_2O$  দ্রবণ ব্যবহার কর :

1.  $H_2S$  : কাল  $CuS$  অধঃক্ষেপ,  $KOH$ ,  $(NH_4)_2Sn$  ও উষ্ণ লব্ধ  $H_2SO_4$ -এ অদ্রবণীয়, উষ্ণ লব্ধ  $HNO_3$  ও  $KCN$  দ্রবণে দ্রবণীয়।




2.  $NaOH$  দ্রবণ : হাল্কা নীল  $Cu(OH)_2$  অধঃক্ষেপ, অতিরিক্ত বিকারকে অদ্রবণীয়, কিন্তু টারটারিক অ্যাসিডে দ্রবণীয়। অধঃক্ষেপ উত্তপ্ত করলে কাল হয়ে যায়।




কাল

3.  $NH_4OH$  : ক্ষারকীয় লবণের ফিকে নীল অধঃক্ষেপ, অতিরিক্ত বিকারকে গাঢ় নীল টেট্রাঅ্যামিনিকিউপ্ৰিক সালফেট দ্রবণ পাওয়া যায়।




4.  $K_4[Fe(CN)_6]$  দ্রবণ : বাদামী কিউপ্রিক ফেরোসায়ানাইডের অধঃক্ষেপ, লব্ধ অ্যাসিডে অদ্রবণীয়।



5. KI দ্রবণ : মৃদু  $I_2$  সহ সাদা  $Cu_2I_2$  অধঃক্ষেপ। মৃদু  $I_2$  অতিরিক্ত বিকারকে দ্রবীভূত হয়ে বাদামী দ্রবণ তৈরী করে।



6. KCN দ্রবণ : পীতভ-সবুজ  $Cu(CN)_2$  অধঃক্ষেপ, দ্রুত বিযোজিত হয়ে  $CuCN$  ও  $(CN)_2$  গ্যাস তৈরী করে। অতিরিক্ত বিকারকে  $CuCN$  দ্রবীভূত হয়ে জটিল পটাসিয়াম কিউপ্রো-সায়ানাইড তৈরী করে। এই পরীক্ষাটি  $NH_4OH$ -এর উপস্থিতিতে করা উচিত, নতুবা অতিবিষাক্ত  $C_2N_2$  গ্যাস বের হবে।



7.  $\alpha$ -বেনজোয়িন অক্সাইন অথবা কুপ্রোন।

$\{C_6H_5 \cdot CHOH \cdot C(=NOH) \cdot C_6H_5\}$  : ক্ষীণ অ্যাসিডীয় কপার দ্রবণ এক ফোঁটা বিন্দু বিক্রিয়া কাগজে নাও, এক ফোঁটা 10% সোডিয়াম পটাসিয়াম টারট্রেট (Rochelle salt) দ্রবণ মেশাও, তারপর এক ফোঁটা বিকারক দ্রবণ যোগ কর এবং  $NH_3$  গ্যাসের উপর কাগজটিকে ধর। সবুজ রঙের দাগ পাওয়া যাবে।

সংবেদিতা—0.1 মাইক্রোগ্রাম। গাঢ়ত্ব সীমা—1 : 500,000

বিকারক দ্রবণ : 5 গ্রাম  $\alpha$ -বেনজোয়িন অক্সাইন 100 মিলি. 95% অ্যালকোহলে দ্রবীভূত কর।

মন্তব্য : কপার বেনজোয়িন অক্সাইমের সবুজ অধঃক্ষেপ, অ্যামোনিয়া-টারট্রেট দ্রবণে দ্রবণীয়। অ্যামোনিয়া-টারট্রেট মাধ্যম কপারের জন্য বিশেষ বিকারক হিসাবে নির্দিষ্ট।

8. অ্যামোনিয়াম মারকিউরি-থায়োসায়ানেট,  $\{(NH_4)_2[Hg(CNS)_4]\}$  : একটি স্পট প্লেটে এক ফোঁটা অ্যাসিডীয় কপার দ্রবণ নাও, এক ফোঁটা 1%

জিংক অ্যাসিটেট দ্রবণ ও এক ফোঁটা বিকারক দ্রবণ মেশাও। জটিল কপার লবণের সহ অধঃক্ষেপণের জন্য অধঃক্ষিপ্ত জিংক মারকিউরী-থায়োসাল্লানেট বেগুনী রঙের দেখায় { সহ-অধঃক্ষেপণ  $Zn[Hg(CNS)_4] + Cu[Hg(CNS)_4]$  }।

স্দবেদিতা—0.1 মাইক্রোগ্রাম। গাঢ় সীমা—1 : 500,000

বিকারক দ্রবণ : 9 গ্রাম  $NH_4CNS$  এবং 8 গ্রাম  $HgCl_2$  100 মিলি. জলে দ্রবীভূত কর।

মন্তব্য :  $Zn^{2+}$  অথবা  $Cd^{2+}$  আয়নের উপস্থিতিতে গাঢ় বেগুনী রঙের কেলাস তৈরী হয়।  $Co^{2+}$ ,  $Ni^{2+}$  এবং  $Fe^{3+}$  আয়ন বিষয় ঘটায়, তবে  $NH_4F$  মেশালে  $Fe^{3+}$  আয়নের বাধা অপসারিত হয়।

9. রুবিয়ানিক অ্যাসিড (অথবা ডাইথায়ো অক্সামাইড),  $(H_2N-C-C-NH_2)$  :



প্রথম পরীক্ষণীয় দ্রবণ এক ফোঁটা বিন্দুবিক্রিয়া কাগজে নাও,  $NH_3$  গ্যাসের উপর কাগজটি ধর, তারপর এক ফোঁটা বিকারক দ্রবণ মেশাও। একটি সবুজ-কাল দাগ পাওয়া যাবে।

স্দবেদিতা—0.01 মাইক্রোগ্রাম। গাঢ় সীমা—1 : 2,500,000


বিকারক দ্রবণ : 95%  $C_2H_5OH$  দ্রাবকে 0.5% রুবিয়ানিক অ্যাসিড মেশাও। প্রতিদিন টাটকা তৈরী করে নিতে হয়।

মন্তব্য : অ্যামোনিয় মাধ্যমে সবুজ-কাল কপার রুবিয়ানেট,  $Cu\{C(=NH)S\}_2$  অধঃক্ষেপ, সোডিয়াম টারট্রেট দ্রবণে অদ্রবণীয়, কিন্তু  $KCN$  দ্রবণে দ্রবণীয়।  $Hg^{2+}$ ,  $Co^{2+}$ ,  $Ni^{2+}$  বিষয় ঘটায়।

8, 47.  $Cd^{2+}$ , ক্যাডমিয়াম আয়নের বিক্রিয়া

$3CdSO_4, 8H_2O$  দ্রবণ ব্যবহার কর,

1.  $H_2S$  : নিম্ন গাঢ় মাত্রার  $HCl$  দ্রবণে (0.25N) হলুদ  $CdS$  অধঃক্ষেপ, উচ্চ গাঢ় মাত্রার  $HCl$  দ্রবণে দ্রবণীয় (বিপরীত বিক্রিয়া), কিন্তু  $KCN$  দ্রবণে অদ্রবণীয় (কপার হতে পার্থক্য)।





(বিশদ আলোচনার জন্য দ্বিতীয় অধ্যায়, দ্রাব্যতা গুণফল দেখ।)



২. NaOH দ্রবণ: সাদা  $\text{Cd}(\text{OH})_2$  অধঃক্ষেপ, অতিরিক্ত বিকারকে অদ্রবণীয়।



৩.  $\text{NH}_4\text{OH}$ : সাদা  $\text{Cd}(\text{OH})_2$  অধঃক্ষেপ, অতিরিক্ত বিকারকে দ্রবণীয় ( $\text{Pb}^{2+}$  এবং  $\text{Bi}^{3+}$  হতে পার্থক্য)। দ্রবণীয় জটিল লবণ টেট্রা অ্যামিন ক্যাডমিয়াম সালফেট তৈরী হয়।



৪. KCN দ্রবণ: সাদা  $\text{Cd}(\text{CN})_2$  অধঃক্ষেপ, অতিরিক্ত বিকারকে দ্রবীভূত হয়ে জটিল লবণ পটাসিয়াম ক্যাডমি-সায়ানাইড তৈরী করে। এখন ঐ দ্রবণে  $\text{H}_2\text{S}$  চালিত করলে জটিল লবণ বিয়োজিত হয়ে হলুদ  $\text{CdS}$  অধঃক্ষেপ পাওয়া যায়।



(তৃতীয় অধ্যায় ৩.১ পরিচ্ছেদ দেখ)



৫. ডাইনাইট্রো-p-ডাইক্লিনাইল কার্বাজাইড (CO  $\begin{matrix} \diagup \\ \diagdown \end{matrix}$   $\text{NH}_4\text{NH}_2\text{C}_6\text{H}_4\text{NO}_2$  (4)

স্পটপ্লেটে এক ফোঁটা পরীক্ষণীয় দ্রবণ নাও, এক ফোঁটা 10% NaOH দ্রবণ ও এক ফোঁটা 10% KCN দ্রবণ মেশাও, তারপর এক ফোঁটা বিকারক দ্রবণ ও দু-ফোঁটা 40%  $\text{HCHO}$  দ্রবণ যোগ কর। বাদামী অধঃক্ষেপ, শীঘ্র সবুজ-নীল হয়ে যায়। পাশাপাশি শূন্য (Blank) পরীক্ষা করা প্রয়োজন।

সুবেদিতা—0.8 মাইক্রোগ্রাম। গাঢ় সীমা—1 : 60,000

বিকারক দ্রবণ:  $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$  দ্রাবকে 0.1% বিকারক মেশাও।

মন্তব্য:  $\text{Cu}^{2+}$  আয়ন বেশী থাকলে KCN ও  $\text{HCHO}$  উভয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে।

### ৪, 17. সারণী (উন-পরিমাণ): কপার জৈবীর খাতব জারনগীর বিশ্লেষণ

২—৩ মি.লি. ২N-KOH দ্রবণ (\*) সালফাইড অধঃক্ষেপে (1) নাও এবং মাঝে মাঝে নাড়তে নাড়তে ফটুন্ত জলগাহে ৩ মিনিট গরম কর (†)। ৫ ফোঁটা সম্পৃক্ত  $H_2S$  জল (টোট্কা তৈরী) মেশাও এবং অপক্ষেপণ কর।

অধঃক্ষেপ (২): $HgS$ , $PbS$ , $Bi_2S_3$ , $CuS$ এবং $CdS$ থাকতে পারে। ২ মি.লি. লঘু (1:3) $HNO_3$ (৩) মেশাও, জলগাহে গরম কর ২—৩ মিনিট, অপক্ষেপণ কর।		স্বচ্ছ দ্রবণ: IIB গ্রুপ থাকতে পারে। ৪, ২০ সারণী (উন-পরিমাণ) দেখ।	
অ ধঃ ক্ষে প: কাল (HgS)। ৪, 16 সারণী অনুযায়ী পরীক্ষা কর।	স্বচ্ছ দ্রবণ: $Pb^{2+}$ , $Bi^{3+}$ , $Cu^{2+}$ ও $Cd^{2+}$ থাকতে পারে। অতিরিক্ত পরিমাণ গাড় $NH_4OH(4)$ মেশাও এবং অপক্ষেপণ কর।	স্বচ্ছ দ্রবণ: $Cu^{+}$ এবং $Cd^{2+}$ থাকতে পারে ৪, 16 সারণী অ নু য়া য়ী পরীক্ষা কর।	
অধঃক্ষেপ: $Bi^{3+}$ এবং $Pb^{2+}$ থাকতে পারে। ২ মি.লি. $NaOH$ দ্রবণ (৫) মিশিয়ে জলগাহে ২ মিনিট গরম কর এবং অপক্ষেপণ কর।	অ ধঃ ক্ষে প: সা দা জল দিয়ে ধুয়ে নাও। ৪, $\{Bi(OH)_3\}$ । এক মি.লি. জল দিয়ে ধুয়ে নাও। ৪, 16 সারণী অনুযায়ী পরীক্ষা কর।	স্বচ্ছ দ্রবণ: $Na_2PbO_2$ থাকতে পারে। বেনজিডিন অথবা ডিথি-জোন বিকারক দ্বারা লেডের উপস্থিতি প্রমাণ কর।	

\* চটনাস সালফাইড ( $SnS$ ) ২N-KOH দ্রবণে সম্পূর্ণরূপে দ্রবীভূত হয় না। যদি  $Sn(II)$  অবস্থায় থাকে, তাহলে  $H_2O_2$  দ্বারা প্রথমে জারিত করে নিতে হবে।

† সারিমান!  $KOH$  অথবা  $NaOH$  চোখে লাগলে চোখ নষ্ট হয়ে যায়। সাধারণত: অধঃক্ষেপ যখন  $KOH$  দ্রবণ সহ উত্তপ্ত করা হয়, দ্রবণ ছিটকে আসার সম্ভাবনা থাকে। সেক্ষেত্রে মিশ্রণটি সর্বদাই নাড়তে নাড়তে ধূম প্রকোষ্ঠে উত্তপ্ত করা উচিত। উত্তপ্ত করার সময় বাষ্পের উপর চোখ নিয়ে যাওয়া উচিত নয়।

মন্তব্য: (1) এবং (3)-র জন্য 197 পৃষ্ঠার মন্তব্য দেখ।

KOH

(2)  $\text{HgS} + \text{PbS} + \text{Bi}_2\text{S}_3 + \text{CuS} + \text{CdS} \xrightarrow{\text{KOH}} \text{বিক্রিয়া হয় না।}$

(4)  $\text{Bi}^{3+} + 3\text{OH}^- \rightarrow \text{Bi}(\text{OH})_3 \downarrow$

$\text{Pb}^{2+} + 2\text{OH}^- \rightarrow \text{Pb}(\text{OH})_2 \downarrow$

$\text{NH}_4\text{OH}$

$\text{Cu}^{2+} + \text{Cd}^{2+} \xrightarrow{\text{NH}_4\text{OH}} [\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+} + [\text{Cd}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$

(5)  $\text{Pb}(\text{OH})_2 + 2\text{NaOH} \rightleftharpoons \text{Na}_2\text{PbO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$

$\text{Bi}(\text{OH})_3 + \text{NaOH} \rightarrow \text{বিক্রিয়া হয় না।}$

8, 18. সারণী: আর্সেনিক শ্রেণীর ধাতব আয়নগুলির বিশ্লেষণ

IIA গ্রুপের পরিভ্রমের মধ্যে থাকতে পারে  $(\text{NH}_4)_3\text{AsS}_4$ ,  $(\text{NH}_4)_3\text{SbS}_4$  এবং  $(\text{NH}_4)_3\text{SnS}_3$  (1)। একটু জল মিথিয়ে লঘু কর, এবং সামান্য বেশী লঘু HCl যোগ কর (2), গরম কর, ছাঁক এবং  $\text{H}_2\text{S}$ -জল দিয়ে ধুয়ে নাও। পরিভ্রমত ফেলে দাও। এখন অধঃক্ষেপের মধ্যে থাকতে পারে  $\text{As}_2\text{S}_5$ ,  $\text{As}_2\text{S}_3$ ,  $\text{Sb}_2\text{S}_5$ ,  $\text{Sb}_2\text{S}_3$ ,  $\text{SnS}_2$  এবং  $\text{S}^*$ । 5-10 মি.লি. গাঢ় HCl মিথিয়ে (3) অধঃক্ষেপ ফোটাও, জল মিথিয়ে লঘু কর এবং ছাঁক।

অধঃক্ষেপ:  $\text{As}_2\text{S}_3$  এবং

/অথবা  $\text{As}_2\text{S}_5$  থাকতে

পারে। 3-5 মি.লি.

গরম ও লঘু  $\text{NH}_4\text{OH}$

মিথিয়ে অধঃক্ষেপ

দ্রবীভূত কর, প্রয়োজন

হলে ছেকে নাও, 5

মি.লি. 3%  $\text{H}_2\text{O}_2$

মিথিয়ে গরম কর।

আর্সেনাইট জারিত হয়ে

আর্সেনেট হবে। কয়েক

মি.লি.  $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2$  দ্রবণ

যোগ কর, নাড় এবং

অপেক্ষা কর। সাদা

$\text{Mg}(\text{NH}_4)\text{AsO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$

কেলাসিত অধঃক্ষেপ।

আর্সেনিক আছে।

$\text{AgNO}_3$  দ্রবণ মিথিয়ে

পুনরায় আর্সেনিকের

উপস্থিতি প্রমাণ কর।

পরিভ্রমত:  $[\text{SbCl}_4]^-$  এবং  $[\text{SnCl}_6]^{2-}$

থাকতে পারে। দুই ভাগে ভাগ কর:

(i) এ কাংশে লঘু

$\text{NH}_4\text{OH}$  মিথিয়ে

সবেমাত্র স্ফারকীয় কর,

3-4 গ্রাম কঠিন অক্-

সালিক অ্যাসিড (4)

মেশাও, গরম কর এবং

$\text{H}_2\text{S}$  চালিত কর।

কমলা রঙের  $\text{Sb}_2\text{S}_3$

অধঃক্ষেপ।

অ্যান্টিমনি আছে।

(ii) অপরাংশ আংশিক

প্রশমিত করে এবং তাতে

কিছু বিশুদ্ধ লোহার

কুচি (5) মিথিয়ে 5

মিনিট গরম কর—

$\text{SnCl}_4$  বিজারিত হয়ে

$\text{SnCl}_2$  হবে, ছাঁক এবং

$\text{HgCl}_2$  দ্রবণ যোগ কর।

সাদা  $\text{Hg}_2\text{Cl}_2$  অধঃ-





ক্ষেপ।

টিন আছে।




\* যদি IIA গ্রুপ অনুপস্থিত থাকে, এখান থেকে কাজ আরম্ভ কর।



সম্ভব: (১) আর্সেনিক, অ্যান্টিমনি ও টিনের সালফাইড লবণগুলি লঘু HCl দ্রবণে অদ্রবণীয় কিন্তু গরম অবস্থায়  $(\text{NH}_4)_2\text{S}_x$  দ্রবণে দ্রবীভূত হয়ে জটিল থায়োলবণ তৈরী করে।







(২) এই থায়োলবণগুলি HCl-র উপস্থিতিতে বিয়োজিত হয়:



(৩)  $\text{As}_2\text{S}_5$  + গাঢ় HCl  $\rightarrow$  বিক্রিয়া হয় না

$\text{SnS}_2 + \text{Sb}_2\text{S}_5$  + গাঢ় HCl  $\rightarrow$  জটিল ক্লোরোসোণের দ্রবণ

(৪) প্রশম অথবা সবেমাত্র ক্ষারকীয় টিন দ্রবণ অক্সালিক অ্যাসিডের সাথে স্থায়ী জটিল লবণ তৈরী করে এবং  $\text{H}_2\text{S}$ -র সাথে তখন বিক্রিয়া হয় না। অন্যদিকে অ্যান্টিমনি অস্থায়ী জটিল লবণ তৈরী করে এবং  $\text{H}_2\text{S}$ -র সম্পর্কে বিয়োজিত হয়ে কমলা রঙের অধঃক্ষেপ দেয়।



৪, ১৯. সারণী: আর্সেনিক শ্রেণীর খাতব আয়নগুলির বিশ্লেষণ

যদি KOH দ্রবণ মিশিয়ে IIA এবং IIB গ্রুপ পৃথক করা হয়, তাহলে IIA গ্রুপের পরিস্রুতের (১) মধ্যে  $\text{KAsO}_2$ ,  $\text{KAsS}_2$ ,  $\text{KSbO}_2$ ,  $\text{KSbS}_2$ ,  $\text{K}_2\text{SnO}_3$ ,  $\text{K}_2\text{SnS}_3$  এবং কিছু  $\text{KHgS}_2$  থাকতে পারে। সাবধানে গাঢ় HCl ফোঁটা ফোঁটা মেশাও যতক্ষণ না দ্রবণটি অ্যাসিডীয় হচ্ছে।  $\text{H}_2\text{S}$  চালিত করে সালফাইড অধঃক্ষেপণ (২) সম্পূর্ণ কর। অধঃক্ষেপণ হলে বৃদ্ধিতে হবে  $\text{HgS}$ ,  $\text{As}_2\text{S}_3$ ,  $\text{Sb}_2\text{S}_3$  এবং  $\text{SnS}_2$  থাকতে পারে। ছাঁক, একটু জল দিয়ে অধঃক্ষেপ ধুয়ে নাও। পরিস্রুত এবং ধোয়া জল ফেলে দাও।\*

\* যদি IIA গ্রুপ অনুপস্থিত থাকে, এখান থেকে কাজ আরম্ভ কর।

অধঃক্ষেপ ছোট শংকু কপীতে নাও, 5—10 মিলি. গাঢ় HCl মেশাও (3), উত্তপ্ত করে 5 মিনিট ফোটাও। জল মিশিয়ে লঘু কর এবং ছাঁক।

অধঃক্ষেপ :  $HgS$  এবং  $As_2S_3$  থাকতে পারে। যদি হলুদ হয় তাহলে কেবলমাত্র  $As_2S_3$  আছে। জল দিয়ে ধুয়ে নাও। ছাঁকন কাগজের উপরেই 5 মিলি. লঘু  $NH_4OH$  ঢাল এবং ছাঁক।

পরিম্নাত :  $[SbCl_4]^-$  এ বং  $[SnCl_6]^{2-}$  থাকতে পারে। 8, 18 সারণী অনুসারে পরীক্ষা কর।



অধঃক্ষেপ : যদি কাল রঙের হয়, মারকারী আছে।	পরিম্নাত : দু বর্ণটি অ্যাসিডীয় না হওয়া পর্যন্ত লঘু $HNO_3$ মেশাও। হলুদ $As_2S_3$ অধঃক্ষেপ। আর্সেনিক আছে।
---	--

মন্তব্য : (1), (2) এবং (3)-র জন্য 8, 20 সারণীর মন্তব্য 214 পৃষ্ঠায় দেখ।


8, 48.  $As^{3+}$ , আর্সেনিক (আস্) যৌগের বিক্রিয়া

লঘু HCl-এ  $As_4O_6$  দ্রবণ ব্যবহার কর, অথবা  $NaAsO_2$  দ্রবণ ব্যবহার কর :


1.  $H_2S$ : HCl দ্রবণে হলুদ  $As_2S_3$  অধঃক্ষেপ, গাঢ় HCl-এ অদ্রবণীয়; উষ্ণ গাঢ়  $HNO_3$ ,  $KOH$ ,  $NH_4OH$  ও  $(NH_4)_2S_x$  দ্রবণে দ্রবীভূত হয়।




• (পটাসিয়াম থায়ো-আর্সেনাইট)




থায়োআর্সেনাইটগুদিল ও থায়োআর্সেনেটগুদিল HCl-র উপস্থিতিতে মূল অ্যাসিডে ( $H_3AsS_3$  ও  $H_3AsS_4$ ) পরিণত হয় এবং এই অ্যাসিডগুদিল ক্ষণস্থায়ী হওয়ায় বিয়োজিত হয়ে  $As_2S_3$ ,  $As_2S_5$  এবং  $H_2S$  তৈরী কর।



অনুরূপভাবে,



2.  $\text{AgNO}_3$  দ্রবণ: প্রথম দ্রবণে হলুদ  $\text{Ag}_3\text{AsO}_3$  অধঃক্ষেপ,  $\text{HNO}_3$  ও  $\text{NH}_4\text{OH}$ -এ দ্রবণীয়।



3. ম্যাগনেসিয়াম মিশ্রণ ( $\text{MgCl}_2 + \text{NH}_4\text{Cl} + \text{NH}_4\text{OH} \rightarrow$  দ্রবণ): অধঃক্ষেপণ হয় না (আর্সেনেট হতে পার্থক্য)।

4.  $\text{SnCl}_2$  + গাঢ়  $\text{HCl}$ : ছোট সিলিকা মর্টার মধ্যে দু-ফোঁটা পরীক্ষণীয় দ্রবণ নাও, ২ ফোঁটা গাঢ়  $\text{NH}_4\text{OH}$ , ২ ফোঁটা  $\text{H}_2\text{O}_2$  ("20-Volume") এবং ২ ফোঁটা 10%  $\text{MgCl}_2$  দ্রবণ মেশাও। ধীরে ধীরে বাষ্পীভূত কর এবং শেষে ধূম উদ্‌গিরণ বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত উত্তপ্ত কর। অবশেষে ২ ফোঁটা  $\text{SnCl}_2$  এবং ২ ফোঁটা গাঢ়  $\text{HCl}$ -র সাথে মিশিয়ে একটু গরম কর। বাদামী অথবা কাল অধঃক্ষেপ পাওয়া যাবে।

সুবেদিতা—1 মাইক্রোগ্রাম। গাঢ় সীমা—1 : 50,000

বিকারক দ্রবণ: 6N— $\text{HCl}$ -এ 10%  $\text{SnCl}_2$




মন্তব্য: আর্সেনিককে ম্যাগনেসিয়াম অ্যামোনিয়াম আর্সেনেটে রূপান্তরিত করে উত্তপ্ত করা হয়, তখন পাইরো আর্সেনেট  $\text{Mg}_2\text{As}_2\text{O}_7$  পাওয়া যায় এবং মারকারী লবণ উৎসারী বলে দ্রবীভূত হয়। তারপর পাইরো আর্সেনেট  $\text{HCl}$ -র উপস্থিতিতে বিজারিত হয়ে ধাতব আর্সেনিক কণিকা উৎপন্ন করে।

5. Marsh-পরীক্ষা: আর্সেনিক (ইক) ষোঁগের বিক্রিয়া নং 5 দেখ।



8, 49.  $\text{As}^{5+}$ , আর্সেনিক (ইক) ষোঁগের বিক্রিয়া

লঘু  $\text{HCl}$ -এ  $\text{As}_2\text{O}_5$  দ্রবণ অথবা  $\text{Na}_2\text{HASO}_4$ ,  $12\text{H}_2\text{O}$  দ্রবণ ব্যবহার কর:

1.  $\text{H}_2\text{S}$ : লঘু  $\text{HCl}$  দ্রাবকে সঙ্গে সঙ্গে কোন অধঃক্ষেপণ হয় না, কিন্তু  $\text{H}_2\text{S}$  গ্যাস কিছুক্ষণ চালিত করলে ধীরে ধীরে  $\text{As}_2\text{S}_3$  এবং  $\text{S}$  একত্রে অধঃক্ষিপ্ত হয়। গরম অবস্থায় অধঃক্ষেপণ তাড়াতাড়ি হয়।




উত্তপ্ত ও গাঢ়  $\text{HCl}$  ব্যবহার করলে  $\text{As}_2\text{S}_3$  এবং  $\text{As}_2\text{S}_5$  মিশ্রণ অধঃক্ষিপ্ত হয়।  $\text{As}_2\text{S}_3$ -র ন্যায়  $\text{As}_2\text{S}_5$  অধঃক্ষেপ উষ্ণ গাঢ়  $\text{HCl}$ -এ অদ্রবণীয় এবং  $\text{KOH}$ ,  $\text{NH}_4\text{OH}$  ও  $(\text{NH}_4)_2\text{S}$  দ্রবণে দ্রবণীয়।



ঐ দ্রবণগুলি HCl মিশিয়ে অ্যাসিডীয় করলে পুনরায়  $\text{As}_2\text{S}_5$  অধঃক্ষেপণ হয়।

বিশ্লেষণকালে মিশ্রণে আর্সেনেট থাকলে  $\text{SO}_2$  দ্রবণ মিশিয়ে বিজারিত করে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়, তারপর অতিরিক্ত  $\text{SO}_2$  উত্তপ্ত করে তাড়িয়ে দেওয়া হয়।



২.  $\text{AgNO}_3$  দ্রবণ: প্রথম দ্রবণ হতে লালাভ-বাদামী রঙের  $\text{Ag}_3\text{AsO}_4$  অধঃক্ষেপ (ফসফেট এবং আর্সেনাইট হতে পার্থক্য), খনিজ অ্যাসিড ও  $\text{NH}_4\text{OH}$ -এ দ্রবণীয়,  $\text{CH}_3\text{COOH}$ -এ অদ্রবণীয়।




সূক্ষ্ম পরীক্ষা: একটি ছোট মূর্চির মধ্যে ২ ফোঁটা পরীক্ষণীয় দ্রবণ নাও। ৫ ফোঁটা গাঢ়  $\text{NH}_4\text{OH}$ , ২—৩ ফোঁটা ৩%  $\text{H}_2\text{O}_2$  মিশিয়ে গরম কর।  $\text{CH}_3\text{COOH}$  মিশিয়ে অ্যাসিডীয় কর এবং ২ ফোঁটা ১%  $\text{AgNO}_3$  দ্রবণ যোগ কর। লালাভ-বাদামী রঙ অথবা অধঃক্ষেপ পাওয়া যায়।


সুবেদিতা—৬ মাইক্রোগ্রাম। গাঢ় সীমা—১ : ৪০০০

৩. ম্যাগনেসিয়া মিশ্রণ: (৪.৩২ পরিচ্ছেদ, ৩ নং বিক্রিয়া দেখ) প্রথম অথবা অ্যামোনিয় দ্রবণ হতে সাদা  $\text{Mg}(\text{NH}_4)\text{AsO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ -কেলাস পাওয়া যায় (আর্সেনাইট হতে পার্থক্য)।



$\text{Na}_2\text{HASO}_4 + \text{MgCl}_2 + \text{NH}_3 = \text{Mg}(\text{NH}_4)\text{AsO}_4 \downarrow + 2\text{NaCl}$   
ফসফেটের উপস্থিতিতে আর্সেনেট আছে কিনা দেখবার জন্য ঐ অধঃক্ষেপ জল দিয়ে ধুয়ে প্রথমে ক্লোরাইড মুক্ত করা হয়, তারপর কয়েক ফোঁটা লঘু  $\text{CH}_3\text{COOH}$  ও  $\text{AgNO}_3$  দ্রবণ মেশালে লালাভ-বাদামী  $\text{Ag}_3\text{AsO}_4$  অধঃক্ষেপ পাওয়া যায়।



৪. অ্যামোনিয়াম মলিবডেট দ্রবণ: ২ মিলি. পরীক্ষণীয় দ্রবণের সাথে ৩ মিলি. গাঢ়  $\text{HNO}_3$  এবং ৩ মিলি. বিকারক দ্রবণ মিশিয়ে  $40^\circ$  সে. তাপের বেশী উত্তপ্ত করলে (আর্সেনাইট ও ফসফেট হতে পার্থক্য) হলুদ-বর্ণের অ্যামোনিয়াম আর্সেনো-মলিবডেট,  $(\text{NH}_4)_3[\text{AsMo}_{12}\text{O}_{40}]$ , অধঃক্ষেপ পাওয়া যায়।






5. Marsh-পরীক্ষা: আর্সেনিক (আস) এবং (ইক) উভয় অবস্থাতেই এই বিক্রিয়া ঘটে। একটি পরীক্ষা-নলে কিছু কঠিন পরীক্ষণীয় বস্তু নাও, তারমধ্যে বিশুদ্ধ জিংকের কুচি ও লঘু  $H_2SO_4$  যোগ কর এবং ছিপি দিয়ে পরীক্ষা-নলের মূখ্যটি বন্ধ কর। ছিপির মধ্যে একটি ছিদ্র করে ঐ ছিপির ভিতর দিয়ে একটি সমকোণে বাঁকান নির্গম-নল জুড়ে দাও। নির্গম-নলের প্রান্তটি কৈশিক নলের মত ছুঁচালো। ঐ ছুঁচালো মূখে আগুন ধরিয়ে দিলে ভিতর থেকে বের হয়ে আসা গ্যাস মিশ্রণ নীল শিখার জ্বলতে থাকে। একটি ঠাণ্ডা ভাঙা পর্সেলীনের মূখ্যে ঐ নীল শিখা ধরলে কাল রঙের আন্তরণ জমা হয় এবং ঐ আন্তরণ  $NaOCl$  অথবা ব্রিচিং পাউডার দ্রবণে দ্রবীভূত হয় (অ্যান্টিমনি হতে পার্থক্য)।





### 8, 50. অ্যান্টিমনি যৌগের বিক্রিয়া

লঘু  $HCl$ -এ  $Sb_4O_6$  দ্রবণ, অথবা গাঢ়  $HCl$ -এ  $Sb_2O_5$  দ্রবণ ব্যবহার কর:


1.  $H_2S$ : কমলা রঙের  $Sb_2S_3$  অথবা  $Sb_2S_5$  অধঃক্ষেপ, অক্সালিক অ্যাসিডে অদ্রবণীয়; গাঢ়  $HCl$ ,  $KOH$  ও  $(NH_4)_2S_x$  দ্রবণে দ্রবণীয়।



লঘু  $HCl$  মিশিয়ে থায়োঅ্যান্টিমোনেট দ্রবণ অ্যাসিডীয় করলে বিয়োজিত হয়ে  $Sb_2S_5$ ,  $Sb_2S_3$  এবং  $S$  অধঃক্ষেপ দেন।




2. জল:  $SbCl_3$  দ্রবণ জলের মধ্যে ঢাললে সাদা অ্যান্টিমোনি ক্লোরাইড  $SbOCl$  অধঃক্ষেপণ হয়। ঐ অধঃক্ষেপ  $HCl$  এবং টারটারিক অ্যাসিডে দ্রবণীয় (Bi হতে পার্থক্য)।



3. লৌহ-তার: অ্যান্টিমনি কণিকার কাল অধঃক্ষেপ, গরম ও লঘু  $HNO_3$ -এ দ্রবণীয়। ঐ দ্রবণ রূপীভবন প্রক্রিয়ায় শুদ্ধ করে লঘু  $HCl$ -এ

দ্রবীভূত করে  $H_2S$  চালিত করলে কমলা রঙের  $Sb_2S_3$  অধঃক্ষেপ পাওয়া যায়।

#### 4. রোডামিন-B (Rhodamine-B) বিকারক,




একটি স্পট প্লেটে এক ফোঁটা পরীক্ষণীয় দ্রবণ নাও, ২ ফোঁটা গাঢ়  $HCl$  ও কয়েকটি  $NaNO_2$  দানা মেশাও। এখন কয়েক ফোঁটা বিকারক দ্রবণ যোগ করলে বিকারকের লাল রঙ নীল হয়ে যায়।

সুবেদিতা—0.5 মাইক্রোগ্রাম। গাঢ়তা সীমা—1 : 100,000

বিকারক দ্রবণ : 0.01 গ্রাম rhodamine-B 100 মিলি. জলে দ্রবীভূত কর।

গুরুত্ব :  $Sb^{5+}$  আয়নই নীল রঙ তৈরী করে। সুতরাং  $Sb^{3+}$  আয়ন থাকলে গাঢ়  $HCl$  মাধ্যমে  $NaNO_2$  মিশিয়ে জারিত করে নিতে হয়। মারকারী বিঘ্ন ঘটায়।

5. Marsh-পরীক্ষা : (পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদ দেখ)। কাল আস্তরণ  $NaOCl$  দ্রবণে অদ্রবণীয়, কিন্তু টারটারিক অ্যাসিডে দ্রবণীয় (আর্সেনিক হতে পার্থক্য)।





#### 8, 51. $Sn^{2+}$ , টিন (আস) আয়নের বিক্রিয়া

লঘু  $HCl$ -এ  $SnCl_2$ ,  $2H_2O$  দ্রবণ ব্যবহার কর :


1.  $H_2S$  : নিম্ন গাঢ়ত্বের অ্যাসিড দ্রবণে (0.3N  $HCl$ ) বাদামী অথবা চকোলেট রঙের  $SnS$  অধঃক্ষেপ, উচ্চ গাঢ়  $HCl$  ( $As_2S_3$  হতে পার্থক্য), অম্লালিক অ্যাসিড ( $Sb_2S_3$  হতে পার্থক্য) এবং  $(NH_4)_2S_x$  দ্রবণে দ্রবণীয়, কিন্তু  $KOH$ (\*) এবং  $NH_4HS$  দ্রবণে অদ্রবণীয়।

\* যদি IIA গ্রুপ হতে IIB গ্রুপকে পৃথক করার সময়  $KOH$  দ্রবণ ব্যবহার করা হয়, অহলে সালফাইড অধঃক্ষেপণের পূর্বে  $Sn^{2+}$  আয়নকে  $H_2O_2$  দ্বারা জারিত করে নেওরা প্রয়োজন।




(অ্যামোনিয়াম থায়োস্ট্যান্টেট)

ঐ থায়োস্ট্যান্টেট দ্রবণে HCl মিশিয়ে অ্যাসিডীয় করলে হলুদ বর্ণের  $\text{SnS}_2$  অধঃক্ষেপ পাওয়া যায়।



2. NaOH দ্রবণ: সাদা  $\text{Sn}(\text{OH})_2$  অধঃক্ষেপ, অতিরিক্ত বিকারকে দ্রবণীয়।



(সোডিয়াম স্ট্যানাইট)

সোডিয়াম স্ট্যানাইট দ্রবণে বিসম্মাথ লবণের দ্রবণ মেশালে কাল হয়ে যায় (বিসম্মাথ আয়নের বিক্রিয়া নং ৫ দেখ)।

3.  $\text{HgCl}_2$  দ্রবণ: সাদা  $\text{Hg}_2\text{Cl}_2$  অধঃক্ষেপ {মারকারী (ইক) আয়নের বিক্রিয়া নং ৬ (দেখ)}।

4. প্রতিপ্রভা পরীক্ষা: ৪, ১ পরিচ্ছেদ (৬) (গ) দেখ।

5. ক্যাকোথেলিন (Cacotheline) বিকারক: একটি স্পট প্লেটে ২ ফোঁটা  $\text{Sn}^{2+}$  দ্রবণ নাও এবং এক ফোঁটা বিকারক দ্রবণ মেশাও। বেগুনী রঙের দ্রবণ পাওয়া যায়।

সুর্বেদিতা—০.২ মাইক্রোগ্রাম। গাঢ়তা সীমা—1: 250,000


বিকারক দ্রবণ: ০.২৫% জলীয় দ্রবণ।

মন্তব্য:  $\text{Sn}^{4+}$  আয়ন ঐ রঙীন দ্রবণ দেয় না। সেজন্য  $\text{Sn}^{4+}$  আয়ন থাকলে Al অথবা Mg ধাতুর দ্বারা বিজারিত করে ছেকে নিতে হবে। বিক্রিয়ার মাধ্যম অ্যাসিডীয় (2N-HCl) হবে। শক্তিশালী বিজারক দ্রব্য মাগ্নেই বিঘ্ন ঘটায়, সেজন্য IIB গ্রুপ পৃথকীকরণের পর  $\text{Sn}^{2+}$  আয়ন নিয়ে পরীক্ষা করা উচিত।

৪, ৫২.  $\text{Sn}^{4+}$ , টিন (ইক) আয়নের বিক্রিয়া

$\text{SnCl}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$  লব্ধ HCl দ্রবণে দ্রবীভূত করে সেই দ্রবণ ব্যবহার কর:



1.  $\text{H}_2\text{S}$ : হলুদ বর্ণের  $\text{SnS}_2$  অধঃক্ষেপ, উষ্ণ গাঢ় HCl, KOH,  $(\text{NH}_4)\text{HS}$  এবং  $(\text{NH}_4)_2\text{S}_2$  দ্রবণে দ্রবণীয়।



(থায়োস্ট্যান্টেট)

১. থায়োস্ট্যান্ট দ্রবণে HCl মিশিয়ে অ্যাসিডীয় করলে হলুদ বর্ণের  $\text{SnS}_2$  অধঃক্ষেপণ হয়।


২. NaOH দ্রবণ: সাদা জেলীর মত  $\text{Sn}(\text{OH})_4$  অধঃক্ষেপ, অতিরিক্ত বিকারকে দ্রবণীয়।



(সোডিয়াম স্ট্যান্ট)

৩.  $\text{HgCl}_2$  দ্রবণ: অধঃক্ষেপণ হয় না ( $\text{Sn}^{2+}$  আয়ন হতে পার্থক্য)।

৪. লোহার কুচি: HCl দ্রবণে  $\text{Sn}(\text{IV})$  দ্রবণ বিজারিত হয়ে  $\text{Sn}(\text{II})$  দ্রবণ উৎপন্ন করে। ছেকে নিয়ে পরিস্রুতের মধ্যে  $\text{HgCl}_2$  দ্রবণ মেশাও। সাদা  $\text{Hg}_2\text{Cl}_2$  অধঃক্ষেপ পাওয়া যাবে।  $\text{Fe}(\text{II})$  দ্রবণ অনদ্রুপভাবে  $\text{HgCl}_2$ -কে বিজারিত করতে পারে না।





### ৪, ২০. সারণী উন-পরিমাণ: আর্সেনিক শ্রেণীর যতব আয়নগণের বিশ্লেষণ

IIA গ্রুপ অপকেন্দ্রণের পর স্বচ্ছ দ্রবণে (1) { ৪, 17. সারণী (উন-পরিমাণ) দেখ }  $KA_2O_3$ ,  $KA_2S_2$ ,  $KSb_2O_3$ ,  $KSb_2S_3$ ,  $K_2SnO_3$ ,  $K_2SnS_3$  এবং কিছদ  $KHgS_2$  থাকতে পারে। সাবধানে গাঢ় HCl ফোঁটা ফোঁটা মেশাও যতক্ষণ না দ্রবণটি অ্যাসিডীয় হচ্ছে। এক মিনিট  $H_2S$  চালিত করে সালফাইড অধঃক্ষেপণ (২) সম্পূর্ণ কর। অধঃক্ষেপণ হলে স্বচ্ছ হবে  $HgS$ ,  $As_2S_3$ ,  $Sb_2S_3$  এবং  $SnS_2$  থাকতে পারে। অপকেন্দ্রণ কর। স্বচ্ছ দ্রবণ ফেলে দাও। অল্প জল দিয়ে অধঃক্ষেপ ধুয়ে নাও এবং যোয়া জল ফেলে দাও (\*)। এরপর 1 মি.লি. গাঢ় HCl (৩) মিশিয়ে অধঃক্ষেপ জলগাহে ৪ মিনিট নাড়তে নাড়তে গরম কর। অপকেন্দ্রণ কর। 1 মি.লি. লঘু HCl দিয়ে অধঃক্ষেপ ধুয়ে নাও এবং যোয়া দ্রবণ স্বচ্ছ দ্রবণের সাথে মেশাও।

**অধঃক্ষেপ:**  $HgS$  এবং  $As_2S_3$  থাকতে পারে। যদি হলুদ হয়, তাহলে কেবল মাগ  $As_2S_3$  আছে। জল দিয়ে ধুয়ে নাও। অধঃক্ষেপের সাথে ২ মি.লি. লঘু  $NH_4OH$  মেশাও এবং অপকেন্দ্রণ কর।

**অধঃক্ষেপ:** যদি কাল রঙের হয়, দারকারী আছে। স্বচ্ছ দ্রবণ: দ্রবণটি অ্যাসিডীয় না হওয়া পর্যন্ত লঘু  $HNO_3$  মেশাও। হলুদ  $As_2S_3$  অধঃক্ষেপ। আর্সেনিক আছে।

**স্বচ্ছ দ্রবণ:**  $H[SbCl_4]$  এবং  $H_2[SnCl_6]$  থাকতে পারে। দুই ভাগে ভাগ কর:


(i) একাংশে গাঢ়  $NH_4OH$  মিশিয়ে সবোমাত্র দারকারী কর, 0.5 গ্রাম অক্সালিক অ্যাসিড (৪) মেশাও, একটু গরম কর এবং  $H_2S$  চালিত কর। কমলা রঙের  $Sb_2S_3$  অধঃক্ষেপ। অ্যান্টিমনি আছে। অথবা রোজামিন-B বিকারক দ্বারা পরীক্ষা কর।

(ii) অপরাংশে ২০ মি.গ্রা.  $Mg$  অথবা  $Al$  (৫) যাতুর গুঁড়া মিশিয়ে বিজারিত কর ( $2N-HCl$ ) এবং অপকেন্দ্রণ কর। ভূপারের সাহায্যে ২ ফোঁটা স্বচ্ছ দ্রবণ তুলে স্পট প্লেটে নাও এবং এক ফোঁটা ক্যাকোথেলোন দ্রবণ মেশাও। বেগুনী রঙের দ্রবণ পাওয়া যাবে। টিন আছে।


\* যদি IIA গ্রুপ অনুপস্থিত থাকে, এখান থেকে কাজ আরম্ভ কর।

৪. ২০ সারণীর মন্তব্য:


মন্তব্য: (1)  $As_2S_3 + 6KOH = K_3AsO_3 + K_3AsS_3 + 3H_2O$



(2)  $K_3AsO_3 + K_3AsS_3 + 6HCl = As_2S_5 \downarrow + 6KCl + H_2O$



(3) এবং (4)-র জন্য ৪, ১৪ সারণীর মন্তব্য ২০৬ পৃষ্ঠায় দেখ।



### ৪, ২১ সারণী: আয়রন প্রেশীর ধাতব আয়রনগুণির বিশ্লেষণ

এই অধঃক্ষেপের মধ্যে থাকতে পারে  $\text{Fe}(\text{OH})_3$ ,  $\text{Cr}(\text{OH})_3$ ,  $\text{Al}(\text{OH})_3$  এবং কিছুটা  $\text{MnO}_2 \cdot x\text{H}_2\text{O}$  (\*)। একটি ছুঁচালো কাঁচদণ্ডের সাহায্যে ছাঁকন কাগজ ছিদ্র করে হাইড্রোক্সাইড অধঃক্ষেপ অল্পমাত্রায় পাতিত জল দ্বারা ধুয়ে নীচে রাখা ছোট বাকারে নাও। ২ গ্রাম  $\text{Na}_2\text{O}_2$  (অথবা  $\text{NaOH}$  দ্রবণ + ৫ মি.লি. ৩%  $\text{H}_2\text{O}_2$ ) মেশাও (২) এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না বদ্বদ্বদ্বদ্ব বন্ধ হয় উত্তপ্ত করে ফোঁটাও (৩ মিনিট)। ছাঁক এবং অল্প গরম জল দিয়ে ধুয়ে নাও।

অধঃক্ষেপ:  $\text{Fe}(\text{OH})_3$  এবং  $\text{MnO}_2 \cdot x\text{H}_2\text{O}$  (f) থাকতে পারে। লঘু  $\text{HNO}_3$  (১ : ১) দ্বারা দ্রবীভূত কর এবং দুই ভাগে ভাগ কর:

(i) একাংশ জল মিশিয়ে লঘু কর, তার মধ্যে  $\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]$  দ্রবণ দাও। নীল অধঃক্ষেপ। আয়রন আছে।

(ii) (\*) অপরোংশ জল মিশিয়ে লঘু কর এবং ঠান্ডা করে তার মধ্যে ০.০২ গ্রাম  $\text{NaBiO}_3$  মিশিয়ে নাড়তে থাক। তারপর কঠিন অবশেষ তিতান পর্যন্ত অপেক্ষা কর।

বেগুনী রঙের দ্রবণ ( $\text{HMnO}_4$ ) ম্যাঙ্গানীজ আছে।

মন্তব্য: (১)  $\text{NH}_4\text{Cl}$ -র উপস্থিতিতে  $\text{Fe}(\text{OH})_3$ ,  $\text{Cr}(\text{OH})_3$  এবং  $\text{Al}(\text{OH})_3$  লঘু অ্যামোনিয়া দ্রবণে অদ্রবণীয়। কিছু  $\text{MnO}_2 \cdot x\text{H}_2\text{O}$

পরিষ্কৃত:  $\text{Na}_2\text{CrO}_4$  (হলুদ) এবং  $\text{NaAlO}_2$  (বর্ণহীন) থাকতে পারে।

পরিষ্কৃত বর্ণহীন হলে Cr থাকবে না, সুতরাং Cr-র জন্য আর পরীক্ষা করার প্রয়োজন হবে না। যদি দ্রবণ হলুদ রঙের হয়, তাহলে দুই ভাগে ভাগ কর:

(i) লঘু  $\text{HNO}_3$  মিশিয়ে অ্যাসিডীয় কর, ভাল ভাবে ঠান্ডা কর, তারপর ১ মি.লি. অ্যামাইল অ্যালকোহল ও ১ মি.লি. ৩%  $\text{H}_2\text{O}_2$  (৩) যোগ কর। ভালভাবে নাড়া দিয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর।

নীল রঙের হালকা স্তর উপরে ভাসবে (পারক্সোমিক অ্যাসিড)

ক্রোমিয়াম আছে।






(ii) অল্প মাত্রায়  $\text{NH}_4\text{Cl}$  দানা নিরে নাড়তে নাড়তে মেশাও। সাদা আঁঠাল অধঃক্ষেপ,  $\text{NaOH}$  দ্রবণে দ্রবীভূত হয়, আবার  $\text{NH}_4\text{Cl}$  দানা মেশালে অধঃক্ষেপ (৪) ফিরে আসে। ঐ অধঃক্ষেপে Alizarin-s দ্রবণ (০.১%) ২ ফোঁটা দাও,  $\text{CH}_3\text{COOH}$  মিশিয়ে বেগুনী রঙ দূর কর। লাল রঙের অধঃক্ষেপ।

অ্যালুমিনিয়াম আছে।

\* অল্প পরিমাণে  $\text{Mn}^{2+}$  আয়ন থাকলে এখানে সহঅধঃক্ষেপণ হতে পারে।

† আয়রন না থাকলে বিশেষ করে এখানে অধঃক্ষেপ পাওয়া গেলে ম্যাঙ্গানীজ আছে কিনা পরীক্ষা করে দেখা উচিত।

সহ-অধঃক্ষেপণ হতে পারে। Co, Ni, Zn, Mn (কিছু পরিমাণ) জটিল অ্যামিন যোগ তৈরী করে দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে।  $\text{NH}_4\text{Cl}$ -র উপস্থিতিতে Ba, Sr, Ca ও Mg আয়নগুলি অধঃক্ষিপ্ত হয় না (দ্রাব্যতা গুণফল বোঝা)।



8, 53.  $\text{Fe}^{3+}$ , আয়রন (আস) আয়নের বিক্রিয়া

$\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$  দ্রবণ ব্যবহার কর:

1.  $\text{NH}_4\text{OH}$ : কালচে সবুজ অধঃক্ষেপ,  $\text{H}_2\text{O}_2$  যোগে বাদামী হয়ে যায়।  $\text{NH}_4\text{OH}$  বিকারক মেশাবার পূর্বে যদি কঠিন  $\text{NH}_4\text{Cl}$  কিছু মেশান হয় তাহলে অধঃক্ষেপণ হয় না।




2.  $\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]$  দ্রবণ: ফিকে নীল রঙের অধঃক্ষেপ, আংশিক জারিত হয়ে পটাসিয়াম ফেরিক ফেরোসায়ানাইড  $\text{KFe}^{III}[\text{Fe}^{II}(\text{CN})_6]$  উৎপন্ন হয়।



3.  $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$  দ্রবণ: গাঢ় নীল রঙের অধঃক্ষেপ। পূর্বে এই অধঃক্ষেপকে বলা হোত “Turnbull’s blue” এবং লেখা হোত পটাসিয়াম

ফেরাস ফেরিসায়ানাইড,  $\text{KFe}^{II}[\text{Fe}^{III}(\text{CN})_6]$ , কিন্তু বর্তমানে একে “Prussian blue” হতে অভিন্ন ধরা হয়।




4.  $\text{NH}_4\text{CNS}$  দ্রবণ: বিশুদ্ধ ফেরাস লবণের দ্রবণে কোন রঙের পরিবর্তন হয় না (ফেরিক লবণ হতে পার্থক্য)।

5. আইসিথাইল গ্রাইজক্সাইড দ্রবণ: পরীক্ষণীয় এক ফোঁটা দ্রবণ স্পট প্লেটে নাও, অল্প কিছু টারটারিক অ্যাসিডের দানা মেশাও, তারপর এক ফোঁটা বিকারক দ্রবণ যোগ কর এবং ২-৩ ফোঁটা  $\text{NH}_4\text{OH}$  মিশিয়ে অ্যামোনিয় কর। লাল রঙের দ্রবণ পাওয়া যাবে।

স্দবেদিতা—0.05 মাইক্রোগ্রাম। গাঢ় সীমা—1 : 125,000

বিকারক দ্রবণ : 1% অ্যালকোহলীয় দ্রবণ।

মন্তব্য: ফেরিক লবণের এরূপ বিক্রিয়া হয় না। Ni, Co এবং Cu বিঘ্ন ঘটায়।



6. O-ফিনানথ্রোলীন বিকারক,

এক ফোঁটা পরীক্ষণীয় দ্রবণ মৃদু অ্যাসিডীয় অবস্থায় স্পট প্লেটে নাও এবং এক ফোঁটা বিকারক দ্রবণ মেশাও। লাল রঙের দ্রবণ পাওয়া যাবে।

গাঢ় সীমা—1 : 1,500,000


বিকারক দ্রবণ : 0.1% জলীয় দ্রবণ।

মন্তব্য: জটিল আয়ন,  $[\text{Fe}(\text{C}_{12}\text{H}_8\text{N}_2)_3]^{3+}$ , মৃদু অ্যাসিডীয় মাধ্যমে লাল রঙের হয়। ফেরিক আয়ন এ ধরনের রঙীন বলয় যোগ উৎপন্ন করে না। ফেরিক আয়নকে প্রথমে  $\text{NH}_2\text{OH} \cdot \text{HCl}$  দ্বারা বিজারিত করার পর এই পরীক্ষা করা চলে।

8, 54.  $\text{Fe}^{3+}$ , আয়রন (ইক) আয়নের বিক্রিয়া

$\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$  দ্রবণ ব্যবহার কর:

1.  $\text{NH}_4\text{OH}$ : বাদামী ও আঠাল  $\text{Fe}(\text{OH})_3$  অধঃক্ষেপ, অতিরিক্ত বিকারকে অদ্রবণীয়, কিন্তু অ্যাসিডে দ্রবণীয়।




2.  $\text{NaOH}$  দ্রবণ: বাদামী ও আঠাল  $\text{Fe}(\text{OH})_3$  অধঃক্ষেপ, অতিরিক্ত বিকারকে অদ্রবণীয় ( $\text{Al}^{3+}$  এবং  $\text{Cr}^{3+}$  হতে পার্থক্য)।

3.  $\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]$  দ্রবণ: গাঢ় নীল অধঃক্ষেপ,  $\text{KFe}[\text{Fe}(\text{CN})_6]$  (ফেরিক ফেরোসায়ানাইড, Prussian blue), অতিরিক্ত বিকারক, গাঢ়  $\text{HCl}$  এবং অক্সালিক অ্যাসিডে দ্রবণীয়, কিন্তু লঘু  $\text{HCl}$  ও  $\text{HNO}_3$ -এ অদ্রবণীয়। এই অধঃক্ষেপ ক্ষারকীয় ধাতুর দ্রবণ দ্বারা বিয়োজিত হয় এবং ফেরিক হাইড্রোক্সাইড ও একটা ফেরোসায়ানাইড উৎপন্ন করে।





4.  $K_3[Fe(CN)_6]$  দ্রবণ : ফেরিক ফেরোসায়ানাইডের, বাদামী দ্রবণ পাওয়া যায় (ফেরাস লবণ হতে পার্থক্য)।

5.  $Na_2HPO_4$  দ্রবণ : ফিকে হলুদ রঙের  $FePO_4$  অধঃক্ষেপ, অ্যাসেটিক অ্যাসিডে অদ্রবণীয়, কিন্তু অজৈব অ্যাসিডে দ্রবণীয়।



6.  $CH_3COONa$  দ্রবণ : বাদামী দ্রবণ পাওয়া যায়। জল মিশিয়ে লব্ধ করে ফোঁটালে ক্ষারকীয় ফেরিক অ্যাসিটেটের অধঃক্ষেপ,  $Fe(OH)_2$   $CH_3COO$ , উৎপন্ন হয়।




7.  $KCNS$  দ্রবণ : গাঢ় লাল রঙের দ্রবণ পাওয়া যায়।  $[Fe(CNS)_6]^{3-}$  আয়নের জন্য গাঢ় লাল রঙ হয় বলে জানা গেছে। ফসফেট, আর্সেনেট, বোরেট, আয়োডেট, সালফেট, অক্সালেট, অ্যাসিটেট, সাইট্রেট, টারট্রেট, ক্লোরাইড ও মারকিউরিক ক্লোরাইড বিঘ্ন ঘটায়। জৈব অ্যাসিডগুলি  $Fe^{3+}$  আয়নের সাথে জটিল আয়ন উৎপন্ন করে।



অ্যাসিডীয় দ্রবণে নাইট্রাইট আয়ন নাইট্রোসিল থায়োসায়ানেট, (NO CNS), গঠন করে এবং এর রঙ লাল। সুতরাং নাইট্রাইটের উপস্থিতি ভুল পথে চালিত করতে পারে। এই পরীক্ষা স্পট প্লেটে অথবা বিন্দু বিক্রিয়া কাগজে সূক্ষ্ম পরীক্ষা হিসাবে করা চলে।

8. 7-আয়োডো-8-হাইড্রোক্সিকুইনোলীন-5-সালফোনিক অ্যাসিড অথবা ফেরন (Ferron) বিকারক



ছোট পরীক্ষা নলে কয়েক ফোঁটা মৃদু অ্যাসিডীয় পরীক্ষণীয় দ্রবণ নাও এবং এক ফোঁটা বিকারক দ্রবণ যোগ কর। সবুজ রঙের দ্রবণ পাওয়া যাবে।

স্বেদিতা—০.৫ মাইক্রোগ্রাম। গাঢ়তা সীমা—1 : 1,000,000


বিকারক দ্রবণ : ০.২% জলীয় দ্রবণ।

সত্ত্ব্য : মৃদু অ্যাসিডীয় মাধ্যমে (pH ২.৫—৪.০)  $Fe^{3+}$  আয়ন বিকারকের সাথে বিক্রিয়া করে সবুজ রঙ উৎপন্ন করে।  $Fe^{2+}$  আয়ন এধরনের বিক্রিয়া ঘটায় না। কেবলমাত্র Cu বিঘ্ন ঘটায়।


৪, ৫৫.  $Cr^{3+}$ , ক্রোমিয়াম (ইক) আয়নের বিক্রিয়া

$K_2SO_4$   $Cr_2(SO_4)_3$   $24H_2O$  জলীয় দ্রবণ ব্যবহার কর :

১.  $NH_4OH$  : ফিকে সবুজ ও আঠাল  $Cr(OH)_3$  অধঃক্ষেপ, সাধারণ অবস্থায় অতিরিক্ত বিকারকে সামান্য পরিমাণ দ্রবীভূত হয়ে গোলাপী অথবা বেগুনী দ্রবণ উৎপন্ন করে। ঐ দ্রবণ ফোটাতে  $Cr(OH)_3$  অধঃক্ষেপণ হয়।



২.  $NaOH$  দ্রবণ :  $Cr(OH)_3$  অধঃক্ষেপ, ঠাণ্ডা অবস্থায় অতিরিক্ত বিকারকে সহজে দ্রবীভূত হয়ে সবুজ সোডিয়াম ক্রোমাইট  $NaCrO_2$  দ্রবণ উৎপন্ন করে। ঐ দ্রবণ উত্তপ্ত করলে  $Cr(OH)_3$  পুনরায় অধঃক্ষিপ্ত হয় (অ্যালুমিনিয়াম হতে পার্থক্য)।



$NaCrO_2$  দ্রবণে  $H_2O_2$  (৬%) যোগ করলে হলুদ  $Na_2CrO_4$  দ্রবণ উৎপন্ন হয় এবং পারক্রোমিক অ্যাসিড বিক্রিয়া অথবা ডাইফিনাইল কার্বাজাইড বিকারক দ্বারা সনাক্ত করা যায়।

৩.  $Na_2HPO_4$  দ্রবণ : সবুজ  $CrPO_4$  অধঃক্ষেপ, অজৈব অ্যাসিডে দ্রবণীয়, ঠাণ্ডা ও লঘু  $CH_3COOH$ -এ অদ্রবণীয়।



৪. পারক্রোমিক অ্যাসিড বিক্রিয়া : ক্রোমিক দ্রবণকে জারিত করে ( $NaOH + H_2O_2$  দ্বারা) ক্রোমেট করে নেওয়ার পর ঐ দ্রবণে লঘু  $H_2SO_4$  মিশিয়ে অ্যাসিডীয় করে নেওয়া হয়, তারপর ২—৩ মিলি. অ্যামাইল অ্যালকোহল এবং কয়েক ফোটা  $H_2O_2$  মিশিয়ে নাড়ালে উপরের জৈব স্তর গাঢ় নীল হয়ে যায়। ক্ষণস্থায়ী পেরোয়িক ক্রোমিক অ্যাসিড (\*)

যদিও পার-ক্রোমিক অ্যাসিড কলা ঠিক নয়, অনেক দিন ধরে অনেকেই পেরোয়িক ক্রমিক অ্যাসিডকে পার-ক্রোমিক অ্যাসিড বলে এসেছেন, সেজন্য এখানে পার-ক্রোমিক অ্যাসিড লেখা হল।

(পারক্রমিক অ্যাসিড) অ্যামাইল অ্যালকোহলে জল অপেক্ষা অধিক দ্রবণীয়, সেজন্য জৈব স্তর গাড় নীল দেখায়।



5. ডাই কিনাইল কার্বাজাইড বিকারক,  $CO \begin{matrix} / NH \cdot NH \cdot C_6H_5 \\ \backslash NH \cdot NH \cdot C_6H_5 \end{matrix}$

এক ফোঁটা অ্যাসিডীয় ( $2N-H_2SO_4$ ) ক্রোমেট দ্রবণ স্পট প্লেটে নাও এবং এক ফোঁটা বিকারক দ্রবণ মেশাও। নীলাভ বেগুনী দ্রবণ পাওয়া যায়।

সুবেদিতা—0.25 মাইক্রোগ্রাম। গাড় স্ব সীমা—1 : 2,000,000

বিকারক দ্রবণ : 1% অ্যালকোহলীয় দ্রবণ।

মন্তব্য : ক্রোমিক আয়ন হিসাবে থাকলে তাকে জারিত করে ক্রোমেট করে নেওয়া প্রয়োজন। (i)  $NaOH + H_2O_2$ , (ii) লঘু  $H_2SO_4 + (NH_4)_2S_2O_8$  + সামান্য  $AgNO_3$ , অথবা (iii)  $NaOH + Br_2$  দ্বারা জারিত করা যেতে পারে।  $Br_2$  দ্বারা জারিত করলে অতিরিক্ত  $Br_2$  ফেনল মিশিয়ে নিষ্ক্রিয় (inactive) করে ফেলা হয়।  $Mn^{2+}$  ও  $Hg^{2+}$  বিঘ্ন ঘটায়।


8. 56.  $Al^{3+}$ , অ্যালুমিনিয়াম আয়নের বিক্রিয়া :

$Al_2(SO_4)_3 \cdot 18H_2O$  দ্রবণ ব্যবহার কর :


1.  $NH_4OH$  : সাদা আঠাল  $Al(OH)_3$  অধঃক্ষেপ, অতিরিক্ত বিকারকে সামান্য পরিমাণে দ্রবণীয় (অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোকসাইড সল উৎপন্ন হয়), কিন্তু  $NH_4Cl$ -র উপস্থিতিতে দ্রবণীয়তা কমে যায় (সাধারণ আয়ন প্রভাব)।



2.  $NaOH$  দ্রবণ : সাদা আঠাল  $Al(OH)_3$  অধঃক্ষেপ, অতিরিক্ত বিকারকে দ্রবণীয়।




উপরোক্ত বিক্রিয়া উভমুখী হওয়ার জন্য ঐ দ্রবণে  $NH_4Cl$  মেশালে  $[OH^-]$  কমে যায় এবং বিক্রিয়াসাম্য ডান দিক হতে বাম দিকে প্রসারিত হয়, ফলে পুনরায়  $Al(OH)_3$  অধঃক্ষেপণ হয়।





3.  $Na_2HPO_4$  দ্রবণ : সাদা আঠাল  $AlPO_4$  অধঃক্ষেপ, লঘু  $CH_3COOH$ -এ




অদ্রবণীয়, কিন্তু অজৈব অ্যাসিড এবং তীব্র ক্ষার দ্রবণে দ্রবীভূত হয়ে যায়।



৪.  $\text{CH}_3\text{COONa}$  দ্রবণ : ঠাণ্ডা ও প্রথম অবস্থায় কোন অধঃক্ষেপণ হয় না। অতিরিক্ত বিকারক মিশিয়ে ফোটালে ক্ষারকীয় অ্যালুমিনিয়াম অ্যাসিটেট  $\text{Al}(\text{OH})_3 \cdot \text{CH}_3\text{COO}$  অধঃক্ষেপ পাওয়া যায়।



৫. অ্যালিজারিন (Alizarin) বিকারক




একটি বিন্দু বিক্রিয়া কাগজ অথবা মাত্রিক ছাঁকন কাগজ অ্যালিজারিনের সম্পৃক্ত অ্যালকোহলীয় দ্রবণে সিক্ত করে শুদ্ধিকরে নাও। এক ফোঁটা অ্যাসিডীয় পরীক্ষণীয় দ্রবণ ঐ কাগজে নাও এবং  $\text{NH}_3$  গ্যাসের উপর ধর যতক্ষণ না সমস্ত কাগজটি বেগুনী (অ্যামোনিয়াম অ্যালিজারিনেটের রঙ বেগুনী) হয়ে যায়। এখন ঐ কাগজ  $100^\circ$  সে. তাপমাত্রায় শুদ্ধকালে অ্যামোনিয়াম অ্যালিজারিনেট বিয়োজিত হয় অর্থাৎ বেগুনী রঙ দূর হয়ে যায় এবং লাল রঙের রঞ্জন বিশেষ (lake) দৃষ্টিগোচরে আসে।

স্বেদিতা—0.15 মাইক্রোগ্রাম। গাঢ়তা সীমা—1 : 333,000

বিকারক দ্রবণ : অ্যালকোহলীয় সম্পৃক্ত দ্রবণ।

রাস্তব্য :  $\text{Fe}^{3+}$ ,  $\text{Cr}^{3+}$  এবং  $\text{Mn}^{2+}$  বিঘ্ন ঘটায়।

৬. অ্যালিজারিন-সালফোনেট (Alizarin-S) বিকারক,



স্পট প্লেটে এক ফোঁটা  $\text{NaAlO}_2$  দ্রবণ নাও, এক ফোঁটা বিকারক দ্রবণ মেশাও, তারপর কয়েক ফোঁটা  $\text{CH}_3\text{COOH}$  মেশাও যতক্ষণ পর্যন্ত না বেগুনি রঙ অদৃশ্য হয় এবং এক ফোঁটা বেশী মেশাও। লাল দ্রবণ অথবা অধঃক্ষেপ।

স্দর্বেদিতা—0.7 মাইক্রোগ্রাম। গাঢ় সীমা—1 : 80,000

বিকারক দ্রবণ : 0.1% জলীয় দ্রবণ।

সম্ভব্য : Cu, Bi, Fe, Be, Co, Zn, Ca, Ba, Sr লবণগুলি বিঘ্ন ঘটায়।

## ৪, ২২ সারণী (উল-পরিমাণ) : আগরন প্রেশার শতভ অরনগদুলির বিবরণ

এই অধঃক্ষেপের (১) মধ্যে থাকতে পারে  $\text{Fe}(\text{OH})_3$ ,  $\text{Cr}(\text{OH})_3$  এবং কিছুটা  $\text{MnO}_2 \cdot x\text{H}_2\text{O}$ । এই অধঃক্ষেপ ৩ মি. লি.  $\text{NaOH}$  দ্রবণের সাহায্যে শক্ত কাচের পরীক্ষা-নলে নাও এবং ২ মি. লি. ৩%  $\text{H}_2\text{O}_2$  মেশাও (২)। প্রায় এক নিমিট সাবধানে ফোটাও এবং অপেক্ষেপূর্ণ কর।

অধঃক্ষেপ :  $\text{Fe}(\text{OH})_3$  এবং  $\text{MnO}_2 \cdot x\text{H}_2\text{O}$  থাকতে পারে।

করেক ফোটা গরম জল দিয়ে ধুয়ে নাও।  $\text{HNO}_3$

(১ : ১) দ্বারা দ্রবীভূত কর এবং দুই ভাগে ভাগ কর :

(১) একাংশে  $\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]$  দ্রবণ মেশাও। গাড় নীল অধঃক্ষেপ। আগরন আছে।

(২) অপরাংশ জল মিশিয়ে লঘু কর, ঠান্ডা কর, ১০ মিগ্রা.  $\text{NaBiO}_3$  মিশিয়ে নাড়তে থাক। তারপর কঠিন অবশেষ খিতান পর্যন্ত অপেক্ষা কর। বেগুনী রঙের দ্রবণ ( $\text{HMnO}_4$ )

স্বাক্ষরনীয় আছে।

মন্তব্য : (১), (২) এবং (৩)-এর জন্য ৪, ২১ সারণীর মন্তব্য এবং ২১৬ পৃষ্ঠায় দেখ।

স্বচ্ছ দ্রবণ :  $\text{Na}_2\text{CrO}_4$  (হলুদ) এবং  $\text{NaAlO}_2$  (বর্ণহীন) থাকতে পারে। দুই ভাগে ভাগ কর :

(i) লঘু  $\text{HNO}_3$  মিশিয়ে অ্যাসিডীয় কর, ঠান্ডা কর, ০.৫ মি. লি. অ্যামাইল অ্যালকোহল এবং ২ ফোটা ৩%  $\text{H}_2\text{O}_2$  (৩) যোগ কর।

স্বাক্ষরনীয় কর।

ভালভাবে নাড়া দিয়ে

কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর।

উপরের জৈবস্তর নীল

দেখাবে।

ক্রেমিয়াম আছে।

## ৪, ২৩ সারণী: জিংক স্রোণীর ধাতব অয়নগুলির বিশ্লেষণ

এই অধঃক্ষেপের (১) মাধ্যে থাকতে পারে  $\text{CoS}$ ,  $\text{NiS}$ ,  $\text{MnS}$  এবং  $\text{ZnS}$ ।  $\text{H}_2\text{S}$  জল সেশান ১%  $\text{NH}_4\text{Cl}$  দ্রবণ দিয়ে অধঃক্ষেপ দ্রবীর ধূস্রে নাও। ছোট বীকারে অধঃক্ষেপ নাও এবং লঘু  $\text{HCl}$  (২) মিশিয়ে কিছুক্ষণ নাড়তে থাক (২-৩ মিনিট)। ছাঁক।

অধঃক্ষেপ: কাল,  $\text{CoS}$  এবং  $\text{NiS}$  থাকতে পারে। এই অধঃক্ষেপ নিয়ে সোহাগাগুটিকা পরীক্ষা কর।

নীল গুটিকা—কোবাল্ট আছে।

যদি কোবাল্ট না থাকে এবং বাদামী (brown) গুটিকা পাওয়া যায়, তাহলে নিকেল আছে।

এই অধঃক্ষেপ ২ মি.লি. গাঢ়  $\text{HNO}_3$  মিশিয়ে উত্তপ্ত করে দ্রবীভূত কর এবং শুষ্ক কর। শুষ্ক অবশেষের জলীয় দ্রবণ তৈরী করে দ্রুই ভাগে ভাগ কর:

(i) কিছু  $\text{NH}_4\text{Cl}$  ও  $\text{NH}_4\text{OH}$  যোগ কর (সবে-মাত্র ফারীস), তারপর ডাইমিথাইলগ্রাইঅক্সাইম দ্রবণ কয়েক ফোটা মেশাও। লাল অধঃক্ষেপ।

নিকেল আছে।

(ii) ১ মি.লি. অ্যামাইল অ্যালকোহল এবং ২ গ্রাম কঠিন  $\text{NH}_4\text{CNS}$  মিশিয়ে নাড়। অ্যালকোহলের স্তর গাঢ় নীল বর্ণ হবে। কোবাল্ট আছে।

পরিদ্রত:  $\text{MnCl}_2$  ও  $\text{ZnCl}_2$  থাকতে পারে। ফুটিয়ে  $\text{H}_2\text{S}$  দ্রু কর  $[\text{Pb}(\text{CH}_3\text{COO})_2\text{-কাগজ}]$ , ঠাণ্ডা কর, অতিরিক্ত  $\text{NaOH}$  দ্রবণ (৩) মিশিয়ে নাড়। ছাঁক।

অধঃক্ষেপ:  $\text{Mn}(\text{OH})_2$  এবং  $\text{MnO}_2 \cdot x\text{H}_2\text{O}$  থাকতে পারে। ৪, ২১ সারণী অনুযায়ী পরীক্ষা কর।

পরিদ্রত:  $\text{Na}_2\text{ZnO}_2$  থাকতে পারে। দ্রুই ভাগে ভাগ কর:


(i) লঘু  $\text{CH}_3\text{COOH}$  মিশিয়ে অ্যাসিডীয় কর এবং  $\text{H}_2\text{S}$  চালিত কর। সাদা অধঃক্ষেপ। জিংক আছে।

(ii)  $(\text{NH}_4)_2\text{Hg}(\text{CNS})_4$  +  $\text{CoSO}_4$  পরীক্ষা করে পুনরায় জিংকের উপস্থিতি প্রমাণ কর।

মন্তব্য: (1)  $\text{CoS}$ ,  $\text{NiS}$ ,  $\text{MnS}$  এবং  $\text{ZnS}$ —এদের দ্রাব্যতা গুণফল বেশী (দ্রাব্যতা গুণফল দেখ)। সেজন্য কেবলমাত্র  $\text{NH}_4\text{OH}$  মাধ্যমে  $\text{H}_2\text{S}$  দ্বারা অধঃক্ষিপ্ত হয়।

(২) লঘু  $\text{HCl}$  (1:20)-এ  $\text{CoS}$  এবং  $\text{NiS}$  অদ্রবণীয়।  $\text{MnS}$  এবং  $\text{ZnS}$  লঘু  $\text{HCl}$ -এ দ্রবীভূত হয়ে যথার্থ ক্লোরাইড দ্রবণ তৈরী করে।

(৩) অতিরিক্ত  $\text{NaOH}$  দ্রবণে  $\text{Zn(OH)}_2$  দ্রবীভূত হয়:




$\text{Mn(OH)}_2 + \text{NaOH} \rightarrow$  বিক্রিয়া হয় না।



৪, ৫৭.  $\text{Co}^{2+}$ , কোবাল্ট (আলু) আয়নের বিক্রিয়া

$\text{Co(NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$  দ্রবণ ব্যবহার কর:



1.  $(\text{NH}_4)_2\text{S}_x$  দ্রবণ: প্রশম এবং ক্ষারকীয় দ্রবণে কাল  $\text{CoS}$  অধঃক্ষেপ, অতিরিক্ত বিকারক, লঘু  $\text{CH}_3\text{COOH}$  এবং 1N- $\text{HCl}$  দ্রবণে অদ্রবণীয়; উষ্ণ ও গাঢ়  $\text{HNO}_3$  দ্বারা দ্রবীভূত হয়।






2.  $\text{NH}_4\text{OH}$ : ঠান্ডা অবস্থায় নীল ক্ষারকীয় লবণের অধঃক্ষেপ, অতিরিক্ত বিকারক অথবা অ্যামোনিয়াম লবণ যোগ করলে দ্রবীভূত হয়ে হলুদ-বাদামী দ্রবণ উৎপন্ন করে। এই দ্রবণ বাতাসের সংস্পর্শে থাকলে অথবা  $\text{H}_2\text{O}_2$  মেশালে জারিত হয়ে লাল জটিল লবণ (কোবাল্ট অ্যামিন) উৎপন্ন করে।





3.  $\text{NaOH}$  দ্রবণ: ঠান্ডা অবস্থায় নীল ক্ষারকীয় লবণের  $\text{Co(OH)NO}_3$  অধঃক্ষেপ, অতিরিক্ত বিকারক মিশিয়ে উত্তপ্ত করলে বেগুনী (pink)  $\text{Co(OH)}_2$ -এ রূপান্তরিত হয় এবং সামান্য পরিমাণ দ্রবীভূত হয়। এই হাইড্রোক্সাইড বাতাসের সংস্পর্শে রাখলে অথবা অনেকক্ষণ জলে ফোটালে জারিত হয়ে গাঢ় বাদামী (brownish-black)  $\text{Co(OH)}_3$  অধঃক্ষেপ উৎপন্ন করে।



৪. KCN দ্রবণ: লালভ-বাদামী  $\text{Co}(\text{CN})_2$  অধঃক্ষেপ, অতিরিক্ত বিকারকে দ্রবীভূত হয়ে জটিল লবণ  $\text{K}_4[\text{Co}(\text{CN})_6]$  উৎপন্ন করে। এই বাদামী দ্রবণ অনেকক্ষণ ফোটাতে জারিত হয়ে পটাসিয়াম কোবাল্ট-সায়ানাইডের হলুদ দ্রবণ উৎপন্ন হয়। কয়েক ফোটা  $\text{H}_2\text{O}_2$  অথবা  $\text{NaOCl}$  এই জারণ-ক্রিয়া ত্বরান্বিত করে।




৫.  $\text{KNO}_2$  দ্রবণ: গাঢ় কোবাল্ট নাইট্রেট দ্রবণে  $\text{CH}_3\text{COOH}$  মিশিয়ে অ্যাসিডীয় করার পর অতিরিক্ত বিকারক মেশালে হলুদ  $\text{K}_3[\text{Co}(\text{NO}_2)_6]$   $3\text{H}_2\text{O}$  অধঃক্ষেপ পাওয়া যায় (নিকেল হতে পার্শ্ব্য)।



৬.  $\text{NH}_4\text{CNS}$  কেলাস: উজ্জ্বল নীল দ্রবণ (কোবাল্ট-থায়োসায়ানটে আয়ন,  $[\text{Co}(\text{CNS})_4]^{2-}$ ) ইথার অথবা অ্যামাইল অ্যালকোহলে দ্রবণীয়। সুতরাং অ্যামাইল অ্যালকোহল মিশিয়ে নাড়লে উপরের জৈব স্তর নীল হয়ে যায় (নিকেল হতে পার্শ্ব্য)।



৭. সোডিয়াম ১-নাইট্রো-২-হাইড্রোক্সিনাফথলিন-৩:৬-ডাইসালফোনেট বিকারক (Nitroso-R লবণ);



স্পটেপ্লেটে এক ফোটা প্রথম পরীক্ষণীয় দ্রবণ (সোডিয়াম অ্যাসিটেট বাফার দ্রবণ মিশ্রিত) নাও, এবং ৩ ফোটা বিকারক দ্রবণ মেশাও। লাল দ্রবণ পাওয়া যাবে।

গাঢ় সীমা—1 : 500,000

বিকারক দ্রবণ: 1% জলীয় দ্রবণ।

মন্তব্য : Sn এবং Fe বিদ্যুৎ খটায়।  $\text{NH}_4\text{F}$  মিশিয়ে Fe-র উপস্থিতিতে পরীক্ষা করা চলে।



৪, ৫৪.  $\text{Ni}^{2+}$ , নিকেল আয়নের বিক্রিয়া

$\text{NiSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$  দ্রবণ ব্যবহার কর :


১.  $(\text{NH}_4)_2\text{S}$  দ্রবণ : প্রশম ও ক্ষারীয় দ্রবণে কাল  $\text{NiS}$  অধঃক্ষেপ, অতিরিক্ত বিকারক, লঘু  $\text{CH}_3\text{COOH}$  এবং  $1\text{N-HCl}$  দ্রবণে অদ্রবণীয়। অতিরিক্ত বিকারকে সামান্য পরিমাণ  $\text{NiS}$  দ্রবীভূত হয়ে গাঢ় বাদামী কলয়েডীয় দ্রবণ উৎপন্ন করে, তবে লঘু  $\text{CH}_3\text{COOH}$  মিশিয়ে ফোটাতে পুনরায়  $\text{NiS}$  অধঃক্ষিপ্ত হয় এবং ছাঁকন কাগজে ছাঁকা যায়। উষ্ণ ও গাঢ়  $\text{HNO}_3$  এবং অম্লরাজ দ্বারা  $\text{NiS}$  দ্রবীভূত হয়।



২.  $\text{NH}_4\text{OH}$  : ঠান্ডা অবস্থায় সবুজ ক্ষারকীয় লবণের অধঃক্ষেপ, অতিরিক্ত বিকারকে দ্রবীভূত হয়ে জটিল নিকেল অ্যামিন উৎপন্ন করে।  $\text{NH}_4\text{Cl}$  মিশিয়ে  $\text{NH}_4\text{OH}$  যোগ করলে কোন অধঃক্ষেপণ হয় না (সাধারণ আয়ন প্রভাব)।



৩.  $\text{NaOH}$  দ্রবণ : সবুজ  $\text{Ni}(\text{OH})_2$  অধঃক্ষেপ, অতিরিক্ত বিকারকে অদ্রবণীয় এবং বাতাসের সংস্পর্শে জারিত হয় না।



৪.  $\text{KCN}$  দ্রবণ : সবুজ  $\text{Ni}(\text{CN})_2$  অধঃক্ষেপ, অতিরিক্ত বিকারকে দ্রবীভূত হয়ে জটিল লবণ  $\text{K}_2[\text{Ni}(\text{CN})_4]$  উৎপন্ন করে।



৫.  $\text{KNO}_2$  দ্রবণ :  $\text{CH}_3\text{COOH}$ -র উপস্থিতিতে কোন অধঃক্ষেপণ হয় না (কোবাল্ট হতে পার্থক্য)।

৬. ডাইসিথাইল প্রাইঅক্সাইম বিকারক,  $\left( \begin{array}{c} \text{CH}_3 - \text{C} = \text{NOH} \\ | \\ \text{CH}_3 - \text{C} = \text{NOH} \end{array} \right)$  :

বিলম্ব বিক্রিয়া করগে এক ফোটা পরীক্ষণীয় দ্রবণ নাও, এক ফোটা বিকারক দ্রবণ যোগ কর এবং কাগজটিকে  $\text{NH}_3$  গ্যাসের উপর ধর। লাল বিন্দু পাওয়া যাবে।

স্পট প্লেটে অথবা সাধারণ পরীক্ষা নলে পরীক্ষা করলে লাল দ্রবণ অথবা অধঃক্ষেপ(\*) পাওয়া যায়।

সুবেদিতা—0.16 মাইক্রোগ্রাম। গাঢ় সীমা—1 : 300,000


বিকারক দ্রবণ : 1% অ্যালকোহলীয় দ্রবণ।

মন্তব্য :  $\text{Fe(II)}$ ,  $\text{Bi(III)}$ , এবং  $\text{Co}$  যখন অধিক পরিমাণে থাকে, বিষয় ঘটায়।

### 8, 59. $\text{Mn}^{2+}$ , ম্যাঙ্গানীজ আয়নের বিক্রিয়া


$\text{MnSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$  দ্রবণ ব্যবহার কর :

1.  $(\text{NH}_4)_2\text{S}$  দ্রবণ :  $\text{NH}_4\text{Cl}$ -র উপস্থিতিতে ফেকাশে লাল সোদক  $\text{MnS}$  অধঃক্ষেপ, লঘু অজৈব অ্যাসিড এবং  $\text{CH}_3\text{COOH}$ -এ (নিকেল, কোবাল্ট ও জিংক হতে পার্থক্য) সহজে দ্রবণীয়।  $\text{NH}_4\text{Cl}$  না মেশালে কলয়েডীয় দ্রবণ পাওয়া যায়। বাতাসের সংস্পর্শে জারিত হয়ে অধঃক্ষেপ বাদামী রঙ ধারণ করে। অতিরিক্ত বিকারক দ্রবণ সহ ফোটাতে ফেকাশে লাল সোদক অধঃক্ষেপ অপেক্ষাকৃত কম সোদক সবুজ সালফাইড অধঃক্ষেপে রূপান্তরিত হয়।




2.  $\text{NH}_4\text{OH}$  :  $\text{NH}_4\text{Cl}$ -র উপস্থিতিতে কোন অধঃক্ষেপণ হয় না, তবে  $\text{NH}_4\text{Cl}$  না মেশালে আংশিকভাবে  $\text{Mn(OH)}_2$  অধঃক্ষেপণ হয়। বাতাসের

\*







সংস্পর্শে বেশীকণ থাকলে জারিত হয়ে বাদামী  $Mn(OH)_2$  অথবা  $MnO_2 \cdot xH_2O$  অধঃক্ষেপণ হয়।




3.  $NaOH$  দ্রবণ : সাদা  $Mn(OH)_2$  অধঃক্ষেপ, অতিরিক্ত বিকারকে অদ্রবণীয়। বাতাসের সংস্পর্শে দ্রুত জারিত হয়ে  $Mn(OH)_3$  অথবা  $MnO_2 \cdot xH_2O$  অধঃক্ষেপণ হয়। কয়েক ফোটা  $H_2O_2$  যোগ করলে দ্রুত জারিত হয়ে সোদক  $MnO_2$  অধঃক্ষিপ্ত হয়।



4.  $PbO_2$  + গাঢ়  $HNO_3$  : ক্লোরাইড মৃদু ম্যাঙ্গানাস লবণ লেডজাই-অক্সাইড ও গাঢ়  $HNO_3$  মিশিয়ে ফোটাবার পর অল্প জল মিশিয়ে লঘু কর এবং অবশেষ খিতান পর্যন্ত অপেক্ষা কর। উপরের স্বচ্ছ দ্রবণ  $HMnO_4$  (বেগুনী) রঙের দেখাবে। ক্লোরাইডের উপস্থিতিতে  $HMnO_4$  বিয়োজিত হয়ে যায়।



5. সোডিয়াম বিসমুথট,  $NaBiO_3$  : লঘু  $HNO_3$  অথবা  $H_2SO_4$ -এ ক্লোরাইড মৃদু ম্যাঙ্গানাস লবণের দ্রবণ তৈরী করে ঠান্ডা কর, তারপর কঠিন  $NaBiO_3$  কিছুটা মিশিয়ে নাড় এবং অবশেষ খিতান পর্যন্ত অপেক্ষা কর অথবা কাচের পশম (glass wool) দ্বারা ছাঁক।  $HMnO_4$ -র বেগুনী দ্রবণ পাওয়া যাবে।




8, 60.  $Zn^{2+}$ , জিংক আয়নের বিক্রিয়া

$ZnSO_4 \cdot 7H_2O$  দ্রবণ ব্যবহার কর :

1.  $(NH_4)_2S$  দ্রবণ : প্রশম ও ক্ষারীয় দ্রবণে সাদা  $ZnS$  অধঃক্ষেপ, অতিরিক্ত বিকারক ও লঘু  $CH_3COOH$ -এ অদ্রবণীয়, কিন্তু লঘু অজৈব অ্যাসিডে দ্রবণীয়। সাধারণভাবে প্রাপ্ত  $ZnS$  অধঃক্ষেপ আংশিকভাবে কলয়েডীয় প্রকৃতির হওয়ায় ছাঁকনের সময় অসদ্বিধা হয়। অতিরিক্ত


$\text{NH}_4\text{Cl}$  মিশ্রিত উত্তপ্ত অবস্থায়  $\text{ZnS}$  অধঃক্ষেপণ হলে এবং  $\text{NH}_4\text{Cl}$  (১%) মেশান  $(\text{NH}_4)_2\text{S}$ -জল দ্বারা ধুয়ে নিলে এই অসুবিধা দূর হয়।





২.  $\text{NH}_4\text{OH}$ : সাদা আঠাল  $\text{Zn}(\text{OH})_2$  অধঃক্ষেপ, অ্যামোনিয়াম লবণের উপস্থিতিতে (সাধারণ আয়ন প্রভাব) এবং অতিরিক্ত বিকারকে দ্রবীভূত হয় (জটিল লবণ উৎপন্ন হয়)।



৩.  $\text{NaOH}$  দ্রবণ: সাদা আঠাল  $\text{Zn}(\text{OH})_2$  অধঃক্ষেপ, অতিরিক্ত বিকারকে সহজে দ্রবীভূত হয়ে সোডিয়াম জিংকেট  $\text{Na}_2\text{ZnO}_2$  (ম্যাঙ্গানীজ হতে পার্থক্য) উৎপন্ন করে।  $\text{Zn}(\text{OH})_2$  অধঃক্ষেপ লব্ধ অ্যাসিডে (১N-HCl) দ্রবণীয়।




৪.  $\text{K}_4\text{Fe}(\text{CN})_6$  দ্রবণ: প্রথমে সাদা জিংক ফেরোসায়ানাইড  $\text{Zn}_2[\text{Fe}(\text{CN})_6]$  অধঃক্ষেপণ হয়; অতিরিক্ত বিকারকে আরও কম দ্রবণীয় জিংক পটাসিয়াম ফেরোসায়ানাইড পাওয়া যায়।



৫. অ্যামোনিয়াম মারকিউরি-থায়োসায়ানেট+কপার সালফেট: মৃদু অ্যাসিডীয় দ্রবণ ( $\text{H}_2\text{SO}_4$  অথবা  $\text{CH}_3\text{COOH}$ ) নাও, কয়েক ফোঁটা ০.১%  $\text{CuSO}_4$  দ্রবণ ও তারপর ২ মি.লি. অ্যামোনিয়াম মারকিউরি-থায়োসায়ানেট দ্রবণ মেশাও। বেগুনী অধঃক্ষেপ পাওয়া যায়।

অ্যামোনিয়াম মারকিউরি-থায়োসায়ানেটের সাথে কপার লবণ একা থাকলে কোন অধঃক্ষেপ দেয় না, কিন্তু জিংক লবণ একা থাকলে সাদা জিংক মারকিউরি-থায়োসায়ানেট অধঃক্ষেপ দেয়।



কপার আয়নের উপস্থিতিতে জটিল কপার লবণের সহ-অধঃক্ষেপণ হয় এবং বেগুনী রঙের মিশ্রিত কেলাস  $\text{Zn}[\text{Hg}(\text{CNS})_4] + \text{Cu}[\text{Hg}(\text{CNS})_4]$  পাওয়া যায়।

**মৃদু পরীক্ষা:** মৃদু অ্যাসিডীয় ২ ফোঁটা পরীক্ষণীয় দ্রবণ স্পট প্লেটে নাও, ১ ফোঁটা ০.১%  $\text{CuSO}_4$  দ্রবণ ও ১ ফোঁটা অ্যামোনিয়াম মারকিউরি-থায়োসায়ানেট দ্রবণ মেশাও। বেগুনি অধঃক্ষেপ।

এই পরীক্ষা ছোট পরীক্ষা-নলে করা যায়। এক্ষেত্রে ১ মি.লি. অ্যামাইল অ্যালকোহল মিশিয়ে নাড়া হয়। বেগুনি অধঃক্ষেপ মধ্যতলে (interface) জমা হয়।

গাঢ় সীমা—1 : 10,000

**অ্যামোনিয়াম মারকিউরি-থায়োসায়ানেট:** ৪ গ্রাম  $\text{HgCl}_2$  এবং ৯ গ্রাম  $\text{NH}_4\text{CNS}$  100 মি.লি. জলে দ্রবীভূত করা হয়।

**মন্তব্য:** আয়রন লবণ বিঘ্ন ঘটায় (লাল রঙের  $\text{Fe}(\text{CNS})^{2+}$  আয়ন উৎপন্ন হয়), কিন্তু  $\text{NH}_4\text{F}$  যোগ করলে (বর্ণহীন  $[\text{FeF}_6]^{3-}$  আয়ন উৎপন্ন হয়) বিঘ্ন ঘটান সম্ভাবনা থাকে না।

**৬. অ্যামোনিয়াম মারকিউরি-থায়োসায়ানেট + কোবাল্ট সালফেট:** এই পরীক্ষা ৫নং পরীক্ষার মত একই প্রকার, কেবল কপার সালফেট দ্রবণের পরিবর্তে কোবাল্ট সালফেট দ্রবণ (০.০২%) ব্যবহার করা হয়; জটিল কোবাল্ট লবণের সহ-অধঃক্ষেপণ হয় এবং নীল রঙের মিশ্রিত কেলাস  $\text{Zn}[\text{Hg}(\text{CNS})_4] + \text{Co}[\text{Hg}(\text{CNS})_4]$  পাওয়া যায়।

**মৃদু পরীক্ষা:** ২ ফোঁটা পরীক্ষণীয় দ্রবণ (লঘু  $\text{H}_2\text{SO}_4$  দ্বারা মৃদু অ্যাসিডীয়) ছোট মৃদুচিতে নাও, ১ ফোঁটা ০.০২%  $\text{CoSO}_4$  দ্রবণ ও ১ ফোঁটা অ্যামোনিয়াম মারকিউরি-থায়োসায়ানেট দ্রবণ মেশাও। নীল অধঃক্ষেপ।

১ মি.লি. অ্যামাইল অ্যালকোহল মিশিয়ে ছোট পরীক্ষা-নলে এই পরীক্ষা করা চলে।

**৪, ২৪. সারণী (উন-পরিমাণ):** জিংক শ্রেণীর ধাতব আয়নগুলির বিশ্লেষণ এই অধঃক্ষেপের (১)\* মধ্যে থাকতে পারে  $\text{CoS}$ ,  $\text{NiS}$ ,  $\text{MnS}$  এবং  $\text{ZnS}$ ।  $\text{H}_2\text{S}$ -জল মেশান ১%  $\text{NH}_4\text{Cl}$  দ্রবণ দিয়ে অধঃক্ষেপ দ্বারা ধুয়ে নাও। ২ মি.লি. ঠান্ডা ১N-HCl (২) মিশিয়ে ২ মিনিট অধঃক্ষেপ নাড়, তারপর অপকেন্দ্রণ কর।

\* অধঃক্ষেপ যদি কাল না হয়, Ni এবং Co থাকবে না।

<p>অধঃক্ষেপ : কাল, <math>\text{CoS}</math> এবং <math>\text{NiS}</math> থাকতে পারে। কোবাল্টের জন্য সোহাগা গুঁড়টিকা পরীক্ষা কর এবং নিকেলের জন্য ডাইমিথাইলগ্লাইঅক্সাইম বিকারক মিশিয়ে সূক্ষ্ম পরীক্ষা কর। ৪, ২৩ সারণী দেখ</p>	<p>স্বচ্ছ দ্রবণ : <math>\text{MnCl}_2</math> ও <math>\text{ZnCl}_2</math> থাকতে পারে (লেশ পরিমাণ <math>\text{CoCl}_2</math> এবং <math>\text{NiCl}_2</math> থাকতে পারে)। ছোট মৃদুচিতে অথবা শক্ত পরীক্ষা নলে দ্রবণ নাও, ফুটিয়ে <math>\text{H}_2\text{S}</math> দ্রব কর [<math>\text{Pb}(\text{CH}_3\text{COO})_2</math>-কাগজ দ্বারা পরীক্ষা কর], ঠান্ডা কর, সেটি-ফিউজ নলে দ্রবণ নাও, অতিরিক্ত <math>\text{NaOH}</math> দ্রবণ (১-২ মি.লি.) মিশিয়ে নাড়। অপকেন্দ্রণ কর।</p>		
	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="370 546 678 831"> <p>অধঃক্ষেপ : <math>\text{Mn}(\text{OH})_2</math> এবং <math>\text{MnO}_2 \cdot x\text{H}_2\text{O}</math> থাকতে পারে [লেশ পরিমাণ <math>\text{CO}(\text{OH})_3 + \text{Ni}(\text{OH})_2</math>]। ৪, ২৩ সারণী অনুযায়ী ম্যাঙ্গানিজের পরীক্ষা কর।</p> </td><td data-bbox="678 546 957 831"> <p>স্বচ্ছ দ্রবণ : <math>\text{Na}_2\text{ZnO}_2</math> থাকতে পারে। ৪, ২৩ সারণী অনুযায়ী জিংকের পরীক্ষা কর।</p> </td></tr> </table>	<p>অধঃক্ষেপ : <math>\text{Mn}(\text{OH})_2</math> এবং <math>\text{MnO}_2 \cdot x\text{H}_2\text{O}</math> থাকতে পারে [লেশ পরিমাণ <math>\text{CO}(\text{OH})_3 + \text{Ni}(\text{OH})_2</math>]। ৪, ২৩ সারণী অনুযায়ী ম্যাঙ্গানিজের পরীক্ষা কর।</p>	<p>স্বচ্ছ দ্রবণ : <math>\text{Na}_2\text{ZnO}_2</math> থাকতে পারে। ৪, ২৩ সারণী অনুযায়ী জিংকের পরীক্ষা কর।</p>
<p>অধঃক্ষেপ : <math>\text{Mn}(\text{OH})_2</math> এবং <math>\text{MnO}_2 \cdot x\text{H}_2\text{O}</math> থাকতে পারে [লেশ পরিমাণ <math>\text{CO}(\text{OH})_3 + \text{Ni}(\text{OH})_2</math>]। ৪, ২৩ সারণী অনুযায়ী ম্যাঙ্গানিজের পরীক্ষা কর।</p>	<p>স্বচ্ছ দ্রবণ : <math>\text{Na}_2\text{ZnO}_2</math> থাকতে পারে। ৪, ২৩ সারণী অনুযায়ী জিংকের পরীক্ষা কর।</p>		

মন্তব্য : (১), (২) এবং (৩)-র জন্য ৪, ২৩ সারণীর মন্তব্য (১), (২) এবং (৩) দেখ।

#### ৪, ২৫. সারণী : ক্যালসিয়াম শ্রেণীর খাতব আরনগুণির বিশ্লেষণ

এই অধঃক্ষেপের মধ্যে থাকতে পারে  $\text{BaCO}_3$ ,  $\text{SrCO}_3$  এবং  $\text{CaCO}_3$  (১)। ছাঁকন কাগজের উপরেই ৫ মি.লি. উষ্ণ  $2\text{N-CH}_3\text{COOH}$  বারংবার ঢেলে অধঃক্ষেপ দ্রবীভূত (২) কর। ঐ দ্রবণের কিছু অংশ উষ্ণ অবস্থায় নিয়ে  $\text{K}_2\text{CrO}_4$  দ্রবণ মিশিয়ে পরীক্ষা করে দেখ। হলদ অধঃক্ষেপ (৩) পাওয়া গেলে বুঝতে হবে বেরিয়াম আছে।

যদি বেরিয়াম থাকে, তাহলে বাকী অংশের মধ্যেও  $\text{K}_2\text{CrO}_4$  দ্রবণ মেশাতে হবে। উভয় অংশ একসাথে নিয়ে উত্তপ্ত করে ফোটাও, তারপর ধীরে ধীরে নাড়তে নাড়তে  $\text{K}_2\text{CrO}_4$  দ্রবণ মেশাও যতক্ষণ পর্যন্ত না সমগ্র দ্রবণটি সামান্য হলদ বর্ণের হয়। ছাঁক। অধঃক্ষেপ জল দিয়ে ধুয়ে নাও।

অধঃক্ষেপ: হলুদ,  $\text{BaCrO}_4$  অধঃক্ষেপ  
নিরে শিখা পরীক্ষা  
(flame test) কর।  
পীতভ-সবুজ শিখা।  
বেরিয়াম আছে।

পরিদ্রুত:  $\text{Sr}^{2+}$  এবং  $\text{Ca}^{2+}$  আয়ন থাকতে  
পারে। 1 মি.লি.  $\text{NH}_4\text{OH}$  ও অতিরিক্ত  
 $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$  দ্রবণ মেশাও। সাদা অধঃক্ষেপ।  
 $\text{SrCO}_3$  এবং/অথবা  $\text{CaCO}_3$  থাকতে পারে।  
জল দিয়ে ধুয়ে নাও এবং 5 মি.লি. উষ্ণ  $2\text{N}$ -  
 $\text{CH}_3\text{COOH}$  মিশিয়ে দ্রবীভূত কর। কুঁটিরে  
অতিরিক্ত  $\text{CO}_2$  তাড়িয়ে দাও।

যদি বেরিয়াম না থাকে তাহলে  $\text{K}_2\text{CrO}_4$  না  
মিশিয়ে সরাসরি এখান থেকে আরম্ভ কর।


4 মি.লি. সম্পূর্ণ  $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$  দ্রবণ মেশাও  
(4) এবং জলগাহে 5 মিনিট গরম কর। ছাঁক।

অধঃক্ষেপ: সাদা  $\text{SrSO}_4$   
অধঃক্ষেপ নিরে শিখা  
পরীক্ষা কর। স্থির ঘোলা  
লাল শিখা।  
ক্যালসিয়াম আছে।




পরিদ্রুত:  $\text{Ca}^{2+}$  আয়ন  
থাকতে পারে।  
 $(\text{NH}_4)_2\text{C}_2\text{O}_4$  দ্রবণ  
মেশাও (5) এবং জল-  
গাহে গরম কর। সাদা  
 $\text{CaC}_2\text{O}_4$  অধঃক্ষেপ।  
ক্যালসিয়াম আছে।  
শিখা পরীক্ষা দ্বারা  
পুনরায় প্রমাণিত কর।

সম্ভাব্য: (1)  $\text{NH}_4\text{Cl}$ -র উপস্থিতিতে  $\text{MgCO}_3$  অথবা  $\text{Mg}(\text{OH})_2$   
অধঃক্ষিপ্ত হয় না, কারণ এদের দ্রাব্যতা গুণফল ( $S_{\text{MgCO}_3} = 1 \times 10^{-5}$ ,  
 $S_{\text{Mg}(\text{OH})_2} = 3.4 \times 10^{-11}$ ) বেশী।  $\text{BaCO}_3$  ( $S_{\text{BaCO}_3} = 8.1 \times 10^{-9}$ )  
 $\text{SrCO}_3$  ( $S_{\text{SrCO}_3} = 1.6 \times 10^{-9}$ ) এবং  $\text{CaCO}_3$  ( $S_{\text{CaCO}_3} = 4.8 \times 10^{-9}$ )  
অধঃক্ষিপ্ত হয়, কারণ এদের দ্রাব্যতা গুণফল কম।

(2) অধঃক্ষিপ্ত কার্বনেটগুলি লঘু  $\text{CH}_3\text{COOH}$ -এ দ্রবণীয়:




(3) কেবলমাত্র  $\text{BaCrO}_4$  ( $S_{\text{BaCrO}_4} = 1.6 \times 10^{-10}$ ) লঘু  $\text{CH}_3\text{COOH}$ -  
এ অদ্রবণী।




৪. ৬১.  $Ba^{2+}$ , বোরিয়াম আয়নের শিথিলতা

$BaCl_2 \cdot 2H_2O$  দ্রবণ ব্যবহার কর :

১.  $(NH_4)_2CO_3$  দ্রবণ : সাদা  $BaCO_3$  অধঃক্ষেপ,  $CH_3COOH$  ও লঘু অজৈব অ্যাসিডে দ্রবণীয়।




অতিরিক্ত  $NH_4Cl$ -র উপস্থিতিতে তীব্র অ্যাসিড  $NH_4^+$  ক্লারক  $CO_3^{2-}$ -র সাথে বিক্রিয়া ঘটিয়ে বাইকার্বনেট আয়ন  $HCO_3^-$  উৎপন্ন করে এবং সেজন্য দ্রবণে কার্বনেট আয়নের গাঢ়তা কমে যায় :




সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, অতিরিক্ত  $NH_4Cl$ -র উপস্থিতিতে কিছুটা  $BaCO_3$  দ্রবীভূত হয়ে যায়।


২. লঘু  $H_2SO_4$  : সাদা ভারী  $BaSO_4$  অধঃক্ষেপ,  $(NH_4)_2SO_4$  দ্রবণ ও লঘু অজৈব অ্যাসিডে অদ্রবণীয়।



৩.  $K_2CrO_4$  দ্রবণ : হলুদ  $BaCrO_4$  অধঃক্ষেপ, লঘু  $CH_3COOH$ -এ অদ্রবণীয় (স্ট্রনসিয়াম ও ক্যালসিয়াম হতে পার্থক্য), অজৈব অ্যাসিডে সহজে দ্রবণীয়।



৪.  $(NH_4)_2C_2O_4$  দ্রবণ : সাদা  $BaC_2O_4$  অধঃক্ষেপ, অজৈব অ্যাসিড এবং উষ্ণ ও লঘু  $CH_3COOH$  দ্বারা সহজে দ্রবীভূত হয় (ক্যালসিয়াম হতে পার্থক্য)।



৫. সোডিয়াম রোডজেনেট বিকারক,  $\left( \begin{array}{ccc} CO & - & CO & - & C \cdot ONa \\ | & & & & || \\ CO & - & CO & - & C \cdot ONa \end{array} \right) :$


বিলুপ্ত বিক্রিয়া কাগজে এক ফোটা প্রশম পরীক্ষণীয় দ্রবণ নাও, এবং এক ফোটা বিকারক দ্রবণ যোগ কর। লাল-বাদামী বিলুপ্ত পাওয়া যাবে। দ্রুত ফোটা ০.৫N-HCl এ বিলুপ্ত উপর দাও। উজ্জ্বল লাল রঙে রূপান্তরিত হবে (স্ট্রনসিয়াম হতে পার্থক্য)।

সুবেদিতা—0.25 মাইক্রোগ্রাম। গাঢ় সীমা—1 : 200,000  
 বিকারক দ্রবণ : 0.5% জলীয় দ্রবণ। দ্রবণ বেশীক্ষণ থাকলে বিযোজিত  
 হয়ে যায়। সেজন্য প্রতিদিন অল্প পরিমাণ দ্রবণ তৈরী করে নেওয়া উচিত।  
 মন্তব্য : প্রথম অবস্থায় রোডিজেনিক অ্যাসিডের বেরিয়াম লবণ (লালাভ-  
 বাদামী) অধঃক্ষিপ্ত হয়। ক্যালসিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়াম লবণ বিঘা ঘটায়  
 না। স্ট্রনসিয়াম লবণ বেরিয়াম লবণের অনুরূপ বিক্রিয়া ঘটায়, কিন্তু  
 0.5N-HCl দ্বারা স্ট্রনসিয়াম লবণের লালাভ-বাদামী রঙ অদৃশ্য হয়।  
 অনেক ধাতব আয়ন বিঘা ঘটায়, সেজন্য শ্রেণীগতভাবে পৃথকীকরণের পর  
 এই বিকারক ব্যবহার করা উচিত।

### ৪. 62 $Sr^{2+}$ , স্ট্রনসিয়াম আয়নের বিক্রিয়া


$SrCl_2 \cdot 6H_2O$  দ্রবণ ব্যবহার কর :

1.  $(NH_4)_2CO_3$  দ্রবণ : সাদা  $SrCO_3$  অধঃক্ষেপ,  $CH_3COOH$  ও লব্ধ  
 অজৈব অ্যাসিডে দ্রবণীয়।




অতিরিক্ত  $NH_4Cl$ -র উপস্থিতিতে কিছুটা  $SrCO_3$  দ্রবীভূত হয়ে যায়  
 (৪, 61 পরিচ্ছেদ 1নং বিক্রিয়া দেখ)।


2. লব্ধ  $H_2SO_4$  : সাদা  $SrSO_4$  অধঃক্ষেপ,  $(NH_4)_2SO_4$  দ্রবণ ও লব্ধ  
 অজৈব অ্যাসিডে অদ্রবণীয়।



3.  $K_2CrO_4$  দ্রবণ : স্ট্রনসিয়াম লবণের গাঢ় দ্রবণ হতে হলুদ  $SrCrO_4$   
 অধঃক্ষেপ,  $CH_3COOH$ -এ দ্রবণীয় (Ba হতে পার্থক্য)।



4.  $(NH_4)_2C_2O_4$  দ্রবণ : সাদা  $SrC_2O_4$  অধঃক্ষেপ, অজৈব অ্যাসিডে  
 সম্পূর্ণ দ্রবণীয়, কিন্তু  $CH_3COOH$ -এ সামান্য দ্রবণীয় (sparingly  
 soluble)।



5. সোডিয়াম রোডিজেনেট বিকারক (৪, 61 পরিচ্ছেদ 5নং বিক্রিয়া দেখ) :  
 বেরিয়ামের উপস্থিতিতে নিম্নলিখিতভাবে পরীক্ষা কর : কিছু মাত্রিক  
 হাকিন কাগজ সম্পৃক্ত  $K_2CrO_4$  দ্রবণে সিক্ত করে শুকিয়ে নাও। এরূপ  
 একটা কাগজে এক ফোটা পরীক্ষণীয় দ্রবণ নাও এবং এক মিনিট বাদে এক


ফোঁটা বিকারক দ্রবণ যোগ কর। লালাভ-বাদামী রঙের বলয় তৈরী হবে। বেরিয়াম না থাকলে, বিন্দু বিক্রিয়া কাগজে এক ফোঁটা প্রশম দ্রবণ নাও এবং এক ফোঁটা বিকারক দ্রবণ যোগ কর। লালাভ-বাদামী বিন্দু পাওয়া যাবে।

সুবেদিতা—4 মাইক্রোগ্রাম। গাঢ় সীমা—I : 13,000

8, 63  $\text{Ca}^{2+}$ , ক্যালসিয়াম আয়নের বিক্রিয়া


$\text{CaCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$  দ্রবণ ব্যবহার কর:

1.  $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$  দ্রবণ: সাদা  $\text{CaCO}_3$  অধঃক্ষেপ ( $\text{Ba}^{2+}$  এবং  $\text{Sr}^{2+}$  আয়নের মত একই প্রকার বিক্রিয়া ঘটে।
2. লব্ধ  $\text{H}_2\text{SO}_4$ : গাঢ় দ্রবণ হতে সাদা  $\text{CaSO}_4$  অধঃক্ষেপ, জলে বেশ কিছুটা দ্রবণীয় (2 গ্রাম/লিটার,  $25^\circ \text{C}$ .) এবং  $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ -র সাথে জটিল লবণ  $(\text{NH}_4)_2[\text{Ca}(\text{SO}_4)_2]$  উৎপন্ন করে দ্রবীভূত হয়। (স্ট্রনসিয়াম হতে পার্থক্য)




3.  $\text{K}_2\text{CrO}_4$  দ্রবণ: কোন অধঃক্ষেপণ হয় না। (বেরিয়াম ও স্ট্রনসিয়াম হতে পার্থক্য)

4.  $(\text{NH}_4)_2\text{C}_2\text{O}_4$  দ্রবণ: লব্ধ দ্রবণ হতে ধীরে ধীরে সাদা  $\text{CaC}_2\text{O}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$  অধঃক্ষেপ, অর্ধেক অ্যাসিডে দ্রবণীয়, কিন্তু  $\text{CH}_3\text{COOH}$ -এ অদ্রবণীয় (Ba হতে পার্থক্য)।



5.  $\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]$  দ্রবণ: অতিরিক্ত বিকারকে সাদা  $\text{CaK}_2[\text{Fe}(\text{CN})_6]$  অধঃক্ষেপ পাওয়া যায়।  $\text{NH}_4\text{Cl}$ -র উপস্থিতিতে এই অধঃক্ষেপণ আরও সহজে হয়।



অধিক পরিমাণে Ba এবং Mg লবণ থাকলে একই প্রকার অধঃক্ষেপণ হতে পারে।

8, 26 সারণী (উন-পরিমাণ): ক্যালসিয়াম প্রেশীর খাতব আয়নগুলির বিশ্লেষণ

এই অধঃক্ষেপের মধ্যে থাকতে পারে  $\text{BaCO}_3$ ,  $\text{SrCO}_3$  এবং  $\text{CaCO}_3(1)$ ।



গরম জল দিয়ে অধঃক্ষেপ একবার ধুয়ে নাও। 1 মি.লি. লব্ধ  $\text{CH}_3\text{COOH}$  মিশিয়ে জলগাহে গরম কর যতক্ষণ পর্যন্ত না অধঃক্ষেপ দ্রবীভূত হয় (2)। এই গরম দ্রবণ কয়েক ফোঁটা নাও এবং  $\text{K}_2\text{CrO}_4$  দ্রবণ দ্র-ফোঁটা যোগ কর। হলুদ অধঃক্ষেপ (3) পাওয়া গেলে বন্ধিতে হবে বেরিয়াম আছে।

যদি বেরিয়াম থাকে, তাহলে সমগ্র দ্রবণের মধ্যেই গরম অবস্থায়  $\text{K}_2\text{CrO}_4$  দ্রবণ যোগ কর যতক্ষণ পর্যন্ত না সমগ্র দ্রবণটি সামান্য হলুদ বর্ণের হয়। অপকেন্দ্রণ কর।

অধঃক্ষেপ : হলুদ  
 $\text{BaCrO}_4$ ।

গরম জল দিয়ে ধুয়ে নাও। গাঢ়  $\text{HCl}$  দ্বারা দ্রবীভূত কর, উত্তপ্ত করে শুষ্ক কর, তারপর শিখা পরীক্ষা কর, পীতভ-সবুজ শিখা।

বেরিয়াম আছে

স্বচ্ছ দ্রবণ :  $\text{Sr}^{2+}$  এবং  $\text{Ca}^{2+}$  থাকতে পারে। 1 মি.লি.  $\text{NH}_4\text{OH}$  এবং অতিরিক্ত  $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$  দ্রবণ মেশাও। সাদা অধঃক্ষেপ।  $\text{SrCO}_3$  এবং/অথবা  $\text{CaCO}_3$  থাকতে পারে। অপকেন্দ্রণ কর, গরম জল দিয়ে ধুয়ে নাও, এবং 1 মি.লি.  $2\text{N-CH}_3\text{COOH}$  মিশিয়ে জলগাহে গরম কর। অতিরিক্ত  $\text{CO}_2$  ত্যাগিয়ে দাও। যদি বেরিয়াম না থাকে, তাহলে  $\text{K}_2\text{CrO}_4$  না মিশিয়ে সরাসরি এখান থেকে আরম্ভ কর।

1 মি.লি. সম্পৃক্ত  $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$  দ্রবণ মেশাও (4), জলগাহে 5 মিনিট গরম কর, ঠাণ্ডা কর এবং অপকেন্দ্রণ কর।

অধঃক্ষেপ : সাদা,  
 $\text{SrSO}_4$ ।

গরম জল দিয়ে ধুয়ে নাও। শিখা পরীক্ষা কর। স্থির ঘোর লাল শিখা।

স্ট্রনটিয়াম আছে

স্বচ্ছ দ্রবণ :  $\text{Ca}^{2+}$  থাকতে পারে। কয়েক ফোঁটা  $(\text{NH}_4)_2\text{C}_2\text{O}_4$  দ্রবণ মেশাও (5) এবং জলগাহে গরম কর। সাদা  $\text{CaC}_2\text{O}_4$  অধঃক্ষেপ।

ক্যালসিয়াম আছে

মন্তব্য : (1), (2), (3), (4) এবং (5)-র জন্য 8, 25 সারণীর মন্তব্য দেখ।

8, 27 সারণীঃ কারীর প্রেশীর খাতব আয়নগুলির বিশ্লেষণ

সাদা অবশেষের (8, 11 সারণী দেখ) মধ্যে থাকতে পারে  $\text{Mg}^{2+}$ ,  $\text{Na}^+$  এবং  $\text{K}^+$ । পাতিত জল দ্বারা দ্রবীভূত কর (1) ও চার ভাগে ভাগ কর :

## আম্লিক বিশ্লেষণ

দু-ভাগ নিয়ে  $Mg^{2+}$ -র জন্য পরীক্ষা কর।

(i) 1 মিলি. দ্রবণ নাও, কিছু  $NH_4Cl$  ও  $NH_4OH$  মেশাও, তারপর  $(NH_4)_2CO_3$  দ্রবণ এবং  $(NH_4)_2C_2O_4$  (2) দ্রবণ কিছু মিশিয়ে ফোটাও। যদি কিছু অধঃক্ষেপণ হয় হেঁকে নাও। এখন পরিস্রুতের মধ্যে  $Na_2HPO_4$  দ্রবণ যোগ কর, ঝাঁকাও অথবা কাচদণ্ড দ্বারা ঘন ঘন নাড়। কিছুক্ষণ পর সাদা কেলাসবৃত্ত অধঃক্ষেপণ হয় (3)।

ম্যাগনেসিয়াম আছে।

(ii) 1 মিলি. দ্রবণ নাও, 0.5 মিলি. টাইটান ইয়োডো (titan yellow) বিকারক (0.1%) এবং 0.5 মিলি. 0.1N-NaOH দ্রবণ মেশাও। লাল অধঃক্ষেপ।

ম্যাগনেসিয়াম আছে।

অপর দুই ভাগ হতে এক ভাগ নিয়ে  $Na^+$ -র জন্য এবং অপর ভাগ  $K^+$ -র জন্য পরীক্ষা কর।

(iii) 1 মিলি. দ্রবণ নাও, 2 মিলি. জিংকইউরানিল অ্যাসিটেট দ্রবণ মেশাও এবং কাচদণ্ড দ্বারা নাড়। হলুদ কেলাসবৃত্ত অধঃক্ষেপ (4)। সোডিয়াম আছে।

পুনরায় শিখা পরীক্ষা দ্বারা সোডিয়ামের উপস্থিতি প্রমাণ কর।  
(iv) 1 মিলি. দ্রবণ নাও, কিছু সোডিয়াম কোবাল্ট নাইট্রাইট দ্রবণ এবং কয়েক ফোটা লঘু  $CH_3COOH$  মেশাও। প্রয়োজন হলে একটু গরম কর। হলুদ অধঃক্ষেপ (5)।


পটাসিয়াম আছে।



পুনরায় শিখা পরীক্ষা দ্বারা পটাসিয়ামের উপস্থিতি প্রমাণ কর।

অ্যামোনিয়াম লবণের উপস্থিতি আগেই পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে।

মন্তব্য: (1)  $HNO_3$  মিশিয়ে উত্তপ্ত করার ফলে  $Mg(NO_3)_2$  ভেঙ্গে গিয়ে  $MgO$  উৎপন্ন হতে পারে। সেজন্য সাদা অবশেষ জলে সম্পূর্ণরূপে দ্রবীভূত না হলে হেঁকে নিতে হবে। অবশেষ লঘু  $HCl$ -এ দ্রবীভূত করে  $Mg$ -র জন্য পরীক্ষা করতে হবে।

(2) IV গ্রুপের আয়নগুলি কার্বনেট হিসাবে সম্পূর্ণরূপে অধঃক্ষিপ্ত না হলে  $Na_2HPO_4$  দ্রবণ মিশিয়ে  $Mg$ -র জন্য পরীক্ষা করার সময় ঐ আয়নগুলি ফসফেট হিসাবে অধঃক্ষিপ্ত হবে এবং ভুলের সৃষ্টি করবে। সেজন্য আর একবার  $(NH_4)_2CO_3$  দ্রবণ ও  $(NH_4)_2C_2O_4$  দ্রবণ একত্রে মিশিয়ে গরম করে নেওয়া প্রয়োজন। যদি IV গ্রুপের আয়ন থাকে তাহলে অধঃক্ষিপ্ত হবে এবং হেঁকে পৃথক করা সম্ভব হবে।






8. 64  $\text{Mg}^{2+}$ , ম্যাগনেসিয়াম আয়নের বিক্রিয়া

$\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$  দ্রবণ ব্যবহার কর:

1.  $\text{Na}_2\text{HPO}_4$  দ্রবণ:  $\text{NH}_4\text{Cl}$  ও  $\text{NH}_4\text{OH}$ -র উপস্থিতিতে ঠান্ডা লঘু দ্রবণ হতে ঝাঁকালে অথবা কাচদণ্ড দ্বারা নাড়লে ধীরে ধীরে সাদা কেলাসযুক্ত  $\text{Mg} (\text{NH}_4) \text{PO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$  অধঃক্ষেপ পাওয়া যায়।




2.  $\text{NH}_4\text{OH}$ : আঠাল সাদা  $\text{Mg} (\text{OH})_2$  অধঃক্ষেপ (আংশিক), অ্যামোনিয়াম লবণের উপস্থিতিতে দ্রবীভূত হয় (সাধারণ আয়ন প্রভাব)।



3.  $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$  দ্রবণ:  $\text{NH}_4\text{Cl}$ -র উপস্থিতিতে কোন অধঃক্ষেপণ হয় না (সাধারণ আয়ন প্রভাব)।  $\text{NH}_4\text{Cl}$  মেশান না থাকলে ক্ষারকীয় ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেটের অধঃক্ষেপণ হয়।

4. 8-হাইড্রোক্সিকুইনোলীন অথবা অক্সলিন বিকারক,



1 মি.লি. দ্রবণ নাও, কিছু  $\text{NH}_4\text{Cl}$  মেশাও, তারপর 2 মি.লি. বিকারক দ্রবণ ও 4 মি.লি. লঘু  $\text{NH}_4\text{OH}$  যোগ করে ফোটাও। হলুদ রঙের জটিল লবণ,  $\text{Mg} (\text{C}_9\text{H}_6\text{NO})_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$  অধঃক্ষিপ্ত হবে।  $\text{Na}$  এবং  $\text{K}$  ছাড়া অন্যান্য ধাতব আয়নমুক্ত দ্রবণ নিয়ে পরীক্ষা করা প্রয়োজন।

বিকারক দ্রবণ: 2 গ্রাম বিকারক 100 মি.লি.  $2\text{N}-\text{CH}_3\text{COOH}$  দ্বারা দ্রবীভূত কর।

5. টাইটান ইয়েলো (Titan yellow) বিকারক: স্পট প্লেটে এক ফোটা পরীক্ষণীয় দ্রবণ নাও, এক ফোটা বিকারক দ্রবণ ও এক ফোটা  $0.1\text{N}-\text{NaOH}$  দ্রবণ যোগ কর। লাল রঙ অথবা অধঃক্ষেপ।

সুবেদিতা—1.5 মাইক্রোগ্রাম। গাঢ় সীমা—1 : 33,000

বিকারক দ্রবণ: 0.1% জলীয় দ্রবণ।

**মন্তব্য :**  $Mg(OH)_2$  অধঃক্ষেপের উপরিতলে শোষিত হয়ে এই রঞ্জকের উপাদান অধঃক্ষেপকে গাঢ় লাল রঙে রঞ্জিত করে। I হতে IIIB গ্রুপের ধাতব আয়নগুলির পৃথকীকরণ প্রয়োজন।

### 8,65 $Na^+$ , সোডিয়াম আয়নের বিক্রিয়া

$NaCl$  দ্রবণ ব্যবহার কর :

1. জিংক ইউরানিল অ্যাসিটেট বিকারক (Zinc Uranyl Acetate) : 1 মি.লি. দ্রবণ নাও, 2-4 মি.লি. বিকারক দ্রবণ যোগ কর এবং কাচদণ্ড দ্বারা নাড়। হলদে কেলাসযুক্ত সোডিয়াম জিংক ইউরানিল অ্যাসিটেট  $NaZn(UO_2)_2(CH_3COO)_9 \cdot 9H_2O$  অধঃক্ষেপ পাওয়া যায়। পটাসিয়াম বেশী পরিমাণ থাকলে এই ধরনের অধঃক্ষেপণ হয়। Cu, Hg, Cd, Al, Co, Ni, Mn, Zn, Ca, Ba, Sn এবং অ্যামোনিয়াম  $> 5$  গ্রাম/লিটার থাকলে বিক্রিয়ার স্দবেদিতা কমে যায়।


**বিকারক দ্রবণ :** 10 গ্রাম ইউরানিল অ্যাসিটেট নিয়ে 6 গ্রাম 30%  $CH_3COOH$  দ্বারা দ্রবীভূত কর এবং জল মিশিয়ে 50 মি.লি. কর ('ক' দ্রবণ)। আলাদা পাত্রে 30 গ্রাম জিংক অ্যাসিটেট নাও এবং 3 গ্রাম 30%  $CH_3COOH$  মিশিয়ে দ্রবীভূত কর, তারপর জল মিশিয়ে 50 মি.লি. কর ('খ' দ্রবণ)। 'ক' ও 'খ' দ্রবণ মেশাও এবং সামান্য কিছু  $NaCl$  যোগ কর। 24 ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর অধঃক্ষিপ্ত সোডিয়াম জিংক ইউরানিল অ্যাসিটেট ছেকে নাও। পরিষ্কৃত বিকারক দ্রবণ।

অথবা, জিংক ইউরানিল অ্যাসিটেট প্রয়োজন মত জলে অথবা  $N-CH_3COOH$ -এ দ্রবীভূত কর।

### 8,66 $K^+$ , পটাসিয়াম আয়নের বিক্রিয়া

$KCl$  দ্রবণ ব্যবহার কর :

1. সোডিয়াম কোবাল্ট নাইট্রাইট দ্রবণ (Sodium Cobaltinitrite) : 1 মি.লি. দ্রবণ নাও, কিছু বিকারক দ্রবণ এবং কয়েক ফোঁটা লঘু  $CH_3COOH$  মেশাও। প্রয়োজন হলে গরম কর। পটাসিয়াম দ্রবণ গাঢ় হলে তাড়াতাড়ি, লঘু হলে ধীরে ধীরে হলদে অধঃক্ষেপণ হয়। অ্যামোনিয়াম লবণ অনুরূপ অধঃক্ষেপ দেয়, স্দতরাং উপস্থিত থাকলে সম্পর্করূপে অপসারণ প্রয়োজন। অয়োডাইড ও অন্যান্য বিজারক বিষয় ঘটায়।




সূক্ষ্ম পরীক্ষা : এক ফোঁটা প্রশম দ্রবণ নাও, এক ফোঁটা লব্ধ  $\text{CH}_3\text{COOH}$  যোগ কর, তারপর এক ফোঁটা  $\text{AgNO}_3$  দ্রবণ (0.05%) এবং 4-5 ফোঁটা সম্পৃক্ত বিকারক দ্রবণ মেশাও। হলুদ রঙের অধঃক্ষেপ অথবা ঘোলাটে দ্রবণ।


সূচকদ্রব্য—1 মাইক্রোগ্রাম। গাঢ় সীমা—1 : 50,000

বিকারক দ্রবণ : সম্পৃক্ত জলীয় দ্রবণ।

2.  $\text{HClO}_4$  দ্রবণ (3N) : সাদা কেলাসযুক্ত  $\text{KClO}_4$  অধঃক্ষেপ। পটাশিয়াম দ্রবণ অতি লব্ধ হলে অধঃক্ষেপণ হয় না।



3. ক্লোরোপ্লাটিনিক অ্যাসিড দ্রবণ  $\text{H}_2[\text{PtCl}_6]$  : গাঢ় দ্রবণ হতে হলুদ কেলাসযুক্ত  $\text{K}_2[\text{PtCl}_6]$  অধঃক্ষেপ। লব্ধ দ্রবণ হতে অধঃক্ষেপণ হতে দেরী হয় এবং ঠান্ডা করে কাচদণ্ড দ্বারা ক্রমাগত নাড়তে হয়। অ্যামোনিয়াম লবণ অনুরূপ অধঃক্ষেপ দেয়।



বিকারক দ্রবণ : 10 মি.লি. জলে 2.7 গ্রাম  $\text{H}_2[\text{PtCl}_6]$ ,  $6\text{H}_2\text{O}$  দ্রবীভূত করা হয়।

8, 67  $\text{NH}_4^+$ , অ্যামোনিয়াম আয়নের বিক্রিয়া

$\text{NH}_4\text{Cl}$  দ্রবণ ব্যবহার কর :

1.  $\text{NaOH}$  দ্রবণ : গরম করলে  $\text{NH}_3$  গ্যাস নির্গত হয়।  $\text{NH}_3$  গ্যাস (ক) গন্ধ শুঁকে বোঝা যায়; (খ) ভিজা লাল লিটমাস কাগজকে নীল করে; (গ)  $\text{Hg}_2(\text{NO}_3)_2$ -কাগজকে কাল করে, ইত্যাদি।



(কাল)

2. নেসলারের বিকারক (Nessler's Reagent) : এক ফোঁটা পরীক্ষণীয় দ্রবণ স্পট প্লেটে নাও, এক ফোঁটা  $\text{NaOH}$  দ্রবণ এবং 2 ফোঁটা বিকারক দ্রবণ মেশাও। বাদামী দ্রবণ অথবা অধঃক্ষেপ। বিস্ফোট বিক্রিয়া কাগজেও এই পরীক্ষা করা চলে।

সূচকদ্রব্য—0.3 মাইক্রোগ্রাম  $\text{NH}_3$ ।

বিকারক দ্রবণ : 10 গ্রাম  $\text{KI}$  নিয়ে 10 মি.লি. অ্যামোনিয়া মৃদু জলে

দ্রবীভূত কর। তারপর  $HgCl_2$ -র সম্পৃক্ত দ্রবণ (60 গ্রাম/লিটার) নাড়তে নাড়তে ঢাল (অল্প পরিমাণ এক একবারে) যতক্ষণ পর্যন্ত না সামান্য স্থায়ী অধঃক্ষেপ পাওয়া যায়। এখন ঐ মিশ্রণে 80 মি.লি. 9N-KOH দ্রবণ যোগ কর এবং সমগ্র দ্রবণটির আয়তন জল মিশিয়ে 200 মি.লি. কর। একরাতি অপেক্ষা করার পর উপরের স্বচ্ছ দ্রবণ ঢেলে নাও এবং বিকারক দ্রবণ হিসাবে কাজে লাগাও।

সুতরাং নেসলার বিকারক দ্রবণ বলতে বোঝায় পটাসিয়াম মারকিউরি আয়োডাইডের  $K_2[HgL_4]$  ক্ষারীয় দ্রবণ।

মন্তব্য :  $NH_3$ -র পরিমাণ অনুসারে হলুদ দ্রবণ, অথবা বাদামী দ্রবণ অথবা অধঃক্ষেপ পাওয়া যায়। ক্ষারীয় ধাতু ছাড়া অন্যান্য ধাতুর উপস্থিতি বিষয় ঘটায়, সুতরাং তাদের অপসারণ প্রয়োজন। উপরের 1নং পরীক্ষার দ্বারা  $NH_3$  পৃথক করে নেওয়ার পর 2নং পরীক্ষা করা বাঞ্ছনীয়।

### 8, 28 সারণী (উন-পরিমাণ) : ক্ষারকীয় প্রেণীর ধাতব আয়নগুলির বিশ্লেষণ

সাদা অবশেষের মধ্যে থাকতে পারে  $Mg^{2+}$ ,  $Na^+$  এবং  $K^+$ । পাতিত জল দ্বারা দ্রবীভূত কর (1) ও চার ভাগে ভাগ কর :

দু-ভাগ নিয়ে  $Mg^{2+}$ -র জন্য পরীক্ষা কর।

(i) 0.5 মি.লি. দ্রবণে কয়েক ফোঁটা  $NH_4Cl$  দ্রবণ যোগ কর, তারপর 0.25 মি.লি. অক্সিন বিকারক দ্রবণ ও 1 মি.লি. 2.5N- $NH_4OH$  মিশিয়ে জলগাহে গরম কর। ফিকে হলুদ অধঃক্ষেপ।

ম্যাগনেসিয়াম আছে

(ii) কয়েক ফোঁটা দ্রবণ নাও, 2 ফোঁটা টাইটান ইয়োডো বিকারক এবং 2 ফোঁটা 0.1N-NaOH দ্রবণ মেশাও। লাল অধঃক্ষেপ।

ম্যাগনেসিয়াম আছে

অপর দুই ভাগ হতে এক ভাগ নিয়ে  $Na^+$ -র জন্য এবং অপর ভাগ  $K^+$ -র জন্য পরীক্ষা কর। 8, 27 সারণী অনুযায়ী কর।

মন্তব্য : (1)-র জন্য 8, 27 সারণীর মন্তব্য (1) দেখ।

## ৪. ৬৪ অদ্রবণীয় লবণের পরীক্ষা (Tests for insoluble salts)

যে লবণগুলি অম্লরাজে অদ্রবণীয়, তাদের অদ্রবণীয় লবণ বলা হয়। আঙ্গিক বিশ্লেষণে পরীক্ষণীয় বস্তু অম্লরাজ মিশিয়ে গরম করার পর যে অবশেষ থাকে তা নিয়ে এই বিশেষ পরীক্ষা করা হয়। অদ্রবণীয় লবণ-গুলির একটা তালিকা নীচে দেওয়া হল:

১.  $\text{AgCl}$  (সাদা),  $\text{AgBr}$  (হলুদ আভা),  $\text{AgI}$  (ফিকে হলুদ)।
২.  $\text{PbSO}_4$  (সাদা)।
৩.  $\text{BaSO}_4$  (সাদা),  $\text{SrSO}_4$  (সাদা)।
৪. পূর্বে জ্বালিত অক্সাইডগুলি, যেমন  $\text{Al}_2\text{O}_3$  (সাদা),  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  (গাঢ় লাল),  $\text{Cr}_2\text{O}_3$  (সবুজ),  $\text{SnO}_2$  (সাদা),  $\text{Sb}_2\text{O}_4$  (সাদা)।
৫.  $\text{CaF}_2$  (সাদা)।
৬. পূর্বে গলিত (fused)  $\text{PbCrO}_4$  (বাদামী)।
৭.  $\text{SiO}_2$  এবং অন্যান্য সিলিকেটগুলি (সাদা) (সাধারণতঃ গাঢ়  $\text{HCl}$  অথবা অম্লরাজে বিয়োজিত হয়)।
৮.  $\text{Cu}_2\text{Fe}(\text{CN})_6$  (লালাভ-বাদামী),  $\text{Zn}_2\text{Fe}(\text{CN})_6$  (সাদা) এবং প্রদীপ্য নীল  $\text{KFeFe}(\text{CN})_6$ ।

(ক) অদ্রবণীয় লবণ যদি সাদা হয় এবং  $\text{BaSO}_4$  ও  $\text{SrSO}_4$  আছে বলে সন্দেহ হয় তাহলে শিখা পরীক্ষা কর:

প্লাটিনাম তারে কিছু লবণ নিয়ে প্রথমে দীপ শিখার উচ্চ বিজারক মণ্ডলে (ষষ্ঠ অধ্যায় দেখ) রেখে লবণকে বিজারিত করে নাও (সালফেট লবণ সালফাইড হয়ে যায়), তারপর  $\text{HCl}$ -এ সিন্ত করে অনদ্ভুজ লবণ শিখার নিম্ন জারক মণ্ডলে ধর। পীতাভ-সবুজ শিখা—বেরিয়াম; স্থির ঘোর লাল শিখা—স্ট্রনসিয়াম।  $\text{CaF}_2$  থাকলে স্বল্পস্থায়ী পীতাভ-লাল শিখা পাওয়া যায়।

(খ)  $\text{PbSO}_4$ -র জন্য: কিছু অংশ অদ্রবণীয় লবণ সম্পূর্ণ  $\text{CH}_3\text{COONH}_4$  দ্রবণ মিশিয়ে গরম কর, ছাঁক, পরিস্ফুট নিয়ে  $\text{Pb}^{2+}$  ও  $\text{SO}_4^{2-}$  জন্য পরীক্ষা কর।

(গ) প্লাটিনাম তারের রিঙে  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  গুল্টিকা তৈরী করে কিছু অদ্রবণীয় লবণ গুল্টিকার সাথে লাগিয়ে নাও, একটু গরম কর, তারপর কঠিন  $\text{NaOH}$  অল্প একটু ঐ গুল্টিকার লাগিয়ে নিয়ে ভাল করে দীপ শিখার গলিয়ে (fusion) নাও। এখন অল্প জলে গুল্টিকাটি দ্রবীভূত করে দ্রবণ নিয়ে নিম্নলিখিত পরীক্ষা কর:

- (i) সিলিকা ( $\text{SiO}_2$ ) এবং অন্যান্য সিলিকেটের জন্য অ্যামোনিয়াম মালিবডেট-বেনজিডিন পরীক্ষা (মাইক্রোকস্মিক গুঁটিকা পরীক্ষায় আগেই আভাস পাওয়া যাবে)।
- (ii)  $\text{Al}_2\text{O}_3$ -র জন্য অ্যালুমিনারিন পরীক্ষা।
- (iii)  $\text{Cr}_2\text{O}_3$ -র জন্য ডাইফিনাইল কার্বাজাইড অথবা পারক্সিক্রোমেট পরীক্ষা (দ্রবণ হলুদ হবে)।
- (iv)  $\text{SnO}_2$ -র জন্য ক্যাকোথেলিন পরীক্ষা (প্রতিপ্রভা পরীক্ষায় আগেই আভাস পাওয়া যায়)।
- (v)  $\text{Sb}_2\text{O}_4$ -র জন্য  $\text{H}_2\text{S}$  পরীক্ষা অথবা রোডামিন-B বিকারক মিশিয়ে পরীক্ষা।
- (ঘ) অদ্রবণীয় লবণের কিছু অংশ নিয়ে  $\text{NaOH}$  দ্রবণ মিশিয়ে ফোটাও এবং ছাঁক।

লবণে  $\text{PbCrO}_4$  থাকলে, দ্রবণে থাকবে  $\text{Na}_2\text{CrO}_4$  এবং  $\text{Na}_2[\text{PbO}_2]$ ।



Cr এবং Pb-র জন্য নির্দিষ্ট বিকারক মিশিয়ে পরীক্ষা কর। দ্রবণ ছেঁকে নিয়ে নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে ক্লোরাইড, ব্রোমাইড ও আয়োডাইডের পরীক্ষা কর।



এই সমস্ত বিশেষ পরীক্ষা ছাড়াও সাধারণভাবে  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  গলন (fusion) পরীক্ষা করা যেতে পারে। তবে গলন পরীক্ষার আগে অদ্রবণীয় মিশ্রণে লেড ( $\text{CH}_3\text{COONH}_4$  দ্রবণ দ্বারা) এবং সিলভার (গাঢ়  $\text{KCN}$  দ্রবণ দ্বারা) থাকলে পৃথক করে নেওয়া হয়। নিকেল মর্দচিত অদ্রবণীয় অবশেষ নিয়ে 3 বা 4 গুণ অনাদ্র  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  মিশিয়ে 20 মিনিট গলিত অবস্থায় উত্তপ্ত করে রাখ, তারপর ঠান্ডা করে পাতিত জল মিশিয়ে ফোটাও এবং ছাঁক।

**অবশেষ:**  $\text{BaCO}_3$ ,  $\text{SrCO}_3$ ,  $\text{CaCO}_3$  এবং অন্যান্য কার্বনেট। এ ছাড়া থাকে অপরিবর্তিত  $\text{CaF}_2$ ,  $\text{SnO}_2$ ,  $\text{Sb}_2\text{O}_4$ ,  $\text{Al}_2\text{O}_3$  ইত্যাদি।  
লব্ধ  $\text{NHO}_3$  মিশিয়ে গরম কর এবং ছাঁক।

**পরিপ্রসূত:** থাকতে পারে  $\text{Na}_2\text{CrO}_4$ ,  $\text{NaAlO}_2$ ,  $\text{Na}_2\text{SnO}_3$ ,  $\text{NaF}$  এবং  $\text{Na}_2\text{SO}_4$ ।

**অবশেষ:** যদি মাদা হয়  $\text{CaF}_2$ ,  $\text{SnO}_2$ ,  $\text{Sb}_2\text{O}_4$ ,  $\text{Al}_2\text{O}_3$ ,  $\text{SiO}_2$  থাকতে পারে।  $\text{NaOH}$  মিশিয়ে গলাও, জল মিশিয়ে দ্রবীভূত কর। দ্রবণে থাকবে  $\text{NaAlO}_2$ ,  $\text{Na}_2\text{SnO}_3$ ,  $\text{NaSbO}_2$ ,  $\text{Na}_2\text{SiO}_3$  ইত্যাদি। দ্রবণ নিয়ে নির্দিষ্ট বিকারক মিশিয়ে পরীক্ষা কর।

**পরিপ্রসূত:** বাষ্পীভবন করে শুদ্ধ কর,  $\text{HCl}$ -এ দ্রবীভূত কর এবং নির্দিষ্ট বিকারক মিশিয়ে পরীক্ষা কর।

দ্রবণ নিয়ে  $\text{BaCl}_2$  দ্রবণ মিশিয়ে  $\text{F}^-$  এবং  $\text{SO}_4^{2-}$ -র পরীক্ষা কর। দ্রবণ নিয়ে  $\text{Cr}$ -র জন্য ডাইফিনাইল কার্বাজাইড,  $\text{Al}$ -র জন্য অ্যালিজারিন,  $\text{Sn}$ -র জন্য  $\text{H}_2\text{S}$  পরীক্ষা কর।

লবণে  $\text{Zn}_2\text{Fe}(\text{CN})_6$  থাকলে, দ্রবণে থাকবে  $\text{Na}_2\text{ZnO}_2$  এবং  $\text{Na}_4\text{Fe}(\text{CN})_6$ । নির্দিষ্ট বিকারক মিশিয়ে পরীক্ষা কর।


লবণে  $\text{Cu}_2\text{Fe}(\text{CN})_6$  থাকলে, দ্রবণে থাকবে  $\text{Na}_4\text{Fe}(\text{CN})_6$  এবং অবশেষ থাকবে  $\text{CuO}$ । দ্রবণে ফেরোসায়ানাইড আয়নের জন্য পরীক্ষা কর।  $\text{CuO}$ -কে  $\text{HCl}$ -এ দ্রবীভূত করে কপারের পরীক্ষা কর।

লবণে প্রদর্শনীয় নীল থাকলে, দ্রবণে থাকবে  $\text{Na}_4\text{Fe}(\text{CN})_6$  এবং অবশেষ থাকবে  $\text{Fe}(\text{OH})_3$ ।

(ঙ) অদ্রবণীয় লবণ যদি গাঢ় লাল হয় তাহলে  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  থাকার সম্ভাবনা থাকে (সোহাগা গুটিকা পরীক্ষার আভাস পাওয়া যায়)।  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  গাঢ়  $\text{HCl}$  মিশিয়ে ফোটাতে আংশিক দ্রবীভূত হয়। ঐ দ্রবণ নিয়ে  $\text{Fe}^{3+}$ -র জন্য পরীক্ষা কর।

(চ)  $\text{AgCl}$ ,  $\text{AgBr}$  এবং  $\text{AgI}$ : কিছ্ অদ্রবণীয় লবণ নিয়ে গাঢ়  $\text{KCN}$  মিশিয়ে একটু গরম কর। যদি শুধু সিলভার লবণ থাকে তাহলে সম্পূর্ণরূপে দ্রবীভূত হয়ে থাকে। প্রয়োজন হলে ছেকে নাও। পরিস্ফুট জল মিশিয়ে লব্ধ কর এবং  $\text{H}_2\text{S}$  গ্যাস চালিত কর। সিলভার লবণ থাকলে কাল  $\text{Ag}_2\text{S}$  অধঃক্ষেপণ হবে। ছাঁকি, জল দিয়ে ধুয়ে নাও, অধঃক্ষেপ লব্ধ  $\text{HNO}_3$ -এ দ্রবীভূত কর, লব্ধ  $\text{HCl}$  যোগ কর, সাদা  $\text{AgCl}$  অধঃক্ষেপ।

যদি এইভাবে সিলভারের উপস্থিতি প্রমাণিত হয় তাহলে অদ্রবণীয় লবণের কিছ্ অংশ নিয়ে গলাও, তারপর ঠান্ডা করে  $\text{Zn}$  ও লব্ধ  $\text{H}_2\text{SO}_4$  মেশাও, গরম কর, কিছ্ক্ষণ অপেক্ষা কর। সিলভার লবণ বিজারিত হয়ে  $\text{Ag}$  কণা উৎপন্ন করে, আর অ্যানায়নগুলি  $\text{Zn}^{2+}$ -র সাথে দ্রবণে থাকে।



### ৪, ৬৭ অজানা লবণের বিশ্লেষণ

অজানা অজৈব লবণের মিশ্রণ কি করে রীতিবদ্ধভাবে আগিক বিশ্লেষণ করতে হয় এবং কিভাবে খাতায় লিখতে হয়, তার একটা নমুনা দেওয়া হল।

তারিখ

বিশ্লেষণ সংখ্যা-

- (i) লবণ মিশ্রণের নম্বর,
- (ii) লবণ মিশ্রণের ভৌত বিশেষত্ব—বেমন, রঙ, কেলাস অথবা পাউডার, ইত্যাদি,
- এবং (iii) দ্রবণীয়তা।

## A. প্রাথমিক পরীক্ষা

বিবেচন	নিরীক্ষা	অনুমান
1. পরীক্ষা-নলে উত্তপ্ত-করণ।	1. অল্প একটু হালদা উৎক্ষেপ, গরম করলে হালদা হয়, ঠান্ডা করলে সাদা হয়।	1. Zn থাকতে পারে।
2. বাল্ব-নল পরীক্ষা।	2. কোন গন্ধ নেই, কোন প্রলেপ পড়ে নাই।	2. $NH_3$ , Hg এবং As নাই।
3. (ক) কাঠকয়লায় জারকশিখা পরীক্ষা।	3. (ক) সাদা অবশেষ।	3. (ক) Pb, Cu, Fe, ইত্যাদি নাই।
(খ) কোবাল্ট নাইট্রেট পরীক্ষা।	(খ) গাঢ় নীল অবশেষ।	(খ) ফসফেট, বোরেট, ইত্যাদি থাকতে পারে।
4. সোহাগা গুটিকা পরীক্ষা।	4. উল্লেখযোগ্য নয়।	4. Co, Cr, Cu, Ni, Mn ইত্যাদি নাই।
5. দীপশিখা পরীক্ষা।	5. স্থির উজ্জ্বল সোনালী হালদা শিখা, নীল কাচের ভিতর দিয়ে বর্ণহীন।	5. Na থাকতে পারে।
6. লবণ মিশ্রণ + লঘু $H_2SO_4$ — গরম করা হয়েছে।	6. বর্ণহীন বাঁঝালো গ্যাস, স্বাস্রোধ করে, গন্ধক পোড়া গন্ধ, অ্যাসিডীয় $K_2Cr_2O_7$ দ্রবণে সিন্ধু কাগজকে সবুজ করে, ফটক্সিন দ্রবণ বর্ণহীন হয়।	6. সালফাইট, থায়ো-সালফেট থাকতে পারে।
7. লবণ মিশ্রণ + গাঢ় $H_2SO_4 + CH_3OH \rightarrow$ গরম করা হয়েছে। উদারী গ্যাস আগুনে পোড়ান হয়েছে।	7. সবুজ শিখায় পোড়ে।	7. বোরেট অথবা মৃদু বোরিক অ্যাসিড।
8. অ্যাসিড না মিশিয়ে 7নং পরীক্ষা পুনরায় করা হয়েছে।	8. উল্লেখযোগ্য নয়।	8. মৃদু বোরিক অ্যাসিড নাই।

### B. অ্যানায়নের জন্য আর্দ্র পরীক্ষা

0.5 গ্রাম লবণ মিশ্রণ নিয়ে 20 মি.লি. পাতিত জল মিশিয়ে ফোটান হয়েছে এবং ঠান্ডা হলে ছেকে নিয়ে অ্যানায়নের জন্য পরীক্ষা করা হয়েছে। পরিস্রুত নিয়ে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে:

1. প্রথম অংশ +  $\text{AgNO}_3$  দ্রবণ  $\rightarrow$  সাদা, হলুদ, অবশেষে কাল অধঃক্ষেপ  $\rightarrow$  থায়োসালফেট আছে।
2. দ্বিতীয় অংশ +  $\text{FeCl}_3$  দ্রবণ  $\rightarrow$  অস্থায়ী রক্ত বেগুনী দ্রবণ, অম্পক্ষণ পরে বর্ণহীন দ্রবণ  $\rightarrow$  থায়োসালফেট প্রমাণিত।
3. তৃতীয় অংশ +  $\text{BaCl}_2$  দ্রবণ  $\rightarrow$  ঘোলাটে দ্রবণ, লঘু  $\text{HCl}$  মেশালে  $\text{SO}_2$  গ্যাস বের হয়েছে, দ্রবণ পরিষ্কার হয়ে সালফারের অধঃক্ষেপণ হয়েছে  $\rightarrow$  সালফেট নাই।

### C. পরীক্ষণীয় লবণের দ্রবণ প্রস্তুতি

0.5 গ্রাম লবণ মিশ্রণ নিয়ে 20 মি.লি. পাতিত জল মিশিয়ে ফোটান হয়েছে এবং গরম অবস্থায় ছেকে নেওয়া হয়েছে।

অবশেষ: লঘু  $\text{HCl}$  মেশালে সম্পূর্ণরূপে দ্রবীভূত হয়। এই দ্রবণ (খ) নিয়ে পর্যায়ক্রমে শ্রেণীগতভাবে ধাতব ক্যাটায়নের বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

পরিস্রুত (ক): এই পরিস্রুত নিয়ে পর্যায়ক্রমে শ্রেণীগতভাবে ধাতব ক্যাটায়নের বিশ্লেষণ করা হয়েছে, কিন্তু কোন ধাতব লবণের অধঃক্ষেপ পাওয়া যায় নাই। শুধুমাত্র I গ্রুপে সালফারের অধঃক্ষেপণ হয়েছে। পরিস্রুতের কিছু অংশ বাষ্পীভবন প্রক্রিয়ায় শুষ্ক করে কঠিন অবশেষ-সহ দীর্ঘাধা পরীক্ষা করা হয়েছে  $\rightarrow$  উজ্জ্বল সোনালী হলুদ শিখা, নীল কাচের ভিতর দিয়ে দেখা যায় না। সোডিয়াম আছে।

পরিস্রুতের কিছু অংশ + জিংক ইউরানিল অ্যাসিটেট দ্রবণ  $\rightarrow$  কালো হলুদ অধঃক্ষেপণ হয়েছে। সোডিয়ামের উপস্থিতি পুনরায় প্রমাণিত হয়েছে।

পূর্বসূরকে প্রেরণিতভাবে দ্রবণ (খ) নিয়ে বিশ্লেষণ

এই ক্রোমাইড দ্রবণ ভালভাবে ঠান্ডা করা হয়েছে

অধঃক্ষেপ: নাই।  
I গ্রুপ নাই।

অ্যাসিড মাত্রা 0.3N ঠিক করা হয়েছে, তারপর গরম করে  $H_2S$  চালিত করা হয়েছে।

অধঃক্ষেপ: নাই।  
II(A+B) গ্রুপ  
নাই।

$H_2S$  তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। দ্রবণে গাঢ়  $HCl + CH_3OH$  মিশিয়ে ফোটান হয়েছে। তিনবার এইভাবে গাঢ়  $HCl + CH_3OH$  মিশিয়ে ফোটান হয়েছে এবং পরে দ্রবণের একটুখানি নিম্নে বোরেকের জন্য পরীক্ষা করা হয়েছে। দেখা গেছে দ্রবণ বোরেক মৃদু হয়েছে। তারপর  $NH_4Cl + NH_4OH$  মেশান হয়েছে এবং দ্রবণ অ্যামোনিয় করা হয়েছে।

অধঃক্ষেপ: নাই।  
III A গ্রুপ নাই।

$H_2S$  চালিত করা হয়েছে এবং ছেকে নেওয়া হয়েছে।

অধঃক্ষেপ: সাদা।  
IIIB গ্রুপ আছে।

পরিম্রত:  $H_2S$  তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। দ্রবণের আরতন বাষ্পীভবন প্রক্রিয়ায় কমানো হয়েছে।  
 $(NH_4)_2CO_3$  দ্রবণ মেশান হয়েছে।

অধঃক্ষেপ: নাই।  $Na_2HPO_4$  দ্রবণ মিশিয়ে বাকান IV গ্রুপ নাই। হয়েছে, ক্যাচনড দ্বারা নাড়া হয়েছে।  
কোন অধঃক্ষেপ নাই।  $Mg$  নাই।

### IIIB গ্রুপের বিশ্লেষণ

অধঃক্ষেপ ধুয়ে নিয়ে লব্ধ HCl মেশান হয়েছে

<p>অধঃক্ষেপ : নাই। Ni এবং Co নাই।</p>	<p>H<sub>2</sub>S তাড়ান হয়েছে, লব্ধ NaOH দ্রবণ মিশিয়ে ফোটান হয়েছে।</p>
<p>অধঃক্ষেপ : নাই। Mn নাই।</p>	<p>CH<sub>3</sub>COOH দ্বারা অ্যাসিডীয় করে H<sub>2</sub>S চালিত করা হয়েছে। সাদা অধঃক্ষেপ। Zn আছে। এই অধঃক্ষেপ নিয়ে কোবাল্ট নাইট্রেট পরীক্ষা করা হয়েছে → সবুজ অবশেষ। Zn-র উপস্থিতি প্রমাণিত হয়েছে।</p>

অতএব জলীয় দ্রবণ (ক) থেকে পাওয়া গেছে Na<sup>+</sup> এবং S<sub>2</sub>O<sub>3</sub><sup>2-</sup>, আর HCl দ্রবণ (খ) থেকে পাওয়া গেছে Zn<sup>2+</sup>। জলীয় দ্রবণ শুষ্ক করে বোরেটের জন্য পরীক্ষা করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য সবুজ শিখা হয় নাই। সুতরাং অনুমান করা যায় যে Zn(BO<sub>2</sub>)<sub>2</sub> হিসাবে দেওয়া হয়েছে। তাহলে লবণ মিশ্রণ দেওয়া হয়েছে Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub> এবং Zn(BO<sub>2</sub>)<sub>2</sub>।

## ৪, ২০. সারণী: অজৈব যৌগের দ্রবণীয়তা

## আয়রন (আল)

নাম	নামকৃত ও রঙ	জলে দ্রবণীয়তা গ্রাম/100 মি.লি. জল	অন্যান্য দ্রাবকে দ্রবণীয়তা
আয়রন অক্সাইড	FeO কাল		অ্যাসিড
" আর্সেনেট	Fe <sub>3</sub> (AsO <sub>4</sub> ) <sub>2</sub> · 6H <sub>2</sub> O		"
"	সাদা	অদ্রবণীয়	"
" আয়োডাইড	FeI <sub>2</sub> · 4H <sub>2</sub> O সবুজ	দ্রবণীয়	—
" কার্বনেট	FeCO <sub>3</sub> ধূসর	$6.5 \times 10^{-3}$	অ্যাসিড
" ক্লোরাইড	FeCl <sub>2</sub> সবুজ	70	—
" থায়োসায়ানোট	Fe(CNS) <sub>2</sub> · 3H <sub>2</sub> O সবুজ	দ্রবণীয়	—
" নাইট্রেট	Fe(NO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> · 6H <sub>2</sub> O	134	—
"	সবুজ		
" ফসফেট	Fe <sub>3</sub> (PO <sub>4</sub> ) <sub>2</sub> · 8H <sub>2</sub> O	অদ্রবণীয়	অ্যাসিড
"	ধূসর নীল		H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>
" ফেরিসায়ানাইড	Fe <sub>3</sub> [Fe(CN) <sub>6</sub> ] <sub>2</sub> নীল	"	"
" ফেরোসায়ানাইড	Fe <sub>2</sub> [Fe(CN) <sub>6</sub> ] নীল	"	অ্যাসিড
" ক্লোরাইড	FeF <sub>2</sub> · 8H <sub>2</sub> O সবুজ	সামান্য দ্রবণীয়	
" ব্রোমাইড	FeBr <sub>2</sub> হলুদ	116	
" সালফাইড	FeS কাল	$6.2 \times 10^{-4}$	অ্যাসিড
" সালফাইট	2FeSO <sub>3</sub> · 5H <sub>2</sub> O সবুজ	খুব সামান্য দ্রবণীয়	"
" সালফেট	FeSO <sub>4</sub> · 7H <sub>2</sub> O সবুজ	48	—

আম্লরন (ইক)

আম্লরন	অক্সাইড	আম্লরন (ইক)	অক্সাইড
"	অক্সাইড	$\text{Fe}_2\text{O}_3$ লাল	$\text{HCl}$
"	আর্সেনাইড	$\text{Fe}_3\text{O}_4$ কাল	"
"	ক্লোরাইড	$\text{FeAsO}_4 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ সাদা	অ্যাসিড
"	ক্লোরেট	$\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$	—
"	থায়োসায়ানোট	হলুদ-বাদামী	—
"	নাইট্রেট	$\text{Fe}(\text{ClO}_3)_2$	—
"	ফসফেট	$\text{Fe}(\text{CNS})_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$	—
"	ফেরোসায়ানাইড	লাল	—
"	ক্লোরাইড	$\text{Fe}(\text{NO}_3)_3 \cdot 9\text{H}_2\text{O}$	অ্যাসিড
"	সালফাইড	ফিকে বেগুনী	$\text{HCl}, \text{H}_2\text{SO}_4$
"	সালফেট	$\text{FePO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ হলুদ	অ্যাসিড
"	সালফাইড	$\text{Fe}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]_3$ নীল	—
"	সালফাইড	$\text{FeF}_3$ সবুজ	অ্যাসিড
"	সালফাইড	$\text{FeBr}_3$ হলুদ	"
"	সালফাইড	$\text{Fe}_2\text{S}_3$ পীতভ সবুজ	"
"	সালফেট	$\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ হলুদ	"

আর্সেনিক (আল)

আর্সেনিক	অক্সাইড	আর্সেনিক (আল)	অক্সাইড
"	অক্সাইড	$\text{As}_2\text{O}_3$ সাদা	অ্যাসিড, ক্ষারক
"	আয়োডাইড	$\text{AsI}_3$ লাল	—
"	ক্লোরাইড	$\text{AsCl}_3$ বর্ণহীন	অ্যাসিড
"	ব্রোমাইড	$\text{AsBr}_3$ হলুদ	"
"	সালফাইড	$\text{As}_2\text{S}_3$ হলুদ	$\text{HNO}_3$ , ক্ষারক



# আর্সেনিক (ইক)

সংকেত ও রঙ

নাম

জলে দ্রবীয়তা  
গ্রাম/100 মি.মি. জল

অন্যান্য দ্রাবকে দ্রবীয়তা

৩৫৫

আর্সেনিক অক্সাইড

$As_2O_3$  সাদা

150

" অ্যাসিড

$2H_3AsO_4 \cdot H_2O$  সাদা

16.7

" সালফাইড

$As_2S_3$  হলুদ

অদ্রবীয়

$HNO_3$ , ক্ষারক

অ্যান্টিমনি অক্সাইড

$Sb_2O_3$  সাদা

$1.8 \times 10^{-3}$

$Sb_2O_4$  সাদা

অদ্রবীয়

$Sb_2O_5$  হলুদ

0.3

" অয়োডাইড

$SbI_3$  লালভ হলুদ

জল বিঘ্নেয়

$SbCl_3$  সাদা

"

$SbF_3$  ধূসর সাদা

445

" ক্লোরাইড

$SbBr_3$  সাদা

জল বিঘ্নেয়

$Sb_2S_3$  কমনা

$1.7 \times 10^{-4}$

" সালফাইড

$Sb_2(SO_4)_3$  সাদা

জল বিঘ্নেয়

"

"

অ্যামোনিয়াম আর্সেনাইট

$NH_4AsO_2$  সাদা

অ্যামোনিয়াম

" আর্সেনেট

$(NH_4)_3AsO_4 \cdot 3H_2O$

খুব দ্রবীয়

" অয়োডাইড

$NH_4I$  সাদা

170

" কার্বনেট

$(NH_4)_2CO_3 \cdot H_2O$  সাদা

100

পারমাণবিক ভর

অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড	$\text{NH}_4\text{Cl}$ সাদা	৩৭.২	
" ক্রোমেট	$(\text{NH}_4)_2\text{CrO}_4$ হলুদ	৪০	
" থায়োসালফেট	$(\text{NH}_4)_2\text{S}_2\text{O}_8$ সাদা	দ্রবণীয়	
" থায়োসালফেট	$\text{NH}_4\text{CNS}$ সাদা	১৬২	
" নাইট্রাইট	$\text{NH}_4\text{NO}_2$ সাদা	দ্রবণীয়	
" নাইট্রেট	$\text{NH}_4\text{NO}_3$ সাদা	১৪৩	
" ফসফেট	$(\text{NH}_4)_2\text{HPO}_4$ সাদা	৫৯	
" ফেরিসায়ানাইড	$\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$ সাদা	৩৭	
" ফেরোসায়ানাইড	$(\text{NH}_4)_3\text{Fe}(\text{CN})_6$ লাল	দ্রবণীয়	
" ক্লোরাইড	$(\text{NH}_4)_4\text{Fe}(\text{CN})_6$ হলুদ	"	
" বোরেট	$\text{NH}_4\text{F}$ সাদা	"	
" ব্রোমাইড	$(\text{NH}_4)_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$	৪.৩	
" সালফাইট	সাদা		
" সালফেট	$\text{NH}_4\text{Br}$ সাদা	৭৬	
" সালফেট	$(\text{NH}_4)_2\text{SO}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ সাদা	দ্রবণীয়	
" সালফেট	$(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ সাদা	"	
অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড	$\text{Al}_2\text{O}_3$ সাদা	অ্যালুমিনিয়াম	
" আর্সেনাইট	$\text{AlAsO}_3$ সাদা	অদ্রবণীয়	
" আর্সেনেট	$\text{AlAsO}_4$ সাদা	"	
" অয়োডাইড	$\text{AlI}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ হলুদ-সাদা	দ্রবণীয়	
" নাইট্রেট	$\text{Al}(\text{NO}_3)_3 \cdot 9\text{H}_2\text{O}$ সাদা	১১৩	
" ফসফেট	$\text{AlPO}_4$ সাদা	অদ্রবণীয়	
অ্যাম্ব্রাজে অদ্রবণীয়			
অ্যাসিড			
"			
অ্যাসিড. ক্লোরক			

অন্যান্য দ্রব্যকে দ্রবণীয়তা

জলে দ্রবণীয়তা  
গ্রাম/100 মি.লি. জলঅ্যালুমিনিয়াম ফেরোসায়ানাইড  $Al_4[Fe(CN)_6]_3 \cdot 17H_2O$ 

বাদামী

অ্যালুমিনিয়াম ফ্লোরাইড

 $AlF_3$  সাদা $AlBr_3 \cdot 6H_2O$  সাদা $Al_2S_3$  হলুদ $Al_2(SO_4)_3$  সাদা

খুব সামান্য দ্রবণীয়

অদ্রবণীয়

40

জল বিশ্লেষ

36

অ্যাসিড

অ্যাসিড, ক্ষারক

কপার অক্সাইড

আয়োডাইড

কার্বনেট

ফ্লোরাইড

থায়োসায়ানোট

ফেরোসায়ানাইড

ফ্লোরাইড

ব্রোমাইড

সালফাইড

সালফাইট

 $Cu_2O$  লাল $Cu_2I_2$  সাদা $Cu_2CO_3$  হলুদ $Cu_2Cl_2$  সাদা $Cu_2(CNS)_2$  সাদা $Cu_4Fe(CN)_6$  লাল $Cu_2F_2$  লাল $Cu_2Br_2$  সাদা $Cu_2S$  কাল. $Cu_2SO_3 \cdot H_2O$  লাল

কপার (আস)

অদ্রবণীয়

 $8 \times 10^{-4}$ 

অদ্রবণীয়

 $6.2 \times 10^{-3}$  $5 \times 10^{-4}$ 

অদ্রবণীয়

"

 $5 \times 10^{-4}$ 

সামান্য দ্রবণীয়

কপার (ইক)

অদ্রবণীয়

"

কপার অক্সাইড

আর্সেনেট

 $CuO$  কাল $Cu_3(AsO_4)_2 \cdot 4H_2O$ 

নীলাভ-সবুজ

অ্যাসিড,  $NH_4OH$  $NH_4OH$ অ্যাসিড,  $NH_4OH$  $NH_4OH$ 

"

 $HCl, HNO_3$ 

অ্যাসিড

 $HNO_3, NH_4OH$ 

অ্যাসিড, "

অ্যাসিড

 $HCl, HNO_3$

কপার কার্বনেট (ক্ষারকীয়)	$\text{CuCO}_3 \cdot \text{Cu(OH)}_2$ সবুজ	অদ্রবণীয়	HCl, $\text{HNO}_3$
ক্লোরাইড	$\text{CuCl}_2$ পীতভ বাদামী	৭৬.২	—
ক্লোরেট	$\text{Cu(ClO}_3)_2$ সবুজ	২৪০	—
ক্লোমেট	$\text{CuC}_2\text{O}_4$ বাদামী	অদ্রবণীয়	অ্যাসিড
থায়োসায়ানেন্ট	$\text{Cu(CNS)}_2$ কাল	বিশোজিত	"
নাইট্রেট	$\text{Cu(NO}_3)_2 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ নীল	দ্রবণীয়	—
ফসফেট	$\text{Cu}_3(\text{PO}_4)_2 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ নীল	অদ্রবণীয়	"
ফেরিসায়ানাইড	$\text{Cu}_3[\text{Fe(CN)}_6]_2$ সবুজ	"	$\text{NH}_4\text{OH}$
ফেরোসায়ানাইড	$\text{Cu}_2\text{Fe(CN)}_6$ বাদামী	"	"
ক্লোরাইড	$\text{CuF}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ নীল	সামান্য দ্রবণীয়	অ্যাসিড গাঢ় HCl
বোরেট	$\text{Cu(BO}_2)_2$ সবুজ	অদ্রবণীয়	—
ব্রোমাইড	$\text{CuBr}_2$ কাল	দ্রবণীয়	$\text{HNO}_3$
সালফাইড	$\text{CuS}$ কাল	অদ্রবণীয়	—
সালফেট	$\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ নীল	দ্রবণীয়	—
ক্যাডমিয়াম অক্সাইড	$\text{CdO}$ বাদামী	অদ্রবণীয়	অ্যাসিড
" আর্সেনাইট	$\text{Cd}_3(\text{AsO}_3)_2$ সাদা	"	"
" আর্সেনেট	$\text{Cd}_3(\text{AsO}_4)_2$ সাদা	"	"
" আয়োডাইড	$\text{CdI}_2$ সাদা	৭৪	—
" কার্বনেট	$\text{CdCO}_3$ সাদা	অদ্রবণীয়	"
" ক্লোরাইড	$\text{CdCl}_2$ সাদা	১৪১	—

କ୍ୟାଡମିୟମ କ୍ଲୋରେଟ	$\text{Cd}(\text{ClO}_3)_2$ ସାମା
" କ୍ରୋମେଟ	$\text{CdCrO}_4$ ହଳଦୁ
" ଆୟୋଡାଇଡ	$\text{CdS}_2\text{O}_8 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ସାମା
" ଆୟୋଡାଇଡ	$\text{Cd}(\text{CNS})_2$
" ନାଇଟ୍ରେଟ	$\text{Cd}(\text{NO}_3)_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ ସାମା
" ଫସ୍ଫେଟ	$\text{Cd}_3(\text{PO}_4)_2$ ସାମା
" ଫେରୋସାଇଡ	$\text{Cd}_2\text{Fe}(\text{CN})_6$
" କ୍ରୋମାଇଡ	$\text{CdF}_2$ ସାମା
" ବୋରୋ	$\text{Cd}(\text{BO}_2)_2$ ସାମା
" ବ୍ରୋମାଇଡ	$\text{CdBr}_2$ ସାମା
" ସାଲ୍ଫାଇଡ	$\text{CdS}$ ହଳଦୁ
" ସାଲ୍ଫାଇଡ	$\text{CdSO}_3$ ସାମା
" ସାଲ୍ଫାଇଡ	$\text{CdSO}_4$ ସାମା

କ୍ୟାଲ୍‌ସିୟମ ଅକ୍‌ସାଇଡ

" ଆର୍ସେନାଇଡ

" ଆର୍ସେନେଟ

" ଆୟୋଡାଇଡ

" କାର୍ବୋନେଟ

" କ୍ରୋମାଇଡ

$\text{CaO}$  ସାମା

$\text{Ca}(\text{AsO}_2)_2$  ସାମା

$\text{Ca}(\text{AsO}_4)_2 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$

ସାମା

$\text{CaI}_2$  ସାମା

$\text{CaCO}_3$  ସାମା

$\text{CaCl}_2$  ସାମା

କ୍ୟାଲ୍‌ସିୟମ

ଅଦ୍ରବ୍ୟ

ସାମାନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ

ଅଦ୍ରବ୍ୟ

୧୦୪

$1.2 \times 10^{-3}$

୫୫

—  
ଆମ୍ଳ  
—  
—  
—  
HCl  
ଆମ୍ଳ  
—  
—  
HNO<sub>3</sub>  
ଆମ୍ଳ  
—

ଆମ୍ଳ

"

"

—

ଆମ୍ଳ

—

ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড	$\text{Ca}(\text{ClO}_3)_2$ সাদা	178	—
ক্লোমেট	$\text{CaCrO}_4$ হলুদ	18.6	—
থায়োসালফেট	$\text{CaS}_2\text{O}_8 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ সাদা	90	—
থায়োসায়ানোট	$\text{Ca}(\text{CNS})_2 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ সাদা	দ্রবণীয়	—
নাইট্রাইট	$\text{Ca}(\text{NO}_2)_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ সাদা	119	—
নাইট্রেট	$\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$ সাদা	190	—
ফসফেট	$\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ সাদা	0.02	আসিড
ফেরিসায়ানাইড	$\text{Ca}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$ লাল	দ্রবণীয়	—
ফেরোসায়ানাইড	$\text{Ca}_2\text{Fe}(\text{CN})_6 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$ হলুদ	89	—
ফ্লোরাইড	$\text{CaF}_2$ সাদা	$1.6 \times 10^{-3}$	অক্সিজেনে অদ্রবণীয়
বোরেট	$\text{Ca}(\text{BO}_2)_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ সাদা	0.2	আসিড
ব্রোমাইড	$\text{CaBr}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ সাদা	219	—
সালফাইড	$\text{CaS}$ সাদা	জল বিবেক্য	আসিড
সালফাইট	$\text{CaSO}_3 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ সাদা	$4.3 \times 10^{-3}$	"
সালফেট	$\text{CaSO}_4$ সাদা	0.21	—
সিলিকেট	$\text{CaSiO}_3$ সাদা	$1 \times 10^{-3}$	HCl
কোবাল্ট অক্সাইড	$\text{CoO}$ সবুজাভ-বাদামী	কোবাল্ট	আসিড, $\text{NH}_4\text{OH}$
"	$\text{Co}_2\text{O}_3$ কাল	অদ্রবণীয়	"
"	$\text{Co}_3(\text{AsO}_3)_2$ লাল	"	"
"	$\text{Co}_3(\text{AsO}_4)_2 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$ বেগুনী	"	"

অন্যান্য দ্রবকে দ্রবায়িত

জলে দ্রবায়িত  
গ্রাম/100 মি.মি. জল

নাম	সংকেত ও রঙ	জলে দ্রবায়িত গ্রাম/100 মি.মি. জল	অন্যান্য দ্রবকে দ্রবায়িত
কোবাল্ট আয়োডাইড	$\text{CoI}_2$ কালচে সবুজ	দ্রবণীয়	—
ক্যার্বনেট	$\text{CoCO}_3$ গোলাপী	অদ্রবণীয়	অ্যাসিড
ক্লোরাইড	$\text{CoCl}_2$ নীল	দ্রবণীয়	—
—	$\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ লাল	"	—
—	$\text{CoCl}_3$ লাল	"	—
—	$\text{Co}(\text{ClO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ লাল	"	—
ফ্লোরেট	$\text{CoCrO}_4$ হলুদ-বাদামী	অদ্রবণীয়	অ্যাসিড
ক্রেমেট	$\text{CoS}_2\text{O}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ বেগুনী	দ্রবণীয়	—
—	$\text{Co}(\text{CNS})_2 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$	"	—
—	বেগুনী		
নাইট্রেট	$\text{Co}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ লাল	99	—
ফসফেট	$\text{Co}_3(\text{PO}_4)_2$ লাল	অদ্রবণীয়	অ্যাসিড, $\text{NH}_4\text{OH}$
ফেরিসায়ানাইড	$\text{Co}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]_2$ লাল	"	$\text{HCl}$ "
ফেরোসায়ানাইড	$\text{Co}_2\text{Fe}(\text{CN})_6$ ধূসর সবুজ	"	$\text{HCl}$ "
ক্লোরাইড	$\text{CoF}_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ লাল	2	অ্যাসিড
—	$\text{Co}(\text{BO}_3)_2$ নীল	অদ্রবণীয়	"
বোরেট	$\text{CoBr}_2$ সবুজ	দ্রবণীয়	—
ব্রোমাইড	$\text{CoBr}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ লাল	"	—
—	$\text{CoS}$ কাল	$3.8 \times 10^{-4}$	অ্যাসিড
—	$\text{Co}_2\text{S}_3$ কাল	অদ্রবণীয়	"
—	$\text{CoSO}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ লাল	"	"

কোবাল্ট সালফেট

" "

ক্রোমিয়াম অক্সাইড

" অয়োডাইড

" কার্বনেট

" ক্রোমাইড

" থায়োসালফেট

" ফসফেট

" ক্রোমাইড

" রোমাইড

" সালফাইড

" সালফেট

"

ক্রোমিয়াম অক্সাইড

" আর্সেনাইট

" অয়োডাইড

" ক্রোমাইড

" নাইট্রেট

"

$\text{CoSO}_4$  লাল

$\text{Co}_2(\text{SO}_4)_3$  নীল

ক্.

ক্রোমিয়াম (আল)

$\text{CrO}$  কাল

$\text{CrI}_2$  সাদা

$\text{CrCO}_3$  ধূসর নীল

$\text{CrCl}_2$  সাদা

$\text{Cr}(\text{CNS})_2$

$\text{Cr}_3(\text{PO}_4)_2$  সবুজ

$\text{CrF}_2$  সবুজ

$\text{CrBr}_2$  সাদা

$\text{CrS}$  কাল

$\text{CrSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$  নীল

ক্রোমিয়াম (ইক)

$\text{Cr}_2\text{O}_3$  গাঢ় সবুজ

$\text{CrAsO}_3$

$\text{CrI}_3 \cdot 9\text{H}_2\text{O}$

$\text{CrCl}_3$  ফিকে লাল

$\text{CrCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$  বেগুনী

$\text{Cr}(\text{NO}_3)_3 \cdot 9\text{H}_2\text{O}$

রক্ত বেগুনী

34.5

বিযোজিত

—  
অ্যাসিড

অ্যাসিড

—

অ্যাসিড

—

—

অ্যাসিড

উষ্ণ গাঢ়  $\text{HCl}$

—

অ্যাসিড

—

—

—

—

—



অন্যান্য দ্রাবকে দ্রবণীয়তা

জলে দ্রবণীয়তা  
গ্রাম/100 মি.লি. জল

অ্যাসিড  
—  
—  
HNO<sub>3</sub>  
—

অদ্রবণীয়  
দ্রবণীয়  
অদ্রবণীয়  
দ্রবণীয়  
জলবিপ্লব  
120

CrPO<sub>4</sub> · 3H<sub>2</sub>O সবুজ  
CrF<sub>3</sub> সবুজ  
CrBr<sub>3</sub> সবুজ  
CrBr<sub>3</sub> · 6H<sub>2</sub>O সবুজ  
Cr<sub>2</sub>S<sub>3</sub> কাল্পে বাদামী  
Cr<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub> · 18H<sub>2</sub>O

সংকেত ও রঙ

নাম

ক্রোমিয়াম কসকেট  
ক্রোমাইড  
ক্রোমাইড  
—  
সালফাইড  
সালফেট

জিরক

4 × 10<sup>-4</sup>  
অদ্রবণীয়

অ্যাসিড, ক্ষারক  
HNO<sub>3</sub>

ZnO সাদা  
Zn<sub>3</sub>(AsO<sub>4</sub>)<sub>2</sub> · 8H<sub>2</sub>O

জিরক অক্সাইড  
আর্সেনেট

সাদা

দ্রবণীয়  
1 × 10<sup>-3</sup>  
দ্রবণীয়

—  
অ্যাসিড  
—  
—

ZnI<sub>2</sub> সাদা  
ZnCO<sub>3</sub> সাদা  
ZnCl<sub>2</sub> সাদা  
Zn(ClO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> · 6H<sub>2</sub>O

আয়োডাইড  
কার্বনেট  
ক্রোমাইড  
ক্রোমোট

সাদা

অদ্রবণীয়  
দ্রবণীয়  
—  
—  
—

অ্যাসিড  
—  
—  
—  
—

ZnCrO<sub>4</sub> হলুদ  
ZnS<sub>2</sub>O<sub>3</sub> · xH<sub>2</sub>O সাদা  
Zn(CNS)<sub>2</sub> সাদা  
Zn(NO<sub>2</sub>)<sub>2</sub> · 3H<sub>2</sub>O  
Zn(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> · 6H<sub>2</sub>O

ক্রোমেট  
থায়োসালফেট  
থায়োসায়ানোট  
নাইট্রাইট  
নাইট্রেট

সাদা

অ্যাসিড,  $\text{NH}_4\text{OH}$

"

"

অ্যাসিড

"

—

অদ্রবণীয়

"

1.6

দ্রবণীয়

$6.9 \times 10^{-4}$

0.16

দ্রবণীয়

অদ্রবণীয়

টিন (আল)

অ্যাসিড

"

HCl

"

—

HCl

—

অস্বরাভেও অদ্রবণীয়

—

$\text{Zn}_3(\text{PO}_4)_2$  সাদা

$\text{Zn}_2\text{Fe}(\text{CN})_6 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$  সাদা

$\text{ZnF}_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$  সাদা

$\text{ZnBr}_2$  সাদা

$\text{ZnS}$  সাদা

$\text{ZnSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$  সাদা

$\text{ZnSO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$  সাদা

$\text{ZnSiO}_3$  সাদা

$\text{SnO}$  কাল

$\text{SnI}_2$  লাল

$\text{SnCl}_2$  সাদা

$\text{SnCrO}_4$  বাদামী

$\text{Sn}_2\text{Fe}(\text{CN})_6$  সাদা

$\text{SnF}_2$  সাদা

$\text{SnBr}_2$  হলুদ

$\text{SnS}$  বাদামী

$\text{SnSO}_4$  সাদা

$\text{SnO}_2$  সাদা

$\text{SnI}_4$  কমলা

$\text{SnCl}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$  সাদা

জিহ্বক ফসফেট

" ফেরোসায়ানাইড

" ফ্লোরাইড

" ব্রোমাইড

" সালফাইড

" সালফাইট

" সালফেট

" সিলিকেট

টিন অক্সাইড

" অয়োডাইড

" ফ্লোরাইড

" ক্রোমেট

" ফেরোসায়ানাইড

" ফ্লোরাইড

" ব্রোমাইড

" সালফাইড

" সালফেট

টিন অক্সাইড

" অয়োডাইড

" ফ্লোরাইড

টিন (ইক)

অদ্রবণীয়

জলবিদ্রব

দ্রবণীয়



HCl  
NH<sub>4</sub>OH  
অ্যাসিড  
—  
অ্যাসিড  
অম্লরাজ  
অ্যাসিড  
—  
অ্যাসিড

Ni<sub>2</sub>Fe(CN)<sub>6</sub>·11H<sub>2</sub>O  
সবুজ  
NiF<sub>2</sub> সবুজ  
Ni(BO<sub>2</sub>)<sub>2</sub>·2H<sub>2</sub>O সবুজ  
NiBr<sub>2</sub>·3H<sub>2</sub>O সবুজ  
Ni(OH)<sub>2</sub> সবুজ  
NiS কাল  
NiSO<sub>3</sub>·6H<sub>2</sub>O সবুজ  
NiSO<sub>4</sub>·7H<sub>2</sub>O সবুজ  
Ni<sub>2</sub>SiO<sub>4</sub> সবুজ

নিকেল ফেরোসায়ানাইড  
ক্রোমাইড  
বোরোট  
ব্রোমাইড  
হাইড্রোক্সাইড  
সালফাইড  
সালফাইট  
সালফেট  
সিলিকেট

পটাসিয়াম

দ্রবণীয়  
"  
"  
112  
34·7  
7·3  
62·9  
184  
216  
302  
31·2  
দ্রবণীয়

KA<sub>2</sub>O<sub>2</sub> সাদা  
K<sub>3</sub>AsO<sub>4</sub> সাদা  
KI সাদা  
K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> সাদা  
KCl সাদা  
KClO<sub>3</sub> সাদা  
K<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub> হলুদ  
K<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>8</sub>·2H<sub>2</sub>O সাদা  
KCNS সাদা  
KNO<sub>2</sub> হলুদ  
KNO<sub>3</sub> সাদা  
K<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> সাদা

পটাসিয়াম আর্সেনাইট  
আর্সেনেট  
আয়োডাইড  
কার্বনেট  
ক্রোমাইড  
ক্রোরেট  
ক্রোমেট  
থায়োসালফেট  
থায়োসায়ানোট  
নাইট্রাইট  
নাইট্রেট  
ফসফেট



"	ক্লোরাইড	$Hg_2F_2$ হলুদ	বিষোজিত	$HNO_3$
"	ব্রোমাইড	$Hg_2Br_2$ হলুদ	অদ্রবণীয়	অম্লরাজ $HNO_3$
"	সালফাইড	$Hg_2S$ কাল	"	"
"	সালফেট	$Hg_2SO_4$ সাদা	০.০৬	$HCl, HNO_3$
মারকারী	অক্সাইড	$HgO$ লাল	মারকারী (ইক)	$HCl, HNO_3$
"	আর্সেনেট	$Hg_3(AsO_4)_2$ হলুদ	$5 \times 10^{-3}$	"
"	আয়োডাইড	$HgI_2$ লাল	সামান্য দ্রবণীয়	$HCl$
"	কার্বনেট (ক্ষারকীয়)	$2HgO \cdot HgCO_3$ লাল	$6 \times 10^{-3}$	"
"	ক্লোরাইড	$HgCl_2$ সাদা	অদ্রবণীয়	—
"	ক্লোরেট	$Hg(ClO_3)_2$ সাদা	৭.৪	—
"	ক্রোমেট	$HgCrO_4$ লাল	২৫	$HCl$
"	থায়োসায়ানোট	$Hg(CNS)_2$ সাদা	সামান্য দ্রবণীয়	$HCl, HNO_3$
"	নাইট্রেট	$Hg(NO_3)_2$ সাদা	০.০৭	—
"	ফসফেট	$Hg_3(PO_4)_2$ সাদা	দ্রবণীয়	$HCl, HNO_3$
"	ফেরোসায়ানাইড	$Hg_2Fe(CN)_6$ বাদামী	অদ্রবণীয়	"
"	ক্লোরাইড	$HgF_2$ সাদা	বিষোজিত	$HNO_3$
"	ব্রোমাইড	$HgBr_2$ সাদা	০.৫	গরম জল
"	সালফাইড	$HgS$ কাল	অদ্রবণীয়	অম্লরাজ
"	সালফেট	$HgSO_4$ সাদা	০.০৬	$HCl, HNO_3$
ম্যাগনেসিয়াম	অক্সাইড	$MgO$ সাদা	ম্যাগনেসিয়াম	আসিড
"	আর্সেনাইট	$Mg_3(AsO_3)_2$ সাদা	$6 \times 10^{-4}$	—
"	আর্সেনেট	$Mg_3(AsO_4)_2$ সাদা	দ্রবণীয়	আসিড

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାଏକେ ଉପସ୍ଥାପନା

ଜଳେ ଉପସ୍ଥାପନା  
ଗ୍ରାମ/100 ମି.ଲି. ଜଳ

ସଂକେତ ଓ ରୂପ

ନାମ

ମ୍ୟାଗନେସିୟମ ଆକ୍ସାଇଡ୍

କାର୍ବନେଟ୍

କ୍ଲୋରାଇଡ୍

କ୍ଲୋରେଟ୍

କ୍ଲୋମେଟ୍

ଥାୟୋସାଇକ୍ସେଟ୍

ଥାୟୋସାଇନେଟ୍

ନାଇଟ୍ରେଟ୍

ଫସ୍ଫେଟ୍

ଫେରୋସାଇନାଇଡ୍

କ୍ଲୋରାଇଡ୍

ବୋରେଟ୍

ବ୍ରୋମାଇଡ୍

ସାଇବାଇଟ୍

ସାଇକ୍ସେଟ୍

ସିଲିକେଟ୍

$MgI_2 \cdot 5H_2O$  ସାମା

$MgCO_3$  ସାମା

$MgCl_2$  ସାମା

$Mg(ClO_3)_2$  ସାମା

$MgCrO_4 \cdot 7H_2O$

ହଲ୍‌ମ୍

$MgS_2O_8 \cdot 6H_2O$  ସାମା

$Mg(CNS)_2 \cdot 4H_2O$

ସାମା

$Mg(NO_3)_2 \cdot 6H_2O$  ସାମା

$Mg_3(PO_4)_2 \cdot 4H_2O$

ସାମା

$Mg_2Fe(CN)_6 \cdot 6H_2O$

ହଲ୍‌ମ୍

$MgF_2$  ସାମା

$Mg(BO_2)_2 \cdot 8H_2O$

ସାମା

$MgBr_2 \cdot 6H_2O$  ସାମା

$MgSO_8 \cdot 6H_2O$  ସାମା

$MgSO_4 \cdot 7H_2O$  ସାମା

$MgSiO_3$  ସାମା

୧12

0.09

ଉପସ୍ଥାପନା

128

୧11.5

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

$8.7 \times 10^{-3}$

ଅପସ୍ଥାପନା

357

1.25

71

ଅପସ୍ଥାପନା

—

—

—

—

—

—

$HNO_3$

ଆସିଡ୍

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

ম্যাংগানীজ অক্সাইড	MnO সবুজ	ম্যাংগানীজ অদ্রবণীয়	অ্যাসিড HCl
"	MnO <sub>2</sub> কাল	" অদ্রবণীয়	—
"	আর্সেনাইট	" দ্রবণীয়	অ্যাসিড
"	আর্সেনেট	অদ্রবণীয়	
"	আলুমোডাইড	দ্রবণীয়	—
"	কার্বনেট	$6.5 \times 10^{-3}$	অ্যাসিড
"	ক্রোমাইড	দ্রবণীয়	—
"	থায়োসালফেট	"	—
"	থায়োসায়ানোট	"	—
"	নাইট্রেট	"	—
"	ফসফেট	খুব সামান্য দ্রবণীয়	অ্যাসিড
"	ফেরোসায়ানাইড	অদ্রবণীয়	HCl
"	ক্রোমাইড	"	অ্যাসিড
"	ব্রোমাইড	দ্রবণীয়	—
"	সালফাইড	$7 \times 10^{-4}$	অ্যাসিড
"	সালফাইট	0.01	"
"	সালফেট	95	—
"	সিলিকেট	অদ্রবণীয়	
লেড অক্সাইড	PbO হলুদ	লেড	HNO <sub>3</sub>
"	PbO <sub>2</sub> বাদামী	$1.7 \times 10^{-3}$ অদ্রবণীয়	



অন্যান্য দ্রব্যকে দ্রবায়িত

জলে দ্রবায়িত  
গ্রাম/100 মি.লি. জল

সংকেত ও রঙ

নাম

জেড্ অক্সাইড	Pb <sub>2</sub> O <sub>4</sub> লাল	অদ্রবণীয়	HNO <sub>3</sub> , NaOH
" আর্সেনেট	Pb <sub>4</sub> AsO <sub>4</sub> সাদা	"	NaOH, KI
" অক্সোজাইড	PbI <sub>2</sub> হলুদ	0.06	HNO <sub>3</sub>
" কব্রিনেট	PbCO <sub>3</sub> সাদা	1.1 × 10 <sup>-4</sup>	গরম জল, HCl
" ক্লোরাইড	PbCl <sub>2</sub> সাদা	0.98	—
" ক্রোমেট	Pb(ClO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> · H <sub>2</sub> O সাদা	দ্রবণীয়	HNO <sub>3</sub>
" ক্রোমেট	PbCrO <sub>4</sub> হলুদ	7 × 10 <sup>-6</sup>	HNO <sub>3</sub>
" থায়োসালফেট	PbS <sub>2</sub> O <sub>3</sub> সাদা	0.03	"
" থায়োসালফেট	Pb(CNS) <sub>2</sub> সাদা	0.05	—
" থায়োসালফেট	Pb(NO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> সাদা	দ্রবণীয়	HNO <sub>3</sub>
" নাইট্রেট	Pb <sub>3</sub> (PO <sub>4</sub> ) <sub>2</sub> সাদা	1.4 × 10 <sup>-5</sup>	"
" ফসফেট	Pb <sub>3</sub> [Fe(CN) <sub>6</sub> ] <sub>2</sub> · 6H <sub>2</sub> O	সামান্য দ্রবণীয়	"
" ফেরিসায়ানাইড	লাল	অদ্রবণীয়	"
" ফেরোসায়ানাইড	Pb <sub>2</sub> Fe(CN) <sub>6</sub> · 3H <sub>2</sub> O		"
"	ফিকে হলুদ	0.064	"
" ক্লোরাইড	PbF <sub>2</sub> সাদা	অদ্রবণীয়	"
" বোম্বেট	Pb(BO <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> · H <sub>2</sub> O সাদা	0.97	"
" ব্রোমাইড	PbBr <sub>2</sub> সাদা	অদ্রবণীয়	"
" সালফাইড	PbS কাল	"	"
" সালফাইট	PbSO <sub>3</sub> সাদা	4.3 × 10 <sup>-3</sup>	NH <sub>4</sub> Ac, NaOH
" সালফেট	PbSO <sub>4</sub> সাদা		

বিসমাথ	অক্সাইড	Bi <sub>2</sub> O <sub>3</sub> হলুদ	অদ্রবণীয়	HCl, HNO <sub>3</sub>
"	আর্সেনেট	Bi <sub>2</sub> O <sub>5</sub> বাদামী	"	"
"	আয়োডাইড	BiAsO <sub>4</sub> সাদা	"	"
"	ফ্লোরাইড	BiI <sub>3</sub> কাল	জলবিঘ্নেব	HNO <sub>3</sub> ·KI
"	ক্রোমেট	BiCl <sub>3</sub> সাদা	8 × 10 <sup>-5</sup>	HCl
"	নাইট্রেট	Bi <sub>2</sub> (CrO <sub>4</sub> ) <sub>3</sub> কমলা	জলবিঘ্নেব	HCl, HNO
"	ফসফেট	Bi(NO <sub>3</sub> ) <sub>3</sub> · 5H <sub>2</sub> O সাদা	অদ্রবণীয়	HNO <sub>3</sub>
"	ক্লোরাইড	BiPO <sub>4</sub> সাদা	"	HCl
"	ব্রোমাইড	BiF <sub>3</sub> সাদা	জলবিঘ্নেব	"
"	হাইড্রোক্সাইড	BiBr <sub>3</sub> হলুদ	অদ্রবণীয়	"
"	সালফাইড	Bi(OH) <sub>3</sub> সাদা	1.8 × 10 <sup>-5</sup>	HCl, HNO <sub>3</sub>
"	সালফেট	Bi <sub>2</sub> S <sub>3</sub> গাঢ় বাদামী	জলবিঘ্নেব	HNO <sub>3</sub>
"		Bi <sub>2</sub> (SO <sub>4</sub> ) <sub>3</sub> সাদা		HCl

বোরিয়াম	অক্সাইড	BaO সাদা	৩·৫
"	আর্সেনাইট	Ba <sub>3</sub> (AsO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> সাদা	দ্রবণীয়
"	আর্সেনেট	Ba <sub>3</sub> (AsO <sub>4</sub> ) <sub>2</sub> সাদা	০·০৫
"	অয়োডাইড	BaI <sub>2</sub> · ২H <sub>2</sub> O সাদা	২২২
"	কার্বনেট	BaCO <sub>3</sub> সাদা	$2\cdot2 \times 10^{-3}$
"	ফ্লোরাইড	BaCl <sub>2</sub> · ২H <sub>2</sub> O সাদা	৪৯
"	ক্রোমেট	Ba(CrO <sub>4</sub> ) <sub>2</sub> · H <sub>2</sub> O সাদা	৩৫·৭
"	ক্লোমেন্ট	BaCrO <sub>4</sub> হলুদ	$3\cdot4 \times 10^{-4}$

নাম

সংকেত ও রঙ

বোরিয়াম

থ্যালোসায়ানোট

$Ba_2O_3 \cdot H_2O$  সাদা  
 $Ba(CNS)_2 \cdot 2H_2O$

সাদা

নাইট্রেট

$Ba(NO_3)_2$  সাদা

ফসফেট

$Ba_3(PO_4)_2$  সাদা

ফেরিসায়ানাইড

$Ba_3[Fe(CN)_6]_2 \cdot 20H_2O$

ফেরোসায়ানাইড

$Ba_2Fe(CN)_6 \cdot 6H_2O$

ফ্লোরাইড

$BaF_2$  সাদা

বোরেট

$Ba(BO_2)_2$  সাদা

ব্রোমাইড

$BaBr_2$  সাদা

সালফাইট

$BaSO_3$  সাদা

সালফেট

$BaSO_4$  সাদা

সিলিকেট

$BaSiO_3$  সাদা

অ্যান্টিমোন

অক্সাইড

$SrO$  সাদা

অর্সেনাইট

$Sr_3(AsO_3)_2$  সাদা

আর্সেনেট

$Sr_3(AsO_4)_2$  সাদা

আয়োডাইড

$SrI_2 \cdot 6H_2O$  সাদা

কার্বনেট

$SrCO_3$  সাদা

ক্লোরাইড

$SrCl_2 \cdot 6H_2O$  সাদা  
 $Sr(ClO_3)_2 \cdot 5H_2O$  সাদা

জলে দ্রবণীয়তা  
গ্রাম/100 মি.লি. জল

সামান্য দ্রবণীয়  
দ্রবণীয়

9.4

অদ্রবণীয়

দ্রবণীয়

0.17

0.16

সামান্য দ্রবণীয়

104

0.02

$2.5 \times 10^{-4}$

অদ্রবণীয়

অ্যান্টিমোন

0.68

দ্রবণীয়

অদ্রবণীয়

দ্রবণীয়

$1 \times 10^{-3}$

89

234

অ্যান্টিমোন দ্রবণীয়তা

HCl

—

—

—

অ্যাসিড

—

HCl

অক্সিজেনে অদ্রবণীয়

HCl

অ্যাসিড

—

HCl, HNO<sub>3</sub>

—

অ্যাসিড

—

—

ক্রেমাইট	$\text{SrCrO}_4$ হলুদ	0.12	অ্যাসিড
থায়েসালফেট	$\text{SrS}_2\text{O}_8 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ সাদা	30	—
থায়েসায়ানোট	$\text{Sr}(\text{CNS})_2 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$	দ্রবণীয়	—
নাইট্রাইট	$\text{Sr}(\text{NO}_2)_2$ সাদা	"	—
নাইট্রেট	$\text{Sr}(\text{NO}_3)_2$ সাদা	"	অ্যাসিড
ফসফেট	$\text{Sr}_3(\text{PO}_4)_2$ সাদা	50	—
ফেরোসায়ানাইড	$\text{Sr}_2\text{Fe}(\text{CN})_6 \cdot 15\text{H}_2\text{O}$	অদ্রবণীয়	HCl
ক্লোরাইড	$\text{SrF}_2$ সাদা	0.012	"
বোরোট	$\text{Sr}(\text{BO}_2)_2 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ সাদা	0.23	অ্যাসিড
ব্রোমাইড	$\text{SrBr}_2$ সাদা	104	"
হাইড্রোক্সাইড	$\text{Sr}(\text{OH})_2 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$ সাদা	1.74	অ্যাসিড
সালফাইট	$\text{SrSO}_3$ সাদা	$3.3 \times 10^{-3}$	"
সালফেট	$\text{SrSO}_4$ সাদা	0.01	অম্লারাজে অদ্রবণীয়
সিলিকেট	$\text{SrSiO}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ সাদা	অদ্রবণীয়	"

সিভভার	অক্সাইড	$\text{Ag}_2\text{O}$ বাদামী	$1.2 \times 10^{-2}$	$\text{HNO}_3, \text{NH}_4\text{OH}$
"	আর্সেনাইট	$\text{Ag}_3\text{AsO}_3$ হলুদ	$1.3 \times 10^{-3}$	"
"	আর্সেনেট	$\text{Ag}_3\text{AsO}_4$ লাল	$8.5 \times 10^{-4}$	"
"	আয়োডাইড	$\text{AgI}$ হলুদ	$3.5 \times 10^{-7}$	অক্সালে অদ্রবণীয়
"	কার্বনেট	$\text{Ag}_2\text{CO}_3$ হলুদ	$3.3 \times 10^{-8}$	$\text{HNO}_3, \text{NH}_4\text{OH}$
"	ক্লোরাইড	$\text{AgCl}$ সাদা	$2.1 \times 10^{-4}$	$\text{NH}_4\text{OH}$
"	ক্লোরেট	$\text{AgClO}_3$ সাদা	10	"

অন্যান্য দ্রব্যের দ্রবণীয়তা

জলে দ্রবণীয়তা  
গ্রাম/100 মি.লি. জল

সিলভার	২.৪ × 10 <sup>-৩</sup> সামান্য দ্রবণীয়	২.১ × 10 <sup>-৫</sup> ০.৩৬ ২২৭ ৬.৫ × 10 <sup>-৪</sup> ৬.৬ × 10 <sup>-৫</sup> অদ্রবণীয় ১৪২ ০.৭ ৪.৪ × 10 <sup>-৬</sup> অদ্রবণীয় খুব সামান্য দ্রবণীয় ০.৪	HNO <sub>3</sub> , NH <sub>4</sub> OH NH <sub>4</sub> OH " HNO <sub>3</sub> — HNO <sub>3</sub> , NH <sub>4</sub> OH " KCN — HNO <sub>3</sub> , NH <sub>4</sub> OH গাঢ় NH <sub>4</sub> OH HNO <sub>3</sub> HNO <sub>3</sub> , NH <sub>4</sub> OH " "
--------	--	--	--

সংকেত ও রঙ

সিলভার	সংকেত ও রঙ	নাম
ক্রোমট	Ag <sub>2</sub> ClO <sub>4</sub> লাল	ক্রোমট
"	Ag <sub>2</sub> S <sub>2</sub> O <sub>3</sub> সাদা	থায়োসালফেট
"	AgCNS সাদা	থায়োসায়ানাইট
"	AgNO <sub>3</sub> সাদা	নাইট্রাইট
"	AgNO <sub>3</sub> সাদা	নাইট্রেট
"	Ag <sub>3</sub> PO <sub>4</sub> হলুদ	ফসফেট
"	Ag <sub>3</sub> Fe(CN) <sub>6</sub> কমলা	ফেরিসায়ানাইড
"	Ag <sub>4</sub> Fe(CN) <sub>6</sub> · H <sub>2</sub> O হলুদ	ফেরোসায়ানাইড
"	AgF হলুদ	ফ্লোরাইড
"	AgBO <sub>2</sub> সাদা	বোরেট
"	AgBr হলুদ	ব্রোমাইড
"	Ag <sub>2</sub> S কাল	সালফাইড
"	Ag <sub>2</sub> SO <sub>3</sub> সাদা	সালফাইট
"	Ag <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> সাদা	সালফেট

লোভিয়াম

সোডিয়াম	Na <sub>2</sub> HAsO <sub>3</sub> সাদা	দ্রবণীয়
"	Na <sub>2</sub> HAsO <sub>4</sub> · 12H <sub>2</sub> O সাদা	"
"	NaI সাদা	দ্রবণীয়
"	Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> সাদা	২১.৪

"	ফ্লোরাইড	NaCl সাদা	৯৬
"	ক্লোরেট	NaClO <sub>৩</sub> সাদা	৯৭
"	ক্লোমেট	Na <sub>২</sub> CrO <sub>৪</sub> হলুদ	৯৮
"	থায়োসালফেট	Na <sub>২</sub> S <sub>২</sub> O <sub>৩</sub> · ৫H <sub>২</sub> O সাদা	১১০
"	থায়োসায়ানোট	NaCNS সাদা	দ্রবণীয়
"	নাইট্রাইট	NaNO <sub>২</sub> হলুদ	৯৪
"	নাইট্রেট	NaNO <sub>৩</sub> সাদা	৯৮
"	ফসফেট	Na <sub>২</sub> PO <sub>৪</sub> · ১২H <sub>২</sub> O সাদা	৯৮·৯
"	"	Na <sub>২</sub> HPO <sub>৪</sub> · ১২H <sub>২</sub> O সাদা	১৯·৭
"	ফেরিসায়ানাইড	Na <sub>২</sub> Fe(CN) <sub>৬</sub> · H <sub>২</sub> O লাল	১৯
"	ফেরোসায়ানাইড	Na <sub>৪</sub> Fe(CN) <sub>৬</sub> · ১০H <sub>২</sub> O	৯০
"		হলুদ	
"	ফ্লোরাইড	NaF সাদা	৪·২
"	বোরেট	Na <sub>২</sub> B <sub>৪</sub> O <sub>৭</sub> · ১০H <sub>২</sub> O সাদা	৭·৯
"	ব্রোমাইড	NaBr সাদা	দ্রবণীয়
"	সালফাইড	Na <sub>২</sub> S · ৯H <sub>২</sub> O সাদা	৫৬
"	সালফাইট	Na <sub>২</sub> SO <sub>৩</sub> সাদা	৯৫·৮
"	সালফেট	Na <sub>২</sub> SO <sub>৪</sub> সাদা	১৯·৫
"	"	NaHSO <sub>৪</sub> সাদা	দ্রবণীয়
"	"	Na <sub>২</sub> SiO <sub>৩</sub> সাদা	"
"	সিলিকেট		

(বাই)



চতুর্থ ভাগ  
মাত্রিক বিশ্লেষণ ( *Quantitative Analysis* )





## নবম অধ্যায়

### আয়তনিক (অনুমাণন) বিশ্লেষণ (Volumetric Analysis)


#### ৭. ১. অম্লমিতি এবং ক্ষারমিতি (Acidimetry and Alkalimetry) অ্যাসিড-ক্ষারক অনুমাণন (Acid-base titration)

অম্লমিতি ও ক্ষারমিতিতে অথবা প্রশমন বিক্রিয়ায় সোডিয়াম কার্বনেট, সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড, বোরাক্স, হাইড্রোক্সিক অ্যাসিড, সালফিউরিক অ্যাসিড, অক্সালিক অ্যাসিড, সাক্সিনিক অ্যাসিড, ইত্যাদি সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এদের মধ্যে প্রাথমিক প্রমাণদ্রব (Primary Standard) হিসাবে সোডিয়াম কার্বনেট ( $\text{Na}_2\text{CO}_3$ ), বোরাক্স ( $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ ), অক্সালিক অ্যাসিড ( $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ) এবং সাক্সিনিক অ্যাসিড  $\{(\text{CH}_2\text{COOH})_2\}$ , ব্যবহৃত হয়। অন্যান্য ক্ষারক অথবা অ্যাসিড, যারা প্রাথমিক প্রমাণদ্রব হিসাবে উপযুক্ত নয়, তাদের মোটামুটি নির্দিষ্ট মাত্রার কাছাকাছি একটা দ্রবণ প্রথমে তৈরী করা হয়, তারপর উপযুক্ত প্রাথমিক প্রমাণ দ্রবণের সাহায্যে অনুমাণন দ্বারা ঐ দ্রবণকে প্রমিত (standardize) করা হয়।

৭. ২. প্রমাণ দ্রবণ প্রস্তুতিকরণ (Preparation of standard solutions)  
বিভিন্ন প্রমাণ দ্রবণের প্রস্তুত প্রণালী আগেই বিশদ আলোচনা করা হয়েছে (চতুর্থ অধ্যায়, ৪, ৭ পরিচ্ছেদ দেখ)। এখানে কয়েকটি প্রাথমিক প্রমাণ দ্রব নিয়ে তাদের নির্দিষ্ট মাত্রার প্রমাণ দ্রবণ তৈরীর কথা উল্লেখ করব।  
(ক) সোডিয়াম কার্বনেট ( $\text{Na}_2\text{CO}_3$ )—একটি পরিষ্কার প্লাটিনাম অথবা পর্সেলীন পাত্রে বৈশ্লেষিক বিকারক \*  $\text{NaHCO}_3$  কিছু নিয়ে অল্প তাপে উত্তপ্ত করলে  $\text{NaHCO}_3$  বিয়োজিত হয়ে  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  উৎপন্ন হয় এবং  $\text{CO}_2$  ও  $\text{H}_2\text{O}$  বের হয়ে চলে যায়। অল্প তাপে ( $260^\circ\text{--}270^\circ\text{ সে.}$ ) সর্বক্ষণ নাড়া দিতে দিতে ৬০—৭০ মিনিট উত্তপ্ত করা হয় এবং লক্ষ্য রাখা হয় যেন উচ্চতাপে গলন (fusion) না হয়। যদি  $270^\circ\text{ সে.}$  তাপের উপরে উত্তপ্ত করা হয় তাহলে  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  হতে  $\text{CO}_2$  বের হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এখন পাত্র সহ শোষকধারে ঠাণ্ডা করে ওজন নেওয়া হয়। এরপর পুনরায় একই পদ্ধতি অনুসারে উত্তপ্ত করে, ঠাণ্ডা করে

\* বৈশ্লেষিক বিকারক বলতে বোঝায় Analytical Reagent

ওজন নেওয়া হয়। ওজন একই হলে বুঝতে হবে  $\text{NaHCO}_3$ -র বিশোধন সম্পূর্ণ হয়েছে, ওজন এক না হলে পুনরায় একই পদ্ধতিতে উত্তপ্ত করতে হবে। এইভাবে প্রাপ্ত  $\text{Na}_2\text{CO}_3$ -কে বলা হয় অনাদ  $\text{Na}_2\text{CO}_3$ । যদি বৈশ্লেষিক বিকারক  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  সরাসরি বাজারে কিনতে পাওয়া যায়, তাহলে ওতেই কাজ চলে, কিন্তু দ্রবণ তৈরীর আগে কিছুক্ষণ  $110^\circ$  সে. তাপে উত্তপ্ত করে জলীয় বাষ্প মুক্ত করে নেওয়া প্রয়োজন।



উপরের সমীকরণ হতে আমরা জানি  $\text{Na}_2\text{CO}_3$ -র গ্রামতুল্যাংক = 53 গ্রাম। এখন 1.3250 গ্রাম অনাদ  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  সঠিকভাবে ওজন করে 250 মি. লি. মাপক কুপীতে (measuring flask) নিরে পাতিত জল মিগিয়ে দ্রবীভূত করার পর ঐ দ্রবণের আয়তন 250 মি. লি. ঠিক রাখলে দশাংশ-তুলা-দ্রবণ ( $N/10$ ) অথবা ডেসি-নরম্যাল দ্রবণ পাওয়া যায়। কিন্তু সঠিকভাবে 1.3250 গ্রাম  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  ওজন করে নেওয়া দুষ্কর। সেজন্য ঐ ওজনের কাছাকাছি পরিমাণ  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  সঠিকভাবে ওজন করে নিরে 250 মি. লি. মাপক-কুপীতে দ্রবীভূত করা হয়। মনে করে x গ্রাম  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  সঠিকভাবে ওজন করে মাপক-কুপীতে জলে দ্রবীভূত করে 250 মি. লি. আয়তনে



রাখা হল, তাহলে  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  দ্রবণের তুল্যাংক মাত্রা =  $\frac{x \times 0.1}{1.3250} (N)$ ।

(খ) বোরাক্স ( $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ )—সোডিয়াম কার্বনেট অপেক্ষা বোরাক্স ব্যবহার করার কয়েকটা সুবিধা আছে: (ক) এর গ্রাম তুল্যাংক বেশ বেশী, 190.72; (খ) সহজে এবং সম্ভার পুনঃকেলাসন (recrystallisation) দ্বারা বিশুদ্ধ করা যায়; (গ) বারংবার উত্তপ্ত করে ওজন স্থিরীকরণের প্রয়োজন হয় না; (ঘ) বস্তুতপক্ষে এটি জলাকর্ষী নয়; (ঙ) মিথাইল রেড সূচক ব্যবহার করলে পরীক্ষাগারের তাপে একটা স্পষ্ট অন্তর্বিন্দু নির্দেশ করে।

বৈশ্লেষিক বিকারক বোরাক্স বাজারে পাওয়া না গেলে, পাতিত জলে পুনঃ-কেলাসন করে বিশুদ্ধ করে নিতে হয়। 15 গ্রাম বোরাক্স সাধারণতঃ 50 মি. লি. জলে দ্রবীভূত করে পুনঃ-কেলাসন করা হয়। পুনঃ-কেলাসনের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন তাপমাত্রা  $55^\circ$  সে. থেকে বেশী না হয় ( $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$  ০.১° সে.

$10\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ )। কেলাসগুলি পাম্পের সাহায্যে ছেকে নিরে দুবার পাতিত জল দিয়ে ধুয়ে নেওয়া হয়, তারপর দুবার 95% অ্যালকোহল ও দুবার ইথার দ্রাবক দিয়ে ধুয়ে নেওয়া হয়। ধুয়ে

নেওয়ার পর শোষণ-পাম্প (suction pump) দ্বারা যতখানি সম্ভব দ্রাবক শোষণ করে দূর করা হয়, তারপর সাধারণ তাপমাত্রায় ঘড়ি কাচে পাতলা করে ছড়িয়ে রেখে 12—16 ঘণ্টা বাতাসে শুষ্ক করা হয়। এই শুষ্ক বোরাক্স ভালভাবে ছিপি লাগান বোতলে রাখলে 3—4 সপ্তাহ অপরিবর্তিত অবস্থায় থাকে।



উপরের সমীকরণ হতে আমরা জানি, বোরাক্সের গ্রাম-তুল্যাংক = 190.72 গ্রাম। মনে কর  $x$  গ্রাম  $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$  সঠিকভাবে ওজন করে মাপ-কদপীতে জল মিশিয়ে দ্রবীভূত করে 250 মি. লি. আয়তনে রাখা হল, তাহলে  $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$  দ্রবণের তুল্যাংক মাত্রা =  $\frac{x \times 0.1}{4.7680}$  (N)

$x$ -র মান 4.7 গ্রামের কাছাকাছি রাখার চেষ্টা করা হয়।

(গ) অক্সালিক অ্যাসিড  $\{(\text{COOH})_2, 2\text{H}_2\text{O}\}$ —বৈজ্ঞানিক বিকারক অ্যাসিড বাজারে কিনতে পাওয়া যায় এবং প্রাথমিক প্রমাণ দ্রব হিসাবে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু কেলাসের মধ্যে জলের মাত্রা সকল অবস্থায় স্থির থাকে না, সম্ভবতঃ সেই কারণে অক্সালিক অ্যাসিড নিয়ে প্রাথমিক স্তরে ক্ষারক প্রমিত করণ পদ্ধতি স্ফুপারিশ করলেও সকল ক্ষেত্রে অনেকে স্ফুপারিশ করেন না।

অক্সালিক অ্যাসিডের, গ্রাম-তুল্যাংক = 63.034 গ্রাম। অতএব যদি এক লিটার দ্রবণে  $x$  গ্রাম অক্সালিক অ্যাসিড থাকে তবে অক্সালিক

অ্যাসিডের দ্রবণের তুল্যাংক মাত্রা =  $\frac{x}{63.034}$  (N)।

(ঘ) সাক্সিনিক অ্যাসিড  $\{(\text{CH}_2\text{COOH})_2\}$ —বৈজ্ঞানিক বিকারক অবস্থায় বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। অ্যাসিটোন দ্রাবকে দ্রবীভূত করে সাক্সিনিক অ্যাসিড পদনঃ কেলাসন করা হয়। স্ফুপারিশ বিশুদ্ধ অবস্থায় না পাওয়া গেলে পরীক্ষাগারে পদনঃ কেলাসন দ্বারা বিশুদ্ধ করে নেওয়া যায় এবং অনূপ্রোষ (vacuum) শোষণকাধারে রেখে শুকান হয়। গলনাংক (185—185.5° সে.) দেখে বিশুদ্ধতা যাচাই করা যায়। এই অ্যাসিড জলে মোটামুটি দ্রবণীয় (fairly soluble) এবং ফেনল ধলিন্ স্ফুচক অনুমাপনের সময় ব্যবহার করা হয়।

সাক্সিনিক অ্যাসিডের গ্রাম-তুল্যাঙ্ক = 59.045 গ্রাম। অতএব যদি এক লিটার দ্রবণে x গ্রাম সাক্সিনিক অ্যাসিড থাকে তবে সাক্সিনিক অ্যাসিডের দ্রবণের তুল্যাঙ্ক মাত্রা =  $\frac{x}{59.045} \cdot (N)$ ।

৭. ৩. মোটামুটি গাঢ় মাত্রার দ্রবণ প্রস্তুতিকরণ (*Preparation of solutions of approximate strength*)

(ক) HCl: গাঢ় রাসায়নিক-বিশুদ্ধ (chemically pure) অ্যাসিড বলতে বোঝায় HCl গ্যাসের জলীয় দ্রবণ। যদি (Twaddle Hydrometer) সাহায্যে ঐ জলীয় দ্রবণের আপেক্ষিক গুরুত্ব (Sp. gr.) দেখা যায় 1.18, তাহলে ঐ দ্রবণে থাকবে 35.39% HCl গ্যাস অর্থাৎ 100 গ্রাম জলীয় দ্রবণে থাকবে 35.39 গ্রাম HCl গ্যাস।

এখন এক লিটার তুল্য দ্রবণে HCl থাকবে 36.5 গ্রাম। অতএব 36.5 গ্রাম HCl নিতে হলে, ঐ জলীয় দ্রবণ নিতে হবে  $\frac{36.5 \times 100}{35.39}$  গ্রাম এবং এর আয়তন হবে  $\frac{36.5 \times 100}{35.39 \times 1.18}$  মি. লি. = 87.40 মি. লি.

পরীক্ষাগারে গাঢ় HCl-র মাত্রা থাকে মোটামুটি 12(N)। সুতরাং ঐ গাঢ় HCl 83.30 মি. লি. মেশে নিলে জল মিশিয়ে এক লিটার আয়তন করলে মোটামুটি তুল্য দ্রবণ পাওয়া যাবে। এখন সঠিক মাত্রা পেতে হলে কোন প্রমাণ ক্ষারক দ্রবণের সাহায্যে অনুমাপন করে তা বের করতে হবে।

(খ) H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>: পরীক্ষাগারে গাঢ় H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>-র মাত্রা থাকে মোটামুটি 36(N)। HCl-র ক্ষেত্রে যেমন আপেক্ষিক গুরুত্ব (Sp. gr.) থেকে তুল্য দ্রবণ প্রস্তুত করার কথা আলোচনা করা হয়েছে, এক্ষেত্রেও একইভাবে তুল্য-দ্রবণ তৈরী করা যায়। তবে সাধারণতঃ গাঢ় H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>-র মাত্রা 36(N) ধরে নিয়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ জল মিশিয়ে প্রয়োজনীয় মাত্রার তুল্য দ্রবণ প্রস্তুত করা হয়।


(গ) NaOH এবং KOH: সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এবং পটাসিয়াম হাইড্রোক্সাইড বিশুদ্ধ অবস্থায় বেশীদিন রাখা যায় না এবং তুলার ওজন করে সঠিক মাত্রার দ্রবণ তৈরী করা যায় না। এগুলি বাতাস হতে জলীয় বাষ্প এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইড শোষণ করে। সাধারণ তুলার কাচের পাত্রে নিয়ে NaOH অথবা KOH ওজন করা হয়। মোটামুটিভাবে ওজন নিলে মোটামুটি গাঢ় মাত্রার দ্রবণ তৈরী করা হয়, তারপর প্রমাণ অ্যাসিডের সাথে অনুমাপনের দ্বারা প্রমিত করা হয়। প্রমাণ দ্রবণ তৈরী

করে বেশিকণ রাখা যায় না। প্রতিদিন প্রমিত করে নেওয়া উচিত। কার্বনেট মদ্র NaOH দ্রবণ পেতে হলে আয়ন-বিনিময় রেজিন স্তরের (ion exchange resin bed) মধ্য দিয়ে টাটকা তৈরী NaOH দ্রবণ প্রবাহিত করে নেওয়া প্রয়োজন।

৭. ৪. প্রমাণ অক্সালিক অ্যাসিড দ্রবণ ( $1.02N/10$ ) নিয়ে NaOH দ্রবণ প্রমিতকরণ [*Standardization of NaOH solution by Oxalic Acid* ( $1.02N/10$ )]—পার্থক্য পদ্ধতি অনুসারে অক্সালিক অ্যাসিড ওজন করে নেওয়া হল এবং দেখা গেল এক লিটার মাপক-কুপীতে  $6.4295$  গ্রাম অক্সালিক নেওয়া হয়েছে। তাহলে প্রমাণ অক্সালিক অ্যাসিড দ্রবণের মাত্রা হবে  $= 1.02N/10$ ।

অক্সালিক অ্যাসিড হচ্ছে একটি ক্ষীণ (weak) অ্যাসিড এবং সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড হচ্ছে একটি তীব্র ক্ষার। সুতরাং যখন জলীয় দ্রবণে তাদের প্রশমন বিক্রিয়া হয় তখন অন্তর্বিন্দুতে দ্রবণের pH মান  $8.7$ -র কাছাকাছি থাকে।

আমরা জানি ফেনলথলিন সূচকের পরিবর্তনের মধ্যবর্তী সীমা হচ্ছে pH  $8.0$ —pH  $9.8$ । অতএব এক্ষেত্রে ফেনলথলিন সূচক হিসাবে কার্যকরী ও উপযোগী হবে।



কার্যপ্রণালী: পিপেটের সাহায্যে  $25$  মিলি. লি. NaOH দ্রবণ নিয়ে  $250$  মিলি. লি. শংকু-কুপীতে ঢাল। দু-ফোটা ফেনলথলিন সূচক দ্রবণ মেশাও। দ্রবণটি লাল-গোলাপী বর্ণের হবে। এখন একটি ব্যুরেটে অক্সালিক অ্যাসিডের প্রমাণ দ্রবণ নাও (সপ্তম অধ্যায় 7, 14 দেখ) এবং ফোটার ফোটার শংকু-কুপীতে ফেলে মেশাও। যদি NaOH দ্রবণের মাত্রা মোটামুটি  $N/10$  থাকে, তাহলে অন্তর্বিন্দু পর্যন্ত  $25$  মিলি. লি. কাছাকাছি অক্সালিক অ্যাসিড দ্রবণ মেশাতে হবে। অন্তর্বিন্দুতে সূচকের রঙের পরিবর্তন হবে লাল হতে বর্ণহীন অর্থাৎ শংকু-কুপীতে দ্রবণের রঙ অদৃশ্য হলে বন্ধিতে হবে অন্ত-বিন্দু পার হয়ে গেছে। অক্সালিক অ্যাসিডের যে ফোটার দ্রবণের রঙ অদৃশ্য হবে সেই ফোটা পর্যন্ত অক্সালিক অ্যাসিডের আয়তন ব্যুরেট থেকে খাতার নীচের সারণি অনুযায়ী লিপিবদ্ধ করতে হবে। অনুমাপনের সময় শংকু-কুপীর গায়ে কোন বিকারক দ্রবণের ফোটা লেগে থাকলে তৎক্ষণাৎ সেটি জলে ধুয়ে

মূল দ্রবণের সাথে মিশিয়ে ফেলতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে অস্ত-বিন্দু নির্ধারণের পর যেন এক ফোটাও বেশী দ্রবণ ব্যুরেট হতে না পড়ে।

এইভাবে কয়েকবার একই পরিমাণ NaOH দ্রবণ নিয়ে প্রমাণ অক্সালিক অ্যাসিড দ্রবণের সাথে অনুমাপন করা হয় এবং খাতার লিপিবদ্ধ কাছাকাছি মানগুলির গড় নেওয়া হয়।

হিসাব :

ক্রমিক নম্বর	পিপেট পাঠ মি. লি.	ব্যুরেট পাঠ		ব্যুরেট পাঠের পার্থক্য	
		প্রাথমিক মি. লি.	শেষ মি. লি.	পার্থক্য মি. লি.	গড় মি. লি.
1	25	0	24.50	24.50	
2	25	0	24.60	24.60	
3	25	0	24.55	24.55	24.55
4	25	0	24.55	24.55	

প্রথম ওজন = তোলন বোতল + অক্সালিক অ্যাসিড = 21.5718 গ্রাম

দ্বিতীয় ওজন = " + অবশিষ্ট " = 15.1423 গ্রাম

এখন, অক্সালিক অ্যাসিড নেওয়া হয়েছে = (21.5718—15.1423) গ্রাম  
= 6.4295 গ্রাম/1000 মি. লি.

$$\text{অতএব অক্সালিক অ্যাসিড দ্রবণের তুল্যাঙ্কমাত্রা} = \frac{6.4295}{6.3034} \frac{N}{10}$$

$$= 1.02 \frac{N}{10}$$

$V_1 = \text{NaOH দ্রবণের আয়তন} = 25 \text{ মি. লি.}$

$S_1 = \text{NaOH দ্রবণের মাত্রা} = ?$

$V_2 = \text{অক্সালিক অ্যাসিড দ্রবণের আয়তন} = 24.55 \text{ মি. লি.}$

$$S_2 = 1.02 \text{ N}/10$$

$$V_1 S_1 = V_2 S_2$$

$$\text{অথবা } S_1 = \frac{V_2 S_2}{V_1} = \frac{24.55 \times 1.02}{25} \frac{N}{10} = 1.002 \frac{N}{10}$$

তুল্যাঙ্কমাত্রা

$$= 0.1002 (N)$$

$$= (0.1002 \times 40) \text{ গ্রাম NaOH/লিটার}$$

$$= 4.008 \text{ গ্রাম NaOH/লিটার}$$

পাঠ্যমাত্রা

তাহলে দেখছি, নূরকম উপায়ে দ্রবণের মাত্রা প্রকাশ করা যায়। প্রথমে তুল্যাঙ্কমাত্রা (নরম্যালিটি) হিসাবে প্রকাশ করা হয়। তারপরে তুল্যাঙ্ক-মাত্রাকে দ্রবের তুল্যাঙ্ক-ভার দিবে গুণ করলে প্রতি লিটারে বিকারক দ্রব কতখানি আছে অর্থাৎ গাঢ়ত্ব-মাত্রা প্রকাশ পায়। এইভাবে অক্সালিক অ্যাসিডের প্রমাণ দ্রবণ নিয়ে অন্যান্য ক্ষার দ্রবণ প্রমিতকরণ সম্ভব। অক্সালিক অ্যাসিডের পরিবর্তে অন্য প্রাথমিক প্রমাণ অ্যাসিড দ্রব, যেমন সাক্সিনিক অ্যাসিড, ব্যবহার করা যায়। শুধু তাই না এইভাবে প্রমিত ক্ষার দ্রবণ নিয়ে অন্য অ্যাসিডের প্রমিতকরণ সম্ভব। যেমন, অক্সালিক অ্যাসিডের প্রমাণ দ্রবণ নিয়ে NaOH দ্রবণ প্রমিত করা হয়েছে। এখন এই NaOH দ্রবণ দ্বারা HCl অথবা  $H_2SO_4$  অথবা অন্য কোন অ্যাসিড দ্রবণ প্রমিত করা যায়।

9. 5. প্রমাণ অক্সালিক অ্যাসিড দ্রবণ নিয়ে HCl দ্রবণ প্রমিতকরণ—  
প্রথমে অক্সালিক অ্যাসিডের একটি N/10 প্রমাণ দ্রবণ এবং NaOH-র একটি মোটামুটি N/10 দ্রবণ তৈরী করা হয়। তারপর উপরোক্ত প্রণালী অনুসারে NaOH দ্রবণকে প্রমিত করা হয়। এখন এই প্রমিত NaOH নিয়ে একই কার্ভ-প্রণালী অনুসরণ করে HCl দ্রবণ অনুমাপন, তথা প্রমিত-করণ করা হয়।

মনে কর,  $V_1 =$  NaOH দ্রবণের আয়তন

$S_1 =$  NaOH দ্রবণের তুল্যাঙ্কমাত্রা

$V_2 =$  অক্সালিক অ্যাসিড দ্রবণের আয়তন

$S_2 =$  অক্সালিক অ্যাসিড দ্রবণের তুল্যাঙ্কমাত্রা

$V_3 =$  HCl দ্রবণের আয়তন

$S_3 =$  HCl দ্রবণের তুল্যাঙ্কমাত্রা

এখন  $V_1 S_1 = V_2 S_2$

$V_1 S_1 = V_3 S_3$

যেহেতু NaOH দ্রবণের আয়তন এবং তুল্যাঙ্কমাত্রা উভয় অনুমাপনে একই থাকছে,  $V_2 S_2 = V_3 S_3$


$$\text{অথবা } S_3 = \frac{V_2 S_2}{V_3}$$

অক্সালিক অ্যাসিড দ্রবণের আয়তন ব্যুরেট পাঠ থেকে পাচ্ছি, অক্সালিক অ্যাসিড দ্রবণের তুল্যাঙ্কমাত্রা প্রমাণ দ্রবণ থেকে পাচ্ছি, এবং HCl দ্রবণের আয়তন ব্যুরেট পাঠ থেকে পাচ্ছি। সুতরাং HCl দ্রবণের তুল্যাঙ্ক-মাত্রা,  $S_3$ , সহজে অংক কষে বের করা যাবে।



## ৭. ৬. প্রমাণ বোরাক্স দ্রবণ নিয়ে HCl দ্রবণ প্রমিতকরণ

পার্থক্য-পদ্ধতি অনুসারে বোরাক্স ওজন করে নেওয়া হল এবং দেখা গেল ২৫০ মি. লি. মাপক কুপীতে ৪.০৬৪০ গ্রাম বোরাক্স নেওয়া হয়েছে। তাহলে প্রমাণ বোরাক্স দ্রবণের মাত্রা হবে  $= 0.9792 \text{ N}/_{10}$



$$381.44 \quad 2 \times 36.47$$

HCl হচ্ছে একটি তীব্র অ্যাসিড এবং NaOH হচ্ছে একটি তীব্র ক্ষার। সুতরাং যখন জলীয় দ্রবণে তাদের প্রশমন বিক্রিয়া হয় তখন অন্তঃবিন্দুতে দ্রবণের pH মান ৭-র কাছাকাছি থাকে। এস্থলে মিথাইল অরেঞ্জ অথবা মিথাইল রেড সূচক দ্রবণ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। অন্তঃবিন্দুতে রঙের পরিবর্তন হবে ফিকে হলুদ থেকে লাল।

কার্ব-প্রণালী: আগের মতই পিপেট দ্বারা ২৫ মি. লি. বোরাক্স দ্রবণ মাপক-কুপী হতে শংকু-কুপীতে স্থানান্তরিত করা হল। এখন দৃ-ফোটা মিথাইল রেড সূচক দ্রবণ মিশিয়ে ব্যুরেট হতে HCl দ্রবণ ঢাল। দ্রবণের রঙ লাল হয়ে গেলে কতখানি HCl দ্রবণ লাগল তা ব্যুরেট পাঠ থেকে লিপিবদ্ধ কর। এইভাবে কয়েকবার ঐ বোরাক্স দ্রবণ নিয়ে HCl মিশিয়ে অনুমাপন কর এবং প্রত্যেকবারই ব্যুরেট পাঠ লিপিবদ্ধ কর। দেখা যাবে একই আয়তনের বোরাক্স দ্রবণের জন্য প্রত্যেকবার একই আয়তনের (কাছাকাছি) HCl দ্রবণ লাগছে। ব্যুরেট পাঠের মধ্যে পার্থক্য ০.০৫-র বেশী হলে বুঝতে হবে অনুমাপনে ভ্রম হয়েছে।

হিসাব:

$$V_1 = \text{বোরাক্স দ্রবণের আয়তন} = 25 \text{ মি. লি.}$$

$$S_1 = \text{বোরাক্স দ্রবণের তুল্যাঙ্কমাত্রা} = 0.9792 \text{ N}/_{10}$$

$$V_2 = \text{HCl দ্রবণের আয়তন} = 24 \text{ মি. লি. (ব্যুরেট পাঠ থেকে)}$$

$$S_2 = \text{HCl দ্রবণের তুল্যাঙ্কমাত্রা} = ?$$

$$S_2 = \frac{V_1 S_1}{V_2} = \frac{25 \times 0.9792}{24} \frac{\text{N}}{10}$$

$$= \frac{25 \times 0.9792 \times 36.47}{24 \times 10}$$

গ্রাম HCl/লিটার (গাঢ়ত্বমাত্রা)

এইভাবে প্রমিত HCl দ্রবণ নিয়ে একই কার্ব-প্রণালী অনুসরণ করে

$\text{NaOH}$  দ্রবণ, অথবা  $\text{KOH}$  দ্রবণ, অথবা অন্য কোন ক্ষারক দ্রবণ প্রমিত-করণ সম্ভব।  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  দ্রবণ প্রমিতকরণের সময় মিথাইল অরেঞ্জ সূচক দ্রবণ ব্যবহার করা বিধেয়।

মনে কর,

$V_3 = \text{NaOH}$  দ্রবণের আয়তন = ২৫ মি. লি. (পিপেট পাঠ থেকে)

$S_3 = \text{NaOH}$  দ্রবণের তুল্যাঙ্কমাত্রা = ?

$V_2 = \text{HCl}$  দ্রবণের আয়তন = ২৬ মি. লি. (ব্যাড্রেট পাঠ থেকে)

$$S_2 = \frac{25 \times 0.9792}{24} \frac{N}{10}$$

এখন  $V_2 S_2 = V_3 S_3$

$$\begin{aligned} \therefore S_3 &= \frac{V_2 S_2}{V_3} = \frac{26 \times 25 \times 0.9792}{24 \times 25} \frac{N}{10} \\ &= \frac{26 \times 25 \times 0.9792 \times 40}{24 \times 25 \times 10} \text{ গ্রাম NaOH/লিটার (গাঢ়মাত্রা)} \end{aligned}$$

৭. ৭. অম্লমিতি এবং ক্ষারমিতিতে অন্যান্য প্রাথমিক প্রমাণ দ্রব—


যে সমস্ত প্রাথমিক প্রমাণ দ্রবের কথা আগেই আলোচনা করা হয়েছে, সেগুলি ছাড়া আরও অনেক প্রাথমিক দ্রবের উল্লেখ অম্লমিতি ও ক্ষারমিতিতে দেখতে পাই। তাদের মধ্যে কয়েকটির সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করছি।

(ক) বেনজোয়িক অ্যাসিড ( $\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}$ ; তুল্যাঙ্ক-ভার = ১২২.১২)—  
বাজারে প্রাপ্ত A.R.\* মার্কা অ্যাসিড সাধারণতঃ ৯৯.৭% বিশুদ্ধ হয় এবং তা নিয়ে কাজ করা চলে। বিশুদ্ধ অ্যাসিড প্লাটিনাম মর্দচিত্তে নিয়ে  $130^\circ$  সে. তাপে গলিয়ে শর্দিকিয়ে নিলে ভ্রমমাত্রা কম হয়। বেনজোয়িক অ্যাসিড জলে অদ্রবণীয়, সেজন্য ৯৫% অ্যালকোহলে দ্রবীভূত করে অনুমাপন করা হয়। মনে কর, একটি  $N/10$  মাত্রার  $\text{KOH}$  ক্ষারক দ্রবণ অনুমাপন করতে হবে। সঠিকভাবে ০.৩ গ্রাম বেনজোয়িক অ্যাসিড ওজন করে শংকু-কুপীতে নাও, ২০ মি. লি. অ্যালকোহলে দ্রবীভূত কর, ৪০ মি. লি. পাতিত জল ও দু' ফোঁটা ফেনলথলিন সূচক দ্রবণ মিশিয়ে ব্যাড্রেট হতে  $\text{KOH}$  দ্রবণ ঢেলে অনুমাপন কর। ২০ মি. লি. অ্যালকোহল + ৪০ মি. লি. পাতিত জল নিয়ে দু' ফোঁটা সূচক দ্রবণ মিশিয়ে মাপ্যহীন অনুমাপন (blank titration) করে নেওয়া ভাল। প্রয়োজন হলে, মাপ্যহীন অনু-

\* A.R. = Analytical Reagent.

মাশনে ষড়ধানি KOH দ্রবণ লেগেছে ঠিক ততধানি মূল অনুমাপন হতে বাদ দিতে হবে।

(খ) পটাশিয়াম হাইড্রোজেন থ্যালাটে ( $\text{KHC}_3\text{H}_4\text{O}_4$ ; তুল্যাঙ্ক-ভার = ২০৪.২২)—বাজারে প্রাপ্ত A. R. মার্কা লবণ ৯৯.৭% বিশুদ্ধ হয়। ঠান্ডা জলে দ্রবীভূত হয় না। গরম জলে দ্রবীভূত করে অনুমাপন করতে হয়। ফেনল্‌থলিন্ অথবা থাইমল ব্লু সূচক দ্রবণের সাহায্যে যে কোন তীক্ষ্ণ ক্ষার দ্রবণ অনুমাপন করা যায়। জলাকর্ষী নয়।




(গ) পটাশিয়াম বাই-আয়োডেট  $\{\text{KH}(\text{IO}_3)_2$ ; তুল্যাঙ্ক-ভার = ৩৪৭.৭৫}—অনার্দ্র অবস্থায় পাওয়া যায়। জলাকর্ষী নয়, কিন্তু জলে মোটামুটি দ্রবণীয়। জলীয় দ্রবণ অনেকদিন অবিযোজিত অবস্থায় থাকে এবং তীক্ষ্ণ অ্যাসিড দ্রবণ হিসাবে বিক্রিয়া ঘটায়। সুতরাং মিথাইল রেড সূচক ব্যবহার করে তীক্ষ্ণ ক্ষার অনুমাপন করা যায়।

(ঘ) পটাশিয়াম বাই-টারট্রেট ( $\text{KHC}_4\text{H}_4\text{O}_6$ ; তুল্যাঙ্ক-ভার = ১৮৮.১৮)—A. R. মার্কা হলে ৯৯.৭% বিশুদ্ধ হবে। গরম জলে দ্রবীভূত করে ফেনল্‌থলিন্ সূচক ব্যবহার করে অজ্ঞাত মাত্রার ক্ষার দ্রবণ অনুমাপন করা যায়।

(ঙ) অ্যারডিপিক অ্যাসিড  $\{\text{CH}_2\text{CH}_2\text{COOH}\}_2$ ; তুল্যাঙ্ক-ভার = ৭৪.০৭—বাজারে প্রাপ্ত C. P.\* মার্কা অ্যাসিড গরম জলে দ্রবীভূত করে কিছু জৈব কার্বন মিশিয়ে কেলাসন করা হয়, তারপর দু'ঘণ্টা ১২০° সে. তাপমাত্রায় শুকান হয়। এই কেলাসিত অ্যাসিড অ্যাসিটোনে দ্রবীভূত করে পুনঃকেলাসন করা হয় এবং দু'ঘণ্টা ১২০° সে. তাপমাত্রায় পুনরায় শুকান হয়। বিশুদ্ধ অ্যারডিপিক অ্যাসিডের গলনাংক ১৫২° সে.। গরম জলে অথবা অ্যালকোহলে দ্রবীভূত করে ফেনল্‌থলিন্ সূচক ব্যবহার করে অনুমাপন করা হয়।

(চ) মারকিউরিক অক্সাইড ( $\text{HgO}$ ; তুল্যাঙ্ক-ভার = ১০৮.৩১)—সহজে শুকনা এবং বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায়। KBr দ্রবণে  $\text{HgO}$  দ্রবীভূত হয়ে ষথাক্রমে পটাশিয়াম মারকিউরিক ব্রোমাইড এবং তুল্যাঙ্ক পরিমাণ KOH উৎপন্ন করেঃ



১০.৪৩১ গ্রাম  $\text{HgO}$  ৪০০ মি. লি. ৫০% KBr দ্রবণে দ্রবীভূত করে জল মিশিয়ে এক লিটার আয়তন করলে  $\text{N}/_{10}$  KOH দ্রবণ পাওয়া যাবে। এই

\* C. P. = Chemically Pure = রাসায়নিকভাবে বিশুদ্ধ

KOH দ্রবণ ফেনল্‌থ্যালিন অথবা মিথাইল অরেন্‌জ সূচক দ্বারা কোন অ্যাসিড দ্রবণের সাথে অনুমাপন করা যায়।


(৫) সোডিয়াম অক্সালেট ( $\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4$ ; তুল্যাক-ভার = 134.02) — এই লবণকে উত্তপ্ত করলে বিয়োজিত হয়ে  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  উৎপন্ন করে।  $\text{N}/_{10}$  দ্রবণ তৈরীর জন্য 0.8 গ্রাম মত  $\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4$  সঠিক ওজন করে নিয়ে প্লাটিনাম মার্চিতে রেখে বিয়োজিত করা হয়। তারপর জলে দ্রবীভূত করে

$$\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4 = \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{CO}$$

মিথাইল অরেন্‌জ অথবা মিথাইল অরেন্‌জ-ইনিডিনো কারমিন সূচক সহযোগে যে কোন অ্যাসিডীয় দ্রবণ অনুমাপন করা যায়।

9, 8. বেরিয়াম হাইড্রোক্সাইডের প্রমাণ দ্রবণ প্রস্তুতি—বৈশেষিক রসায়নে এই কারকীয় দ্রবণের বহুল ব্যবহার আছে, বিশেষ করে জৈব অ্যাসিড দ্রবণের অনুমাপনের ক্ষেত্রে এর ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। বেরিয়াম হাইড্রোক্সাইডের  $\{\text{Ba}(\text{OH})_2 \cdot 8\text{H}_2\text{O}\}$  তুল্যাক-ভার হচ্ছে 336.07, কিন্তু সরাসরি ওজন করে এর প্রমাণ দ্রবণ তৈরী করা যায় না। কারণ এই লবণ জলকষী এবং বাতাস হতে  $\text{CO}_2$  শোষণ করে। তবে  $\text{BaCO}_3$  অদ্রবণীয়, সেজন্য বেরিয়াম হাইড্রোক্সাইডের জলীয় দ্রবণ বেশ কয়েক ঘণ্টা রেখে দিলে উপস্থিত  $\text{BaCO}_3$  অধঃক্ষিপ্ত হয়। উপরের স্বচ্ছ দ্রবণ পৃথক করে নিয়ে HCl অথবা অন্য কোন অ্যাসিডের প্রমাণ দ্রবণ দ্বারা প্রতিক্রিয়া করা যায়। এক্ষেত্রে ফেনল্‌থ্যালিন সূচক ব্যবহার করা চলে।

9, 9. বাজারের সোডা অক্সাইডের পরিমাণ নির্ধারণ—সঠিকভাবে 5.3 গ্রাম বাজারের সোডা ওজন করে 1,000 মি.লি. মাপক-কপীতে নাও, জলে দ্রবীভূত কর এবং জল মিশিয়ে আরতন ঠিক এক লিটার কর। ভালভাবে মিশিয়ে নাও। 25 মি.লি. এই দ্রবণ পিপেটের সাহায্যে শংকু-কপীতে স্থানান্তরিত কর এবং মিথাইল অরেন্‌জ অথবা ব্রোমো-ক্রোম গ্রীন সূচক সহযোগে  $\text{N}/_{10}$  HCl-র প্রমাণ দ্রবণ দ্বারা অনুমাপন কর।




106.01  $2 \times 36.46$

অতএব, 1 মি.লি.  $\text{N}/_{10}$  HCl  $\equiv 0.0053$  গ্রাম  $\text{Na}_2\text{CO}_3$ ।

9, 10. সোডিয়াম অক্সালেট অ্যাসিডের পরিমাণ নির্ধারণ—প্রথমে পরিমাণ-মত মেপে নিয়ে অথবা ওজন করে মোটামুটি  $\text{N}/_{10}$  দ্রবণ তৈরী করতে হবে। ওজন করে নেওয়াই সুবিধাজনক। একটি শৃঙ্খ 50 মি. লি. বাকর অথবা মাপক-কপী প্রথমে ওজন করে নাও, তারপর প্রায় 5 গ্রাম মত


গ্রেসিয়াল অ্যাসিটিক অ্যাসিড ঐ বীকারে (মাপক-কুপীতে) নিয়ে পুনরায় ওজন কর। দ্রুটি ওজনের পার্থক্য থেকে কতখানি অ্যাসিড নেওয়া হয়েছে জানা যাবে। এখন ঐ অ্যাসিড জল দ্বারা ধুয়ে 500 মি.লি. মাপক-কুপীতে স্থানান্তরিত কর এবং জল মিশিয়ে দ্রবণের আয়তন 500 মি.লি. কর। 0.3 গ্রাম অ্যাসিড নিলে 50 মি.লি. মাপক-কুপী হতে স্থানান্তরিত করতে হয় না। ভাল করে ঝাঁকিয়ে মিশিয়ে নাও, তারপর ঐ দ্রবণ হতে 25 মি.লি. দ্রবণ পিপেটের সাহায্যে শংকু-কুপীতে নিয়ে প্রমাণ  $N/10$  NaOH দ্রবণ দ্বারা অনুমাপন কর। ফেনলথ্যালিন সূচক ব্যবহার কর।



1 মি.লি.  $N/10$  NaOH দ্রবণ  $\equiv 0.0060$  গ্রাম  $\text{CH}_3\text{COOH}$

একই পদ্ধতিতে ভিনিগারে (Vinegar) কতখানি  $\text{CH}_3\text{COOH}$  আছে জানা যায়। জল মিশিয়ে লঘু করার জন্য ভিনিগারের রঙ অনুমাপনে ব্যাঘাত ঘটায় না।


9, 11. গাঢ় লালকিউরিক অ্যাসিডে  $\text{H}_2\text{SO}_4$ -র পরিমাণ নির্ধারণ—একটি পরিষ্কার শুষ্ক কাচের ছিপি সহ 50 মি.লি. মাপক-কুপী প্রথমে ওজন করে নাও। তারপর অংশায়িত পিপেট দ্বারা 1 মি.লি. গাঢ় অ্যাসিড মাপক-কুপীতে নাও এবং পুনরায় ওজন কর। দ্রুটি ওজনের পার্থক্য থেকে কত গ্রাম গাঢ় অ্যাসিড নেওয়া হল জানা যাবে। এখন 250 মি.লি. মাপক-কুপীতে ঐ ওজন করা অ্যাসিড স্থানান্তরিত করে নাও, জল মিশিয়ে আয়তন 250 মি.লি. কর। আরও কম পরিমাণ অ্যাসিড নিলে স্থানান্তরিত-করণের প্রয়োজন হয় না। 25 মি.লি. দ্রবণ নিয়ে প্রমাণ  $N/10$  NaOH দ্রবণ দ্বারা অনুমাপন কর। মিথাইল অরেন্জ সূচক ব্যবহার কর।



1 মি.লি.  $N/10$  NaOH  $\equiv 0.0049$  গ্রাম  $\text{H}_2\text{SO}_4$

9, 12. সিরাপী অর্থোফস্ফোরিক অ্যাসিডে  $\text{H}_3\text{PO}_4$ -র পরিমাণ নির্ধারণ—অর্থো ফস্ফোরিক অ্যাসিড হচ্ছে দ্বিকারকীয় অ্যাসিড অর্থাৎ তিনটি স্তরে বিয়োজিত হয়। প্রথম বিয়োজনজনিত  $N/10$  অ্যাসিড দ্রবণের প্রশমনবিন্দুতে pH হবে প্রায় 4.9, দ্বিতীয় বিয়োজনজনিত প্রশমনবিন্দুতে pH হবে প্রায় 9.7 এবং তৃতীয় বিয়োজনজনিত প্রশমনবিন্দুতে pH হবে প্রায় 12.6; প্রশমনবিন্দুতে pH পরিবর্তন খুব স্পষ্ট নয়। প্রথম বিয়োজনজনিত প্রশমনবিন্দু (অন্তর্বিন্দু) ঠিক করার জন্য মিথাইল অরেন্জ সূচক, দ্বিতীয় বিয়োজনজনিত প্রশমনবিন্দু ঠিক করার জন্য থাইমথ্যালিন সূচক ব্যবহার


করা চলে, কিন্তু তৃতীয় বিশ্লেষণ জনিত প্রশমনবিধ, কোন সূচক দ্বারা ভালভাবে ঠিক করা যায় না। যদি দ্বিতীয় স্তর পর্যন্ত অনুমাপন করে নিয়ে, দ্রবণে  $\text{CaCl}_2$  দ্রবণ মেশান হয়, তাহলে তৃতীয় স্তর অনুমাপন থাইমলথলিন অথবা মিশ্র সূচক ব্যবহার করে সম্ভব হবে।



$$1 \text{ মি. লি. } \text{N}/10 \text{ NaOH} \equiv 0.0049 \text{ গ্রাম } \text{H}_2\text{PO}_4$$



9, 13. বোরিক অ্যাসিড এবং বোরাক্স নির্ধারণ—বোরিক অ্যাসিড ক্ষীণ এক ক্ষারকীয় অ্যাসিড হিসাবে বিক্রিয়া ঘটায় ( $K_a = 6.4 \times 10^{-10}$ ) ; সেজন্য বোরিক অ্যাসিড দ্রবণ  $\text{N}/10$  প্রমাণ ক্ষারকীয় দ্রবণ দ্বারা অনুমাপন করা যায় না। কিন্তু যদি কিছু পলিহাইড্রোক্সি জৈব যৌগ (organic polyhydroxy compounds), যেমন গ্লিসারল, ম্যানিটল, গ্লুকোজ ইত্যাদি, মেশান হয় তাহলে বোরিক অ্যাসিড জটিল যৌগ\* উৎপন্ন করে তীব্র অ্যাসিড হিসাবে বিক্রিয়া ঘটাবে এবং ফেনলথলিন সূচক দ্বারা অন্তর্বিন্দু ঠিক করা যাবে।

বোরাক্স দ্রবণ নিয়ে মিথাইল অরেন্জ সূচক সহযোগে প্রমাণ  $\text{N}/10 \text{ HCl}$  দ্রবণ দ্বারা প্রথমে অনুমাপন করা হয়।



$$1 \text{ মি. লি. } (\text{N}) \text{HCl} \equiv 0.10065 \text{ গ্রাম } \text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7$$


প্রথমে অনুমাপনে উৎপন্ন বোরিক অ্যাসিড ম্যানিটল মিশ্রণে (10 মি. লি. দ্রবণে 0.5 গ্রাম ম্যানিটল) ফেনলথলিন সূচক সহযোগে প্রমাণ  $\text{N}/10 \text{ NaOH}$  দ্রবণ দ্বারা অনুমাপন করে নির্ধারণ করা যায়।





$$1 \text{ মি. লি. } (\text{N}) \text{NaOH} \equiv 0.06184 \text{ গ্রাম } \text{H}_3\text{BO}_3$$

$$\equiv 0.05033 \text{ গ্রাম } \text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7$$

9, 14. মিশ্রণ  $\text{NaOH}$  এবং  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  নির্ধারণ—(1) দ্রবণে মোট ক্ষারক ( $\text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{NaOH}$ ) মিথাইল অরেন্জ (pH 3-4) সূচক দ্বারা অনুমাপন করা যায়। (2) নীচের দুটি পদ্ধতির যে কোন একটি




অনুসরণ করা চলে : (ক)  $\text{NaOH} + \frac{1}{2} \text{Na}_2\text{CO}_3$  অনুমাপন করা যায়।  
 অন্তর্বিন্দুতে pH হবে ৪.৪ এবং ভ্রম হবে  $\pm ২\%$ । ফেনলথ্যালিন, অথবা,  
 থাইমল ব্লু সূচক দ্রবণ, অথবা নিম্নলিখিত মিশ্র সূচক দ্রবণ ব্যবহার করা  
 হয় : ফ্রেজল রেড সূচকের সোডিয়াম লবণের ০.১% জলীয় দ্রবণ এক ভাগ  
 + থাইমল ব্লু সূচকের সোডিয়াম লবণের ০.১% জলীয় দ্রবণ তিন ভাগ।  
 যখন দ্রবণে  $\text{pH} < ৪.২$  তখন সূচকের রঙ হলুদ ; যখন  $\text{pH} = ৪.২$ ,  
 তখন রঙ বেগুনী (pink) ; যখন  $\text{pH} \geq ৪.৪$ , তখন বেগুনী (violet)।  
 (খ) অতিরিক্ত  $\text{BaCl}_2$  দ্রবণ মিশিয়ে দ্রবণ হতে কার্বনেট সম্পূর্ণরূপে  
 অধঃক্ষিপ্ত করা হয় এবং দ্রবণে মৃত্ত হাইড্রোক্সাইড ফেনলথ্যালিন সূচক  
 সহযোগে অনুমাপন করা যায়। [যে সকল আয়ন  $\text{Ba(II)}$ -কে অধঃক্ষিপ্ত  
 করে, তারা বিঘ্ন ঘটতে পারে।  $\text{BaSO}_4$  অধঃক্ষেপ  $\text{OH}$  আয়ন শোষণ  
 করে।]



মনে কর, ১ নং অনুমাপনে  $V_1$  মি. লি. প্রমাণ অ্যাসিড দ্রবণ লাগে এবং  
 ২. (ক) অনুমাপনে  $V_2$  মি. লি. প্রমাণ অ্যাসিড দ্রবণ লাগে। তাহলে অধিক  
 কার্বনেটের সমতুল্য প্রমাণ অ্যাসিড দ্রবণ =  $(V_1 - V_2)$  মি. লি.।

অতএব মোট কার্বনেট সমতুল্য প্রমাণ অ্যাসিড দ্রবণ =  $2 \times (V_1 - V_2)$   
 মি. লি. এবং মোট হাইড্রোক্সাইড সমতুল্য প্রমাণ অ্যাসিড দ্রবণ =  
 $V_1 - 2(V_1 - V_2) = (2V_2 - V_1)$  মি. লি.। মোট  $\text{NaOH}$  পরিমাণ  
 ২(খ) অনুমাপন থেকে সরাসরি জানা যায়।

৭, ১৫. মিশ্রণে কার্বনেট ও বাই কার্বনেট নির্ধারণ— (১) ঠান্ডা অবস্থায়  
 $N/10$  প্রমাণ অ্যাসিড দ্রবণ দ্বারা অনুমাপন কর। ফেনলথ্যালিন সূচক  
 দ্রবণ, অথবা আরও ভাল হয় যদি থাইমল ব্লু-ফ্রেজল রেড মিশ্র সূচক দ্রবণ  
 ব্যবহার কর। এই অনুমাপনে (মনে কর  $V_1$  মি. লি.) অধিক কার্বনেট  
 নির্ধারিত হয়।



(২) একই আয়তনের মিশ্রণ দ্রবণ নিয়ে একই প্রমাণ অ্যাসিড দ্রবণ দ্বারা  
 অনুমাপন কর। মিথাইল অরেঞ্জ সূচক ব্যবহার কর। এই অনুমাপনে  
 (মনে কর  $V_2$  মি. লি.) মোট কার্বনেট ও বাই কার্বনেট নির্ধারিত হয়।


এখন,  $2V_1$  মি. লি. অ্যাসিড দ্রবণ = মোট কার্বনেট,

এবং,  $(V_2 - 2V_1)$  মি. লি. অ্যাসিড দ্রবণ = মোট বাই কার্বনেট।

৭. ১৬. কার্বনেট ও বাই-কার্বনেট ভিন্ন অপর অ্যামোনিয়াম লবণের মোট অ্যামোনিয়া নির্ধারণ

(ক) ফরম্যালডিহাইড ( $\text{HCHO}$ ) পদ্ধতি— $\text{NH}_4^+$  হচ্ছে খুবই কঠিন অ্যাসিড এবং সরাসরি অনুমাপন করা যায় না।


তবে অ্যামোনিয়াম লবণের দ্রবণে ফরম্যালডিহাইড যোগ করলে বিক্রিয়া ঘটে হেক্সামিথিলিনটেট্রা-অ্যামিন ও তুল্যাক্ষ পরিমাণ  $\text{H}^+$  উৎপন্ন হয় :



উপরের সমীকরণ থেকে দেখা যাচ্ছে যে প্রতিটি  $\text{NH}_4^+$  আয়নের পরিবর্তে একটি করে  $\text{H}^+$  আয়ন উৎপন্ন হয়। এইভাবে মূল অ্যাসিডকে ফেনলথলিন সূচক সহযোগে  $\text{N}/10$   $\text{NaOH}$  প্রমাণ দ্রবণ দ্বারা অনুমাপন করা যায়।

১ মি.লি. (N)  $\text{NaOH}$  দ্রবণ  $\equiv 0.01703$  গ্রাম  $\text{NH}_3$

(খ) বিবোজন পদ্ধতি—অতিরিক্ত প্রমাণ  $\text{NaOH}$  দ্রবণ মিশিয়ে অ্যামোনিয়াম লবণের দ্রবণকে ফোটাতে  $\text{NH}_3$  গ্যাস নির্গত হয়ে চলে যায়। যতক্ষণ পর্যন্ত  $\text{NH}_3$  গ্যাস নির্গত হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত ফোটান হয়। প্রমাণ  $\text{NaOH}$  দ্রবণ মেনে নিলে মেশানো হয় এবং দ্রবণে অতিরিক্ত অবশিষ্ট  $\text{NaOH}$  প্রমাণ  $\text{HCl}$  দ্রবণ দ্বারা মিথাইল অরেঞ্জ সূচক মিশিয়ে অনুমাপন করা হয়।



১ মি.লি. (N)  $\text{NaOH}$  দ্রবণ  $\equiv 0.01703$  গ্রাম  $\text{NH}_3$

অধঃক্ষেপণ অনুমাপন (*Precipitation titration*)

রৌপ্যমিতি (*Argentometry*)

৭. ১৭. আলোচনা—পদ্ধতিগত তত্ত্বকথা আগেই আলোচনা করা হয়েছে (চতুর্থ অধ্যায় দেখ)। এখন সংক্ষেপে কতকগুলি উদাহরণ সহ আলোচনা করব। সিলভার নাইট্রেট, সোডিয়াম ক্লোরাইড, পটাসিয়াম অথবা অ্যামোনিয়াম থায়োসায়ানেট ইত্যাদি প্রমাণ দ্রবণ এই অনুমাপনে ব্যবহৃত হয়।

৭. ১৮. প্রমাণ  $\text{AgNO}_3$  দ্রবণ প্রস্তুতি (*Preparation of standard  $\text{AgNO}_3$  solution*)—৯৯.৭% বিশুদ্ধ অবস্থায়  $\text{AgNO}_3$  (A.R.) বাজারে পাওয়া যায় এবং প্রাথমিক প্রমাণ দ্রব হিসাবে ব্যবহার করা যায়। ওজন করার পূর্বে  $120^\circ$  সে. তাপে কিছু  $\text{AgNO}_3$  গুঁড়া দু' ঘণ্টা ধরে গরম করা হয়, তারপর ঢাকনা দেওয়া পাত্রে রেখে শোষকাধারে ঠান্ডা করা হয়। ৪.২৫ গ্রামের কাছাকাছি  $\text{AgNO}_3$  (তুল্যাক্ষভার = ১৬৭.৪৭) সঠিক-





ভাবে ওজন করে নিরে ২৫০ মি. লি. মাপক-কুপীতে জল মিশিয়ে দ্রবীভূত করা হয়। কতখানি  $\text{AgNO}_3$  নেওয়া হয়েছে তার থেকে অংক কবে দ্রবণের সঠিক তুল্যাক্ষমাত্রা বের করা হয়।

$$\text{AgNO}_3 \text{ দ্রবণের তুল্যাক্ষমাত্রা} = \frac{x}{4.24725} \frac{N}{10}$$

৯. ১৯.  $\text{AgNO}_3$  দ্রবণ প্রমিতকরণ—প্রয়োজন হলে  $\text{AgNO}_3$  দ্রবণ প্রমাণ  $\text{NaCl}$  দ্রবণ দ্বারা অনুমাপন করে প্রমিত করা যায়। দৃষ্টাবে অনুমাপন করা যায়: (১) Mohr অনুমাপন পদ্ধতি, (২) অ্যাডসরপশান সূচক পদ্ধতি।

(১) Mohr অনুমাপন পদ্ধতি: প্রাথমিক স্তরে ক্রোমাইড আয়ন গাঢ় হুব বেশী থাকে এবং  $\text{AgCl}$  অদ্রবণীয় সেজন্য  $\text{AgCl}$  অধঃক্ষেপণ আগে হয়। ক্রোমাইড আয়ন নিঃশেষ হলে,  $\text{Ag}^+$  আয়ন  $\text{CrO}_4^{2-}$ -র সাথে সংযুক্ত হয়ে লাল  $\text{Ag}_2\text{CrO}_4$  অধঃক্ষেপ দেয়।



$$S_{\text{Ag}_2\text{CrO}_4} = 1.7 \times 10^{-12}$$

বিকারক দ্রবণ—(ক) প্রমাণ  $N/10$ - $\text{NaCl}$  দ্রবণ প্রস্তুত কর ( $\text{NaCl}$ -র তুল্যাক্ষমাত্রা = ৫৮.৪৫)।

(খ)  $\text{K}_2\text{CrO}_4$  সূচক দ্রবণ—৫% জলীয় দ্রবণ প্রস্তুত কর। প্রতি ৫০ মি. লি. দ্রবণ আয়তনে ১ মি. লি. সূচক দ্রবণ ব্যবহার কর।

প্রণালী—২৫ মি. লি. প্রমাণ  $N/10$ - $\text{NaCl}$  দ্রবণ পিপেট দ্বারা ২৫০ মি. লি. শংকু-কুপীতে স্থানান্তরিত কর। ১ মি. লি. সূচক দ্রবণ মেশাও। এখন বাদ্রেট হতে ধীরে ধীরে  $\text{AgNO}_3$  দ্রবণ ফেলে শংকু-কুপীতে মেশাও। শংকু-কুপীর নীচে একখণ্ড সাদা কাগজ অথবা সাদা পর্সেলীন টালি রাখলে রঙের পরিবর্তন ভাল বোঝা যায়। প্রতিটি ফোটা  $\text{AgNO}_3$  দ্রবণ শংকু-কুপীতে পড়ার সাথে সাথে ফিকে বাদামী রঙ ( $\text{Ag}_2\text{CrO}_4$ ) উৎপন্ন করে, কিন্তু নাড়ালে অদৃশ্য হয়ে যায়। অন্তর্বিন্দুর কাছাকাছি হলে ঐ ফিকে বাদামী রঙ অদৃশ্য হতে দেবী হয়। অন্তর্বিন্দুতে ফিকে লালচে-বাদামী রঙ অনেকক্ষণ ঝিকালেও অদৃশ্য হয় না। প্রথম মাধ্য কমানোর জন্য মাপ্যহীন অনুমাপন প্রয়োজন। প্রথম দ্রবণ নিরে এই অনুমাপন করা বিধেয়।

১ মি. লি. (N)  $\text{NaCl}$  দ্রবণ = ০.১৬৬৬৬ গ্রাম  $\text{AgNO}_3$

(২) অ্যাডসরপ্শান সূচক পদ্ধতি :

বিকারক দ্রবণ—(ক) প্রমাণ  $N/10$  NaCl দ্রবণ প্রস্তুত কর।

সূচক দ্রবণ—(খ) ০.২% সোডিয়াম ক্লোরোসিনেট জলীয় দ্রবণ প্রস্তুত কর।

অথবা, ০.১% সোডিয়াম ডাইক্লোরোক্লোরোসিনেট জলীয় দ্রবণ প্রস্তুত কর।

প্রণালী— ২৫ মি. লি. প্রমাণ  $N/10$ -NaCl দ্রবণ পিপেট দ্বারা ২৫০ মি. লি. শংকু-কুপীতে নাও। দশ ফোঁটা ক্লোরোসিন অথবা ডাইক্লোরোক্লোরোসিন সূচক দ্রবণ মেশাও। সর্বদাই শংকু-কুপী ঘোরাতে ঘোরাতে বাদ্রেট হতে  $AgNO_3$  দ্রবণ ঢাল। অন্তর্বিন্দু কাছাকাছি হলে  $AgCl$  অধঃক্ষেপণ হয় প্রচুর এবং  $AgNO_3$  দ্রবণ এক ফোঁটা পড়ার সাথে সাথে লাল রঙ উত্তরোত্তর বেশী দৃষ্টিগোচরে আসে কিন্তু অদৃশ্য হয়ে যায়। অন্তর্বিন্দুতে অধঃক্ষেপের রঙ হঠাৎ লাল হয়ে যায়, আর অদৃশ্য হয় না। এখন বাদ্রেট পাঠ লিপিবদ্ধ কর এবং  $AgNO_3$  দ্রবণের ভুল্য-মাত্রা নির্ণয় কর। প্রথম দ্রবণে অথবা অ্যাসিটিক অ্যাসিড মাধ্যমে এই অনুমাপন করা হয়।

৯, ২০. ক্লোরাইড নির্ধারণ (Determination of Chlorides)—আগেই বর্ণিত Mohr অনুমাপন পদ্ধতি অথবা অ্যাডসরপ্শান সূচক পদ্ধতি অনুসারে প্রথম দ্রবণে প্রমাণ  $N/10$ - $AgNO_3$  দ্রবণ দ্বারা ক্লোরাইড নির্ধারণ করা হয়। ক্লোরাইড দ্রবণ অ্যাসিডীয় হলে ক্লোরাইড ম্লক  $NaHCO_3$  অথবা  $Na_2B_4O_7 \cdot 10H_2O$  মিশিয়ে প্রথম করে নেওয়া হয়। অ্যাসিডীয় দ্রবণ অ্যামোনিয়া ও অতিরিক্ত অ্যামোনিয়াম অ্যাসিটেট মিশিয়ে অনুমাপন করা চলে। ক্লোরাইড দ্রবণ ক্ষারীয় হলে ফেনলথ্যালিন সূচক মিশিয়ে লঘু  $HNO_3$  দ্বারা প্রথম করা হয়।

$$1 \text{ মি.লি. (N) } AgNO_3 \text{ দ্রবণ} \equiv 0.05845 \text{ গ্রাম NaCl} \\ \equiv 0.03546 \text{ গ্রাম Cl}$$

৯, ২১. রোমাইড নির্ধারণ— আগেই বর্ণিত Mohr অনুমাপন পদ্ধতি অথবা অ্যাডসরপ্শান সূচক পদ্ধতি অনুসারে প্রথম দ্রবণে প্রমাণ  $N/10$ - $AgNO_3$  দ্রবণ দ্বারা রোমাইড নির্ধারণ করা যায়। এখানে অ্যাডসরপ্শান সূচক হিসাবে এরোসিন (eosin) (সোডিয়াম লবণের ০.১% জলীয় দ্রবণ) ব্যবহার করা হয়। এরোসিন ব্যবহার করলে ০.১ (N) - $HNO_3$  মাধ্যমে অনুমাপন করা চলে। সচরাচর অ্যাসিটিক

অ্যাসিড মাধ্যমে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। অন্তর্বিন্দুতে অধঃক্ষেপ গাঢ় লাল রঙের হয়।


$$\begin{aligned} 1 \text{ মি.লি. (N) AgNO}_3 \text{ দ্রবণ} &= 0.07892 \text{ গ্রাম Br} \\ &= 0.1190 \text{ গ্রাম KBr} \end{aligned}$$

9, 22. **আয়োডাইড নির্ধারণ**— Mohr অনুমাপন পদ্ধতি দ্বারা আয়োডাইড নির্ধারণ সম্ভব নয়। অ্যাডসরপশান সূচক পদ্ধতি দ্বারা আয়োডাইড নির্ধারণ করা চলে, তবে এক্ষেত্রে ডাইআয়োডোডাইমিথাইল-ক্লোরোসিন্ সূচক (di-iododimethylfluorescein indicator) ব্যবহার করা হয়। 1 গ্রাম সূচক 70% অ্যালকোহলে দ্রবীভূত করে 100 মি.লি. আয়তন করা হয়। অন্তর্বিন্দুতে অধঃক্ষেপ লাল-কমলা থেকে নীলচে-লাল হয়। প্রথম দ্রবণে অনুমাপন বাহু নীর।


$$\begin{aligned} 1 \text{ মি.লি. (N) AgNO}_3 \text{ দ্রবণ} &= 0.1269 \text{ গ্রাম I} \\ &= 0.1660 \text{ গ্রাম KI} \end{aligned}$$

9, 23. **থায়োসায়ানাইট নির্ধারণ**— অ্যাডসরপশান সূচক পদ্ধতি অনুসারে প্রথম দ্রবণে প্রমাণ  $N/10\text{-AgNO}_3$  দ্রবণ দ্বারা থায়োসায়ানাইট নির্ধারণ করা যায়। এরোসিন্ সূচক ব্যবহার করা চলে।

9, 24. **Volhard পদ্ধতি**: এই পদ্ধতি দ্বারা নাইট্রিক অ্যাসিড মাধ্যমে  $\text{Ag}^+$  আয়নকে পটাসিয়াম অথবা অ্যামোনিয়াম থায়োসায়ানাইট দ্রবণ দ্বারা অনুমাপন করা হয়। ফেরিক অ্যালাম দ্রবণ অথবা ফেরিক নাইট্রেট দ্রবণ সূচক হিসাবে এই অনুমাপনে ব্যবহৃত হয়। থায়োসায়ানাইট দ্রবণ যোগ করার সাথে সাথে সাদা সিলভার থায়োসায়ানাইট ( $S_{\text{AgCNS}} = 7.1 \times 10^{-15}$ ) অধঃক্ষিপ্ত হয়।



এই বিক্রিয়া সম্পূর্ণ হলে পর সামান্য অতিরিক্ত থায়োসায়ানাইট ফেরিক আয়নের সাথে বিক্রিয়া ঘটিয়ে জটিল ফেরি-থায়োসায়ানাইট আয়ন উৎপন্ন করে এবং এই জটিল আয়নের রঙ লাল-বাদামী।



অ্যাসিডীয় মাধ্যমে ক্লোরাইড, ব্রোমাইড এবং আয়োডাইড এই পদ্ধতি দ্বারা নির্ধারণ করা যায়। অতিরিক্ত প্রমাণ  $\text{AgNO}_3$  দ্রবণ যোগ করা হয় এবং বিক্রিয়া অন্তে অবশিষ্ট  $\text{AgNO}_3$  প্রমাণ থায়োসায়ানাইট দ্রবণ দ্বারা অনুমাপন

করা হয়। অনুমাপনের সময় নাইট্রিক অ্যাসিড গাঢ়  $0.5(N) - 1.5(N)$  রাখা হয় এবং তাপমাত্রা  $25^\circ$  সে. থেকে কম রাখা বাঞ্ছনীয়।

9, 25. পটাশিয়াম থায়োসালফেট দ্রবণ প্রস্তুতকরণ—

বিকারক দ্রবণ—(ক) KCNS দ্রবণ—10 গ্রাম KCNS(A.R.), 1000 মি. লি. মাপক-কুপীতে নিয়ে পাতিত জলে দ্রবীভূত কর, তারপর দাগ পর্যন্ত জল মিশিয়ে পূর্ণ কর।

(খ) প্রমাণ  $AgNO_3$  দ্রবণ—.....9, 18 পরিচ্ছেদ অনুযায়ী কর।

সূচক দ্রবণ—(গ) কেরিক অ্যালয় দ্রবণ—40% জলীয় দ্রবণ তৈরী কর এবং কয়েক ফোঁটা  $HNO_3$  যোগ কর। প্রত্যেক অনুমাপনের জন্য 1 মি. লি. এই সূচক দ্রবণ ব্যবহার কর।

প্রণালী : 25 মি. লি. প্রমাণ  $N/10-AgNO_3$  দ্রবণ পিপেটের সাহায্যে নিয়ে 250 মি. লি. শংকু-কুপীতে রাখ, 5 মি. লি.  $6(N)-HNO_3$  এবং 1 মি. লি. সূচক দ্রবণ যোগ কর। ব্যুরেট হতে KCNS দ্রবণ ফোঁটা ফোঁটা ফেলে অনুমাপন কর। প্রথমে সাদা অধঃক্ষেপণ হয়, প্রতি ফোঁটা থায়োসালফেট দ্রবণ পড়ার সাথে সাথে লালান্ড-বাদামী রঙ দেখা দিয়ে অদৃশ্য হয়। অন্তর্বিন্দুতে ফিকে বাদামী রঙ স্থায়ী হয়।

যদি বাষ্পীভবন রোধ করা যায়, তাহলে এভাবে প্রমিত থায়োসালফেট দ্রবণ বহুদিন রাখা যায়।


9, 26. সংকর খাতুতে\* সিলভারের পরিমাণ নির্ণয়—সঠিকভাবে কিছুটা ওজন করে নাও। 250 মি. লি. শংকু-কুপীতে রেখে 5 মি. লি. জল ও 10 মি. লি. গাঢ়  $HNO_3$  মেশাও। গরম করে সম্পূর্ণরূপে দ্রবীভূত কর। অল্প পরিমাণ জল মিশিয়ে ফোঁটাও এবং নাইট্রোজেন অক্সাইডগুদলি ভাড়িয়ে দাও। ঠান্ডা করে মাত্রিকভাবে 250 মি. লি. মাপক-কুপীতে স্থানান্তরিত কর এবং জল মিশিয়ে দাগ পর্যন্ত পূর্ণ কর। এখন 25 মি. লি. অংশ নিয়ে Volhard পদ্ধতি অনুসারে অনুমাপন কর।

1 মি. লি. (N)-KCNS দ্রবণ  $\equiv 0.10768$  গ্রাম Ag

9, 27. Volhard পদ্ধতিতে ক্লোরাইড নির্ধারণ—ক্লোরাইড দ্রবণের সাথে অতিরিক্ত প্রমাণ  $AgNO_3$  দ্রবণ মেশান হয় এবং অবশিষ্ট  $AgNO_3$  প্রমাণ

\* থায়োসালফেটের সাথে রঙীন দ্রবণ অথবা অধঃক্ষেপ উৎপন্ন করে এমন সব খাতক সারনগুদলি অনুমাপনে বিঘ্ন ঘটায়। কপার 40%-র কম থাকলে বিঘ্ন ঘটায় না।

KCNS দ্রবণ দ্বারা অনুমাপন করা হয়। সিলভার থায়োসায়ানেট অপেক্ষা সিলভার ক্লোরাইড অধিক দ্রবণীয় এবং সেজন্য নিম্নলিখিত বিক্রিয়া ঘটে:



অধঃক্ষেপ দ্রবণ      অধঃক্ষেপ দ্রবণ

অতএব, AgCl অধঃক্ষেপণের পর হেঁকে নিয়ে পৃথক করা প্রয়োজন। অবশ্য দ্রবণে কিছুটা নাইট্রোবেনজিন মেশালে হেঁকে পৃথক করার প্রয়োজন হয় না। মনে হয় নাইট্রোবেনজিনের পাতলা স্তর AgCl কে চারিদিকে ঘিরে থাকে। অধঃক্ষেপ হেঁকে নিয়ে পৃথক করলে অতি লঘু  $\text{HNO}_3$  (1 : 100) দ্বারা ধুয়ে নেওয়া প্রয়োজন।

1 মি.লি.  $\text{N}/_{10}\text{-AgNO}_3$  দ্রবণ  $\equiv 0.003546$  গ্রাম Cl

9, 28. Volhard পদ্ধতিতে ব্রোমাইড ও আয়োডাইড নির্ধারণ—সিলভার ব্রোমাইড ও সিলভার আয়োডাইড উভয়ে সিলভার থায়োসায়ানেট অপেক্ষা অধিক অদ্রবণীয়, সেজন্য ব্রোমাইড অথবা আয়োডাইড দ্রবণে প্রমাণ  $\text{AgNO}_3$  দ্রবণ মেশাবার পর  $\text{AgBr}$  ও  $\text{AgI}$  অধঃক্ষেপ হেঁকে নেওয়ার প্রয়োজন হয় না, সরাসরি অবশিষ্ট  $\text{AgNO}_3$  অনুমাপন করা যায়। আয়োডাইড দ্রবণ বেশ লঘু হওয়া বাঞ্ছনীয়, নতুবা অ্যাডসরপশ্যান প্রক্রিয়ার অনুমাপনে বিঘ্ন ঘটতে পারে।

1 মি.লি.  $\text{N}/_{10}\text{-AgNO}_3$  দ্রবণ  $\equiv 0.007992$  গ্রাম Br


$\equiv 0.01269$  গ্রাম I

### জারণ-বিজারণ অনুমাপন (Oxidation-reduction Reactions)


9, 29. আলোচনা—জারণ-বিজারণ অনুমাপন করার পূর্বে জারণ-বিজারণ অনুমাপন তত্ত্ব সম্বন্ধে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। এই তত্ত্বকথা আমরা আগেই আলোচনা করেছি (চতুর্থ অধ্যায় দেখ)। তত্ত্বকথা জানা থাকলে অনুমাপনকালে কিছু হের-ফের হলে সেটা সহজে ধরা পড়বে এবং প্রয়োজন অনুসারে অনুমাপন প্রক্রিয়ার কিছু পরিবর্তন করে নিয়ে শ্রম মাত্রা কমানো সম্ভব হবে। এই অনুমাপনে যে সব প্রমাণ জারক দ্রবণ ব্যবহার করা হয় তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—পটািসিয়াম পারম্যাংগানেট, পটািসিয়াম ডাইক্রোমেট, সেরিক সালফেট, আয়োডিন, পটািসিয়াম আয়োডেট, পটািসিয়াম ব্রোমেট, ইত্যাদি। এই অনুমাপনে যে সব প্রমাণ বিজারক দ্রবণ ব্যবহার করা হয় তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—সোডিয়াম থায়োসালফেট, সোডিয়াম অক্সালোট, অক্সালিক অ্যাসিড, ফেরাস লবণ, মার্কিউরাস নাইট্রেট, ইত্যাদি।

পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট দ্বারা জারণ (পারম্যাঙ্গানেট মিত্র) (*Oxidation with potassium permanganate (Permanganometry)*)

৯, ৩০. জারণ ক্ষমতা (*Oxidising power*)—নিম্নলিখিতভাবে বিক্রিয়া ঘটে:



$$E_0 = +1.52 \text{ ভোল্ট}$$



$$E_0 = +1.7 \text{ ভোল্ট}$$


প্রথম বিক্রিয়াটি সচরাচর জারণ-বিজারণ অনুমাপনে ব্যবহার করা হয়।

গাড় কার্যীয় দ্রবণেও  $\text{KMnO}_4$  কে জারক দ্রব্য হিসাবে কাজে লাগান চলে।

দুটি আংশিক বিক্রিয়া (Partial reactions) ঘটে থাকে:




$$E_0 = 0.56 \text{ ভোল্ট}$$



$$E_0 = 0.60 \text{ ভোল্ট}$$

অনুমাপন প্রক্রিয়াকে ঠিকমত নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে (যেমন, দ্রবণে  $\text{Ba}^{2+}$  আয়ন যোগ করলে অদ্রবণীয়  $\text{BaMnO}_4$  অধঃক্ষেপণ হয়)

(ক) নং বিক্রিয়াটিকে অনুমাপনের কাজে লাগান যায়। মোটামুটি কার্যীয় দ্রবণে পারম্যাঙ্গানেট মাত্রিকভাবে বিজারিত হয়ে  $\text{MnO}_2$  উৎপন্ন করে:



$$E_0 = 0.59 \text{ ভোল্ট}$$

৯, ৩১. সূচক— বর্ণহীন দ্রবণ অথবা সামান্য রঙীন দ্রবণ অনুমাপনে কোন সূচকের প্রয়োজন হয় না, কারণ এক ফোঁটা ০.০১M- $\text{KMnO}_4$  দ্রবণ ১০০ মি.লি. আয়তনের জলে হাল্কা রক্ত গোলাপী (pink) দ্রবণ উৎপন্ন করে। অতিলঘু  $\text{KMnO}_4$  দ্রবণ ব্যবহার করলে প্রমাত্রা বেশী হতে পারে, তবে জারণ-বিজারণ সূচক সোডিয়াম ডাইফিনাইলঅ্যামিনসালফোনেট দ্রবণ অস্ত্রবিন্দুর কিছু আগে যোগ করলে অস্ত্রবিন্দু ভালভাবে বোঝা যায় এবং প্রমাত্রাও কম হয়। সূচক ব্যবহার না করে অনুমাপন করলে অস্ত্রবিন্দুর পর এক ফোঁটা বেশী  $\text{KMnO}_4$  দ্রবণ যোগ করলে দ্রবণটি সামগ্রিকভাবে রঙীন হয়। সেজন্য ব্যুরেট পাঠ হতে এক ফোঁটা বেশী  $\text{KMnO}_4$  দ্রবণ অর্থাৎ ০.০৫ মি.লি. বাদ দিতে নির্দেশ দেওয়া

হয়। সূচকবিহীন প্রত্যেক অনুমাণনে ব্যুরেট পাঠ হতে 0.05 মি.লি. বিরোধ করা হয়।

9. 32. দ্রবণ প্রস্তুতি— নিম্নলিখিত কারণে  $\text{KMnO}_4$ -কে প্রাথমিক প্রমাণ দ্রব হিসাবে গণ্য করা হয় না এবং সোজাসুজি ওজন করে  $\text{KMnO}_4$ -র প্রমাণ দ্রবণ তৈরী করা হয় না। (ক) অতি বিশুদ্ধ অবস্থার এবং সম্পূর্ণ-রূপে  $\text{MnO}_2$  মুক্ত  $\text{KMnO}_4$  পাওয়া দূষকর। (খ) সাধারণ পাতিত জলে যে সব জৈব যৌগ থাকে, সেগুলি পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের স্বয়ংক্রিয় বিয়োজনে (Auto decomposition) অনুঘটকের কাজ করে। (গ) এই বিয়োজনে

$4 \text{MnO}_4^- + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 4 \text{MnO}_2 \downarrow + 3\text{O}_2 + 4\text{OH}^-$   
 $\text{MnO}_2$  অনুঘটকের কাজ করে। (ঘ)  $\text{Mn}^{2+}$  আয়নের উপস্থিতিতে  $\text{KMnO}_4$ -র জলীয় দ্রবণ অস্থায়ী:

$2\text{MnO}_4^- + 3\text{Mn}^{2+} + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 5\text{MnO}_2 + 4\text{H}^+$   
 এই বিক্রিয়া প্রথম দ্রবণে স্বাশ্রিত হয় এবং অ্যাসিডীয় দ্রবণে ধীরগতি সম্পন্ন হয়।



এই বিক্রিয়া অনুসারে  $\text{KMnO}_4$ -র তুল্যাঙ্ক-ভার =  $\frac{158.03}{5} = 31.606$ ।

সুতরাং 3.2 গ্রাম মত  $\text{KMnO}_4$  ওজন করে 1000 মি.লি. জল মিগিয়ে দ্রবীভূত করলে মোটামুটিভাবে N/10 দ্রবণ পাওয়া যায়। দ্রবণ তৈরীর পর দু-তিন দিন সাধারণ তাপে রেখে দেওয়া হয়, তারপর কাচের পশম অথবা Sintered bed মর্চি (4 নং ছিদ্রমান) দ্বারা ছেঁকে নেওয়া হয়।  $\text{KMnO}_4$  দ্রবণ সফর প্রয়োজন হলে টাট্কা তৈরী দ্রবণ প্রথমে ফোটান হয়, তারপর একঘণ্টা জলগাহে রেখে ঠান্ডা করে উপরোক্ত উপায়ে ছেঁকে নেওয়া হয়। এইভাবে ছেঁকে নেওয়া দ্রবণ গ্রীজ শূন্য ভাল ছিপিযুক্ত রঙীন বোতলে রাখা হয়। অবধা সূর্যালোকে রাখা উচিত নয়, কারণ উজ্জ্বল সূর্যালোক বিশুদ্ধ  $\text{KMnO}_4$  দ্রবণকে বিয়োজিত করে।  $\text{KMnO}_4$  দ্রবণ প্রতিদিন প্রমিত করে নেওয়া বিধেয়।


9. 33. বিকায়কারী আয়ন— পারম্যাঙ্গানেট আয়ন ক্রোমাইড আয়নকে জারিত করে, কিন্তু বিক্রিয়াগতি এত ধীর (Slow) যে কিছু অনুমাণন যেমন, As (III), Sb (III),  $\text{H}_2\text{O}_2$  এবং  $\text{Fe}(\text{CN})_6^{4-}$ , ক্রোমাইডের উপস্থিতিতে করা চলে। Fe (II) দ্রবণে থাকলে ক্রোমাইড আয়ন জারণ

বিক্রিয়ান অনুঘটকের কাজ করে, সেজন্য পারম্যাঙ্গানেট আয়ন দ্বারা  $\text{Fe (II)}$  অনুমাপনে বিশেষ পদ্ধতির প্রয়োজন।

পারক্লোরিক অ্যাসিড সাধারণতঃ বিঘ্ন ঘটায় না।  $\text{Mn (III)}$  এবং  $\text{Mn (IV)}$ -র সাথে জটিল আয়ন উৎপন্ন করে ক্লোরাইড আয়ন বিঘ্ন ঘটায়, কারণ পারম্যাঙ্গানেট আয়ন মাত্রিকভাবে বিজারিত হয়ে তখন  $\text{Mn (II)}$  উৎপন্ন করতে পারে না। অবশ্য বোরিক অ্যাসিড মেশালে ক্লোরাইড আয়নের (ক্লোরোবোরেট আয়ন) বিঘ্ন ঘটাবার ক্ষমতা অপসারিত হয়।  $\text{H}_2\text{SO}_4$  বিঘ্ন ঘটায় না, সেজন্য পারম্যাঙ্গানেট অনুমাপনে লব্ধ  $\text{H}_2\text{SO}_4$  মাধ্যম রাখা হয়।

9. 34. দ্রবণ প্রমিতকরণ: (1) অক্সালিক অ্যাসিড অথবা সোডিয়াম অক্সালেট সহযোগে— আগের মতই (৭, ২ (গ) পরিচ্ছেদ দেখ) বিশুদ্ধ অক্সালিক অ্যাসিড অথবা সোডিয়াম অক্সালেট ওজন করে  $\text{N}/10$  প্রমাণ দ্রবণ তৈরী কর।

এই অনুমাপনে অক্সালিক অ্যাসিড জারিত হয়:



প্রথম দিকে বিক্রিয়া গতি ধীর থাকে, এবং অক্সালিক অ্যাসিড দ্রবণকে  $60^\circ$  সে. তাপমাত্রায় গরম করে নেওয়া হয়। কিছ্  $\text{Mn (II)}$  উৎপন্ন হওয়ার পর জারণ বিক্রিয়ান অনুঘটকের কাজ করে।

প্রণালী— 25 মি.লি. অক্সালিক অ্যাসিড দ্রবণ নাও, 150 মি.লি. ২(N)- $\text{H}_2\text{SO}_4$  দ্রবণ যোগ কর। দ্রবণকে  $60^\circ$  সে. তাপমাত্রায় গরম করে ব্যুরেট হতে পারম্যাঙ্গানেট দ্রবণ ঢাল, প্রথমে ধীরে ধীরে, তারপর বিক্রিয়াগতি দ্রুত হলে সাধারণভাবে। অন্তর্বিন্দুতে ছায়ারী ফিকে রক্ত-গোলাপী দ্রবণ পাওয়া যাবে।


1 মি.লি.  $\text{N}/10 \text{ H}_2\text{C}_2\text{O}_4 \equiv 0.003161$  গ্রাম  $\text{KMnO}_4$

(২) আর্সেনিক্যাল অক্সাইড সহযোগে—A.R. মার্কা  $\text{As}_2\text{O}_3$  ব্যবহার করা হয়।

$\text{As}_2\text{O}_3 + 2\text{O} = \text{As}_2\text{O}_5$ , এই বিক্রিয়া থেকে দেখা যায়  $\text{As}_2\text{O}_3$ -র

$$\text{তুল্যাঙ্ক-ভার} = \frac{197.82}{4} = 49.455.$$

$\text{As}_2\text{O}_3$  ওজন করার পূর্বে  $105-110^\circ$  সে. তাপমাত্রায় বায়ুগাহে ২ ঘণ্টা গরম করা হয়।





এই বিক্রিয়া অ্যাসিডীয় মাধ্যমে ধীরগতি সম্পন্ন। সেজন্য বেশী পরিমাণ ক্রোমাইড আয়ন, অথবা তার থেকে ভাল আরোজাইড অথবা আরোডেট আয়ন সামান্য পরিমাণ দ্রবণে যোগ করলে বিক্রিয়া গতি ত্বরান্বিত হয়। অন্তর্বিন্দু ভালভাবে বোঝার জন্য জারণ-বিজারণ সূচক ফেরোয়িন (ferroin) যোগ করা যেতে পারে।


বিকারক দ্রবণ—(ক) 0.025 M পটাশিয়াম আরোডেট (5.4 গ্রাম/লিটার)।

সূচক দ্রবণ—(খ) 0.025 M ফেরোয়িন—0.7 গ্রাম  $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$  এবং 1 গ্রাম O-ফিনান্থ্রোলিন 100 মি.লি. জলে দ্রবীভূত কর।

প্রণালী 0.2—0.25 গ্রাম  $\text{As}_2\text{O}_3$  ওজন করে নিজে 10 মি.লি. 20% NaOH দ্রবণে দ্রবীভূত কর। মাঝে মাঝে নাড়তে নাড়তে 10 মিনিট সময় অপেক্ষা কর। 100 মি.লি. 6(N)-HCl দ্রবণ এবং এক ফোঁটা আরোডেট দ্রবণ যোগ কর। এখন ব্যুরেট হতে পটাশিয়াম পারম্যাংগানেট যোগ করে অনুমাপন কর। অন্তর্বিন্দুতে পারম্যাংগানেটের রঙ গোলাপী রঙ স্থায়ী হবে 30 সেকেন্ড মত।

(3) Mohr লবণের দ্রবণ সহযোগে— $\text{FeSO}_4 \cdot (\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ , ফেরাস অ্যামোনিয়াম সালফেট বিশুদ্ধ অবস্থায় বাজারে পাওয়া যায়।  $\text{Fe}^{2+} = \text{Fe}^{3+} + e$ , এই বিক্রিয়া থেকে জানা যায় Mohr লবণের তুল্যাঙ্ক-ভার = 392.13। অনুমাপনের সময় দ্রবণে কিছু ফসফেট আয়ন ( $\text{H}_3\text{PO}_4$ ) যোগ করা হয়। উদ্দেশ্য দুটি—(1) Fe(III) আয়নের সাথে জটিল  $\text{Fe}(\text{HPO})_4^+$  আয়ন তৈরী করে Fe(III) আয়নের হলুদ রঙ অপসারিত করে। (2) Fe(II)/Fe(III) সিস্টেমের পোটেন্সিয়াল কমে যায়।

প্রণালী—9.8 গ্রাম মত বিশুদ্ধ লবণ সঠিকভাবে ওজন করে 250 মি.লি. মাপক-কুপীতে নাও, 200 মি.লি. (N)- $\text{H}_2\text{SO}_4$  মিশিয়ে দ্রবীভূত কর, তারপর জল মিশিয়ে দাগ পর্যন্ত পূর্ণ কর। [যদি Mohr লবণ বিশুদ্ধ না হয়, দ্রবণটি ঘোলাটে দেখাবে। তখন ছেঁকে নেওয়া প্রয়োজন]।



25 মি.লি. ঐ দ্রবণ নাও, 10 মি.লি. ফসফোরিক অ্যাসিড যোগ কর, তারপর ব্যুরেট হতে  $\text{KMnO}_4$  দ্রবণ মিশিয়ে অনুমাপন কর। অন্তর্বিন্দুতে পারম্যাংগানেটের রঙ গোলাপী রঙ 30 সেকেন্ড মত স্থায়ী হবে।

১ মি.লি.  $N/10 \text{ KMnO}_4 \equiv 0.005585$  গ্রাম Fe

(৪) থায়োসালফেট সহযোগে— $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ ,  $5\text{H}_2\text{O}$  দ্রবণ দ্বারা সরাসরি অনুমাপন করা যায় না, কারণ থায়োসালফেট জারিত হয়ে সালফেট ও টেট্রা-থায়োনেট মিশ্রণ উৎপন্ন করে।


$0.05-0.2(N)-\text{H}_2\text{SO}_4$  মাধ্যমে আয়োডাইড জারিত হয়ে  $\text{I}_2$  উৎপন্ন করে এবং ঐ  $\text{I}_2$  থায়োসালফেট দ্রবণ দ্বারা অনুমাপন করা হয়। স্টার্চ দ্রবণ সূচক হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

প্রণালী— 50 মি.লি.  $N/10\text{-KMnO}_4$  দ্রবণ নাও, 12 মি.লি. লঘু  $\text{H}_2\text{SO}_4$  (1:20) যোগ কর। এখন 3 গ্রাম KI 10 মি.লি. জলে দ্রবীভূত করে মেশাও। 10 মিনিট অন্ধকারে রেখে অপেক্ষা কর। তারপর মৃদু  $\text{I}_2$ -কে বাদ্রেট হতে থায়োসালফেট দ্রবণ দ্বারা অনুমাপন কর। যখন দ্রবণ ফিকে হলুদ হয়ে আসবে, তখন স্টার্চ দ্রবণ মেশাও। দ্রবণ গাঢ় নীলাভ-বেগুনী রঙ ধারণ করবে। এখন পুনরায় বাদ্রেট হতে থায়োসালফেট দ্রবণ মেশাও যতক্ষণ পর্যন্ত না দ্রবণটি হঠাৎ ফিকে হয়ে যায় (অন্তবিন্দু)।

১ মি.লি. (N)- $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \equiv 0.031606$  গ্রাম  $\text{KMnO}_4$


প্রমাণ  $\text{KMnO}_4$  দ্রবণ দ্বারা অনুমাপন (*Titration using standard  $\text{KMnO}_4$  solution*)—

9, 35. কেরাস আয়রন নির্ধারণ—Mohr লবণ সহযোগে  $\text{KMnO}_4$  অনুমাপন আগেই আলোচনা করেছি। কিন্তু দ্রবণে যদি ক্লোরাইড আয়ন উপস্থিত থাকে (যখন আকরিক লৌহ (iron ore) গাঢ় HCl-এ দ্রবীভূত করা হয়) তাহলে অনুমাপন দ্বারা ফলাফলের মান বেশী হবে। HCl-র সাথে দ্রবণে  $\text{KMnO}_4$ -র নিম্নলিখিত বিক্রিয়া সম্ভবতঃ ঘটে থাকে:



সুতরাং এই বিক্রিয়ার জন্য কিছু  $\text{KMnO}_4$  বেশী লাগে। এক্ষেত্রে 25 মি.লি. Zimmermann-Reinhardt দ্রবণ মিশিয়ে অনুমাপন করা হয়। Zimmermann-Reinhardt দ্রবণ প্রস্তুতি—70 গ্রাম বিশুদ্ধ  $\text{MnSO}_4 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$  নিয়ে 500 মি.লি. পাতিত জলে দ্রবীভূত কর, 133 মি.লি. গাঢ়  $\text{H}_2\text{SO}_4$  ও 200 মি.লি. পাতিত জলের মিশ্রণ ঠান্ডা করে ঐ দ্রবণে যোগ কর। এরপর 130 মি.লি. সিরাপী ফসফোরিক অ্যাসিড ও

বাকী জল মিশিয়ে সমগ্র দ্রবণের আয়তন এক লিটার কর।



**Mn(II)** আয়ন দ্রবণে  $\text{MnO}_4^- \rightarrow \text{Mn}^{2+}$  বিক্রিয়ার বিজারণ পোটেনসিয়াল কমিয়ে দেয়, অর্থাৎ  $\text{MnO}_4^-$  আয়ন ক্রীণ জারক পদার্থ হিসাবে বিক্রিয়া ঘটায় এবং ক্লোরাইড আয়নকে জারিত করার ক্ষমতা হারিয়ে পায়। **Mn(II)** আয়নের আর একটা কাজ হচ্ছে দ্রবণে কোথাও স্থানীয়ভাবে অতিরিক্ত পার-ম্যাঙ্গানেট (local excess of  $\text{MnO}_4^-$ ) থাকলে তার সাথে বিক্রিয়া ঘটায়। **Mn(VII)** থেকে **Mn(II)**-তে বিজারণ কালে সম্ভবতঃ **Mn(III)** কিছু উৎপন্ন হয় ; **Mn(II)** আয়ন এবং ফসফোরিক অ্যাসিড যুগ্মভাবে  $\text{Mn(III)} \rightarrow \text{Mn(II)}$  সিস্টেমের বিজারণ পোটেনসিয়ালের (+1.51) উপর প্রভাব বিস্তার করে পোটেনসিয়াল মান কমিয়ে দেয়, তখন ক্লোরাইড আয়ন **Mn(III)**-কে বিজারিত করতে পারে না, **Mn(III)** শুধুমাত্র **Fe(II)** দ্বারা বিজারিত হয়। দ্রবণে ফসফোরিক অ্যাসিডের কাজ হচ্ছে হলুদ **Fe(III)**-র সাথে জটিল বর্ণহীন  $[\text{Fe}(\text{HPO}_4)]^+$  আয়ন উৎপন্ন করে অস্তিত্বকে জটিলতা থেকে মুক্ত করা। তাছাড়াও ফসফোরিক অ্যাসিড **Fe(III)**-র সাথে জটিল আয়ন তৈরী করে  $\text{Fe(III)} \rightarrow \text{Fe(II)}$  সিস্টেমের বিজারণ পোটেনসিয়াল কমিয়ে দেয়, তখন **Fe(II)** আয়ন আরও বেশী তীব্র বিজারক দ্রব্য হিসাবে বিক্রিয়া ঘটায়। সুতরাং Zimmermann-Reinhardt দ্রবণ যোগ্য করলে পারম্যাঙ্গানেট আয়ন **Fe(II)**-কে দ্রুত জারিত করে এবং সম্ভবতঃ ধীরে ধীরে ক্লোরাইড আয়নের সাথে বিক্রিয়া ঘটায়।


9. 36. **কেরিক আয়নের নির্ধারণ:** দ্রবণে অনেক সময় আয়নের ফেরিক আয়ন অবস্থায় থাকে অথবা ফেরাস-ফেরিক মিশ্রণ অবস্থায় থাকে। তখন **Fe(III)**-কে  $\text{SnCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$  দ্রবণ দ্বারা বিজারিত করে নেওরা প্রয়োজন। **Fe(III)**-কে অন্যান্য আরও বিজারক দ্রবণের দ্বারা ( $\text{H}_2\text{SO}_3$ ,  $\text{H}_2\text{S}$ ,  $\text{Zn} +$  লঘু  $\text{H}_2\text{SO}_4$ ,  $\text{Zn}$ -পারদসংকর (Jones reductor), ইত্যাদি) বিজারিত করা যায়। এখানে শুধু  $\text{SnCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ -র কথাই উল্লেখ করব। মনে রাখতে হবে, 80° সে. তাপমাত্রায় 5(N)—6(N)  $\text{HCl}$  মাধ্যমে  $\text{SnCl}_2$  দ্রবণ **Fe(III)**-কে মারিতভাবে বিজারিত করে।

**বিজারক দ্রবণ—(ক)**  $\text{N}/10 \text{ KMnO}_4$  দ্রবণ তৈরী করে প্রমিত করে নাও।


(খ) Zimmermann-Reinhardt দ্রবণ আগের মত তৈরী কর।

- (গ)  $\text{SnCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$  দ্রবণ—10 গ্রাম  $\text{SnCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$  মোটামুটি ওজন করে 250 মি. লি. শুদ্ধকৃত বীকারে নাও, 50 মি. লি. গাঢ়  $\text{HCl}$  মিশিয়ে গরম করে দ্রবীভূত কর। স্বচ্ছ দ্রবণ পাওয়া গেলে পাতিত জল মিশিয়ে 100 মি. লি. আয়তন কর।
- (ঘ) ফেরিক অ্যালুম দ্রবণ— $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ ,  $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot 24\text{H}_2\text{O}$  12 গ্রাম মত ওজন করে নিয়ে 250 মি. লি. মাপক-কুপীতে 5%  $\text{H}_2\text{SO}_4$  মিশিয়ে দ্রবীভূত কর।


প্রণালী—10 মি. লি.  $\text{Fe(III)}$ -দ্রবণ পিপেট দ্বারা শংকু-কুপীতে নাও, দ্রবণে গাঢ়  $\text{HCl}$  না থাকলে 10 মি. লি. গাঢ়  $\text{HCl}$  মেশাও অথবা প্রয়োজনমত গাঢ়  $\text{HCl}$  মিশিয়ে দ্রবণে  $\text{HCl}$  মাত্রা 6(N) কাছাকাছি কর। দ্রবণ মিশ্রণ 80—90° সে. পর্যন্ত গরম কর এবং গরম অবস্থায়  $\text{SnCl}_2$  দ্রবণ ফোঁটা ফোঁটা মিশিয়ে (ব্যুরেট হতে মেশালে ভাল হয়) দ্রবণকে বর্ণহীন (হলুদ রঙ মদন্ত) কর। সামান্য অতিরিক্ত  $\text{SnCl}_2$  দ্রবণ থাকা বাছনীয়।



$\text{SnCl}_2$  বেশী পড়ে গেলে অনুমাপন বাতিল করতে হবে। দ্রবণ বর্ণহীন হওয়া মাত্র কলের জলের ধারায় রেখে ঠান্ডা কর (20° সে.)। বার্নার প্রবেশ রোধ করার জন্য শংকু-কুপীর মুখ বন্ধ করে রাখা ভাল। ঠান্ডা দ্রবণে এক-বারেই 10 মি. লি. সম্পৃক্ত  $\text{HgCl}_2$  দ্রবণ (5% জলীয় দ্রবণ) ঢেলে মেশাও। একটা সাদা পশম তুল্য  $\text{Hg}_2\text{Cl}_2$  অধঃক্ষেপণ হবে।



খুসর রঙের বেশী অধঃক্ষেপণ হলে বন্ধিতে হবে বেশী  $\text{SnCl}_2$  অবশিষ্ট আছে এবং অনুমাপন বাতিল করতে হবে। শুদ্ধ  $\text{Hg}$  কণা অধঃক্ষিপ্ত হলে  $\text{MnO}_4^-$  আয়নকে (অথবা  $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$  আয়নকে বিজারিত করে এবং তাছাড়াও ক্লোরাইডের উপস্থিতিতে  $\text{Fe(III)}$ -কে ধীরে ধীরে বিজারিত করে।



(বেশী অতিরিক্ত)



$\text{HgCl}_2$  দ্রবণ যোগ করার পর 5 মিনিট অপেক্ষা করে পাতিত জল মিশিয়ে 200 মি. লি. আয়তন কর (0.6-N  $\text{HCl}$  দ্রবণ)। 25 মি. লি. Zimmermann-Reinhardt দ্রবণ যোগ কর। এখন ব্যুরেট হতে প্রমাণ পর-

পারম্যাঙ্গানেট দ্রবণ মিশিয়ে অনুমাপন কর। অন্তর্বিন্দুতে পারম্যাঙ্গানেটের রঙ ১৫-২০ সেকেন্ড স্থায়ী হয়। বেশীকণ স্থায়ী না হওয়ার কারণ হচ্ছে  $\text{H}_2\text{O}_2$ -আরও  $\text{Mn}^{2+}$ -আরও দ্বারা অথবা  $\text{H}_2\text{SO}_4$  দ্বারা ধীরে ধীরে বিরোধিত হয়।  $\text{Cl}^-$  আরও  $\text{Fe(III)}$ -কে ধীরে ধীরে বিরোধিত করে। এক কথায় বলা যায় পার্শ্ব বিক্রিয়া (side reaction) জনিত অন্তর্বিন্দু পারম্যাঙ্গানেট রঙ অল্পকণ পরেই অদৃশ্য হয়ে যায়। দ্রবণটি সমগ্রভাবে পারম্যাঙ্গানেট রঙে রঙীন হয়ে ১৫ সেকেন্ড স্থায়ী হলে বিন্দুতে হবে অন্তর্বিন্দু পান হয়েছে।

১ মি.লি.  $\text{N}/_{10} \text{KMnO}_4$  দ্রবণ  $\equiv 0.005585$  গ্রাম  $\text{Fe}$

মন্তব্য:—আকরিক অবস্থার আরও নিরে তাতে মোট আরও নির্ধারণ করা হয় একই পদ্ধতিতে। কিছু পরিমাণ আকরিক সঠিকভাবে ওজন করে নিরে  $\text{HCl}$  (১: ১) মিশিয়ে দ্রবীভূত করা হয়। তারপর ছেকে নিরে একটা নির্দিষ্ট আয়তনে রাখা হয়। তার থেকে ১০ মি.লি. অংশ পিপেট দ্বারা স্থানান্তরিত করে উপরে লেখা প্রণালী অনুসারে অনুমাপন করা হয়। ফেরাস ও ফেরিক আরও পরিমাণ জানতে হলে প্রথমে একটা অংশ নিরে সরাসরি  $\text{Fe(II)}$ -কে  $\text{KMnO}_4$  দ্বারা অনুমাপন করে নেওয়া হয়, তারপর দ্বিতীয় অংশ নিরে  $\text{SnCl}_2$  বিজারণ করে মোট আরও অনুমাপন করা হয়। মোট আরও হতে  $\text{Fe(II)}$ -র পরিমাণ বিরোধ করলে  $\text{Fe(III)}$ -র পরিমাণ জানা যায়।

৯, ৩৭. ক্যালসিয়াম নির্ধারণ—লব্ধ  $\text{HCl}$ -এ ক্যালসিয়াম দ্রবণ নিরে তার মধ্যে অ্যামোনিয়াম অক্সালেট দ্রবণ মেশানো হয়, তারপর সমগ্র মিশ্রণটিতে লব্ধ  $\text{NH}_4\text{OH}$  মিশিয়ে প্রশম করা হয়। ক্যালসিয়াম অক্সালেট অধঃক্ষেপ ছেকে ধরে নিরে লব্ধ  $\text{H}_2\text{SO}_4$  দ্বারা দ্রবীভূত করলে অক্সালিক অ্যাসিড মদ্র হয় এবং ঐ মদ্র অক্সালিক অ্যাসিড প্রমাণ পারম্যাঙ্গানেট দ্রবণ দ্বারা অনুমাপন করা হয়।



বিকরক দ্রবণ—(ক). অ্যামোনিয়াম অক্সালেট দ্রবণ—৪% জলীয় দ্রবণ প্রস্তুত কর

(খ) লব্ধ  $\text{H}_2\text{SO}_4$  দ্রবণ—(৪.৫ N)



(গ) প্রমাণ  $\text{N}/_{10} \text{KMnO}_4$  দ্রবণ

প্রশালী—ক্যালসিয়ামের লব্ধ  $\text{HCl}$  দ্রবণ ৪৫ মি.লি. (০.০৪ গ্রাম ক্যালসিয়াম) একটি 500 মি.লি. বীকারে নাও, জল মিশিয়ে ২০০ মি.লি. আয়তন কর। কয়েক ফোটা মিথাইল রেড সূচক দ্রবণ যোগ কর। গরম করে ফোটাও, ২৫ মি.লি. অ্যামোনিয়াম অক্সালেট দ্রবণ ধীরে ধীরে নাড়তে নাড়তে মেশাও। এখন লব্ধ  $\text{NH}_4\text{OH}$  (1:1) ফোটার ফোটার মিশিয়ে দ্রবণকে প্রশম কর অথবা সামান্য অ্যামোনিয়াম কর (দ্রবণের রঙ লাল হতে হলুদ হয়)। এক ঘণ্টা অপেক্ষা কর। উপরের স্বচ্ছ দ্রবণ Whatman No. 4২ ছাঁকন কাগজে ঢেলে ছাঁক। পরিস্রুতে ক্যালসিয়াম আছে কিনা  $(\text{NH}_4)_2\text{C}_2\text{O}_4$  দ্রবণ দ্বারা পরীক্ষা কর। পরিস্রুতে যদি ক্যালসিয়াম না থাকে, সমগ্র অধঃক্ষেপ সহ দ্রবণ মাত্রিকভাবে ছাঁকন কাগজে স্থানান্তরিত করে ছাঁক। ঠাণ্ডা জল অল্প পরিমাণ নিয়ে বারে বারে অধঃক্ষেপ ধুয়ে নাও যতক্ষণ পর্যন্ত না অধঃক্ষেপ অক্সালেট এবং ক্রোমাইড ( $\text{AgNO}_3$  দ্রবণ) মুক্ত হয়। এখন সরু কাচ দণ্ড দ্বারা ছাঁকন কাগজ ফুটো করে গরম জলের ফোয়ারায় অধিকাংশ অধঃক্ষেপ নীচে রাখা শব্দু-কপীতে মাত্রিকভাবে স্থানান্তরিত কর। লব্ধ  $\text{H}_2\text{SO}_4$  (4:5 N) জুপারের সাহায্যে ছাঁকন কাগজের উপর চারিধারে ফেলে ছাঁকন কাগজে লেগে থাকা অধঃক্ষেপ দ্রবীভূত কর এবং নীচে রাখা শব্দু-কপীতে মাত্রিকভাবে স্থানান্তরিত কর। সর্বশেষে গরম জল দিয়ে ছাঁকন কাগজ ধুয়ে নাও।

প্রয়োজন হলে অধঃক্ষেপ দ্রবীভূত করার জন্য আরও লব্ধ  $\text{H}_2\text{SO}_4$  যোগ কর, দ্রবণ লব্ধ করে ২০০ মি.লি. আয়তন কর এবং প্রমাণ  $\text{N}/10$ - $\text{KMnO}_4$  দ্রবণ দ্বারা অনুমাপন কর।

1 মি.লি.  $\text{N}/10$   $\text{KMnO}_4 \equiv 0.002004$  গ্রাম  $\text{Ca}$ .

9, 38. পাইরোলুসাইট (Pyrolusite) আকরিকে  $\text{MnO}_2$ -র শতকরা পরিমাণ নির্ধারণ—পাইরোলুসাইট আকরিক নিয়ে অতিরিক্ত অ্যাসিডীয় সোডিয়াম অক্সালেট অথবা আর্সেনিয়াস অক্সাইড দ্রবণ মিশিয়ে বিক্রিয়া ঘটানো হয়, তারপর অবশিষ্ট অক্সালেট অথবা আর্সেনিয়াস অক্সাইড প্রমাণ  $\text{N}/10$   $\text{KMnO}_4$  দ্বারা অনুমাপন করা হয়।



অতএব

86.94

134.02

197.82

বিশ্লেষণ—(ক) প্রমাণ সোডিয়াম অক্সালেট  $N/10$  দ্রবণ

(খ) লব্ধ  $H_2SO_4$  (4N)

(গ) প্রমাণ  $KMnO_4$  ( $N/10$ ) দ্রবণ

প্রণালী—0.20 গ্রামের কাছাকাছি গুড়ো পাইরোলুসাইট সঠিকভাবে ওজন করে শব্দকুপীতে নাও, 50 মি.লি. প্রমাণ সোডিয়াম অক্সালেট দ্রবণ ও 50 মি.লি. লব্ধ  $H_2SO_4$  মেশাও। কুপীর মধ্যে একটা ফানেল রেখে মিশ্রণটি ফোটোও যতক্ষণ পর্যন্ত না কাল আকরিক সম্পূর্ণরূপে দ্রবীভূত হয়। ঠাণ্ডা কর, তারপর অবশিষ্ট অক্সালেট প্রমাণ  $KMnO_4$  দ্রবণ দ্বারা অনুমাপন কর।

হিসাব :

মনে কর, পাইরোলুসাইট নেওয়া হয়েছে = 0.18 গ্রাম এবং অবশিষ্ট অক্সালেট অনুমাপনে পারম্যাঙ্গানেট লেগেছে = 30 মি.লি.  $N/10$   $KMnO_4$

$$= 30 \text{ মি.লি. } N/10 \text{ } Na_2C_2O_4 \text{ দ্রবণ}$$

তাহলে  $N/10$   $Na_2C_2O_4$  দ্রবণ  $MnO_2$  দ্বারা জারিত হয়েছে

$$= 50 - 30 = 20 \text{ মি.লি.}$$

অর্থাৎ 2 মি.লি. (N)  $-Na_2C_2O_4$  দ্রবণ পাইরোলুসাইটের  $MnO_2$  দ্বারা জারিত হয়েছে।

$$\text{এখন } 1,000 \text{ মি.লি. (N) } -Na_2C_2O_4 \equiv \frac{1}{2}Na_2C_2O_4 \equiv \frac{1}{2}MnO_2$$

$$\therefore \text{ আকরিক } MnO_2 \text{ আছে} = \frac{86.94 \times 2}{2 \times 1000} \text{ গ্রাম}$$

$$= 0.08694 \text{ গ্রাম}$$

$$\therefore MnO_2\% = \frac{0.08694 \times 100}{0.18} = 48.90$$

পাইরোলুসাইটে প্রাপ্তিযোগ্য অক্সিজেন (Available Oxygen) নির্ধারণ :

$$\frac{MnO_2}{86.94} = \frac{O}{16}$$

0.08694 গ্রাম বিশুদ্ধ  $MnO_2$  হতে অক্সিজেন পাওয়া যায়

$$= \frac{0.08694 \times 16}{86.94} \text{ গ্রাম}$$

অতএব শতকরা হিসাবে অক্সিজেন পাওয়া যায়


$$= \frac{0.08694 \times 16 \times 100}{0.18 \times 86.94} = 8.888 \text{ গ্রাম}$$

9, 39. স্টীলের মধ্যে ম্যাঙ্গানিজের পরিমাণ নির্ধারণ—দ্রবণ প্রস্তুতি—


(ক) সাধারণ স্টীল (Ordinary steels)—যদি Mn থাকে 0.3—1%, তাহলে 1 গ্রাম স্টীল ওজন কর, 50 মি. লি. গাঢ় HNO<sub>3</sub> মিশিয়ে দ্রবীভূত কর, দ্রবণ ফুটিয়ে NO<sub>2</sub> তাড়িয়ে দাও, লব্ধ করে আয়তন 200 মি. লি. কর।

(খ) বিশেষ স্টীল (Special steels)—1 গ্রাম স্টীল ওজন করে 60 মি.লি. 4(N)-H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> মিশিয়ে গরম কর। যদি টাংস্টেন থাকে, তাহলে 5 মি.লি. গাঢ় HNO<sub>3</sub> মিশিয়ে গরম কর যতক্ষণ পৰ্ব্বস্ত না দ্রবণ ভালভাবে হ্রদ্য রঙের হয়। ছেকে নিয়ে N/10 HNO<sub>3</sub> দ্বারা ধুয়ে নাও। লব্ধ করে দ্রবণের আয়তন 100 মি.লি. কর।

জারণ প্রক্রিয়া—সোডিয়াম বিস্মুথেট দ্বারা দ্রবণকে জারিত করা হয়। পারম্যাঙ্গানেট ও কিছদ MnO<sub>2</sub> অধঃক্ষেপ প্রথমে হতে পারে। MnO<sub>2</sub>-কে জারিত করা কঠিন, সেজন্য সমস্ত ম্যাঙ্গানীজকে (MnO<sub>4</sub><sup>-</sup> + MnO<sub>2</sub>) বিজারক দ্রব্য মিশিয়ে বিজারিত করা হয়। তারপর পুনরায় বিস্মুথেট মিশিয়ে সমস্ত ম্যাঙ্গানীজকে জারিত করে পারম্যাঙ্গানেট তৈরী করা হয়। প্রতি 100 মি.লি. দ্রবণে 50 মি.গ্রা. Mn থাকা বিধেয়। এর থেকে বেশী পরিমাণ Mn থাকলে ভ্রমমায়া বেশী হবে। প্রতি 20 মি.গ্রা. Mn-র জন্য 0.50 গ্রাম সোডিয়াম বিস্মুথেট প্রয়োজন।



অতিরিক্ত বিস্মুথেট ছেকে নিয়ে পৃথক করা হয়। দ্রবণে অতিরিক্ত পরিমাণ প্রমাণ Mohr লবণের N/50 দ্রবণ যোজন হয়। Fe(II) বিজারক হিসাবে পারম্যাঙ্গানেটকে বিজারিত করে :



অবশিষ্ট Fe(II)-কে প্রমাণ KMnO<sub>4</sub>(N/50) দ্রবণ দ্বারা অনুমাপন করা হয়।

বিষাকারী আয়ন—বেশী পরিমাণ ক্লোরাইড, নাইট্রেট আয়ন বিষ্য ঘটায়। V, Ce, Cr, Co থাকলে বিষ্য ঘটে। 2—4(N)-H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> মাধ্যমে অনুমাপন করলে নাইট্রিক অ্যাসিডজনিত বিষ্য এড়ানো যায়। নাইট্রিক অ্যাসিড মাধ্যমে অনুমাপন করলে পাশাপাশি মাপ্যহীন অনুমাপন করা বিধেয়।



বিকারক—(ক) সোডিয়াম বিসমৃৎথেট (80%  $\text{NaBiO}_3$ )

(খ) সোডিয়াম বাইসালফাইট দ্রবণ—10%

(গ) প্রমাণ  $\text{KMnO}_4$  দ্রবণ (N/50)

(ঘ) প্রমাণ Mohr লবণের দ্রবণ (N/50)

(ঙ) ফসফোরিক অ্যাসিড

প্রমাণী—দ্রবণ লব্ধ করে 200 মিলি. কর (1.5(N)- $\text{HNO}_3$  অথবা 2(N)- $\text{H}_2\text{SO}_4$ ), 0.4—0.5 গ্রাম সোডিয়াম বিসমৃৎথেটে যোগ কর, 2 মিনিট কোটাও। পারম্যাঙ্গানেটের রক্ত গোলাপী দ্রবণ এবং/অথবা বাদামী  $\text{MnO}_2$  অথচক্ষণ পাওয়া যাবে। যদি না পাওয়া যায় পুনরায় 0.5 গ্রাম  $\text{NaBiO}_3$  যোগ। তারপর  $\text{MnO}_2$  দ্রবীভূত না হওয়া পর্যন্ত  $\text{NaHSO}_3$  দ্রবণ কোটা কোটা যোগ। 5 মিনিট দ্রবণ ফুটিয়ে  $\text{SO}_2$  তাড়িয়ে দাও। দ্রবণ ঠান্ডা কর ( $<15^\circ$  সে.), এবং 1—2 গ্রাম মত  $\text{NaBiO}_3$  যোগ, এক মিনিট নাড়, 50 মিলি. 0.4(N)- $\text{HNO}_3$  যোগ কর এবং 4 নং Sintered bed মূচি নিরে ছাঁক। 0.3(N)- $\text{HNO}_3$  দ্রবণ দ্বারা ধুয়ে নাও (50—100 মিলি.)। ছাঁকন-কুপীতে (filtering flask) আগেই অতিরিক্ত প্রমাণ Mohr লবণের দ্রবণ (N/50) ও 5 মিলি. গাঢ় ফসফোরিক অ্যাসিড নিরে নেওয়া হয়। এখন ছাঁকন-কুপীতেই অবশিষ্ট  $\text{Fe(II)}$ -কে প্রমাণ  $\text{KMnO}_4$  (N/50) দ্রবণ দ্বারা অনুমাপন কর।

1 মিলি. (N)- $\text{KMnO}_4 \equiv 0.01099$  গ্রাম Mn

9, 40. হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড নির্ধারণ—লব্ধ  $\text{H}_2\text{SO}_4$  দ্বারা নিম্নলিখিত বিক্রিয়া ঘটে:



অতএব  $2 \times 158.026$  গ্রাম  $\text{KMnO}_4 \equiv 5 \times 34.016$  গ্রাম  $\text{H}_2\text{O}_2$

অথবা  $\frac{158.024}{5}$  গ্রাম "  $\equiv \frac{34.016}{2}$  গ্রাম "

অথবা 1000 মিলি. (N)- $\text{KMnO}_4 \equiv 17.008$  গ্রাম  $\text{H}_2\text{O}_2$

অথবা 1 মিলি. (N)- $\text{KMnO}_4 \equiv 0.017008$  গ্রাম  $\text{H}_2\text{O}_2$

অনুমানের সময়  $\text{H}_2\text{SO}_4$  গাঢ় বেশী রাখা হয় এবং প্রমাণ  $\text{KMnO}_4$  দ্রবণ (N/50) ধীরে ধীরে যোগাতে হয় যাতে  $\text{MnO}_2$  গঠন না হয়।

প্রমাণী: ১৫ মি.লি. মত “২০-আয়তন” (20-volume)  $H_2O_2$  বক্স  
জেন্দন বোতলে নিয়ে ওজন কর, তারপর মাত্রিকভাবে ২৫০ মি.লি. মাপক-  
কুপীতে স্থানান্তরিত কর। জল মিশিয়ে দাগ পর্যন্ত আয়তন পূর্ণ কর।  
ভালভাবে মিশিয়ে নাও, ২৫ মি.লি. অংশ পিপেট দ্বারা ৫০০ মি.লি. শংকু-  
কুপীতে স্থানান্তরিত কর। ১৭৫ মি.লি. পাতিত জল ও ২৫ মি.লি.  
৭(N)- $H_2SO_4$  যোগ কর, তারপর ব্যুরেট হতে প্রমাণ  $KMnO_4$  দ্রবণ  
(N/10) দ্বারা অনুমাপন কর। অন্তর্বিন্দুতে পারম্যাঙ্গানেটের রক্ত গোলাপী  
রঙ কিছুকণ স্থায়ী হবে।

হিসাব :

মনে কর, ওজন করে  $H_2O_2$  নেওয়া হয়েছে = ১২ গ্রাম এবং  
২৫ মি.লি.  $H_2O_2$  অনুমাপনে লাগে = ৪০.২৫ মি.লি.  $KMnO_4$  (N/10)  
এখন, ২৫ মি.লি.  $H_2O_2$  দ্রবণ = ৪০.২৫ মি.লি. (N/10)- $KMnO_4$   
= ৪.০২৫ মি.লি. (N)- $KMnO_4$   
=  $(4.025 \times 0.017008)$  গ্রাম  $H_2O_2$

∴ ২৫০ মি.লি.  $H_2O_2$  দ্রবণ =  $(4.025 \times 0.017008 \times 10)$  গ্রাম  $H_2O_2$   
অতএব, ওজন হিসাবে  $H_2O_2$ -র শতকরা পরিমাণ

$$\frac{4.025 \times 0.017008 \times 10 \times 100}{12} = 5.669\%$$

৯. ৪১.  $Na_2O_2$  বিশ্লেষণ ও বিশুদ্ধতা নির্ধারণ

প্রমাণী—প্রথমে ২৫০ মি.লি. বীকারে ১০০ মি.লি. পাতিত জল, ৬ মি.লি.  
সান্দ্র  $H_2SO_4$  এবং ৬ গ্রাম বোরিক অ্যাসিড মিশিয়ে ঠান্ডা কর। প্রথম কান  
ওজন নিয়ে তোলা বোতল থেকে ০.৪—০.৫ গ্রাম  $Na_2O_2$  এই দ্রবণে ঢাল  
এবং দ্বিতীয় বার ওজন কর। কাচ দণ্ড দ্বারা নাড়া দিয়ে মেশাও। এখন  
একটি ২৫০ মি.লি. মাপক-কুপীতে এই দ্রবণ মাত্রিক ভাবে স্থানান্তরিত করে  
দাগ পর্যন্ত জল মিশিয়ে আয়তন পূর্ণ কর। ভালভাবে মেশাও এবং ২৫  
মি.লি. অংশ পিপেট দ্বারা নিয়ে ব্যুরেট হতে প্রমাণ  $KMnO_4$  দ্রবণ (N/10)  
দ্বারা অনুমাপন কর। এরপর  $Na_2O_2$ -র বিশুদ্ধতা নির্ধারণ কর।

১ মি.লি. N/10  $KMnO_4$  = ০.০০৩৯ গ্রাম  $Na_2O_2$

৯. ৪২.  $BaO_2$  বিশ্লেষণ—১ গ্রাম মত ওজন করে নিয়ে ২০০ মি.লি. লঘু  
 $HCl$  দ্রবণে (১ : ১১) দ্রবীভূত কর, তারপর ২৫০ মি.লি. মাপক-কুপীতে  
নিয়ে দাগ পর্যন্ত আয়তন পূর্ণ কর।

50 মি.লি. অংশ পিপেট দ্বারা নিয়ে ব্যুরেট হতে প্রমাণ  $\text{KMnO}_4$  দ্রবণ ( $\text{N}/10$ ) দ্বারা অনুমাপন কর। এখানে Zimmermann-Reinhardt দ্রবণ মেশানোর প্রয়োজন নেই।

1 মি.লি.  $\text{N}/10 \text{ KMnO}_4 = 0.008468$  গ্রাম  $\text{BaO}_2$

9.43.  $\text{KNO}_2$  বিশ্লেষণ ও বিশুদ্ধতা নির্ধারণ—গরম অ্যাসিডীয় দ্রবণে নাইট্রাইট পারম্যাঙ্গানেটের সাথে মাত্রিকভাবে বিক্রিয়া ঘটায়:



বিকারক—(ক) প্রাণ  $\text{KMnO}_4$  দ্রবণ ( $\text{N}/10$ )

(খ) প্রমাণ Mohr লবণের দ্রবণ ( $\text{N}/10$ )

(গ) লঘু  $\text{H}_2\text{SO}_4$  (1N)

প্রণালী—1.2 গ্রাম মত  $\text{KNO}_2$  সঠিকভাবে ওজন করে নাও, জলে দ্রবীভূত করে 250 মি.লি. মাপক-কুপীতে দাগ পর্যন্ত আয়তন পূর্ণ কর। ভালভাবে মেশাও। 25 মি.লি. অংশ পিপেট দ্বারা শংকু-কুপীতে নাও, 25 মি.লি. লঘু  $\text{H}_2\text{SO}_4$  এবং 30 মি.লি. প্রমাণ  $\text{KMnO}_4$  দ্রবণ ( $\text{N}/10$ ) যোগ কর, তারপর ব্যুরেট হতে প্রমাণ Mohr লবণের দ্রবণ ( $\text{N}/10$ ) দ্বারা অবশিষ্ট  $\text{KMnO}_4$ -কে অনুমাপন কর।

হিসাব :

মনে কর (1)  $\text{KNO}_2$  ওজন করে নেওয়া হয়েছে = 1.20 গ্রাম  
এবং (2) অবশিষ্ট  $\text{KMnO}_4$  অনুমাপনের জন্য Mohr লবণ লেগেছে = 6.50 মি.লি.

এখন 6.50 মি.লি. Mohr লবণ ( $\text{N}/10$ ) = 6.50 মি.লি.  $\text{KMnO}_4$  ( $\text{N}/10$ )

অতএব,  $\text{KNO}_2$  বিজারিত করেছে (30—6.50) বা 23.50 মি.লি.  $\text{KMnO}_4$  ( $\text{N}/10$ )

আমরা জানি, 1 মি.লি.  $\text{N}/10\text{-KMnO}_4 = 0.004256$  গ্রাম  $\text{KNO}_2$

$\therefore 23.50$  মি.লি. =  $(23.50 \times 0.004256)$  গ্রাম  $\text{KNO}_2$   
= 25 মি.লি.  $\text{KNO}_2$  দ্রবণ

$\therefore 250$  মি.লি.  $\text{KNO}_2$  দ্রবণে আছে =  $(23.50 \times 0.004256 \times 10)$  গ্রাম  $\text{KNO}_2$

$\therefore$  শতকরা  $\text{KNO}_2$  আছে =  $\frac{23.50 \times 0.004256 \times 10 \times 100}{1.2}$   
= 81.45

পটাসিয়াম ডাইক্রোমেট দ্বারা জারণ (ডাইক্রোমেটমিট্রি) : *Oxidation with Potassium dichromate (dichromatometry)*

অন্যান্য অন্ত্রমাপন পদ্ধতির সাথে সাদৃশ্যমূলক বিচারে ডাইক্রোমেট সহ-  
যোগে অন্ত্রমাপন পদ্ধতিকে ডাইক্রোমেটমিট্রি (Dichromatometry),  
বলতে পারি।

#### 9, 44. জারণ ক্ষমতা—



$$E_0 = +1.33 \text{ ভোল্ট}$$

এই বিক্রিয়া পদ্ধতি খুব দ্রুত নয়; Cr(III) সাধারণতঃ অ্যাসিডীয় দ্রবণে খুব ধীরে ধীরে জারিত হয়, এবং দ্রবণে যদি  $\text{pH} < 2$  থাকে, একমাত্র ডাইক্রোমেট মোটামুটি গতিতে বিক্রিয়া ঘটায়। দ্রবণের pH বাড়ালে বিক্রিয়া—পোটেন্সিয়াল দ্রুত কমে যায় এবং তখন Cr(III) সহজে ক্রোমেট স্তরে জারিত হয়। কিছু কিছু ডাইক্রোমেট-জারণ বিক্রিয়া Fe(II)-র উপস্থিতিতে প্রভাবিত হয়।

9, 45. সূচক—ডাইফিনাইলঅ্যামিনসালফোনেটের সোডিয়াম অথবা বেরিয়াম লবণ সূচক হিসাবে ব্যবহার করা হয়। 0.1% জলীয় দ্রবণ অনেক দিন রাখা যায় এবং প্রতি 100 মি.লি. দ্রবণ অন্ত্রমাপনে ৫ ফোটা মেশালেই কাজ হয়। Fe(II) আয়ন বিক্রিয়া গতিকে দ্রুত করে। লব্ধ দ্রবণ অথবা রঙীন দ্রবণে সূচকের রঙের পরিবর্তন ভাল বোঝা যায়। ডাইফিনাইলঅ্যামিন অথবা ফেরোইন  $4(\text{N})-\text{H}_2\text{SO}_4$ -এ দ্রবীভূত করে সূচক হিসাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। বহিঃসূচক (external indicator) হিসাবে  $\text{K}_3\text{Fe}(\text{CN})_6$ -র উল্লেখ আছে।

দ্রবণ প্রস্তুতি—জারণ পোটেন্সিয়াল মান থেকে আমরা দেখতে পাই  $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ -র জারণ ক্ষমতা  $\text{KMnO}_4$ -র থেকে কম, কিন্তু  $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ -কে জারক হিসাবে ব্যবহার করার কতকগুলি সুবিধা আছে: (ক) সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায় এবং গলনাংক পৰ্যন্ত বিশুদ্ধ অবস্থায় থাকে। (খ) প্রাথমিক প্রমাণ দ্রব হিসাবে অন্ত্রমাপনে ব্যবহার করা যায়। (গ) স্বাভাবিক সাবধানতা অবলম্বন করে বাষ্পীভবন রোধ করতে পারলে  $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ -র জলীয় দ্রবণ দীর্ঘকাল প্রমাণ দ্রবণ হিসাবে রাখা যায়। (ঘ) ঠান্ডা HCl দ্রবণ ( $< 2\text{N}$ ) বিজারণ ঘটতে পারে না। জৈব পদার্থগুলি পারম্যাংগানেটের মত সহজে বিজারণ ঘটায় না।  $\text{HClO}_4$  ও  $\text{H}_2\text{SO}_4$  মিশ্রিত ফোটেলেও কিছু পরিবর্তন হয় না। এই সব দিক বিচার করে বলা

জল আকরিকের মধ্যে মোট আয়তন নির্ধারণের জন্য ডাইক্রোমেটমিডিক্যাল সর্বাত্মক। অ্যাসিডীয় মাধ্যমে  $K_2Cr_2O_7$ -র বিজারণ বিক্রিয়া লেখা যায়ঃ




এবং এর থেকে জানা যায়  $K_2Cr_2O_7$ -র তুল্যাক্তর  $= \frac{294.22}{6}$   
 $= 49.037$

সুতরাং 4.9037 গ্রাম  $K_2Cr_2O_7$  ওজন করে নিলে জল মিশিয়ে 1000 মি. লি. আয়তন করলে প্রমাণ  $N/10$  দ্রবণ পাওয়া যায়।

প্রমাণ  $K_2Cr_2O_7$  দ্রবণ দ্বারা অনুমাপন (Titration using standard  $K_2Cr_2O_7$  (solution).

৭, 46. কেরাল আয়তন নির্ধারণ—পারম্যাঙ্গানেট দ্বারা অনুমাপনের সময় ক্রোমাইড আয়ন বিষয় ঘটায়, কিন্তু ডাইক্রোমেট দ্বারা অনুমাপনের সময় ক্রোমাইড আয়ন বিষয় ঘটায় না। সেজন্য Zimmermann-Reinhardt দ্রবণ মেশানোর প্রয়োজন নেই। শুধু মাত্র  $Fe(III) \rightarrow Fe(II)$  সিস্টেমের বিজারণ পোটেনসিয়াল কমানোর জন্য দ্রবণে গাড় ফস্ফোরিক অ্যাসিড মেশান হয় (৭, 35 পরিচ্ছেদ দেখ)। লব্ধ  $H_2SO_4$  মাধ্যমে নিম্নলিখিত বিক্রিয়া ঘটেঃ



কিরকর—(ক) প্রমাণ  $K_2Cr_2O_7$  দ্রবণ ( $N/10$ )

(খ) Mohr লবণের দ্রবণ ( $N/10$ )

(গ) ফসফোরিক অ্যাসিড

সূচক—(ঘ) সোডিয়াম ডাইক্সিহাইড্রোঅ্যামিনসালফেটে দ্রবণ—0.1% জলীয় দ্রবণ

প্রণালী—০.৫ গ্রাম শুষ্ক Mohr লবণ সঠিকভাবে ওজন করে 250 মি. লি. মাপক-কুপীতে নাও, 200 মি. লি. 5%  $H_2SO_4$  মিশিয়ে দ্রবীভূত কর, জল মিশিয়ে দাগ পর্যন্ত পূর্ণ কর। ভালভাবে মিশিয়ে 25 মি. লি. অংশ এই দ্রবণ শব্দে-কুপীতে নাও, 5 মি. লি. গাড় ফসফোরিক অ্যাসিড যোগ কর, ২ কোটি সূচক দ্রবণ মিশিয়ে ব্যারেট হতে প্রমাণ  $K_2Cr_2O_7$  দ্রবণ দ্বারা অনুমাপন কর। অন্তিমিল, আলোর পূর্বে দ্রবণের রঙ হয় নীলাভ-সবুজ থেকে ধূসর-নীল। অন্তিমিল হতে দ্রবণের রঙ হয় গাড় বেগুনী।

ফলাফলঃ

মাপন কর, (1) Mohr লবণ ওজন করে নেওয়া হয়েছে = ০.৫ গ্রাম

এবং (২) অনুমাপনে  $K_2Cr_2O_7$  দ্রবণ ( $N/10$ ) লেগেছে =

94.50 মি. লি.

আমরা জানি, 1 মি. লি.  $N/10 \text{ K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 = 0.005885$  গ্রাম Fe

তাহলে 24.50 মি. লি.  $N/10 \text{ K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 = (24.50 \times 0.005885)$  গ্রাম Fe  
 $= 25$  মি. লি. Mohr লবণ

অতএব 250 মি. লি. Mohr লবণ  $= (24.50 \times 0.005885 \times 10)$  গ্রাম Fe

$\therefore$  শতকরা হিসাব  $= \frac{24.50 \times 0.005885 \times 10 \times 100}{9.8}$  গ্রাম Fe  
 $= 13.96$  গ্রাম Fe


9, 47. ফেরিক আয়রন নির্ধারণ— 12 গ্রাম মর্ট ওজন করে ফেরিক অ্যালাম,  $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 \cdot \text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot 24\text{H}_2\text{O}$ , 250 মি. লি. মাপক-কুপীতে নাও, 5%  $\text{H}_2\text{SO}_4$  মিশিয়ে দ্রবীভূত কর এবং দাগ পর্যন্ত পূর্ণ কর। ভালভাবে মিশিয়ে 10 মি. লি. অংশ ঐ দ্রবণ নাও, 10 মি. লি. 6(N)  $\text{HCl}$  মেশাও, তারপর আগের মতই (305 পৃষ্ঠা দেখ)  $\text{SnCl}_2$  দ্বারা বিজারিত করে, অবশিষ্ট  $\text{SnCl}_2$ -কে  $\text{HgCl}_2$  দ্রবণ দ্বারা জারিত করে, জল মিশিয়ে দ্রবণ 200 মি. লি. আয়তন করে, 5 মি. লি. গাঢ়  $\text{H}_3\text{PO}_4$  ও ডাই-কিনাইলঅ্যামিনসালফোনেট সূচক দ্রবণ 4 ফোঁটা মিশিয়ে প্রমাণ  $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$  দ্বারা অনুমাপন কর।

অন্তবিন্দুতে গাঢ় মেগদনী রঙের দ্রবণ পাওয়া যাবে।

হিসাবঃ ফেরাস আয়রনের মতই।

মন্তব্যঃ আকরিক অবশ্যই আয়রন নিজে তাতে মোট আয়রন নির্ধারণ করা হয় একই পদ্ধতিতে। কিছু পরিমাণ আকরিক আয়রন সঠিকভাবে ওজন করে নিলে  $\text{HCl}$  (1:1) মিশিয়ে দ্রবীভূত করা হয়। তারপক্ষ হেঁকে নিলে একটা নির্দিষ্ট আয়তনে রাখা হয়। তার থেকে 10 মি. লি. অংশ পিপেট দ্বারা স্থানান্তরিত করে উপরের পদ্ধতি দ্বারা  $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$  মিশিয়ে অনুমাপন করা হয়। ফেরাস ও ফেরিক আয়রনের পরিমাণ জানতে হলে প্রথমে একটা অংশ নিলে সরাসরি  $\text{Fe(II)}$ -কে  $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$  দিয়ে অনুমাপন করা হয়, তারপর দ্বিতীয় অংশ নিলে  $\text{SnCl}_2$ - বিজারণ করে মোট আয়রনের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়। মোট আয়রন হতে  $\text{Fe(II)}$ -র পরিমাণ বিয়োগ করলে  $\text{Fe(III)}$ -র পরিমাণ জানা যায়।


9, 48. ক্রোম-আয়রন আকরিকে (Chrome iron ore) ক্রোমিয়াম নির্ধারণ— অতিরিক্ত  $\text{Na}_2\text{O}_2$  গলন দ্বারা এই আকরিকের দ্রবণ প্রস্তুত করা হয়ঃ



গলন দ্বিমার (fusion) পর পাতিত জল মিশিয়ে  $\text{Na}_2\text{CrO}_4$ -কে দ্রবীভূত করা হয় এবং আয়তন  $\text{Fe}(\text{OH})_3$  হিসাবে অধঃক্ষিপ্ত হয়:



দ্রবণ কুঁটিয়ে অবশিষ্ট পারঅক্সাইডকে বিয়োজিত করা হয়। এখন জল মিশিয়ে লব্ধ করে দ্রবণ ছেকে নেওয়া হয়,  $\text{HCl}$  মিশিয়ে অ্যাসিডীয় করে অতিরিক্ত পরিমাণ প্রমাণ ফেরাস দ্রবণ মেপে নিয়ে যোগ করা হয়, তারপর প্রমাণ  $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$  দ্রবণ দ্বারা অবশিষ্ট  $\text{Fe}(\text{II})$ -কে অনুমাপন করা হয়।



প্রণালী—সঠিকভাবে 0.2 গ্রাম আকরিক ওজন করে নাও, 30 মি. লি. নিকেল মর্দচিত্রে রেখে 3—4 গ্রাম  $\text{Na}_2\text{O}_2$  মেশাও। ছোট একটা কাচ দণ্ড দ্বারা মিশিয়ে ছাঁকিন কাগজের টুকরো দ্বারা কাচ দণ্ড মুছে নাও এবং ঐ কাগজ টুকরো নিকেল মর্দচিত্রে রাখ। আরও 1 গ্রাম  $\text{Na}_2\text{O}_2$  মর্দচিত্রে ঢাল তারপর ঢাকনা ঢাকা দিয়ে সাবধানে ধীরে ধীরে উত্তপ্ত কর এবং মিশ্রণ 10 মিনিট কাল গলিত অবস্থায় রাখ। মর্দচি ঠান্ডা করে পুনরায় 4 গ্রাম মত  $\text{Na}_2\text{O}_2$  মিশিয়ে উত্তপ্ত কর। এরপর মর্দচি ঠান্ডা করে 500 মি. লি. বীকারে রাখ এবং পাতিত জল দিয়ে ভালভাবে ধুয়ে নাও। এখন দ্রবণ কুঁটিয়ে অতিরিক্ত  $\text{Na}_2\text{O}_2$  বিয়োজিত কর, ঠান্ডা কর, তারপর দ্রবণ ছেকে নাও। 6-8(N)  $\text{H}_2\text{SO}_4$  মিশিয়ে অ্যাসিডীয় কর, প্রয়োজন হলে বাষ্পীভবন করে আয়তন কমাও, তারপর মাত্রিকভাবে 250 মি. লি. মাপক-কুপীতে নিয়ে দাগ পর্যন্ত জল মিশিয়ে পূর্ণ কর।

ভালভাবে মিশিয়ে 25 মি. লি. অংশ পিপেট দ্বারা স্থানান্তরিত কর, 25 মি. লি. 2(N)- $\text{H}_2\text{SO}_4$  ও 30—35 মি. লি. প্রমাণ Mohr লবণের দ্রবণ (N/10) মেশাও, তারপর 5 মি. লি. গাঢ়  $\text{H}_3\text{PO}_4$  এবং 4 ফোঁটা ডাই-ফিনাইলঅ্যামিনসালফোনেট সূচক দ্রবণ মেশাও। এখন বদ্রেট হতে প্রমাণ  $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$  দ্রবণ মিশিয়ে অনুমাপন কর।

1 মি. লি. (N)- $\text{Fe}^{2+} = 1$  মি. লি. (N)- $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 = 0.01734$  গ্রাম Cr.

মন্তব্য: লেড অথবা বেরিয়াম নির্ধারণ করার জন্য ক্রোমেট হিসাবে অধঃক্ষিপ্ত করে, লব্ধ  $\text{H}_2\text{SO}_4$  মিশিয়ে দ্রবীভূত করা হয়। মত

$\text{H}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ -কে অতিরিক্ত প্রমাণ Mohr লবণ মিথিলে অনুমাপন করা হয়।




আয়োডিন মিত্র (Iodimetry) এবং আয়োডাইডমিট্রি (Iodometry)

৭, ৪৭. আলোচনা—Vogel-র সংজ্ঞা অনুসারে আয়োডিনমিট্রি (iodimetry) বলতে বোঝায় সরাসরি প্রমাণ আয়োডিন দ্রবণ দ্বারা অনুমাপন এবং আয়োডাইডমিট্রি (iodometry) বলতে বোঝায় রাসায়নিক বিক্রিয়া দ্বারা উৎপাদিত  $\text{I}_2$ -কে অনুমাপন।




এই অর্ধসেল বিক্রিয়া ঘটে থাকে অনুমাপনের শেষের দিকে যখন আয়োডাইড আয়ন গাঢ় হইতে থাকে।

কিন্তু সমস্ত আয়োডিনমিট্রি ও আয়োডাইডমিট্রি বিক্রিয়ার অতিরিক্ত আয়োডাইড আয়ন দ্রবণে থাকে, এবং ট্রি-আয়োডাইড (tri-iodide) আয়ন গঠিত হয়:




(দ্রবণ)

সুতরাং অর্ধসেল (half-cell) বিক্রিয়া ভালভাবে বোঝাতে গেলে লিখতে হয়:




এখন প্রমাণ পোটেন্সিয়ালের মান থেকে বোঝা যাচ্ছে যে  $\text{I}_2$  অথবা  $\text{I}_3^-$  আয়ন উভয়ে ক্ষীণ জারক দ্রব্য এবং এদের জারণ-ক্ষমতা  $\text{KMnO}_4$ ,  $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ ,  $\text{Ce}(\text{SO}_4)_2$ , ইত্যাদি থেকে কম।

অনুমাপন কালে বিক্রিয়া হয়:



কিন্তু জটিলতা কমানোর জন্য আমরা লিখে থাকি:



$\text{SnCl}_2$ ,  $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ ,  $\text{H}_2\text{SO}_3$ ,  $\text{H}_2\text{S}$ , ইত্যাদি তীব্র বিজারক দ্রবণ  $\text{I}_2$ -র সাথে সাধারণ উষ্ণতার দ্রুত রাসায়নিক বিক্রিয়া সম্পন্ন করে,



অ্যাসিডীয় দ্রবণে এর বিক্রিয়া ঘটে না।






কৌণ বিজারক দ্রবণ হলে  $\{\text{As(III)}, \text{Sb(III)}, \text{Fe(CN)}_6^{4-}\}$  রাসায়নিক বিক্রিয়া সম্পূর্ণ হয় কেবলমাত্র প্রশম দ্রবণে অথবা কৌণ অ্যাসিডীয় দ্রবণে। এই অবস্থার বিজারক দ্রবণের বিজারণ—পোটেনসিয়াল সব থেকে কম থাকে অর্থাৎ তাদের বিজারণ-ক্ষমতা সব থেকে বেশী হয়:




যথোপযুক্ত pH নিয়ন্ত্রণ করে  $\text{H}_3\text{AsO}_3$ -কে  $\text{I}_2$  দ্বারা অনুমাপন করা যায়, আবার  $\text{H}_3\text{AsO}_4$ -কে আরোডাইডমিতি দ্বারা অনুমাপন করা সম্ভব।

যখন তীব্র জারক দ্রবণ ( $\text{KMnO}_4$ ,  $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ ,  $\text{Ce(SO}_4)_2$ , ইত্যাদি) প্রশম অথবা অ্যাসিডীয় অবস্থায় অতিরিক্ত আরোডাইড আয়নের সাথে বিক্রিয়া ঘটায়, তখন আরোডাইড আয়ন বিজারক দ্রব হিসাবে বিক্রিয়া করে এবং জারক দ্রব মাটিকভাবে বিজারিত হয়। সুতরাং আরোডাইড হতে দ্রবণে মাটিকভাবে  $\text{I}_2$  মুক্ত হয় এবং এই মুক্ত  $\text{I}_2$  কোন প্রমাণ বিজারক দ্রবণ ( $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ ) দ্বারা অনুমাপন করা হয়। কতকগুলি জারক দ্রবণের সাথে আরোডাইড আয়নের বিক্রিয়া সমীকরণ নীচে দেওয়া হল:



দ্রবণের pH যখন  $< 8$  থাকে, তখন  $\text{I}_2 \rightarrow \text{I}^-$  সিস্টেমের বিজারণ পোটেনসিয়াল pH-নির্ভর নয়; কিন্তু দ্রবণের pH  $> 8$  হলে  $\text{I}_2$ -র সাথে  $\text{OH}^-$  আয়নের বিক্রিয়া ঘটে:



9. 50. সূচক ও অন্তবিন্দু—আরোডাইডমিতি অনুমাপনে স্টার্চ দ্রবণ (starch solution) সূচক হিসাবে ব্যবহার করা হয়। আরোডাইডের উপস্থিতিতে স্টার্চ আরোডিনের সাথে গাঢ় নীল জটিল বোঁগ তৈরী করে। দ্রবণে যখন আরোডিন গাঢ় করে গিরে  $2 \times 10^{-5} \text{ M}$  হয়, তখনও এই

নীল রঙ দৃষ্টি গোচরে থাকে। রঙের গাঢ় ও দুর্বলের অ্যাসিড গাঢ় ও শাপামার উপর নির্ভর করে। অন্যান্য কতকগুলি দ্রাবক, যেমন  $C_2H_5OH$ , দ্রবণে যোগ করলে রঙের সুবেদিতা কমে যায়। সুচক হিসাবে স্টার্চ ব্যবহারের পক্ষে সবচেয়ে বড় ঘাটতি স্টার্চের দাম খুবই কম। তবে স্টার্চের কতকগুলি অসুবিধাও আছে:


(ক) ঠান্ডা জলে স্টার্চ অদ্রবণীয়; (খ) জলীয় দ্রবণ অস্থায়ী; (গ) আরোজিনের সাথে স্টার্চ জলে অদ্রবণীয় জটিল বোঁগ উৎপন্ন করে। সেজন্য অনুমাপন কালে আরোজিনের বাদামী-হলুদ রঙ ফিকে হয়ে এলে পর অস্তবিন্দুর কিছু আগে স্টার্চ দ্রবণ যোগ করা হয়। (ঘ) দ্রবণ খুব লঘু হলে অস্তবিন্দুতে রঙের পরিবর্তন খুব স্পষ্ট হয় না।

এই সব কারণে অনেকে সোডিয়াম স্টার্চ গ্লাইকোলেট-কে (sodium starch glycollate) সুচক হিসাবে ব্যবহারের জন্য অনুমোদন করেন। এই সুচকের ক্ষেত্রে এসব অসুবিধার সম্বন্ধীন হতে হয় না। এই উভয় ক্ষেত্রেই অস্তবিন্দুতে রঙের পরিবর্তন হয় গাঢ় নীল হতে বর্ণহীন।

কিছু অনুমাপনে স্টার্চের পরিবর্তে  $CCl_4$  অথবা  $CHCl_3$  দ্রাবক দ্রবণে যোগ করা হয়। মৃত্ত আরোজিন ঐ দ্রাবকে দ্রবীভূত হয়ে অমিশ্রিত (immiscible) রঙীন স্তর উৎপন্ন করে। অস্তবিন্দুতে অমিশ্রিত দ্রাবক স্তরটি বর্ণহীন হয়।

9, 51. স্টার্চ দ্রবণ প্রস্তুতি—কিছু স্টার্চ পাউডার (1 গ্রাম) নিরে প্রথমে গরম জল মিশিয়ে লেই (paste) তৈরী করা হয়, তারপর ফুটন্ত জলে (100 মি.লি.) নাড়তে নাড়তে মেশান হয়। এক মিনিট ফুটিয়ে ঠান্ডা করা হয়। প্রতিদিন টাটকা দ্রবণ তৈরী করে নেওয়া বিধেয়।

9, 52. অনুমাপনে বিষয়—আরোজিনমিতি বা আরোজাইডমিতি অনুমাপনে দুই ধরনের ভ্রম হতে পারে: (ক) আরোজিন উষ্মারী হওয়ার ফলে ফলাফল মান কম হবে; (খ) আরোজাইডের অ্যাসিডীয় দ্রবণ বারদর অক্সিজেন দ্বারা জারিত হয়:




অবশ্য দ্রবণে অতিরিক্ত আরোজাইড আয়নের উপস্থিতিতে ট্রি-আরোজাইড ( $I_3^-$ ) আয়ন উৎপন্ন হয় এবং ভ্রমমাত্রা কম হয়। শংকু-কৃপীতে ঠান্ডা দ্রবণ নিরে অনুমাপন বিধেয়। আরোজাইড যোগ করার পূর্বে কিছু  $NaHCO_3$  দ্রবণ মেশালে শংকু-কৃপী বারদমুক্ত হয় এবং (খ) জ্ঞানিত ভ্রমমাত্রা কম হয়।

9, 53. সোডিয়াম থায়োসালফেট দ্রবণ প্রস্তুতি—সোডিয়াম থায়োসালফেট  $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$  অতি বিশুদ্ধ অবস্থায় বাজারে পাওয়া যায়। কিন্তু উদ্ভাসী (efflorescent) হওয়ার জন্য ইহার ফরমুলা ওজনে তারতম্য হয়। সেজন্য সঠিক পরিমাণ ওজন করে নেওয়া যায় না এবং সোডিয়াম থায়োসালফেটকে প্রাথমিক প্রমাণ দ্রব হিসাবে গণ্য করা হয় না।



এই সমীকরণ অনুসারে সোডিয়াম থায়োসালফেটের তুল্যাংকভার = ২৪৪.১৭। ৫.২ গ্রাম বিশুদ্ধ সোডিয়াম থায়োসালফেট এক লিটার জলে দ্রবীভূত করলে মোটামুটি  $N/10$  দ্রবণ পাওয়া যায়। তারপর প্রমাণ দ্রবণের সাথে অনুমাপন দ্বারা সোডিয়াম থায়োসালফেট দ্রবণ প্রমিত করা হয়।

9, 54. দ্রবণ স্থায়ী—থায়োসালফেটের জলীয় দ্রবণ বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না। তবে পরিবাহিতা-জল (Conductivity water) মিশিয়ে দ্রবীভূত করলে অনেকদিন স্থায়ী হয়, সাধারণ পাতিত জলে  $\text{CO}_2$  দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে, এবং থায়োসালফেটের বিয়োজনে সহায়তা করে:




তাহাড়াও উজ্জ্বল আলোক ও ব্যাক্টেরিয়া জনিত বিয়োজন ঘটে। এই সব কারণে প্রতিদিন ছেকে নিরে দ্রবণ প্রমিত করে নেওয়া উচিত। দ্রবণের স্থায়ী বৃদ্ধির জন্য অনেকে কিছু বিশেষ বিকারক মেশান অনুমোদন করেন। যেমন, ৩ ফোটা  $\text{CHCl}_3$  অথবা 10 'মি.গ্রা.  $\text{HgI}$  প্রতি লিটার থায়োসালফেট দ্রবণে মেশালে দ্রবণটির স্থায়ী বৃদ্ধি পায়।

9, 55. থায়োসালফেট দ্রবণ প্রমিতকরণ—

(1) পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট সহযোগে—আগেই উল্লেখ করা হয়েছে (313 পৃষ্ঠা দেখ)  $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$  অতি বিশুদ্ধ অবস্থায় বাজারে পাওয়া যায় এবং  $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ -কে প্রাথমিক প্রমাণ দ্রব হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

অ্যাসিডীয় দ্রবণে  $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$  যখন  $\text{KI}$  দ্বারা বিজারিত হয়, তখন তুল্যাংক পরিমাণ  $\text{I}_2$  মুক্ত হয়:



এই বিক্রিয়া সম্পূর্ণ হতে কিছু সময় লাগে। তাহাড়া  $\text{Cr}^{3+}$  আয়নের উপস্থিতিতে  $\text{HI}$  সহজে যারদ্রবীভূত অক্সিজেন দ্বারা জারিত হয়। সেজন্য


KI যোগ করার আগে কিছু  $\text{NaHCO}_3$  যোগ করে শংকু-কুপী হতে যায়, তাড়িয়ে দেওয়া হয় এবং  $\text{CO}_2$ -র উপস্থিতিতে অনুমাপন করা হয়। KI যোগ করে অন্ধকারে ঢাকা দিয়ে ৫ মিনিট রাখলেই বিক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়।

প্রণালী—একটি ৫০০ মি.লি. শংকু-কুপীতে ১০০ মি.লি. টাটকা তৈরী ২%  $\text{NaHCO}_3$  দ্রবণ নাও, তার মধ্যে ২.৫ গ্রাম মত বিশুদ্ধ KI মিশিয়ে দ্রবীভূত কর। এখন ১২ মি.লি. ৬(N)-HCl নাড়তে নাড়তে যোগ কর, তারপর ২৫ মি.লি. প্রমাণ  $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$  দ্রবণ (N/১০) পিণেট দ্বারা যোগ কর। কুপীর গায়ে  $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$  দ্রবণ লেগে গেলে জল দিয়ে ধুয়ে মূল দ্রবণের সাথে মিশিয়ে দাও। শংকু-কুপীর মুখে ঘাড় কাচ ঢাকা দাও, ভালভাবে দ্রবণ মেশাও এবং অন্ধকারে ৫ মিনিট রাখ। ঘাড় কাচ জল দিয়ে ধুয়ে নাও এবং ধোয়া জল ঐ কুপীর মধ্যে নাও। জল মিশিয়ে দ্রবণের আয়তন ৩০০ মি.লি. কর। এখন বুরেট হতে প্রমাণ সোডিয়াম থায়োসালফেট দ্রবণ (N/১০) যোগ করে মুক্ত  $\text{I}_2$  অনুমাপন কর। যখন বেশীর ভাগ  $\text{I}_2$  বিজারিত হয়ে যাবে, তখন দ্রবণের রঙ হবে ফিকে হলদে-সবুজ। এই সময় স্টার্চ দ্রবণ (২ মি.লি.) মেশাও, প্রয়োজন হলে কুপীর ভিতর চারিধার জল দ্বারা ধুয়ে নাও, তারপর গাঢ় নীলাভ-বেগুনী দ্রবণ আরও থায়োসালফেট দ্রবণ মিশিয়ে অনুমাপন কর। অন্তর্বিন্দুতে দ্রবণের রঙের পরিবর্তন হবে সবুজাভ-নীল হতে ফিকে সবুজ। বুরেট পাঠ নিয়ে থায়োসালফেট দ্রবণের মাত্রা নির্ণয় কর।

১ মি.লি. (N)  $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \equiv 0.04904$  গ্রাম  $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$

(২) প্রমাণ আয়োডিন দ্রবণ সহযোগে—আয়োডিন দ্রবণ আর্সেনিয়াস অক্সাইড দ্বারা প্রমিত করে নেওয়ার পর থায়োসালফেট দ্রবণ প্রমিতকরণে ব্যবহার করা যায়। অনুমাপন প্রণালী উপরের (১) নং প্রণালীর মতই।

(৩) পটাঙ্গাম পারঅক্সালনেট সহযোগে—KI-র অ্যাসিডীয় দ্রবণে  $\text{KMnO}_4$  দ্রবণ মেশালে নিম্নলিখিত বিক্রিয়া ঘটে :




এই প্রণালীতে থায়োসালফেট অনুমাপন অনুমোদনযোগ্য নয়, তবে প্রদত্ত প্রণালী অনুসারে যথাযথভাবে অনুমাপন করলে মোটামুটি বিশ্বাসযোগ্য ফল পাওয়া যায়।

প্রণালী—৫০০ মি.লি. শংকু-কুপীতে ৫০ মি.লি. ১২% KI দ্রবণ নাও, ৫ মি.লি. গাঢ় HCl এবং ২৫ মি.লি. প্রমাণ  $\text{KMnO}_4$  দ্রবণ (N/১০) মেশাও। শংকু-কুপীর মুখ ঢাকা দিয়ে ১০ মিনিট অন্ধকারে রাখ। তারপর

ব্যুরেট হতে কথারীতি (1) নং প্রণালীর মতই থায়োসালফেট দ্রবণ মিশিয়ে স্টার্চ সূচক ব্যবহার করে অনুমাপন শেষ কর। প্রমত্তা কমানার জন্য মাপ্যহীন অনুমাপন কর (অর্থাৎ 25 মি.লি.  $\text{KMnO}_4$  দ্রবণের পরিবর্তে শুদ্ধ জল মিশিয়ে অনুমাপন)। প্রথমবারের ব্যুরেট পাঠ হতে মাপ্যহীন অনুমাপনের ব্যুরেট পাঠ বাদ দিতে হবে।

9, 56.  $\text{N}/10$ -আয়োডিন দ্রবণ প্রস্তুতি—প্রথমে 25 গ্রাম বিশুদ্ধ  $\text{KI}$  নিয়ে 30 মি.লি. জলে দ্রবীভূত কর। তারপর বিশুদ্ধ আয়োডিন 12.7 গ্রাম সাধারণ তুলার ওজন করে নিয়ে ঐ  $\text{KI}$  দ্রবণে নাড়া দিতে দিতে দ্রবীভূত কর। সম্পূর্ণরূপে দ্রবীভূত হলে গেলে পর জল মিশিয়ে দ্রবণের আয়তন এক লিটার কর। এইভাবে আয়োডিন দ্রবণ তৈরী করে অন্ধকারে ভাল কাচের ছিপি বদ্ধ বোতলে রেখে দিলে অনেকদিন স্থায়ী হয়।

অতিরিক্ত আয়োডাইডের উপস্থিতিতে প্রমাণ আয়োডেট দ্রবণ প্রস্তুত করে আয়োডিন দ্রবণের পরিবর্তে ব্যবহার করা যায় :



9, 57. আয়োডিন দ্রবণ প্রমিতকরণ

(1) থায়োসালফেট সহযোগে—প্রমাণ থায়োসালফেট দ্রবণ দ্বারা প্রমিত করা যায় (321 পৃষ্ঠা দেখ)।



(2) আর্সেনিয়াস অক্সাইড সহযোগে—সোডিয়াম বাইকার্বনেট দ্বারা সম্পূর্ণ দ্রবণে আয়োডিন আর্সেনিয়াস অক্সাইডকে মাত্রিকভাবে জারিত করে :



অনুমাপনের সময় দ্রবণের pH 4 এবং  $10^{-6}$  মধ্যে থাকা উচিত।


pH  $> 10^{-6}$  হলে আয়োডিন  $\text{OH}^-$ -র সাথে বিক্রিয়া ঘটিয়ে হাইপো আয়োডাইট এবং আয়োডেট উৎপন্ন করে। উপরোক্ত বাফার দ্রবণ (বোরাক্স-বোরিক অ্যাসিড pH 6.2 ;  $\text{Na}_2\text{HPO}_4$ — $\text{NaH}_2\text{PO}_4$  দ্রবণ pH 7) যোগ করে দ্রবণের pH ঠিক রাখার অনেক অনুমোদন করেন।

প্রণালী—অতি বিশুদ্ধ অবস্থার  $\text{As}_2\text{O}_3$  বাজারে পাওয়া যায়। 0.2 গ্রাম  $\text{As}_2\text{O}_3$  সঠিকভাবে ওজন করে নিয়ে 10 মি.লি. 2(N)- $\text{NaOH}$  দ্রবণে দ্রবীভূত কর। গরম কর। একই আয়তনের 2(N)- $\text{H}_2\text{SO}_4$  মিশিয়ে প্রমিত

কর (লিটমাস কাগজ)। 5-6 গ্রাম  $\text{NaHCO}_3$  মিশিয়ে দ্রবণ সম্পৃক্ত কর। ৪ মি. লি. স্টার্ট দ্রবণ মিশিয়ে বদ্যেট হতে আরোডিন দ্বারা অনুমাপন কর। অন্তর্বিন্দুতে দ্রবণ গাঢ় নীল হবে। প্রয়োজন হলে আরও  $\text{NaHCO}_3$  মিশিয়ে পুনরায় আরোডিন দ্বারা অনুমাপন কর যতক্ষণ পর্যন্ত না দ্রবণে নীল রঙ কিছুক্ষণ স্থায়ী হয়।

আরোডিনমিতি ও আরোডাইডমিতির সাহায্যে বিভিন্ন অনুমাপন:

9, 58. কপার নির্ধারণ— $\text{Cu(II)}$  আরোডাইডকে জারিত করে এবং নিজে বিজারিত হয়ে অদ্রবণীয় কিউপ্রাস আরোডাইড  $\text{CuI}$  অধঃক্ষেপণ ঘটায়:



ক্ষীণ অ্যাসিডীয় দ্রবণে এই অনুমাপন করা উচিত। যদি অ্যাসিড গাঢ় বেশী হয়, তাহলে  $\text{Cu(II)}$  অনুঘটকের উপস্থিতিতে আরোডাইড সহজে ব্যাহত অক্সিজেন দ্বারা জারিত হয় এবং  $\text{CuI}$ -র দ্রবণীয়তা বৃদ্ধি পায়। আবার দ্রবণ অ্যাসিডীয় না হলে বিক্রিয়া খুব ধীর হয়। বিক্রিয়ার মৃদু আরোডিন স্টার্ট সহযোগে থায়োসালফেট দ্বারা অনুমাপন করা হয়।  $\text{CuI}$  অধঃক্ষেপ আরোডিন শোষণ (adsorb) করে। কিন্তু যদি অন্তর্বিন্দুর কিছু আগে থায়োসায়ানেট যোগ করা হয়, তাহলে  $\text{CuI}$  অধঃক্ষেপ আরোডিনকে মৃদু করে থায়োসায়ানেট শোষণ করে। তাছাড়া  $\text{CuCNS}$ -র দ্রবণীয়তা  $\text{CuI}$  থেকে কম। সেজন্য অন্তর্বিন্দু খুব স্পষ্ট হয়।

বিকারক—(ক)  $\text{KI}$

(খ)  $\text{NH}_4\text{CNS}$

(গ) প্রমাণ থায়োসালফেট দ্রবণ ( $\text{N}/_{10}$ )

সূচক—(ঘ) স্টার্ট দ্রবণ (1%)

প্রণালী—25 মি. লি. কপার দ্রবণ {0.1—0.3 গ্রাম  $\text{Cu(II)}$ } 250 মি. লি. শংকু-কৃপীতে নাও,  $\text{NH}_4\text{OH}$  মিশিয়ে প্রণয়িত কর। লব্ধ  $\text{CH}_3\text{COOH}$  মিশিয়ে সামান্য অ্যাসিডীয় ( $\text{pH} \sim 3$ ) কর, অধঃক্ষেপণ হয়ে থাকলে তা দ্রবীভূত কর। 3 গ্রাম  $\text{KI}$  মেশাও ও মৃদু  $\text{I}_2$  বদ্যেট হতে থায়োসালফেট দ্বারা অনুমাপন কর। অন্তর্বিন্দুর কিছু আগে 2 গ্রাম  $\text{NH}_4\text{CNS}$  এবং 2 মি. লি. স্টার্ট দ্রবণ মেশাও। অন্তর্বিন্দুতে দ্রবণ বর্ণহীন হয়।

বিষাকারী আয়ন—যেসব আয়ন  $\text{Cu(II)}$  অথবা  $\text{Cu(I)}$ -র সাথে বিক্রিয়া ঘটায় অথবা আরোডাইডকে জারিত করে, তারা কপার অনুমাপনে বিষাকারী।  $\text{As(V)}$ ,  $\text{Sb(V)}$ ,  $\text{Fe(III)}$ ,  $\text{NO}_2^-$ , ইত্যাদি। অনুমাপনের সময়

অ্যামোনিয়াম বাইক্লোরোহাইড্রাইড  $NH_4HF_2$  মেশালে দ্রবণের কাজ হয়—

(১)  $Fe(III)$ -র জটিল যৌগ উৎপন্ন করে দ্রবণে  $Fe(III)$  জনিত বিষয় অপসারিত করে। অবশ্য সামান্য পরিমাণ  $Fe(III)$  থাকলে এটা সম্ভব।


(২) বাফার দ্রবণের মত কাজ করে এবং দ্রবণের  $pH \sim 3$  বজায় রাখে। এই  $pH \sim 3$  দ্রবণে  $As(V)$  এবং  $Sb(V)$  আরোডাইডকে জারিত করতে পারে না। দ্রবণে নাইট্রাইট থাকলে ইউরিনা মিশিয়ে বিয়োজিত করা হয়।

হিসাব :




$\therefore 1$  মি.লি.  $N/10-Na_2S_2O_8 \equiv 0.006354$  গ্রাম  $Cu$

9, 59. ব্রিচিং পাউডার হতে প্রাপ্তযোগ্য (*available*) ক্লোরিনের পরিমাণ নির্ধারণ—বাজারে প্রাপ্ত ব্রিচিং পাউডার প্রকৃতপক্ষে ক্যালসিয়াম হাইপোক্লোরাইট  $Ca(OCl)_2$  এবং কারকীয় ক্লোরাইডের  $CaCl_2$   $Ca(OH)_2$   $H_2O$  সংমিশ্রণ। এই ব্রিচিং পাউডার দ্রবণে অ্যাসিড যোগ করলে ক্লোরিন মুক্ত হয় এবং এই মুক্ত  $Cl_2$ -কে প্রাপ্তযোগ্য ক্লোরিন বলা হয়।



এখন ব্রিচিং পাউডারের অ্যাসেটিক অ্যাসিড দ্রবণে  $KI$  যোগ করলে মাত্রিকভাবে  $I_2$  মুক্ত হয় এবং প্রমাণ থায়োসালফেট দ্রবণ দ্বারা মুক্ত  $I_2$  অনুমাপন করা হয়।



প্রণালী—২.৫ গ্রাম ব্রিচিং পাউডার সঠিকভাবে ওজন করে একটা পরিষ্কার কাচের খল-নুড়িতে নাও, সামান্য জল মিশিয়ে ঘষে মসৃণ লেই (*smooth paste*) তৈরী কর। আরও জল মিশিয়ে একটু অপেক্ষা কর, তারপর উপরের ঘোলাটে দ্রবণ ২৫০ মি.লি. মাপক-কুপীতে মাত্রিকভাবে স্থানান্তরিত কর। এইভাবে বারংবার জল মিশিয়ে ঘষে ব্রিচিং পাউডার দ্রবণ তৈরী করে মাত্রিকভাবে মাপক-কুপীতে স্থানান্তরিত কর। তারপর জল মিশিয়ে দাগ পর্যন্ত পূর্ণ কর। এখন ভালভাবে মিশিয়ে ২৫ মি.লি. অংশ পিপেট দ্বারা ২৫০ মি.লি. শংকু-কুপীতে নাও, ২ গ্রাম  $KI$  এবং ১০ মি.লি. গাঢ়  $CH_3COOH$  মেশাও। মুক্ত  $I_2$ -কে প্রমাণ থায়োসালফেট দ্বারা অনুমাপন কর।


হিসাব:

মনে কর, (১) ব্রিচিং পাউডার ওজন করে নেওয়া হয়েছে ২.৫২ গ্রাম।

এবং (২) একবার অনুমাণনে থায়োসালফেট লেগেছে

$$= 10 \text{ মি. লি. } Na_2S_2O_3 \text{ দ্রবণ (N/10)}$$

$$\begin{aligned} \text{এখন ব্রিচিং পাউডার দ্রবণের তুল্যাক্ষমতা} &= \frac{10 \times N/20}{25} = \frac{1}{50} N \\ &= N/50 \text{ আরোডিন} \end{aligned}$$



অতএব  $N/50$  আরোডিন  $\equiv N/50$  ক্লোরিন

$$= \frac{35.5}{50} \text{ গ্রাম/লিটার ক্লোরিন}$$

$$= \frac{35.5}{50 \times 4} \text{ গ্রাম/250 মি. লি. ক্লোরিন}$$


$$\text{এখন ২.৫২ গ্রাম ব্রিচিং পাউডারে আছে } \frac{35.5}{50 \times 4} \text{ গ্রাম } Cl_2$$

$$\text{অতএব 100 গ্রাম ব্রিচিং পাউডারে আছে } = \frac{35.5 \times 100}{50 \times 4 \times 2.52} \text{ গ্রাম } Cl_2$$

$$= 7.042 \text{ গ্রাম } Cl_2$$

অতএব ব্রিচিং পাউডারে  $Cl_2$  আছে ৭.০৪২%

৯, ৬০. বেরিয়াম নির্ধারণ—কণি অ্যাসিডীয় দ্রবণ (pH ৪.৬) হতে অ্যামোনিয়াম ক্রোমেটের সাহায্যে  $BaCrO_4$  অধঃক্ষিপ্ত হয়:




এইভাবে Ca, Mg ও Sr হতে Ba-কে পৃথক করা হয়। Sr হতে পৃথক করার সময় দু'বার অধঃক্ষেপণ (double precipitation) প্রয়োজন।  $BaCrO_4$  অধঃক্ষেপ হেঁকে নিয়ে লঘু HCl-এ দ্রবীভূত করা হয় এবং KI-র সাথে বিক্রিয়া ঘটিতে মৃদু  $I_2$  প্রমাণ থায়োসালফেট দ্রবণ দ্বারা অনুমাণ করা হয়।

প্রণালী—০.৩—০.৫ গ্রাম মত Ba সংবলিত ২০০ মি. লি. প্রশম দ্রবণ নাও, গরম কর, ১ মি. লি. অ্যামোনিয়াম অ্যাসিটেট দ্রবণ (৩০%) এবং ৫ মি. লি.



অ্যামোনিরাম ক্রোমেট দ্রবণ (10%) নাড়তে নাড়তে মেশাও। এক ঘণ্টা অপেক্ষা কর। 4নং Sintered bed মৃদি দ্বারা অথবা Whatman No. 40 ছাঁকন কাগজ দ্বারা ছাঁক। দ্রবণে যদি Ca অথবা Mg থাকে, তাহলে জলের মধ্যে কয়েক ফোটা ক্রোমেট দ্রবণ মিশিয়ে ঐ জল দিয়ে অধঃক্ষেপ ধুয়ে নাও বর্তকণ পর্যন্ত না অধঃক্ষেপ Ca, Mg মুক্ত হচ্ছে। তারপর কয়েকবার গরম জল দিয়ে ধুয়ে ক্রোমেট মুক্ত কর ( $\text{AgNO}_3$  পরীক্ষা)। এখন 250 মি.লি. শংকু-কুপীতে অধঃক্ষেপ মাত্রিকভাবে স্থানান্তরিত কর, লব্ধ  $\text{HCl}(1:1)$  মিশিয়ে দ্রবীভূত কর, 25 মি.লি. 10% KI দ্রবণ যোগ কর। 5 মিনিট অন্ধকারে রেখে মুক্ত  $\text{I}_2$  প্রমাণ থায়োসালফেট দ্রবণ দ্বারা অনুমাপন কর।

হিসাব:




অতএব,  $\text{Ba} \equiv 3\text{I}$

অথবা 1 মি.লি. (N)  $\text{-Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \equiv 0.04579$  গ্রাম Ba

মন্তব্য: একইভাবে  $\text{PbCrO}_4$  অধঃক্ষেপণ করে পৃথক করার পর আয়ো-ডাইডমিতি অনুমাপন দ্বারা লেড নির্ধারণ করা হয়।

9. 61. হাইড্রোজেন সালফাইড এবং অন্যান্য সালফাইড নির্ধারণ—লব্ধ অ্যাসিডীয় দ্রবণে নিম্নলিখিত বিক্রিয়া মাত্রিকভাবে সম্পূর্ণ হয়:



ভাল ফল পেতে হলে সালফাইড লবণের দ্রবণ লব্ধ ( $<0.04\%$ ) থাকা বাঞ্ছনীয়। যদি  $\text{H}_2\text{S}$  গ্যাস নির্ধারণ করতে হয় তাহলে  $\text{H}_2\text{S}$  গ্যাস প্রমাণ আয়োডিন দ্রবণের ভিতর দিয়ে চালিত করে নেওয়া হয়। সালফাইড লবণ যদি কেবলমাত্র অ্যাসিডে দ্রবণীয় হয়, তাহলে প্রথমে অতিরিক্ত প্রমাণ  $\text{I}_2$  দ্রবণ মেশানোর পর দ্রবণ অ্যাসিডীয় করতে হয়, তারপর অবশিষ্ট  $\text{I}_2$  থায়ো-সালফেট দ্রবণ দ্বারা অনুমাপন করা হয়। যদি জলে দ্রবণীয় সালফাইড লবণ হয়, তাহলে অ্যাসিডীয় প্রমাণ  $\text{I}_2$  দ্রবণে ফোটা ফোটা ঐ জলীয় দ্রবণ নাড়তে নাড়তে মেশান হয়, তারপর অবশিষ্ট  $\text{I}_2$  থায়োসালফেট দ্রবণ দ্বারা অনুমাপন করা হয়।

1 মি.লি.  $\text{N}/10 \text{ I}_2 \equiv 0.001703$  গ্রাম  $\text{H}_2\text{S}$

বিষয়করাী আয়ন—সালফাইড ও থায়োসালফেট বিষয় ঘটায়। এই অবস্থায় সালফাইডকে  $ZnS$  হিসাবে গৃহক করে নিয়ে অনুমাপন করা হয়।  $ZnS$  অনুমাপন—শংকু-কৃপীতে  $ZnS$  অধঃক্ষেপ (ছাঁকন কাগজ সহ) নাও, অতিরিক্ত প্রমাণ  $I_2$  দ্রবণ মেপে নিয়ে মেগাও, ২০ মি. লি. ৪(N)-HCl যোগ কর। ভালভাবে ঝাঁকাও; কিছু সালফাইড দলা বেঁধে থকলে কাচ-দণ্ড দ্বারা ভেঙ্গে দাও। বিক্রিয়া সমাপ্ত হলে পর অবশিষ্ট  $I_2$  প্রমাণ থায়ো-সালফেট দ্বারা অনুমাপন কর।




১ মি. লি.  $N/10-I_2 = 0.003269$  গ্রাম  $Zn$

### জটিলমিতি (Complexometry)


৯, ৬২. আলোচনা—বিভিন্ন বিকারকের সাহায্যে জটিল আয়ন বিক্রিয়া ধাপে ধাপে ঘটে থাকে এবং উপযুক্ত সূচকের উপস্থিতিতে এই জটিল আয়ন অনু-মাপন (জটিলমিতি) করা হয়। তবে এক্ষেত্রে বিশেষ করে EDTA অনু-মাপন সম্বন্ধে আলোচনা করা হবে।

Schwarzenbach লক্ষ করেন যে, অ্যামিনোপলিকার্বকসিলিক অ্যাসিড-গ্ৰুপি দ্রবণে জটিল আয়ন উৎপন্ন করার জন্য বিশেষ উপযোগী। Schwarzenbach এদের নাম দিলেন কমপ্লেক্সোসেনস্ (Complexones)। এদের মধ্যে সবচেয়ে সরল হচ্ছে ইমিনোডাই অ্যাসিটিক অ্যাসিড।




অন্যান্য কমপ্লেক্সোসেনস্-গ্ৰুপিকে এই অ্যাসিড আহত বস্তু (derivatives) হিসাবে গণ্য করা হয়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে নাইট্রাইলোপ্রাই-অ্যাসিটিক অ্যাসিড (সংক্ষেপে NTA), ইথিলিনডাইঅ্যামিনটেট্রোঅ্যাসিটিক অ্যাসিড (সংক্ষেপে EDTA), এবং ১, ২-ডাইঅ্যামিনোসাইক্লোহেক্সন-টেট্রোঅ্যাসিটিক অ্যাসিড (সংক্ষেপে DCTA), ইত্যাদি।


EDTA-কে জুইটার আয়ন (Zwitterion) সংস্কার-সংকেত দ্বারা প্রকাশ করা হয়।




$pK$  মানগুলি যথাক্রমে  $pK_1=2.0$ ,  $pK_2=2.7$ ,  $pK_3=6.2$ , এবং  $pK_4=10.3$  ( $25^\circ$  সে. তাপমাত্রায়)।  $pK$  মান থেকে দেখা যায় যে দুটি তীব্র অ্যাসিডীয় গ্রুপ থাকায়, EDTA সাধারণভাবে ডাইকার্বক্সিলিক অ্যাসিড হিসাবে নিজেকে প্রকাশ করে। বাজারে ডাই-সোডিয়াম লবণ হিসাবে EDTA পাওয়া যায়। সরলীকরণের জন্য  $H_4Y$  সংকেত দ্বারা EDTA বোঝান হয়। তাহলে ডাইসোডিয়াম লবণ বোঝাবে  $Na_2H_2Y$  দ্বারা এবং জলীয় দ্রবণে উৎপন্ন আয়ন হবে  $H_2Y^{2-}$ । সকল ধাতব ক্যাটায়নের সাথে 1:1 জটিল যৌগ উৎপন্ন করে। উদাহরণ হিসাবে ষ্টিবোজী ক্যাটায়নের সাথে বিক্রিয়া লেখা হল:



সাধারণভাবে লেখা যায়



অন্যভাবে বলা যায়, প্রতিটি ক্ষেত্রে এক গ্রাম আয়ন  $H_2Y^{2-}$  এক গ্রাম আয়ন ধাতুর সাথে বিক্রিয়া ঘটাবে এবং দুই গ্রাম আয়ন হাইড্রোজেন আয়ন



মুক্ত হবে। উৎপন্ন জটিল যৌগগুলির সংযুতি প্রতিটি ক্ষেত্রে একপ্রকার হবে, তবে তাদের আধান (charge) পৃথক হবে। যেহেতু বিক্রিয়া সাম্যে  $H^+$  থাকে, সেজন্য জটিল- যৌগের আয়ন দ্রবণের pH মানের উপর

নির্ভরশীল ; দ্রবণের pH কমিয়ে দিলে জটিল আয়নের স্থায়ী কমে যায়। জটিল আয়নের স্থায়ী বৈশিষ্ট্য হলে কম pH দ্রবণে অনুমাপন করা সম্ভব হয়। সাধারণভাবে যিহোজী ক্যাটায়নগুলিকে ক্ষারকীয় অথবা সামান্য অ্যাসিডীয় দ্রবণে অনুমাপন করা হয় এবং যিহোজী ও চতুর্বেজী ক্যাটায়ন-গুলিকে সামান্য অ্যাসিডীয় দ্রবণে (pH 1-3) অনুমাপন করা হয়।

### 9. 63. EDTA অনুমাপনের বিভিন্ন পদ্ধতি

(ক) সরাসরি অনুমাপন (*Direct titration*)—যে ধাতব আয়ন অনু-মাপন করা হবে, সেই ধাতব আয়নের দ্রবণ নিয়ে তার মধ্যে বাফার দ্রবণ মিশিয়ে দ্রবণের pH মান নির্দিষ্ট করে নেওয়া হয়, তারপর সরাসরি প্রমাণ EDTA দ্রবণ দ্বারা অনুমাপন করা হয়। অনেক সময় ধাতুর হাইড্রোক্স-সাইড অধঃক্ষেপণ বন্ধ করার জন্য দ্বিতীয় জটিলীকরণ বিকারক (Complexing agent) যেমন, সাইট্রেট, টারট্রেট, ইত্যাদি দ্রবণে মেশান হয়। ধাতু সূচক, (metal indicator) দ্বারা অনুমাপনে অন্তর্বিন্দু নির্ধারণ করা হয়।

(খ) বিপরীত অনুমাপন (*Back titration*)—নানা কারণে অনেক ধাতব আয়ন সরাসরি EDTA অনুমাপন করা যায় না। সেসব ক্ষেত্রে প্রথমে ধাতব আয়নের দ্রবণে অধিক পরিমাণ প্রমাণ EDTA দ্রবণ যোগ করা হয়, তারপর দ্রবণের pH মান বাফার দ্রবণ যোগ করে নির্দিষ্ট করা হয় এবং কোন ধাতব আয়নের প্রমাণ দ্রবণ দ্বারা অবশিষ্ট EDTA বিপরীত অনু-মাপন করা হয়। বিপরীত অনুমাপনের জন্য সাধারণতঃ  $ZnSO_4$  অথবা  $MgSO_4$  প্রমাণ দ্রবণ ব্যবহার করা হয়। ধাতব সূচক দ্বারা অন্ত-বিন্দু নির্ধারণ করা হয়।

(গ) প্রতিস্থাপন অনুমাপন (*Replacement titration*)—অনেক ধাতব ক্যাটায়ন আছে যারা ম্যাগনেসিয়াম-EDTA জটিল যৌগ অপেক্ষা বেশী স্থায়ী জটিল যৌগ উৎপন্ন করে। মনে কর,  $M^{2+}$  ক্যাটায়ন অনুমাপন করতে হবে। তাহলে  $M^{2+}$  ক্যাটায়নের দ্রবণে ম্যাগনেসিয়াম-EDTA জটিল যৌগের দ্রবণ মেশাতে হবে এবং নিম্নলিখিতভাবে প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া ঘটবে :



এই বিক্রিয়া  $M^{2+}$  ক্যাটায়নের তুল্যমাত্র পরিমাণ  $Mg^{2+}$  আয়ন মিলে হবে। এখন এই মিলে  $Mg^{2+}$  আয়নকে সরাসরি প্রমাণ EDTA দ্রবণ দ্বারা অনু-মাপন করা হয়।

(ঘ) প্রশমন অনুমাপন (*Neutralization titration*)—যখন কোন ধাতব ক্যাটায়নের দ্রবণে ডাই সোডিয়াম ইথিলিনডাইঅ্যামিনট্রোঅ্যাসিটেট,  $\text{Na}_2\text{H}_2\text{Y}$ , দ্রবণ সেখান হয়, তখন দ্রুত তুল্যাক পরিমাণ হাইড্রোজেন আয়ন মূল্য হয়।



এই মূল্য  $\text{H}^+$  আয়নকে প্রমাণ  $\text{NaOH}$  দ্রবণ দ্বারা অ্যাসিড কারক মূল্য ব্যবহার করে অনুমাপন করা হয়।


### 9, 64. ধাতু সূচক (*Metal ion indicators*)

EDTA অনুমাপনে ধাতব সূচকের নিম্নলিখিত শর্তাবলী মেনে চলতে হয় :

(ক) অম্লবিশুদ্ধ কাছাকাছি যখন প্রায় সমস্ত ধাতব আয়ন EDTA-র সাথে জটিল বোঁগ উৎপন্ন করে তখন দ্রবণের রঙ গাঢ় থাকা প্রয়োজন।

(খ) এই রঙীন বিক্রিয়া (colour reaction) বিনির্দিষ্ট (specific) অথবা নির্বাচী (selective) হওয়া প্রয়োজন।

(গ) ধাতু সূচক বোঁগের মোটামুটি স্থায়িত্ব থাকা প্রয়োজন। তবে ধাতব আয়ন-EDTA বোঁগ অপেক্ষা ধাতু সূচক বোঁগের স্থায়িত্ব কম হওয়া উচিত যাতে অম্লবিশুদ্ধে EDTA ধাতু সূচক বোঁগ হতে ধাতব আয়নকে সম্পর্করূপে মূল্য করতে পারে। ধাতু সূচক বোঁগ হতে ধাতব আয়ন EDTA বোঁগে স্থানান্তর—এই বিক্রিয়া সাম্যের পরিবর্তন দ্রুত এবং স্পষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়।




(ঘ) সূচকের বিশেষ সূচকতা (sensitivity) থাকা প্রয়োজন।

(ঙ) মূল্য সূচক ও ধাতু সূচক বোঁগের রঙের পার্থক্য যেন স্পষ্ট হয়।


(চ) যে pH সীমার মধ্যে অনুমাপন করা হয়, সেই pH সীমার মধ্যে উপরোক্ত শর্তাবলী পূরণ হওয়া প্রয়োজন।

কয়েকটা ধাতু সূচকের আলোচনা :


9, 65. এরিয়োক্রোম ব্ল্যাক টি (*Eriochrome Black T*)—এই বস্তুটি হচ্ছে সোডিয়াম 1—(1—হাইড্রোক্সি—2—ন্যাপ্থিল—অ্যাজো)—6—নাইট্রো—2—ন্যাপ্থিল—4—সালফোনেট (1)। এর অন্যান্য নামও আছে যেমন Solochrome Black T, অথবা WDEA, ইত্যাদি।



তীর অ্যাসিডীয় দ্রবণে এই রঞ্জক পলিমারে পরিণত হয় (polymerisation) এবং লালভ বাদামী বস্তু উৎপন্ন করে। সেজন্য EDTA অনুমাপনে এই সূচক ব্যবহার করলে দ্রবণের pH মান ৫.৫-র উপরে রাখা হয়। সালফোনিক অ্যাসিড গ্রুপের প্রোটন 7-1২ pH সীমার অনেক আগেই মুক্ত হয়, সেজন্য বিবেচনা করার প্রয়োজন নেই। কেবল ফেনলিক OH গ্রুপের H<sup>+</sup> বিরোজন বিবেচনা করা হয়। সুতরাং এই রঞ্জককে H<sub>2</sub>D<sup>-</sup> সংকেত দ্বারা বোঝান যেতে পারে। এই দুই হাইড্রোজেন পরমাণুর pK মান হচ্ছে যথাক্রমে ৬.৩ এবং 11.৫। pH = ৫.৫-র নীচে এই রঞ্জকের রঙ হচ্ছে লাল (H<sub>2</sub>D<sup>-</sup>), 7-11 pH সীমার মধ্যে রঞ্জকের রঙ হচ্ছে নীল (HD<sup>2-</sup>), এবং pH = 11.৫-র উপরে রঞ্জকের রঙ হচ্ছে কমলা (D<sup>3-</sup>)।




7-11 pH সীমার মধ্যে খাতব আয়ন যোগ করলে সূচকের রঙ নীল হতে লাল হয়ে যায় এবং এই পরিবর্তন খুবই স্পষ্ট :



Mg, Zn, Pb, Cd, Hg, ইত্যাদি আয়নের সাথে এরূপ রঙের পরিবর্তন হয়।

সূচক দ্রবণ—০.২ গ্রাম রঞ্জক নিরে 15 মি. লি. ট্রাইইথানলঅ্যামিন এবং 5 মি. লি. C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH (জলশূন্য) মিশিয়ে দ্রবীভূত কর। এই দ্রবণ কয়েকমাস স্থায়ী হবে।

9, 66. মিউরেক্সাইড (Murexide)—ইহা পদ্রপদ্রিক অ্যাসিডের (Purpuric acid) অ্যামোনিয়াম লবণ। নীচে অ্যানায়নের সংযুক্তি সংকেত (II) দেওয়া হল:



II

মিউরেক্সাইড দ্রবণ  $pH=9$  পর্যন্ত লালভ-বেগুনী ( $H_4D^-$ ),  $pH=9$  থেকে  $pH=11$  পর্যন্ত বেগুনী ( $H_3D^{2-}$ ), এবং  $pH=11$ -র উপরে নীল ( $H_2D^{3-}$ )। ইমিডো গ্রুপ হতে ধাপে ধাপে  $H^+$  মুক্ত হওয়ার জন্য এই রঙের পরিবর্তন। যেহেতু এরকম চারটি গ্রুপ আছে, মিউরেক্সাইডকে  $H_4D^-$  সংকেত দ্বারা বোঝান যাবে। কারকীয় হাইড্রোক্সাইড যোগ করে কেবলমাত্র দুটি অ্যাসিডীয় হাইড্রোজেন মুক্ত করা সম্ভব হয়, সেজন্য দুটি  $pK$  মান বিবেচনা করা প্রয়োজন:

$$PK_4=9.2 (H_4D^- \rightarrow H_3D^{2-}) \text{ এবং } PK_5=10.5 (H_3D^{2-} \rightarrow H_2D^{3-})$$

মিউরেক্সাইড Ca, Ni, Co, ইত্যাদির সাথে অনুমাপনযোগ্য স্থায়ী জটিল যোগ তৈরী করে।

মুচক দ্রবণ—জলীয় দ্রবণ স্থায়ী নয়, সেজন্য প্রতিদিন টাটকা দ্রবণ তৈরী করে নেওয়া উচিত।

9, 67. প্রমাণ EDTA দ্রবণ—ডাইসোডিয়ামডাইহাইড্রোজেনইথিলিন-ডাইঅ্যামিনটেট্রোঅ্যাসিটেট বাজারে বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায় এবং প্রাথমিক প্রমাণ দ্রব হিসাবে আন্তর্জাতিক বিশ্লেষণে ব্যবহার করা চলে।  $Na_2H_2C_{10}H_{12}O_8 N_2 \cdot 2H_2O$  সংকেতের সাথে এর সংযুক্তি (Composition) ঠিক মিলে যায়। ফরমুলা ওজন হচ্ছে 372.25। সরাসরি ওজন করে নেওয়া যায়। 0.1 M দ্রবণ তৈরী করতে হলে 37.225 গ্রাম সঠিক ওজন করে নিরে জলে দ্রবীভূত করে মাপক-কপীতে 1 লিটার আয়তন করা হয়।

৯, ৬৪. ম্যাগনেসিয়াম নির্ধারণ

বিকারক (১) ০·১-(M) EDTA দ্রবণ—৩·৭ গ্রাম  $\text{Na}_2\text{H}_2\text{C}_{10}\text{H}_{12}\text{O}_8 \cdot \text{N}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$  সঠিকভাবে ওজন করে ১০০ মি.লি. মাপক-কুপািতে নিয়ে জল মিশিয়ে দ্রবীভূত কর ও দাগ পর্যন্ত আয়তন পূর্ণ কর।

(২) এরিরোট্রোম ব্ল্যাক টি সূচক দ্রবণ—০·২ গ্রাম রঞ্জক নিয়ে ১৫ মি.লি. ট্রাই ইথানলঅ্যামিন এবং ৫ মি.লি.  $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$  (জলশূন্য) মিশিয়ে দ্রবীভূত কর।

(৩) বাফার দ্রবণ ( $\text{pH}=10$ )—১৭·৫ গ্রাম  $\text{NH}_4\text{Cl}$  ১৪২ মি.লি. গাঢ়  $\text{NH}_4\text{OH}$  মধ্যে যোগ কর, তারপর জল মিশিয়ে ২৫০ মি.লি. আয়তন কর। প্রণালী—২৫ মি.লি. অংশ ম্যাগনেসিয়াম দ্রবণ (প্রশম) নাও, ৫০ মি.লি. পাতিত জল এবং ৫ মি.লি. বাফার দ্রবণ যোগ কর। ৪—৫ ফোঁটা সূচক দ্রবণ মিশিয়ে ব্যুরেট হতে ০·১M প্রমাণ EDTA দ্রবণ দ্বারা অনুমাপন কর। অন্তর্বিন্দুতে রঙের পরিবর্তন হবে লাল হতে নীল।

১ মি.লি. ০·১M—EDTA  $\equiv$  ২·৪৩২ মি.গ্রা. Mg

৯, ৬৯. ক্যালসিয়াম নির্ধারণ

বিকারক—(১) ০·১M EDTA দ্রবণ—৯, ৬৪ পরিচ্ছেদ দেখ।

(২) মিউরেক্সসাইড সূচক দ্রবণ—সম্পূর্ণ জলীয় দ্রবণ।

(৩) ১M NaOH দ্রবণ।

প্রণালী—২৫ মি.লি. অংশ ক্যালসিয়াম দ্রবণ ( $<0\cdot5$  গ্রাম/লিটার) নাও, ৫০ মি.লি. পাতিত জল এবং ২ মি.লি. ১M NaOH দ্রবণ যোগ কর ( $\text{pH}=12$ )। এখন ৪—৫ ফোঁটা সূচক দ্রবণ মিশিয়ে ব্যুরেট হতে ০·১M প্রমাণ EDTA দ্রবণ দ্বারা অনুমাপন কর। অন্তর্বিন্দুতে রঙের পরিবর্তন হবে লাল হতে রক্ত বেগুনী (purple)।

১ মি.লি. ০·১M EDTA  $\equiv$  ৪·০০৪ মি.গ্রা. Ca




## দশম অধ্যায়

### ভৌতিক বিশ্লেষণ (Gravimetric Analysis)

#### 10.1 সিলভার

সিলভার ক্লোরাইডরূপে অধঃক্ষিপ্ত করে সিলভারের পরিমাণ নির্ধারণ:

আলোচনা— $\text{AgNO}_3$ -র জলীয় দ্রবণ প্রথমে লঘু  $\text{HNO}_3$  মিশিয়ে অ্যাসিডীয় করা হয়, তারপর লঘু  $\text{HCl}$  যোগ করলে  $\text{AgCl}$  অধঃক্ষিপ্ত হয়:




অধঃক্ষেপ প্রথমে কোলয়েডীয় অবস্থায় থাকে, তবে ডাইজেনেশন করে নিলে ভগ্নিত (Coagulated) হয় এবং সহজে ছেঁকে নেওয়া যায়। ছাঁকনের জন্য Sintered bed মর্চি ব্যবহার করার নির্দেশ দেওয়া হয়।  $\text{Pb(II)}$ ,  $\text{Pd(II)}$ ,  $\text{Cu(I)}$ ,  $\text{Hg(I)}$ ,  $\text{Tl(I)}$ ,  $\text{CN}^-$  এবং  $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$  বিঘ্ন ঘটায়।

প্রণালী— $\text{AgNO}_3$  দ্রবণে (২০০ মি. লি.) ০.১ গ্রামের কাছাকাছি সিলভার থাকা বাঞ্ছনীয়। একটি ৫০০ মি. লি. বীকারে প্রাপ্ত  $\text{AgNO}_3$  দ্রবণ নাও, ২ মি. লি. গাঢ়  $\text{HNO}_3$  মেশাও, পাতিত জল মিশিয়ে ১৯০ মি. লি. আয়তন কর। তারপর  $70^\circ$  সে. তাপে গরম কর এবং নাড়তে নাড়তে ১০ মি. লি. ০.২(N)- $\text{HCl}$  যোগ কর। অধঃক্ষেপে সূর্য্যালোক যেন না লাগে। অধঃক্ষেপ নীচে না থিতান পর্যন্ত ডাইজেনেশন কর, তারপর ঠাণ্ডা করে দেখ উপরের স্বচ্ছ দ্রবণে  $\text{HCl}$  যোগ করলে আর অধঃক্ষেপণ হয় কিনা। অধিক পরিমাণ  $\text{HCl}$  যোগ করলে ভ্রম হবার সম্ভাবনা আছে। এখন অন্ধকারে ৬—১০ ঘণ্টা মত অধঃক্ষেপ থিতানর জন্য রেখে দাও। ইতিমধ্যে একটি Sintered bed বা গদশ মর্চি (৪নং)  $130^\circ$  তাপমাত্রায় গরম করে শোষকাধারে ঠাণ্ডা করে স্থায়ী ওজন লিপিবদ্ধ কর। তারপর বীকারে রাখা উপরের স্বচ্ছ দ্রবণ প্রথমে গদশ মর্চির দ্বারা ছাঁক, থিতান অধঃক্ষেপ বীকারে থাকবে। এখন ০.১(N)- $\text{HNO}_3$  দ্বারা বীকারের অধঃক্ষেপ ধুয়ে নাও এবং উপরের স্বচ্ছ দ্রবণ মর্চিতে ঢেলে নাও। এইভাবে অধঃক্ষেপ ভালভাবে ধুয়ে নাও। তারপর অধঃক্ষেপ মর্চিতে স্থানান্তরিত কর। পুনরায় ০.১(N)- $\text{HNO}_3$  দ্বারা ধুয়ে অধঃক্ষেপ হতে ক্লোরাইড মুক্ত কর। প্রথমে  $100^\circ$  সে. এবং পরে  $130^\circ$  সে. তাপমাত্রায় অধঃক্ষেপ শুষ্ক কর, শোষকাধারে ঠাণ্ডা কর, এবং ওজন কর। যতক্ষণ পর্যন্ত

এক ওজন স্থায়ী হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত বারংবার অধঃক্ষেপ শূন্য কর, ঠান্ডা কর এবং ওজন কর।

হিসাব:



$$\text{অতএব } \frac{\text{Ag}}{\text{AgCl}} = \frac{107.88}{143.34} = 0.7526$$

অতএব Ag-র ওজন = AgCl-র ওজন  $\times 0.7526$

## 10. 2. লেড

(ক) লেড সালফেট হিসাবে লেড নির্ধারণ:

আলোচনা—লেড সালফেট লঘু  $\text{H}_2\text{SO}_4$  দ্রবণে খুবই সামান্য দ্রবণীয়। HCl এবং  $\text{HNO}_3$  থাকলে  $\text{PbSO}_4$  কিছুটা দ্রবীভূত হয়, সেজন্য দ্রবণে ক্লোরাইড অথবা নাইট্রেট থাকলে গাঢ়  $\text{H}_2\text{SO}_4$  মিশিয়ে ঘন সাদা ধূম নির্গত না হওয়া পর্যন্ত উত্তপ্ত করা হয়। Ca, Sr, Ba, Hg, Ag, Bi, Sb এবং  $\text{SiO}_2$  বিঘ্ন ঘটায়। অন্যান্য ধাতব আয়নের উপস্থিতিতে লেডকে  $\text{PbSO}_4$  হিসাবে পৃথক করা যায়।

প্রণালী—0.3 গ্রাম মত লেড নাইট্রেট ওজন করে নাও, 15 মি. লি. পাতিত জল মিশিয়ে দ্রবীভূত কর। 2 মি. লি. গাঢ়  $\text{H}_2\text{SO}_4$  যোগ কর, বালুকগাহে (sand bath) রেখে ঘন সাদা ধূম নির্গত না হওয়া পর্যন্ত উত্তপ্ত কর, তারপর ধূম নির্গত অবস্থায় আরও 5 মিনিট উত্তপ্ত কর। উত্তপ্ত করার সময় সর্বদাই কাচদণ্ড দ্বারা নাড়া প্রয়োজন, নতুবা ছিটকিয়ে বের হয়ে আসতে পারে। এখন ঠান্ডা কর, সতর্কতা সহকারে 40 মি. লি. জল মিশিয়ে লঘু কর, ভালভাবে নাড়, এবং একঘণ্টা অপেক্ষা কর। তারপর একটা ওজন জানা Sintered bed বা গুঁশ মর্দচি (4 নং) দ্বারা ছাঁক। তিন-চারবার 1%  $\text{H}_2\text{SO}_4$  দ্রবণ দ্বারা অধঃক্ষেপ ধুয়ে নাও। পরে রেকর্টিফায়েড স্পিরিট দ্বারা অধঃক্ষেপ ধুয়ে সালফেট মূত্র কর। এখন  $130^\circ$  সে. তাপমাত্রায় শূন্য করে ওজন স্থায়ী কর।  $\text{PbSO}_4$  হিসাবে ওজন কর।

$$\text{লেডের ওজন} = \text{PbSO}_4\text{-র ওজন} \times 0.6833$$

(খ) লেড ক্রোমেট হিসাবে লেড নির্ধারণ

আলোচনা—এই পদ্ধতিতে লেড নির্ধারণ করলে (ক) পদ্ধতি অপেক্ষা প্রমাণ্য কম হয়, তবে অধিকাংশ ধাতব আয়নই বিঘ্ন ঘটায়। অন্যান্য ধাতব

আরওন হতে পৃথক করে নেবার পর এই পদ্ধতিতে লেড নির্ধারণ করার জন্য অনুমোদন করা হয়।



**প্রণালী**—০.১ গ্রাম মত লেড নাইট্রেট ওজন করে নাও, ১৫০ মি.লি. জলে দ্রবীভূত কর। লঘু  $\text{CH}_3\text{COOH}$  মিশিয়ে অ্যাসিডীয় কর, গরম করে ফোটাও, তারপরে ক্যাচনলের সাহায্যে ১০ মি.লি. ৪%  $\text{K}_2\text{CrO}_4$  দ্রবণ নাড়তে নাড়তে মেশাও। ১০ মিনিট আরও গরম কর। অধঃক্ষেপ বাকারের নীচে থিতিয়ে বাবে এবং উপরের স্বচ্ছ দ্রবণ সামান্য হলুদ হবে। এখন ওজন জানা গুঁশ মর্টিং দ্বারা ছেকে নাও, গরম জলে কয়েকবার অধঃক্ষেপ ধুয়ে নাও।  $120^\circ$  সে. তাপমাত্রায় শুষ্ক করে ওজন স্থায়ী কর।  $\text{PbCrO}_4$  হিসাবে ওজন কর।

$$\text{লেডের ওজন} = \text{PbCrO}_4\text{-র ওজন} \times 0.6411$$

### 10. 3. আরসেন

আরসেন অক্সাইড হিসাবে আরসেন নির্ধারণ

**আলোচনা**—দ্রবণে ফেরাস লবণ থাকলে  $\text{HNO}_3$  মিশিয়ে গরম করলে ফেরিকে রূপান্তরিত হয়। ফেরিক অবস্থায়  $\text{NH}_4\text{OH}$  মিশিয়ে  $\text{Fe}(\text{OH})_3$  অধঃক্ষেপ ফেলা হয়।



অধঃক্ষেপ পড়িয়ে উচ্চ তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করলে  $\text{Fe}_2\text{O}_3$ -এ রূপান্তরিত হয় এবং  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  হিসাবে ওজন করা হয়।

**প্রণালী**—১.১ গ্রাম মত  $\text{FeSO}_4 \cdot (\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$  ওজন করে নাও, ২০ মি.লি. ০.১%  $\text{H}_2\text{SO}_4$  দ্রবণে দ্রবীভূত কর। ২ মি.লি. গাঢ়  $\text{HNO}_3$  মিশিয়ে দ্রবণ ৩—৫ মিনিট ফোটাও। ফেরাস আরসেন জারিত হয়ে ফেরিক হবে। জল মিশিয়ে ২০০ মি.লি. আরতন কর, পুনরায় গরম করে ফোটাও, তারপর ধীরে ধীরে (১:১)  $\text{NH}_4\text{OH}$  দ্রবণ নাড়তে নাড়তে মেশাও যতক্ষণ পর্যন্ত না দ্রবণ হতে অ্যামোনিয়াম গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। এক মিনিট ফোটাও এবং অধঃক্ষেপ থিতাবার জন্য রেখে দাও। মার্ক হাকিন কাগজে (Whatman No. ৪১) হাক, অধঃক্ষেপ যেন বাকারে থাকে। গরম জল মিশিয়ে অধঃক্ষেপ ২—৩ বার ধুয়ে নাও, তারপর অধঃক্ষেপ হাকিন কাগজে স্থানান্তরিত কর। প্রয়োজন হলে রবার প্রফাঙ্ক (Policeman) ব্যবহার

কর। ২% গরম অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট দ্রবণ দ্বারা অধঃক্ষেপ করে নাও এবং সলফেট দ্রব কর (দ্রবণে ক্রোমাইড থাকলে ক্রোমাইড দ্রব করতে হবে)। এখন একটা পোর্সেলীন অথবা সিলিকা মূচি উত্তপ্ত করে স্থায়ী ওজন লিপিবদ্ধ কর। তারপর অধঃক্ষেপ সহ হাঁকন কাগজ ভাঁজ করে মূচির মধ্যে রাখ এবং সন্তম অধ্যক্ষ, 7, 19 পরিচ্ছেদ অনুযায়ী শুষ্ক কর ও উত্তপ্ত কর। শোষণকাধারে ঠান্ডা করে ওজন নাও। এইভাবে উত্তপ্ত করে, ঠান্ডা করে, ওজন নিয়ে স্থায়ী ওজন লিপিবদ্ধ কর।  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  হিসাবে ওজন কর।

হিসাব:




$$\text{অতএব } \frac{2\text{Fe}}{\text{Fe}_2\text{O}_3} = \frac{111.68}{159.68} = 0.6994$$

অতএব, Fe-র ওজন =  $\text{Fe}_2\text{O}_3$ -র ওজন  $\times 0.6994$

#### 10. 4. জিংক

জিংক অ্যামোনিয়াম ফসফেট হিসাবে জিংক নির্ধারণ

আলোচনা—দ্রবণ হতে জিংক অ্যামোনিয়াম ফসফেট,  $\text{ZnNH}_4\text{PO}_4$ ,  $\text{H}_2\text{O}$  হিসাবে অধঃক্ষিপ্ত হয় এবং শুষ্ক করে  $105^\circ$  সে. তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করলে  $\text{ZnNH}_4\text{PO}_4$  হিসাবে পাওয়া যায়।  $800-900^\circ$  সে. তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করলে জিংক পাইরোফসফেট  $\text{Zn}_2\text{P}_2\text{O}_7$  হিসাবে পাওয়া যায়। যে সমস্ত খাতব আয়ন অদ্রবণীয় ফসফেট তৈরী করে, তারা এই বিশ্লেষণে বিঘ্ন ঘটায়।



6.4—6.9 pH সীমার মধ্যে অধঃক্ষেপণ সমাধা করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

প্রণালী—0.1 গ্রাম মত জিংক সহ দ্রবণ নাও। 1 মি. লি. গাঢ় HCl যোগ কর, এক ফোঁটা মিথাইল রেড সূচক মিশিয়ে এবং ফোঁটা ফোঁটা  $1:1 \text{ NH}_4\text{OH}$  দ্রবণ মিশিয়ে প্রাপ্ত দ্রবণ প্রশস্ত কর। জল মিশিয়ে 150 মি. লি. আরতন কর। গরম করে ফোঁটাও, 25 মি. লি. 10% বিশুদ্ধ ডাই অ্যামোনিয়াম হাইড্রোজেন ফসফেট দ্রবণ ফোঁটা ফোঁটা যোগ কর। জলগাছে রেখে আধঘণ্টা থেকে

একঘণ্টা মত ডাইজেশন কর; বাকারের নীচে কেলাসিত অধঃক্ষেপ ধিতরে পড়বে। পরীক্ষাগারের তাপমাত্রায় ঠান্ডা কর। এখন গুশ মর্দচি দ্বারা ছেকে নাও, প্রথমে 1% ডাই অ্যামোনিয়াম হাইড্রোজেন ফসফেট দ্রবণ দ্বারা অধঃক্ষেপ ধুয়ে নাও এবং ক্রোরাইড মৃত্ত কর। তারপর 50%  $C_2H_5OH$  দ্বারা অধঃক্ষেপ হতে ফসফেট মৃত্ত কর।  $105^\circ$  সে. তাপমাত্রায় বায়ুগাহে একঘণ্টা শুষ্ক কর।  $ZnNH_4PO_4$  হিসাবে ওজন কর।

পাইরোফসফেট হিসাবে ওজন করতে হলে গুশ মর্দচির পরিবর্তে মাত্রিক ছাঁকন কাগজে ছাঁক, তারপর অধঃক্ষেপ আগের মতই ধুয়ে নিয়ে ওজন জানা পর্সেলীন অথবা সিলিকা মর্দচিতে রেখে শুষ্ক কর,  $800-900^\circ$  সে. তাপমাত্রায় উত্তপ্ত কর, শোষকাধারে ঠান্ডা কর এবং  $Zn_2P_2O_7$  হিসাবে ওজন কর (সপ্তম অধ্যায়, 7, 19 পরিচ্ছেদ দেখ)। এইভাবে ওজন স্থায়ী কর।


জিংকের ওজন =  $Zn_2P_2O_7$ -র ওজন  $\times 0.4291$

অথবা, জিংকের ওজন =  $ZnNH_4PO_4$ -র ওজন  $\times 0.3665$

## 10. 5. ম্যাঙ্গানীজ

ম্যাঙ্গানীজ অ্যামোনিয়াম ফসফেট হিসাবে ম্যাঙ্গানীজ নির্ধারণ

আলোচনা—অতিরিক্ত অ্যামোনিয়াম লবণ সহ সামান্য অ্যামোনিয় দ্রবণ হতে ম্যাঙ্গানীজ অ্যামোনিয়াম ফসফেট অধঃক্ষিপ্ত করা হয়।  $105^\circ$  সে. তাপমাত্রায় শুষ্ক করে  $MnNH_4PO_4$  হিসাবে ওজন করা হয়, অথবা  $700-800^\circ$  সে. তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করে ম্যাঙ্গানীজ পাইরোফসফেট  $Mn_2P_2O_7$  হিসাবে ওজন করা হয়। স্ফারকীয় ধাতু ছাড়া অন্য কোন ধাতু অন্দপস্থিত থাকা বাঞ্ছনীয়।



প্রণালী—0.15 গ্রাম মত Mn সহ সামান্য অ্যাসিডীয় ম্যাঙ্গানীজ দ্রবণ নাও, জল মিগিয়ে 200 মি.লি. আয়তন কর। লব্ধ  $NH_4OH$  মিগিয়ে প্রসমিত কর, 20 গ্রাম  $NH_4Cl$  এবং সামান্য অতিরিক্ত ডাই অ্যামোনিয়াম হাইড্রোজেন ফসফেট দ্রবণ (200 মি.লি. 10% দ্রবণ) যোগ কর। এখন অধঃক্ষেপণ হলে লব্ধ  $HCl$  মিগিয়ে তা দ্রবীভূত কর। গরম করে ফোটাও, এবং লব্ধ  $NH_4OH$  (1:3) নাড়তে নাড়তে যোগ কর। যখনই অধঃক্ষেপণ হতে সুরু হবে,  $NH_4OH$  যোগ করা বন্ধ কর। গরম করে নাড়তে নাড়তে ডাই-জেশন কর—কেলাসিত অধঃক্ষেপ  $MnNH_4PO_4 \cdot H_2O$  পাওয়া যাবে। নাড়তে নাড়তে আরও কয়েক ফোটা  $NH_4OH$  যোগ কর। অধঃক্ষেপণ আর

না হলে  $\text{NH}_4\text{OH}$  যোগ করার প্রয়োজন নেই। অতিরিক্ত  $\text{NH}_4\text{OH}$  প্রমিত্য বাড়িয়ে দেবে। অধঃক্ষেপণকালীন সর্বদাই দ্রবণের তাপমাত্রা  $90-95^\circ$  সে. রাখা প্রয়োজন। এখন পরীক্ষাগারের তাপমাত্রায় দ্রবণটা রেখে দাও। গুঁড় মর্চি দ্বারা ছাঁক, 1%  $\text{NH}_4\text{NO}_3$ -র ঠান্ডা দ্রবণ দ্বারা অধঃক্ষেপ ধুয়ে নাও এবং ক্লোরাইড মুক্ত কর। তারপর কয়েকবার রেক্টিফায়েরড স্পিরিট দ্বারা ধুয়ে নাও। এখন বায়ুগাহে রেখে  $100-105^\circ$  সে. তাপমাত্রায় শুষ্ক কর।  $\text{MnNH}_4\text{PO}_4$  হিসাবে ওজন কর।

জিংকের মতই অধঃক্ষেপ মাত্রিক ছাঁকন কাগজে ছেঁকে,  $700-800^\circ$  সে. তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করে  $\text{Mn}_2\text{P}_2\text{O}_7$  হিসাবে ওজন করা যায়।


ম্যাঙ্গানীজের ওজন =  $\text{MnNH}_4\text{PO}_4$ -র ওজন  $\times 0.2954$

অথবা ম্যাঙ্গানীজের ওজন =  $\text{Mn}_2\text{P}_2\text{O}_7$ -র ওজন  $\times 0.3872$

## 10, 6. বেরিয়াম

(ক) বেরিয়াম সালফেট হিসাবে বেরিয়াম নির্ধারণ

আলোচনা—এই পদ্ধতিতে বেশী বিশ্লেষণ করা হয়। Ca, Sr, Pb, ইত্যাদি বিঘ্ন ঘটায়



ঠান্ডা জলে  $\text{BaSO}_4$ -র দ্রবণীয়তা খুবই কম ( $2.5$  মি. গ্রা./লিটার) গরম জলে দ্রবণীয়তা বৃদ্ধি পায়। লঘু  $\text{HCl}$  অথবা  $\text{HNO}_3$  দ্রবণীয়তা বৃদ্ধি করে। প্রণালী— $100$  মি. লি. বেরিয়াম দ্রবণ নাও। দ্রবণে বেরিয়ামের পরিমাণ  $0.15$  গ্রামের বেশী যেন না হয় এবং 1% আয়তনের অধিক গাঢ়  $\text{HCl}$  যেন না থাকে। দ্রবণ গরম করে ফোটাও, সর্বদাই নাড়তে নাড়তে (N)- $\text{H}_2\text{SO}_4$  ধীরে ধীরে যোগ কর। সামান্য অতিরিক্ত  $\text{H}_2\text{SO}_4$  মেশাও। জলগাহে ডাইজেশন কর—কেলাসিত অধঃক্ষেপ নীচে থিতিয়ে যাবে। মাত্রিক ছাঁকন কাগজে ছাঁক। এক লিটার জলে দু' ফোটা  $\text{H}_2\text{SO}_4$  মেশাও এবং ঐ জল সামান্য গরম করে অধঃক্ষেপ ধুয়ে ক্লোরাইড মুক্ত কর। তারপর কয়েকবার জল দ্বারা অধঃক্ষেপ ধুয়ে  $\text{H}_2\text{SO}_4$  মুক্ত কর। অধঃক্ষেপ সহ ছাঁকন কাগজ ভাঁজ করে ওজন জানা পর্সেলীন অথবা সিলিকা মর্চিতে নাও, সাবধানে শুষ্ক কর, তারপর ধীরে ধীরে তাপ বৃদ্ধি করে  $900-1000^\circ$  সে. তাপমাত্রায় উত্তপ্ত কর (ছাঁকন কাগজ পোড়ানোর সময় কখনও যেন তা প্রজ্জ্বলিত শিখা সহযোগে না পোড়ে, তা দেখতে হবে। ছাঁকন কাগজের কার্বন বিজ্ঞারন হতে সাবধান)। ওজন স্থায়ী হলে  $\text{BaSO}_4$  হিসাবে ওজন লিপিবদ্ধ কর।

বেরিয়ামের ওজন =  $\text{BaSO}_4$ -র ওজন  $\times 0.5885$

## (খ) বোরিয়াম ক্রোমেট হিসাবের বোরিয়াম নির্ধারণ

আলোচনা—এই পদ্ধতিতে Sr এবং Ca হতে Ba পৃথক করা যায়। তবে অধিকাংশ ধাতব ক্রোমেট অদ্রবণীয়, সেজন্য এই পদ্ধতির ব্যবহার সীমাবদ্ধ।

অ্যাসিটেট বাকার দ্রবণ pH 5.5 মাধ্যমে  $\text{BaCrO}_4$  অধঃক্ষিপ্ত করা হয়। বেশী পরিমাণ Sr অথবা Ca থাকলে দ্বিতীয়বার অধঃক্ষেপণ বাঞ্ছনীয়।  $\text{BaCrO}_4$  অধঃক্ষেপ pH 2 অ্যাসিডীয় দ্রবণে দ্রবণীয়।


প্রণালী—0.3 গ্রাম মত  $\text{BaCl}_2$  ওজন করে নাও, 200 মি. লি. জলে দ্রবীভূত কর। এখন 1 মি. লি. 6(N)- $\text{CH}_3\text{COOH}$  এবং 10 মি. লি. প্রশমিত 3(N)-অ্যামোনিয়াম অ্যাসিটেট দ্রবণ যোগ কর, গরম করে ফোটাও, 10 মি. লি. 10%  $\text{K}_2\text{CrO}_4$  দ্রবণ ধীরে ধীরে নাড়তে নাড়তে যোগ কর। জলগাহে ডাইজেশন কর আধঘণ্টা—অধঃক্ষেপ নীচে থিতিয়ে যাবে। আরও এক ফোটা  $\text{K}_2\text{CrO}_4$  দ্রবণ যোগ করে পরীক্ষা কর উপরের স্বচ্ছ দ্রবণে অধঃক্ষেপণ হয় কিনা। ঠান্ডা কর, ওজন জানা গদ্য মর্দচিত্রে ছাঁক, গরম জল দ্বারা অধঃক্ষেপ ধুয়ে ক্রোমেট মৃত্ত কর।  $120^\circ$  সে. তাপমাত্রায় বায়ুগাহে রেখে ওজন স্থায়ী কর।  $\text{BaCrO}_4$  হিসাবে ওজন কর।

$$\text{বোরিয়ামের ওজন} = \text{BaCrO}_4\text{-র ওজন} \times 0.5421$$

## 10. 7. ক্যালসিয়াম

## ক্যালসিয়াম অক্সাইড হিসাবে ক্যালসিয়াম নির্ধারণ

আলোচনা—লঘু  $\text{HCl}$ -এ ক্যালসিয়াম দ্রবণ নিয়ে তার মধ্যে অ্যামোনিয়াম অক্সালেট দ্রবণ মেশানো হয়, তারপর সমস্ত মিশ্রণে লঘু  $\text{NH}_4\text{OH}$  মিশিয়ে প্রশম করা হয়। অধঃক্ষিপ্ত  $\text{CaC}_2\text{O}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$  ছোঁকে নিয়ে লঘু অ্যামোনিয়াম অক্সালেট দ্বারা ধুয়ে নিয়ে  $105^\circ$  সে. তাপমাত্রায় শুষ্ক করে সরাসরি ওজন নেওয়া যায়। অথবা  $1200^\circ$  সে. তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করে  $\text{CaO}$  হিসাবে ওজন নেওয়া যায়।



প্রণালী—ক্যালসিয়ামের লঘু  $\text{HCl}$  দ্রবণ 25 মি. লি. (0.2 গ্রাম Ca) একটি 500 মি. লি. বাকারে নাও, জল মিশিয়ে 200 মি. লি. আয়তন কর। 2 ফোটা

মিথাইল রেড সূচক দ্রবণ যোগ কর। গরম করে ফোটাও, ২০ মি. লি ১০% অ্যামোনিয়াম অক্সালেট দ্রবণ গরম অবস্থায় নাড়তে নাড়তে ধীরে ধীরে বেশাও। এখন লব্ধ  $\text{NH}_4\text{OH}$  (১:১) ফোঁটা ফোঁটা মিশিয়ে দ্রবণকে প্রশম কর অথবা সামান্য অ্যামোনিয়াম কর (দ্রবণের রঙ লাল হতে হলুদ হয়)। একঘণ্টা অপেক্ষা কর। অধঃক্ষেপ নীচে থিতিয়ে গেলে পর উপরের স্বচ্ছ দ্রবণে এক ফোঁটা অ্যামোনিয়াম অক্সালেট যোগ করে দেখ আরও অধঃক্ষেপণ হয় কিনা। অধঃক্ষেপ সম্পূর্ণ হলে আর অধঃক্ষেপ গঠন হবে না।

ক্যালসিয়াম অক্সালেট হিসাবে ওজন করতে হলে ঐ অধঃক্ষেপ গুলু মর্দচিত হেঁকে নাও। প্রয়োজন হলে অধঃক্ষেপ স্থানান্তরের জন্য রবার প্রক্ষালক ব্যবহার কর। এখন লব্ধ অ্যামোনিয়াম অক্সালেট দ্রবণ (০.১%) দ্বারা অধঃক্ষেপ ধুয়ে ক্লোরাইড মুক্ত কর। তারপর বারুগাহে রেখে  $105^\circ$  সে. তাপমাত্রায় শুষ্ক কর।  $\text{CaC}_2\text{O}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$  হিসাবে স্থায়ী ওজন নাও। এই পদ্ধতিতে ভ্রমমাত্রা বেশী হয়। ক্যালসিয়াম অক্সাইড হিসাবে ওজন করতে হলে ঐ অধঃক্ষেপ মাত্রিক ছাঁকন কাগজে ছেঁকে নাও এবং আগের মতই ক্লোরাইড মুক্ত কর। তারপর অধঃক্ষেপ সহ ছাঁকন কাগজ সিলিকা মর্দচিত নিরে  $1000-1200^\circ$  সে. তাপমাত্রায় উত্তপ্ত কর, শোষকাধারে ঠান্ডা কর এবং ওজন স্থায়ী হলে  $\text{CaO}$  হিসাবে ওজন লিপিবদ্ধ কর।

$$\text{ক্যালসিয়ামের ওজন} = \text{CaC}_2\text{O}_4 \cdot \text{H}_2\text{O-র ওজন} \times 0.2748$$

$$\text{অথবা ক্যালসিয়ামের ওজন} = \text{CaO-র ওজন} \times 7147$$

## 10, 8. ম্যাগনেসিয়াম

(ক) ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রোক্সফেট হিসাবে ম্যাগনেসিয়াম নির্ধারণ

আয়োজনা—ম্যাগনেসিয়ামের ঠান্ডা অ্যাসিডীয় দ্রবণে অতিরিক্ত পরিমাণ ডাই অ্যামোনিয়াম হাইড্রোজেন ফসফেট মেশান হয়, তারপর দ্রবণটি অ্যামোনিয়াম করলে কেলাসিত ম্যাগনেসিয়াম অ্যামোনিয়াম ফসফেট হেক্সাহাইড্রেট  $\text{MgNH}_4\text{PO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$  অধঃক্ষিপ্ত হয়।



জলে এই অধঃক্ষেপের দ্রবণীয়তা বেশী, কিন্তু লব্ধ  $\text{NH}_4\text{OH}$  মাধ্যমে দ্রবণীয়তা কমে যায়। এই অধঃক্ষেপের অতি সম্পৃক্ত দ্রবণ উৎপন্ন করার প্রবণতা আছে। সেজন্য এই অধঃক্ষেপ ছেঁকে নেবার আগে অনেককণ রেখে দেওয়া হয়। ০.৪M- $\text{NH}_4\text{OH}$  দ্রবণ দ্বারা অধঃক্ষেপ ধুয়ে নিরে সরাসরি  $\text{MgNH}_4\text{PO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$  হিসাবে গুলু মর্দচিত ওজন করা যায়, অথবা উত্তপ্ত করে  $\text{Mg}_3\text{P}_2\text{O}_7$  হিসাবে ওজন করা যায়।



**প্রণালী—**০.৬ গ্রাম  $MgSO_4$  ওজন করে নাও, ৫ মি. লি. গাঢ়  $HCl$  যোগ কর, জল মিশিয়ে দ্রবণের আয়তন ১৫০ মি. লি. কর। ২ ফোঁটা মিথাইল রেড সূচক দ্রবণ এবং ১০ মি. লি. ২৫% টাটকা তৈরী ডাই অ্যামোনিয়াম ফসফেট দ্রবণ যোগ কর। এখন ধীরে ধীরে নাড়তে নাড়তে গাঢ়  $NH_4OH$  মেশাও। সূচক হলদে হয়ে যাবে। পাঁচ মিনিট ধরে ক্রমাগত নাড়তে থাক। আরও ৫ মি. লি. গাঢ়  $NH_4OH$  মিশিয়ে নাড়। ঠান্ডা জারগার একরাতি রেখে দাও। অধঃক্ষেপ মাটিক ছাঁকন কাগজে (whatman ৪২) ছাঁক, ০.৪M- $NH_4OH$  দ্রবণ দ্বারা অধঃক্ষেপ ধুয়ে ক্লোরাইড মুক্ত কর। অধঃক্ষেপ সহ ছাঁকন কাগজ ভাজ করে নিয়ে ওজন জানা সিলিকা মর্দচিত্তে রাখ, শুষ্ক করে,  $1100^\circ$  সে. তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করে, শোষকাধারে ঠান্ডা করে ওজন স্থায়ী কর। মর্দচিত্তে রাখা অবশেষ সাদা না হলে এক ফোঁটা গাঢ়  $HNO_3$  মিশিয়ে পুনরায় উত্তপ্ত কর।  $Mg_2P_2O_7$  হিসাবে ওজন কর।

হিসাব: 
$$\frac{Mg}{Mg_2P_2O_7} = 0.21852$$

(খ) ম্যাগনেসিয়াম অক্সিনেট হিসাবে ম্যাগনেসিয়াম নির্ধারণ

**আলোচনা—**কারার ধাতু ছাড়া অন্যান্য ধাতু দ্রবণে থাকলে তা পৃথক করে নেওয়া প্রয়োজন।  $Mg(C_9H_6ON)_2 \cdot 2H_2O$  হিসাবে অধঃক্ষিপ্ত হয়।

**প্রণালী—**০.২ গ্রাম  $MgSO_4$  সঠিক ওজন করে নাও, ১০০ মি. লি. জলে দ্রবীভূত কর। ২ গ্রাম  $NH_4Cl$  এবং ০.৫ মি. লি.  $O$ -ক্রেজলথলিন সূচক দ্রবণ (০.২%  $C_2H_5OH$  দ্রবণ) যোগ কর। লঘু  $NH_4OH$  (১:১) মিশিয়ে প্রশম কর। দ্রবণের রঙ বেগুনী হবে (pH ৭.৫)। আরও ২ মি. লি.  $NH_4OH$  যোগ কর।  $70-80^\circ$  সে. তাপমাত্রায় গরম কর। ২(N)- $CH_3COOH$ -এ ১% অক্সিন দ্রবণ ধীরে ধীরে নাড়তে নাড়তে যোগ কর। অধঃক্ষেপ থিত্তিরে গেলে পর উপরের স্বচ্ছ দ্রবণ হলদে হলে বন্ধিতে হবে আর অক্সিন যোগ করার প্রয়োজন নেই। অক্সিনের পরিমাণ বেশী হলে নিজেই অধঃক্ষিপ্ত হয় এবং প্রমাত্রা বৃদ্ধি করে। ১০ মিনিট জলগাহে রেখে নাড়তে নাড়তে ডাইজেশন কর। এখন ওজন জানা গুঁড় মর্দচিত্তে অধঃক্ষেপ ছাঁক, লঘু  $NH_4OH$  (১:৪০) দ্বারা অধঃক্ষেপ ধুয়ে নাও। পরিস্রুত বর্ণহীন হলে বন্ধিতে হবে আর ধোয়ার প্রয়োজন নেই। বারংবারে রেখে  $100-110^\circ$  সে. তাপমাত্রায় শুষ্ক কর।  $Mg(C_9H_6ON)_2 \cdot 2H_2O$  হিসাবে ওজন স্থায়ী কর।

ম্যাগনেসিয়ামের ওজন  $= Mg(C_9H_6ON)_2 \cdot 2H_2O$ -র ওজন  $\times 0.06975$

### 10, 9 ক্লোরাইড

সিলভার ক্লোরাইড হিসাবে ক্লোরাইড নির্ধারণ

প্রণালী—সিলভার নির্ধারণের মত তত্ত্ব ও পদ্ধতি প্রণালী একই। কেবল  $\text{AgNO}_3$  দ্রবণের পরিবর্তে  $\text{NaCl}$  দ্রবণ নিতে হবে এবং  $\text{HCl}$ -র পরিবর্তে পরিমাণ মত  $\text{AgNO}_3$  দ্রবণ যোগ করতে হবে।  $\text{AgCl}$  হিসাবে ওজন কর [10, 1 পরিচ্ছেদ দেখ]।

ক্লোরাইডের ওজন =  $\text{AgCl}$ -র ওজন  $\times 0.2474$

### 10, 10 সালফেট

বেরিয়াম সালফেট হিসাবে সালফেট নির্ধারণ

প্রণালী—বেরিয়াম নির্ধারণের মতই তত্ত্ব ও পদ্ধতি প্রণালী একই।  $\text{Ba}$  দ্রবণের পরিবর্তে সালফেট দ্রবণ নাও এবং  $\text{H}_2\text{SO}_4$ -র পরিবর্তে  $\text{BaCl}_2$  দ্রবণ যোগ কর।  $\text{BaSO}_4$  হিসাবে ওজন কর [10, 6 (ক) পরিচ্ছেদ দেখ]।

সালফেটের ওজন =  $\text{BaSO}_4$ -র ওজন  $\times 0.4116$

## একাদশ অধ্যায়

মিশ্রণে উপাদানগুলির মাত্রিকভাবে পৃথকীকরণ ও পরিমাণ নির্ধারণ  
(*Quantitative separation and estimation of the constituents in a mixture*)

### 11. 1. মিশ্রণে অবস্থিত আয়রন ও ক্যালসিয়ামের পরিমাণ নির্ধারণ

মনে কর একটি মাপক-কুপীতে কিছু আয়রন ক্যালসিয়াম মিশ্রণের দ্রবণ দেওয়া হয়েছে। তাহলে প্রথমে পাতিত জল মিশিয়ে দাগ পর্যন্ত আয়তন পূর্ণ কর। এখন ভালভাবে মিশিয়ে একটি প্রয়োজনের মত অংশ দ্রবণ পিপেট দ্বারা 500 মি.লি. বীকারে স্থানান্তরিত কর। ২ মি.লি. গাঢ়  $\text{HNO}_3$  মিশিয়ে দ্রবণ ফোটাও, ফেরাস আয়রন থাকলে জারিত হয়ে ফেরিক আয়রনে রূপান্তরিত হবে। জল মিশিয়ে দ্রবণের আয়তন ২০০ মি.লি. কর। ২ গ্রাম  $\text{NH}_4\text{Cl}$  মিশিয়ে দ্রবণ গরম কর, তারপর নাড়তে নাড়তে লঘু  $\text{NH}_4\text{OH}$  (1:1) যোগ কর।  $\text{Fe}(\text{OH})_3$  অধঃক্ষিপ্ত হবে। দ্রবণে অ্যামোনিয়াম গন্ধ না পাওয়া পর্যন্ত  $\text{NH}_4\text{OH}$  যোগ কর। এক মিনিট ফোটাও, এবং অধঃক্ষেপ খিতাবার জন্য কিছুক্ষণ রেখে দাও। এখন প্রচলিত পদ্ধতি অনুসারে অধঃক্ষেপ মাত্রিক ছাঁকন কাগজে ছাঁক, গরম জল মিশিয়ে ২-৩ বার ধুয়ে নাও। দ্বিতীয় বীকারে পরিমদ্রত রাখ।

প্রমাণাণু কমানোর জন্য দ্বিতীয়বার অধঃক্ষেপণ প্রয়োজন। সেজন্য ছাঁকন কাগজ হতে প্রথম বীকারে প্রথমে জলের ফোয়ারা ও পরে গরম  $\text{HCl}$  দ্রবণ দ্বারা অধঃক্ষেপ স্থানান্তরিত কর। অধঃক্ষেপ দ্রবীভূত করার জন্য ষতটুকু গাঢ়  $\text{HCl}$  প্রয়োজন, ঠিক ততটুকু অ্যাসিড যোগ করা প্রয়োজন। 1 গ্রাম  $\text{NH}_4\text{Cl}$  ও লঘু  $\text{NH}_4\text{OH}$  (1:1) মিশিয়ে পুনরায়  $\text{Fe}(\text{OH})_3$  অধঃক্ষিপ্ত কর। যথারীতি অধঃক্ষেপ মাত্রিক ছাঁকন কাগজে ছাঁক, প্রয়োজন হলে প্রক্ষালকের সাহায্য নাও। ২% গরম  $\text{NH}_4\text{NO}_3$  দ্রবণ দ্বারা অধঃক্ষেপ ধুয়ে নাও এবং  $\text{Ca}$  মদ্রত কর। দশ-বারো বার ধুয়ে নেওয়ার পর  $\text{Ca}$ -র উপস্থিতি পরীক্ষা কর। প্রথম পরিমদ্রতের সাথে দ্বিতীয় পরিমদ্রত যোগ কর এবং এই পরিমদ্রত হতে ক্যালসিয়াম নির্ধারণ কর।

আয়রনের পরিমাণ নির্ধারণ—এই অধঃক্ষেপ  $\text{HCl}$  (1:1)-এ দ্রবীভূত করে প্রমাণ  $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$  দ্রবণ দ্বারা (৭, 47 পরিচ্ছেদ দেখ) অথবা প্রমাণ  $\text{KMnO}_4$  দ্রবণ দ্বারা (৭, 36 পরিচ্ছেদ দেখ) আয়রনের পরিমাণ নির্ধারণ কর।

ক্যালসিয়ামের পরিমাণ নির্ধারণ—পরিমিতের মিশ্রণ নিয়ে  $\text{CaO}$  হিসাবে (10, 7 পরিচ্ছেদ দেখ) অথবা প্রমাণ  $\text{KMnO}_4$  দ্রবণ দ্বারা (9, 37 পরিচ্ছেদ দেখ) ক্যালসিয়ামের পরিমাণ নির্ধারণ কর।

## 11, 2. মিশ্রণে অবস্থিত আয়রন ও কপারের পরিমাণ নির্ধারণ

প্রাপ্ত দ্রবণ মাপক-কপীতে নিয়ে দাগ পৰ্বন্ত আয়তন পূর্ণ কর।

(ক) প্রথম পদ্ধতি—11, 1 পরিচ্ছেদের মতই দ্বিতীয়বার  $\text{Fe}(\text{OH})_3$  অধঃক্ষেপণ করে কপার দ্রবণ হতে আয়রন পৃথক কর। পরিমিতের মধ্যে ছটিল অ্যামিন হিসাবে কপার থাকবে।

পৃথক করার পর  $\text{Fe}(\text{OH})_3$  অধঃক্ষেপ নিয়ে আগের মতই আয়রন নির্ধারণ কর। পরিমিত বাষ্পীভূত করে 5 মি. লি. আয়তন কর, 2 মি. লি. গাঢ়  $\text{H}_2\text{SO}_4$  মিশিয়ে উত্তপ্ত করে ধূমায়িত কর। পাঁচ মিনিট ধূমায়িত অবস্থায় রাখ। দ্রবণে অবস্থিত ক্লোরাইড, নাইট্রেট দূরীভূত হবে। এখন ঠান্ডা করে জল মিশিয়ে লঘু করে 9, 58 পরিচ্ছেদ অনুযায়ী আয়োডাইডমিতি সাহায্যে অনুমাপন কর এবং কপারের পরিমাণ নির্ধারণ কর।

(খ) দ্বিতীয় পদ্ধতি—প্রথমে প্রাপ্ত দ্রবণের একটা অংশ নিয়ে 9, 58 পরিচ্ছেদ অনুযায়ী  $\text{NH}_4\text{HF}_2$  মিশিয়ে আয়রনের উপস্থিতিতে সরাসরি কপার নির্ধারণ কর।

তারপর দ্বিতীয় অংশ প্রাপ্ত দ্রবণ নিয়ে  $\text{NH}_4\text{OH} (1:1)$  মিশিয়ে প্রশম কর। দ্রবণে সামান্য পরিমাণ অধঃক্ষেপণ হবে। ঐ অধঃক্ষেপ দ্রবীভূত করার জন্য যতটুকু পরিমাণ লঘু  $\text{H}_2\text{SO}_4$  প্রয়োজন ঠিক ততটুকু পরিমাণ  $\text{H}_2\text{SO}_4$  যোগ কর। তারপর জল মিশিয়ে দ্রবণের আয়তন 100 মি. লি. কর, 2 মি. লি. গাঢ়  $\text{H}_2\text{SO}_4$  সাবধানে মেশাও, গরম করে দ্রবণ ফোটাও, এবং গরম থাকাকালীন  $\text{H}_2\text{S}$  ধীরে ধীরে চালিত কর। প্রয়োজন অনুসারে পুনরায় গরম করে  $\text{H}_2\text{S}$  চালিত কর। সমগ্র কপার  $\text{CuS}$  হিসাবে অধঃক্ষিপ্ত হবে। অধঃক্ষেপ খিতাবার পর মাত্রিক ছাঁকন কাগজে ছাঁক,  $\text{H}_2\text{S}$  মিশ্রিত জল দ্বারা অধঃক্ষেপ 10—12 বার ধুয়ে নাও এবং  $\text{Fe}$  মূল্য কর। পরিমিত ও ধোয়া জল একসাথে নিয়ে আয়রনের পরিমাণ নির্ধারণ কর। দ্রবণ হতে  $\text{H}_2\text{S}$  দ্রবীভূত করার পর 9, 36 পরিচ্ছেদ অথবা 9, 47 পরিচ্ছেদ অনুসারে আয়রন অনুমাপন কর।

## 11, 3. মিশ্রণে অবস্থিত আয়রন ও ম্যাঙ্গানিজের পরিমাণ নির্ধারণ

প্রাপ্ত দ্রবণ মাপক-কপীতে নিয়ে দাগ পৰ্বন্ত আয়তন পূর্ণ কর। এখনে

আয়রনের উপস্থিতিতে ম্যাঙ্গানীজ নির্ধারণ করা যায়, আবার ম্যাঙ্গানীজের উপস্থিতিতে আয়রন অনুমাপন করা সম্ভব। সেজন্য পৃথকীকরণের প্রয়োজন নেই।

আয়রন নির্ধারণ—প্রাপ্ত দ্রবণের একটা অংশ নিয়ে ৭, ৩৬ পরিচ্ছেদ অনুযায়ী প্রমাণ  $\text{KMnO}_4$  দ্রবণ দ্বারা অনুমাপন কর।

ম্যাঙ্গানীজ নির্ধারণ—প্রাপ্ত দ্রবণের দ্বিতীয় অংশ নিয়ে ৭, ৩৭ পরিচ্ছেদ অনুযায়ী সোডিয়াম বিসমুথেট দ্বারা জারিত করে প্রমাণ  $\text{KMnO}_4$  দ্রবণ দ্বারা অনুমাপন কর।

#### 11. 4. মিশ্রণে অবস্থিত কপার ও জিংকের পরিমাণ নির্ধারণ

প্রাপ্ত দ্রবণ মাপক-কুপীতে নিয়ে দাগ পর্যন্ত আয়তন পূর্ণ কর। জিংকের উপস্থিতিতে আয়োডাইডমিতি সাহায্যে কপার নির্ধারণ করা সম্ভব।

কপার নির্ধারণ—প্রাপ্ত দ্রবণের একটা অংশ নিয়ে ৭, ৫৪ পরিচ্ছেদ অনুযায়ী কপার অনুমাপন কর।

জিংক নির্ধারণ—(ক) প্রথম পদ্ধতি—11, ২ পরিচ্ছেদ অনুযায়ী  $\text{CuS}$  হিসাবে কপারকে পৃথক কর এবং পরিস্ফুট নিয়ে জিংক নির্ধারণ কর।

পরিস্ফুট হতে  $\text{H}_2\text{S}$  দূরীভূত করার পর 10, 4 পরিচ্ছেদ অনুযায়ী জিংক অ্যামোনিয়াম ফসফেট অথবা জিংক পাইরোফসফেট হিসাবে নির্ধারণ কর।

(খ) দ্বিতীয় পদ্ধতি—প্রাপ্ত দ্রবণের একটা অংশ 250 মি. লি. বীকারে নাও, কয়েক ফোটা লঘু  $\text{HCl}$  মেশাও, তারপর 20—30 মি. লি. টাট্কা তৈরী সম্পূর্ণ  $\text{H}_2\text{SO}_4$  দ্রবণ যোগ কর। জল মিশিয়ে দ্রবণের আয়তন 200 মি. লি. কর। গরম করে ফোটাও, টাট্কা তৈরী 10%  $\text{NH}_4\text{CNS}$  দ্রবণ ধীরে ধীরে নাড়তে নাড়তে এমনভাবে মেশাও যেন সামান্য বেশী হয়। দৃশ্যটা অপেক্ষা কর, ওজন জানা গন্ধ মর্দচিত হেঁকে নাও। তাহলে  $\text{CuCNS}$  হিসাবে তৌলিকভাবে কপার নির্ধারণ করা সম্ভব হবে। এখন 100 মি. লি. জলে 1 মি. লি. 10%  $\text{NH}_4\text{CNS}$  এবং 5 ফোটা  $\text{H}_2\text{SO}_4$  যোগ কর এবং ঐ মিশ্রণ দ্বারা অধঃক্ষেপ 10—15 বার ধুয়ে নাও। অবশেষে 20% অ্যালকোহল দ্বারা অধঃক্ষেপ ধুয়ে  $\text{NH}_4\text{CNS}$  মুক্ত কর।  $110^\circ$  সে. তাপমাত্রায় বায়ুগাহে রেখে অধঃক্ষেপ শুষ্ক কর এবং প্রচলিত রীতি অনুযায়ী স্থায়ী ওজন নিয়ে  $\text{CuCNS}$  হিসাবে কপার নির্ধারণ কর। এখন পরিস্ফুট নিয়ে জিংক নির্ধারণ করতে হবে।

বাষ্পীভবন দ্বারা দ্রবণের আয়তন 150 মি.লি. কর, মাত্রিকভাবে শংকু-কূপীতে স্থানান্তরিত কর। লঘু  $\text{NH}_4\text{OH}$  মিশিয়ে দ্রবণ প্রশম্য কর ( $\text{pH}=7-8$ ), তারপর 10 মি.লি.  $2(\text{N})-\text{ClCH}_2\text{COOH}$  দ্রবণ এবং 10 মি.লি.  $(\text{N})-\text{CH}_3\text{COONa}$  দ্রবণ যোগ কর।  $50-60^\circ$  সে. তাপমাত্রায় গরম কর, শংকু-কূপীর মূখ দুটি কাচনল সহ ছিপি দ্বারা বন্ধ কর এবং দ্রবণে  $\text{H}_2\text{S}$  চালিত কর। শংকু-কূপীস্থিত বারুদ দূর করতে 3—4 মিনিট সময় লাগবে। তারপর নির্গম-নল বন্ধ করে দাও এবং 8—10 মিনিট মাঝে মাঝে নাড়তে নাড়তে চাপ সহকারে  $\text{H}_2\text{S}$  চালিত কর। 20 মিনিট পর মাত্রিক ছাঁকন কাগজে ছাঁক, কিছু  $\text{H}_2\text{S}$  জল সহ 1%  $\text{NH}_4\text{Cl}$  দ্রবণ দ্বারা অধঃক্ষেপ ধুয়ে নাও। অধঃক্ষেপ সহ ছাঁকন কাগজ পুনরায় একই শংকু-কূপীতে নাও, গরম করে  $\text{H}_2\text{S}$  তাড়িয়ে দাও, এবং ঠান্ডা কর। এখন অতিরিক্ত প্রমাণ  $(\text{N}/10)-\text{I}_2$  দ্রবণ এবং 10 মি.লি.  $4(\text{N})-\text{HCl}$  দ্রবণ যোগ কর। ভালভাবে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে শংকু-কূপী ঝাঁকিও, সালফারের মন্ড (lump) তৈরী হলে ঝাঁকিয়ে ভেঙ্গে ফেল, তারপর অবশিষ্ট  $\text{I}_2$  প্রমাণ থায়োসালফেট দ্রবণ দ্বারা অনুমাপন কর।

হিসাব :  $\text{ZnS} + \text{I}_2 = \text{Zn}^{2+} + 2\text{I}^- + \text{S} \downarrow$

1 মি.লি.  $\text{N}/10-\text{I}_2 \equiv 0.00369$  গ্রাম  $\text{Zn}$

#### 11. 5. মিশ্রণে অবস্থিত সিলভার ও কপারের পরিমাণ নির্ধারণ

প্রাপ্ত দ্রবণ মাপক-কূপীতে নিয়ে দাগ পর্যন্ত আয়তন পূর্ণ কর।

সিলভার নির্ধারণ—প্রাপ্ত দ্রবণের একটা অংশ নিয়ে 10, 1 পরিচ্ছেদ অনুযায়ী  $\text{AgCl}$  হিসাবে সিলভার নির্ধারণ কর।

কপার নির্ধারণ— $\text{AgCl}$  অধঃক্ষেপ পৃথক করে নেওয়ার পর পরিপূর্ণত্ব নিয়ে কপার নির্ধারণ করা হয়। পরিপূর্ণত্ব বাষ্পীভূত করে  $\text{H}_2\text{SO}_4$  দ্বারা ধুমায়িত করে আয়োডাইডমিতি সাহায্যে কপারের পরিমাণ নির্ধারণ কর (11, 2 পরিচ্ছেদ দেখ)।

#### 11. 6. মিশ্রণে অবস্থিত ক্যালসিয়াম এবং বেরিয়ামের পরিমাণ নির্ধারণ

প্রাপ্ত দ্রবণ মাপক-কূপীতে নিয়ে দাগ পর্যন্ত আয়তন পূর্ণ কর।

বেরিয়াম নির্ধারণ—(ক) প্রাপ্ত দ্রবণের একটা অংশ 400 মি.লি. বাকারে নাও, পাতিত জল মিশিয়ে আয়তন 200 মি.লি. কর। এখন 1 মি.লি.  $6(\text{N})-\text{CH}_3\text{COOH}$  এবং 10 মি.লি. প্রশমিত  $3(\text{N})$ -অ্যামোনিয়াম অ্যাসিটেট দ্রবণ যোগ কর ( $\text{pH } 5.5$ ), গরম করে ফোটাও, 10 মি.লি.  $10\% \text{K}_2\text{CrO}_4$  দ্রবণ ধীরে ধীরে নাড়তে নাড়তে যোগ কর। জলগাহে

আখণ্ডা ডাইজেশন কর—অধঃক্ষেপ নীচে থিতিয়ে যাবে। আরও এক ফোঁটা  $K_2CrO_4$  দ্রবণ যোগ করে পরীক্ষা কর উপরের স্বচ্ছ দ্রবণে অধঃক্ষেপণ হয় কিনা। ঠান্ডা কর, ওজন জানা গুঁড় মর্দচিত্তে ছাঁক, গরম জল দ্বারা অধঃক্ষেপ ধুয়ে ক্যালিসিয়াম ও ক্রোমেট মুক্ত কর। ভাল ফলাফলের জন্য দ্বিতীয়বার অধঃক্ষেপণ বাছনীর। দ্বিতীয়বার অধঃক্ষেপণ পদ্ধতি অনুসরণ করলে প্রথমবারে অধঃক্ষেপ Whatman No. 42 গ্রাফিক ছাঁকিন কাগজে ছাঁকবে এবং অধঃক্ষেপ ২—৩ বার ধুয়ে নিলেই চলবে। অধঃক্ষেপ সম্পূর্ণ-রূপে ক্যালিসিয়াম ও ক্রোমেট মুক্ত করতে হলে অন্ততঃ দশ-বারো বার গরম জল দ্বারা অধঃক্ষেপ ধুয়ে নেওয়া প্রয়োজন, তারপর পরীক্ষা করে দেখা দরকার পরিস্রুত ক্রোমেট এবং ক্যালিসিয়াম মুক্ত হয়েছে কিনা। অধঃক্ষেপ ক্রোমেট এবং ক্যালিসিয়াম মুক্ত হলে পর  $120^\circ$  সে. তাপমাত্রার বারুগাহে রেখে ওজন স্থায়ী কর।  $BaCrO_4$  হিসাবে ওজন কর।

(খ) অন্যথায়,  $BaCrO_4$  অধঃক্ষেপ পৃথক করার পর লঘু  $H_2SO_4$  মিশিয়ে দ্রবীভূত করা হয় এবং মৃদু  $H_2Cr_2O_7$ -কে অতিরিক্ত প্রমাণ Mohr লবণের দ্রবণ মিশিয়ে অনুমাপন করা যায় (৭, 48 পরিচ্ছেদ মন্তব্য দেখ)। ক্যালিসিয়াম নির্ধারণ— $BaCrO_4$  পৃথক করার পর পরিস্রুত নিয়ে ক্যালিসিয়াম নির্ধারণ করা হয়। ৭, 37 পরিচ্ছেদ অনুযায়ী  $CaC_2O_4$  অধঃক্ষিপ্ত করে, লঘু  $H_2SO_4$  দ্বারা দ্রবীভূত করে প্রমাণ  $KMnO_4$  দ্রবণ দ্বারা অনুমাপন কর।

### 11. 7. মিশ্রণে অবস্থিত ক্যালিসিয়াম ও লেডের পরিমাণ নির্ধারণ

প্রাপ্ত দ্রবণ মাপক-কুপীতে নিয়ে দাগ পর্বন্ত আলতন পূর্ণ কর।

লেড নির্ধারণ—প্রাপ্ত দ্রবণের একটা অংশ নিয়ে 10, ২ (খ) পরিচ্ছেদ অনুযায়ী  $PbCrO_4$  হিসাবে লেডকে ক্যালিসিয়াম হতে পৃথক কর।  $PbCrO_4$  গুঁড় মর্দচিত্তে নিয়ে  $120^\circ$  সে. তাপমাত্রার শূষ্ক করে লেড তৌলিকভাবে নির্ধারণ করা যায়, অথবা  $PbCrO_4$  অধঃক্ষেপ পৃথক করার পর লঘু  $H_2SO_4$  মিশিয়ে দ্রবীভূত করা হয় এবং মৃদু  $K_2Cr_2O_7$ -কে অতিরিক্ত প্রমাণ Mohr লবণের দ্রবণ মিশিয়ে অনুমাপন করা হয় (৭, 48 পরিচ্ছেদ মন্তব্য দেখ)।

ক্যালিসিয়াম নির্ধারণ— $PbCrO_4$  পৃথক করার পর পরিস্রুত নিয়ে ক্যালিসিয়াম নির্ধারণ করা হয়। ৭, 37 পরিচ্ছেদ অনুযায়ী ক্যালিসিয়াম নির্ধারণ কর (11. 6 পরিচ্ছেদ দেখ)।

### 11. 8. নিম্নে অবস্থিত ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামের পরিমাণ নির্ধারণ

প্রাপ্ত দ্রবণ মাপক-কপীতে নিম্নে দাগ পর্যন্ত আয়তন পূর্ণ কর।


ক্যালসিয়াম নির্ধারণ—প্রাপ্ত দ্রবণের একটা অংশ নিম্নে 10, 7 পরিচ্ছেদ অনুযায়ী  $\text{CaC}_2\text{O}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$  হিসাবে ক্যালসিয়ামকে ম্যাগনেসিয়াম হতে পৃথক কর এবং প্রমাণ  $\text{KMnO}_4$  দ্রবণ দ্বারা (9, 37 পরিচ্ছেদ দেখ) ক্যালসিয়ামের পরিমাণ নির্ধারণ কর।

ম্যাগনেসিয়াম নির্ধারণ— $\text{CaC}_2\text{O}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$  হিসাবে ক্যালসিয়াম পৃথক করার পর পরিস্রুত্ নিম্নে ম্যাগনেসিয়াম নির্ধারণ কর।

(ক) প্রথম পদ্ধতি—পরিস্রুত্ নিম্নে 10, 8 (ক) পরিচ্ছেদ অনুযায়ী  $\text{Mg}_2\text{P}_2\text{O}_7$  হিসাবে ম্যাগনেসিয়াম নির্ধারণ কর।

(খ) দ্বিতীয় পদ্ধতি—পরিস্রুত্ নিম্নে 10, 8 (খ) পরিচ্ছেদ অনুযায়ী  $\text{Mg}(\text{C}_9\text{H}_8\text{ON})_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$  হিসাবে ম্যাগনেসিয়াম নির্ধারণ কর।

(গ) তৃতীয় পদ্ধতি—পরিস্রুত্ নিম্নে 10, 8 (ক) পরিচ্ছেদ অনুসারে  $\text{MgNH}_4\text{PO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$  হিসাবে অধঃক্ষেপ কর, মাত্রিক ছাঁকন কাগজে ছেঁকে জল দ্বারা অধঃক্ষেপ ধুয়ে নাও এক  $\text{NH}_4\text{OH}$  মদ্র কর। তারপর ঐ অধঃক্ষেপ প্রমাণ 4(N)- $\text{H}_2\text{SO}_4$  দ্রবণ মিশিয়ে দ্রবীভূত কর এবং অবশিষ্ট  $\text{H}_2\text{SO}_4$  প্রমাণ  $\text{NaOH}$  দ্রবণ (N/10) দ্বারা অনুমাপন কর। ব্রোমোক্রোজল গ্রীণ সূচক দ্রবণ অনুমাপনের সময় ব্যবহার কর।



অতএব, 1 মি.লি. (N)- $\text{H}_2\text{SO}_4 \equiv 0.0081066$  গ্রাম Mg

### EDTA পদ্ধতি

(i) ক্যালসিয়াম নির্ধারণ—প্রাপ্ত দ্রবণ হতে 25 মি.লি. পরিমাণ দ্রবণ পিপেটের সাহায্যে 250 মি.লি. বীকারে স্থানান্তরিত কর। পাতিত জল মিশিয়ে 75 মি.লি. আয়তন কর। এখন 6 মি.লি. 2(N)  $\text{NaOH}$  দ্রবণ যোগ কর (pH 12)। দ্রবণ ফুটিয়ে  $\text{NH}_3$  গ্যাস যদি বের হয় তাড়িয়ে দাও, তারপর ঠান্ডা কর। মিউরেক্সসাইড সূচকের জলীয় সম্পৃক্ত দ্রবণ 5 ফোঁটা যোগ এবং প্রমাণ 0.05(M) EDTA দ্রবণ দ্বারা অনুমাপন কর। অন্তর্বিন্দুতে রঙের পরিবর্তন হয়—লাল হতে রক্তবেগদীন। এই অনুমাপনের দ্বারা দ্রবণে অবস্থিত কেবলমাত্র ক্যালসিয়ামের পরিমাণ জানা যায় (9, 69 পরিচ্ছেদ দেখ)।



(ii) ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম একত্রে নির্ধারণ—প্রাপ্ত দ্রবণ হতে দ্বিতীয়বার 25 মি. লি. দ্রবণ পিপেটের সাহায্যে নাও, পাতিত জল মিশিয়ে 75 মি. লি. আয়তন কর।  $\text{NH}_4\text{Cl} + \text{NH}_4\text{OH}$  বাফার দ্রবণ (pH 10) 5 মি. লি. এবং 3-4 ফোটা EBT সূচক যথাক্রমে মেশাও।  $60^\circ$  সে. তাপমাত্রায় গরম কর, তারপর প্রমাণ 0.05 (M) EDTA দ্রবণ দ্বারা অনুমাপন কর। অন্তর্বিন্দুতে দ্রবণের রঙ লাল হতে নীল (pure blue) হয়। এই অনুমাপনের দ্বারা ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামের মোট পরিমাণ জানা যায়। তার থেকে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ (উপরোক্ত (i) পদ্ধতি) বিয়োগ করলে ম্যাগনেসিয়ামের পরিমাণ জানা যায়। (9, 68 পরিচ্ছেদ দেখ)।

### 11, 9. মিশ্রণে অবস্থিত আয়রন ও ক্রোমিয়ামের পরিমাণ নির্ধারণ

প্রাপ্ত দ্রবণ মাপক-কুপীতে নিয়ে দাগ পর্যন্ত আয়তন পূর্ণ কর।  
 আয়রন নির্ধারণ—প্রাপ্ত দ্রবণের একটা অংশ নাও, অতিরিক্ত অ্যাসিড  $\text{NaOH}$  দ্রবণ মিশিয়ে প্রশমিত কর। দ্রবণ গরম করে ফোটাও, প্রতিবার সামান্য পরিমাণ  $\text{Na}_2\text{O}_2$  যোগ করে নাড়তে থাক,  $\text{Cr(III)}$ -র জারণ এবং  $\text{Fe(OH)}_3$  অধঃক্ষেপণ সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত  $\text{Na}_2\text{O}_2$  যোগ কর। দ্রবণের আয়তন জল মিশিয়ে 100 মি. লি. কর। পুনরায় গরম করে ফোটাও এবং  $\text{Na}_2\text{O}_2$  বিয়োজিত কর, ঠান্ডা কর, তারপর বেশীর ভাগ অধঃক্ষেপণ বীকারে রেখে মাত্রিক ছাঁকন কাগজে ছেঁকে নাও, জল দিয়ে কয়েকবার ধুয়ে নাও।  
 পরিস্ফুট ক্রোমিয়াম নির্ধারণের জন্য রেখে দাও। ছাঁকন কাগজে রাখা অধঃক্ষেপ প্রথমে জলের ফোয়ারা দ্বারা, পরে গরম  $\text{HCl(1:1)}$  দ্বারা প্রথম যে বীকারে অধঃক্ষেপ ফেলান হয়েছিল সেই বীকারেই মাত্রিকভাবে স্থানান্তরিত কর এবং পুনরায় একইভাবে  $\text{Na}_2\text{O}_2$  দ্বারা  $\text{Fe(OH)}_3$  অধঃক্ষিপ্ত কর ও ক্রোমিয়াম দ্রবণ জারিত কর, মাত্রিক কাগজে ছাঁক ও অধঃক্ষেপ ধুয়ে নাও। দ্বিতীয় পরিস্ফুট প্রথম বারের সাথে মিশিয়ে একত্রে রাখ।  $\text{Fe(OH)}_3$  অধঃক্ষেপ  $\text{HCl(1:1)}$  দ্বারা দ্রবীভূত করে প্রমাণ  $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$  দ্রবণ দ্বারা (9, 47 পরিচ্ছেদ দেখ) আয়রনের পরিমাণ নির্ধারণ কর।

ক্রোমিয়াম নির্ধারণ—বাস্পীভবন দ্বারা পরিস্ফুটের আয়তন কমাও, ঠান্ডা কর,  $\text{H}_2\text{SO}_4$  মিশিয়ে অ্যাসিডীয় কর, 5 মি. লি. গাঢ়  $\text{H}_3\text{PO}_4$  যোগ কর, তারপর অতিরিক্ত প্রমাণ Mohr লবণের দ্রবণ ( $\text{N}/10$ ) যোগ করে প্রমাণ  $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$  দ্রবণ দ্বারা অবশিষ্ট Mohr লবণ অনুমাপন কর (9, 46 পরিচ্ছেদ দেখ)।

# 11. 10. মিশ্রণে অবস্থিত আয়রন ও জিংকের পরিমাণ নির্ধারণ

প্রাপ্ত দ্রবণ মাপক-কুপীতে নিয়ে দাগ পর্যন্ত আয়তন পূর্ণ কর।

আয়রন নির্ধারণ—জিংকের উপস্থিতিতে  $K_2Cr_2O_7$  দ্বারা সরাসরি আয়রন নির্ধারণ করা যায়। প্রাপ্ত দ্রবণের একটা অংশ নিয়ে 9, 47 পরিচ্ছেদ অনুযায়ী আয়রন নির্ধারণ কর।

জিংক নির্ধারণ—(ক)প্রথম পদ্ধতি—প্রাপ্ত দ্রবণ হতে পরিমাণমত একটা অংশ 400 মি. লি. বীকারে নাও, পাতিত জল মিশিয়ে 150 মি. লি. আয়তন কর। এখন গরম করে নাড়তে নাড়তে অতিরিক্ত  $4(N) NaOH$  দ্রবণ মেশাও যতক্ষণ পর্যন্ত না  $Fe(OH)_3$  অধঃক্ষেপণ সম্পূর্ণ হয় এবং কিছু অতিরিক্ত  $NaOH$  দ্রবণে থাকে। গরম অবস্থায় Whatman No. 41 মাত্রিক ছাঁকন কাগজে ছাঁক, গরম জল মিশিয়ে ২—৩ বার ধুয়ে নাও। দ্বিতীয় বীকারে পরিস্রুত রাখ।

প্রথমতঃ কমাবার জন্য দ্বিতীয়বার অধঃক্ষেপণ (reprecipitation) প্রয়োজন। সেজন্য ছাঁকন কাগজ হতে প্রথম বীকারে প্রথমে জলের ফোয়ারা ও পরে গরম  $HCl$  দ্রবণ দ্বারা অধঃক্ষেপ স্থানান্তরিত কর। অধঃক্ষেপ দ্রবীভূত করার জন্য যতটুকু পরিমাণ গাঢ়  $HCl$  প্রয়োজন, ঠিক ততটুকু অ্যাসিড মেশানো প্রয়োজন। পুনরায়  $4(N) NaOH$  দ্রবণ মিশিয়ে গরম অবস্থায় নাড়তে নাড়তে  $Fe(OH)_3$  অধঃক্ষেপণ সম্পূর্ণ কর। কিছু অতিরিক্ত  $NaOH$  দ্রবণে যেন থাকে। যথারীতি অধঃক্ষেপ মাত্রিক ছাঁকন কাগজে ছাঁক, প্রয়োজন হলে প্রক্ষালকের সাহায্য নাও। ২% গরম  $NH_4NO_3$  দ্রবণ দ্বারা অধঃক্ষেপ ধুয়ে নাও এবং  $Zn$  ম্লুস্ত কর। দশবার ধুয়ে নেওয়ার পর  $Zn$ -র উপস্থিতি পরীক্ষা কর। প্রথম পরিস্রুতের সাথে দ্বিতীয় পরিস্রুত যোগ কর এবং এই মিশ্রিত পরিস্রুত হতে জিংকের পরিমাণ নির্ধারণ কর।  $ZnNH_4PO_4$  হিসাবে অথবা  $Zn_2P_2O_7$  হিসাবে জিংক নির্ধারণ কর (10, 4 পরিচ্ছেদ দেখ)।

(খ) দ্বিতীয় পদ্ধতি— $Fe(OH)_3$  অধঃক্ষেপ পৃথক করার পর পরিস্রুত নিয়ে 11, 4 (খ) পরিচ্ছেদ অনুযায়ী  $ZnS$  অধঃক্ষিপ্ত করে আয়োডাইডমিতি দ্বারা অনুমাপন কর।



## পরিশিষ্ট অংশ (Appendix)

### 1নং পরিশিষ্ট

#### গাঢ় অ্যাসিড (Conc. Acids.)

	আপেক্ষিক গুরুত্ব (sp. Gr.)	শতকরা ওজন (normality)	তুল্যতা
গ্রেসিয়াল অ্যাসিটিক অ্যাসিড ( $\text{CH}_3\text{COOH}$ )	1.05	99.5	17N
নাইট্রিক অ্যাসিড ( $\text{HNO}_3$ )	1.42	70	16N
পারক্লোরিক অ্যাসিড ( $\text{HClO}_4$ )	1.54	60	9N
ফসফোরিক অ্যাসিড ( $\text{H}_3\text{PO}_4$ )	1.69	85	45N
হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ( $\text{HCl}$ )	1.19	38	12N
হাইড্রোব্রোমিক অ্যাসিড ( $\text{HBr}$ )	1.49	48	9N
হাইড্রোফ্লোরিক অ্যাসিড ( $\text{HF}$ )		48	27N
হাইড্রোআয়োডিক অ্যাসিড ( $\text{HI}$ )	1.70	57	7N
সালফিউরিক অ্যাসিড ( $\text{H}_2\text{SO}_4$ )	1.84	96	36N

### 2নং পরিশিষ্ট

#### লব্ধ অ্যাসিড দ্রবণ (Dil. Acids)

অ্যাসিটিক অ্যাসিড ( $\sim 5\text{N}$ ) : 290 মি.লি. গাঢ় অ্যাসিড নিয়ে জল মিশিয়ে এক লিটার আয়তন কর।

নাইট্রিক অ্যাসিড ( $\sim 5\text{N}$ ) : 310 মি.লি. গাঢ় অ্যাসিড নিয়ে জল মিশিয়ে এক লিটার আয়তন কর।

হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ( $\sim 5\text{N}$ ) : 420 মি.লি. গাঢ় অ্যাসিড নিয়ে জল মিশিয়ে এক লিটার আয়তন কর।

সালফিউরিক অ্যাসিড ( $\sim 5\text{N}$ ) : 140 মি.লি. গাঢ় অ্যাসিড নিয়ে 700 মি.লি. ঠান্ডা জলে নাড়তে নাড়তে জল ঠাণ্ডা কর, জল মিশিয়ে এক লিটার আয়তন কর।

সালফিউরিক অ্যাসিড ( $\sim 0.3\text{N}$ ) : সম্পূর্ণ জলীয় দ্রবণ।

## 3য় পরিশিষ্ট

## কারক দ্রবণ (Bases)

(গাঢ়) অ্যামোনিয়া দ্রবণ ( $\sim 15N$ ) : আপেক্ষিক গুরুত্ব 0.88,—এর মধ্যে আছে 98%  $NH_3$ ।

(লঘু) অ্যামোনিয়া দ্রবণ ( $\sim 5N$ ) : 330 মি.লি. গাঢ় দ্রবণ নিয়ে জল মিশিয়ে এক লিটার আয়তন কর।

ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড দ্রবণ ( $\sim 0.05N$ ) : ২ গ্রাম শুষ্ক  $Ca(OH)_2$  নিয়ে এক লিটার জলে মেশাও। ছেঁকে নাও।

পটাসিয়াম হাইড্রোক্সাইড ( $\sim 2N$ ) : 11২ গ্রাম  $KOH$  নিয়ে এক লিটার জলে মেশাও।

বেরিয়াম হাইড্রোক্সাইড ( $\sim 0.5N$ ) : 80 গ্রাম  $Ba(OH)_2 \cdot 8H_2O$  নিয়ে এক লিটার জলে দ্রবীভূত কর। ছেঁকে নাও।

সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড ( $\sim 2N$ ) : 80 গ্রাম  $NaOH$  নিয়ে এক লিটার জলে মেশাও।

## 4য় পরিশিষ্ট

## সাধারণ বিকারক দ্রবণ (Common reagent solution)

অ্যামোনিয়াম অক্সালেট ( $\sim 0.5N$ ) : 35 গ্রাম লবণ নিয়ে এক লিটার জলে দ্রবীভূত কর।

অ্যামোনিয়াম অ্যাসিটেট ( $\sim 5N$ ) : 385 গ্রাম লবণ নিয়ে এক লিটার জলে দ্রবীভূত কর।

অ্যামোনিয়াম কার্বনেট ( $\sim 4N$ ) : 160 গ্রাম লবণ নিয়ে 140 মি.লি. গাঢ়  $NH_4OH$  এবং 800 মি.লি. জল মিশিয়ে দ্রবীভূত কর।

অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড ( $\sim 5N$ ) : 270 গ্রাম লবণ নিয়ে এক লিটার জলে দ্রবীভূত কর।

অ্যামোনিয়াম সালফেট ( $\sim 1N$ ) : 76 গ্রাম লবণ নিয়ে এক লিটার জলে দ্রবীভূত কর।

অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট ( $\sim 1N$ ) : 80 গ্রাম লবণ নিয়ে এক লিটার জলে দ্রবীভূত কর।

অ্যামোনিয়াম সালফাইড (হলফ),  $(\text{NH}_4)_2\text{Sx}$  : ঠান্ডা অবস্থায় ২০০ মি.লি. গাঢ় অ্যামোনিয়া দ্রবণ  $\text{H}_2\text{S}$  মিশিয়ে সম্পৃক্ত কর ; ১৫ গ্রাম গন্ধকচূর্ণ (সালফার) এবং ২০০ মি.লি. গাঢ় অ্যামোনিয়া দ্রবণ যোগ করে গন্ধকচূর্ণ সম্পূর্ণরূপে দ্রবীভূত না হওয়া পর্যন্ত ঝাঁকাও এবং জল মিশিয়ে এক লিটার আয়তন কর।

অ্যামোনিয়াম সালফেট ( $\sim 1\text{N}$ ) : ৫৬ গ্রাম লবণ নিয়ে এক লিটার জলে দ্রবীভূত কর।

আয়োডিন ( $\sim 0.1\text{N}$ ) : ২০ গ্রাম KI প্রথমে ৩০ মি.লি. জলে মেশাও, তারপর এই দ্রবণে ১৯ গ্রাম আয়োডিন দ্রবীভূত কর এবং জল মিশিয়ে আয়তন এক লিটার কর।

কপার সালফেট : ১২৫ গ্রাম লবণ নিয়ে এক লিটার জলে দ্রবীভূত কর এবং ৩ মি.লি. গাঢ়  $\text{H}_2\text{SO}_4$  মিশিয়ে অ্যাসিডীয় কর।

কোবাল্ট নাইট্রেট ( $\sim 0.3\text{N}$ ) : ৬৫ গ্রাম লবণ নিয়ে এক লিটার জলে দ্রবীভূত কর।

ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড ( $\sim 0.5\text{N}$ ) : ৫৫ গ্রাম লবণ নিয়ে এক লিটার জলে দ্রবীভূত কর।

ক্যালসিয়াম সালফেট (সম্পৃক্ত দ্রবণ) : ৩ গ্রাম লবণ নিয়ে এক লিটার জল মিশিয়ে ঝাঁকাও, কয়েক ঘণ্টা পর ছেঁকে নাও।

ক্রোমিন-জল : কঠিন  $\text{KMnO}_4$ -র সাথে গাঢ়  $\text{HCl}$  ফোঁটা ফোঁটা মিশিয়ে  $\text{Cl}_2$  গ্যাস তৈরী কর এবং জলের মধ্যে চালিত করে সম্পৃক্ত কর।

পটাসিয়াম আয়োডাইড ( $\sim 0.5\text{N}$ ) : ৪৩ গ্রাম লবণ এক লিটার জলে দ্রবীভূত কর।

পটাসিয়াম ক্রোমেট ( $\sim 0.5$ ) : ৫০ গ্রাম লবণ এক লিটার জলে দ্রবীভূত কর।

পটাসিয়াম থায়োসালফেট ( $\sim 1\text{N}$ ) : ৭৭ গ্রাম লবণ এক লিটার জলে দ্রবীভূত কর।

পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট : ৩ গ্রাম লবণ এক লিটার জলে দ্রবীভূত কর।

পটাসিয়াম ফেরিসালফেট : ৫৫ গ্রাম লবণ এক লিটার জলে দ্রবীভূত কর।

পটাসিয়াম ফেরোসালফেট : ৫৩ গ্রাম লবণ এক লিটার জলে দ্রবীভূত কর।

বেরিয়াম ক্লোরাইড ( $\sim 0.5\text{N}$ ) : ৫০ গ্রাম লবণ এক লিটার জলে দ্রবীভূত কর।

বেরিয়াম নাইট্রেট, ( $\sim 0.5\text{N}$ ) : ৬৫ গ্রাম লবণ এক লিটার জলে দ্রবীভূত কর।

କ୍ରୋମିନ-ଜଳ: 10 ମି.ଲି. ତରଳ  $B_{12}$  ନିମ୍ନେ ଜଳ ମିଶିରେ ବାକାଓ ଏବଂ  
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ରବଣ ତିରୀ କର।

ସାରକିଡିରିକ କ୍ରୋରାଇଡ (ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ରବଣ): 7 ଗ୍ରାମ ଲବଣ 100 ମି.ଲି. ଜଳେ  
ଦ୍ରବୀଭୂତ କର।

ଲେଡ୍ ଆସିଟେଟ ( $\sim 0.5N$ ): 95 ଗ୍ରାମ ଲବଣ ଏକ ଲିଟର ଜଳେ ଦ୍ରବୀଭୂତ  
କର।

ନିଲଭାର ନାଇଟ୍ରେଟ ( $\sim 0.1N$ ): 2 ଗ୍ରାମ ଲବଣ 100 ମି.ଲି. ଜଳେ ଦ୍ରବୀଭୂତ  
କର।

ନିଲଭାର ମାଲକେଟ (ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ରବଣ): 0.8 ଗ୍ରାମ ଲବଣ 100 ମି.ଲି. ଜଳେ  
ଦ୍ରବୀଭୂତ କର।

ନୋଡିୟମ ଆସିଟେଟ ( $\sim 2N$ ): 272 ଗ୍ରାମ ଲବଣ ଏକ ଲିଟର ଜଳେ ଦ୍ରବୀଭୂତ  
କର।

ନୋଡିୟମ କାର୍ବନେଟ ( $\sim 2N$ ): 290 ଗ୍ରାମ ଲବଣ ଏକ ଲିଟର ଜଳେ ଦ୍ରବୀଭୂତ  
କର।

ଡାଇ-ନୋଡିୟମ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କମ୍ପେକ୍ଟ ( $\sim 1N$ ): 120 ଗ୍ରାମ ଲବଣ ଏକ ଲିଟର  
ଜଳେ ଦ୍ରବୀଭୂତ କର।

ଫ୍ଟାଲିକ କ୍ରୋରାଇଡ ( $\sim 0.5N$ ): 56 ଗ୍ରାମ ଲବଣ ପ୍ରଥମେ 100 ମି.ଲି. ମାଡ୍  
 $HCl$ -ଏ ଦ୍ରବୀଭୂତ କର, ତାପର ଜଳ ମିଶିରେ ଏକ ଲିଟର ଆମ୍ଳତନ କର।

## ৫ম পরিচিষ্ট

## পারমাণবিক গুরুত্ব সারণী

সৌম্য নাম	প্রতীক	পারমাণবিক গুরুত্ব	সৌম্য নাম	প্রতীক	পারমাণবিক গুরুত্ব
অক্সিজেন	O	16.000	প্যালোডিমার	Pd	106.4
অ্যান্টিমনি	Sb	121.76	প্লাটিনাম	Pt	195.09
অ্যালুমিনিয়াম	Al	26.98	ফসফরাস	P	30.975
আয়রন	Fe	55.85	ফ্লোরিন	F	19.00
আর্সেনিক	As	74.91	বিসমাথ	Bi	209.00
আয়োডিন	I	126.91	বেরিয়াম	Ba	137.36
ইউরেনিয়াম	U	238.07	বেরিলিয়াম	Be	9.013
কপার	Cu	63.54	বোরন	B	10.82
কার্বন	C	12.01	ব্রোমিন	Br	79.916
ক্যাডমিয়াম	Cd	112.41	ভ্যানাডিয়াম	V	50.95
ক্যালসিয়াম	Ca	40.08	মলিবডেনাম	Mo	95.95
কোবাল্ট	Co	58.94	ম্যাগনেসিয়াম	Mg	24.32
ক্রোরিন	Cl	35.457	ম্যাঙ্গানীজ	Mn	54.93
ক্রোমিয়াম	Cr	52.01	মারকারী	Hg	200.61
গোল্ড	Au	197.0	ল্যান্থানাম	La	138.92
জারকোনিয়াম	Zr	91.22	লিথিয়াম	Li	6.940
জিংক	Zn	65.38	লেড	Pb	207.21
টাইটেনিয়াম	Ti	47.90	স্ট্রনসিয়াম	Sr	87.63
টাংস্টেন	W	183.86	সালফার	S	32.066
টিন	Sn	118.70	সিরিয়াম	Ce	140.13
থেলিয়াম	Tl	204.39	সিলভার	Ag	107.69
থোরিয়াম	Th	232.05	সিলিকন	Si	28.09
নাইট্রোজেন	N	14.008	সোডিয়াম	Na	22.997
নিকেল	Ni	58.71	হাইড্রোজেন	H	1.008
পটাশিয়াম	K	39.10			



## पुस्तक विवरणी (*Bibliography*)

*Text-book of Macro and Semi Micro Qualitative Inorganic Analysis*—A. I. Vogel.

*Text-book of Quantitative Inorganic Analysis*—A. I. Vogel.

*Quantitative Inorganic Analysis*—G. Charlot and D. Bezier.

*Quantitative Inorganic Analysis*—I. M. Kolthoff and E. B. Sandell.

*Semi Micro Qualitative Analysis*—F. J. Welcher and R. B. Hahn.

*Fundamentals of Qualitative Chemical Analysis*—R. K. McAlpine and B. A. Soule.

*The Analytical Uses of Ethylenediaminetetraacetic Acid*—F. W. Welcher.

*Practical Inorganic Chemistry*—A. K. De and A. K. Sen.

## পরিভাষা নিবন্ধ

অজৈব— inorganic  
 অণু— molecule  
 অদ্রবণীয়— insoluble  
 অধঃক্ষেপ— precipitate  
 অধঃক্ষেপক— precipitant  
 অধঃক্ষেপণ— precipitation  
 অধাতু— nonmetal  
 অর্ধচন্দ্রক— meniscus  
 অনচ্ছ— opaque  
 অনাদ্র— anhydrous  
 অনিয়তাকার— amorphous  
 অনুঘটক— catalyst  
 অনুঘারী— non-volatile  
 অনুপাত ভ্রম— proportional error  
 অনুভূমিক— horizontal  
 অনুমাপন— titration  
 অন্তর্বিন্দু— end point  
 অপকেন্দ্রন— centrifugation  
 অপদ্রব্য— impurities  
 অপরাবিদ্যুৎ— negative electricity  
 অপরাবিদ্যুৎবাহী— electro-negative  
 অপরাবাহী— anionic  
 অপরিবাহী— non-conductor  
 অবশেষ— residue  
 অম্ল (অ্যাসিড)— acid  
 অম্লগ্রাহিতা— acidity  
 অম্লরাজ— aqua regia  
 অম্লমিতি— acidimetry  
 অসংপৃক্ত— unsaturated  
 অসমসত্ত্ব— heterogeneous  
 অস্থায়ী ধ্রুবক— instability  
 constant  
 অংশমণ্ডিত— graduated  
 অ্যাসিডীয়— acidic  
 অক্সিজেন— ore

আন্বিক— qualitative  
 আণবিক গুরুত্ব— molecular weight  
 আধান— charge  
 আপেক্ষিক ভ্রম— relative error  
 আয়তন— volume  
 আয়তনিক বিকারক— volumetric  
 reagent  
 আয়নিত হওয়া— ionisation  
 আয়নীয় গুরুত্ব— ionic product  
 আলোড়ক— stirrer  
 আহত বস্তু— derivative  
 আসক্তি— affinity  
 আঠাল— gelatinous  
 উল্লম্ব— vertical  
 উত্তর অধঃক্ষেপণ— post precipitation  
 উত্তাপন— heating  
 উষারী— volatile  
 উন-পরিমাপ— semimicro  
 উপাদান— component, constituent  
 উভময়ী— amphoteric  
 উভমুখী— reversible  
 ঋণ-প্রভাবক— negative catalyst  
 ঋণাত্মক— negative  
 একক— unit  
 একবোজী— monovalent  
 এককারকীয়— monobasic  
 ওজন— weight  
 কঠিন— solid  
 কাচদণ্ড— glass rod  
 কাচনল— glass tube  
 কাচের পলয়— glass wool  
 কপা— flask  
 ক্রিস্টাল— crystal

ক্ৰিস্টিভাৰন—crystallisation  
কৈশিক—capillary  
ক্ৰমাংকিত কৰা—calibrate  
ক্ৰান্তি-ব্যবধান—transition interval

কাৰক—base

কাৰকীয়—basic

কাৰগ্ৰাহিতা—basicity

কাৰমিতি—alkalimetry

কাৰীয়—alkaline

কীৰ্ণ—weak

খনিজ—mineral

খৰ জল—hard water

খৰ অ্যাসিড—hard acid

খৰতা—hardness

বসুন্ধা—basin

বল—mortar

গতিহার—rate (of the reaction)

গতিহার গুণাংক—velocity  
coefficient

গন্ধক—sulphur

গৰম ডাঙৰা—hot plate

গলন—melting

গলনাংক—melting point

গাণিতিক গড়—arithmetical mean

গাঢ়—concentrated

গাঢ়তা—concentration

গলক মিশ্র—fusion mixture

গ্রাম অণু—gram molecule

গ্রাম তুল্যাংক—gram equivalent

গ্রাম পরমাণু—gram atom

গ্রাহীতা—acceptor

ঘনত্ব—density

বোলাটে—turbid

চুৰু—spout

চাপ—pressure

চুপ—lime

চুৰনী—furnace

ছাঁকন—filtration

ছাঁকন মাৰু—filter mat

ছাঁকনি—filtering medium

জটিল আয়ন—complex ion

জটিল লবণ—complex salt

জটিলমিতি—complexometry

জনক দ্রবণ—mother liquor

জল গাহ—water bath

জলবিয়োৰ—hydrolysis

জলবিয়োৰ অঙ্ক—degree of  
hydrolysis

জলাকৰ্ষী—hygroscopic

জারক—oxidising agent

জারণ—oxidation

জৈব—organic

জ্বালন—ignition

বিক্ৰী বিয়োৰণ—dialysis

তণ্ডন—coagulation

তত্ত্ব—theory

তরল—liquid

তল—surface

তড়িৎ—electricity

তড়িৎ বিয়োৰণ—electrolysis

তড়িৎ বিয়োৰ্য—electrolyte

তড়িৎ ধার—electrode

তাপগতি—thermodynamic

তাপস্থাপক—thermostat

তারজালি—wire gauge

তীব্র—strong

তুল্যমণ্ড—balance

তুল্য দ্রবণ—normal solution

তুল্যতা বিন্দু—equivalence point

তুল্যাংক—equivalent

তুল্যাংক ভাৰ—equivalent weight

তুল্যাক্ষমাত্রা—normality  
ভৌমিক—gravimetric  
ত্রিকারকীয়—tribasic

দানিক—donor  
দ্বিকারকীয়—dibasic  
দীপ—burner  
দীপ্তিশিখা—luminous flame  
দীপ্তহীন শিখা—non-luminous  
flame

দ্রবণ—solution  
দ্রবীভূত—dissolved  
দ্রাব—solute  
দ্রাবক—solvent  
দ্রাবকাত্মক—hydrophobic  
দ্রাবকাসক্ত—hydrophilic  
দ্রাব্যতা—solubility

ধন-প্রভাবক—positive catalyst  
ধনাত্মক—positive  
ধর্ম—properties  
ধাতু—metal  
ধূম-প্রকোষ্ঠ—fume cupboard  
স্থাবক—constant

না-ধর্মী—negative  
নিগমননল—delivery tube  
নির্গমনশোষণ—adsorption  
নিরন্তর ভ্রম—constant error  
নির্বাচী—selective  
নিরুদক—anhydride  
নিরুদনকারী—dehydrating agent

পদ্ধতি—process  
পরম—absolute  
পরম নির্ভুল—most probable  
পরম ভর—true mass  
পরম ভ্রম—absolute error  
পরম মান—true value

পরমাণু—atom  
পরমাণু ক্রমাঙ্ক—atomic number  
পরা বিদ্যুৎ—positive electricity  
পরাবাহী—cationic  
পরিভাগ নল—delivery tube  
পরিদ্রব—filtrate  
পারমাণবিক গুরুত্ব—atomic weight  
পাতন—distillation  
পাতিত—distilled  
পিপেট—pipette

প্রতিপ্রভা—fluorescence  
প্রতিসরণাঙ্ক—refractive index  
প্রতিস্থাপন—displacement  
প্রভাবক—catalyst  
প্রমাণ—standard  
প্রমাণ দ্রবণ—standard solution  
প্রমাণ পরিমাণ বিশ্লেষণ—macro  
analysis

প্রমাণ ভ্রমমাত্রা—standard deviation  
প্রশম—neutral  
প্রশমন—neutralisation  
প্রশমন বিন্দু—neutral point  
প্রকালক—policeman

বর ধাতু—noble metal  
বলয়—ring  
বলয়কারী—chelating  
বলয় বোঁগ—chelate compounds  
বহু কারকীয়—polybasic  
বাটখারা—weights  
বালিগাহ—sand bath  
বারুগাহ—air oven  
বারুচুল্লী—air oven  
বারুর প্লবতা—buoyancy of the  
air

বাপীভবন—evaporation  
বিকারক—reagent  
বিক্রিয়ক—reactant  
বিক্রিয়া—chemical reaction

বিগলক—flux  
 বিচ্ছিন্ন মাধ্যম—dispersive  
 medium

বিচ্ছিন্নক—dispersive  
 বিজারক—reducing agent  
 বিজারণ—reduction  
 বিনির্দিষ্ট—specific  
 বিন্দু বিকিরা কাগজ—spot test  
 paper

বিপর্যবত বিয়োজন—double  
 decomposition

বিয়োজন—decomposition  
 বিয়োজন—dissociation  
 বিস্রবক চূর্ণ—bleaching powder

বিশ্লেষণ—analysis  
 বুদবুদ—bubble  
 বুদবুদন—effervescence

বৈজ্ঞানিক—analytical  
 ব্যস্ত অনুপাত—inversely  
 proportional

বুরেট—burette

ভঙ্গুর—brittle  
 ভরক্ৰিয়া—mass action

ভস্ম—ash  
 ভস্মীকরণ—calcination

ভৌত—physical

ত্রুট—error

ত্রুটমাত্রা—deviation

মধ্যবর্তী মান—median value

মাটিক—quantitative

মাত্রাঙ্কিত কপী—measuring flask  
 (মাপক কপী)

মাপাহীন—blank

মাপনী—scale

মিশ্র সূচক—mixed indicator

মিশ্রণ—mixture

মৃতি—crucible

মূলক—radical

মৃদু অ্যাসিড—soft acid

মৌল—element

(মৌলিক পদার্থ)

বখাবখতা—precision

বন্দ—apparatus

বোজ্যতা—valency

বৌগ (বৌগিক পদার্থ)—compounds

ব্রীতিবদ্ধ—systematic

রোধনী—stopcock

রৌপ্যমিতি—argentimetry

লঘু—dilute

লেন পরিমাপ—micro

শঙ্কু-কপী—conical flask

শিখা—flame

শুক্ক পরীক্ষা—dry test

শোষকাধার—desicator

শোষণ নল—suction tube

শ্রেণী—group

সংকর—alloy

সংকেত—formula

সংযুতি—composition

সংযুতি সংকেত—structural

formula

সক্রিয়—active

সক্রিয়তা—activity

সক্রিয়তা গুণক—activity

coefficient

সনাতিকরণ—identification

সর্বাধিক সম্ভাব্য—most probable

স্পটপ্লেট—spot plate

স্ফটন—boiling

সমসত্ত্ব—homogeneous

সম্পৃক্ত—saturated

ସମାନୁପାତିକ— proportional  
 ସମୀକରଣ— equation  
 ସହ-ଅବକ୍ଷେପଣ— coprecipitation  
 ସାନ୍ଦ୍ର— viscous  
 ସାନ୍ଦ୍ରତା— viscosity  
 ସାନ୍ଧ— equilibrium  
 ସାରଣୀ— table  
 ସ୍ମରଣିତା— sensitivity  
 ସୂଚକ— indicator

ସୂତ୍ର— law  
 ସ୍ମୃତିସିଦ୍ଧିତଳକ ଗ୍ରାହ— sintered bed  
 crucible  
 ସୋଦକ— hydrated  
 ସୋହାଗା— borax  
 ହାତ୍ୟା— positive  
 ହିମାଙ୍କ— freezing point









